



ASA DENTAL®

PROGETTAZIONE E PRODUZIONE STRUMENTI DENTALI
DESIGN AND MANUFACTURING OF DENTAL INSTRUMENTS



Portaimpronte

Impression Trays

*Dove nasce un sorriso...
Where smile rises...*



Dove nasce un sorriso...
Where smile rises...



Portaimpronte in Acciaio Inox

Stainless Steel Impression Trays

- Portaimpronte in acciaio inox "NEW SUPER" con bordino ritentivo
"NEW SUPER" stainless steel impression trays with retention rim



- U1/L1 ● XL
- U2/L2 ● L
- U3/L3 ● M
- U4/L4 ● S
- U5/L5 ○ XS

NEW SUPER S2803-10

Serie MAXI da 10 pezzi
MAXI set of 10



Dove nasce un sorriso...
Where smile rises...



Portaimpronte in Acciaio Inox

Stainless Steel Impression Trays

2803-U1

2803-U2

2803-U3

2803-U4

2803-U5



XL

L



M

S

XS

| | | A mm. | B mm. |
|---------|----|----------|----------|
| 2803-U1 | XL | 81 | 63 |
| 2803-U2 | L | 74 | 60 |
| 2803-U3 | M | 71 | 55 |
| 2803-U4 | S | 67 | 53 |
| 2803-U5 | XS | 65 | 51 |

| | | A mm. | B mm. |
|---------|----|----------|----------|
| 2803-L1 | XL | 80 | 63 |
| 2803-L2 | L | 78 | 59 |
| 2803-L3 | M | 76 | 57 |
| 2803-L4 | S | 72 | 57 |
| 2803-L5 | XS | 69 | 50 |



XL

L

M

S

XS



2803-L1

2803-L2

2803-L3

2803-L4

2803-L5



Portaimpronte - Impression Trays

L1/U1

L2/U2

L3/U3

L4/U4

L5/U5

Dove nasce un sorriso...
Where smile rises...



Portaimpronte in Acciaio Inox

Stainless Steel Impression Trays



- Portaimpronte lisci in acciaio inox "PERMA-LOCK" tipo regular con bordino ritentivo
"PERMA-LOCK" solid regular stainless steel impression trays with retention rim



PERMA-LOCK S2807-8

Serie MIDI da 8 pezzi
MIDI set of 8



- U1/L1 XXS
- U2/L2 XS
- U3/L3 S
- U4/L4 M
- U5/L5 L
- U6/L6 XL



PERMA-LOCK S2807-12

Serie MAXI da 12 pezzi
MAXI set of 12



PERMA-LOCK S2807-6

Serie MINI da 6 pezzi
MINI set of 6


Dove nasce un sorriso...
Where smile rises...



Portaimpronte in Acciaio Inox




Stainless Steel Impression Trays

Portaimpronte - Impression Trays



| | | A | B |
|---------|-----|-----|-----|
| | | mm. | mm. |
| 2807-U1 | XXS | 61 | 47 |
| 2807-U2 | XS | 64 | 51 |
| 2807-U3 | S | 66 | 53 |
| 2807-U4 | M | 69 | 57 |
| 2807-U5 | L | 71 | 60 |
| 2807-U6 | XL | 73 | 62 |

| | | A | B |
|---------|-----|-----|-----|
| | | mm. | mm. |
| 2807-L1 | XXS | 55 | 47 |
| 2807-L2 | XS | 60 | 49 |
| 2807-L3 | S | 72 | 54 |
| 2807-L4 | M | 74 | 57 |
| 2807-L5 | L | 76 | 59 |
| 2807-L6 | XL | 78 | 61 |




2807-L6 2807-L5 2807-L4 2807-L3 2807-L2 2807-L1

■ Portaimpronte parziali, "PERMA-LOCK"
"PERMA-LOCK" partial impression trays



2807-L2D 2807-L4D 2807-L6D
2807-L2S 2807-L4S 2807-L6S



2807-U1P 2807-L1P



L1/U1

L2/U2

L3/U3

L4/U4

L5/U5

L6/U6

Dove nasce un sorriso...
Where smile rises...



Portaimpronte in Acciaio Inox

Stainless Steel Impression Trays

■ Portaimpronte lisci in acciaio inox
"PERMA-LOCK ANATOMIC" con bordino ritentivo
"PERMA-LOCK" solid regular stainless steel impression trays
with retention rim

ANATOMIC

INOX
18/08



Forma anatomica per garantire una migliore rilevazione dell'impronta nella zona del fornice.

Anatomically shaped to improve the quality of impression in the fornix area.



ANATOMIC S2807A-8

Serie MIDI da 8 pezzi
MIDI set of 8



ANATOMIC S2807A-12

Serie MAXI da 12 pezzi
MAXI set of 12



ANATOMIC S2807A-6

Serie MINI da 6 pezzi
MINI set of 6

Dove nasce un sorriso...
Where smile rises...



Portaimpronte in Acciaio Inox

Stainless Steel Impression Trays

2807-U6A


2807-U5A

2807-U4A

2807-U3A

2807-U2A

2807-U1A



XL

L

M



S

XS

XXS

| | A | B |
|----------|--------|-----|
| | mm. | mm. |
| 2807-U1A | XXS 61 | 47 |
| 2807-U2A | XS 64 | 51 |
| 2807-U3A | S 66 | 53 |
| 2807-U4A | M 69 | 57 |
| 2807-U5A | L 71 | 60 |
| 2807-U6A | XL 73 | 62 |

| | A | B |
|---------|--------|-----|
| | mm. | mm. |
| 2807-L1 | XXS 55 | 47 |
| 2807-L2 | XS 60 | 49 |
| 2807-L3 | S 72 | 54 |
| 2807-L4 | M 74 | 57 |
| 2807-L5 | L 76 | 59 |
| 2807-L6 | XL 78 | 61 |



XL

L

M

S

XS

XXS



2807-L6

2807-L5

2807-L4

2807-L3

2807-L2

2807-L1



U6/L6 U5/L5 U4/L4 U3/L3 U2/L2 U1/L1



Portaimpronte - Impression Trays

L1/U1

L2/U2

L3/U3

L4/U4

L5/U5

L6/U6

Dove nasce un sorriso...
Where smile rises...



Portaimpronte in Acciaio Inox

Stainless Steel Impression Trays



- Portaimpronte lisci in acciaio inox tipo regular senza bordino ritentivo
Solid regular stainless steel impression trays without retention rim



S2802-8
Serie MIDI da 8 pezzi
MIDI set of 8



- U1/L1 ○ XXS
- U2/L2 ● XS
- U3/L3 ● S
- U4/L4 ● M
- U5/L5 ● L
- U6/L6 ● XL



S2802-12
Serie MAXI da 12 pezzi
MAXI set of 12



S2802-6
Serie MINI da 6 pezzi
MINI set of 6


Dove nasce un sorriso...
Where smile rises...



Portaimpronte in Acciaio Inox




Stainless Steel Impression Trays

Portaimpronte - Impression Trays



| | | A | B |
|---------|-----|-----|-----|
| | | mm. | mm. |
| 2802-U1 | XXS | 61 | 47 |
| 2802-U2 | XS | 64 | 51 |
| 2802-U3 | S | 66 | 53 |
| 2802-U4 | M | 69 | 57 |
| 2802-U5 | L | 71 | 60 |
| 2802-U6 | XL | 73 | 62 |

| | | A | B |
|---------|-----|-----|-----|
| | | mm. | mm. |
| 2802-L1 | XXS | 55 | 47 |
| 2802-L2 | XS | 60 | 49 |
| 2802-L3 | S | 72 | 54 |
| 2802-L4 | M | 74 | 57 |
| 2802-L5 | L | 76 | 59 |
| 2802-L6 | XL | 78 | 61 |



Portaimpronte parziali
Partial impression trays



L1/U1

L2/U2

L3/U3

L4/U4

L5/U5

L6/U6

*Dove nasce un sorriso...
Where smile rises...*



Portaimpronte in Acciaio Inox

Stainless Steel Impression Trays

■ Portaimpronte lisci in acciaio inox
tipo regular "ANATOMIC" senza bordino ritentivo

*"ANATOMIC" solid regular stainless steel impression trays
without retention rim*

ANATOMIC

INOX
18/08



Forma anatomica per garantire una migliore rilevazione dell'impronta nella zona del fornice.

Anatomically shaped to improve the quality of impression in the fornix area.



**ANATOMIC
S2802A-8**

Serie MIDI da 8 pezzi
MIDI set of 8



**ANATOMIC
S2802A-12**

Serie MAXI da 12 pezzi
MAXI set of 12



**ANATOMIC
S2802A-6**

Serie MINI da 6 pezzi
MINI set of 6

Dove nasce un sorriso...
Where smile rises...



Portaimpronte in Acciaio Inox

Stainless Steel Impression Trays

2802-U6A

2802-U5A

2802-U4A

2802-U3A

2802-U2A

2802-U1A



XL

L

M



S

XS

XXS

| | A | B |
|----------|-----|-------|
| | mm. | mm. |
| 2802-U1A | XXS | 61 47 |
| 2802-U2A | XS | 64 51 |
| 2802-U3A | S | 66 53 |
| 2802-U4A | M | 69 57 |
| 2802-U5A | L | 71 60 |
| 2802-U6A | XL | 73 62 |

| | A | B |
|---------|-----|-------|
| | mm. | mm. |
| 2802-L1 | XXS | 55 47 |
| 2802-L2 | XS | 60 49 |
| 2802-L3 | S | 72 54 |
| 2802-L4 | M | 74 57 |
| 2802-L5 | L | 76 59 |
| 2802-L6 | XL | 78 61 |



XL

L

M

S

XS

XXS



2802-L6

2802-L5

2802-L4

2802-L3

2802-L2

2802-L1



U6/L6

U5/L5

U4/L4

U3/L3

U2/L2

U1/L1



XL

L

M

S

XS

XXS

ANATOMIC



Portaimpronte - Impression Trays

L1/U1

L2/U2

L3/U3

L4/U4

L5/U5

L6/U6

G.11

Dove nasce un sorriso...
Where smile rises...



Portaimpronte in Acciaio Inox

Stainless Steel Impression Trays



- Portaimpronte forati in acciaio inox "PERMA-LOCK" tipo regular con bordino ritentivo
"PERMA-LOCK" perforated regular tainless steel impression trays with retention rim



**PERMA-LOCK
S2804-8**
Serie MIDI da 8 pezzi
MIDI set of 8



- U1/L1 ○ XXS
- U2/L2 ● XS
- U3/L3 ● S
- U4/L4 ● M
- U5/L5 ● L
- U6/L6 ● XL

**PERMA-LOCK
S2804-12**
Serie MAXI da 12 pezzi
MAXI set of 12



**PERMA-LOCK
S2804-6**
Serie MINI da 6 pezzi
MINI set of 6



Dove nasce un sorriso...
Where smile rises...



Portaimpronte in Acciaio Inox

Stainless Steel Impression Trays

Portaimpronte - Impression Trays

2804-U6 2804-U5 2804-U4 2804-U3 2804-U2 2804-U1



XL

L

M



S

XS

XXS

| | | A mm. | B mm. |
|---------|-----|----------|----------|
| 2804-U1 | XXS | 61 | 47 |
| 2804-U2 | XS | 64 | 51 |
| 2804-U3 | S | 66 | 53 |
| 2804-U4 | M | 69 | 57 |
| 2804-U5 | L | 71 | 60 |
| 2804-U6 | XL | 73 | 62 |

| | | A mm. | B mm. |
|---------|-----|----------|----------|
| 2804-L1 | XXS | 55 | 47 |
| 2804-L2 | XS | 60 | 49 |
| 2804-L3 | S | 72 | 54 |
| 2804-L4 | M | 74 | 57 |
| 2804-L5 | L | 76 | 59 |
| 2804-L6 | XL | 78 | 61 |



XL


L

M

S

XS

XXS



2804-L6

2804-L5

2804-L4

2804-L3

2804-L2

2804-L1

■ Portaimpronte parziali, "PERMA-LOCK"
"PERMA-LOCK" partial impression trays



2804-L2D

2804-L4D

2804-L6D



2804-U1P

2804-L1P



2804-L2S

2804-L4S

2804-L6S



L1/U1

L2/U2

L3/U3

L4/U4

L5/U5

L6/U6

Dove nasce un sorriso...
Where smile rises...

ASA DENTAL®


Portaimpronte in Acciaio Inox

Stainless Steel Impression Trays

ANATOMIC

INOX®
18/08

■ Portaimpronte forati in acciaio inox
"PERMA-LOCK ANATOMIC" con bordino ritentivo
"PERMA-LOCK ANATOMIC" perforated stainless steel
impression trays with retention rim



● Forma anatomica per garantire una migliore rilevazione dell'impronta nella zona del fornice.
Anatomically shaped to improve the quality of impression in the fornix area.



ANATOMIC S2804A-8
Serie MIDI da 8 pezzi
MIDI set of 8



ANATOMIC S2804A-12
Serie MAXI da 12 pezzi
MAXI set of 12



ANATOMIC S2804A-6
Serie MINI da 6 pezzi
MINI set of 6

Dove nasce un sorriso...
Where smile rises...



Portaimpronte in Acciaio Inox

Stainless Steel Impression Trays

Portaimpronte - Impression Trays



2804-U6A 2804-U5A 2804-U4A 2804-U3A 2804-U2A 2804-U1A




XL L M S XS XXS

| | A | B |
|----------|--------|-----|
| | mm. | mm. |
| 2804-U1A | XXS 61 | 47 |
| 2804-U2A | XS 64 | 51 |
| 2804-U3A | S 66 | 53 |
| 2804-U4A | M 69 | 57 |
| 2804-U5A | L 71 | 60 |
| 2804-U6A | XL 73 | 62 |

| | A | B |
|---------|--------|-----|
| | mm. | mm. |
| 2804-L1 | XXS 55 | 47 |
| 2804-L2 | XS 60 | 49 |
| 2804-L3 | S 72 | 54 |
| 2804-L4 | M 74 | 57 |
| 2804-L5 | L 76 | 59 |
| 2804-L6 | XL 78 | 61 |



XL L M S XS XXS



2804-L6 2804-L5 2804-L4 2804-L3 2804-L2 2804-L1



U6/L6 U5/L5 U4/L4 U3/L3 U2/L2 U1/L1

XL
 L
 M
 S
 XS
 XXS



L1/U1

L2/U2

L3/U3

L4/U4

L5/U5

L6/U6

Dove nasce un sorriso...
Where smile rises...



Portaimpronte in Acciaio Inox

Stainless Steel Impression Trays



- Portaimpronte forati in acciaio inox tipo regular senza bordino ritentivo
Perforated regular stainless steel impression trays without retention rim




S2801-8

Serie MIDI da 8 pezzi
MIDI set of 8



- U1/L1 ○ XXS
- U2/L2 ● XS
- U3/L3 ● S
- U4/L4 ● M
- U5/L5 ● L
- U6/L6 ● XL



S2801-12

Serie MAXI da 12 pezzi
MAXI set of 12



S2801-6

Serie MINI da 6 pezzi
MINI set of 6

Dove nasce un sorriso...
Where smile rises...



Portaimpronte in Acciaio Inox

Stainless Steel Impression Trays

2801-U6

2801-U5

2801-U4

2801-U3

2801-U2

2801-U1



XL

L

M



S

XS

XXS

| | | A mm. | B mm. |
|---------|-----|----------|----------|
| 2801-U1 | XXS | 61 | 47 |
| 2801-U2 | XS | 64 | 51 |
| 2801-U3 | S | 66 | 53 |
| 2801-U4 | M | 69 | 57 |
| 2801-U5 | L | 71 | 60 |
| 2801-U6 | XL | 73 | 62 |

| | | A mm. | B mm. |
|---------|-----|----------|----------|
| 2801-L1 | XXS | 55 | 47 |
| 2801-L2 | XS | 60 | 49 |
| 2801-L3 | S | 72 | 54 |
| 2801-L4 | M | 74 | 57 |
| 2801-L5 | L | 76 | 59 |
| 2801-L6 | XL | 78 | 61 |



XL


L

M

S

XS

XXS



2801-L6

2801-L5

2801-L4

2801-L3

2801-L2

2801-L1

Portaimpronte parziali

Partial impression trays



2801-L2D

2801-L4D

2801-L6D



2801-L2S

2801-L4S

2801-L6S



Portaimpronte - Impression Trays

L1/U1

L2/U2

L3/U3

L4/U4

L5/U5

L6/U6

G.17

Dove nasce un sorriso...
Where smile rises...

ASA DENTAL®

Portaimpronte in Acciaio Inox


Stainless Steel Impression Trays

ANATOMIC

INOX®
18/08

■ Portaimpronte forati in acciaio inox
tipo regular "ANATOMIC" senza bordino ritentivo

"ANATOMIC" perforated regular stainless steel
impression trays without retention rim



Forma anatomica per garantire
una migliore rilevazione dell'im-
pronta nella zona del fornice.

Anatomically shaped to improve
the quality of impression in the
fornix area.



**ANATOMIC
S2801A-8**

Serie MIDI da 8 pezzi
MIDI set of 8



**ANATOMIC
S2801A-12**

Serie MAXI da 12 pezzi
MAXI set of 12



**ANATOMIC
S2801A-6**


Serie MINI da 6 pezzi
MINI set of 6

Dove nasce un sorriso...
Where smile rises...






Portaimpronte in Acciaio Inox

Stainless Steel Impression Trays



| | A | B |
|----------|--------|-----|
| | mm. | mm. |
| 2801-U1A | XXS 61 | 47 |
| 2801-U2A | XS 64 | 51 |
| 2801-U3A | S 66 | 53 |
| 2801-U4A | M 69 | 57 |
| 2801-U5A | L 71 | 60 |
| 2801-U6A | XL 73 | 62 |

| | A | B |
|---------|--------|-----|
| | mm. | mm. |
| 2801-L1 | XXS 55 | 47 |
| 2801-L2 | XS 60 | 49 |
| 2801-L3 | S 72 | 54 |
| 2801-L4 | M 74 | 57 |
| 2801-L5 | L 76 | 59 |
| 2801-L6 | XL 78 | 61 |



U6/L6 U5/L5 U4/L4 U3/L3 U2/L2 U1/L1
 XL L M S XS XXS

ANATOMIC

INOX
18/08

ASA
CODICOLOR

Portaimpronte - Impression Trays

L1/U1

L2/U2

L3/U3

L4/U4

L5/U5

L6/U6

Portaimpronte in Alluminio



Aluminium Impression Trays

Portaimpronte forate in alluminio

Perforated aluminium impression trays



52800-12

Serie MAXI da 12 pezzi
MAXI set of 12

2800-U6

2800-U5

2800-U4

2800-U3

2800-U2

2800-U1



XL

L

M



S

XS

XXS

| | | A | B |
|---------|-----|-----|-----|
| | | mm. | mm. |
| 2800-U1 | XXS | 63 | 48 |
| 2800-U2 | XS | 66 | 51 |
| 2800-U3 | S | 68 | 54 |
| 2800-U4 | M | 71 | 58 |
| 2800-U5 | L | 74 | 62 |
| 2800-U6 | XL | 76 | 63 |

| | | A | B |
|---------|-----|-----|-----|
| | | mm. | mm. |
| 2800-L1 | XXS | 56 | 48 |
| 2800-L2 | XS | 59 | 50 |
| 2800-L3 | S | 72 | 52 |
| 2800-L4 | M | 76 | 57 |
| 2800-L5 | L | 77 | 56 |
| 2800-L6 | XL | 78 | 59 |



XL

L

M

S

XS

XXS



2800-L6

2800-L5

2800-L4

2800-L3

2800-L2

2800-L1

Portaimpronte parziali

Partial impression trays



2800-L2D

2800-L4D

2800-L6D

2800-L2S

2800-L4S

2800-L6S

Dove nasce un sorriso...
Where smile rises...



Portaimpronte in Alluminio Colorate

Aluminium Coloured Impression Trays

Portaimpronte forate in alluminio colorate

Aluminium colour-coded perforated impression trays





2814-U4

2814-U3

2814-U2

2814-U1

2814-U0



XL

L



M

S

XS

| | | A mm. | B mm. |
|---------|----|----------|----------|
| 2814-U0 | XS | 65 | 51 |
| 2814-U1 | S | 67 | 53 |
| 2814-U2 | M | 71 | 55 |
| 2814-U3 | L | 74 | 60 |
| 2814-U4 | XL | 81 | 63 |

| | | A mm. | B mm. |
|---------|----|----------|----------|
| 2814-L0 | XS | 69 | 50 |
| 2814-L1 | S | 72 | 57 |
| 2814-L2 | M | 76 | 57 |
| 2814-L3 | L | 78 | 59 |
| 2814-L4 | XL | 80 | 63 |



XL

L

M

S

XS



2814-L4

2814-L3

2814-L2

2814-L1

2814-L0

Dove nasce un sorriso...
Where smile rises...



Portaimpronte in Acciaio Inox

Stainless Steel Impression Trays

- Portaimpronte in acciaio inox con bordino ritentivo "HYDRO-LOCK" con raffreddamento a ricircolo d'acqua per idrocolloidi

"HYDRO-LOCK" stainless steel water-cooled impression trays with retention rim



HYDRO-LOCK

S2805-10

Serie MAXI da 10 pezzi

MAXI set of 10



Dove nasce un sorriso...
Where smile rises...



Portaimpronte in Acciaio Inox

Stainless Steel Impression Trays


2805-U1

2805-U2

2805-U3



2805-U4

2805-U5



| | | A mm. | B mm. |
|---------|----|----------|----------|
| 2805-U1 | XL | 83 | 62 |
| 2805-U2 | L | 75 | 60 |
| 2805-U3 | M | 73 | 53 |
| 2805-U4 | S | 69 | 54 |
| 2805-U5 | XS | 68 | 52 |

| | | A mm. | B mm. |
|---------|----|----------|----------|
| 2805-L1 | XL | 82 | 63 |
| 2805-L2 | L | 81 | 61 |
| 2805-L3 | M | 78 | 57 |
| 2805-L4 | S | 74 | 60 |
| 2805-L5 | XS | 71 | 53 |



XL

L

M

S

XS



2805-L1

2805-L2

2805-L3

2805-L4

2805-L5



*Dove nasce un sorriso...
Where smile rises...*



Portaimpronte in Acciaio Inox



Stainless Steel Impression Trays

**ANTERIOR DEPRESSED
WITH RETENTION RIM**



- Portaimpronte lisci in acciaio inox con bordino ritentivo, depressi anteriormente

Solid stainless steel anterior depressed impression trays with retention rim




| | | A mm. | B mm. | | A mm. | B mm. | |
|---------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----|
| 2810-U1 | L | 81 | 67 | 2810-L20 | L | 81 | 60 |
| 2810-U4 | M | 71 | 64 | 2810-L21 | M | 79 | 57 |
| 2810-U7 | S | 70 | 57 | 2810-L22 | S | 76 | 54 |



S2810-6

Serie MINI da 6 pezzi
MINI set of 6



Dove nasce un sorriso...
Where smile rises...

ASA DENTAL®

Portaimpronte in Acciaio Inox

Stainless Steel Impression Trays

ANTERIOR DEPRESSED
WITH RETENTION RIM


INOX
18/08

■ Portaimpronte forati in acciaio inox con
bordino ritentivo, depressi anteriormente


Perforated stainless steel anterior depressed
impression trays with retention rim



misure
sizes



misure
sizes




| | | A mm. | B mm. | | A mm. | B mm. |
|---------|---|----------|----------|----------|----------|----------|
| 2809-U1 | L | 81 | 67 | 2809-L20 | L | 81 |
| 2809-U4 | M | 71 | 64 | 2809-L21 | M | 79 |
| 2809-U7 | S | 70 | 57 | 2809-L22 | S | 76 |



S2809-6

Serie MINI da 6 pezzi
MINI set of 6



Dove nasce un sorriso...
Where smile rises...

ASA DENTAL®

Portaimpronte in Acciaio Inox

Stainless Steel Impression Trays

EDENTULOUS

INOX
18/08



- Portaimpronte lisci in acciaio inox con bordino, per protesi totali

Solid total denture stainless steel impression trays with rim



S2808-8

Serie MIDI da 8 pezzi
MIDI set of 8



| | | A mm. | B mm. | | A mm. | B mm. | |
|----------|----|----------|----------|----------|----------|----------|----|
| 2808-U61 | L | 79 | 70 | 2808-L66 | L | 86 | 64 |
| 2808-U62 | M | 76 | 67 | 2808-L67 | NL | 70 | 64 |
| 2808-U63 | NM | 70 | 64 | 2808-L68 | M | 73 | 60 |
| 2808-U64 | S | 73 | 60 | 2808-L69 | S | 70 | 57 |



Dove nasce un sorriso...
Where smile rises...

ASA DENTAL®

Portaimpronte in Acciaio Inox

Stainless Steel Impression Trays

EDENTULOUS

INOX®
18/08


- Portaimpronte forati in acciaio inox con bordino, per protesi totali

Perforated-total denture stainless steel impression trays with rim





S2806-8

Serie MIDI da 8 pezzi
MIDI set of 8



| | | A mm. | B mm. | | A mm. | B mm. | |
|----------|----|----------|----------|----------|----------|----------|----|
| 2806-U61 | L | 79 | 70 | 2806-L66 | L | 86 | 64 |
| 2806-U62 | M | 76 | 67 | 2806-L67 | NL | 70 | 64 |
| 2806-U63 | NM | 70 | 64 | 2806-L68 | M | 73 | 60 |
| 2806-U64 | S | 73 | 60 | 2806-L69 | S | 70 | 57 |



Portaimpronte - Impression Trays

*Dove nasce un sorriso...
Where smile rises...*

ASA DENTAL®

Portaimpronte in Acciaio Inox

Stainless Steel Impression Trays

EDENTULOUS

INOX
18/08

- Portaimpronte forati in acciaio inox senza bordino ritentivo, per protesi totali

Perforated stainless steel impression trays without retention rim for complete denture



S2813

Serie da 11 pezzi più compasso per impronte definitive

Set of 11 and caliper for final impressions



MB026-1

Compasso inox
Stainless steel compass

Dove nasce un sorriso...
Where smile rises...



Portaimpronte in Acciaio Inox

Stainless Steel Impression Trays


2813-U5

2813-U4

2813-U3



2813-U2

2813-U1



| | | A mm. | B mm. |
|---------|-----|----------|----------|
| 2813-U1 | XXS | 60 | 50 |
| 2813-U2 | XS | 64 | 54 |
| 2813-U3 | S | 68 | 58 |
| 2813-U4 | M | 70 | 60 |
| 2813-U5 | L | 78 | 64 |

| | | A mm. | B mm. |
|---------|-----|----------|----------|
| 2813-L1 | XXS | 60 | 54 |
| 2813-L2 | XS | 67 | 55 |
| 2813-L3 | S | 70 | 56 |
| 2813-L4 | M | 74 | 58 |
| 2813-L5 | L | 76 | 60 |
| 2813-L6 | XL | 80 | 62 |



XL

L

M

S

XS

XXS



2813-L6

2813-L5

2813-L4

2813-L3

2813-L2

2813-L1




*Dove nasce un sorriso...
Where smile rises...*



Portaimpronte in Acciaio Inox Mod. Ehricke

Ehricke Stainless Steel Impression Trays



Per arcate superiori - For upper jaws
(Fig. 0 per bambini - for children)

| | A mm. | B mm. |
|-----------|----------|----------|
| 2811-OB 0 | 59 | 52 |
| 2811-OB 1 | 66 | 52 |
| 2811-OB 2 | 71 | 62 |
| 2811-OB 3 | 71 | 64 |
| 2811-OB 4 | 80 | 70 |

Per arcate inferiori - For lower jaws
(Fig. 0 per bambini - for children)

| | A mm. | B mm. |
|-----------|----------|----------|
| 2811-UB 0 | 65 | 46 |
| 2811-UB 1 | 67 | 50 |
| 2811-UB 2 | 76 | 54 |
| 2811-UB 3 | 79 | 56 |
| 2811-UB 4 | 79 | 61 |



Per arcate superiori strette
For narrow upper jaws

| | A mm. | B mm. |
|-----------|----------|----------|
| 2811-BS 2 | 70 | 54 |



S2811-1

Serie MAXI da 10 pezzi
MAXI set of 10



S2811-3

Serie MAXI da 10 pezzi
MAXI set of 10

UB0
UB1
UB2
UB3
UB4

OB0
OB1
OB2
OB3
OB4

UU1
UU2
UU3
UP1
UP2

OP2
OP1
OU3
OU2
BS2

Dove nasce un sorriso...
Where smile rises...

ASA DENTAL®


Portaimpronte in Acciaio Inox Mod. Ehrlicke

Ehrlicke Stainless Steel Impression Trays

INOX
18/08



misure
sizes



Per arcate superiori parzialmente dentate
For partially toothed upper jaws


Per arcate inferiori parzialmente dentate
For partially toothed lower jaws

| | A mm. | B mm. |
|-----------|----------|----------|
| 2811-OP 1 | 62 | 50 |
| 2811-OP 2 | 70 | 56 |

| | A mm. | B mm. |
|-----------|----------|----------|
| 2811-UP 1 | 70 | 55 |
| 2811-UP 2 | 78 | 59 |



Per arcate superiori edentule
For edentulous upper jaws



Per arcate inferiore edentule
For edentulous lower jaws

| | A mm. | B mm. |
|-----------|----------|----------|
| 2811-OU 1 | 64 | 46 |
| 2811-OU 2 | 68 | 53 |
| 2811-OU 3 | 79 | 61 |

| | A mm. | B mm. |
|-----------|----------|----------|
| 2811-UU 1 | 70 | 48 |
| 2811-UU 2 | 70 | 53 |
| 2811-UU 3 | 72 | 57 |



S2811-2
Serie MINI da 6 pezzi
MINI set of 6



S2811-4
Serie MIDI da 8 pezzi
MIDI set of 8

Portaimpronte in Plastica



*Dove nasce un sorriso...
Where smile rises...*



Plastic Impression Trays

Portaimpronte Monouso in Plastica

Disposable Impression Trays



Confezione da 24 pezzi
per misura

Packaging of 24 pieces
each size

| | A mm | B mm |
|----------|---------|---------|
| 2853E-U1 | 61 | 49 |
| 2853E-U2 | 65 | 53 |
| 2853E-U3 | 70 | 59 |
| 2853E-U4 | 73 | 63 |
| | A mm | B mm |
| 2853E-L1 | 61 | 50 |
| 2853E-L2 | 67 | 52 |
| 2853E-L3 | 72 | 56 |
| 2853E-L4 | 74 | 58 |



2853E-U1 2853E-U2 2853E-U3 2853E-U4





2853E-L1 2853E-L2 2853E-L3 2853E-L4



2853E-L1S 2853E-L1D 2853E-L2S 2853E-L2D

Portaimpronte in Plastica Autoclavabili

Autoclavable Plastic Impression Trays



2852-12

Serie MAXI da 12 pezzi
MAXI set of 12

| | A mm | B mm |
|---------|---------|---------|
| 2852-U1 | 61 | 49 |
| 2852-U2 | 65 | 53 |
| 2852-U3 | 70 | 59 |
| 2852-U4 | 73 | 63 |
| | A mm | B mm |
| 2852-L1 | 61 | 50 |
| 2852-L2 | 67 | 52 |
| 2852-L3 | 72 | 56 |
| 2852-L4 | 74 | 58 |



2852-U1 2852-U2 2852-U3 2852-U4





2852-L1 2852-L2 2852-L3 2852-L4



2852-L1S 2852-L1D 2852-L2S 2852-L2D


Portaimpronte in Plastica Autoclavabili Orthobaby

Autoclavable Orthodontic Plastic Impression Trays



2850-8

Serie MIDI da 8 pezzi
MIDI set of 8



U1 U2 U3 U4

L1 L2 L3 L4

| | A mm | B mm | | A mm | B mm |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 2850-U1 | 50 | 46 | 2850-L1 | 52 | 44 |
| 2850-U2 | 56 | 51 | 2850-L2 | 58 | 49 |
| 2850-U3 | 59 | 55 | 2850-L3 | 62 | 53 |
| 2850-U4 | 63 | 59 | 2850-L4 | 66 | 56 |

ASA CLEAN



8020

Contenuto 1000 ml.
Content 1000 ml.

Soluzione pronta all'uso a PH neutro per la rimozione di alginato da portaimpronte e strumenti

PH Neutral solution to facilitate removal of alginate impression material from impression trays and instruments.

Dove nasce un sorriso...
Where smile rises...

ASA DENTAL®

Portaimpronte in Policarbonato

Polycarbonate Impression Trays



S2851-24 (2851-U / 2851-L / 2851-U1P)

Serie di 24 portaimpronte in policarbonato più compasso per impronte definitive.

Set of 24 polycarbonate impression trays and compass for final impressions.

Sterilizzabili in autoclave max 140° C.
Autoclavable max 140° C.



| | A mm | B mm | | A mm | B mm |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 2851-U1 | 62 | 54 | 2851-U5 | 70 | 62 |
| 2851-U2 | 63 | 58 | 2851-U6 | 75 | 63 |
| 2851-U3 | 64 | 58 | 2851-U7 | 77 | 64 |
| 2851-U4 | 66 | 60 | | | |

S2851-7

Serie di 7 portaimpronte in policarbonato.
Set of 7 polycarbonate impression trays.



| | A mm | B mm | | A mm | B mm | | A mm | B mm |
|---------|---------|---------|----------|---------|---------|----------|---------|---------|
| 2851-L1 | 57 | 49 | 2851-L6 | 61 | 57 | 2851-L11 | 65 | 60 |
| 2851-L2 | 58 | 53 | 2851-L7 | 62 | 57 | 2851-L12 | 67 | 58 |
| 2851-L3 | 60 | 54 | 2851-L8 | 64 | 55 | 2851-L13 | 70 | 59 |
| 2851-L4 | 61 | 55 | 2851-L9 | 64 | 59 | | | |
| 2851-L5 | 61 | 56 | 2851-L10 | 66 | 57 | | | |

S2851-13

Serie di 13 portaimpronte in policarbonato.
Set of 13 polycarbonate impression trays.



S2851-8

Serie di 8 portaimpronte in policarbonato.
Set of 8 polycarbonate impression trays

L1C / L1D / L1S
L2C / L2D / L2S
U1P / U2P

| | A mm | B mm |
|----------|---------|---------|
| 2851-U1P | 64 | 63 |
| 2851-U2P | 67 | 57 |
| 2851-L1C | 75 | 49 |
| 2851-L2C | 76 | 53 |

Dove nasce un sorriso...
Where smile rises...



Portaimpronte in Acciaio Inox

Stainless Steel Impression Trays

HIGH GRIP
SATIN STEEL

INOX[®]
18/08


- Portaimpronte in acciaio inox "NEW SUPER HIGH GRIP" con bordino ritentivo maggiorato e superficie interna microritentiva

"NEW SUPER HIGH GRIP" stainless steel impression trays with increased diameter retention rim, and internal high grip satin finish




- Superficie interna microritentiva, per una maggiore adesione del materiale da impronta.

Internal high grip satin finish.



- Bordino ritentivo maggiorato (2,1 mm.), per aumentare la tenuta del materiale da impronta sui bordi.

Increased diameter (2,1 mm.) retention rim to provide extra grip.



S28035-10

Serie MAXI da 10 pezzi
MAXI set of 10

Dove nasce un sorriso...
Where smile rises...



Portaimpronte in Acciaio Inox

Stainless Steel Impression Trays

Portaimpronte - Impression Trays


2803S-U1

2803S-U2

2803S-U3



2803S-U4

2803S-U5



| | | A mm. | B mm. |
|----------|----|----------|----------|
| 2803S-U1 | XL | 81 | 63 |
| 2803S-U2 | L | 74 | 60 |
| 2803S-U3 | M | 71 | 55 |
| 2803S-U4 | S | 67 | 53 |
| 2803S-U5 | XS | 65 | 51 |

| | | A mm. | B mm. |
|----------|----|----------|----------|
| 2803S-L1 | XL | 80 | 63 |
| 2803S-L2 | L | 78 | 59 |
| 2803S-L3 | M | 76 | 57 |
| 2803S-L4 | S | 72 | 57 |
| 2803S-L5 | XS | 69 | 50 |



XL

L

M

S

XS



2803S-L1

2803S-L2

2803S-L3

2803S-L4

2803S-L5

**HIGH GRIP
SATIN STEEL**

**NEW
super**

INOX
18/08

Dove nasce un sorriso...
Where smile rises...

ASA DENTAL®

Portaimpronte in Acciaio Inox

Stainless Steel Impression Trays

HIGH GRIP
SATIN STEEL

INOX®
18/08


- Portaimpronte forati in acciaio inox "PERMA-LOCK HIGH GRIP" con bordino ritentivo maggiorato e superficie interna microritentiva

"PERMA-LOCK HIGH GRIP" perforated stainless steel impression trays with increased diameter retention rim and internal high grip satin finish



- Bordino ritentivo maggiorato (2,1 mm.), per aumentare la tenuta del materiale da impronta sui bordi.

Increased diameter (2,1 mm.) retention rim to provide extra grip.



- Superficie interna microritentiva, per una maggiore adesione del materiale da impronta.

Internal high grip satin finish.

S28045-8

Serie MIDI da 8 pezzi
MIDI set of 8



S28045-12

Serie MAXI da 12 pezzi
MAXI set of 12



S28045-6

Serie MINI da 6 pezzi
MINI set of 6

Dove nasce un sorriso...
Where smile rises...



Portaimpronte in Acciaio Inox

Stainless Steel Impression Trays

Portaimpronte - Impression Trays

2804S-U6

2804S-U5

2804S-U4

2804S-U3

2804S-U2

2804S-U1



XL

L

M



S

XS

XXS

| | | A mm. | B mm. |
|----------|-----|----------|----------|
| 2804S-U1 | XXS | 61 | 47 |
| 2804S-U2 | XS | 64 | 51 |
| 2804S-U3 | S | 66 | 53 |
| 2804S-U4 | M | 69 | 57 |
| 2804S-U5 | L | 71 | 60 |
| 2804S-U6 | XL | 73 | 62 |

| | | A mm. | B mm. |
|----------|-----|----------|----------|
| 2804S-L1 | XXS | 55 | 47 |
| 2804S-L2 | XS | 60 | 49 |
| 2804S-L3 | S | 72 | 54 |
| 2804S-L4 | M | 74 | 57 |
| 2804S-L5 | L | 76 | 59 |
| 2804S-L6 | XL | 78 | 61 |



XL


L

M

S

XS

XXS



2804S-L6

2804S-L5

2804S-L4

2804S-L3

2804S-L2

2804S-L1

**HIGH GRIP
SATIN STEEL**

**PERMA[®]
locky**

**INOX[®]
18/08**

Dove nasce un sorriso...
Where smile rises...

ASA DENTAL®

Portaimpronte in Acciaio Inox

Stainless Steel Impression Trays

HIGH GRIP
SATIN STEEL

INOX®
18/08

- Portaimpronte lisci in acciaio inox "PERMA LOCK HIGH GRIP" con bordino ritentivo maggiorato e superficie interna microritentiva

"PERMA LOCK HIGH GRIP" solid stainless steel impression trays with increased diameter retention rim, and internal high grip satin finish



Superficie interna microritentiva, per una maggiore adesione del materiale da impronta.

Internal high grip satin finish.

S28075-8

Serie MIDI da 8 pezzi
MIDI set of 8



S28075-12

Serie MAXI da 12 pezzi
MAXI set of 12



S28075-6

Serie MINI da 6 pezzi
MINI set of 6

Bordino ritentivo maggiorato (2,1 mm.), per aumentare la tenuta del materiale da impronta sui bordi.

Increased diameter (2,1 mm.) retention rim to provide extra grip.

Dove nasce un sorriso...
Where smile rises...



Portaimpronte in Acciaio Inox

Stainless Steel Impression Trays

2807S-U6


2807S-U5

2807S-U4

2807S-U3

2807S-U2

2807S-U1



XL

L

M



S

XS

XXS

| | | A mm. | B mm. |
|----------|-----|----------|----------|
| 2807S-U1 | XXS | 61 | 47 |
| 2807S-U2 | XS | 64 | 51 |
| 2807S-U3 | S | 66 | 53 |
| 2807S-U4 | M | 69 | 57 |
| 2807S-U5 | L | 71 | 60 |
| 2807S-U6 | XL | 73 | 62 |

| | | A mm. | B mm. |
|----------|-----|----------|----------|
| 2807S-L1 | XXS | 55 | 47 |
| 2807S-L2 | XS | 60 | 49 |
| 2807S-L3 | S | 72 | 54 |
| 2807S-L4 | M | 75 | 57 |
| 2807S-L5 | L | 76 | 59 |
| 2807S-L6 | XL | 78 | 61 |



XL


L

M

S

XS

XXS



2807S-L6

2807S-L5

2807S-L4

2807S-L3

2807S-L2

2807S-L1

**HIGH GRIP
SATIN STEEL**

**PERMA[®]
lockj**

INOX[®]
18/08

Poster Arredo

Posters

Dove nasce un sorriso...
Where smile rises...




9998-1
50x70 cm

Estrazione
Extractive




9998-2
50x70 cm

Portaimpronte
Impression trays



9998-3
50x70 cm

Strumenti per laboratorio
Laboratory instruments



9998-4
50x70 cm

Monouso
Disposable



9998-5
50x70 cm

Strumenti per implantologia
Implantology instruments



9998-6
50x70 cm

Ortodonzia
Orthodontics



9998-7
50x70 cm

Magic Color
Magic Color



9998-8
50x70 cm

Locking Trays
Locking Trays




9998-9
50x70 cm

Leonardo
Leonardo



9999-1
DENTI 1
50x70 cm

9999-1E Versione in inglese
English version



9999-2
DENTI 2
50x70 cm

9999-2E Versione in inglese
English version



9999-3
CRANIUM HOMINIS
50x70 cm

S9999 Serie di 3 poster (Denti 1 - Denti 2 - Cranium Hominis)
Set of 3 posters (Denti 1 - Denti 2 - Cranium Hominis)

S9999-E Serie di 3 poster (Denti 1 - Denti 2 - Cranium Hominis) versione Inglese
Set of 3 posters (Denti 1 - Denti 2 - Cranium Hominis) English version