

Quality products since 1937

Dedeco®

**Spanish
Edition**

★ **Made in U.S.A.**





Flossbox[®]

Floss and Mirror in One




STAINO[®]
The Clean Between Teeth Specialists




Dedeco International, Inc.

11617 State Route 97, Long Eddy, N.Y. 12760-0244
telefono: (845) 887-4840 • fax: (845) 887-5281
email: service@dedeco.com • web: www.dedeco.com



A nuestros estimados clientes:


Por más de 70 años, Dedeco ha establecido el estándar para productos de acabado y pulido de la más alta calidad. Una mano de obra superior, confiabilidad e innovación para satisfacer las necesidades constantes de nuestros clientes, son las marcas que siempre han distinguido a Dedeco del resto. Esto es la tradición Dedeco.



Con gran orgullo continuamos esta tradición con la publicación de este catálogo, presentando nuestros últimos productos innovadores, incluyendo los discos de corte de "larga duración" ELITE, TSUNAMI Goldies, un amplio rango de pulidores de silicona y goma poliuretana, así como también los clásicos abrasivos Dedeco favoritos desde 1937.




Los productos Dedeco son fabricados en nuestra moderna planta en Long Eddy, New York, donde mantenemos un extenso inventario, para que nuestros clientes y distribuidores, de todo el mundo, puedan contar con nuestro servicio rápido y eficaz.




Mientras que las banderas orgullosamente mostradas en esta página representan sólo algunos países donde nuestros productos son vendidos, queremos comunicar a todos nuestros clientes alrededor del mundo nuestra apreciación por su apoyo leal y persistente.



Atentamente,



Steven M. Antler, Presidente



Marrón • Extra larga duración - Para un acabado y pulido más rápido de aleaciones no preciosas y semi-preciosas. Únicamente diseñado para terminar o pulir, dependiendo de la presión usada.

Negro • Duro - Para pulir o acabar cromo cobalto y metales duros.

Verde • Grueso - Para la rápida remoción de rasguños y pulido de metales.

Azul • Alto brillo - Para pulir metales no preciosos, semi-preciosos y cromo cobalto.

Rojo Flexies • Fino - Para pulir oro.

Blanco Flexies • Ultra-fino - Para pulir oro.

Filo Cuadrado				Filo Cuchilla		Cilindros	Para Pulidora	
5/8" x .032" (15·0.8mm)	5/8" x 1/16" (15·1.5mm)	7/8" x .042" (22·1.0mm)	7/8" x 1/8" (22·3.1mm)	5/8" (15.8mm)	7/8" (22.2mm)	15/16" x 1/4" (24·6.3mm)	4" x 1/2" (101·12.7mm)	
25/caja 100/caja		25/caja 100/caja		100/caja	100/caja	100/caja	1/unidad	
4988	5988	5030	4989 5989	5010	4982	4983	4595	5419
4995	5995	5020	4990 5990	5000	4941	4940	4590	5420
4996	5996	5021	4991 5991	5001	4951	4950	4592	5421
4997	5997	5024	4992 5992	5004	4961	4960	4593	5422
4998	5998	5027	4993 5993	5007	4971	4970	4594	5415
						—		
4999	5999	5029	4994 5994	5009	4981	4980	—	5416

Enanos - HP						Enanos - RA			
3/32" (2.35mm) vástago						3/32" (2.35mm) vástago			
Rueda	Cuchilla	Barril	14	15	138	14	15	138	Mini
12/caja 72/caja	12/caja 72/caja	12/caja 72/caja	12/caja 72/caja	12/caja 72/caja	12/caja 72/caja	12/caja	12/caja	12/caja	12/caja
6601 6602	6603 6604	4860 4866	4861 4867	4862 4868	4863 4869	4871	4872	4873	4870
6605 6606	6607 6608	4360 4336	4361 4345	4362 4368	4363 4369	4371	4372	4373	4370
6609 6610	6611 6612	4560 4566	4561 4567	4562 4568	4563 4569	4571	4572	4573	4570
6613 6614	6615 6616	4660 4666	4661 4667	4662 4668	4663 4669	4671	4672	4673	4670
6617 6618	6619 6620	4364 4359	4365 4350	4366 4353	4367 4356	4375	4376	4377	4374
6621 6622	6623 6624	4760 4766	4761 4767	4762 4768	4763 4769	4771	4772	4773	4770

Enanos - FG			Jumbos - HP 5 Unidades por caja									
1/16" (1.6mm) vástago			3/32" (2.35mm) & 1/8" (3.18mm) vástago									
												Surtido de 5 Piezas
15	138	Mini	A	B	C	D	E					—
12/caja	12/caja	12/caja	3/32" 1/8"	3/32" 1/8"	3/32" 1/8"	3/32" 1/8"	3/32" 1/8"	3/32" 1/8"	3/32" 1/8"	3/32" 1/8"	3/32" 1/8"	3/32" 1/8"
4882	4883	4880	5251 5451	5252 5452	5253 5453	5254 5454	5255 5455	5250	5450			
												Surtido de 5 Piezas
4382	4383	4380	5261 5461	5262 5462	5263 5463	5264 5464	5265 5465	5260	5460			
												Surtido de 5 Piezas
4582	4583	4580	5271 5471	5272 5472	5273 5473	5274 5474	5275 5475	5270	5470			
												Surtido de 5 Piezas
4682	4683	4680	5241 5441	5242 5442	5243 5443	5244 5444	5245 5445	5240	5440			
												Surtido de 5 Piezas
4386	4387	4384	5281 5481	5282 5482	5283 5483	5284 5484	5285 5485	5280	5480			
												Surtido de 5 Piezas
4782	4783	4780	5291 5491	5292 5492	5293 5493	5294 5494	5295 5495	5290	5490			

Más Clásicos Favoritos 100 Unidades por caja


Gris – Para acabado y pulido de cromo cobalto.

Verde - Fino
Pulido de metal “todo propósito”.

Rojo Flexies - Medio
Para remoción de rasguños y pulido de oro.

Verde - Medio
Para acabado rápido de todos los metales.

Rojo - Duro
Para acabado y pulido de cromo cobalto.




15/16" x 1/4" (24·6.3mm)	7/8" x 1/8" (22·3.1mm)	7/8" x 1/8" (22·3.1mm)	7/8" x 1/8" (22·3.1mm)	5/8" x 1/16" (15·1.6mm)	7/8" x 1/8" (22·3.1mm)	15/16" x 1/4" (24·6.3mm)	7/8" x 1/8" (22·3.1mm)
4591	5002	5003	5005	5026	5006	7027	7030

Ruedas de “Super Pulido”

Medio (óxido de aluminio) – Para la rápida remoción o acabado de marcas y rasguños de la porcelana y metal.
La elección de los ortodontistas para la “reducción en masa” de composites y agentes de adhesión.

Fino (carburo de silicio) – El favorito de los dentistas para el pulido instantáneo de “alto brillo” en retoques de porcelana y metal.
La elección de los ortodontistas para la remoción “menor” de composites y agentes de adhesión.



5/8" x 1/16" (15·1.6mm)	5/8" x 1/8" (15·3.1mm)	5/8" x 1/16" (15·1.6mm)	5/8" x 1/8" (15·3.1mm)	5/8" x .032" (15·0.8mm)	7/8" x .042" (22·1.0mm)
25/caja	25/caja	25/caja	25/caja	25/caja 100/caja	25/caja 100/caja
4931	4930	4933	4932	5042 5046	5043 5047

Pulidores de “Piedra Pómez” para Joyería


¡Extra larga duración! Para el acabado y pulido “final” de oro y metales semi-preciosos.

Preferido para montajes de joyería – no raya las piedras.

HP - 3/32" (2.35mm) vástago



Rueda	Cuchilla	Barril	14	15	138
12/caja 72/caja					
6519 6529	6520 6530	6521 6531	6522 6532	6523 6533	6524 6534



5/8" x 1/16" (15·1.6mm)	7/8" x 1/8" (22·3.1mm)	5/8" (15.8mm)	7/8" (22.2mm)	5/8" x .032" (15·0.8mm)	7/8" x .042" (22·1.0mm)
25/caja 100/caja	25/caja 100/caja	25/caja 100/caja	25/caja 100/caja	25/caja 100/caja	25/caja 100/caja
6501 6511	6502 6512	6503 6513	6504 6514	6505 6515	6506 6516



“Favoritos de Laboratorio” Surtido 1010

Este kit de 139 piezas contiene los abrasivos más populares de Dedeco, incluyendo ruedas montadas, ruedas de pulido, discos de fibra para separar y de corte, ruedas de corte, ruedas de goma y pulidores de broche para acabado, pulido y retoques de todos los materiales.

Deluxe “Gomas” Surtido 3500

El surtido ideal para acabado y pulido de metales y plásticos. Este kit de 200 piezas incluye las gomas de pulido clásicas Dedeco, incluyendo ruedas de borde cuadrado, ruedas de borde cuchilla y pulidores de broche. También incluye mandriles y una piedra rectificadora.

“Favoritos del Dentista” Surtido 1011

Desarrollado para satisfacer las demandas de los abrasivos más populares de Dedeco, este kit de 141 piezas contiene un amplio surtido para acabado, pulido y retoques de todos los materiales.

Pulidores de Diamante para Composite “Alto-brillo”

Sistema de pulido de 2 pasos de diamante siliconado especialmente desarrollado para el acabado a “alto brillo” de composites curados sin pasta o agua.

Rosa - Pre-Pulido

RA - 3/32" (2.35mm) vástago				FG - 1/16" (1.6mm) vástago	Snap-On	
Punta	Mini	Copa	Cuchilla	Mini	Copa	Midi Punta
3/caja	3/caja	3/caja	3/caja	3/caja	12/caja	12/caja
1161	1162	1163	1164	1165	1185	1186

Snap-On Mandril

RA 3/32" (2.35mm) vástago



6/caja

5423

Blanco - “Alto brillo” Acabado

1171	1172	1173	1174	1175	1187	1188

Dedeco

Since 1937

Pulidores de Diamante para Porcelana "Alto brillo"**NUEVO****Elimina la necesidad de la pasta de pulido!**

Sistema de 3 pasos de gomas de diamante siliconado para ajustes, suavizado y pulido a "alto brillo" de porcelana.

Verde - Reducción y Desbaste

HP - 3/32" (2.35mm) vástago

RA - 3/32" (2.35mm) vástago

FG - 1/16" (1.6mm) vástago

**1" Rueda****1" Borde Cuchilla****Punta****Cuchilla****Rueda****Punta****Mini****Copa****Cuchilla****Mini**

1/unidad

1/unidad

1/unidad

1/unidad

1/unidad

3/caja

3/caja

3/caja

3/caja


3/caja

1101**1102****1103****1104****1105****1106****1107****1108****1109****1110****Azul - Suavizado y Pulido****1121****1122****1123****1124****1125****1126****1127****1128****1129****1130****Amarillo - Acabado Espejo****1141****1142****1143****1144****1145****1146****1147****1148****1149****1150****Dedeco**

Since 1937

Kits de Pulido de Diamante "Alto brillo"**NUEVO**

HP - 3/32" (2.35mm) vástago



El kit de 3 piezas contiene: 1101, 1121, 1141

1180

El kit de 6 piezas contiene: 1103, 1105, 1123, 1125, 1143, 1145


1181



“Suave y flexible” para pulido de porcelana a alto brillo (carburo silicio)

- Blanco** • *Grueso* - Ideal para reducir y suavizar.
- Rosa** • *Medio* - La elección preferida para un acabado satinado.
- Gris** • *Extra-Fino* - Para pulido de retoques instantáneos de alto brillo.

Filo Cuadrado		Filo Cuchilla				Cilindros	
11/16" x 3/32" (17.5·2.4 mm)		7/8" x 1/8" (22·3.1 mm)		11/16" (17.5 mm)		7/8" (22.2 mm)	
12/caja	100/caja	12/caja	100/caja	12/caja	100/caja	12/caja	100/caja
7501	7502	7503	7504	7507	7508	7509	7510
7551 7552		7553 7554		7557 7558		7559 7560	
7601 7602		7603 7604		7607 7608		7609 7610	





“Suave y flexible” para pulido de porcelana a alto brillo (carburo silicio)

- Blanco** • *Grueso* - Ideal para reducir y suavizar.
- Rosa** • *Medio* - La elección preferida para un acabado satinado.
- Gris** • *Extra-Fino* - Para pulido de retoques instantáneos de alto brillo.

Enanos - HP						Enanos - RA					Enanos - FG	
3/32" (2.35mm) vástago						3/32" (2.35mm) vástago					1/16" (1.6mm) vástago	
12 15 138			7 Copa 12 15 138					15 138				
12/caja	72/caja	12/caja	72/caja	12/caja	72/caja	12/caja	12/caja	12/caja	12/caja	12/caja	12/caja	12/caja
7531	7532	7533	7534	7535	7536	7540	7541	7542	7543	7544	7546	7547
7581 7582			7590 7591 7592 7593 7594					7596 7597				
7583	7584	7585	7586	7590	7591	7592	7593	7594	7596	7597		
7631 7632			7640 7641 7642 7643 7644					7646 7647				
7633	7634	7635	7636	7640	7641	7642	7643	7644	7646	7647		



Estándar - carburo silicio: Verde • *Grueso* - Para reducir. Gris • *Medio* - Para suavizado. Amarillo • *Fino* - Para alto pulido.
 Nuevo - dióxido de silicio: Azul Oscuro • *Grueso* - Para desbastado más rápido. Azul Claro • *Medio* - Para suavizado más rápido.

Jumbos - HP

3/32" (2.35mm) vástago



A

5/caja

7701



C

5/caja

7703



D

5/caja

7704



E

5/caja

7705



F

5/caja

7706

Surtido de 5 Piezas

—

5/kit

7700



7711



7713



7714



7715



7716

Surtido de 5 Piezas

7710



7721



7723



7724



7725



7726

Surtido de 5 Piezas

7720



7731



7733



7734



7735



7736

Surtido de 5 Piezas

7730



7741



7743



7744



7745



7746

Surtido de 5 Piezas

7740

Kit de Ajustes y Pulido de Acrílico 8 Unidades por kit

NUEVO



Para un desbastado rápido, ajustes y pulido de acrílicos. Restaura el lustre "vidrioso".

El kit contiene 8 piezas: 7705, 7706, 7715, 7716, 7725, 7726, 9353, 9372

7750



Recortadores de Acrílico (Piedra) - HP

Piedras tradicionales para un desbastado rápido, libre de obstrucciones de acrílicos y revestimientos suaves.

3/32" (2.35mm) vástago



Grueso

Surtido de 5 Piezas

1	2	4	5	113	—
5/caja	5/caja	5/caja	5/caja	5/caja	5/kit
6101	6102	6104	6105	6106	6100



Medio

Surtido de 5 Piezas

5101	5102	5104	5105	5106	5100
------	------	------	------	------	------

Recortadores de Acrílico (Goma) - HP

Grueso - Puntas especialmente formuladas para un desbastado rápido, libre de obstrucciones, de placas bases y dentaduras de acrílico sin riesgo de derretirse. La misma composición que las ruedas de recorte.

3/32" (2.35mm) vástago



Surtido de 5 Piezas

A	B	C	D	E	—
5/caja	5/caja	5/caja	5/caja	5/caja	5/kit
5231	5232	5233	5234	5235	5230

Ruedas de Desgaste

Ruedas de Recorte

Puntas de Retoque

Grueso - Ruedas de resina para desbastado rápido, sin calor y libre de obstrucciones, de acrílicos y revestimientos suaves. La misma composición que los Recortadores de Acrílico Rojo.



7/8" x 1/8" (22 · 3.1mm)	
25/caja	100/caja
5111	5113

Grueso - Ruedas de goma especialmente formuladas para desbastado rápido, libre de obstrucciones, de placas bases y dentaduras de acrílico sin riesgo de derretirse.



7/8" x 1/8" (22 · 3.1mm)	
25/caja	100/caja
5110	5112

Para recortes menores, ajustes y pulidos de acrílicos junto al paciente en menos de un minuto. Use la pieza de mano con presión normal para eliminar los excesos, proveer relieve o suavizar un área previamente desbastada. Rotar en manteca de cacao o vaselina, usando una pincelada y presión ligera para restaurar rápidamente el lustre "vidrioso".

HP - 3/32" (2.35mm) vástago



12/caja
5114

Rango premium para ajustar y pulir todos los metales.

- Cromo** • *Extra-grueso* - Para acabado y pulido de metales no preciosos.
- Azul** • *Grueso* - Para reducir cromo cobalto, acero inoxidable y aleaciones no preciosas.
- Gris** • *Medio* - Para suavizar aleaciones no preciosas y colados de metales preciosos.
- Marrón** • *Fino* - Para acabado mate en oro y metales no preciosos.
- Verde** • *Extra-fino* - Para pulido a alto brillo de oro y metales no preciosos.

Filo Cuadrado		Filo Cuchilla		Cilindros		Pines	
7/8" x .042" (22·1.0mm)		7/8" x 1/8" (22·3.1mm)		7/8" (22.2mm)		15/16" x 1/4" (24·6.3mm)	
5/64" x 13/16" (2·20mm)		1/8" x 7/8" (3·23mm)					
12/caja	100/caja	12/caja	100/caja	12/caja	100/caja	100/caja	100/caja
7301	7302	7305	7306	7309	7310	7311	7312
7801		7802		7805		7806	
7809		7810		7811		7812	
7816		7818					
7351		7352		7355		7356	
7359		7360		7361		7362	
7366		7368					
7401		7402		7405		7406	
7409		7410		7411		7412	
7416		7418					
7451		7452		7455		7456	
7459		7460		7461		7462	
7466		7468					

Rango premium para ajustar y pulir todos los metales.

- Cromo** • *Extra-grueso* - Para acabado y pulido de metales no preciosos.
- Azul** • *Grueso* - Para reducir cromo cobalto, acero inoxidable y aleaciones no preciosas.
- Gris** • *Medio* - Para suavizar aleaciones no preciosas y colados de metales preciosos.
- Marrón** • *Fino* - Para acabado mate en oro y metales no preciosos.
- Verde** • *Extra-fino* - Para pulido a alto brillo de oro y metales no preciosos.

Enanos - HP

3/32" (2.35mm) vástago

Rueda		Cuchilla		12		14		15		138	
12/caja	72/caja	12/caja	72/caja	12/caja	72/caja	12/caja	72/caja	12/caja	72/caja	12/caja	72/caja
7323	7324	7325	7326	7331	7332	7333	7334	7335	7336	7337	7338
7823		7824		7825		7826		7831		7832	
7833		7834		7835		7836		7837		7838	
7373		7374		7375		7376		7381		7382	
7383		7384		7385		7386		7387		7388	
7423		7424		7425		7426		7431		7432	
7433		7434		7435		7436		7437		7438	
7473		7474		7475		7476		7481		7482	
7483		7484		7485		7486		7487		7488	

- Cromo** • *Extra-grueso* - Para acabado y pulido de metales no preciosos.
- Azul** • *Grueso* - Para reducir cromo cobalto, acero inoxidable y aleaciones no preciosas.
- Gris** • *Medio* - Para suavizar aleaciones no preciosas y colados de metales preciosos.
- Marrón** • *Fino* - Para acabado mate en oro y metales no preciosos.
- Verde** • *Extra-fino* - Para pulido a alto brillo de oro y metales no preciosos.

Enanos - RA					Enanos - FG				Jumbos - HP
3/32" (2.35mm) vástago					1/16" (1.6mm) vástago				3/32" (2.35mm) vástago
7	Copa	15	138	Mini	Copa	15	138	Mini	G
12/caja	12/caja	12/caja	12/caja	12/caja	12/caja	12/caja	12/caja	12/caja	5/caja
7339	7341	7342	7343	7344	7345	7346	7347	7348	7340
7839	7841	7842	7843	7844	7845	7846	7847	7848	7840
7389	7391	7392	7393	7394	7395	7396	7397	7398	7390
7439	7441	7442	7443	7444	7445	7446	7447	7448	7440
7489	7491	7492	7493	7494	7495	7496	7497	7498	7490


Gris • Ultra-suave – Pulidores de silicona flexible para suavizado y pulido de oro y todos los metales.

Pómez • Medio – Para montajes de joyería; no raya las piedras preciosas o sintéticas. (silicona)

Pómez • Fino – Para montajes de joyería; no raya las piedras preciosas o sintéticas. (silicona)

Milagro Dorado • Ultra-fino – “Absolutamente el mejor” pulidor de silicona para el pulido final del oro.
Elimina la necesidad de la pasta de pulido.

Flexies Poly Blancas • Favoritos tradicionales para porcelana y oro – Ahora disponibles en poliuretano.

	Filo Cuadrado	Filo Cuchilla	Cilindros	Enanos - HP	
Gris - Ultra-suave				3/32" (2.35mm) vástago —	
	7/8" x 1/8" (22·3.1mm)	7/8" (22.2mm)	15/16" x 1/4" (24·6.3mm)	15 —	
	12/caja 100/caja	12/caja 100/caja	12/caja 100/caja	12/caja 72/caja	
	7901 7902	7903 7904	7905 7906	— —	
Pómez - Medio					
	7911 7912	7913 7914	7915 7916	7917 7918	
	Pómez - Fino				
		7921 7922	7923 7924	7925 7926	7927 7928
Milagro Dorado					
		6561 6562	6563 6564	6567 6568	6569 6570
	Flexies Poly Blancas				
		7951 7952	7953 7954	7955 7956	7957 7958

“Suave y flexible” para todas las aleaciones preciosas.

- Blanco** . *Grueso* – Para ajustar y remover rayaduras.
- Negro** . *Medio* – Para suavizado.
- Azul** . *Fino* – Para pulido a alto brillo.
- Rosa** . *Extra-fino* – Para súper pulido a alto brillo.

Filo Cuadrado						Filo Cuchilla				Pines		Copas	
11/16" x 3/32" (17.5·2.4mm)		7/8" x 1/8" (22·3.1mm)		7/8" x 1/4" (22·6.3mm)		11/16" (17.5mm)		7/8" (22.2mm)		5/64" x 13/16" (2·20mm)	1/8" x 7/8" (3·23mm)	1/2" x 1/4" (11·6mm)	
12/caja	100/caja	12/caja	100/caja	12/caja	100/caja	12/caja	100/caja	12/caja	100/caja	100/caja	100/caja	12/caja	100/caja
7101	7102	7103	7104	7105	7106	7107	7108	7109	7110	7116	7118	7119	7120
7151	7152	7153	7154	7155	7156	7157	7158	7159	7160	7166	7168	7169	7170
7201	7202	7203	7204	7205	7206	7207	7208	7209	7210	7216	7218	7219	7220
7251	7252	7253	7254	7255	7256	7257	7258	7259	7260	7266	7268	7269	7270

“Suave y flexible” para todas las aleaciones preciosas.

- Blanco** • *Grueso* – Para ajustar y remover rayaduras.
- Negro** • *Medio* – Para suavizado.
- Azul** • *Fino* – Para pulido a alto brillo.
- Rosa** • *Extra-fino* – Para súper pulido a alto brillo.

Cilindros				Enanos - HP				Jumbos - HP
				3/32" (2.35mm) vástago				3/32" (2.35mm) vástago
15/16" x 1/4" (24·6.3mm)	15/16" x 1/4" (24·6.3mm)	15/16" x 3/8" (24·9.5mm)	15/16" x 1/2" (24·12.7mm)	12	14	15	138	G
12/caja 100/caja	12/caja 100/caja	12/caja 100/caja	12/caja 100/caja	12/caja 72/caja	12/caja 72/caja	12/caja 72/caja	12/caja 72/caja	5/caja
7111 7112	7113 7114	7121 7122	7123 7124	7131 7132	7133 7134	7135 7136	7137 7138	7140
7211 7212	7213 7214	7221 7222	7223 7224	7231 7232	7233 7234	7235 7236	7237 7238	7240
7261 7262	7263 7264	7271 7272	7273 7274	7281 7282	7283 7284	7285 7286	7287 7288	7290




"Suave y flexible" para todas las aleaciones preciosas.

Blanco • *Grueso* – Para ajustar y remover rayaduras.

Negro • *Medio* – Para suavizado.

Azul • *Fino* – Para pulido a alto brillo.

Rosa • *Extra-fino* – Para súper pulido a alto brillo.

Aro Pulidor			Torno	Rueda Dividida
				
3" x 3/8"-5/8" (76·9.5-15.8mm)	3" x 3/8"-3/4" (76·9.5-19.1mm)	4" x 5/8" - 15/16" (101·15.8-24mm)	4" x 1/2" (101·12.7mm)	6" (152.4mm)
7961	7962	7963	7100	7964
				
7965	7966	7967	7150	7968
				
7969	7970	7971	7200	7972
				
7973	7974	7975	7250	7976



En respuesta a la demanda popular, nos complace agregar estos nuevos surtidos de pulidores de goma a nuestro catálogo.



7852



4333



7853



7856



7851



7854



7855



Surtido Pulidores Poliuretanos Pin 2mm	51/kit	7851
Surtido Pulidores Poliuretanos Pin 3mm	51/kit	7852
Surtido Enanos Clásico	24/kit	4333
Surtido Enanos de Poliuretano	24/kit	7853
Surtido Enanos de Silicona Universal	24/kit	7854
Surtido Pulidores de Pómez para Joyería	31/kit	7855
Surtido Pulido Metal de Poliuretano	84/kit	7856



Revolucionario – Capa de Nitruro de Titanio Lo último en Tecnología Abrasiva

- ★ Se garantiza una extensión mínima de 3 veces de la vida útil de su herramienta
- ★ Un acabado más rápido, suave y fresco en todos los materiales

Las **Fresas de Carburo Goldies**® – una combinación de fresas de carburo de tungsteno de alta calidad a las que se le aplica una capa permanente de nitruro de titanio dorado de .0001” – son lo último en tecnología abrasiva.

Como resultado del proceso de revestido con la capa de nitruro de titanio, la “durabilidad” y “performance” de las fresas han sido ampliamente mejoradas. Específicamente, la capa endurece la superficie de carburo permitiendo que los bordes cortantes permanezcan “más filosos” por mayor período de tiempo. Durante la operación, la capa también actúa como un lubricante continuo permitiendo que las fresas “afiladas” provean un acabado más suave a mayores velocidades de operación.

Frecuentemente, con herramientas sin revestimiento, las astillas se adhieren a las mismas herramientas. Cuando esto sucede, las astillas eventualmente son empujadas de vuelta hacia la pieza de trabajo y el resultado es una superficie áspera. Las astillas formadas por las fresas con revestimiento de nitruro de titanio tienen menor tendencia a adherirse a la herramienta. Tanto la acción de corte suave y el fácil fluido de las astillas contribuyen a mejorar el acabado de la superficie.

Cualquier proceso que se esté realizando exitosamente con fresas de carburo sin revestimiento, ahora puede ser trabajado con mucho mejor resultado con las **Fresas de Carburo Goldies**®.


Composite Recorte y Acabado - FG Envasadas por unidad

12- acanaladas para un recorte y acabado rápido y suave de composites; también adecuadas para porcelana, acrílico y amalgama.




Metal Corte y Acabado - FG Envasadas por unidad

Para un corte y acabado rápido de amalgama, oro y metales no preciosos.




Fresas para Pulidora Envasadas por unidad




Corte de Diamante

Para el ajuste "fino" de acrílico, composite, y porcelana. Ideal para el recorte y acabado final en áreas "difíciles de alcanzar".




Corte Grueso

"Más rápido" para reducir acrílico y todos los metales, incluyendo no preciosos y cromo cobalto.



Corte Fino

Para ajustes junto al paciente de acrílicos y metales - deja un suave acabado de la superficie.



Corte Regular

"Estándar" para ajustes de acrílicos y metales.



Corte Especial

Para la reducción en masa "libre de obstrucciones" de acrílicos, yesos y piedras.



Serie 47

Forma popular a nivel internacional. Disponible en corte fino y grueso.



Larga Duración - Capa de Nitruro de Titanio

- ★ Configuraciones de cuchillas populares
- ★ Precisión trabajada a máquina y equilibrada
- ★ Codificadas por color según normas ISO

Corte Cruzado Regular: [E]

El diseño de dientes de corte cruzado es ideal para el corte rápido de metal, acrílico y piedra.

3/32" (2.35mm) vástago




G071E 023 8310	G071E 027 8311	G071E 040 8351	G071E 050 8312	G072E 060 8313	G077E 029 8352	G077E 060 8353	G078E 040 8354	G079E 031 8355	G079E 040 8314
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------



G079E 045 8356	G079E 060 8357	G137E 023 8315	G138E 016 8358	G251E 060L 8359	G257E 023 8360	G257RE 060 8361	G261E 023 8362	G295E 023 8363	G351E 040 8364	G351E 060 8316
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Corte Cruzado Fino: [EF]


El diseño de dientes de corte cruzado es ideal para el corte fino de metal, acrílico y piedra.



G078EF 040 8317	G079EF 031 8318	G079EF 040 8319	G079EF 045 8370	G079EF 060 8320	G138EF 016 8371	G138EF 023 8321	G251EF 060 8322	G251EF 060L 8372	G257EF 023 8323
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------

Corte Cruzado Fino: [EF]

El diseño de dientes de corte cruzado es ideal para el corte fino de metal, acrílico y piedra.



G261EF 023 8373	G293EF 023 8324	G295EF 023 8325	G351EF 040 8326	G351EF 060 8374
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Corte Cruzado Fino Espiral: [SPF]

El diseño de dientes de corte fino espiral es ideal para recortar todos los acrílicos suaves. Efecto de "afeitado" en todos los metales.



G79SPF 040 8375	G129SPF 023 8376	G251SPF 060 8377
-----------------------	------------------------	------------------------

Cuchilla Recta de Corte Cruzado Fino: [FST]

Las cuchillas rectas con corte cruzado fino están diseñadas para recortar protector bucal y material de relleno suave. A 15.000 RPM, estas cuchillas son ideales para trabajar sobre titanio.



G079FST 040 8327	G129FST 023 8328	G136FST 016 8329	G138FST 023 8330	G139FST 023 8331	G251FST 060 8332	G390FST 014 8333
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Corte Cruzado Super Grueso: [XG]

Para reducir rápidamente acrílico, piedra y remover material de relleno suave.



G251XG 060 8334	G351XG 070 8369
------------------------------	------------------------------

Corte Cruzado Superfino: [SF]

El diseño de dientes de corte cruzado Superfino es ideal para darle textura a la porcelana, subestructuras de metal y restauraciones temporarias de acrílico.



G079SF 045 8365	G257SF 023 8366	G261SF 023 8335	G293SF 023 8336	G295SF 023 8337
------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

Cuchilla Recta de Corte Cruzado Grueso: [GSQ]


La GSQ es excelente para recortar material de relleno suave con sus cuchillas rectas de corte cruzado grueso.



G077GSQ 040 8338	G251GSQ 060 8339	G261GSQ 023 8340
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Corte Cruzado Grueso: [SG]


El diseño de dientes amplios de corte cruzado es ideal para el rápido recorte en masa de acrílicos y yesos.



G072SG 060 8341	G079SG 045 8342	G079SG 060 8343	G251SG 060 8367	G351SG 060 8368
------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

Dientes de Titanio Grueso: [GTi]

Este diseño de dientes especial estabiliza el borde cortante permitiendo un corte más agresivo.



G079GTi 040 8344	G129GTi 023 8345	G138GTi 023 8346	G139GTi 023 8347
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Bulk Corte Cruzado: [GE]


Para reducción rápida y suave de acrílicos, yesos y piedras.



G251GE 060 8348	G351GE 060 8349
------------------------------	------------------------------

Termoformado

Diseño ideal para cortar placa de termoformado.



G219 023 8378	G219S 023 8379
----------------------------	-----------------------------

Kit de 6 Piezas 8350

Kit popular para ajustar metal, acrílicos y piedras. Incluye bloque portafresas.



G251E 060L 8359	G261E 023 8362	G351SG 060 8368	G351XG 070 8369	G251EF 060L 8372	G251SPF 060 8377
------------------------------	-----------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------------------




Fresas de carburo revestidas con nitruro de titanio de "Larga Duración" para darle forma rápida y cortar yesos, revestimiento, epoxy y acrílico. "Sin obstrucciones."

Grueso

HP - 3/32" (2.35mm) vástago

3/4" (19.1mm) diámetros internos



Redonda Vela Larga Vela Cilindro Nariz Bola Sierra Roto Llama Botón

1/2" Vástago 1" Vástago

8461 8462 8463 8464 8465 8466 8467 8468

8481 8482

Fino



8451 8452 8453 8454 8455 8456 8457 8458

8471 8472

Goldies[®] Taladros de Carburo

- ★ Funcionan con todos los modelos populares y sistemas de fabricación de modelos
- ★ Se garantiza una extensión mínima de 3 veces de la vida útil de su herramienta
- ★ Precisión superior
- ★ Operación más rápida y fresca



vástago 3mm • longitud parte activa 6mm • longitud total 34.5mm
8500

Fresas para Pulidora



Fresas de carburo de la misma alta calidad usada para fabricar las fresas **Goldies[®]** también disponibles sin revestir, según detalle:

1/2" (12.7mm) diámetro • 1/4" (6.3mm) vástago

3/8" (9.5mm) diámetro • 1/4" (6.3mm) vástago




A-1/2 B-1/2 C-1/2 D-1/2 E-1/2
9071 9072 9073 9074 9075

A-3/8 B-3/8 C-3/8 D-3/8 E-3/8
9081 9082 9083 9084 9085

3/32" (2.35mm) vástago


Corte de Diamante

Para el ajuste "fino" de acrílico, composite, y porcelana. Ideal para el recorte y acabado final en áreas "difíciles de alcanzar".




Corte Grueso

"Más rápido" para reducir acrílico y todos los metales, incluyendo no preciosos y cromo cobalto.





Corte Fino

Para ajustes junto al paciente de acrílicos y metales - deja un suave acabado de la superficie.



Corte Regular

"Estándar" para ajustes de acrílicos y metales.



51-A 9012 61-A/81-A 9013 73-C 9014 88-A 9015 83-E 9016 41-P 9051 44-C 9052 31-P 9061 32-P 9062 33-C 9063 71-G 9064

Corte Especial

Para la reducción en masa "libre de obstrucciones" de acrílicos, yesos y piedras.



84-T/SP 9091 88-A/SP 9092

Serie 47

Forma popular a nivel internacional. Disponible en corte fino y grueso.



47-XF 9010 47-XC 9011

Fresas de carburo de la misma alta calidad usada para fabricar las fresas **Goldies®** también disponibles sin revestir, según detalle:

- ★ **Configuraciones de cuchillas populares**
- ★ **Precisión trabajada a máquina y equilibrada**
- ★ **Codificadas por color según normas ISO**

Corte Cruzado Regular: [E]

El diseño de dientes de corte cruzado es ideal para el corte rápido de metal, acrílico y piedra.

3/32" (2.35mm) vástago



D071E 023 9310	D071E 027 9311	D071E 040 9351	D071E 050 9312	D072E 060 9313	D077E 029 9352	D077E 060 9353	D078E 040 9354	D079E 031 9355	D079E 040 9314
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------



D079E 045 9356	D079E 060 9357	D137E 023 9315	D138E 016 9358	D251E 060L 9359	D257E 023 9360	D257RE 060 9361	D261E 023 9362	D295E 023 9363	D351E 040 9364	D351E 060 9316
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Corte Cruzado Fino: [EF]

El diseño de dientes de corte cruzado es ideal para el corte fino de metal, acrílico y piedra.



D078EF 040 9317	D079EF 031 9318	D079EF 040 9319	D079EF 045 9370	D079EF 060 9320	D138EF 016 9371	D138EF 023 9321	D251EF 060 9322	D251EF 060L 9372	D257EF 023 9323
------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------

Corte Cruzado Fino: [EF]

El diseño de dientes de corte cruzado es ideal para el corte fino de metal, acrílico y piedra.



D261EF 023 9373	D293EF 023 9324	D295EF 023 9325	D351EF 040 9326	D351EF 060 9374
------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

Corte Cruzado Fino Espiral: [SPF]

El diseño de dientes de corte fino espiral es ideal para recortar todos los acrílicos suaves. Efecto de "afeitado" en todos los metales.



D79SPF 040 9375	D129SPF 023 9376	D251SPF 060 9377
------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

3/32" (2.35mm) vástago

Cuchilla Recta de Corte Cruzado Fino: [FST]

Las cuchillas rectas con corte cruzado fino están diseñadas para recortar protector bucal y material de relleno suave. A 15.000 RPM, estas cuchillas son ideales para trabajar sobre titanio.



D079FST 040 9327	D129FST 023 9328	D136FST 016 9329	D138FST 023 9330	D139FST 023 9331	D251FST 060 9332	D390FST 014 9333
------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Corte Cruzado Super Grueso: [XG]

Para reducir rápidamente acrílico, piedra y remover material de relleno suave.



D251XG 060 9334	D351XG 070 9369
-----------------------	-----------------------

Corte Cruzado Superfino: [SF]

El diseño de dientes de corte cruzado Superfino es ideal para darle textura a la porcelana, subestructuras de metal y restauraciones temporarias de acrílico.



D079SF 045 9365	D257SF 023 9366	D261SF 023 9335	D293SF 023 9336	D295SF 023 9337
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Cuchilla Recta de Corte Cruzado Grueso: [GSQ]

La GSQ es excelente para recortar material de relleno suave con sus cuchillas rectas de corte cruzado grueso.



D077GSQ 040 9338	D251GSQ 060 9339	D261GSQ 023 9340
------------------------	------------------------	------------------------

Corte Cruzado Grueso: [SG]

El diseño de dientes amplios de corte cruzado es ideal para el rápido recorte en masa de acrílicos y yesos.



D072SG 060 9341	D079SG 045 9342	D079SG 060 9343	D251SG 060 9367	D351SG 060 9368
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Dientes de Titanio Grueso: [GTi]

Este diseño de dientes especial estabiliza el borde cortante permitiendo un corte más agresivo.



D079GTi 040 9344	D129GTi 023 9345	D138GTi 023 9346	D139GTi 023 9347
------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Bulk Corte Cruzado: [GE]

Para reducción rápida y suave de acrílicos, yesos y piedras.



D251GE 060 9348	D351GE 060 9349
-----------------------	-----------------------

Termoformado

Diseño ideal para cortar placa de termoformado.



D219 023 9378	D219S 023 9379
---------------------	----------------------

Kit de 6 Piezas 9350

Kit popular para ajustar metal, acrílicos y piedras. Incluye bloque portafresas.



D251E 060L 9359	D261E 023 9362	D351SG 060 9368	D351XG 070 9369	D251EF 060L 9372	D251SPF 060 9377
-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	------------------------

Revolucionario – Capa de Nitruro de Titanio

Lo último en Tecnología Abrasiva

★ Se garantiza una extensión mínima de 3 veces de la vida útil de su herramienta

★ Un acabado más rápido, suave y fresco en todos los materiales

HP - 3/32" (2.35mm) vástago



	Número MM Pulgadas	1 0.9 .035	2 1.1 .043	3 1.3 .051	4 1.5 .059	5 1.7 .067	6 1.9 .075	7 2.1 .083	8 2.3 .090	9 2.5 .098	10 2.7 .106	11 2.9 .114	12 3.1 .122	13 3.3 .130	14 3.5 .138	15 3.8 .149
FRESADOR DELGADO 										0384				0419		
FRESADOR DE CONO 																
CONO INVERTIDO 						0350			0351					0423		
CILINDRO 						0356			0357					0427		
ARBOL 						0352			0353					0424		
RUEDA FILO REDONDO 						0358			0359					0429		
RUEDA FILO CUADRADO 						0354			0355					0425		
LLAMA 			0346		0347		0348		0349		0385		0386		0420	
MONTAJE 		0338	0339	0340	0341	0342	0343	0344	0345	0380	0381	0382	0383	0413	0414	0415
CORTANTE ORIENTACION 45° 			0331	0332	0333	0334	0335	0336	0337	0376	0377	0378	0379	0407	0408	0409
CORTANTE ORIENTACION 90° 		0323	0324	0325	0326	0327	0328	0329	0330	0372	0373	0374	0375	0401	0402	0403
CONO 			0316	0317	0318	0319	0320	0321	0322	0368	0369	0370	0371	0397	0398	
BOTON 			0309	0310	0311	0312	0313	0314	0315	0364	0365	0366	0367	0393	0394	
REDONDO 		0301	0302	0303	0304	0305	0306	0307	0308	0360	0361	0362	0363	0387	0388	0389


Fabricadas con un proceso de vacío vaporizado a extremo calor, el nitruro de titanio gaseoso se adhiere a la superficie de corte, formando una herramienta virtualmente indestructible. Cualquier proceso que se esté realizando exitosamente con fresas de carburo sin revestimiento, ahora puede ser trabajado con mucho mejor resultado con **Goldies**.

HP - 3/32" (2.35mm) vástago

1/4 Ct.		3/8 Ct.		1/2 Ct.			3/4 Ct.		1 Ct.		1-1/2 Ct.		2 Ct.	2-1/2 Ct.	3 Ct.	3-1/2 Ct.	4 Ct.
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
16	17	18	19	20	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
4.0	4.3	4.5	4.7	5.0	5.2	5.4	5.6	5.9	6.3	6.7	7.2	7.6	8.0	8.9	9.6	10.4	11.1
.157	.169	.177	.185	.197	.204	.212	.220	.232	.248	.263	.283	.299	.314	.350	.377	.409	.437
			0459														
									0494				0495				0523
			0463						0496				0497				
0428			0466						0502				0503				0525
			0464						0498				0499				
0430			0467						0504				0505				0526
0426			0465						0500				0501				0524
0421		0422		0460	0461		0462		0492				0493				
0416	0417	0418	0453	0454	0455	0456	0457	0458	0487	0488	0489	0490	0491	0512	0513	0521	0522
0410	0411	0412	0449	0450	0451		0452		0484		0485		0486				0520
0404	0405	0406	0443	0444	0445	0446	0447	0448	0479	0480	0481	0482	0483	0510	0511	0518	0519
0399		0400		0440	0441		0442		0476		0477		0478		0509		0517
0395		0396		0437	0438		0439		0473		0474		0475		0508		0516
0390	0391	0392	0431	0432	0433	0434	0435	0436	0468	0469	0470	0471	0472	0506	0507	0514	0515

HP - 3/32" (2.35mm) vástago

Dedeco ofrece una variedad de surtidos en cada una de nuestras formas más populares. Cada surtido contiene un bloque portafresas de 36 orificios.



Redondo 1-18	18/kit	0527
Redondo 1-26 (excepto 21)	25/kit	0528
Redondo 1-30 (excepto 21)	29/kit	0529
Redondo 1-34 (excepto 21)	33/kit	0530
Botón 2-14 y dimensiones pares desde 16-26	19/kit	0531
Botón 2-14 y dimensiones pares desde 16-34	23/kit	0532
Cono 2-14 y dimensiones pares desde 16-26	19/kit	0533
Cono 2-14 y dimensiones pares desde 16-34	23/kit	0534
Cortante Orientación 90° 1-18	18/kit	0535
Cortante Orientación 90° 1-26 (excepto 21)	25/kit	0536
Cortante Orientación 90° dimens. pares desde 2-28	14/kit	0537
Cortante Orientación 90° 1-34 (excepto 21)	33/kit	0538
Cortante Orientación 45° 2-18	17/kit	0539
Cortante Orientación 45° dimens. pares desde 2-28	14/kit	0540
Cortante Orientación 45° 2-20 dimens. pares dde. 22-30	24/kit	0541
Montaje 1-18	18/kit	0542
Montaje 1-26 (excepto 21)	25/kit	0543
Montaje 1-30 (excepto 21)	29/kit	0544
Montaje 1-34 (excepto 21)	33/kit	0545

Dedeco

Since 1937

Cepillos de Pelo Natural para Joyería

144 Unidades por caja

NUEVO

“Máxima calidad” del líder de la industria. Aro de construcción sólida. Las cerdas de pelo natural están uniformemente posicionadas para una óptima performance y máxima durabilidad.



7/8" (22.2mm) Diámetro total • 1/4" (6.3mm) Longitud de cerdas



Suave	Medio	Duro
7054	7055	7056

Dedeco

Since 1937

Fresas de Carburo para Joyería

Envasadas por unidad

NUEVO

	Goldies®			Sin Revestir		
Florentina	3/32" (2.35mm) vástago			3/32" (2.35mm) vástago		
Fresas de carburo sólidas de “Máxima calidad” ahora disponible en vástago de 3/32” (2.35mm) en cada forma estándar de la industria.						
	Barril	Cilindro	Punta	Barril	Cilindro	Punta
	8441	8442	8443	9441	9442	9443
Aro interior	1/4" (6.3mm) diámetro • 3/32" (2.35mm) vástago			1/4" (6.3mm) diámetro • 3/32" (2.35mm) vástago		
Hechas de la misma “máxima calidad” de carburo sólido, estas fresas cilíndricas están especialmente diseñadas y acanaladas para quitar rebordes rápidamente, suavizar y acabar superficies interiores de aros.						
	X-Fino	Estándar	X-Grueso	X-Fino	Estándar	X-Grueso
	8411	8412	8413	9411	9412	9413
	3/8" (9.5mm) diámetro • 1/8" (3.18mm) vástago			3/8" (9.5mm) diámetro • 1/8" (3.18mm) vástago		
	X-Fino	Estándar	X-Grueso	X-Fino	Estándar	X-Grueso
	8421	8422	8423	9421	9422	9423



Para el Torno - Diseñadas para reemplazar recortadores tradicionales de acrílico.
Disponibles en grano fino y grueso. Use con mandril estándar 3/4”.

Goldies[®]

Sin Revestir

3/4” (19mm) diámetro



3/4” (19mm) diámetro



Grueso
2/caja

Fino
2/caja

Grueso
2/caja

Fino
2/caja

2541

2542

2741

2742

Para la pieza de mano - Diseñadas para reemplazar recortadores tradicionales de acrílico.
Disponibles en grano fino y grueso. Use con mandril Dia-Dome HP.

1/2” (12.7mm) diámetro



1/2” (12.7mm) diámetro



Fino
1/unidad

Fino
3/caja

Fino
1/unidad

Fino
3/caja

2543

2547

2743

2747

1/2” (12.7mm) diámetro
3/32” (2.35mm) vástago



Mandril Dia-Dome - HP

3/32” (2.35mm) vástago



1/2” (12.7mm) diámetro
3/32” (2.35mm) vástago



Fino
2/kit

-
1/unidad

Fino
2/kit

2544

2745

2744

“Delgados Sinterizados” - Discos de Diamante Sólidos

Envasados por unidad

Los más “duraderos” de la industria. “Absolutamente el mejor” disco de diamante sinterizado para el rápido corte de composite y acrílico.



7/8” x .007”
(22 · 0.18mm)
2807



1-1/4” x .032”
(32 · 0.8mm)
2803



1-1/4” x .025”
(32 · 0.6mm)
2825

Puntas de precisión cubiertas de diamante y discos para separar.
Granos fino y grueso.

3/32" (2.35mm) vástago

Goldies®

Sin Revestir

Grueso



49/1060 2501 75/1060 2502 77/1060 2503 78/1060 2504 78/1090 2505 79/1045 2506



49/1060 2701 75/1060 2702 77/1060 2703 78/1060 2704 78/1090 2705 79/1045 2706

Fino



49/4060 2551 75/4060 2552 77/4060 2553 78/4060 2554 78/4090 2555 79/4045 2556



49/4060 2707 75/4060 2708 77/4060 2709 78/4060 2710 78/4090 2711 79/4045 2712

Fino



23/4030 2601 49/4030 2602 42/4050 2603 48/4030 2604 71/4030 2605 212/4020 2606



23/4030 2713 49/4030 2714 42/4050 2715 48/4030 2716 71/4030 2717 212/4020 2718

Fino



212/4030 2607 212/4040 2608 213/4040 2609 231/4080 2610 232/4120 2611 234/4080 2612



212/4030 2719 212/4040 2720 213/4040 2721 231/4080 2722 232/4120 2723 234/4080 2724

Fino



501/016 2657 537/016 2658 558/016 2659 559/023 2660 563/014 2661 563/018 2662



501/016 2725 537/016 2726 558/016 2727 559/023 2728 563/014 2729 563/018 2730



"Superflex" Discos de envoltura
D/S-220 x .15mm 2651
S/S-220 x .10mm 2654



"Superflex" Discos de superficie completa
D/S-220 x .18mm 2652
S/S-220 x .13mm 2655



"Flexible" Discos de superficie completa
D/S-220 x .3mm 2653
S/S-220 x .2mm 2656



"Superflex" Discos de envoltura
D/S-220 x .15mm 2751
S/S-220 x .10mm 2752



"Superflex" Discos de superficie completa
D/S-220 x .18mm 2753
S/S-220 x .13mm 2754



"Flexible" Discos de superficie completa
D/S-220 x .3mm 2755
S/S-220 x .2mm 2756




Simplemente el Mejor!

Sin importar el material a ser trabajado, sea este porcelana, oro, composite, esmalte, acrílico, zirconio o cualquiera de los numerosos metales de hoy en día para porcelana, semi preciosos o no preciosos, DEDECO ofrece el disco “perfecto” para hacer el trabajo rápida y profesionalmente.

Ruedas y Discos de Carburo Silicio - Multi-propósito

Los discos y ruedas “más duraderos” de la industria. La cubierta especial de resina de doble adhesión asegura máxima durabilidad y performance. Los cortadores ELITE de carburo silicio son ideales para porcelana, oro, esmalte, zirconio y coronas y puentes. Espesores desde .005”.



7/8" x .005" (22·0.15mm)		7/8" x .009" (22·0.2mm)		7/8" x .015" (22·0.3mm)		15/16" x .025" (24·0.6mm)		1-1/2" x .025" (38·0.6mm)		1-1/2" x .040" (38·1.0mm)	
25/caja	100/caja	25/caja	100/caja	25/caja	100/caja	25/caja	100/caja	12/caja	100/caja	12/caja	100/caja
5551	5552	5553	5554	5555	5556	5557	5558	5559	5560	5561	5562

Discos y Ruedas de Oxido de Aluminio - Preferido para Metales

Los discos y ruedas “más duraderos” de la industria. La cubierta especial de resina de doble adhesión asegura máxima durabilidad y performance. Los cortadores ELITE de óxido de aluminio son la elección preferida para metales duros. Espesores desde .005”.



7/8" x .005" (22·0.15mm)		7/8" x .009" (22·0.2mm)		7/8" x .015" (22·0.3mm)		15/16" x .025" (24·0.6mm)		1-1/2" x .025" (38·0.6mm)		1-1/2" x .040" (38·1.0mm)	
25/caja	100/caja	25/caja	100/caja	25/caja	100/caja	25/caja	100/caja	12/caja	100/caja	12/caja	100/caja
5501	5502	5503	5504	5505	5506	5507	5508	5509	5510	5511	5512



Favoritos de Viejos Tiempos

Discos de Carburo Silicio - Multi-propósito

Ultra - .005's – Los discos de corte “más delgados” de la industria, para porcelana, oro, esmalte y coronas y puentes.	7/8" x .005" (22 · 0.15mm)	25/caja 100/caja	5190 5197
NM Delgados / Ultra - .009's – Los discos de corte ultra finos “originales” de larga duración, para porcelana, oro, esmalte y metales de coronas y puentes.	7/8" x .009" (22 · 0.2mm)	25/caja 50/caja 100/caja	5172 5170 5171
Discos Muy Delgados – Iguales a los NM Delgados / Ultra - .009's pero apenas más gruesos.	7/8" x .015" (22 · 0.3mm)	50/caja 100/caja	5181 5182
Discos Delgados Oblea – Discos muy delgados para porcelana, oro, composite, esmalte, acrílico y metales para coronas y puentes. Disponible en doble lado y lado seguro.	7/8" x .015" (22 · 0.3mm)	100/caja 100/caja	5178 D/S 5180 S/S
Discos Desgarradores – Discos gruesos de doble lado para acabado y corte más rápido de porcelana y oro.	7/8" x .025" (22 · 0.6mm)	100/caja	5177
Discos Doble-Lado – Estándar, favoritos para porcelana, esmalte y oro.	7/8" x .025" (22 · 0.6mm)	100/caja	5203
Discos Lado-Seguro – Estándar, favoritos para porcelana, esmalte y oro.	7/8" x .025" (22 · 0.6mm)	100/caja	5206

Discos de Oxido de Aluminio - Preferido para Metales

Discos Delgados O/A / Dura - .009's – Los discos de corte ultra fino “originales” de larga duración. Más rápidos para oro y todos los metales.	7/8" x .009" (22 · 0.2mm)	25/caja 100/caja	5173 5183
Dura - .015's – Iguales que los Discos Delgados O/A / Dura - .009's pero apenas más gruesos.	7/8" x .015" (22 · 0.3mm)	50/caja 100/caja	5188 5189
Cortadores Junior – La elección preferida para corte y acabado de cromo cobalto. Rápido, fresco, inodoro y de “larga duración”.	15/16" x .018" (24 · 0.4mm)	100/caja	5210
Mini Cortadores Rubi – Absolutamente “el mejor” para un corte más rápido, más fresco de todos los metales para cerámica no preciosos y semi preciosos. “No-contaminante”.	7/8" x .025" (22 · 0.6mm)	100/caja	5176
Discos de Alta Velocidad – Favorito para el corte rápido, fresco de todos los metales.	7/8" x .025" (22 · 0.6mm)	100/caja	5209
Discos Rojos – Estándar popular para corte y acabado de cromo cobalto y metales no preciosos.	15/16" x .025" (24 · 0.6mm)	100/caja	7021

Dedeco

Since 1937


ELITE Discos de corte "Fibrados"

12 Unidades por caja

NUEVO**Simplemente el Mejor!****A prueba de astillas • Multi-propósito • Discos de corte de fibra de reforzada flexible****Carburo Silicio****Oxido de Aluminio**

Para porcelana, oro, zirconio y metales para coronas y puentes.

La elección preferida para metales más duros.

7/8" x .009"
(22·0.2mm)7/8" x .015"
(22·0.3mm)1-1/2" x .020"
(38·0.5mm)15/16" x .009"
(24·0.2mm)15/16" x .015"
(24·0.3mm)1-1/2" x .020"
(38·0.5mm)

5581

5583

5585

5571

5573

5575

Dedeco

Since 1937

Discos de corte "Fibrados" Tradicionales**LIDER EN LA INDUSTRIA**

Apodados "Corte de Fibra", los discos tradicionales reforzados a prueba de astillas DEDECO cortan todo desde metales duros hasta acrílicos suaves. (óxido de aluminio)

1-1/4" x .049" x 1/16" (32·1.2mm)	12/caja 100/caja	7000 9858
1-1/2" x .049" x 1/16" (38·1.2mm)	12/caja 100/caja	7001 9588
2-1/2" x .049" x 1/4" (64·1.2mm)	6/caja 100/caja	7002 9589
3" x .049" x 1/4" (76·1.2mm)	6/caja 100/caja	7003 9590
4" x .049" x 1/4" (101·1.2mm)	6/caja 100/caja	7004 9591

**Mandril para Discos de corte "Fibrados" Envasados por unidad**

El mandril ideal para brindar durabilidad extra y mejor rendimiento a 2-1/2", 3" y 4" a los Discos de Corte de Fibra.

7005



1/4" (6.3mm) vástago

Los "favoritos tradicionales" de DEDECO para corte y acabado de metales de cromo cobalto. Rápido, fresco e inodoro. (óxido de aluminio)

1-1/4" RUEDAS DE CORTE

1-1/4" x .025" (32·0.6mm)	1-1/4" x .032" (32·0.8mm)	1-1/4" x .049" (32·1.2mm)	1-1/4" x .062" (32·1.6mm)	1-1/4" x .082" (32·2.2mm)
5163	5168	5166	5165	5164

1-1/2" RUEDAS DE CORTE



1-1/2" x .032" (38·0.8mm)	1-1/2" x .049" (38·1.2mm)
5169	5167



Cortadores Rubi

100 Unidades por caja

Absolutamente "el mejor" para corte más rápido y a menor temperatura de metales para porcelana no preciosos y semi preciosos. No-contaminante y de larga duración (óxido de aluminio)

1-1/2" x .032" (38·0.8mm)
5174

Ruedas de Corte Rojas

12 y 100 Unidades por caja

Estándar popular para corte y acabado de metales de cromo cobalto. (óxido de aluminio)



1-1/4" x .062" (32·1.6mm)	1-1/2" x .025" (38·0.6mm)	1-1/2" x .040" (38·1.0mm)
12/caja 7006	100/caja 7022	12/caja 7007
		100/caja 7023
		12/caja 7008
		100/caja 7024

Ruedas de Corte Rápido

100 Unidades por caja


Respondiendo a la demanda popular, estas ruedas de corte de superficie lisa se ofrecen en medidas estándar. Preferidas para cromo cobalto y metales no preciosos. (óxido de aluminio)



1" x .027" (25·0.7mm)	1-3/8" x .027" (35·0.7mm)	1-3/8" x .066" (35·1.7mm)	1-5/8" x .040" (40·1.0mm)
5211	5212	5213	5214

El estándar de la industria. La cubierta anti-obstrucciones expone continuamente el abrasivo nuevo y afilado con "absolutamente mínima temperatura". El buje metálico especial asegura centrado perfecto, trabajo eficiente y seguridad.

- Negro** • **Grueso** (carburo silicio) – El tradicional favorito "multi-propósito".
- Verde** • **Fino** (carburo silicio) – La "elección preferida" para porcelana y esmalte. Deja superficies suaves. Más fácil de pulir.
- Blanco** • **Fino** (óxido de aluminio) – "No-contaminante". Para acabado de metales no preciosos y semi preciosos.
- Rojo** • **Grueso** (óxido de aluminio) – Para más rápido acabado de metales para cerámica no preciosos y semi preciosos.



1

2

3

4

5

6

1" x 3/16"
(25 · 4.8mm)

1" x 1/8"
(25 · 3.1mm)

1" x 3/32"
(25 · 2.4mm)

7/8" x 3/16"
(22 · 4.8mm)

7/8" x 1/8"
(22 · 3.1mm)

7/8" x 3/32"
(22 · 2.4mm)

0801


0802

0803

0804

0805

0806



0816

0817

0818

0819

0820

0821



0831


0832

0833

0834

0835


0836




0846

0848


0850




7	8	9	10	11	12	13	14	15
3/4" x 3/16" (19 · 4.8mm)	3/4" x 1/8" (19 · 3.1mm)	3/4" x 3/32" (19 · 2.4mm)	5/8" x 3/16" (15 · 4.8mm)	5/8" x 1/8" (15 · 3.1mm)	5/8" x 3/32" (15 · 2.4mm)	1/2" x 3/16" (12 · 4.8mm)	1/2" x 1/8" (12 · 3.1mm)	1/2" x 3/32" (12 · 2.4mm)
0807	0808	0809	0810	0811	0812	0813	0814	0815



0822	0823	0824	0825	0826	0827	0828	0829	0830
------	------	------	------	------	------	------	------	------



0837	0838	0839	0840	0841	0842	0843	0844	0845
------	------	------	------	------	------	------	------	------




	0853							
--	------	--	--	--	--	--	--	--

Ruedas de Desgaste Tradicionales

100 Unidades por caja

LIDER EN LA INDUSTRIA

Sin importar el material a ser trabajado, sea éste porcelana, oro, composite, esmalte, acrílico, zirconio o cualquiera de los numerosos metales de hoy en día para porcelana, semi preciosos o no preciosos, DEDECO ofrece el disco “perfecto” para hacer el trabajo rápida y profesionalmente.



Corte Fino - Para el acabado rápido, sin calor, libre de astillas de porcelana, oro y esmalte. Deja la superficie más suave, más fácil de pulir. (carburo silicio)

Verde Universales - Favoritas para propósitos generales, poseen las mismas cualidades excepcionales que las de Corte Fino. (carburo silicio)

Negras Universales - “Larga duración” para ajustar el colado de oro y metales. (carburo silicio)

Alta Velocidad - Para el acabado más rápido de cromo cobalto y metales duros. “Larga duración” (óxido de aluminio)

Rubi - Para el acabado más rápido de metales cerámicos y semi preciosos. (óxido de aluminio)

5/8" x 1/16" (15·1.6mm)	5/8" x 1/8" (15·3.1mm)	7/8" x 1/16" (22·1.6mm)	7/8" x 1/8" (22·3.1mm)
5355	5354	5351	5350
5385	5384	5381	5380
5375	5374	5371	5370
—	—	—	5390
—	—	—	5397

Ruedas de Torno Tradicionales

Envasadas por unidad

LIDER EN LA INDUSTRIA



	3" x 1/4" (76·6.3mm)	3" x 3/8" (76·9.5mm)
Verde - El “favorito tradicional” para el desgaste más rápido, sin calor, libre de astillas de los dientes de porcelana.	5122	5123
Negro - “Larga duración” para el desgaste más rápido, sin calor, libre de astillas de los dientes de porcelana.	5126	5127
Rueda Placa Base de Acrílico - Rueda de goma para rápido recorte, sin obstrucciones de placas bases y dentaduras de acrílico.	5137	5138
Verde Medio - Rueda de goma para remover rápidamente rasguños de porcelana y metales.	5147	5148
Rojo Acrílico - Para desgaste más rápido, sin calor, libre de astillas de acrílicos.	5159	5160
“Rebajado” Blanco - Para el desgaste rápido de modelos de yeso y piedra. Ahora con centro de plástico.	5161	5162

Respaldo de Velcro • Cambio rápido • 100% Impermeable

Los STICKIES eliminan virtualmente el tiempo inactivo y el desorden asociado con discos de respaldo adhesivo.

		Grueso grano 36	Estándar grano 50
10” Kit Completo	6 - 10” Discos 1 - Rueda plástica	7062	7060
10” Repuesto	6 - 10” Discos	7063	7061
12” Kit Completo	4 - 12” Discos 1 - Rueda plástica	7072	7070
12” Repuesto	4 - 12” Discos	7073	7071

**Perfectamente balanceados • Fibra de vidrio reforzada
• Larga duración •**

Los discos para recortadora de modelos DEDECO ahora reforzados con fibra de vidrio, perfectamente balanceados y de una durabilidad superior.

REGULAR

10” x 1/4”	(254 · 6.3mm)	grano 36	7010
12” x 1/4”	(305 · 6.3mm)	grano 36	7012

Extra-Grueso - grano 24
Grueso - grano 36

TIPO-FOSTER (con segundo agujero de posicionamiento)

10” x 1/4”	(254 · 6.3mm)	grano 36	7011
12” x 1/4”	(305 · 6.3mm)	grano 36	7013
10” x 1/4”	(254 · 6.3mm)	grano 24	7014
12” x 1/4”	(305 · 6.3mm)	grano 24	7015



“Absolutamente las mejores” para el más rápido acabado, sin temperatura, libre de astillas, para porcelana, oro, esmalte y amalgama. (carburo silicio)

HP 12 y 72 Unidades por caja

3/32" (2.35mm) vástago

												
	138 (CN1)	126 (CN3)	114 (CY1)	115 (CY3)	160 (CY4)	111 (FL2)	161 (FL3)	132 (FL3a)	162 (FL4)	113 —	127 (IC1)	
12/caja	4223	4213	4048	4208	4031	4202	4032	4219	4033	4207	4214	
72/caja	6223	6213	6248	6208	6231	6202	6232	6219	6233	6207	6214	
												
	125 (IC2)	128 (IC3)	163 (IC4)	129 (IC5)	130 —	164 (IC6)	165 (IC7)	166 (IC8)	167 (IC9)	135 (KN1)	168 (KN2)	
12/caja	4029	4215	4034	4216	4217	4035	4036	4037	4038	4221	4039	
72/caja	6229	6215	6234	6216	6217	6235	6236	6237	6238	6221	6239	
												
	133 (KN4)	151 —	152 (KN7)	169 (PC1)	170 (PC2)	18 (RD1)	17 (RD2)	131 (RD3)	19 (RD4)	171 (RE1)	123 —	
12/caja	4220	4226	4227	4040	4041	4204	4030	4218	4222	4042	4212	
72/caja	6220	6226	6227	6240	6241	6204	6230	6218	6222	6242	6212	
												
	122 (TC1)	120 (TC2)	172 (TC3)	112 —	173 (TC4)	16 (WH1)	13 —	174 (WH3)	175 (WH4)	176 (WH5)	141 —	143 (WH6)
12/caja	4211	4210	4043	4206	4044	4203	4201	4045	4046	4047	4224	4225
72/caja	6211	6210	6243	6206	6244	6203	6201	6245	6246	6247	6224	6225

RA 12 Unidades por caja

FG 12 Unidades por caja

3/32" (2.35mm) vástago

1/16" (1.6mm) vástago

												
	138 (CN1)	111 (FL2)	18 (RD1)	19 (RD4)	122 (TC1)	120 (TC2)	112 —	113 —	138 (CN1)	111 (FL2)	18 (RD1)	122 (TC1)
12/caja	4323	4302	4304	4322	4311	4310	4306	4307	4423	4402	4404	4411



“Absolutamente las mejores” para acabado ultra fino de composites.
No lastiman el esmalte. (óxido de aluminio)

HP

3/32" (2.35mm) vástago

138 (CN1)	114 (CY1)	115 (CY3)	111 (FL2)	132 (FL3a)	113 —	127 (IC1)	125 (IC2)	135 (KN1)	133 (KN4)	18 (RD1)	17 (RD2)	122 (TC1)	16 (WH1)	141 —	143 (WH6)
4523	4509	4508	4502	4519	4507	4514	4529	4521	4520	4504	4528	4511	4503	4524	4525

RA

FG

Kits Composite

12 unidades por caja

3/32" (2.35mm) vástago

1/16" (1.6mm) vástago

138 (CN1)	111 (FL2)	18 (RD1)	122 (TC1)	138 (CN1)	111 (FL2)	18 (RD1)	122 (TC1)
4623	4602	4604	4611	4723	4702	4704	4711



Los Kits contienen 3 Piedras “Gigantes Verdes” y “Blancas Arkansas” cada uno, Formas 138 (CN1) y 111 (FL2).

RA - 1053

FG - 1054



“Absolutamente las mejores” para el acabado fino de metales cerámicos no preciosos y semi preciosos. No-contaminante y de larga duración. (óxido de aluminio)

HP - 3/32" (2.35mm) vástago

1 —	138 (CN1)	126 (CN3)	115 (CY3)	111 (FL2)	132 (FL3a)	113 —	127 (IC1)	128 (IC3)	129 (IC5)	130 —	135 (KN1)	133 (KN4)
12/caja 4161	4823	4813	4808	4802	4819	4807	4814	4815	4816	4817	4821	4820
72/caja 4261	4923	4913	4908	4894	4919	4907	4914	4915	4916	4917	4921	4920

151 —	152 (KN7)	18 (RD1)	131 (RD3)	19 (RD4)	123 —	122 (TC1)	120 (TC2)	112 —	16 (WH1)	13 —	141 —	143 (WH6)
12/caja 4826	4827	4804	4818	4822	4812	4811	4810	4806	4803	4801	4824	4825
72/caja 4926	4927	4897	4918	4922	4912	4911	4910	4899	4896	4895	4924	4925

Dedeco®

Since 1937

Piedras “Diamante Sinterizado”

Envasadas por unidad

NUEVO

Extremadamente duraderas!

Piedras de diamante sinterizado para desgastar, dar forma, y acabar coronas de cerámica y estructuras de zirconio.

HP - 3/32" (2.35mm) vástago

**Dedeco®**

Since 1937

Puntas Montadas de Laboratorio

LIDER EN LA INDUSTRIA

HP - 3/32" (2.35mm) vástago

Puntas de “larga duración” con adhesivo cerámico para acabado de todos los metales. (óxido de aluminio)

Grueso - Para el acabado más rápido de cromo cobalto y metales duros.

Medio - La elección preferida para el acabado de metales no preciosos de coronas y puentes.



12/caja	4171	4172	4173	4175	4181	4182	4183	4185
72/caja	4271	4272	4273	4275	4281	4282	4283	4285

Dedeco®

Since 1937

“Afiladores de Instrumentos”

LIDER EN LA INDUSTRIA

HP - 3/32" (2.35mm) vástago

Piedras de óxido de aluminio con adhesivo cerámico para afilar instrumentos. “Trabajo más rápido” - “larga duración”.



5 Piezas Surtido “Afiladores de Instrumentos”

5/8" Redondo	1/2" Redondo	3/8" Redondo	1/4" Redondo	3/16" Cono	—
1/unidad	1/unidad	1/unidad	1/unidad	1/unidad	5/kit
5401	5402	5403	5404	5406	5410

Dedeco®

Since 1937

Piedra Rectificadora

Envasadas por unidad

LIDER EN LA INDUSTRIA


Abre rápidamente la estructura y restaura la forma de todos los abrasivos. (carburo silicio)

5400



1" x 1/2" x 1/2"
(25·12.7·12.7mm)

En respuesta a la demanda popular, hemos expandido nuestro rango y envasado para proveer a los que "lo hacen por si mismos" y los "hobistas" con nuestros populares accesorios.



Surtido Propósitos Generales	134/kit	3100
Cortantes "Fibra vidrio Reforzada" • 1-1/4" x .049"	10/pz	3601
Discos de Corte "Estándar" • 15/16" x .025"	50/pz	3602
Discos de Corte "Trabajo Pesado" • 15/16" x .040"	25/pz	3603
Mandriles • 1/8" (3.18mm) vástago	2/kit	3604
Set de Puntas de Diamante • 1/8" (3.18mm) vástago	6/kit	3605
Set Cortantes "Alta Velocidad" • 1/8" (3.18mm) vástago	3/kit	3608
Cepillos de Cerda - "Rueda" • 1/8" (3.18mm) vástago	2/pz	3609
Set Cortante de Grabado • 3/32" (2.35mm) vástago	6/kit	3611
Set Punta de Pulido de Goma • 3/32" (2.35mm) vástago	6/kit	3612
Set Piedra de Desgaste • 1/8" (3.18mm) vástago	3/kit	3613
Metal Mágico	2/pta	3698

Acero Inoxidable - 3/32" (2.35mm) vástago

HIPPIE



HP



RA



12/caja	144/caja
5428	5438

12/caja	144/caja
5425	5435

12/caja	144/caja
5426	5436

P/ GOMA PIN - 2mm



P/ GOMA PIN - 3mm



1/unidad	12/caja
7081	7082

1/unidad	12/caja
7083	7084

Recubiertos en Níquel

MANDRIL PARA RUEDA



ESPIRAL



1/4" (6.3mm) vástago
1/unidad
5121

3/32" (2.35mm) vástago	1/8" (3.18mm) vástago
12/caja	144/caja
5427	5437
	6/caja
	5429

Bloques Portafresas

Envasados por unidad

Dedeco se complace en ofrecer una variedad de bloques portafresas de "máxima calidad".

70 - Orificios

12 - Orificios



2-1/2" x 2-1/2" x 3/8"

FG	HP
1/16" (1.6mm)	3/32" (2.35mm)
9650	9651

36 - Orificios



4-1/2" x 3" x 3/4"

HP
3/32" (2.35mm)
9594



8-1/2" x 6-1/4" x 1-1/2"

HP
3/32" (2.35mm)
9597

0301-0526	Acero de Alta Velocidad Goldies	27-28	4602-4623	Piedras Blancas Arkansas - RA	42
0527-0545	Acero de Alta Velocidad Goldies - Surtidos.....	29	4660-4683	Pulidores Enanos	2-3
0801-0853	Koolies – Ruedas de desgaste “Sin Calor”	37-38	4702-4723	Piedras Blancas Arkansas - FG.....	42
1010-1011	Surtidos Clásicos	5	4760-4783	Pulidores Enanos	2-3
1053-1054	Kit Acabado de Composite	42	4801-4827	Piedras Rubi O/A.....	42
1101-1150	Pulidores de Diamante p/Porcelana “Alto Brillo”	6	4860-4883	Pulidores Enanos	2-3
1161-1175	Pulidores de Diamante p/Composite “Alto Brillo”	5	4894-4927	Piedras Rubi O/A.....	42
1180-1181	Kits Pulidores Diamante “Alto Brillo”	6	4930-4933	Ruedas Super Pulido.....	4
1185-1188	Pulidores de Diamante p/Composite “Alto Brillo”	5	4940-4983	Ruedas de Goma Filo Cuchilla	1
2300-2406	Fresas de Carburo Goldies - FG	19	4988-5030	Ruedas de Goma Filo Cuadrado.....	1
2501-2506	Diamante Goldies - HP	32	5042-5047	Ruedas Super Pulido.....	4
2541-2547	Dia-Dome Cápsulas de Diamante.....	31	5100-5106	Recortadores de Acrílico (Piedra) - Blanca	10
2551-2612	Puntas de Diamante Goldies - HP	32	5110-5114	Especialidades para Acrílicos	10
2651-2656	Discos de Diamante Goldies	32	5121	Mandril para Rueda.....	45
2657-2662	Puntas de Diamante Goldies - HP	32	5122-5162	Ruedas para Torno.....	39
2701-2730	Puntas de Diamante - HP.....	32	5163-5169	Ruedad de Corte	36
2741-2747	Dia-Dome Cápsulas de Diamante y Mandril.....	31	5170-5173	Discos para Separar	34
2751-2756	Discos de Diamante	32	5174	Cortadores Rubi	36
2803-2825	Discos Diamante Sólidos “Delgados Sinterizados” .	31	5176-5210	Discos para Separar	34
3100	Surtido Propósitos Generales	44	5211-5214	Ruedas de Corte Rápido	36
3500	Surtido Clásico.....	5	5230-5235	Recortadores de Acrílico (Goma) - Verde	10
3601-3698	Packs Promocionales y Metal Mágico.....	44	5240-5295	Pulidores de Goma Jumbo.....	3
4029-4048	Piedras Verdes Gigantes - HP	41	5350-5397	Ruedas de Desgaste.....	39
4161	Piedras Rubi O/A	42	5400	Piedra Rectificadora.....	43
4171-4185	Puntas Montadas de Laboratorio	43	5401-5410	Afiladores de Instrumentos.....	43
4201-4227	Piedras Verdes Gigantes - HP	41	5415-5422	Ruedas para Torno.....	1
4261	Piedras Rubi O/A	42	5423	Mandril Snap-On.....	5
4271-4285	Puntas Montadas de Laboratorio	43	5425-5438	Mandriles	45
4291-4293	Piedras de Diamante Sinterizado.....	43	5440-5495	Pulidores de Goma Jumbo.....	3
4302-4323	Piedras Verdes Gigantes - RA	41	5501-5562	Discos para Separar Elite	33
4333	Surtido Clásico Enanos - HP	18	5571-5585	Discos de Corte Fibrados Elite	35
4336-4387	Pulidores Enanos	2-3	5988-5999	Ruedas de Goma Filo Cuadrado.....	1
4402-4423	Piedras Verdes Gigantes - FG	41	6100-6106	Recortadores de Acrílico (Piedra) - Rojo	10
4502-4529	Piedras Blancas Arkansas - HP.....	42	6201-6248	Piedras Verdes Gigantes - HP.....	41
4560-4583	Pulidores Enanos	2-3	6501-6534	Pulidores de Pómez para Joyería	4
4590-4595	Pulidores Broche	1	6561-6570	Ruedas de Silicona Milagro Dorado.....	14

6601-6624	Pulidores Enanos	2	7750	Kit de Ajuste y Pulido de Acrílico	9
7000-7005	Discos de Corte Fibrados y Mandril	35	7801-7848	Pulidores de Poliuretano	11-13
7006-7008	Ruedas de Corte Rojas	36	7851-7852	Surtido Pines de Poliuretano	18
7010-7015	Ruedas para Recortadora de Modelo	40	7853	Surtido Enanos de Poliuretano	18
7021	Discos para Separar Rojos	34	7854	Surtido Enanos Universal Silicona	18
7022-7024	Discos para Separar Rojos	36	7855	Surtido Pulidores de Pómez para Joyería	18
7027-7030	Pulidores de Goma Rojos Duro	4	7856	Surtido Poliuretano Pulido de Metal	18
7054-7056	Cepillos para Joyería	30	7901-7928	Pulidores Especiales de Silicona y Poliuretano	14
7060-7073	Stickies	40	7951-7958	Flexies Blancos Poliuretano	14
7081-7084	Mandriles Adicionales	45	7961-7976	Aro Pulidor y Rueda Dividida para Joyería	17
7100	Rueda Universal Silicona para Torno - Blanca	17	8000-8306	Fresas de Carburo Goldies	19-20
7101-7140	Pulidor Universal Silicona - Blanco	15-16	8310-8379	Euro Fresas de Carburo Goldies	21-22
7150	Rueda Universal Silicona para Torno - Negro	17	8411-8443	Fresas de Carburo Goldies para Joyería	30
7151-7190	Pulidor Universal Silicona - Negro	15-16	8451-8482	Tsunami Goldies	23
7200	Rueda Universal Silicona para Torno - Azul	17	8500	Goldies Taladros de Carburo	23
7201-7240	Pulidor Universal Silicona - Azul	15-16	9000-9306	Fresas de Carburo	23-24
7250	Rueda Universal Silicona para Torno - Rosa	17	9310-9379	Euro Fresas de Carburo	25-26
7251-7290	Pulidor Universal Silicona - Rosa	15-16	9411-9443	Fresas de Carburo para Joyería	30
7301-7498	Pulidores de Poliuretano	11-12	9588-9591	Discos de Corte Fibrados	35
7501-7647	Pulidores de Silicona para Porcelana	7-8	9594-9651	Bloques Portafresas	45
7700-7746	Pulidores de Silicona para Acrílico	9	9858	Discos de Corte Fibrados	35

Dedeco International, Inc. reconoce su responsabilidad de reemplazar u otorgar crédito por cualquier cantidad de sus productos que se comprueben tengan defectos. No aceptamos responsabilidad alguna por cualquier pérdida o daño directo o consecuente que se origine del uso de, o de la inhabilitación de uso del producto. Antes de usar, el usuario deberá determinar la adaptación del producto para el uso previsto y los usuarios asumen el riesgo y responsabilidad relacionados con el mismo. La información precedente no puede ser modificada, excepto mediante acuerdo firmado por un funcionario de la corporación.

Dedeco International, Inc.

11617 State Route 97, Long Eddy, N.Y. 12760-0244

teléfono: (845) 887-4840 • fax: (845) 887-5281

email: service@dedeco.com • web: www.dedeco.com

Minis[®]

With **STAINO[®]**
Whitening
Technology

Clean Tight Spaces Between Teeth



Minis

Break-away Design

Minis

Travel Model

Minis

Twin

Minisbox

The World's 1st Interdental Brush Compact

STAINO[®]
The Clean Between Teeth Specialists

Quality products since 1937

Dedeco®

Dedeco International, Inc.

11617 State Route 97, Long Eddy, New York 12760-0244

(845) 887-4840 · 888-4-DEDECO (433-3326)

fax: (845) 887-5281 · email: service@dedeco.com · web: www.dedeco.com