

CATÁLOGO DE PRODUCTOS 2012

Estimado Socio DeguDent,

Durante más de 100 años, los laboratorios dentales, dentistas y pacientes han confiado en los materiales de prótesis y sistemas de DeguDent.

Estamos comprometidos a trabajar con usted para transmitir la fascinación de la prótesis a los dentistas y pacientes por igual, apoyando su trabajo con materiales protésicos probados, seguros e innovadores, sistemas y servicios.

¿No es fascinante cuando el trabajo que usted hace puede mejorar la calidad de vida de alguien? ¿Incluso darle a esa persona un poco de felicidad?

Este amplio catálogo le presentará los productos que ya conoce y nuevos productos que le invitamos a descubrir. Le ayudará a utilizar sus conocimientos y habilidades para crear fascinantes restauraciones dentales. Nuestro personal de ventas altamente capacitado estará encantado de ayudarle a contestar sus preguntas y responder a sus deseos.

¡Le deseamos el mejor de los éxitos!

Su socio:
DeguDent

Por último, nos gustaría presentar tres iconos que verá muchas veces a lo largo del catálogo:



Información adicional: datos complementarios y otras fuentes de información tales como folletos, instrucciones de uso, las páginas de Internet de referencia, etc.



Producto de enlace: componentes adicionales del sistema y materiales diseñados específicamente para usar con el producto actual, para obtener los mejores resultados posibles.



Pista al usuario: consejos útiles y trucos que harán que su trabajo sea más fácil y agradable.

Última revisión: 19.01.2012

01 DeguDent CAD/CAM

CAD/CAM – Sistema	6
CAD/CAM – Cercon® art	7
Cercon® art	7
Accesorios Cercon® art	7
CAD/CAM – Cercon® eye	8
Cercon® eye	8
Accesorios Cercon® eye	8
CAD/CAM – 3Shape Dental System™	9
3Shape DentalDesigner™ y 3Shape DentalManager™	9
3Shape Escáner D-700/710	10
Accesorios 3Shape	10
3Shape Escáner D-800/810	11
CAD/CAM – Cercon® brain expert	12
Cercon® brain expert	12
Accesorios Cercon® brain expert	12
CAD/CAM – Cercon® heat plus P8/Cercon® clean	13
Cercon® heat plus P8	13
Accesorios Cercon® heat plus P8/Cercon® heat	13
Cercon® clean	13
Accesorios Cercon® clean	13
CAD/CAM – Cercon® base para estructuras cerámicas	14
Seguridad validada	14
Cercon® base	14
Cercon® base disk	14
CAD/CAM – materiales Cercon®	15
Cercon® base cast, Cercon® wax y Cercon® base PMMA	15
Cercon® periféricos	15
Cercon® mill	15
Accesorios Cercon® mill	15
CAD/CAM – materiales Cercon®	16
Cercon® ht – La nueva generación de óxido de circonio	16
Totalmente anatómico y cuidadoso con el diente	16
Translúcido y de color resistente	16
Possibilidad de dipping o multi-coloring	16
CAD/CAM – Prótesis de Implantes	17
Implantes Personalizados de Compartis®	17
Diseño personalizado – Producción personalizada	17
Pilares de implantes personalizados – Beneficios clínicos	17
CAD/CAM – Prótesis de Implantes	18-23
Cercon® art de Pilares Personalizados – ofertas, indicaciones, materiales	18
Software Cercon® art de Pilares Personalizados	18
Pilares Personalizados de una-pieza	18
Pilares Personalizados en dos-piezas	19
Experiencia DeguDent – Seguridad a la potencia de 3	19
Supraestructuras de implantes de Compartis® (ISUS)	20
ISUS Compartis® – Indicaciones	20
Notas indicativas	20
Elija su indicación – Barra o puente	20
Escaneado, diseño y producción – Alcanzando sus objetivos juntos	20
Compartis® ISUS – Implantes compatibles	21-22
Compartis® ISUS – Materiales	23
Etapas de producción	23
CAD/CAM – Servicios	24
Lo que ofrece la producción en red de Compartis®	24
ZrO2 de Compartis®/T i de Compartis®	24
Aleaciones dentales de metal precioso de Compartis®	24
CoCr de Compartis®	24
Oferta de FlatCard (Tarjeta Plana)	24

5-24

Sistema Completo Cerámica Cergo® Kiss	28
Estuche Cergo® Kiss	28
Reposiciones Cergo® Kiss	28-29
Émbolo de revestimiento	30
Set Bandeja de Cocción	30
Accesorios Cergo® Kiss	30

03 Cerámicas de recubrimiento 31-68

Cercon® ceram love	32-35
Basic Kit	32
Aesthetic Kit	33
Bleach Kit	34
Kit Un Color A2	35
Kit Un Color 3M2	35
Kit de Prueba A3, 2R2.5, 3M2	35
Duceram® love	36-39
Basic Kit	36
Aesthetic Kit	37
Stain Kit	38
Bleach Kit	38
Kit Un Color A2	39
Kit Un Color 3M2	39
Kit de Prueba A3, 2R2.5, 3M2	39
NE-Bonder	39
Duceragold® love	40-43
Basic Kit	40
Aesthetic Kit	41
Stain Kit	42
Bleach Kit	42
Kit Un Color A2	43
Kit Un Color 3M2	43
Kit de Prueba A3, 2R2.5, 3M2	43
Cercon® ceram Kiss	44-47
Estuche Completo Liner en Pasta	44
Estuche Completo Liner en Pasta	45
Stain Kit, grande	45
Starter Kit	46
Kit de Prueba	46
Kit Colores Bleach	47
Duceram® Kiss	48-51
Estuche Completo de Opaquer en Pasta	48
Estuche Completo de Opaquer en Polvo	49
Starter Kit	50
Kit de Prueba	50
NE-Bonder	51
Kit Colores Bleach	51
Duceragold® Kiss	52-53
Estuche Completo de Opaquer en Pasta	52
Kit de Prueba	53
Kit Colores Bleach	53
Duceratin® Kiss	54-56
Estuche Completo de Opaquer en Polvo	54
Estuche Completo de Opaquer en Polvo	55
Kit de Prueba de Opaquer en Polvo	55
Starter Kit de Opaquer en Polvo	56
Duceram® Plus	57-61
Kit Opaquer en Polvo	57
Kit Opaquer en Pasta	58
Kit Cerámica de Hombros	58
Kit Croma Dentina	59
Kit Dentina	59
Kit Profesional	60
Kit Incisal	60
Kit Colores Bleach	61
Kit Colores Gum	61
Cerámica de Baja Fusión LFC	62-63
Kit de Reparación LFC	62
Kit Cerámica de Hombros	63
Stain Kit, grande	63
Revestimiento refractario Ducera® Lay	64
Estuche Superfit	64
Kit Conector Pasta	64

02 Cerámicas de inyección 25-30

Cercon® ceram press	26
Cercon® ceram press	26
Reposiciones	26
Componentes del sistema Cercon® ceram press	27
Cercon® PressMaster Starter-Kit	27
Ducera® press	27
Ducera® press	27

Accesorios	65-67	05 Equipos y consumibles	85-111
Guías de color	65 - 66		
MagiCut Back Kit	67	Modelado	86-87
Accesorios	67	Waxtip®	86
Líquidos de Modelado y Aislantes	68	Accesorios	86
		Plastodent®-Set	87
		Plastodent® art line	87
		Rapid Flex®	87
		Isolit®	87
04 Aleaciones de metal precioso	69-84	Revestimiento	88-92
Degulor® – un clásico de colado	71	Multivac® eco	88
Degulor® C	71	Vaso Mezclador	88
Degulor® M	71	Deguvest® SR	89
Degulor® MO	71	Deguvest® Impuls	90
Degulor® NF IV	71	Deguvest® CF	90
Bio Degulor® M	71	Deguvest® F	90
Bio Degulor® nT	71	Deguvest® HFG	91
Degudent® – un clásico de cerámica	73	Deguvest® California	91
Degudent® H	73	Optinvest® avanti	91
Degudent® Kiss	73	Optinvest® SR	92
Degudent® LTG	73	Optinvest®	92
Degudent® U	73	Biosint® Supra	92
Degudent® U94	73	Revestimientos Económicos	93
Degudent® G	73	Deguvest® GF	93
Degudent® Eco	73	Deguvest® Impact	93
Degunorm® – el multi-talento	75	Biosint® Extra	93
Degunorm®	75	Revestimiento	94-95
Degunorm® eco	75	Líquido Especial	94
Degunorm® logic	75	Líquido Deguvest®	94
Degunorm® pur	75	Líquido Universal	94
Degunorm® supra	75	Líquido de Mezcla Optinvest®	94
BiOcclus® – la bioaleación poderosa	77	Biosol® E	94
BiOcclus® 4	77	Deguvest® Vlies	94
BiOcclus® Gold	77	Tiras de forrar	95
BiOcclus® HT	77	Caja para tiras de forrar	95
BiOcclus® inlay	77	Waxit®	95
BiOcclus® Kiss	77	Formadores de cilindros	95
BiOcclus® N	77	Cono de goma universal	95
Econolloy® – la aleación económica	79	Cilindro de colado	95
Econolloy®	79	Pinzas para Cilindros	95
Econolloy® Au	79	Duplicado	96
Econolloy® Ag	79	Deguform®	96
Econolloy® Pd	79	Deguform® Plus	96
Otras aleaciones	80-82	Cubeta de Duplicado	96
Aleaciones de bajo punto de fusión y de bajo contenido en oro	80	Metal	97-99
Stabilor® G	80	Biosil® f	97
Stabilor® NF IV	80	Biosil® I	97
Stabilor® IV plus	80	Co.Cr.Mo.	98
Aleaciones de bajo punto de fusión de Plata-Paladio	80	Duceralloy C	98
Pallig® M	80	Duceralloy Soft	98
Aleaciones de alto punto de fusión con bajo contenido en oro para cerámica	81	Metal Phantom NF – Set Introductorio	99
Deva® 4	81	Pasta para Pulir	99
Degudor®	81	Fundición y Colado	100-101
Degubond® 4	81	Degutron® eco	100
Aleaciones de alto punto de fusión a base de Paladio para cerámica	82	Degutron® vac	100
Degustar® F	82	Soplete para Fundir y Soldar	101
Pors-on® 4	82	Accesorios para Multicast – Crisoles	101
Degupal® G	82	Accesorios para Unidades de Colado	101
Aleaciones de bajo punto de fusión a base de Paladio	82	Accesorios para Prestomat® compact	101
Stabilor® LTG	82	Extracción de Revestimiento y Decapado	102
Hilos de metal preciosos	83	Neacid® Unidad de Decapado	102
Degulor®	83	Neacid®	102
Degulor® i	83	Agente Abrasivo	102
Permador®	83	Fundición y Soldadura	103-104
Lámina de Platino	83	Aparato para Soldar con Láser Connexion II Ergo	103
Iconos de indicación	83	Biosil®, hilo de soldadura láser	103
		Soporte de soldadura para barras y rollo	103
		Mango con boquilla de rosca	103
		Veriflux®/Veriflux® P	104
		Deguvest® L	104
		Oxynon®	104
		Anoxan®	104
		Fundente DS1	104
		Fundente T	104
		Contex®	104

Fresado

Fresadora F4 basic	105
Focos LED	105
Mesa de Modelo	106
Mesa de Modelo básico	106
Husillo Multiuso	106
Placa para yeso	106
Plataforma para yeso	106
Unidad de giro	106
Konator®	107
Konator® Sistema-Flex "Ham"	107
Kit de Transferencia	108
Metal de muñones para Fresado	108
Knetotherm	108

Hornos de Cerámica

ProFire2® compact	109
ProFire2® press	109
ProFire® vac	110
Accesorios Cergo®/Cergo®Kiss	110

Revestimiento para Cerámica

Cergo® fit	111
Cergo® fit Speed	111
Líquido Cergo® fit Speed	111

Productos DENTSPLY

06 Resinas y Composites

Resinas y Composites

Lucitone® 199	114
Characterized (CH) Lucitone®	114
Lucitone® Fas-Por+	115
Luci-SoftTM	115
Stellon-QC-20	115
Trevalon	116
Selectaplus H	116
Selectaplus	117
Rapid Repair	117
Orthoresin	118
Special Tray	118
Success® Sistema de Inyección	119
Accesorios Success®	119
Triad® 2000	120
Materiales Triad®	120
Sistema Eclipse®	121
Starter Kit Eclipse®	121
Accesorios Eclipse®	121
Resina Eclipse®	122
Eclipse® junior	123
Starter Kit Eclipse® junior	123
Accesorios Eclipse® junior	123
Reposiciones	123
Eclipse® radica	124
Starter Kit Eclipse® radica	124
Accesorios Eclipse® radica	124
Reposiciones	125
In:joy	126
In:joy Kit 3 colores	126
In:joy Kit 8 colores	126
Reposiciones	127
Isolant	128
Pinnacle	128

105-108

105
105
106
106
106
106
106
106
107
107
108
108
108
108

109-110

109
109
110
110

111

111
111
111

113-166

113-128

114-128

114
114
115
115
115
115
116
116
117
117
118
118
119
119
120
120
121
121
121
121
122
123
123
123
123
124
124
124
124
125
126
126
126
127
128
128

07 Dientes

Dientes

Xena®	130
Cosmo HXL	130

Articuladores Ceramco

131

08 Metales DENTSPLY

Metales

StarLoy C	134
Starloy Soft	134
Starloy L	134

133-134

09 Hornos de Cerámica

Hornos de Cerámica

Multimat® Easy	136
Accesorios Multimat® Easy	136
Multimat® NTX	137
Multimat® NTXpress	138
Accesorios Multimat® NTX/Multimat® NTXpress	138

135-138

10 CERÁMICAS

Cerámica

139-165

Ceramco® 3

Ceramco® 3 – Estuche 8 Colores Opaquer en Pasta	140
Ceramco® 3 – Estuche 8 Colores Opaquer en Polvo	141
Ceramco® 3 – Reposiciones	142-146

Ceramco® 3 Press

Ceramco® 3 Press – Kit Básico 8 Colores	147
Ceramco® 3 Press – Kit Esthetic	147
Ceramco® 3 Press – Reposiciones	148

Ceramco® PFZ

Ceramco® PFZ – Kit 16 Colores en Polvo	149
Ceramco® PFZ – Kit 8 Colores en Polvo	149
Ceramco® PFZ – A2 Trial Kit	150
Ceramco® PFZ Press – Kit 16 colores en Polvo	150
Ceramco® PFZ Press – A2 Trial Kit	150
Ceramco® PFZ – Reposiciones	151-153

Ceramco® iC

Ceramco® iC – Trial Kit Opaquer en Pasta (Colores A2 & A3)	154
Ceramco® iC – Trial Kit Opaquer en Pasta (Colores 205 & 206)	154
Ceramco® iC – Trial Kit All-Ceramic (Colores A2 & A3)	155
Ceramco® iC – Trial Kit All-Ceramic Inlay/Onlay (A2, A3)	155
Ceramco® iC – Kit Opaquer en Pasta 8 Colores (A-D)	155
Ceramco® iC – Kit Opaquer en Pasta 10 Colores (A-D)	156
Ceramco® iC – Kit de inyección All-Ceramic 10 Colores (A-D)	156
Ceramco® iC – Kit de inyección sobre metal (Press-to-Metal Add on)	156
Ceramco® iC – Kit Opaquer en Pasta 13 Colores (Series CC)	157
Ceramco® iC – Kit Opaquer en Polvo 10 Colores (A-D)	157
Ceramco® iC – Reposiciones	158-164
Accesorios para Cerámica	165

Términos y Condiciones Generales

166-168

CAD/CAM

Soluciones CAD/CAM – personalizado, flexible, a prueba de futuro

Desde hace 10 años, Cercon® smart ceramics ha sido el sello de la fiabilidad de las aplicaciones y la seguridad clínica. Numerosos estudios científicos, investigando una amplia gama de indicaciones, han demostrado que Cercon® es tan seguro como el método de referencia de la cerámica para metal. Desde la introducción de Cercon® en el año 2001, más de 5.7 millones de unidades de restauración se han producido en todo el mundo. Cercon® tiene una gran cantidad de posibles aplicaciones en el laboratorio dental, lo que le permite darse cuenta que las restauraciones fijas de cerámica usan el apoyo de CAD/CAM para una amplia gama de indicaciones dentales.

Nuestro servicio de Compartis®, con una gran variedad de materiales para restauraciones cementadas y atornilladas, completa nuestra bien considerada oferta de prótesis, lo que le permite mezclar o ajustar todos los componentes de la prótesis de forma individual.

cercon®

Compartis®
integrated systems

CAD/CAM – Sistema

Lo que ofrecemos

Escaneado y Diseño

Producción

Soluciones Protésicas



Su decisión a favor de Cercon® también le dará la opción inmediata de utilizar la oferta de nuestra red de producción – sin tener que invertir en los componentes adicionales del sistema.

Optar por Compartis® es optar por una solución de sistema: la central de producción de DeguDent, uno de los mayores proveedores del mundo de materiales dentales y sistemas de procesamiento. Cuando se trata de aleaciones dentales, cerámicas dentales, elementos mecánicos de prótesis o implantes, nuestra experiencia en producción asegura que las estructuras que diseña a través de CAD se fabricarán con los más altos estándares de calidad. Si usted prefiere concentrarse en los aspectos funcionales y estéticos de sus diseños de restauración, Compartis® debe ser el sistema que usted elija.

Todo lo que tiene que hacer es escanear el modelo, optimizar la forma geométrica que el sistema propone para su estructura y enviarnos su información con un click del ratón. En 72 horas o menos (garantizado dentro de Alemania), su estructura estará en sus manos para su procesamiento posterior.

Cercon® art

El enfoque de todas nuestras actividades CAD/CAM está en el técnico dental. Esto es especialmente cierto en el diseño de la estructura virtual: la secuencia de pasos en la pantalla y en el software está estructurada de acuerdo a la secuencia de pasos de trabajo en el laboratorio, lo que permite al técnico dental proceder de manera intuitiva y diseñar objetos con Cercon® art de la misma manera que con la herramienta de modelado, usando barras de desplazamiento de una forma intuitiva, individual y directa.

Cercon® art y sus componentes:

- Cercon® art PC (sin teclado)
- Teclado Cercon® art
- Monitor de pantalla plana Cercon® art
- Navegador Cercon® move
- Cercon® art software (disponible solo con un PC)

Especificaciones técnicas

Cercon® art PC:

Dimensiones (An x Al x F)	200 x 370 x 370 mm
Peso	Aprox. 11 kg
Potencia	100 – 127 V~, 50/60 Hz y 200 – 240 V~, 50/60 Hz
Consumo máximo de energía, corriente nominal	6 A – 3 A

Especificaciones técnicas


Monitor de pantalla plana Cercon® art:

Dimensiones (An x Al x F)	369 x 495 x 268 mm
Peso	Aprox. 6.5 kg
Potencia	100 – 240 V~, 50/60 Hz
Consumo máximo de energía, corriente nominal	1.4 A

Especificaciones técnicas

Cercon® move:

Dimensiones (An x Al x F)	141 x 40 x 203 mm
Peso	Aprox. 0.7 kg



Accesorios Cercon® art

Cercon® art PC (sin teclado)	1ud.	REF 53 5530 0002
Cercon® brain PC (sin teclado)	1ud.	REF 53 5530 0006
Teclado Cercon® art (español – otros idiomas bajo petición)	1ud.	REF 53 5530 1036
Monitor pantalla plana Cercon® art	1ud.	REF 53 5530 0123
Aparato de navegación Cercon® art	1ud.	REF 53 5530 0153
Plantilla de escaneado CAD/CAM, separado	1ud.	REF 53 5530 1001
Puente inalámbrico Cercon® art	1ud.	REF 53 5530 0184
Cercon® art key USB	1ud.	REF 53 5530 0145



Ver también: Información del producto – Folleto DeguDent CAD/CAM

CAD/CAM – Cercon® eye

Cercon® eye


El módulo de escaneo Cercon® eye convierte el soporte CAM del sistema Cercon® smart ceramics en un auténtico sistema CAD/CAM.

El Cercon® eye le permite elegir entre las siguientes opciones:

- La producción local con Cercon® brain o Cercon® brain expert
- Red de producción, compartir el trabajo entre el laboratorio y un laboratorio Cercon®
- Red de producción, compartir el trabajo entre el laboratorio y DeguDent

Los instrumentos de medición de alta calidad que forman parte del escáner Cercon® eye, así como la precisa interacción de todos los componentes, aseguran la máxima precisión en la adquisición de los datos para muñones y segmentos de la mandíbula y los dientes adyacentes.

Cercon® eye hace referencia directa a los segmentos de escaneo del modelo maestro: los datos obtenidos representan la posición relativa actual. Esto hace innecesario el paso de alineación de los datos, y el modelo maestro se visualiza 1 : 1 en el escaneo de imágenes, sin ninguna desviación de la original.



Especificaciones técnicas

Dimensiones (An x Al x F)	490 x 447 x 569 mm
Peso	Aprox. 31 kg
Potencia	100 – 240 V~, 50/60 Hz
Consumo máximo de energía	Aprox. 100 W



Ver también: Información del producto – Folleto DeguDent CAD/CAM

REF 53 5564 0001

1 ud.

Accesorios Cercon® eye

Cercon® eye mesa de modelos	1 ud.	REF 53 5564 0100
Cercon® eye esfera de calibrado	1 ud.	REF 53 5564 0110
Cercon® eye soporte de escaneo con plantilla	1 ud.	REF 53 5564 0120
Cercon® eye plantilla para escaneo	1 ud.	REF 53 5564 0130
Cercon® eye cera de desbloquear, 60g	1 ud.	REF 53 2371 0101
Cercon® eye spray de escaneo, 50ml	1 ud.	REF 53 2371 0102
Cercon® eye interruptor (opcional)	1 ud.	REF 53 5564 0140

CAD/CAM – 3Shape Dental System™


3Shape DentalDesigner™ y 3Shape DentalManager™

3Shape DentalDesigner™ es un producto de software CAD flexible y personalizable para el diseño de una gran variedad de restauraciones dentales. Es adecuado para coronas y puentes de hasta 16 unidades. Una de las muchas características interesantes de este software es su capacidad para diseñar superficies oclusales sobre la base de dientes pre-diseñados „librería“. Usted puede incluso crear sus propias librerías.

En 3Shape DentalManager™, usted puede gestionar y controlar los objetos para ser producidos por Cercon® brain Expert o por Compartis®. Cómodas opciones de búsqueda y ordenación están disponibles para simplificar el manejo.

El uso de 3Shape DentalDesigner™ y 3Shape DentalManager™ está sujeto al pago de las cuotas anuales de licencia.

3Shape DentalDesigner™ Incluye PC, ratón y teclado; no incluye monitor		REF 53 5540 0001
3Shape DentalDesigner™, usuario adicional, incluyendo un año de licencia		REF 53 5541 0011
3Shape DentalDesigner™, un año de licencia		REF 53 5541 0020
3Shape DentalDesigner™, un año de licencia Para usuario adicional		REF 53 5541 0021
3Shape software, Diseño de Pilares, licencia inicial	1 ud.	REF 53 5541 0030
3Shape DentalDesigner, generador STL	1 ud.	REF 53 5541 0050
3Shape Sirona conexión	1 ud.	REF 53 5541 0051
3Shape Software Diseño de Pilares, Ampliación de licencia	1 ud.	REF 53 5541 0040
3Shape expert, activación	1 ud.	REF 53 5541 0060
3Shape escaneo de impresiones	1 ud.	REF 53 5541 0012
3Shape OrthoSystem	1 ud.	REF 53 5541 0013
3Shape barra/puente de implante-soportado, licencia inicial	1 ud.	REF 53 5541 0070
3Shape barra/puente de implante-soportado, un año de licencia	1 ud.	REF 53 5541 0071
3Shape restauraciones removibles, licencia inicial	1 ud.	REF 53 5541 0080



Ver también: Información del producto – Folleto DeguDent CAD/CAM

CAD/CAM – 3Shape Dental System™

3Shape Escáner D-700/710

El escáner 3Shape es un escáner de técnica avanzada en tres dimensiones que adquiere los datos de muñones y segmentos del modelo maestro o encerados con una impresionante alta precisión. Los datos escaneados obtenidos son procesados después en 3Shape DentalDesigner™.

Los beneficios de la 3Shape D-700 y D 710 incluyen la calibración sencilla automatizada para garantizar una calidad constante, una rápida y sencilla colocación de los objetos dentro del escáner, una amplia variedad de diferentes opciones de escaneo para una amplia gama de objetos, incluyendo el escaneo directo de impresiones (necesario actualización del software 3Shape DentalDesigner™), la técnica de doble escaneo del encerado y la alineación automática de los diferentes escaneos.

Especificaciones técnicas

Dimensiones (An x Al x F) 340 x 90 x 330 mm

Peso Approx. 14 kg

Potencia 100 – 240 V~, 50/60 Hz

3Shape Escáner D-700

(Incluye 3Shape DentalDesigner PC, ratón, teclado, licencia para el primer año; no incluye monitor)

REF 53 5544 0001 1 ud.

3Shape Escáner D-710

(Incluye 3Shape DentalDesigner PC, ratón, teclado, licencia para el primer año; no incluye monitor)

REF 53 5545 0001 1 ud.

3Shape DentalDesigner™

REF 53 5540 0001 1 ud.



Accesorios 3Shape

3Shape Dental ampliación encerado (wax-up)	1 ud.	REF 53 5544 0100
3Shape Dental ampliación 2-cast	1 ud.	REF 53 5544 0101
3Shape D700 placa interfaz del escáner	1 ud.	REF 53 5544 0102
3Shape ampliación de escaneo impresiones	1 ud.	REF 53 5544 0103
3Shape Explorer 3D ratón	1 ud.	REF 53 5544 0104
3Shape	1 ud.	REF 53 5544 0105
3Shape PC (cambio)	1 ud.	REF 53 5544 0106



Ver también: Información del producto – Folleto DeguDent CAD/CAM

3Shape Escáner D-800/810

Los escáneres de la serie D-800 de 3Shape están diseñados para laboratorios medianos o grandes que exigen los máximos niveles de precisión y detalle para las indicaciones más avanzadas. Con su nueva y exclusiva función de escaneado de texturas, además de cámaras de 5.0 megapíxeles, los escáneres de la serie D-800 de 3Shape cuentan con las tecnologías de escaneado en 3D más avanzadas del mercado. Se trata de un dispositivo sin limitaciones que proporciona una elevada productividad, una precisión extrema y la gama completa de indicaciones dentales para laboratorios que ofrecen todos los servicios y que aceptan solo lo mejor.

Especificaciones técnicas

Dimensiones (An x Al x F)	340 x 90 x 330 mm
Peso	Approx. 14 kg
Potencia	100 – 240 V~, 50/60 Hz

3Shape Escáner D-800

(Incluye 3Shape DentalDesigner PC, ratón, teclado, licencia para el primer año; no incluye monitor)

REF 53 5546 0001 1 ud.

3Shape Escáner D-810

(Incluye 3Shape DentalDesigner PC, ratón, teclado, licencia para el primer año; no incluye monitor)

REF 53 5547 0001 1 ud.

3Shape DentalDesigner™

REF 53 5540 0001 1 ud.



CAD/CAM – Cercon® brain expert

Cercon® brain expert

Precisión, velocidad, economía... estas son las palabras que mejor describen la segunda generación de nuestro mundialmente conocido y muy exitoso Cercon® brain.

La facilidad de manejo de su predecesor ha sido mejorada gracias a los motores lineales alojados sin contacto, que aseguran el accionamiento rápido y la máxima velocidad del corte.

Bloques en forma de disco de diferentes materiales, junto con la función de „multi-fresado“, garantiza que todas las materias primas se utilicen de manera eficiente y económica.



Especificaciones técnicas

Dimensiones (An x Al x F)	800 x 600 x 450 mm
Peso	Aprox. 80 kg
Potencia	100 – 240 V~, 50/60 Hz
Consumo máximo de energía	Aprox. 750 – 800 W

REF 53 5566 0001

1 ud.

Accesorios Cercon® brain expert

Cercon® fresa, Cercon® 1.0 mm	1 ud.	REF 53 5558 0101
Cercon® fresa, PMMA, cast 1.0 mm	1 ud.	REF 53 5558 0111
Cercon® fresa, Cercon® 2.0 mm	1 ud.	REF 53 5558 0102
Cercon® fresa, PMMA, cast 2.0 mm	1 ud.	REF 53 5558 0112
Cercon® fresa, Cercon® 3.0 mm	1 ud.	REF 53 5558 0103
Cercon® fresa, PMMA, cast 3.0 mm	1 ud.	REF 53 5558 0113
Cercon® brain expert PC	1 ud.	REF 53 5538 0001
Cercon® brain expert, conversor de presión	1 ud.	REF 53 5566 3005
Cercon® brain expert, boquilla de vacío	1 ud.	REF 53 5566 0100



Ver también: Información del producto – Folleto DeguDent CAD/CAM

CAD/CAM – Cercon® heat plus P8/Cercon® clean

Cercon® heat plus P8

El Cercon® heat plus P8 ha sido diseñado específicamente para nuestros Cercon® base, cumpliendo con los requisitos de calidad de una excelente sinterización con los mejores resultados. Los materiales básicos de circonio que utilizamos son especialmente de grano fino, y por lo tanto particularmente „compatibles con la sinterización“. Esto significa que podemos trabajar con temperaturas de sinterización más bajas y una curva de temperatura optimizada para sinterizar las estructuras a su tamaño designado y a una estabilidad final ideal.

Especificaciones técnicas	
Dimensiones (An x Al x F)	540 x 745 x 610 mm
Peso	Aprox. 75 kg
Potencia	220 – 240 V~, 50/60 Hz
Consumo máximo de energía	Aprox. 3.2 kW
Máximo de temperatura	1.600 °C



REF 53 5558 0005

1 ud.



Ver también: Información del producto – Folleto DeguDent CAD/CAM

Accesorios Cercon® heat plus P8/Cercon® heat

Cercon® heat plus, bandejas de sinterización con esferas huecas	1 Set	REF 53 5558 0150
Cercon®, esferas huecas, reposición	1 Pack de 1 ud.	REF 53 5557 0153
Cercon® heat, bandejas de sinterización con esferas huecas	1 Set	REF 53 5557 0150
Cercon® heat plus, ayuda chorreado	1 ud.	REF 53 5558 0152
Cercon® heat plus, bloque de sinterización	1 ud.	REF 53 5558 0151

Cercon® clean

Cercon® clean recoge sin peligro el polvo del fresado que se produce durante el proceso de producción. Se asegura de que la máxima concentración de óxido de circonio en el lugar de trabajo (valor MAK) no se exceda de 1 mg/m³.

Especificaciones técnicas	
Dimensiones (An x Al x F)	450 x 550 x 500 mm
Peso	Aprox. 15 kg
Potencia	100 – 120 V~, 50/60 Hz, 200 – 240 V~, 50/60 Hz
Consumo máximo de energía	Aprox. 600 W

REF 53 5559 0010

1 ud.

Accesorios Cercon® clean

Bolsas de vacío	3 uds.	REF 53 5559 1180
-----------------	--------	------------------

CAD/CAM – Cercon® base para estructuras cerámicas

Seguridad validada*

Cercon® es tan seguro como las metal-cerámicas

Un estudio clínico prospectivo, emitió la única prueba clínica de que los resultados de puentes de circonio Cercon® son comparables a los de los puentes de metal-cerámica, estudio de referencia (Sailer et al. 2009). Las tasas de supervivencia de 40 meses fueron del 100%.

Cercon® ofrece la más amplia gama de indicaciones validadas científicamente

Los estudios clínicos sobre los puentes con piezas en extensión (Wolfart et al. 2009) y puentes Cercon® de larga envergadura (Schmitter et al. 2009) han demostrado altos niveles de seguridad para Cercon® en diferentes indicaciones.

Cercon® es el único óxido de circonio con un concepto de cerámica de recubrimiento científicamente respaldado

Cercon® es el único material de óxido de circonio para el cual se ha estudiado científicamente la seguridad general de las cerámicas de recubrimiento. Los estudios existentes incluyen investigaciones in vitro y clínicos, aunque también observaciones naturalistas. El enfriamiento lento ha sido clínicamente probado durante más de un año (Rinke, IADR 2010).

* Fuente: Cercon® smart ceramics, Scientific compendium vol. IV

Cercon® base

Los bloques Cercon® base son de forma cilíndrica, Son procesados en la unidad de fresado Cercon® brain. Pueden ser utilizados para coronas y estructuras de 12, 30, 38 y 47 mm en longitud anatómica. Cercon® base 47 ha sido diseñada especialmente para diseños del puente anterior, incluyendo diseños de radio amplio y posteriores con curvaturas maxilares fuertes. Este bloque bien puede ser su primera elección cuando se trata de supraestructuras de implante.

Cercon® base 12	Pack de 1 ud.	REF 53 6601 0001
Cercon® base 12	Pack de 5 ud.	REF 53 6601 0005
Cercon® base 30	Pack de 1 ud.	REF 53 6603 0001
Cercon® base 30	Pack de 5 ud.	REF 53 6603 0005
Cercon® base 38	Pack de 1 ud.	REF 53 6604 0001
Cercon® base 38	Pack de 5 ud.	REF 53 6604 0005
Cercon® base 47	Pack de 1 ud.	REF 53 6606 0001
Cercon® base 47	Pack de 3 ud.	REF 53 6606 0003
Cercon® base 47 light	Pack de 1 ud.	REF 53 6606 0111
Cercon® base 47 light	Pack de 3 ud.	REF 53 6606 0113
Cercon® base 47 medium	Pack de 1 ud.	REF 53 6606 0121
Cercon® base 47 medium	Pack de 3 ud.	REF 53 6606 0123
Cercon® base 12 colored	Pack de 1 ud.	REF 53 6601 0011
Cercon® base 12 colored	Pack de 5 ud.	REF 53 6601 0015
Cercon® base 30 colored	Pack de 1 ud.	REF 53 6603 0011
Cercon® base 30 colored	Pack de 5 ud.	REF 53 6603 0015
Cercon® base 38 colored	Pack de 1 ud.	REF 53 6604 0011
Cercon® base 38 colored	Pack de 5 ud.	REF 53 6604 0015
Cercon® base 47 colored	Pack de 1 ud.	REF 53 6606 0011
Cercon® base 47 colored	Pack de 3 ud.	REF 53 6606 0013

Cercon® base disk

CAD/CAM también implica siempre métodos de producción económica. La elección de cuatro grosores de disco diferentes para Cercon® brain expert demuestra esto: le permite seleccionar el bloque ideal para la estructura a trabajar, reduciendo los costes y optimizando los tiempos de producción. ¡Adapte la elección de los bloques a la naturaleza de sus objetos! Gracias a la función de anidación de Cercon® art, usted puede reutilizar sus bloques al máximo.

Cercon® base disk 15	Pack de 1 ud.	REF 53 6608 0015
Cercon® base disk 20	Pack de 1 ud.	REF 53 6608 0020
Cercon® base disk 25	Pack de 1 ud.	REF 53 6608 0025
Cercon® base disk 30	Pack de 1 ud.	REF 53 6608 0030
Cercon® base disk light 15	Pack de 1 ud.	REF 53 6608 0215
Cercon® base disk light 20	Pack de 1 ud.	REF 53 6608 0220
Cercon® base disk light 25	Pack de 1 ud.	REF 53 6608 0225
Cercon® base disk light 30	Pack de 1 ud.	REF 53 6608 0230
Cercon® base disk medium 15	Pack de 1 ud.	REF 53 6608 0315
Cercon® base disk medium 20	Pack de 1 ud.	REF 53 6608 0320
Cercon® base disk medium 25	Pack de 1 ud.	REF 53 6608 0325
Cercon® base disk medium 30	Pack de 1 ud.	REF 53 6608 0330
Cercon® base disk colored 15	Pack de 1 ud.	REF 53 6608 0115
Cercon® base disk colored 20	Pack de 1 ud.	REF 53 6608 0120
Cercon® base disk colored 25	Pack de 1 ud.	REF 53 6608 0125
Cercon® base disk colored 30	Pack de 1 ud.	REF 53 6608 0130



Ver también: Información del producto – Folleto DeguDent CAD/CAM

Cercon® base cast, Cercon® wax y Cercon® base PMMA

Cercon® es un marca creada hace muchos años. Representa a nuestra gama de bloques de resina para el uso de provisionales de larga duración, para la técnica de colado, así como bloques de cera para el colado o cerámicas de inyección.

Poliuretano para Cercon® brain (para la técnica de colado)		
Cercon® base cast	Pack de 5 ud.	REF 53 6607 0005
Poliuretano para Cercon® brain expert (para la técnica de colado)		
Cercon® base cast disk 20	Pack de 1 ud.	REF 53 6613 0020
Cercon® base cast disk 25	Pack de 1 ud.	REF 53 6613 0025
Polimetil metacrilato para Cercon® brain expert (para provisionales de larga duración)		
Cercon® base PMMA disk 20-A3	Pack de 1 ud.	REF 53 6612 1320
Cercon® base PMMA disk 25-A3	Pack de 1 ud.	REF 53 6612 1325
Cercon® base PMMA disk 20-B1	Pack de 1 ud.	REF 53 6612 2120
Cercon® base PMMA disk 25-B1	Pack de 1 ud.	REF 53 6612 2125
Cercon® base PMMA disk 20-B2	Pack de 1 ud.	REF 53 6612 2220
Cercon® base PMMA disk 25-B2	Pack de 1 ud.	REF 53 6612 2225
Cercon® base PMMA disk 20-BL2	Pack de 1 ud.	REF 53 6612 4220
Cercon® base PMMA disk 25 BL2	Pack de 1 ud.	REF 53 6612 4225
Cera para Cercon® brain expert (para la técnica de colado)		
Cercon® wax disk 20	1 ud.	REF 53 6610 0020
Cercon® wax disk 25	1 ud.	REF 53 6610 0025



Las grandes rehabilitaciones, especialmente aquellas que son implantes-soportadas, requieren una preparación extensa y casi por necesidad implica el uso de provisionales de larga duración. Estos, también, pueden ser fácilmente producidos por su sistema DeguDent CAD/CAM, ya sea a nivel local con Cercon® brain expert o por medio de nuestro centro de producción Compartis®. Cercon® base PMMA está disponible en discos de dos grosores y cuatro colores.

Usted puede incluso utilizar el software Cercon® art para el diseño de estructuras para la técnica de colado. Si usted desea producirlas en Cercon® brain expert, los bloques en forma de disco están disponibles en dos grosores diferentes. Un tamaño especial de bloque de 47 está disponible para Cercon® brain.

Para este tipo de estructura puede elegir entre dos materiales: Cercon® cast, un plástico para la técnica de colado, o Cercon® wax (cera) solo para Cercon® brain Expert, una cera para fresar estabilizada de resina. Estos dos materiales se queman sin dejar ningún residuo. El beneficio de la cera en comparación con la resina es que se puede utilizar la técnica de un precalentamiento rápido del cilindro.



Vertambién: Información del producto – Folleto DeguDent CAD/CAM

Cercon® periféricos

Cercon® mill

Turbina de mano de alta velocidad con refrigeración de agua, libre de aceite, con unidad de control y pedal de pie.

Accesorios Cercon® mill

Cercon® mill adaptador de turbina	1 ud.	REF 53 5560 0100
Cercon® mill pieza de mano, sola	1 ud.	REF 53 5570 0300
Cercon® mill Tubo de turbina	1 ud.	REF 53 5570 0400
Cercon® mill rotor	1 ud.	REF 53 5570 0320
Cercon® mill pinza de sujeción	1 ud.	REF 53 5570 0330
Cercon® mill llave de pinza de sujeción	1 ud.	REF 53 5570 0800



REF 53 5570 0001

1 ud.

Cercon® ht – La nueva generación de óxido de circonio

El material de óxido de circonio Cercon® base estabilizado con itrio, que tiene la misma resistencia a la flexión y estabilidad duradera que Cercon® base. Presenta una extraordinaria translucidez y es adecuada para las restauraciones dentales altamente estéticas. Está comprobado científicamente que las coronas Cercon® ht totalmente anatómicas son seguras para los antagonistas.

Totalmente anatómico y cuidadoso con el diente

Las coronas y puentes totalmente anatómicos de los dientes posteriores consiguen por primera vez un concepto cuidadoso con el diente para la zona de los dientes posteriores, siguiendo el principio de la menor intervención protésica posible.



Cercon® ht, corona totalmente anatómica para un diente posterior en un ejemplo del color A2, las zonas del cuerpo y del esmalte están caracterizadas individualmente.

Translúcido y de color resistente

Cercon® ht ofrece una transmisión de la luz claramente mejorada en comparación con las estructuras de óxido de circonio de otros fabricantes. La receta de la imprimación con líquidos colorantes le permite reproducir los 11 colores Vita más importantes. La receta de color está adaptada exclusivamente a Cercon® ht y no se puede trasladar a otras estructuras de óxido de circonio.



Cercon® ht, la extraordinaria translucidez y la fluorescencia individual favorecen la apariencia natural y armónica de la restauración.

Cercon® brain	Pack	REF
Cercon® ht 47	1 pieza	REF 53 6606 0131
Cercon® ht 47	3 piezas	REF 53 6606 0133
Cercon® ht light 47	1 pieza	REF 53 6606 0151
Cercon® ht light 47	3 piezas	REF 53 6606 0153
Cercon® ht medium 47	1 pieza	REF 53 6606 0161
Cercon® ht medium 47	3 piezas	REF 53 6606 0163
Cercon® brain expert	Pack	REF
Cercon® ht disk 15	1 pieza	53 6608 0415
Cercon® ht disk 20	1 pieza	53 6608 0420
Cercon® ht disk 25	1 pieza	53 6608 0425
Cercon® ht disk 30	1 pieza	53 6608 0430
Cercon® ht light disk 15	1 pieza	53 6608 0615
Cercon® ht light disk 20	1 pieza	53 6608 0620
Cercon® ht light disk 25	1 pieza	53 6608 0625
Cercon® ht light disk 30	1 pieza	53 6608 0630
Cercon® ht medium disk 15	1 pieza	53 6608 0715
Cercon® ht medium disk 20	1 pieza	53 6608 0720
Cercon® ht medium disk 25	1 pieza	53 6608 0725
Cercon® ht medium disk 30	1 pieza	53 6608 0730

Posibilidad de dipping o multi-coloring

Puede optar entre una estructura sumergida en un color (dipping) o una imprimación de varios colores (multi-coloring).

Mediante el sistema de color multi-coloring se pueden realizar estructuras de contorno completo según la guía de color. Asimismo, el uso de estructuras Cercon® ht coloreadas de varios colores le proporciona una apariencia mejorada con una mayor profundidad.

Cercon® ht y la cerámica de recubrimiento Cercon® ceram love presentará un atractivo natural incluso en capas con espesores reducidos.

Gracias a la receta de color especial se armoniza la reflexión del óxido de circonio y se adapta al modelo natural.

Resultado de la técnica multi-coloring. Las fluidas transiciones de color son la base para el acabado del color.



1 – 2 cocciones de color imprimación de 5 minutos 1 – 2 cocciones de color Cercon® Body Maquillaje tintado de 5 minutos Brillo con masa de glaseado Cercon® glaseado de 2 minutos

Descripción	Envase	Pack	REF
Cercon kit maquillaje	4g	1 ud.	53 6739 0113
Cercon Body maquillaje 1	4g	1 ud.	53 6736 1811
Cercon Body maquillaje 2	4g	1 ud.	53 6736 1821
Cercon Body maquillaje 3	4g	1 ud.	53 6736 1831
Cercon Body maquillaje 4	4g	1 ud.	53 6736 1841
Cercon Body maquillaje 5	4g	1 ud.	53 6736 1851
Cercon Body maquillaje 6	4g	1 ud.	53 6736 1861
Cercon Body maquillaje 7	4g	1 ud.	53 6736 1871
Cercon Body maquillaje 8	4g	1 ud.	53 6736 1881
Cercon Body maquillaje 9	4g	1 ud.	53 6736 1891
Cercon maquillaje blanco	4g	1 ud.	53 6736 1511
Cercon maquillaje strato	4g	1 ud.	53 6736 1521
Cercon maquillaje taiga	4g	1 ud.	53 6736 1551
Cercon maquillaje gris	4g	1 ud.	53 6736 1571
Cercon maquillaje ivory	4g	1 ud.	53 6736 1621
Cercon maquillaje caramel	4g	1 ud.	53 6736 1641
Cercon maquillaje amber	4g	1 ud.	53 6736 1651
Cercon maquillaje terra	4g	1 ud.	53 6736 1661
Cercon maquillaje negro	4g	1 ud.	53 6736 1671
Cercon glaseado	12g	1 ud.	53 6736 3502
Cercon glaseado	20g	1 ud.	53 6736 3503
Cercon glaseado	75g	1 ud.	53 6736 3505

Implantes Personalizados de Compartis®

¿Busca producir implantes personalizados que reúnan los siguientes requisitos?

- Optimización de la posición dentro del arco
- Adaptación óptima a la curvatura de la mandíbula

- Alineación optimizada vestibular y bucal
- Suficiente espacio vertical y horizontal para la mesoestructura

- Una mesoestructura que pueda ser diseñada con una erupción de perfil correspondiente a un diente preparado
- Apoyo a los tejidos blandos peri-implantes

Si es así, el software Cercon® art de Pilares Personalizados en conexión con el escáner Cercon® eye será la herramienta de diseño ideal para usted.

La intuitiva interfaz de usuario Cercon® art se adapta a las necesidades del técnico dental en este campo con valentía, ayudando a diseñar ideas para convertirse en realidades rápidamente. Cercon® art guía al usuario por los pasos de diseño individual de una manera lógica. Las herramientas de software integradas protegen la libertad creativa de los técnicos, ya sea en un diseño de pilar aditivo o un posicionamiento del pilar.

Los pilares personalizados de Compartis® son un complemento útil de los pilares prefabricados de implantes.

Diseño personalizado – Producción personalizada

En el mundo de CAD/CAM DeguDent, los pilares de implantes específicos para cada paciente se pueden producir de dos formas diferentes: a nivel local produciendo pilares de implantes de dos-piezas con Cercon® brain expert o contratando los servicios de los centros Compartis® de producción en red de DeguDent, para pilares de implantes de una y en dos piezas.

La línea directa de pedidos Compartis® para pilares de implantes de una sola pieza está disponible las 24 horas del día. Debido al necesario nivel de precisión de la geometría de la interfase del implante, nos gustaría producir para ustedes estas estructuras en nuestro equipo de alta precisión del proceso personalizado controlado y centralizado. Puede enviarnos sus datos de construcción con un clic de ratón. En cinco días o menos, el pilar de implante de una pieza acabado estará en sus manos para su posterior procesamiento.

Pilares de implantes personalizados – Beneficios clínicos

- Excelentemente adecuado para cada caso clínico:
 - Adaptación a las formas del surco individuales
 - Buena integración implante/prótesis

- Perfil de emergencia optimizado para:
 - Gestión gingival ideal
 - Apoyo a los esfuerzos de la higiene bucal del paciente
 - Agradable estética natural de rosa/blanco

CAD/CAM – Prótesis de Implantes

Cercon® art de Pilares Personalizados – ofertas, indicaciones, materiales

El software Cercon® art de pilares personalizados es ideal para el diseño de sus pilares de implantes a medida. El software está basado en la versión más actualizada de Cercon® art y puede ser activado por el sistema de implantes de su elección por una pequeña cantidad. El precio es una cuota única por cliente o por versión original e incluye las variantes de pilares de una y en dos piezas (sujeto a disponibilidad). No hay cargos adicionales de licencia anual por el software Cercon® art de pilares personalizados.

Software Cercon® art de Pilares Personalizados

Compatible para Pilares individuales y de dos partes de ...			REF
Friadent	(Oferta Original)	1 ud.	53 5530 0146
Camlog	(Oferta Original)	1 ud.	53 5530 0149
Astra	(Oferta Medentika)	1 ud.	53 5530 0148
Biomet 3i	(Oferta Medentika)	1 ud.	53 5530 0151
Nobel Biocare	(Oferta Medentika)	1 ud.	53 5530 0147
Straumann	(Oferta Medentika)	1 ud.	53 5530 0152
Zimmer	(Oferta Medentika)	1 ud.	53 5530 0154

Pilares Personalizados de una-pieza

Hecho de circonio o titanio; indicaciones:

Circonio	Tamaño	Unidades	REF
Friadent ANKYLOS®			
Cercon® base	C/	1 ud.	53 2000 1900
Cercon® base light	C/	1 ud.	53 2000 5900
Cercon® base medium	C/	1 ud.	53 2000 6900
Cercon® base colored	C/	1 ud.	53 2000 2900
Cercon® ht	C/	1 ud.	53 2000 2901
Cercon® ht light	C/	1 ud.	53 2000 2902
Cercon® ht medium	C/	1 ud.	53 2000 2903
Friadent XiVE®			
Cercon® base	3.8/4.5	1 ud.	53 2000 1910
Cercon® base light	3.8/4.5	1 ud.	53 2000 5910
Cercon® base medium	3.8/4.5	1 ud.	53 2000 6910
Cercon® base colored	3.8/4.5	1 ud.	53 2000 2910
Cercon® ht	3.8/4.5	1 ud.	53 2000 2911
Cercon® ht light	3.8/4.5	1 ud.	53 2000 2912
Cercon® ht medium	3.8/4.5	1 ud.	53 2000 2913
Titanio			
Tamaño			
Friadent ANKYLOS®	C/	1 ud.	53 2000 4900
Friadent ANKYLOS®	/X	1 ud.	53 2000 4920
Friadent XiVE®	3.8/4.5/5.5	1 ud.	53 2000 4910
Accesorios para Pilares Individuales de óxido de circonio o titanio			
Tamaño			
Friadent ANKYLOS® C/Ayuda de escaneado (incl. 3 tornillos)	-	10 ud. (Plástico)	53 2000 9900
Friadent ANKYLOS® C/Tornillos para ayuda de escaneado	-	5 ud.	53 2000 9901
Friadent ANKYLOS®/X Ayuda de escaneado (incl. tornillos con láser)***	-	3 ud. (Titanio)	53 2000 9920
Friadent XiVE® Ayuda de escaneado (incl. 3 tornillos)	-	10 ud. (Plástico)	53 2000 9910
Friadent XiVE® Tornillos para ayuda de escaneado	-	5 ud.	53 2000 9911

*** Para ayuda de modelación de ANKYLOS®/X se puede utilizar la ayuda de escaneado de ANKYLOS® C.

Producido por uno de los centros Compartis® de producción en red de DeguDent

- Un ajuste perfecto entre el implante y el pilar personalizado – la geometría de la interfaz de conexión y el conector de tolerancias coincide exactamente con el original
- El pilar de implante personalizado único ANKYLOS C/X ofrece un tornillo con láser integrado, siguiendo exactamente el proceso original

Pilares Personalizados en dos-piezas

Hecho de circonio; indicaciones para la región anterior o posterior; adecuado para las bases de titanio en la lista:

... propicio para las bases de Titanio*:

Óxido de Circonio	Tamaño	Unidades	REF
Friadent ANKYLOS® Base de Titanio C /	recto y recto hacia arriba	1 ud.	
Friadent ANKYLOS® Base de Titanio / X			
Friadent XiVE® Base de Titanio	3.8; 4.5; 5.5		
Camlog® Base de Titanio CAD/CAM	3.3; 3.8; 4.3; 5.0; 6.0		53 2001 6900 Cercon® base medium
Medentika E-Serie ** (Nobel Biocare, Nobel Replace Select®)	3.5; 4.3; 5.0; 6.0		53 2001 2900 Cercon® base colored
Medentika F-Serie ** (Nobel Biocare, Nobel Active®)	NP; RP		
Medentika H-Serie ** (Biomet 3i, Certain Osseotite®)	3.4; 4.1; 5.0		53 2001 2901 Cercon® ht
Medentika I-Serie ** (Biomet 3i, Osseotite® Außenhex)	3.4; 4.1; 5.0		
Medentika K-Serie ** (Nobel Biocare Branemark®)	3.5; 4.1; 5.1		53 2001 2902 Cercon® ht light
Medentika L-Serie ** (Straumann® Bone Level)	NC; RC		
Medentika N-Serie ** (Straumann® SynOcta)	NN 3.5; RN 4.8; WN 6.5		53 2001 2903 Cercon® ht medium
Medentika R-Serie ** (Zimmer Tapered Screw-Vent®)	3.5; 4.5; 5.7		
Medentika S-Serie ** (Astra OsseoSpeed®)	3.5 / 4.0 / 4.5 / 5.0		
Accesorios para Pilares Personalizados de dos piezas de Óxido de circonio			
Friadent ANKYLOS® C / Ayuda de escaneado (incl. 3 tornillos)	-	10 ud. (Plástico)	53 2000 9900
Friadent ANKYLOS® C / Tornillos para ayuda de escaneado	-	5 ud.	53 2000 9901
Friadent ANKYLOS® / X Ayuda de escaneado (incl. tornillos con láser) ***	-	3 ud. (Titanio)	53 2000 9920
Friadent XiVE® Ayuda de escaneado (incl. 3 tornillos)	-	10 ud. (Plástico)	53 2000 9910
Friadent XiVE® Tornillos para ayuda de escaneado	-	5 ud.	53 2000 9911

Productos marcados ® son marcas comerciales del fabricante correspondiente.

* Las bases de titanio y los accesorios aquí no indicados se piden directamente al respectivo fabricante.

** Las bases de titanio y los accesorios (ayuda de escaneado) para la serie Medentika se pide directamente a Medentika (E-mail: info@medentika.de o Fax: 0049-7229-6991 220). Por favor tenga en cuenta que para los diámetros más pequeños de las bases de Titanio de dos partes de Medentika se tienen que utilizar ayudas de escaneado especiales para el Cercon® art de la Serie (E, F, H, I, K, L, N, R, S-00 D) respectivamente.

*** Para ayuda de modelación de ANKYLOS® / X se puede utilizar la ayuda de escaneado de ANKYLOS® C /.

Producción con Cercon® brain expert o en Compartis®

Bases de titanio

- Bases para mesoestructuras anteriores o posteriores de circonio
 - Dinámica de la luz natural de la restauración definitiva, incluso en las regiones expuestas a altas fuerzas masticatorias
- Conector de interfaz de geometría para
 - Ajuste ideal en el implante
 - Absorción de la fuerza por parte del las bases metálicas del pilar de implante
- Facilidad para el óxido de circonio, gracias a una conexión libre de tensión de la estructura primaria a través de un tornillo de titanio

Experiencia DeguDent – Seguridad a la potencia de 3

Para pilares de implantes de una sola pieza, utilizamos nuestros materiales originales de circonio, Cercon® base y Cercon® base coloreada, que han sido empleadas con éxito para más de 5 millones de restauraciones de coronas y puentes desde el año 2001, convirtiéndose en los materiales de circonio con la más amplia evidencia clínica.

Además, se utiliza el mismo titanio y aleaciones de titanio que hemos utilizado para los implantes y pilares de implantes prefabricados, fabricados por DeguDent durante muchos años.

Por favor, consulte con los fabricantes de las bases de titanio para pilares de implantes de dos piezas para obtener más información sobre las propiedades de los materiales utilizados.

CAD/CAM – Prótesis de Implantes

Supraestructuras de implantes de Compartis® (ISUS)

¿Le gustaría disponer de supraestructuras directamente al implante o soportado por el pilar

- flexibles para muchos sistemas de implantes diferentes
- sin limitaciones en cuanto al número de implantes insertados
- a la vez que es capaz de integrar elementos de conexión?

¿Y le gustaría

- dejar de tener que diseñar sus propias estructuras
- y saltarse las correcciones internas de ajuste?
- ¿Y usar materiales biocompatibles de una sola pieza
- que son muy homogéneos
- y libre de soldaduras y adiciones?

Entonces Compartis® ISUS debe ser el sistema que elija.

ISUS Compartis® – Indicaciones

- Barras
- Estructura de puente para cerámica de recubrimiento
- Estructura de puente con dientes acrílicos (estructuras híbridas)

Notas indicativas

- Disponible para 2 a 10 implantes por mandíbula
- Atornillada directamente sobre el implante
- Atornillada directamente sobre el pilar
- Distancia mínima inter-implante: 2 mm
- Distancia mínima intermaxilar: 7 mm

Elija su indicación – Barra o puente

Compartis® ISUS sigue su indicación médica. Puede optar por restauraciones removibles con un diseño de barra como un elemento de retención que pueden ser diseñadas con articulaciones de barras, ataches de barras o ataches de barras con extensiones distales o por un diseño de puente fijo. Compartis® ISUS incluye una amplia gama de ventajas que una fabricación de alta precisión puede ofrecer: los objetos que usted recibe serán homogéneos, de ajuste pasivo y preciso y tendrán una superficie pulida de alto brillo. Los materiales – probados en muchos años de uso clínico – son aleaciones de cromo-cobalto o titanio de grado 2 ó 5. Más allá de sus ventajas técnicas, le ofrece la máxima seguridad en términos de biocompatibilidad.

Escaneado, diseño y producción – Alcanzando sus objetivos juntos

Cuando elabora sus restauraciones de supraestructuras de implantes de alta calidad, Compartis® ISUS le permite concentrarse en la preparación del modelo y en la finalización de la reconstrucción. Nosotros nos encargamos del escaneo y de hacer una propuesta de diseño – con la posibilidad de que usted realice cambios – y luego producimos la estructura real.

Compartis® ISUS – Implantes compatibles

<p>3I Standard Abutment 3I Conical Abutment 3I TG Hex Abutment 3I IOL Abutment 3I D3.4 Internal Connection 3I D3.4 External Connection 3I D4.1 Internal Connection 3I D4.1 External Connection (use NOBEL BIOCARE Brån.Sys. RP scanflag) 3I D5 Internal Connection 3I D5 External Connection 3I D6 Internal Connection 3I D6 External Connection Trademark(s) of BIOMET 3i, Schweiz</p>	<p>BIOTECH Bis D3/D3.4/D3.6/D3.9/D4.4 Abutment Level Trademark(s) of COUSIN BIOTECH, Frankreich BT Lock D4.5 Trademark(s) of BTLock S.r.l., Italien BTI Tiny D3.5 BTI Interna Universal D4.1 BTI Interna Wide D5.5 Trademark(s) of bredent medical GmbH & Co. KG, Deutschland BREDENT SKY D4.1 BREDENT SKY Fast&Fixed Abutment Level Trademark(s) of bredent medical GmbH & Co. KG, Deutschland</p>
<p>ANKYLOS Balance Base Abutment Level D4.2 ANKYLOS Balance Base Abutment Level D5.5 Trademark(s) of Friadent GmbH, Deutschland</p>	<p>CAMLOG D3.3 Implant Level CAMLOG D3.8 Implant Level CAMLOG D4.3 Abutment Level CAMLOG D4.3 Implant Level CAMLOG D5 Implant Level CAMLOG D6 Abutment Level CAMLOG D6 Implant Level Trademark(s) of CAMLOG AG, Schweiz</p>
<p>ALPHATECH D3.4 ALPHATECH D3.8 ALPHATECH D4.3 ALPHATECH D5 ALPHATECH D6 ALPHATECH D7 ALPHATECH Abutment Level Trademark(s) of Henry Schein GmbH, Deutschland</p>	<p>DENTAURUM TIOLOGIC S Implant Level DENTAURUM TIOLOGIC M Implant Level DENTAURUM TIOLOGIC L Implant Level DENTAURUM TIOLOGIC Abutment Level DENTAURUM TIOLOX D3.5 Implant Level DENTAURUM TIOLOX D4.5 Implant Level Trademark(s) of Dentaaurum GmbH & Co. KG, Deutschland</p>
<p>ALPHA BIO Internal Hex ALPHA BIO TSA ABUTMENT Trademark(s) of Alpha Bio GmbH, Deutschland</p>	<p>DENTTEGRIS D3.3 Implant Level DENTTEGRIS D3.75 Implant Level DENTTEGRIS D4.5/D4.75 Implant Level DENTTEGRIS D5.5 Implant Level Trademark(s) of Dentegris Deutschland GmbH</p>
<p>ASTRA 20° UniAbutment ASTRA 45° UniAbutment ASTRA D3.0 ASTRA D3.5/D4 Aqua ASTRA D4.5/D5 Lilac Trademark(s) of Astra Tech, USA</p>	<p>IMZ TwinPlus D3.3/D4 Abutment Level FRIADENT XIVE S D3 FRIADENT XIVE S D3.4 FRIADENT XIVE S D3.8 FRIADENT XIVE S D4.5 FRIADENT XIVE S D5.5 FRIADENT XIVE MP/TG 3.8 FRIADENT XIVE MP/TG 4.5 FRIADENT XIVE MP/TG 5.5 Trademark(s) of Friadent GmbH, Deutschland</p>
<p>BEGO Semados S/RI D3.25/D3.75 BEGO Semados S/RI D4.1 BEGO Semados S/RI D4.5 BEGO Semados S/RI D5.5 BEGO Semados Mini Trademark(s) of Bego Implant Systems GmbH & Co.KG, Deutschland</p>	<p>IMPLANT DIRECT S-plant D3.7 IMPLANT DIRECT S-plant D4.7 IMPLANT DIRECT S-plant D5.7 IMPLANT DIRECT S-InDirect D5.0 IMPLANT DIRECT Overdenture Screw-Retained Abutment (use IMPLANT DIRECT S-InDirect D5.0 scanflag) Trademark(s) of Zimmer Dental, USA</p>
<p>BIOCOMP D4 Implant Level BIOCOMP D5.2 Implant Level BIOCOMP D4/D5.2 Abutment Level Trademark(s) of BioComp Industries bv, Holland</p>	<p>IMTEC Implant-Level D3.5/D4.3 IMTEC Implant-Level D5.1 Trademark(s) of IMTEC, a 3M Company, Deutschland</p>
<p>BIOHORIZONS Internal D3.5 BIOHORIZONS Internal D4.5 BIOHORIZONS Internal D5.7 BIOHORIZONS D4.5 Angled Abutment for screw BIOHORIZONS Internal D3.5/D4.5/D5.7 abutment for screw BIOHORIZONS Single Stage D3.5 BIOHORIZONS Single Stage D4.5 BIOHORIZONS Single Stage D5.7 BIOHORIZONS External D3.5 BIOHORIZONS External D4 BIOHORIZONS External D5 BIOHORIZONS External D6 BIOHORIZONS External D3.5/D4 abutment for screw BIOHORIZONS External D5 abutment for screw Trademark(s) of BIOHORIZONS, USA</p>	<p>KEYSTONE (LIFECORE) PRIMACONNEX SD KEYSTONE (LIFECORE) PRIMACONNEX RD KEYSTONE (LIFECORE) PRIMACONNEX WD KEYSTONE (LIFECORE) Stage1 RDS Abutment Level (use STRAUMANN RN Abutment Level scanflag) KEYSTONE (LIFECORE) RESTORE SD KEYSTONE (LIFECORE) RESTORE RD (use NOBEL BIOCARE Brånemark System RP scanflag) KEYSTONE (LIFECORE) DETACHABLE ABUTMENT Trademark(s) of Keystone Dental Inc., USA</p>

CAD/CAM – Prótesis de Implantes

Compartis® ISUS – Implantes compatibles

MEDENTIS ICX Templant Trademark(s) of medentis medical, Deutschland	SCHUETZ DENTAL IMPLA D3.3 SCHUETZ DENTAL IMPLA D4.2 SCHUETZ DENTAL IMPLA D5.3 Trademark(s) of Schütz Dental GmbH, Deutschland
MEDICAL INSTINCT BoneTrust D3.4 Implant Level MEDICAL INSTINCT BoneTrust D4 Implant Level MEDICAL INSTINCT BoneTrust D5 Implant Level MEDICAL INSTINCT D3.4/D4 Direct Abutment Trademark(s) of medical instinct Deutschland GmbH	SIC D3.3 SIC D4.2 SIC D5.3 Trademark(s) of SIC Invent AG, Schweiz
MEGAGEN Exfeel Internal Implant Level (use STRAUMANN RN Implant Level scanflag) MEGAGEN Exfeel Internal Abutment Level (use STRAUMANN RN Abutment Level scanflag) MEGAGEN Rescue Internal Implant Level MEGAGEN EZ Plus Internal Implant Level Trademark(s) of MegaGen Implant Co. Ltd., Korea	SERF EVL Plus 3.3 SERF EVL Plus 4 SERF EVL Plus 5 Trademark(s) of Dedienne Santé-Serf, Frankreich
MIS DIRECT STANDARD MIS DIRECT WIDE MIS MULTIUNIT Trademark(s) of M.I.S. Implant Technologies, Deutschland	STRAUMANN Monotype 8° Conus STRAUMANN NN Implant Level STRAUMANN RN Abutment Level STRAUMANN RN Implant Level STRAUMANN WN Abutment Level STRAUMANN WN Implant Level STRAUMANN Bone Level NC STRAUMANN Bone Level RC STRAUMANN Bone Level Multi-Base Abutment D3.5 STRAUMANN Bone Level Multi-Base Abutment D4.5 STRAUMANN Bone Level Multi-Base Angled Abutment Trademark(s) of Straumann AG, Schweiz
NOBEL BIOCARE Active Internal NP NOBEL BIOCARE Active Internal RP NOBEL BIOCARE Standard Abutment NOBEL BIOCARE Estheticone Abutment NOBEL BIOCARE Brånemark System NP NOBEL BIOCARE Brånemark System RP NOBEL BIOCARE Brånemark System WP NOBEL BIOCARE Multi-Unit Abutment RP NOBEL BIOCARE Multi-Unit Abutment WP NOBEL BIOCARE Replace Select NP NOBEL BIOCARE Replace Select RP NOBEL BIOCARE Replace Select WP NOBEL BIOCARE Replace Select 6.0 NOBEL BIOCARE Steri-Oss PME Abutment Trademark(s) of Nobel Biocare, Schweden	TEKKA Progress Implant Level D4.5 TEKKA Progress D5 Implant Level TEKKA Progress D6 Implant Level TEKKA Krestal D3.6 Implant Level TEKKA Monobloc D3.4 TEKKA Monobloc D4 TEKKA Monobloc D4.5 TEKKA Monobloc D5 TEKKA Quattro Trademark(s) of Tekka, Frankreich
NEOSS D4.1 Implant Level NEOSS D4.1 Access Abutment Trademark(s) of Neoss Ltd., England	THOMMEN MEDICAL SPI D3.5 Implant Niveau THOMMEN MEDICAL SPI D4 Implant Niveau THOMMEN MEDICAL SPI D4.5 Implant Niveau THOMMEN MEDICAL SPI D5 Implant Niveau THOMMEN MEDICAL SPI D6 Implant Niveau THOMMEN MEDICAL SPI Abutment Niveau Trademark(s) of Thommen Medical AG, Schweiz
OSSEOLINK D3.5/D4/D5 Implant Level OSSTEM GS Mini OSSTEM GS Standard OSSTEM GS Convertible Mini Abutment D4.0 OSSTEM GS Convertible Standard Abutment D4.8 OSSTEM GS Convertible Wide Abutment D6.0 OSSTEM US Mini Trademark(s) of OSSTEM Implant, Korea	ZIMMER Screw Vent D3.5 ZIMMER Screw Vent D4.5 ZIMMER Screw Vent D5.7 ZIMMER Advent D4.5 ZIMMER Tapered Abutment ZIMMER Spectra Cone Abutment ZIMMER Screw Vent TSI Abutment ZIMMER SwissPlus (use STRAUMANN RN scanflag) ZIMMER Spline D3.25 ZIMMER Spline D3.75/D4 ZIMMER Spline D5 ZIMMER Spline Shouldered Abutment Trademark(s) of Zimmer Dental, USA
PITT-EASY D3.25 PITT-EASY D3.75 PITT-EASY D4 PITT-EASY D4.9 PITT-EASY D6.5 Trademark(s) of Sybron Implant Solutions, Deutschland	
PLATON PF D4.4 Implant Level PLATON PF D4.8 Implant Level PLATON Pro PF D4.1 Implant Level PLATON Pro PF D5.0 Implant Level Trademark(s) of PLATON JAPAN Co., Ltd.	
POI EX D3.7 Implant Level POI EX D4.2 Implant Level POI EX D4.7 Implant Level POI EX D5.2 Implant Level Trademark(s) of JMM Japan Medical Materials	

Compartis® ISUS – Materiales

Composición	Aleación de Cromo-cobalto		Titanio (Grado 2)*	
		Cobalto	54.1 %	Titanio
	Cromo	20.0 %	Nitrógeno	0.01 %
	Tungsteno	16.4 %	Carbono	0.02 %
	Niobio	0.2 %	Hidrógeno	0.004 %
	Hierro	7.5 %	Hierro	0.03 %
	Silicona	1.5 %	Oxígeno	Máx. 0.31 %
	Manganeso	0.3 %		
Tipo aleación		IV, extra duro		IV, extra duro
CTE (25-500 °C)		14.6 10-6K-1		9.6 10-6K-1
CTE (25-600 °C)		14.9 10-6K-1		
Intervalo/rango de fundición		1.390-1.410 °C		1.670 °C
Densidad		9.1 g/cm ³		4.5 g/cm ³
Alargamiento a la rotura		12 %		23-27 %
Módulo elástico		200 GPa		110 GPa

* Por razones de estabilidad, usamos titanio de Grado 5 para diseños más delicados.

Etapas de producción

Clínica Dental	Laboratorio
Impresiones	
	Fabricación del modelo (encerado/montaje)
Usted comprueba el encerado/montaje usando el índice de transferencia	
	<p>Nosotros recogemos sus modelos y datos.</p> <p>Centro de diseño Compartis®</p> <p>Por favor incluya:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modelo de trabajo y los análogos de laboratorio • Encerado/montaje • Máscara gingival • Descripción del pedido (formulario de pedido)
ISUS centro de diseño:	
El objeto está diseñado a sus especificaciones exactas usando un software de diseño especial	
	<p>Recibe una representación virtual en 3D del diseño para su inspección y aprobación. Estaremos encantados de discutir las adiciones o modificaciones con usted.</p> <p>Los resultados de estas adiciones o modificaciones se le enviarán de nuevo para su inspección y aprobación.</p>
ISUS centro de producción:	
El objeto es producido de acuerdo al diseño aprobado por usted	
	Usted finaliza el trabajo personalizado del paciente de barra o puente.
La restauración personalizada ISUS de Compartis® será entregada a un paciente satisfecho.	

Lo que ofrece la producción en red de Compartis®

Coronas, puentes, pilares, conectores de barra – se trata de indicaciones para las que estaremos encantados de proporcionarle los componentes Compartis® fabricados con precisión industrial.

Los siguientes materiales están disponibles:

„by Compartis“	Presentación
Óxido de Circonio blanco, coloreado	Corona individual hasta puentes de 16 unidades
Óxido de Circonio ht, ht light, ht medium	Corona individual hasta puentes de 16 unidades
Aleaciones Dentales de metal-precioso	Corona individual hasta puentes de 6 unidades
CoCr	Corona individual hasta puentes de 16 unidades
Ti	Corona individual hasta puentes de 6 unidades
PMMA	Corona individual hasta puentes de 16 unidades

Usando nuestro escáner Cercon® eye o el escáner 3Shape, los modelos son escaneados rápidamente y las estructuras son igualmente diseñadas con la misma rapidez gracias al software específico de diseño. Desde el punto de vista del técnico, la ventaja de estos sistemas es que nuestra red de producción Compartis® solo se encuentra a un click del ratón y le enviaremos su estructura para el acabado final dentro de 72 horas desde recibir sus datos.

ZrO₂ de Compartis® / Ti de Compartis®

Para estructuras de circonio y titanio, usamos máquinas de fresado de calidad industrial, asegurando que todos los materiales son procesados propiamente y que la precisión resultante es excelente, objeto por objeto- bien para usted y bien para nosotros. Para ZrO₂ de Compartis® usamos un material idéntico al mismo que en Cercon® brain y Cercon® brain expert. Aquí, también recibirá un material seguro probado en 5.7 millones de unidades dentales en el mundo. Para titanio, hemos decidido usar una calidad de Grado 4 (requerido en los actuales estándares dentales), lo cual garantiza una fuerza excelente incluso en estructuras delicadas.

Aleaciones dentales de metal precioso de Compartis®

Realizaremos las estructuras de su pedido de aleaciones dentales de metal-precioso usando un colado de fundición industrial.

CoCr de Compartis®

Para estructuras de cromo-cobalto, usamos un proceso industrial controlado llamado „láser fusión”, o la abreviatura SLM (Selective laser melting). Este proceso asegura estructuras que están casi completamente libres de porosidades y excepcionalmente densas. La aleación CoCr en polvo de grano fino usada es decisiva para un ajuste excelente. La oxidación también se realiza en Compartis®, asegurando que las estructuras se asientan de forma pasiva, mientras que al mismo tiempo le ahorra un paso adicional de trabajo. El proceso SLM crea una microestructura única que da como resultado un nivel de resistencia a la corrosión comparable a la de alta resistencia a la corrosión de aleaciones dentales preciosas.

Oferta de FlatCard (Tarjeta Plana)

„by Compartis“	FlatCard 60 Válida 6 meses	FlatCard 100 Válida 6 meses	FlatCard 250 Válida 6 meses	FlatCard 500 Válida 12 meses
Óxido de Circonio blanco, coloreado, ht, ht light, ht medium	REF 53 2000 0106	REF 53 2000 0110	REF 53 2000 0125	REF 53 2000 0150
CoCr		REF 53 2000 0310		REF 53 2000 0350
Ti		REF 53 2000 0410	REF 53 2000 0425	REF 53 2000 0450

CERÁMICAS DE INYECCIÓN

press&smile



En el laboratorio de hoy en día, la técnica de sobreinyección se ha consolidado como una alternativa a la técnica de montaje de cerámica. Hay dos grupos de sistemas de cerámica de inyección: la cerámica de inyección independiente, donde las restauraciones son fabricadas enteramente a partir del material de cerámica de inyección, y la llamada inyección sobre cerámica, donde una estructura básica es sobreinyectada. Ambos grupos le permiten elegir entre la técnica de maquillaje y la técnica de capas para finalizar su restauración.

Cergo Kiss es un material de cerámica de inyección independiente de DeguDent. Cergo Kiss se puede utilizar para restauraciones unitarias de alta estética tales como inlays, onlays, facetas y coronas.

Cercon® ceram press



Reposiciones		
		4 g
Maquillaje	Strato	REF 53 6716 1521
Maquillaje	Caramel	REF 53 6716 1641
Body Maquillaje	3	REF 53 6716 1831
Body Maquillaje	5	REF 53 6716 1851
Body Maquillaje	8	REF 53 6716 1881
		15 ml
Líquido Ducera	Maquillaje mejorado	REF 53 6827 4613
		5x 2.2 g
Cercon® ceram press PS - W		REF 53 6552 1002
Cercon® ceram press PS - U		REF 53 6552 1012
Cercon® ceram press PS - R		REF 53 6552 1022
Cercon® ceram press PS - Y		REF 53 6552 1032

Contenidos:

- 6x press&smile W; U; R; Y
- 3x 4 g Body Maquillaje 3, 5, 8
- 2x 4 g Maquillaje Strato, Caramel
- 1x 15 ml Líquido Ducera Maquillaje mejorado
- 1x Glaseado

REF 53 6552 1000

Reposiciones

		5x 2.2 g
Cercon® ceram press PS - W		REF 53 6552 1002
Cercon® ceram press PS - U		REF 53 6552 1012
Cercon® ceram press PS - R		REF 53 6552 1022
Cercon® ceram press PS - Y		REF 53 6552 1032

Componentes del sistema Cercon® ceram press

Cercon® PressMaster Starter-Kit



Cercon® PressMaster Set Mufla (4 piezas)	REF 53 6590 1104
Cercon® PressMaster Pasta de fijación	REF 53 6590 0004
Cercon® PressMaster Manguito de goma	REF 53 6590 1004
Cercon® PressMaster Capuchón termoformado	REF 53 6590 1304
Cercon® PressMaster Émbolo	REF 53 6590 2004

Contenidos:

1x	PressMaster Pasta de fijación
1x	Mufla Set 4 piezas
1x	10 Capuchón termoformado
1x	10 Émbolo

REF 53 6590 9004

Ducera® press

Ducera® press

Reposiciones		
4 g		
LFC Maquillaje	Strato	REF 53 6026 1051
LFC Maquillaje	Caramel	REF 53 6026 1161
Body Maquillaje	3	REF 53 6026 1321
Body Maquillaje	5	REF 53 6026 1341
Body Maquillaje	7	REF 53 6026 1361
Cerámica Incisal Add-On		REF 53 6563 7000
Cerámica Cervical Add-On		REF 53 6563 7010
5x 2.2 g		
Ducera® press - W		REF 53 6562 1002
Ducera® press - U		REF 53 6562 1012
Ducera® press - R		REF 53 6562 1022
Ducera® press - Y		REF 53 6562 1032
3 ml		
Opaquer en pasta - HV		REF 53 6560 3610
Opaquer en pasta - LV		REF 53 6560 3620
15 ml		
Líquido de Maquillaje		REF 53 6827 4613



Contenidos:

4x	Pastillas W, U, R, Y
2x	3 ml Opaquer en pasta HV, LV
2x	4 g Cerámica Incisal y Cervical Add-On
3x	4 g Body Maquillaje 3, 5, 7
2x	4 g Maquillaje Strato, Caramel
1x	4 g LFC-Glaseado
1x	15 ml LFC Líquido de Maquillaje

REF 53 6562 1000



Sistema Completo Cerámica Cergo® Kiss

Estuche Cergo® Kiss



Contenidos:

- 4x 7 Pastillas Lucent L0, LR, L1, L2
- 2x 7 Pastillas Incisal I3, I2
- 1x 7 Pastillas Paint P1
- 1x 7 Pastillas Crystal CO
- 1x 20 g Duceragold Kiss Stand by
- 2x 20 g Duceragold Kiss Incisal Opal OS1, OS2
- 3x 20 g Duceragold Kiss Efecto Opal Sunrise, Sunset, Sky
- 4x 4 g Body Maquillaje 1, 2, 4, 5
- 2x 4 g Maquillaje Incisal 1, 2
- 1x 12 g Glaseado
- 1x 4 ml Lay Adhesivo de muñón
- 1x 15 ml Líquido de modelar SD
- 1x 15 ml Líquido de Maquillaje
- 1x 10 ml Espaciador de muñón Sienna
- 1x Kit bandeja de cocción Cergo
- 1x Guía de color Cergo Kiss Aesthetic

Reposiciones		1 Set
Kit bandeja de cocción Cergo		REF 53 6590 1210
		4 g
Body Maquillaje	1	REF 53 6026 1301
Body Maquillaje	2	REF 53 6026 1311
Body Maquillaje	4	REF 53 6026 1331
Body Maquillaje	5	REF 53 6026 1341
LFC-Incisal- Maquillaje	1	REF 53 6026 1501
LFC-Incisal- Maquillaje	2	REF 53 6026 1511
		12 g
Glaseado		REF 53 6026 3002
		20 g
Stand by		REF 53 6032 3023
Incisal Opal	OS 1	REF 53 6032 7503
Incisal Opal	OS 2	REF 53 6032 7513
Efecto Opal	OE Sunrise	REF 53 6032 7003
Efecto Opal	OE Sunset	REF 53 6032 7023
Efecto Opal	OE Sky	REF 53 6032 7033
		4 ml
Lay Adhesivo de muñón		REF 53 6827 4501
		10 ml
Espaciador de muñón	Sienna	REF 53 6510 0001
		15 ml
Líquido de modelar	SD	REF 53 6827 2053
Líquido de maquillaje		REF 53 6827 4613
		7x 2 g
Pastilla Lucent	LO	REF 53 6513 0317
Pastilla Lucent	LR	REF 53 6513 0037
Pastilla Lucent	L1	REF 53 6512 0007
Pastilla Lucent	L2	REF 53 6512 0017
Pastilla Incisal	I3	REF 53 6512 0027
Pastilla Incisal	I2	REF 53 6513 0087
Pastilla Paint	P 1	REF 53 6513 0057
Pastilla Crystal	CO	REF 53 6513 0307



REF 53 6519 0131

Sistema Completo Cerámica Cergo® Kiss

Reposiciones Cergo® Kiss

	10 ml
Espaciador de muñón Sienna	REF 53 6510 0001
	7x 2g
Pastilla Dentine A1	REF 53 6511 0007
Pastilla Dentine A2	REF 53 6511 0017
Pastilla Dentine A3	REF 53 6511 0027
Pastilla Dentine A3.5	REF 53 6511 0037
Pastilla Dentine A4	REF 53 6511 0047
Pastilla Dentine B1	REF 53 6511 0057
Pastilla Dentine B2	REF 53 6511 0067
Pastilla Dentine B3	REF 53 6511 0077
Pastilla Dentine B4	REF 53 6511 0087
Pastilla Dentine C1	REF 53 6511 0097
Pastilla Dentine C2	REF 53 6511 0107
Pastilla Dentine C3	REF 53 6511 0117
Pastilla Dentine C4	REF 53 6511 0127
Pastilla Dentine D2	REF 53 6511 0137
Pellet Dentine D3	REF 53 6511 0147
Pastilla Dentine D4	REF 53 6511 0157
Pastilla Lucent L1	REF 53 6512 0007
Pastilla Lucent L2	REF 53 6512 0017
Pastilla Lucent LY	REF 53 6513 0017
Pastilla Lucent LB	REF 53 6513 0027
Pastilla Lucent LR	REF 53 6513 0037
Pastilla Lucent LG	REF 53 6513 0047
Pastilla Lucent LO	REF 53 6513 0317
Pastilla Incisal I3	REF 53 6512 0027
Pastilla Incisal I4	REF 53 6512 0037
Pastilla Incisal I1	REF 53 6513 0077
Pastilla Incisal I2	REF 53 6513 0087
Pastilla Crystal C	REF 53 6513 0007
Pastilla Crystal CO	REF 53 6513 0307
Pastilla Paint P1	REF 53 6513 0057
Pastilla Paint P2	REF 53 6513 0067
Pastilla Paint PF	REF 53 6513 0097

Sistema Completo Cerámica Cergo® Kiss

Émbolo de revestimiento



REF 53 5557 0170

1 pack (con 10 piezas)

Set Bandeja de Cocción



Contenidos:

- 1x Bandeja de cocción
- 1x Set Pins de cocción (7 piezas)
- 1x Almohadilla refractaria

Bandeja de cocción	1 ud	REF 53 6590 1201
Set Pins de cocción	1 pack (7 piezas)	REF 53 6590 1202
Almohadilla refractaria	1 ud	REF 53 6590 1203

REF 53 6590 1210

1 set

Accesorios Cergo® Kiss

Espaciador de Muñón Sienna	1 ud	REF 53 6590 0001
Manguito de Goma para mufa de 100 g	1 ud	REF 53 6590 1001
Manguito de Goma para mufa de 200 g	1 ud	REF 53 6590 1002
Base para mufa de 100 g, con tapa	100 g mufa	REF 53 6590 1101
Base para mufa de 200 g, con tapa	200 g mufa	REF 53 6590 1102
Émbolo	1 ud	REF 53 6590 2001
Soporte para émbolo	1 ud	REF 53 5556 0100
Bandeja de cocción con 6 Pins	1 pieza	REF 53 6900 4000
Pin para bandeja de cocción	1 pieza	REF 53 6900 4010

Toda la información del catálogo se refiere a los mercados europeos solamente.

Ofertas específicas no están disponibles en todos los países. Por favor, póngase en contacto con su representante de ventas local.

CERÁMICAS DE RECUBRIMIENTO



Naturalidad y entusiasmo por la vida

Love es el sistema cerámico que realmente le dejará vivir su pasión por la cerámica de recubrimiento perfecta. Solo 40 componentes le permitirán reproducir rápida y fiablemente 42 colores estándar en los sistemas de colores V-Classic y V-3D – tanto en metales preciosos como no preciosos y circonio. Love crea naturalidad y entusiasmo por la vida – por una verdadera fascinación en prótesis dental.

love: all you need | www.love-ceramic.com

Perfeccionamiento de la belleza

Kiss es un sistema cerámico universal que le permite alcanzar la máxima estética fácilmente y con seguridad. Una sola combinación de estratificación, que puede ser utilizada en todos los materiales de estructuras más importantes, asegura una perfecta armonía de color usando un número reducido de diferentes materiales cerámicos. Kiss optimiza la belleza cerámica y estética.

Kiss: "Keep it simple and safe" | www.kiss-ceramics.com

Basic Kit



Contenidos:

- 13 x 3 ml Liner en Pasta
- 24 x 20 g Dentina
- 3 x 20 g Incisal
- 1 x 20 g Transpa clear
- 1 x 20 g Cerámica Add-on
- 1 x 20 g Glaseado
- 1 x 50 ml Líquido de modelar SD
- 1 x 50 ml Líquido de modelar Blend
- 1 x 2 ml Líquido Opaquer en Pasta
- 1 x 15 ml Líquido de modelar
- 2 x Guía de color
- 1 x Pincel de cerámica
- 1 x Pincel para opaquer en pasta
- 1 x Esponja Love
- 1 x Toalla Love
- 1 x Paleta de mezcla
- 1 x Porcionador

Reposiciones			
3 ml			
Liner en Pasta	PL1	REF 53 6720 3000	
Liner en Pasta	PL2	REF 53 6720 3010	
Liner en Pasta	PL3	REF 53 6720 3020	
Liner en Pasta	PL4	REF 53 6720 3030	
Liner en Pasta	PL5	REF 53 6720 3040	
Liner en Pasta	PL6	REF 53 6720 3060	
Liner en Pasta	PL7	REF 53 6720 3080	
Liner en Pasta	PL8	REF 53 6720 3110	
Liner en Pasta	PL9	REF 53 6720 3120	
Liner en Pasta	PL10	REF 53 6720 3150	
Liner en Pasta	PL11	REF 53 6720 3170	
Liner en Pasta	PL12	REF 53 6720 3180	
Liner en Pasta	PL13	REF 53 6720 3200	
		20 g	75 g
Dentina	DE1	REF 53 6721 1303	REF 53 6721 1305
Dentina	DE2	REF 53 6721 1313	REF 53 6721 1315
Dentina	DE3	REF 53 6721 1323	REF 53 6721 1325
Dentina	DE4	REF 53 6721 1333	REF 53 6721 1335
Dentina	DE5	REF 53 6721 1343	REF 53 6721 1345
Dentina	DE6	REF 53 6721 1353	REF 53 6721 1355
Dentina	DE7	REF 53 6721 1363	REF 53 6721 1365
Dentina	DE8	REF 53 6721 1503	REF 53 6721 1505
Dentina	DE9	REF 53 6721 1523	REF 53 6721 1525
Dentina	DE10	REF 53 6721 1543	REF 53 6721 1545
Dentina	DE11	REF 53 6721 1563	REF 53 6721 1565
Dentina	DE12	REF 53 6721 1583	REF 53 6721 1585
Dentina	DE13	REF 53 6721 1623	REF 53 6721 1625
Dentina	DE14	REF 53 6721 1653	REF 53 6721 1655
Dentina	DE15	REF 53 6721 1663	REF 53 6721 1665
Dentina	DE16	REF 53 6721 1673	REF 53 6721 1675
Dentina	DE17	REF 53 6721 1683	REF 53 6721 1685
Dentina	DE18	REF 53 6721 1693	REF 53 6721 1695
Dentina	DE19	REF 53 6721 1703	REF 53 6721 1705
Dentina	DE20	REF 53 6721 1713	REF 53 6721 1715
Dentina	DE21	REF 53 6721 1723	REF 53 6721 1725
Dentina	DE22	REF 53 6721 1733	REF 53 6721 1735
Dentina	DE23	REF 53 6721 1743	REF 53 6721 1745
Dentina	DE24	REF 53 6721 1753	REF 53 6721 1755
Incisal	E1	REF 53 6722 1503	REF 53 6722 1505
Incisal	E2	REF 53 6722 1523	REF 53 6722 1525
Incisal	E3	REF 53 6722 1543	REF 53 6722 1545
Transpa clear	TC	REF 53 6722 3003	REF 53 6722 3005
Cerámica Add-on	FEF	REF 53 6723 7003	REF 53 6723 7005
Glaseado		REF 53 6726 3503	REF 53 6726 3505

REF 53 6729 0001



Ver: Guías de color páginas 65, 66
Ver: Líquidos de modelar páginas 68

Aesthetic Kit

Reposiciones			
3 ml			
Liner en Pasta	Gum	REF 53 6720 3210	
Liner en Pasta	Intensive Orange	REF 53 6720 3560	
		20 g	75 g
Flu Inside 1	Flu 1	REF 53 6721 7003	
Flu Inside 2	Flu 2	REF 53 6721 7053	
Gray Inside	GI	REF 53 6721 7103	
Masa de encía	Gum 1	REF 53 6721 9003	
Masa de encía	Gum 2	REF 53 6721 9013	
White Surface	WS	REF 53 6722 3013	
Stand by		REF 53 6722 3023	REF 53 6722 3025
Transpa rojo	TR	REF 53 6722 3033	REF 53 6722 3035
Opal Effect	OE Sunrise	REF 53 6722 3033	REF 53 6722 7005
Opal Effect	OE Sunset	REF 53 6722 7023	REF 53 6722 7025
Opal Effect	OE Sky	REF 53 6722 7033	REF 53 6722 7035
Opal Effect	OE Ocean	REF 53 6722 7043	REF 53 6722 7045
Opal Effect	OE Fog	REF 53 6722 7053	REF 53 6722 7055
Incisal Opal	OE 1	REF 53 6722 7503	REF 53 6722 7505
Incisal Opal	OE 2	REF 53 67227513	REF 53 6722 7515
Masa de corrección		REF 53 6723 7003	REF 53 6723 7005
Cerámica hombros	SM 1	REF 53 6724 1003	
Cerámica hombros	SM 2	REF 53 6724 1013	
Cerámica hombros	SM 3	REF 53 6724 1023	
Cerámica hombros	SM 4	REF 53 6724 1033	
Cerámica hombros	SM 5	REF 53 6724 1083	
Cerámica final Hombros	F SM 1	REF 53 6724 1043	
Cerámica final Hombros	F SM 2	REF 53 6724 1053	
Cerámica final Hombros	F SM 3	REF 53 6724 1063	
Cerámica final Hombros	F SM 4	REF 53 6724 1073	
Cerámica final Hombros	F SM 5	REF 53 6724 1093	
Dentina Intensive	ID 0	REF 53 6725 5043	REF 53 6725 5045
Dentina Intensive	ID 1	REF 53 6725 5003	REF 53 6725 5005
Dentina Intensive	ID 2	REF 53 6725 5013	REF 53 6725 5015
Dentina Intensive	ID 3	REF 53 6725 5023	REF 53 6725 5025
Dentina Intensive	ID 4	REF 53 6725 5033	REF 53 6725 5035



Contenidos:

- 2 x 20 g Incisal Opal
- 5 x 20 g Cerámica de hombros
- 5 x 20 g Cerámica de hombros final
- 5 x 20 g Opal Effect
- 1 x 20 g White Surface
- 2 x 20 g Flu Inside
- 1 x 20 g Gray Inside
- 1 x 20 g Stand by
- 4 x 20 g Dentina Intensive
- 2 x 20 g Dentina Gum
- 1 x 20 g Transpa rojo
- 1 x 20 g Cerámica Add-On
- 1 x 3 ml Liner en Pasta Gum
- 1 x 3 ml Liner en Pasta Intensive Orange

- 1 x 50 ml Líquido de modelar SD
- 1 x 50 ml Líquido de modelar Blend
- 1 x 15 ml Líquido de modelar
- 1 x 2 ml Líquido Opaquer en Pasta
- 3 x Guía de colores
- 1 x Pincel de cerámica
- 1 x Pincel para opaquer en
- 1 x Esponja Love
- 1 x Toalla Love
- 1 x Paleta de mezcla

REF 53 6729 0002



Ver: Guías de color páginas 65, 66
Ver: Líquidos de modelar páginas 68

Bleach Kit



Contenidos:

- 2 x 3 ml Liner en Pasta Bleach
- 4 x 20 g Dentina Bleach
- 2 x 20 g Incisal Bleach
- 1 x 20 g Cerámica Hombros Bleach
- 1 x 50 ml Líquido de modelar SD
- 1 x 15 ml Líquido de modelar Quick
- 1 x Guía de color
- 1 x Pincel para opaquer en pasta

REF 53 6729 0191

Reposiciones			
3 ml			
Liner en Pasta	BL1/BL2	REF 53 6720 3220	
Liner en Pasta	BL3/BL4	REF 53 6720 3230	
		20 g	75 g
Dentina	BL1	REF 53 6721 1223	REF 53 6721 1225
Dentina	BL2	REF 53 6721 1233	REF 53 6721 1235
Dentina	BL3	REF 53 6721 1243	REF 53 6721 1245
Dentina	BL4	REF 53 6721 1253	REF 53 6721 1255
Incisal	BL1/BL2	REF 53 6722 1623	REF 53 6722 1625
Incisal	BL3/BL4	REF 53 6722 1633	REF 53 6722 1635
Cerámica Hombros Bleach	BL	REF 53 6724 1223	



Ver: Guías de color páginas 65, 66
Ver: Líquidos de modelar páginas 68

Kit Un Color A2

Contenidos:

- 1 x 3 ml Liner en Pasta PL3
- 1 x 10 g Dentina DE3
- 1 x 10 g Incisal E2
- 1 x 10 g Glaseado
- 1 x 15 ml Líquido de modelar Blend
- 1 x 15 ml Líquido de modelar



REF 53 6729 0141

Kit Un Color 3M2

Contenidos:

- 1 x 3 ml Liner en Pasta PL9
- 1 x 10 g Dentina DE6
- 1 x 10 g Incisal E3
- 1 x 10 g Glaseado
- 1 x 15 ml Líquido de modelar Blend
- 1 x 15 ml Líquido de modelar



REF 53 6729 0142

Kit de Prueba A3, 2R2.5, 3M2

Contenidos:

- 2 x 3ml Liner en Pasta PL6, PL9
- 2 x 10 g Dentina DE6, DE9
- 2 x 10 g Incisal E2, E3
- 1 x 10 g Glaseado
- 1 x 10 g Cerámica Add-on
- 1 x 10 g Transpa Clear TC
- 1 x 50 ml Líquido de modelar Blend
- 1 x 15 ml Líquido de modelar
- 1 x Porcionador



REF 53 6729 0151



Ver: Guías de color páginas 65, 66
Ver: Líquidos de modelar páginas 68

Basic Kit



Contenidos:

- 13 x 3 ml Opaquer en Pasta
- 24 x 20 g Dentina
- 3 x 20 g Incisal
- 1 x 20 g Transpa Clear
- 1 x 20 g Corrección
- 1 x 20 g Glaseado
- 1x 4 ml NE-Bonder
- 1 x 50 ml Líquido de modelar SD
- 1 x 50 ml Líquido de modelar Blend
- 1 x 2 ml Líquido de opaquer en pasta
- 1 x 15 ml Líquido de modelar
- 2 x Guía de color
- 1 x Pincel de cerámica
- 1 x Pincel para opaquer en pasta
- 1 x Esponja Love
- 1 x Toalla Love
- 1 x Paleta de mezcla
- 1 x Porcionador

Reposiciones

3 ml			
Opaquer en Pasta	PO1	REF 53 6050 3000	
Opaquer en Pasta	PO2	REF 53 6050 3010	
Opaquer en Pasta	PO3	REF 53 6050 3020	
Opaquer en Pasta	PO4	REF 53 6050 3030	
Opaquer en Pasta	PO5	REF 53 6050 3040	
Opaquer en Pasta	PO6	REF 53 6050 3060	
Opaquer en Pasta	PO7	REF 53 6050 3080	
Opaquer en Pasta	PO8	REF 53 6050 3110	
Opaquer en Pasta	PO9	REF 53 6050 3120	
Opaquer en Pasta	PO10	REF 53 6050 3150	
Opaquer en Pasta	PO11	REF 53 6050 3170	
Opaquer en Pasta	PO12	REF 53 6050 3180	
Opaquer en Pasta	PO13	REF 53 6050 3200	
		20 g	75 g
Dentina	DE1	REF 53 6051 1303	REF 53 6051 1305
Dentina	DE2	REF 53 6051 1313	REF 53 6051 1315
Dentina	DE3	REF 53 6051 1323	REF 53 6051 1325
Dentina	DE4	REF 53 6051 1333	REF 53 6051 1335
Dentina	DE5	REF 53 6051 1343	REF 53 6051 1345
Dentina	DE6	REF 53 6051 1353	REF 53 6051 1355
Dentina	DE7	REF 53 6051 1363	REF 53 6051 1365
Dentina	DE8	REF 53 6051 1503	REF 53 6051 1505
Dentina	DE9	REF 53 6051 1523	REF 53 6051 1525
Dentina	DE10	REF 53 6051 1543	REF 53 6051 1545
Dentina	DE11	REF 53 6051 1536	REF 53 6051 1565
Dentina	DE12	REF 53 6051 1583	REF 53 6051 1585
Dentina	DE13	REF 53 6051 1623	REF 53 6051 1625
Dentina	DE14	REF 53 6051 1653	REF 53 6051 1655
Dentina	DE15	REF 53 6051 1663	REF 53 6051 1665
Dentina	DE16	REF 53 6051 1673	REF 53 6051 1675
Dentina	DE17	REF 53 6051 1683	REF 53 6051 1685
Dentina	DE18	REF 53 6051 1693	REF 53 6051 1695
Dentina	DE19	REF 53 6051 1703	REF 53 6051 1705
Dentina	DE20	REF 53 6051 1173	REF 53 6051 1715
Dentina	DE21	REF 53 6051 1723	REF 53 6051 1725
Dentina	DE22	REF 53 6051 1733	REF 53 6051 1735
Dentina	DE23	REF 53 6051 1743	REF 53 6051 1745
Dentina	DE24	REF 53 6051 1753	REF 53 6051 1755
Incisal	E1	REF 53 6722 1503	REF 53 6052 1505
Incisal	E2	REF 53 6052 1523	REF 53 6052 1525
Incisal	E3	REF 53 6052 1543	REF 53 6052 1545
Transpa Clear	TC	REF 53 6052 3003	REF 53 6052 3005
Masa de corrección		REF 53 6053 7003	REF 53 6053 7005
Masa de Glaseado		REF 53 6056 3503	REF 53 6053 6505
4 ml			
NE-Bonder Pasta		REF 53 6050 3160	

REF 53 6059 0001



Ver: Guías de color páginas 65, 66
Ver: Líquidos de modelar páginas 68

Aesthetic Kit

Reposiciones			
3 ml			
Liner en Pasta	Gum	REF 53 6050 3210	
Liner en Pasta	Intensive Orange	REF 53 6050 3560	
		20 g	75 g
Flu Inside 1	Flu 1	REF 53 6051 7003	
Flu Inside 2	Flu 2	REF 53 6051 7053	
Gray Inside	GI	REF 53 6051 7103	
Dentina	Gum 1	REF 53 6051 9003	
Dentina	Gum 2	REF 53 6051 9013	
White Surface	WS	REF 53 6052 3013	
Stand by		REF 53 6052 3023	REF 53 6052 3025
Transpa rojo	TR	REF 53 6052 3033	REF 53 6052 3035
Opal Effect	OE Sunrise	REF 53 6052 7003	REF 53 6052 7005
Opal Effect	OE Sunset	REF 53 6052 7023	REF 53 6052 7025
Opal Effect	OE Sky	REF 53 6052 7033	REF 53 6052 7035
Opal Effect	OE Ocean	REF 53 6052 7043	REF 53 6052 7045
Opal Effect	OE Fog	REF 53 6052 7053	REF 53 6052 7055
Incisal Opal	OE 1	REF 53 6052 7503	REF 53 6052 7505
Incisal Opal	OE 2	REF 53 6052 7513	REF 53 6052 7515
Masa de corrección		REF 53 6723 7003	REF 53 6723 7005
Cerámica hombros	SM 1	REF 53 6054 1003	
Cerámica hombros	SM 2	REF 53 6054 1013	
Cerámica hombros	SM 3	REF 53 6054 1023	
Cerámica hombros	SM 4	REF 53 6054 1033	
Cerámica hombros	SM 5	REF 53 6054 1043	
Cerámica final Hombros	F SM 1	REF 53 6054 1053	
Cerámica final Hombros	F SM 2	REF 53 6054 1063	
Cerámica final Hombros	F SM 3	REF 53 6054 1073	
Cerámica final Hombros	F SM 4	REF 53 6054 1083	
Cerámica final Hombros	F SM 5	REF 53 6054 1093	
Dentina Intensive	ID 0	REF 53 6055 5043	REF 53 6055 5005
Dentina Intensive	ID 1	REF 53 6055 5003	REF 53 6055 5015
Dentina Intensive	ID 2	REF 53 6055 5013	REF 53 6055 5025
Dentina Intensive	ID 3	REF 53 6055 5023	REF 53 6055 5035
Dentina Intensive	ID 4	REF 53 6055 5033	REF 53 6055 5045



Contenidos:

- 2 x 20 g Incisal Opal
- 5 x 20 g Cerámica de hombros
- 5 x 20 g Cerámica de hombros final
- 5 x 20 g Opal Effect
- 1 x 20 g White Surface
- 2 x 20 g Flu Inside
- 1 x 20 g Gray Inside
- 1 x 20 g Stand by
- 4 x 20 g Dentina Intensive
- 2 x 20 g Dentina Gum
- 1 x 20 g Transpa rojo
- 1 x 3 ml Opaquer en Pasta Gum
- 1 x 3 ml Opaquer en Pasta Intensive Orange
- 1 x 50 ml Líquido de modelar SD
- 1 x 50 ml Líquido de modelar Blend
- 1 x 15 ml Líquido de modelar Quick
- 1 x 2 ml Líquido Opaquer en Pasta
- 3 x Guía de color
- 1 x Pincel de cerámica
- 1 x Pincel para opaquer en pasta
- 1 x Esponja Love
- 1 x Toalla Love
- 1 x Paleta de mezcla

REF 53 6059 0002



Ver: Guías de color páginas 65, 66
Ver: Líquidos de modelar páginas 68

Stain Kit



Contenidos:

- 9 x 4 g Maquillajes
- 3 x 4 g Body Maquillaje
- 1 x 20 g Masa de Glaseado
- 1 x 15 ml Líquido de modelar
- 1 x Guía de color
- 1 x Esponja Love

Reposiciones

		4 g
Maquillaje	blanco	REF 53 6056 1511
Maquillaje	strato	REF 53 6056 1521
Maquillaje	apricot	REF 53 6056 1531
Maquillaje	taiga	REF 53 6056 1551
Maquillaje	black brown	REF 53 6056 1561
Maquillaje	pink	REF 53 6056 1571
Maquillaje	ivory	REF 53 6056 1621
Maquillaje	peach	REF 53 6056 1631
Maquillaje	amber	REF 53 6056 1651
Body Maquillaje	3	REF 53 6056 1831
Body Maquillaje	5	REF 53 6056 1851
Body Maquillaje	7	REF 53 6056 1871
		20 g
Masa de Glaseado	7	REF 53 6056 3503

REF 53 6059 0113



Ver: Guías de color páginas 65, 66
Ver: Líquidos de modelar páginas 68

Bleach Kit



Contenidos:

- 2 x 3 ml Opaquer en Pasta Bleach
- 4 x 20 g Dentina Bleach
- 2 x 20 g Incisal Bleach
- 1 x 20 g Cerámica Hombros Bleach
- 1 x 50 ml Líquido de modelar SD
- 1 x 15 ml Líquido de modelar Quick
- 1 x Guía de color
- 1 x Pincel para opaquer en pasta

Reposiciones

		3 ml
Opaquer en Pasta	BL1/BL2	REF 53 6050 3220
Opaquer en Pasta	BL3/BL4	REF 53 6050 3230
		20 g
Dentina	BL1	REF 53 6051 1223
Dentina	BL2	REF 53 6051 1233
Dentina	BL3	REF 53 6051 1243
Dentina	BL4	REF 53 6051 1253
Incisal	BL1/BL2	REF 53 6052 1623
Incisal	BL3/BL4	REF 53 6052 1633
Cerámica Hombros Bleach	BL	REF 53 6054 1223

REF 53 6059 0191



Ver: Guías de color páginas 65, 66
Ver: Líquidos de modelar páginas 68

Kit Un Color A2

Contenidos:

- 1 x 3 ml Opaquer en Pasta PO3
- 1 x 10 g Dentina DE3
- 1 x 10 g Incisal E2
- 1 x 10 g NE-Bonder Polvo
- 1 x 15 ml Líquido de modelar Blend
- 1 x 15 ml Líquido de modelar OCL Universal



REF 53 6059 0141

Kit Un Color 3M2

Contenidos:

- 1 x 3 ml Opaquer en Pasta PO9
- 1 x 10 g Dentina DE6
- 1 x 10 g Incisal E3
- 1 x 10 g NE-Bonder Polvo
- 1 x 15 ml Líquido de modelar Blend
- 1 x 15 ml Líquido de modelar OCL Universal



REF 53 6059 0142

Kit de Prueba A3, 2R2.5, 3M2

Contenidos:

- 2 x 3ml Opaquer en Pasta PO6, PO9
- 2 x 10 g Dentina DE6, DE9
- 2 x 10 g Incisal E2, E3
- 1 x 10 g Masa de Glaseado
- 1 x 10 g Cerámica Add-on
- 1 x 10 g Transpa Clear TC
- 1 x 4 ml NE-Bonder Pasta
- 1 x 50 ml Líquido de modelar Blend
- 1 x 15 ml Líquido de modelar
- 1 x 2 ml Líquido Opaquer en Pasta
- 1 x Porcionador



REF 53 6059 0151

NE-Bonder

	20 g	75 g
NE-Bonder Polvo	REF 53 6050 0503	REF 53 6050 0505
	4 ml	
NE-Bonder Pasta	REF 53 6050 3160	

Basic Kit



Contenidos:

- 13 x 3 ml Opaquer en Pasta
- 1 x 3 ml Bonder Pasta Degunorm
- 24 x 20 g Dentina
- 3 x 20 g Incisal
- 1 x 20 g Transpa clear
- 1 x 20 g Cerámica Add-On
- 1 x 20 g Polvo de Glaseado
- 1 x 50 ml Líquido de modelar Blend
- 1 x 50 ml Líquido de modelar SD
- 1 x 15 ml Líquido de maquillaje
- 1 x 2 ml Líquido opaquer en pasta
- 1 x Pincel de modelar tamaño 08
- 1 x Pincel para opaquer en pasta
- 2 x Guía de color
- 1 x Toalla Love
- 1 x Paleta de mezcla
- 1 x Esponja Love
- 1 x Porcionador

Reposiciones

3ml			
Opaquer en Pasta	PO 1	REF 53 6040 3000	
Opaquer en Pasta	PO 2	REF 53 6040 3010	
Opaquer en Pasta	PO 3	REF 53 6040 3020	
Opaquer en Pasta	PO 4	REF 53 6040 3030	
Opaquer en Pasta	PO 5	REF 53 6040 3040	
Opaquer en Pasta	PO 6	REF 53 6040 3060	
Opaquer en Pasta	PO 7	REF 53 6040 3080	
Opaquer en Pasta	PO 8	REF 53 6040 3110	
Opaquer en Pasta	PO 9	REF 53 6040 3120	
Opaquer en Pasta	PO 10	REF 53 6040 3150	
Opaquer en Pasta	PO 11	REF 53 6040 3170	
Opaquer en Pasta	PO 12	REF 53 6040 3180	
Opaquer en Pasta	PO 13	REF 53 6040 3200	
Bonder pasta Degunorm		REF 53 6040 3160	
		20 g	75 g
Dentina	DE 1	REF 53 6041 1303	REF 53 6041 1305
Dentina	DE 2	REF 53 6041 1313	REF 53 6041 1315
Dentina	DE 3	REF 53 6041 1323	REF 53 6041 1325
Dentina	DE 4	REF 53 6041 1333	REF 53 6041 1335
Dentina	DE 5	REF 53 6041 1343	REF 53 6041 1345
Dentina	DE 6	REF 53 6041 1353	REF 53 6041 1355
Dentina	DE 7	REF 53 6041 1363	REF 53 6041 1365
Dentina	DE 8	REF 53 6041 1503	REF 53 6041 1505
Dentina	DE 9	REF 53 6041 1523	REF 53 6041 1525
Dentina	DE 10	REF 53 6041 1543	REF 53 6041 1545
Dentina	DE 11	REF 53 6041 1563	REF 53 6041 1565
Dentina	DE 12	REF 53 6041 1583	REF 53 6041 1585
Dentina	DE 13	REF 53 6041 1623	REF 53 6041 1625
Dentina	DE 14	REF 53 6041 1653	REF 53 6041 1655
Dentina	DE 15	REF 53 6041 1663	REF 53 6041 1665
Dentina	DE 16	REF 53 6041 1673	REF 53 6041 1675
Dentina	DE 17	REF 53 6041 1683	REF 53 6041 1685
Dentina	DE 18	REF 53 6041 1693	REF 53 6041 1695
Dentina	DE 19	REF 53 6041 1703	REF 53 6041 1705
Dentina	DE 20	REF 53 6041 1713	REF 53 6041 1715
Dentina	DE 21	REF 53 6041 1723	REF 53 6041 1725
Dentina	DE 22	REF 53 6041 1733	REF 53 6041 1735
Dentina	DE 23	REF 53 6041 1743	REF 53 6041 1745
Dentina	DE 24	REF 53 6041 1753	REF 53 6041 1755
Incisal	E 1	REF 53 6042 1503	REF 53 6042 1505
Incisal	E 2	REF 53 6042 1523	REF 53 6042 1525
Incisal	E 3	REF 53 6042 1543	REF 53 6042 1545
Transpa clear	TC	REF 53 6042 3003	REF 53 6042 3005
Masa de corrección		REF 53 6043 7003	REF 53 6043 7005
Polvo de glaseado		REF 53 6046 3503	REF 53 6046 3505

REF 53 6049 0001



Ver: Guías de color páginas 65, 66
Ver: Líquidos de modelar páginas 68

Aesthetic Kit

Reposiciones			
3 ml			
Opaquer en Pasta	PO Gum	REF 53 6040 3210	
Opaquer en Pasta	PO Intensive Orange	REF 53 6040 3560	
20 g			
Flu Inside 1	Flu 1	REF 53 6041 7003	
Flu Inside 2	Flu 2	REF 53 6041 7053	
Gray Inside	GI	REF 53 6041 7103	
Dentina	Gum 1	REF 53 6041 9003	
Dentina	Gum 2	REF 53 6041 9013	
White Surface	WS	REF 53 6042 3013	
		20 g	75 g
Stand by		REF 53 6042 3023	REF 53 6042 3025
Transpa rojo	TR	REF 53 6042 3033	REF 53 6042 3035
Opal Effect	OE Sunrise	REF 53 6042 7003	REF 53 6042 7005
Opal Effect	OE Sunset	REF 53 6042 7023	REF 53 6042 7025
Opal Effect	OE Sky	REF 53 6042 7033	REF 53 6042 7035
Opal Effect	OE Ocean	REF 53 6042 7043	REF 53 6042 7045
Opal Effect	OE Fog	REF 53 6042 7053	REF 53 6042 7055
Incisal Opal	OE 1	REF 53 6042 7503	REF 53 6042 7505
Incisal Opal	OE 2	REF 53 6042 7513	REF 53 6042 7515
Cerámica hombros	SM1	REF 53 6044 1003	
Cerámica hombros	SM2	REF 53 6044 1013	
Cerámica hombros	SM3	REF 53 6044 1023	
Cerámica hombros	SM4	REF 53 6044 1033	
Cerámica hombros	SM5	REF 53 6044 1043	
Cerámica final Hombros F SM 1		REF 53 6044 1053	
Cerámica final Hombros F SM 2		REF 53 6044 1063	
Cerámica final Hombros F SM 3		REF 53 6044 1073	
Cerámica final Hombros F SM 4		REF 53 6044 1083	
Cerámica final Hombros F SM 5		REF 53 6044 1093	
		20 g	75 g
Dentina Intensive	ID 0	REF 53 6045 5043	REF 53 6045 5005
Dentina Intensive	ID 1	REF 53 6045 5003	REF 53 6045 5015
Dentina Intensive	ID 2	REF 53 6045 5013	REF 53 6045 5025
Dentina Intensive	ID 3	REF 53 6045 5023	REF 53 6045 5035
Dentina Intensive	ID 4	REF 53 6045 5033	REF 53 6045 5045



Contenidos:

- 2 x 3 ml Opaquer en Pasta
- 2 x 20 g Incisal Opal
- 5 x 20 g Cerámica de hombros
- 5 x 20 g Cerámica de hombros final
- 5 x 20 g Opal Effect
- 1 x 20 g White Surface
- 2 x 20 g Flu Inside
- 1 x 20 g Gray Inside
- 1 x 20 g Stand by
- 2 x 20 g Dentina Gum
- 5 x 20 g Dentina Intensive
- 1 x 20 g Transpa rojo
- 1 x 50 ml Líquido de modelar SD
- 1 x 50 ml Líquido de modelar Blend
- 1 x 15 ml Líquido de modelar Quick
- 1 x 2 ml Líquido Opaquer en Pasta
- 1 x Pincel de modelar tamaño 08
- 1 x Pincel para opaquer en pasta
- 2 x Guía de color
- 1 x Guía de color Hombros Gingiva
- 1 x Toalla Love
- 1 x Paleta de mezcla
- 1 x Esponja Love

REF 53 6049 0002



Ver: Guías de color páginas 65, 66
Ver: Líquidos de modelar páginas 68

Stain Kit



Contenidos:

- 9 x 4 g Maquillajes
- 3 x 4 g Body Maquillaje
- 1 x 20 g Polvo de glaseado
- 1 x 15 ml Líquido de Maquillaje
- 1 x Guía de color
- 1 x Esponja Love

Reposiciones

4 g		
Maquillaje	blanco	REF 53 6046 1511
Maquillaje	strato	REF 53 6046 1521
Maquillaje	apricot	REF 53 6046 1531
Maquillaje	taiga	REF 53 6046 1551
Maquillaje	black brown	REF 53 6046 1561
Maquillaje	pink	REF 53 6046 1571
Maquillaje	ivory	REF 53 6046 1621
Maquillaje	peach	REF 53 6046 1631
Maquillaje	amber	REF 53 6046 1651
Body Maquillaje	3	REF 53 6046 1831
Body Maquillaje	5	REF 53 6046 1851
Body Maquillaje	7	REF 53 6046 1871
20 g		75 g
Polvo de Glaseado	REF 53 6046 3503	REF 53 6046 3505

REF 53 6049 0113



Ver: Guías de color páginas 65, 66
Ver: Líquidos de modelar páginas 68

Bleach Kit



Contenidos:

- 2 x 3 ml Opaquer en Pasta Bleach
- 4 x 20 g Dentina Bleach
- 2 x 20 g Incisal Bleach
- 1 x 20 g Cerámica Hombros Bleach
- 1 x 50 ml Líquido de modelar Blend
- 1 x 15 ml Líquido de modelar Quick
- 1 x Guía de color
- 1 x Pincel para opaquer en pasta

Reposiciones

3 ml		
Opaquer en Pasta	Bleach BL1/BL2	REF 53 6040 3220
Opaquer en Pasta	Bleach BL3/BL4	REF 53 6040 3230
20 g		
Dentina	Bleach BL1	REF 53 6041 1223
Dentina	Bleach BL2	REF 53 6041 1233
Dentina	Bleach BL3	REF 53 6041 1243
Dentina	Bleach BL4	REF 53 6041 1253
Dentina	Bleach BL1/BL2	REF 53 6042 1623
Dentina	Bleach BL3/BL4	REF 53 6042 1633
Cerámica Hombros	Bleach	REF 53 6044 1223

REF 53 6049 0191



Ver: Guías de color páginas 65, 66
Ver: Líquidos de modelar páginas 68

Kit Un Color A2

Contenidos:

- 1 x 3 ml Opaquer en Pasta PL3
- 1 x 10 g Dentina DE3
- 1 x 10 g Incisal E2
- 1 x 10 g Bonder Pasta Degunorm
- 1 x 10 g Masa de glaseado
- 1 x 15 ml Líquido de modelar Blend
- 1 x 15 ml Líquido Opaquer en Pasta



REF 53 6049 0141

Kit Un Color 3M2

Contenidos:

- 1 x 3 ml Opaquer en Pasta PL9
- 1 x 10 g Dentina DE6
- 1 x 10 g Incisal E3
- 1 x 10 g Bonder Pasta Degunorm
- 1 x 10 g Masa de glaseado
- 1 x 15 ml Líquido de modelar Blend
- 1 x 15 ml Líquido Opaquer en Pasta



REF 53 6049 0142

Kit de Prueba A3, 2R2.5, 3M2

Contenidos:

- 2 x 3ml Liner en Pasta PL6, PL9
- 2 x 10 g Dentina DE6, DE9
- 2 x 10 g Incisal E2, E3
- 1 x 10 g Bonder Pasta Degunorm
- 1 x 10 g Masa de glaseado
- 1 x 10 g Cerámica Add-on
- 1 x 10 g Transpa Clear TC
- 1 x 50 ml Líquido de modelar Blend
- 1 x 15 ml Líquido de modelar
- 1 x Porcionador




REF 53 6049 0151



Ver: Guías de color páginas 65, 66
Ver: Líquidos de modelar páginas 68

Estuche Completo Liner en Pasta



Contenidos:

- 19x 3 ml Liner en Pasta PL A1 – D4, Bleach, Gum, Intensive Orange
- 17x 20 g Dentina D A1 – D4, Bleach
- 2x 20 g Flu Inside Flu 1, Flu 2
- 2x 20 g Dentina Gum 1, 2
- 6x 20 g Incisal S 1 – S 6
- 6x 20 g Power Cromo PC 1 – PC 6
- 5x 20 g Opal Effect OE Sunrise, Sunset, Sky, Ocean, Fog
- 2x 20 g Opal Incisal OS 1, OS 2
- 1x 20 g Stand by
- 1x 20 g White Surface
- 1x 20 g Transpa clear
- 1x 20 g Add-On Final Kiss
- 5x 20 g Cerámica Hombros SM 1 – SM 5
- 5x 20 g Cerámica Hombros Final F SM 1 – F SM 5
- 8x 20 g Maquillaje Amber, Strato, Apricot, Dark Brown, Ivory, Peach, Taiga, Blanco
- 1x 20 g Masa de glaseado
- 1x 15 ml Líquido de modelar Quick
- 1x 50 ml Líquido de modelar SD
- 1x 50 ml Líquido de modelar Form
- 2x 2 ml Líquido Opaquer en Pasta
- 1x 2 ml Líquido de Maquillaje
- 6x Guía de color Opaquer, Base, Opal, Hombros, Power cromo, Gingiva
- 1x Porcionador
- 1x Pincel Magic Wizard
- 1x Pincel Magic Opaquer
- 1x Toalla Kiss negra

Reposiciones		3 ml	
Liner en Pasta	PL A1	REF 53 6710 3000	
Liner en Pasta	PL A2	REF 53 6710 3010	
Liner en Pasta	PL A3	REF 53 6710 3020	
Liner en Pasta	PL A3.5	REF 53 6710 3030	
Liner en Pasta	PL A4	REF 53 6710 3040	
Liner en Pasta	PL B1	REF 53 6710 3050	
Liner en Pasta	PL B2	REF 53 6710 3060	
Liner en Pasta	PL B3	REF 53 6710 3070	
Liner en Pasta	PL B4	REF 53 6710 3080	
Liner en Pasta	PL C1	REF 53 6710 3090	
Liner en Pasta	PL C2	REF 53 6710 3100	
Liner en Pasta	PL C3	REF 53 6710 3110	
Liner en Pasta	PL C4	REF 53 6710 3120	
Liner en Pasta	PL D2	REF 53 6710 3130	
Liner en Pasta	PL D3	REF 53 6710 3140	
Liner en Pasta	PL D4	REF 53 6710 3150	
Liner en Pasta	Bleach	REF 53 6710 1200	
Liner en Pasta	Gum	REF 53 6710 3200	
Liner en Pasta Intensive	Orange	REF 53 6710 3560	
		20 g	75 g
Dentina	D A1	REF 53 6711 1503	REF 53 6711 1505
Dentina	D A2	REF 53 6711 1513	REF 53 6711 1515
Dentina	D A3	REF 53 6711 1523	REF 53 6711 1525
Dentina	D A3.5	REF 53 6711 1533	REF 53 6711 1535
Dentina	D A4	REF 53 6711 1543	REF 53 6711 1545
Dentina	D B1	REF 53 6711 1553	REF 53 6711 1555
Dentina	D B2	REF 53 6711 1563	REF 53 6711 1565
Dentina	D B3	REF 53 6711 1573	REF 53 6711 1575
Dentina	D B4	REF 53 6711 1583	REF 53 6711 1585
Dentina	D C1	REF 53 6711 1593	REF 53 6711 1595
Dentina	D C2	REF 53 6711 1603	REF 53 6711 1605
Dentina	D C3	REF 53 6711 1613	REF 53 6711 1615
Dentina	D C4	REF 53 6711 1623	REF 53 6711 1625
Dentina	D D2	REF 53 6711 1633	REF 53 6711 1635
Dentina	D D3	REF 53 6711 1643	REF 53 6711 1645
Dentina	D D4	REF 53 6711 1653	REF 53 6711 1655
Dentina	Bleach	REF 53 6711 1203	
Flu Inside	Flu 1	REF 53 6711 7003	
Flu Inside	Flu 2	REF 53 6711 7053	
Incisal	S 1	REF 53 6712 1503	REF 53 6712 1505
Incisal	S 2	REF 53 6712 1513	REF 53 6712 1515
Incisal	S 3	REF 53 6712 1523	REF 53 6712 1525
Incisal	S 4	REF 53 6712 1533	REF 53 6712 1535
Incisal	S 5	REF 53 6712 1543	REF 53 6712 1545
Incisal	S 6	REF 53 6712 1553	REF 53 6712 1555
Power croma	PC 1	REF 53 6715 5003	
Power croma	PC 2	REF 53 6715 5013	
Power croma	PC 3	REF 53 6715 5023	REF 53 6715 5025
Power croma	PC 4	REF 53 6715 5033	REF 53 6715 5035
Power croma	PC 5	REF 53 6715 5043	REF 53 6715 5045
Power croma	PC 6	REF 53 6715 5053	
Incisal Opal	OS 1	REF 53 6712 7503	REF 53 6712 7505
Incisal Opal	OS 2	REF 53 6712 7513	REF 53 6712 7515
Cerámica hombros	SM 1	REF 53 6714 1003	
Cerámica hombros	SM 2	REF 53 6714 1013	
Cerámica hombros	SM 3	REF 53 6714 1023	
Cerámica hombros	SM 4	REF 53 6714 1033	
Cerámica hombros	SM 5	REF 53 6714 1043	
Add-On	Final Kiss	REF 53 6713 7003	
Masa de encía	Gum 1	REF 53 6711 9003	
Masa de encía	Gum 2	REF 53 6711 9013	
Transpa clear	TC	REF 53 6712 3003	REF 53 6712 3005
White Surface	WS	REF 53 6712 3013	
Stand by		REF 53 6712 3023	REF 53 6712 3025
Opal Effect	OE Sunrise	REF 53 6712 7003	REF 53 6712 7005
Opal Effect	OE Sunset	REF 53 6712 7023	REF 53 6712 7025
Opal Effect	OE Sky	REF 53 6712 7033	REF 53 6712 7035
Opal Effect	OE Ocean	REF 53 6712 7043	REF 53 6712 7045
Opal Effect	OE Fog	REF 53 6712 7053	REF 53 6712 7055
C. Final Hombros	F SM 1	REF 53 6714 1053	
C. Final Hombros	F SM 2	REF 53 6714 1063	
C. Final Hombros	F SM 3	REF 53 6714 1073	
C. Final Hombros	F SM 4	REF 53 6714 1083	
C. Final Hombros	F SM 5	REF 53 6714 1093	
Masa de glaseado		REF 53 6736 3503	



Ver: Guías de color páginas 65, 66
Ver: Líquidos de modelar páginas 68

Estuche Completo Liner en Pasta

Reposiciones		
4 g		
Maquillaje	Blanco	REF 53 6736 1511
Maquillaje	Strato	REF 53 6736 1521
Maquillaje	Apricot	REF 53 6736 1531
Maquillaje	Taiga	REF 53 6736 1551
Maquillaje	Dark Brown	REF 53 6736 1561
Maquillaje	Ivory	REF 53 6736 1621
Maquillaje	Peach	REF 53 6736 1631
Maquillaje	Amber	REF 53 6736 1651

REF 53 6719 0131

Stain Kit, grande

Reposiciones		
4 g		
Maquillaje	Blanco	REF 53 6736 1511
Maquillaje	Strato	REF 53 6736 1521
Maquillaje	Apricot	REF 53 6736 1531
Maquillaje	Taiga	REF 53 6736 1551
Maquillaje	Dark Brown	REF 53 6736 1561
Maquillaje	Gris	REF 53 6736 1571
Maquillaje	Amarillo	REF 53 6736 1581
Maquillaje	Orange	REF 53 6736 1591
Maquillaje	Honey	REF 53 6736 1601
Maquillaje	Mango	REF 53 6736 1611
Maquillaje	Ivory	REF 53 6736 1621
Maquillaje	Peach	REF 53 6736 1631
Maquillaje	Caramel	REF 53 6736 1641
Maquillaje	Amber	REF 53 6736 1651
Maquillaje	Terra	REF 53 6736 1661
Maquillaje	Negro	REF 53 6736 1671
Body Maquillaje	1	REF 53 6736 1811
Body Maquillaje	2	REF 53 6736 1821
Body Maquillaje	3	REF 53 6736 1831
Body Maquillaje	4	REF 53 6736 1841
Body Maquillaje	5	REF 53 6736 1851
Body Maquillaje	6	REF 53 6736 1861
Body Maquillaje	7	REF 53 6736 1871
Body Maquillaje	8	REF 53 6736 1881
Body Maquillaje	9	REF 53 6736 1891
20 g		
Masa de glaseado		REF 53 6736 3503
20 ml		
Líquido de maquillaje		REF 53 6827 4613



Contenidos:

16x	4 g	Maquillaje Blanco, Amarillo, Orange, Strato, Honey, Mango, Apricot, Ivory, Peach, Caramel, Amber, Taiga, Terra, Dark Brown, Gris, Negro
9x	4 g	Body Maquillaje 1 – 9
1x	12 g	Masa de glaseado
1x	15 ml	Líquido de Maquillaje
1x		Guía de color maquillaje

REF 53 6719 0113



Ver: Guías de color páginas 65, 66
Ver: Líquidos de modelar páginas 68

Starter Kit



Contenidos:

8x	3 ml	Liner en Pasta PL A2, A3, A3.5, B2, B3, D3, Bleach, Gum
7x	10 g	Dentina D A2, A3, A3.5, B2, B3, D3, Bleach
1x	10 g	Dentina Gum 1
4x	10 g	Incisal S 1-S 4
6x	10 g	Power croma PC 1 – PC 6
2x	10 g	Opal Effect OE Sunset, Ocean
2x	10 g	Incisal Opal OS 1, OS 2
1x	10 g	Stand by
1x	10 g	White Surface
1x	10 g	Transpa clear
1x	10 g	Add-On Final Kiss
3x	4 g	Maquillaje Strato, Caramel, Peach
1x	4 g	Masa de glaseado
1x	15 ml	Líquido de modelar SD
1x	15 ml	Líquido de modelar Form
1x	2 ml	Líquido Opaquer en Pasta
1x	2 ml	Líquido de maquillaje
2x		Guía de color Base + Opal, Power croma
1x		Porcionador
1x		Pincel para opaquer en pasta

REF 53 6719 0141

Kit de Prueba



Contenidos:

1x	3 ml	Liner en Pasta PL A3
1x	10 g	Dentina D A3
1x	10 g	Incisal S 3
1x	10 g	Opal Effect OE Ocean
2x	10 g	Opal Incisal OS 1, OS 2
1x	10 g	Add-On Final Kiss
1x	10 g	Stand by
1x	4 g	Masa de glaseado
1x	15 ml	Líquido de modelar SD
1x	2 ml	Líquido Opaquer en Pasta
1x		Pincel para opaquer en pasta

REF 53 6719 0151



Ver: Guías de color páginas 65, 66
Ver: Líquidos de modelar páginas 68

Kit Colores Bleach

Reposiciones		
20 g		
Dentina	Bleach BL1	REF 53 6711 1223
Dentina	Bleach BL2	REF 53 6711 1233
Dentina	Bleach BL3	REF 53 6711 1243
Dentina	Bleach BL4	REF 53 6711 1253
Dentina	Bleach BL1/BL2	REF 53 6712 1623
Dentina	Bleach BL3/BL4	REF 53 6712 1633
C. Hombros	Bleach	REF 53 6714 1223
3 ml		
Liner en Pasta	Bleach BL1/BL2	REF 53 6710 1220
Liner en Pasta	Bleach BL3/BL4	REF 53 6710 1230
50 ml		
Líquido de modelar	SD	REF 53 6827 2054
Líquido de modelar	Quick	REF 53 6827 2034



Contenidos:


2x	3 ml	Liner en Pasta Bleach BL1/ BL2, BL3/ BL4
4x	20 g	Dentina Bleach BL1, BL2, BL3, BL4
2x	20 g	Incisal Bleach BL1/ BL2, BL3/ BL4
1x	20 g	C. Hombros Bleach
1x	15 ml	Líquido de modelar SD
1x	15 ml	Líquido de modelar Quick
1x		Pincel para opaquer en pasta
1x		Guía de color Bleach

REF 53 6719 0191



Ver: Guías de color páginas 65, 66
Ver: Líquidos de modelar páginas 68

Estuche Completo de Opaquer en Pasta



Contenidos:

- 16x 3 ml Opaquer en Pasta PO A1 – D4
- 1x 3 ml Opaquer en Pasta Gum
- 1x 3 ml Opaquer en Pasta Bleach
- 1x 3 ml Opaquer en Pasta Intensive Orange
- 1x 3 ml Pasta Neutra
- 16x 20 g Dentina D A1 – D D4
- 6x 20 g Incisal S 1 – S 6
- 6x 20 g Power Cromo PC 1 – PC 6
- 5x 20 g Opal Effect OE Sunrise, Sunset, Sky, Ocean, Fog
- 2x 20 g Flu Inside Flu 1, Flu 2
- 2x 20 g Incisal Opal OS 1, OS 2
- 1x 20 g Stand by
- 1x 20 g White Surface
- 1x 20 g Add-On Final Kiss
- 5x 20 g Cerámica Hombros SM 1 – 5
- 5x 20 g Cerámica Hombros Final F SM 1 – 5
- 1x 20 g Dentina Bleach
- 2x 20 g Dentina Gum 1, 2
- 1x 20 g Transpa
- 1x 15 ml Líquido de modelar Quick
- 1x 50 ml Líquido de modelar SD
- 1x 50 ml Líquido de modelar Form
- 2x 2 ml Líquido Opaquer en Pasta
- 1x Toalla Kiss negra
- 6x Guía de color Opaquer, Base, Opal, Hombros, Power Cromo, Gingiva
- 1x Pincel Magic Opaquer para pasta
- 1x Pincel de cerámica Magic Wizard
- 1x Porcionador

Reposiciones

		3 ml	
Opaquer en Pasta	PO A1	REF 53 6090 3000	
Opaquer en Pasta	PO A2	REF 53 6090 3010	
Opaquer en Pasta	PO A3	REF 53 6090 3020	
Opaquer en Pasta	PO A3.5	REF 53 6090 3030	
Opaquer en Pasta	PO A4	REF 53 6090 3040	
Opaquer en Pasta	PO B1	REF 53 6090 3050	
Opaquer en Pasta	PO B2	REF 53 6090 3060	
Opaquer en Pasta	PO B3	REF 53 6090 3070	
Opaquer en Pasta	PO B4	REF 53 6090 3080	
Opaquer en Pasta	PO C1	REF 53 6090 3090	
Opaquer en Pasta	PO C2	REF 53 6090 3100	
Opaquer en Pasta	PO C3	REF 53 6090 3110	
Opaquer en Pasta	PO C4	REF 53 6090 3120	
Opaquer en Pasta	PO D2	REF 53 6090 3130	
Opaquer en Pasta	PO D3	REF 53 6090 3140	
Opaquer en Pasta	PO D4	REF 53 6090 3150	
Opaquer en Pasta	Gum	REF 53 6090 3200	
Opaquer en Pasta	Bleach	REF 53 6090 1200	
Opaquer en Pasta Intensive	Orange	REF 53 6090 3560	
		20 g	75 g
Dentina	D A1	REF 53 6091 1003	REF 53 6091 1005
Dentina	D A2	REF 53 6091 1013	REF 53 6091 1015
Dentina	D A3	REF 53 6091 1023	REF 53 6091 1025
Dentina	D A3.5	REF 53 6091 1033	REF 53 6091 1035
Dentina	D A4	REF 53 6091 1043	REF 53 6091 1045
Dentina	D B1	REF 53 6091 1053	REF 53 6091 1055
Dentina	D B2	REF 53 6091 1063	REF 53 6091 1065
Dentina	D B3	REF 53 6091 1073	REF 53 6091 1075
Dentina	D B4	REF 53 6091 1083	REF 53 6091 1085
Dentina	D C1	REF 53 6091 1093	REF 53 6091 1095
Dentina	D C2	REF 53 6091 1103	REF 53 6091 1105
Dentina	D C3	REF 53 6091 1113	REF 53 6091 1115
Dentina	D C4	REF 53 6091 1123	REF 53 6091 1125
Dentina	D D2	REF 53 6091 1133	REF 53 6091 1135
Dentina	D D3	REF 53 6091 1143	REF 53 6091 1145
Dentina	D D4	REF 53 6091 1153	REF 53 6091 1155
Dentina	Bleach	REF 53 6091 1203	
Dentina	Gum 1	REF 53 6091 9003	
Dentina	Gum 2	REF 53 6091 9013	
Incisal	S 1	REF 53 6092 1503	REF 53 6092 1505
Incisal	S 2	REF 53 6092 1513	REF 53 6092 1515
Incisal	S 3	REF 53 6092 1523	REF 53 6092 1525
Incisal	S 4	REF 53 6092 1533	REF 53 6092 1535
Incisal	S 5	REF 53 6092 1543	REF 53 6092 1545
Incisal	S 6	REF 53 6092 1553	REF 53 6092 1555
Transpa clear	TC	REF 53 6092 3003	REF 53 6092 3005
Add-On	Final Kiss	REF 53 6093 7003	REF 53 6093 7005
Cerámica hombros	SM 1	REF 53 6094 1003	
Cerámica hombros	SM 2	REF 53 6094 1013	
Cerámica hombros	SM 3	REF 53 6094 1023	
Cerámica hombros	SM 4	REF 53 6094 1033	
Cerámica hombros	SM 5	REF 53 6094 1043	
C. Final Hombros	F SM 1	REF 53 6094 1053	
C. Final Hombros	F SM 2	REF 53 6094 1063	
C. Final Hombros	F SM 3	REF 53 6094 1073	
C. Final Hombros	F SM 4	REF 53 6094 1083	
C. Final Hombros	F SM 5	REF 53 6094 1093	
Power croma	PC 1	REF 53 6095 5003	
Power croma	PC 2	REF 53 6095 5013	REF 53 6095 5015
Power croma	PC 3	REF 53 6095 5023	REF 53 6095 5025
Power croma	PC 4	REF 53 6095 5033	REF 53 6095 5035
Power croma	PC 5	REF 53 6095 5043	REF 53 6095 5045
Power croma	PC 6	REF 53 6095 5053	
Flu Inside	Flu 1	REF 53 6091 7003	
Flu Inside	Flu 2	REF 53 6091 7053	
Opal Effect	OE Sunrise	REF 53 6092 7003	REF 53 6092 7005
Opal Effect	OE Sunset	REF 53 6092 7023	REF 53 6092 7025
Opal Effect	OE Sky	REF 53 6092 7033	REF 53 6092 7035
Opal Effect	OE Ocean	REF 53 6092 7043	REF 53 6092 7045
Opal Effect	OE Fog	REF 53 6092 7053	REF 53 6092 7055
Stand by		REF 53 6092 3023	REF 53 6092 3025
Incisal Opal	OS 1	REF 53 6092 7503	REF 53 6092 7505
Incisal Opal	OS 2	REF 53 6092 7513	REF 53 6092 7515
White Surface	WS	REF 53 6092 3013	


REF 53 6099 0131



Ver: Guías de color páginas 65, 66
Ver: Líquidos de modelar páginas 68

Estuche Completo de Opaquer en Polvo

Reposiciones		20 g	75 g
Opaquer en Polvo	O A1	REF 53 6090 1003	REF 53 6090 1005
Opaquer en Polvo	O A2	REF 53 6090 1013	REF 53 6090 1015
Opaquer en Polvo	O A3	REF 53 6090 1023	REF 53 6090 1025
Opaquer en Polvo	O A3.5	REF 53 6090 1033	REF 53 6090 1035
Opaquer en Polvo	O A4	REF 53 6090 1043	REF 53 6090 1045
Opaquer en Polvo	O B1	REF 53 6090 1053	REF 53 6090 1055
Opaquer en Polvo	O B2	REF 53 6090 1063	REF 53 6090 1065
Opaquer en Polvo	O B3	REF 53 6090 1073	REF 53 6090 1075
Opaquer en Polvo	O B4	REF 53 6090 1083	REF 53 6090 1085
Opaquer en Polvo	O C1	REF 53 6090 1093	REF 53 6090 1095
Opaquer en Polvo	O C2	REF 53 6090 1103	REF 53 6090 1105
Opaquer en Polvo	O C3	REF 53 6090 1113	REF 53 6090 1115
Opaquer en Polvo	O C4	REF 53 6090 1123	REF 53 6090 1125
Opaquer en Polvo	O D2	REF 53 6090 1133	REF 53 6090 1135
Opaquer en Polvo	O D3	REF 53 6090 1143	REF 53 6090 1145
Opaquer en Polvo	O D4	REF 53 6090 1153	REF 53 6090 1155
Opaquer en Polvo	Gum	REF 53 6090 9003	
Opaquer en Polvo	Bleach	REF 53 6090 1203	REF 53 6090 1205
Opaquer en Pasta Intensive	Orange	REF 53 6090 0523	
Dentina	D A1	REF 53 6091 1003	REF 53 6091 1005
Dentina	D A2	REF 53 6091 1013	REF 53 6091 1015
Dentina	D A3	REF 53 6091 1023	REF 53 6091 1025
Dentina	D A3.5	REF 53 6091 1033	REF 53 6091 1035
Dentina	D A4	REF 53 6091 1043	REF 53 6091 1045
Dentina	D B1	REF 53 6091 1053	REF 53 6091 1055
Dentina	D B2	REF 53 6091 1063	REF 53 6091 1065
Dentina	D B3	REF 53 6091 1073	REF 53 6091 1075
Dentina	D B4	REF 53 6091 1083	REF 53 6091 1085
Dentina	D C1	REF 53 6091 1093	REF 53 6091 1095
Dentina	D C2	REF 53 6091 1103	REF 53 6091 1105
Dentina	D C3	REF 53 6091 1113	REF 53 6091 1115
Dentina	D C4	REF 53 6091 1123	REF 53 6091 1125
Dentina	D D2	REF 53 6091 1133	REF 53 6091 1135
Dentina	D D3	REF 53 6091 1143	REF 53 6091 1145
Dentina	D D4	REF 53 6091 1153	REF 53 6091 1155
Dentina	Bleach	REF 53 6091 1203	
Encía	Gum 1	REF 53 6091 9003	
Encía	Gum 2	REF 53 6091 9013	
Incisal	S 1	REF 53 6092 1503	REF 53 6092 1505
Incisal	S 2	REF 53 6092 1513	REF 53 6092 1515
Incisal	S 3	REF 53 6092 1523	REF 53 6092 1525
Incisal	S 4	REF 53 6092 1533	REF 53 6092 1535
Incisal	S 5	REF 53 6092 1543	REF 53 6092 1545
Incisal	S 6	REF 53 6092 1553	REF 53 6092 1555
Transpa clear	TC	REF 53 6092 3003	REF 53 6092 3005
Add-On	Final Kiss	REF 53 6093 7003	REF 53 6093 7005
Cerámica hombros	SM 1	REF 53 6094 1003	
Cerámica hombros	SM 2	REF 53 6094 1013	
Cerámica hombros	SM 3	REF 53 6094 1023	
Cerámica hombros	SM 4	REF 53 6094 1033	
Cerámica hombros	SM 5	REF 53 6094 1043	
C. Final Hombros	F SM 1	REF 53 6094 1053	
C. Final Hombros	F SM 2	REF 53 6094 1063	
C. Final Hombros	F SM 3	REF 53 6094 1073	
C. Final Hombros	F SM 4	REF 53 6094 1083	
C. Final Hombros	F SM 5	REF 53 6094 1093	
Power Chroma	PC 1	REF 53 6095 5003	
Power Chroma	PC 2	REF 53 6095 5013	REF 53 6095 5015
Power Chroma	PC 3	REF 53 6095 5023	REF 53 6095 5025
Power Chroma	PC 4	REF 53 6095 5033	REF 53 6095 5035
Power Chroma	PC 5	REF 53 6095 5043	REF 53 6095 5045
Power Chroma	PC 6	REF 53 6095 5053	
Flu Inside	Flu 1	REF 53 6091 7003	
Flu Inside	Flu 2	REF 53 6091 7053	
Opal Effect	OE Sunrise	REF 53 6092 7003	REF 53 6092 7005
Opal Effect	OE Sunset	REF 53 6092 7023	REF 53 6092 7025
Opal Effect	OE Sky	REF 53 6092 7033	REF 53 6092 7035
Opal Effect	OE Ocean	REF 53 6092 7043	REF 53 6092 7045
Opal Effect	OE Fog	REF 53 6092 7053	REF 53 6092 7055
Incisal Opal	OS 1	REF 53 6092 7503	REF 53 6092 7505
Incisal Opal	OS 2	REF 53 6092 7513	REF 53 6092 7515
White Surface	WS	REF 53 6092 3013	
Stand by		REF 53 6092 3023	REF 53 6092 3025
		3 ml	
Pasta Neutra		REF 53 6090 3160	



Contenidos:

16x	20 g	Opaquer en Polvo O A1 – D4
1x	20 g	Opaquer en Polvo Bleach
1x	20 g	Opaquer en Polvo Intensive Orange
1x	20 g	Opaquer en Polvo Gum
1x	3 ml	Pasta Neutra
16x	20 g	Dentina D A1 – D4
6x	20 g	Incisal S 1 – S 6
6x	20 g	Power Chroma PC 1 – PC 6
5x	20 g	Opal Effect OE Sunrise, Sky, Ocean, Sunset, Fog
2x	20 g	Flu Inside Flu 1, Flu 2
2x	20 g	Opal Incisal OS 1, OS 2
1x	20 g	Stand by
1x	20 g	White Surface
1x	20 g	Add-On Final Kiss
5x	20 g	Cerámica Hombros SM 1 – SM 5
5x	20 g	Cerámica Hombros Final F SM 1 – F SM 5
1x	20 g	Dentina Bleach
2x	20 g	Dentina Gum 1, 2
1x	20 g	Transpa
1x	50 ml	Líquido de modelar OCL universal
1x	15 ml	Líquido de modelar Quick
1x	50 ml	Líquido de modelar SD
1x	15 ml	Líquido de modelar Form
1x	2 ml	Líquido Opaquer en Pasta
1x	2 ml	Líquido para Maquillaje
1		Toalla Kiss negra
6x		Guías de color Opaque, Base, Opal, Hombros, Polvo, Gingiva
1x		Pincel Magic Opaquer para pasta
1x		Pincel de cerámica Magic Wizard
1x		Porcionador

REF 53 6099 0132



Ver: Guías de color páginas 65, 66
Ver: Líquidos de modelar páginas 68

Starter Kit



Contenidos:

6x	3 ml	Opaquer en Pasta PO A2, A3, A3.5, B1, B3, D3
1x	3 ml	Opaquer en Pasta Bleach
1x	3 ml	Opaquer en Pasta Gum
1x	3 ml	Pasta Neutra
6x	10 g	Dentina D A2, A3, A3.5, B1, B3, D3
1x	10 g	Dentina Bleach
1x	10 g	Dentina Gum
6x	10 g	Power Cromo PC 1-PC 6
4x	10 g	Incisal S 1-S 4
2x	10 g	Incisal Opal OS 1, OS 2
2x	10 g	Opal Effect OE Ocean, Sunset
1x	10 g	Stand by
1x	10 g	White Surface
1x	10 g	Transpa
1x	10 g	Add-On Final Kiss
1x	4 g	Masa de glaseado
2x	2 g	Maquillaje Strato, Caramel
1x	15 ml	Líquido de modelar Form
1x	15 ml	Líquido de modelar SD
1x	2 ml	Líquido Opaquer en Pasta
2x		Guía de color Starter Kit Power Cromo, Base + Opal
1x	2 ml	Líquido de maquillaje
1x		Porcionador
1x		Pincel para opaquer en pasta

REF 53 6099 0141

Kit de Prueba



Contenidos:

1x	10 g	Dentina D A2
2x	10 g	Incisal Opal OS 1, OS 2
1x	10 g	Incisal S 2
1x	10 g	Stand by
1x	10 g	Opal Effect OE Ocean
1x	10 g	Add-On Final Kiss
1x	4 g	Masa de glaseado
1x	3 ml	Opaquer en Pasta PO A2
1x	3 ml	Pasta Neutra
1x	15 ml	Líquido de modelar SD
1x	2 ml	Líquido Opaquer en Pasta
1x		Pincel para opaquer en pasta

REF 53 6099 0151

NE-Bonder

Reposiciones		
	20 g	75 g
NE-Bonder	REF 53 6090 0503	REF 53 6090 0505



Ver: Guías de color páginas 65, 66
Ver: Líquidos de modelar páginas 68

Kit Colores Bleach

Reposiciones		
20 g		
Dentina	Bleach BL1	REF 53 6091 1223
Dentina	Bleach BL2	REF 53 6091 1233
Dentina	Bleach BL3	REF 53 6091 1243
Dentina	Bleach BL4	REF 53 6091 1253
Dentina	Bleach BL1/BL2	REF 53 6092 1623
Dentina	Bleach BL3/BL4	REF 53 6092 1633
C. Hombros	Bleach	REF 53 6094 1223
3 ml		
Opaquer en Pasta	Bleach BL1/BL2	REF 53 6090 1220
Opaquer en Pasta	Bleach BL3/BL4	REF 53 6090 1230
50 ml		
Líquido de modelar	SD	REF 53 6827 2053
Líquido de modelar	Quick	REF 53 6827 2043



Contenidos:

2x	3 ml	Opaquer en Pasta Bleach BL1/ BL2, BL3/ BL4
4x	20 g	Dentina Bleach BL1, BL2, BL3, BL4
2x	20 g	Incisal Bleach BL1/ BL2, BL3/ BL4
1x	20 g	C. Hombros Bleach
1x	15 ml	Líquido de modelar SD
1x	15 ml	Líquido de modelar Quick
1x		Pincel para opaquer en pasta
1x		Guía de color Bleach

REF 53 6099 0191



Ver: Guías de color páginas 65, 66
Ver: Líquidos de modelar páginas 68

Estuche Completo de Opaquer en Pasta



Contenidos:

16x	3 ml	Opaquer en Pasta PO A1 – D4
1x	3 ml	Opaquer en Pasta Bleach
1x	3 ml	Opaquer en Pasta Gum
1x	3 ml	Opaquer en Pasta Intensive Orange
1x	3 ml	Degunorm Classic Base
16x	20 g	Dentina D A1 – D4
1x	20 g	Dentina Bleach
2x	20 g	Dentina Gum 1, 2
6x	20 g	Power Cromo PC 1 – PC 6
2x	20 g	Flu Inside Flu 1, Flu 2
6x	20 g	Incisal S 1 – S 6
2x	20 g	Incisal Opal OS 1, OS 2
5x	20 g	Opal Effect OE Sunrise, Sunset, Sky, Ocean, Fog
1x	20 g	White Surface WS
1x	20 g	Stand by
1x	20 g	Transpa Clear TC
5x	20 g	Cerámica Hombros SM 1 – SM 5
5x	20 g	Cerámica Hombros Final F SM 1 – 5
1x	20 g	Add-On Final Kiss
1x	15 ml	Líquido de modelar SD
1x	15 ml	Líquido de modelar Quick
1x	50 ml	Líquido de modelar Form
1x	50 ml	Líquido de modelar SD
2x	2 ml	Líquido Opaquer en Pasta
6x		Guía de color
1x		Porcionador
1x		Pincel de cerámica Magic Wizard
1x		Pincel Magic Opaquer para pasta
1x		Toalla Kiss negra

Refills			
3 ml			
Opaquer en Pasta	PO A1	REF 53 6030 3000	
Opaquer en Pasta	PO A2	REF 53 6030 3010	
Opaquer en Pasta	PO A3	REF 53 6030 3020	
Opaquer en Pasta	PO A3.5	REF 53 6030 3030	
Opaquer en Pasta	PO A4	REF 53 6030 3040	
Opaquer en Pasta	PO B1	REF 53 6030 3050	
Opaquer en Pasta	PO B2	REF 53 6030 3060	
Opaquer en Pasta	PO B3	REF 53 6030 3070	
Opaquer en Pasta	PO B4	REF 53 6030 3080	
Opaquer en Pasta	PO C1	REF 53 6030 3090	
Opaquer en Pasta	PO C2	REF 53 6030 3100	
Opaquer en Pasta	PO C3	REF 53 6030 3110	
Opaquer en Pasta	PO C4	REF 53 6030 3120	
Opaquer en Pasta	PO D2	REF 53 6030 3130	
Opaquer en Pasta	PO D3	REF 53 6030 3140	
Opaquer en Pasta	PO D4	REF 53 6030 3150	
Opaquer en Pasta Intensive	Orange	REF 53 6030 3560	
Opaquer en Pasta	Bleach	REF 53 6030 1200	
Opaquer en Pasta	Gum	REF 53 6030 3200	
Degunorm® Classic Base		REF 53 6030 3160	
		20 g	75 g
Dentina	D A1	REF 53 6031 1003	
Dentina	D A2	REF 53 6031 1013	REF 53 6031 1015
Dentina	D A3	REF 53 6031 1023	REF 53 6031 1025
Dentina	D A3.5	REF 53 6031 1033	REF 53 6031 1035
Dentina	D A4	REF 53 6031 1043	
Dentina	D B1	REF 53 6031 1053	
Dentina	D B2	REF 53 6031 1063	REF 53 6031 1065
Dentina	D B3	REF 53 6031 1073	REF 53 6031 1075
Dentina	D B4	REF 53 6031 1083	
Dentina	D C1	REF 53 6031 1093	
Dentina	D C2	REF 53 6031 1103	REF 53 6031 1105
Dentina	D C3	REF 53 6031 1113	REF 53 6031 1115
Dentina	D C4	REF 53 6031 1123	
Dentina	D D2	REF 53 6031 1133	REF 53 6031 1135
Dentina	D D3	REF 53 6031 1143	REF 53 6031 1145
Dentina	D D4	REF 53 6031 1153	
Dentina	Bleach	REF 53 6031 1203	REF 53 6031 1205
Encía	Gum 1	REF 53 6031 9003	
Encía	Gum 2	REF 53 6031 9013	
Power Cromo	PC 1	REF 53 6035 5003	
Power Cromo	PC 2	REF 53 6035 5013	REF 53 6035 5015
Power Cromo	PC 3	REF 53 6035 5023	REF 53 6035 5025
Power Cromo	PC 4	REF 53 6035 5033	REF 53 6035 5035
Power Cromo	PC 5	REF 53 6035 5043	REF 53 6035 5045
Power Cromo	PC 6	REF 53 6035 5053	
Flu Inside	Flu 1	REF 53 6031 7003	
Flu Inside	Flu 2	REF 53 6031 7053	
Incisal	S 1	REF 53 6032 1503	REF 53 6032 1505
Incisal	S 2	REF 53 6032 1513	
Incisal	S 3	REF 53 6032 1523	REF 53 6032 1525
Incisal	S 4	REF 53 6032 1533	
Incisal	S 5	REF 53 6032 1543	REF 53 6032 1545
Incisal	S 6	REF 53 6032 1553	
Opal Incisal	OS 1	REF 53 6032 7503	REF 53 6032 7505
Opal Incisal	OS 2	REF 53 6032 7513	REF 53 6032 7515
Opal Effect	OE Sunrise	REF 53 6032 7003	REF 53 6032 7005
Opal Effect	OE Sunset	REF 53 6032 7023	REF 53 6032 7025
Opal Effect	OE Sky	REF 53 6032 7033	REF 53 6032 7035
Opal Effect	OE Ocean	REF 53 6032 7043	REF 53 6032 7045
Opal Effect	OE Fog	REF 53 6032 7053	REF 53 6032 7055
White Surface	WS	REF 53 6032 3013	
Stand by		REF 53 6032 3023	REF 53 6032 3025
Transpa Clear	TC	REF 53 6032 3003	REF 53 6032 3005
Cerámica hombros	SM 1	REF 53 6034 1003	
Cerámica hombros	SM 2	REF 53 6034 1013	
Cerámica hombros	SM 3	REF 53 6034 1023	
Cerámica hombros	SM 4	REF 53 6034 1033	
Cerámica hombros	SM 5	REF 53 6034 1043	
C. Final Hombros	F SM 1	REF 53 6034 1053	
C. Final Hombros	F SM 2	REF 53 6034 1063	
C. Final Hombros	F SM 3	REF 53 6034 1073	
C. Final Hombros	F SM 4	REF 53 6034 1083	
C. Final Hombros	F SM 5	REF 53 6034 1093	
Add-On	Final Kiss	REF 53 6033 7003	

REF 53 6039 0131



Ver: Guías de color páginas 65, 66
Ver: Líquidos de modelar páginas 68

Kit de Prueba

Contenidos:

1x	3 ml	Opaquer en Pasta PO A3
1x	20 g	Dentina D A3
1x	20 g	Power Cromo PC 2 + 5
1x	20 g	Flu Inside Flu 2
1x	20 g	Opal Effect OE Ocean
1x	20 g	Stand by
1x	20 g	Incisal S 3
1x	20 g	Incisal Opal OS 2
1x	50 ml	Líquido de modelar SD
1x	15 ml	Líquido de modelar Form
1x		Pincel Magic Opaquer para pasta

REF 53 6039 0100

Kit Colores Bleach

Reposiciones		
20 g		
Dentina	Bleach BL1	REF 53 6031 1233
Dentina	Bleach BL2	REF 53 6031 1243
Dentina	Bleach BL3	REF 53 6031 1253
Dentina	Bleach BL4	REF 53 6031 1263
Incisal	Bleach BL1/BL2	REF 53 6032 1623
Incisal	Bleach BL3/BL4	REF 53 6032 1633
C. Hombros	Bleach	REF 53 6034 1223
3 ml		
Opaquer en Pasta	Bleach BL1/BL2	REF 53 6030 1220
Opaquer en Pasta	Bleach BL3/BL4	REF 53 6030 1230



Contenidos:

2x	3 ml	Opaquer en Pasta BL1/ BL2, BL3/ BL4
4x	20 g	Dentina Bleach BL1, BL2, BL3, BL4
2x	20 g	Incisal Bleach BL1/ BL2, BL3/ BL4
1x	20 g	C. Hombros Bleach
1x	15 ml	Líquido de modelar SD
1x	15 ml	Líquido de modelar Quick
1x		Pincel para opaquer en pasta
1x		Guía de color Bleach

REF 53 6039 0191



Ver: Guías de color páginas 65, 66
Ver: Líquidos de modelar páginas 68

Estuche Completo de Opaquer en Polvo



Contenidos:

1x	20 g	Ti-Bond
16x	20 g	Opaquer en Polvo O A1 – O D4
2x	20 g	Opaquer en Polvo Bleach, Gum
1x	20 g	Opaquer en Polvo Intensive Orange
16x	20 g	Dentina D A1 – D 4
1x	20 g	Dentina Bleach
2x	20 g	Dentina Gum 1, 2
2x	20 g	Flu Inside Flu 1, Flu 2
6x	20 g	Incisal S 1 – S 6
2x	20 g	Incisal Opal OS 1, OS 2
5x	20 g	Opal Effect OE Sunrise, Sunset, Sky, Ocean, Fog
1x	20 g	White Surface
1x	20 g	Stand by
1x	20 g	Transpa Clear
6x	20 g	Power Cromo PC 1 – PC 6
5x	20 g	Cerámica Hombros SM 1 – SM 5
5x	20 g	Cerámica Hombros Final F SM 1 – 5
1x	20 g	Add-On Final Kiss
1x	20 g	Masa de glaseado
8x	4 g	Maquillaje Amber, Strato, Caramel, Dark Brown, Ivory, Peach, Taiga, Blanco
1x	15 ml	Líquido de modelar Quick
1x	50 ml	Líquido de modelar SD
1x	15 ml	Líquido de modelar Form
1x	50 ml	Líquido de modelar OCL universal
2x	2 ml	Líquido de Maquillaje
6x		Guía de color Opaquer, Base, Opal, Hombros, Power Cromo, Gingiva
1x		Pincel de cerámica Magic Wizard, Fin. Kolinsky
1x		Pincel para modelar
1x		Porcionador
1x		Toalla Kiss negra

Reposiciones		20 g
Bonder		REF 53 6410 0503
Opaquer en Polvo Intensive	Orange	REF 53 6410 0523
Opaquer en Polvo	O A1	REF 53 6410 1003
Opaquer en Polvo	O A2	REF 53 6410 1013
Opaquer en Polvo	O A3	REF 53 6410 1023
Opaquer en Polvo	O A3.5	REF 53 6410 1033
Opaquer en Polvo	O A4	REF 53 6410 1043
Opaquer en Polvo	O B1	REF 53 6410 1053
Opaquer en Polvo	O B2	REF 53 6410 1063
Opaquer en Polvo	O B3	REF 53 6410 1073
Opaquer en Polvo	O B4	REF 53 6410 1083
Opaquer en Polvo	O C1	REF 53 6410 1093
Opaquer en Polvo	O C2	REF 53 6410 1103
Opaquer en Polvo	O C3	REF 53 6410 1113
Opaquer en Polvo	O C4	REF 53 6410 1123
Opaquer en Polvo	O D2	REF 53 6410 1133
Opaquer en Polvo	O D3	REF 53 6410 1143
Opaquer en Polvo	O D4	REF 53 6410 1153
Opaquer en Polvo	Bleach	REF 53 6410 1203
Opaquer en Polvo	Gum	REF 53 6410 9003
Dentina	D A1	REF 53 6411 1003
Dentina	D A2	REF 53 6411 1013
Dentina	D A3	REF 53 6411 1023
Dentina	D A3.5	REF 53 6411 1033
Dentina	D A4	REF 53 6411 1043
Dentina	D B1	REF 53 6411 1053
Dentina	D B2	REF 53 6411 1063
Dentina	D B3	REF 53 6411 1073
Dentina	D B4	REF 53 6411 1083
Dentina	D C1	REF 53 6411 1093
Dentina	D C2	REF 53 6411 1103
Dentina	D C3	REF 53 6411 1113
Dentina	D C4	REF 53 6411 1123
Dentina	D D2	REF 53 6411 1133
Dentina	D D3	REF 53 6411 1143
Dentina	D D4	REF 53 6411 1153
Dentina	Bleach	REF 53 6411 1203
Encía	Gum 1	REF 53 6411 9003
Encía	Gum 2	REF 53 6411 9013
Flu Inside	Flu 1	REF 53 6411 7003
Flu Inside	Flu 2	REF 53 6411 7053
Incisal	S 1	REF 53 6412 1503
Incisal	S 2	REF 53 6412 1513
Incisal	S 3	REF 53 6412 1523
Incisal	S 4	REF 53 6412 1533
Incisal	S 5	REF 53 6412 1543
Incisal	S 6	REF 53 6412 1553
Transpa clear	TC	REF 53 6412 3003
White Surface	WS	REF 53 6412 3013
Stand by		REF 53 6412 3023
Opal Effect	OE Sunrise	REF 53 6412 7003
Opal Effect	OE Sunset	REF 53 6412 7023
Opal Effect	OE Sky	REF 53 6412 7033
Opal Effect	OE Ocean	REF 53 6412 7043
Opal Effect	OE Fog	REF 53 6412 7053
Incisal Opal	OS 1	REF 53 6412 7503
Incisal Opal	OS 2	REF 53 6412 7513
Add-on	Final Kiss	REF 53 6412 7003
Cerámica hombros	SM 1	REF 53 6414 1003
Cerámica hombros	SM 2	REF 53 6414 1013
Cerámica hombros	SM 3	REF 53 6414 1023
Cerámica hombros	SM 4	REF 53 6414 1033
Cerámica hombros	SM 5	REF 53 6414 1043
C. Final Hombros	F SM 1	REF 53 6414 1053
C. Final Hombros	F SM 2	REF 53 6414 1063
C. Final Hombros	F SM 3	REF 53 6414 1073
C. Final Hombros	F SM 4	REF 53 6414 1083
C. Final Hombros	F SM 5	REF 53 6414 1093



Ver: Guías de color páginas 65, 66
Ver: Líquidos de modelar páginas 68

Estuche Completo de Opaquer en Polvo

20 g		
Power Cromas	PC 1	REF 53 6415 5003
Power Cromas	PC 2	REF 53 6415 5013
Power Cromas	PC 3	REF 53 6415 5023
Power Cromas	PC 4	REF 53 6415 5033
Power Cromas	PC 5	REF 53 6415 5043
Power Cromas	PC 6	REF 53 6415 5053
Masa de glaseado		REF 53 6736 3503
4 g		
Maquillaje	Blanco	REF 53 6736 1511
Maquillaje	Strato	REF 53 6736 1521
Maquillaje	Apricot	REF 53 6736 1531
Maquillaje	Taiga	REF 53 6736 1551
Maquillaje	Dark Brown	REF 53 6736 1561
Maquillaje	Ivory	REF 53 6736 1621
Maquillaje	Peach	REF 53 6736 1631
Maquillaje	Amber	REF 53 6736 1651

REF 53 6419 0132

Kit de Prueba de Opaquer en Polvo


Contenidos:

- 1x 10 g Bonder
- 1x 10 g Opaquer en Polvo O A3
- 1x 10 g Dentina O A3
- 1x 10 g Incisal 3
- 1x 10 g Opal Effect Ocean
- 1x 10 g Opal Incisal 1
- 1x 10 g Opal Incisal 2
- 1x 10 g Add-On Final Kiss
- 1x 4 g Masa de glaseado
- 1x 15 ml Líquido de modelar SD
- 1x 15 ml Líquido de modelar OCL universal
- 1x Pincel de cerámica OccluSpeed



REF 53 6419 0151

Starter Kit de Opaquer en Polvo



Contenidos:

1x	10 g	Bonder
8x	10 g	Opaquer en Polvo O A2, O A3, O A3.5, O B2, O B3, O D3, Bleach, Gum
7x	10 g	Dentina D A2, A3, A3.5, B2, B3, D3, Bleach, Gum 1
4x	10 g	Incisal S 1 – 4
6x	10 g	Power Cromo PC 1 – PC 6
2x	10 g	Opal Effect OE Sunset, Ocean
2x	10 g	Incisal Opal OS 1, OS 2
1x	10 g	Stand by
1x	10 g	White Surface
1x	10 g	Transpa Clear
1x	10 g	Add-On Final Kiss
1x	4 g	Masa de glaseado
2x	4 g	Maquillaje Strato, Caramel
1x	15 ml	Líquido de modelar SD
1x	15 ml	Líquido de modelar OCL universal
2x	2 ml	Líquido de Maquillaje
2x		Guía de color Starter Kit Power Cromo, Base + Opal
1x		Pincel de cerámica OccluSpeed
1x		Porcionador

REF 53 6419 0141



Ver: Guías de color páginas 65, 66
Ver: Líquidos de modelar páginas 68

Duceram® Plus metal-cerámica es una mejora consistente de las cerámicas Duceram®, que están clínica y estéticamente probadas en el laboratorio dental desde 1985. Cuando trabaja con Duceram® Plus, puede confiar en los componentes que combinan una perfecta armonía y un fácil manejo. Duceram® Plus se ofrece en prácticos sets o como componentes sueltos.

Ventajas:

- Sin problemas de aplicación para todas las aleaciones de alta fusión con valores CET entre 13.8 y 15.4 8.10 µm/m·K
- Excelente estética en translucidez, opalescencia y fluorescencia
- Flexible, controlables temperaturas de opaquer (ej. Reduciendo las temperaturas de cocción usando la pasta neutra)
- Tonos estables incluso en combinación con aleaciones económicas de alto contenido en plata
- Alta estabilidad en estratificación, fácil de modelar y de esculpir
- Baja contracción en las cocciones
- Superficie suave, homogénea

Kit Opaquer en Polvo

Reposiciones		20 g	75 g
Opaquer en Polvo	O A1	REF 53 6100 1003	REF 53 6100 1005
Opaquer en Polvo	O A2	REF 53 6100 1013	REF 53 6100 1015
Opaquer en Polvo	O A3	REF 53 6100 1023	REF 53 6100 1025
Opaquer en Polvo	O A3.5	REF 53 6100 1033	REF 53 6100 1035
Opaquer en Polvo	O A4	REF 53 6100 1043	REF 53 6100 1045
Opaquer en Polvo	O B1	REF 53 6100 1053	REF 53 6100 1055
Opaquer en Polvo	O B2	REF 53 6100 1063	REF 53 6100 1065
Opaquer en Polvo	O B3	REF 53 6100 1073	REF 53 6100 1075
Opaquer en Polvo	O B4	REF 53 6100 1083	REF 53 6100 1085
Opaquer en Polvo	O C1	REF 53 6100 1093	
Opaquer en Polvo	O C2	REF 53 6100 1103	REF 53 6100 1105
Opaquer en Polvo	O C3	REF 53 6100 1113	REF 53 6100 1115
Opaquer en Polvo	O C4	REF 53 6100 1123	REF 53 6100 1125
Opaquer en Polvo	O D2	REF 53 6100 1133	REF 53 6100 1135
Opaquer en Polvo	O D3	REF 53 6100 1143	REF 53 6100 1145
Opaquer en Polvo	O D4	REF 53 6100 1153	REF 53 6100 1155
Opaquer en Polvo	Gum	REF 53 6100 9003	
Opaquer en Polvo Intensive	Blanco	REF 53 6100 4003	
Opaquer en Polvo Intensive	Amarillo	REF 53 6100 4013	
Opaquer en Polvo Intensive	Orange	REF 53 6100 4023	
Opaquer en Polvo Intensive	Violet	REF 53 6100 4043	
Opaquer en Polvo Intensive	Brown	REF 53 6100 4053	
Opaquer en Polvo Intensive	Gris	REF 53 6100 4063	



Contenidos:

- 16x 20 g Opaquer en Polvo O A1 – D4
- 6x 20 g Opaquer en Polvo Intensive
- 1x 20 g Opaquer en Polvo Gum
- 1x 50 ml Líquido de modelar OCL universal
- 1x Guía de color

REF 53 6109 0011



Ver: Guías de color páginas 65, 66
Ver: Líquidos de modelar páginas 68

Duceram® Plus

Kit Opaquer en Pasta



Contenidos:

16x	2 ml	Opaquer en Pasta PO A1 – D4
6x	2 ml	Opaquer en Pasta Intensive
1x	2 ml	Opaquer en Pasta Neutral
1x	2 ml	Opaquer en Pasta Gum
2x	2 ml	Líquido para opaquer en pasta
2x		Pincel para opaquer en pasta
1x		Guía de color

Reposiciones		
2 ml		
Opaquer en Pasta	PO A1	REF 53 6100 3000
Opaquer en Pasta	PO A2	REF 53 6100 3010
Opaquer en Pasta	PO A3	REF 53 6100 3020
Opaquer en Pasta	PO A3.5	REF 53 6100 3030
Opaquer en Pasta	PO A4	REF 53 6100 3040
Opaquer en Pasta	PO B1	REF 53 6100 3050
Opaquer en Pasta	PO B2	REF 53 6100 3060
Opaquer en Pasta	PO B3	REF 53 6100 3070
Opaquer en Pasta	PO B4	REF 53 6100 3080
Opaquer en Pasta	PO C1	REF 53 6100 3090
Opaquer en Pasta	PO C2	REF 53 6100 3100
Opaquer en Pasta	PO C3	REF 53 6100 3110
Opaquer en Pasta	PO C4	REF 53 6100 3120
Opaquer en Pasta	PO D2	REF 53 6100 3130
Opaquer en Pasta	PO D3	REF 53 6100 3140
Opaquer en Pasta	PO D4	REF 53 6100 3150
Opaquer en Pasta	Gum	REF 53 6100 3200
Opaquer en Pasta Intensive	Blanco	REF 53 6100 4510
Opaquer en Pasta Intensive	Amarillo	REF 53 6100 4520
Opaquer en Pasta Intensive	Orange	REF 53 6100 4530
Opaquer en Pasta Intensive	Violet	REF 53 6100 4550
Opaquer en Pasta Intensive	Brown	REF 53 6100 4560
Paste Opaque Intensive	Gris	REF 53 6100 4570
Pasta Neutra		REF 53 6100 3160

REF 53 6109 0021

Kit Cerámica de Hombros



Contenidos:

7x	20 g	Cerámica de Hombros SM 1 – SM 7
1x	20 g	Cerámica de Hombros SM Flu
1x	50 ml	Líquido de modelar Quick
1x		Guía de color

Reposiciones		
20 g		
Cerámica hombros	SM 1	REF 53 6154 1003
Cerámica hombros	SM 2	REF 53 6154 1013
Cerámica hombros	SM 3	REF 53 6154 1023
Cerámica hombros	SM 4	REF 53 6154 1033
Cerámica hombros	SM 5	REF 53 6154 1043
Cerámica hombros	SM 6	REF 53 6154 1053
Cerámica hombros	SM 7	REF 53 6154 1063
Cerámica hombros	SM Flu	REF 53 6154 2013

REF 53 6159 0101



Ver: Guías de color páginas 65, 66
Ver: Líquidos de modelar páginas 68

Kit Croma Dentina

Reposiciones		20 g	75 g
Croma Dentina	CD A1	REF 53 6101 3003	REF 53 6101 3005
Croma Dentina	CD A2	REF 53 6101 3013	REF 53 6101 3015
Croma Dentina	CD A3	REF 53 6101 3023	REF 53 6101 3025
Croma Dentina	CD A3.5	REF 53 6101 3033	REF 53 6101 3035
Croma Dentina	CD A4	REF 53 6101 3043	REF 53 6101 3045
Croma Dentina	CD B1	REF 53 6101 3053	REF 53 6101 3055
Croma Dentina	CD B2	REF 53 6101 3063	REF 53 6101 3065
Croma Dentina	CD B3	REF 53 6101 3073	REF 53 6101 3075
Croma Dentina	CD B4	REF 53 6101 3083	REF 53 6101 3085
Croma Dentina	CD C1	REF 53 6101 3093	REF 53 6101 3095
Croma Dentina	CD C2	REF 53 6101 3103	REF 53 6101 3105
Croma Dentina	CD C3	REF 53 6101 3113	REF 53 6101 3115
Croma Dentina	CD C4	REF 53 6101 3123	REF 53 6101 3125
Croma Dentina	CD D2	REF 53 6101 3133	REF 53 6101 3135
Croma Dentina	CD D3	REF 53 6101 3143	REF 53 6101 3145
Croma Dentina	CD D4	REF 53 6101 3153	REF 53 6101 3155



Contenidos:

16x 20 g Croma Dentina CD A1 – D4
 1x 50 ml Líquido de modelar SD
 1x Guía de color

REF 53 6109 0081

Kit Dentina

Reposiciones		20 g	75 g
Dentina	D A1	REF 53 6101 1003	REF 53 6101 1005
Dentina	D A2	REF 53 6101 1013	REF 53 6101 1015
Dentina	D A3	REF 53 6101 1023	REF 53 6101 1025
Dentina	D A3.5	REF 53 6101 1033	REF 53 6101 1035
Dentina	D A4	REF 53 6101 1043	REF 53 6101 1045
Dentina	D B1	REF 53 6101 1053	REF 53 6101 1055
Dentina	D B2	REF 53 6101 1063	REF 53 6101 1065
Dentina	D B3	REF 53 6101 1073	REF 53 6101 1075
Dentina	D B4	REF 53 6101 1083	REF 53 6101 1085
Dentina	D C1	REF 53 6101 1093	REF 53 6101 1095
Dentina	D C2	REF 53 6101 1103	REF 53 6101 1105
Dentina	D C3	REF 53 6101 1113	REF 53 6101 1115
Dentina	D C4	REF 53 6101 1123	REF 53 6101 1125
Dentina	D D2	REF 53 6101 1133	REF 53 6101 1135
Dentina	D D3	REF 53 6101 1143	REF 53 6101 1145
Dentina	D D4	REF 53 6101 1153	REF 53 6101 1155
3D-Dentina	3D A	REF 53 6101 4003	
3D-Dentina	3D B	REF 53 6101 4053	REF 53 6101 4055
3D-Dentina	3D C	REF 53 6101 4103	REF 53 6101 4105



Contenidos:

16x 20 g Dentina D A1 – D4
 3x 20 g 3D-Dentina 3D A – C
 1x 50 ml Líquido de modelar SD
 1x Guía de color

REF 53 6109 0041



Ver: Guías de color páginas 65, 66
 Ver: Líquidos de modelar páginas 68

Duceram® Plus

Kit Profesional



Contenidos:

4x	20 g	Incisal Opal OS 1 – OS 4
5x	20 g	Incisal Opal OS 10 – OS 50
4x	20 g	Flu-Dentina
10x	20 g	Modificador
1x	50 ml	Líquido de modelar SD
1x		Guía de color

Reposiciones		
		20 g
Incisal Opal	OS 1	REF 53 6102 5803
Incisal Opal	OS 2	REF 53 6102 5813
Incisal Opal	OS 3	REF 53 6102 5823
Incisal Opal	OS 4	REF 53 6102 5833
Incisal Opal	OS 10	REF 53 6102 5023
Incisal Opal	OS 10B	REF 53 6102 5033
Incisal Opal	OS 10G	REF 53 6102 5043
Incisal Opal	OS 15	REF 53 6102 5053
Incisal Opal	OS 50	REF 53 6102 5433
Flu-Dentina	Orange	REF 53 6101 5053
Flu-Dentina	Sunny	REF 53 6101 6003
Flu-Dentina	Bright	REF 53 6101 6103
Flu-Dentina	Creme	REF 53 6101 6153
Modificador	Flamingo	REF 53 6105 5003
Modificador	Bambus	REF 53 6105 5013
Modificador	Ivory	REF 53 6105 5023
Modificador	Creme	REF 53 6105 5033
Modificador	Solaris	REF 53 6105 5043
Modificador	Peach	REF 53 6105 5053
Modificador	Mango	REF 53 6105 5063
Modificador	Caramel	REF 53 6105 5073
Modificador	Pearl	REF 53 6105 5083
Modificador	Safari	REF 53 6105 5093

REF 53 6109 0071

Kit Incisal



Contenidos:

6x	20 g	Incisal S 1 – S 6
3x	20 g	Creative Incisal Rojizo, Azulado, Amarillento
3x	20 g	Transpa T, TC, TO
2x	20 g	Dentina Gum 2, Dentina Gum 4
1x	20 g	Cerámica Add-On
1x	20 g	Masa de glaseado
1x	50 ml	Líquido de modelar SD
1x	15 ml	Líquido de modelar Form
1x	15 ml	Líquido de Maquillaje
1x		Guía de color

Reposiciones			
		20 g	75 g
Incisal	S 1	REF 53 6102 1003	REF 53 6102 1005
Incisal	S 2	REF 53 6102 1013	REF 53 6102 1015
Incisal	S 3	REF 53 6102 1023	REF 53 6102 1025
Incisal	S 4	REF 53 6102 1033	REF 53 6102 1035
Incisal	S 5	REF 53 6102 1043	REF 53 6102 1045
Incisal	S 6	REF 53 6102 1053	REF 53 6102 1055
Creative Incisal	Azulado	REF 53 6102 2003	REF 53 6102 2005
Creative Incisal	Amarillento	REF 53 6102 2013	REF 53 6102 2015
Creative Incisal	Rojizo	REF 53 6102 2023	REF 53 6102 2025
Transpa	T	REF 53 6102 3023	REF 53 6102 3025
Transpa Clear	TC	REF 53 6102 3003	REF 53 6102 3005
Transpa Opal	TO	REF 53 6102 3013	REF 53 6102 3015
Encía	Gum 2	REF 53 6101 9013	
Encía	Gum 4	REF 53 6101 9033	
Cerámica Add-on		REF 53 6103 7003	REF 53 6103 7005
Masa de glaseado		REF 53 6106 3003	REF 53 6106 3005

REF 53 6109 0051



Ver: Guías de color páginas 65, 66
Ver: Líquidos de modelar páginas 68

Kit Colores Bleach

Reposiciones			
		20 g	75 g
Dentina Bleach	1	REF 53 6101 1203	
Dentina Bleach	2	REF 53 6101 1213	
Dentina Bleach	3	REF 53 6101 1223	
Transpa Opal	TO	REF 53 6102 3013	REF 53 6102 3015
C. Hombros	Bleach	REF 53 6104 1203	
		2 ml	
Opaquer en Pasta	Bleach	REF 53 6100 1200	



Contenidos:

3x	20 g	Dentina Bleach 1, 2, 3
1x	20 g	Cerámica de Hombros Bleach
1x	2 ml	Opaquer en Pasta Bleach
1x	20 g	Transpa TO
1x	15 ml	Líquido de modelar Form
1x	15 ml	Líquido de modelar SD
1x	15 ml	Líquido de modelar Quick
1x		Pincel para opaquer en pasta
1x		Guía de color

REF 53 6109 0091

Kit Colores Gum

Reposiciones		
		20 g
Encía	Gum 1	REF 53 6101 9003
Encía	Gum 2	REF 53 6101 9013
Encía	Gum 3	REF 53 6101 9023
Encía	Gum 4	REF 53 6101 9033
Encía	Gum 5	REF 53 6101 9043
		2 ml
Opaquer en Pasta	Gum	REF 53 6100 3200



Contenidos:

5x	20 g	Dentina Gum 1 – 5
1x	2 ml	Opaquer en Pasta Gum
1x	15 ml	Líquido de modelar SD
1x	15 ml	Líquido de modelar Form
1x		Pincel para opaquer en pasta
1x		Guía de color

REF 53 6109 0121



Ver: Guías de color páginas 65, 66
Ver: Líquidos de modelar páginas 68

Cerámica de Baja Fusión LFC

LFC combina las excelentes propiedades materiales de las cerámicas hidrotermales con la estética natural. Debido a sus propiedades únicas, LFC abre un completo rango nuevo de aplicaciones tales como:

- Ajuste exacto de inlays, onlays y facetas directamente en el modelo maestro
- Rebasar y suavizar la zona de hombros cerámicos después de la cocción de glaseado
- Correcciones de forma y color, incluso después de la soldadura postcerámica
- Reparaciones y correcciones de coronas y puentes, por ejemplo zonas cervicales dañadas, astilladas, etc.

Kit de Reparación LFC



Contenidos:

5x	12g	LFC Opaquer O Ivory, Banana, Peach, Amber, Taiga
8x	12g	LFC Dentina D A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, D3
5x	12g	LFC Modificador Flamingo, Bambus, Pearl, Solaris, Orange
1x	12g	LFC Gingiva G
4x	12g	LFC Incisal S 57, S 58, S 59, S 60
1x	12g	LFC Transpa Clear TC
4x	12g	LFC Incisal Opal 10, 10B, 10G, 50
1x		Guía de color LFC Dentina Secundaria, Incisal, Opal
1x		Guía de color LFC Opaquer, Dentina

Reposiciones		
		12 g
Opaquer en Polvo	O Ivory	REF 53 6020 1002
Opaquer en Polvo	O Banana	REF 53 6020 1012
Opaquer en Polvo	O Peach	REF 53 6020 1022
Opaquer en Polvo	O Amber	REF 53 6020 1032
Opaquer en Polvo	O Taiga	REF 53 6020 1042
Dentina	D A1	REF 53 6021 1002
Dentina	D A2	REF 53 6021 1012
Dentina	D A3	REF 53 6021 1022
Dentina	D A3,5	REF 53 6021 1032
Dentina	D B1	REF 53 6021 1052
Dentina	D B2	REF 53 6021 1062
Dentina	D B3	REF 53 6021 1072
Dentina	D D2	REF 53 6021 1132
Dentina	D D3	REF 53 6021 1142
Dentina	D D4	REF 53 6021 1152
Modificador LFC	Flamingo	REF 53 6021 9002
Modificador LFC	Bambus	REF 53 6021 9012
Modificador LFC	Pearl	REF 53 6021 9022
Modificador LFC	Solaris	REF 53 6021 9042
Modificador LFC	Orange	REF 53 6021 9082
LFC Gingiva	G	REF 53 6023 5002
Incisal	S 57	REF 53 6022 1502
Incisal	S 58	REF 53 6022 1512
Incisal	S 59	REF 53 6022 1522
Incisal	S 60	REF 53 6022 1532
Transpa Clear	TC	REF 53 6022 3002
Incisal Opal	OS 10	REF 53 6022 5022
Incisal Opal	OS 10B	REF 53 6022 5032
Incisal Opal	OS 10G	REF 53 6022 5042
Incisal Opal	OS 50	REF 53 6022 5432

REF 53 6029 0231



Ver: Guías de color páginas 65, 66
Ver: Líquidos de modelar página 68

Kit Cerámica de Hombros

Reposiciones		
20 g		
Cerámica hombros	SML 1	REF 53 6024 1003
Cerámica hombros	SML 2	REF 53 6024 1013
Cerámica hombros	SML 3	REF 53 6024 1023
Cerámica hombros	SML 4	REF 53 6024 1033
Cerámica hombros	SML 5	REF 53 6024 1043
Cerámica hombros	SML 6	REF 53 6024 1053
Cerámica hombros	SML 7	REF 53 6024 1063
Cerámica hombros	SML Flu	REF 53 6024 1013
10 ml		
Separador	SEP	REF 53 6827 3512



Contenidos:

7x	20 g	Cerámica de Hombros SML 1 – 7
1x	20 g	Cerámica de Hombros SML Flu
1x	50 ml	Líquido de modelar Quick
1x		Guía de colores SM-Low
1x	10 ml	Separador SEP

REF 53 6159 0111

Stain Kit, grande

Reposiciones		
4 g		
LFC Maquillaje	Blanco	REF 53 6026 1001
LFC Maquillaje	Amarillo	REF 53 6026 1011
LFC Maquillaje	Orange	REF 53 6026 1021
LFC Maquillaje	Strato	REF 53 6026 1051
LFC Maquillaje	Honey	REF 53 6026 1091
LFC Maquillaje	Mango	REF 53 6026 1101
LFC Maquillaje	Apricot	REF 53 6026 1111
LFC Maquillaje	Ivory	REF 53 6026 1121
LFC Maquillaje	Peach	REF 53 6026 1151
LFC Maquillaje	Caramel	REF 53 6026 1161
LFC Maquillaje	Amber	REF 53 6026 1171
LFC Maquillaje	Taiga	REF 53 6026 1181
LFC Maquillaje	Terra	REF 53 6026 1191
LFC Maquillaje	Dark Brown	REF 53 6026 1211
LFC Maquillaje	Negro	REF 53 6026 1221
LFC Maquillaje	Gris	REF 53 6026 1231
Body Maquillaje	1	REF 53 6026 1301
Body Maquillaje	2	REF 53 6026 1311
Body Maquillaje	3	REF 53 6026 1321
Body Maquillaje	4	REF 53 6026 1331
Body Maquillaje	5	REF 53 6026 1341
Body Maquillaje	6	REF 53 6026 1351
Body Maquillaje	7	REF 53 6026 1361
Body Maquillaje	8	REF 53 6026 1371
Body Maquillaje	9	REF 53 6026 1381
12 g		
Masa de glaseado		REF 53 6026 3002



Contenidos:

16x	4 g	Maquillaje Blanco, Amarillo, Orange, Strato, Mango, Apricot, Ivory, Peach, Caramel, Amber, Taiga, Terra, Dark Brown, Gris, Negro
9x	4 g	Body Maquillaje 1 – 9
1x	12 g	Masa de glaseado
1x	15 ml	Líquido de Maquillaje
1x		Guía de colores set de maquillaje

REF 53 6029 0113



Ver: Guías de color páginas 65, 66
Ver: Líquidos de modelar página 68

Revestimiento refractario Ducera® Lay

Revestimiento resistente al calor para la fabricación de incrustaciones cerámicas y facetas mediante el uso de la cerámica de recubrimiento LFC, Duceram® Plus o Duceram® Kiss

Estuche Superfit



Contenidos:

- 1x 250 g Lay Superfit polvo
- 1x 100 ml Líquido Superfit
- 1x 10 ml Separador de Muñones
- 1x 6 g Conector Pasta
- 1x 10 ml Limpiador de pincel
- 1x 4 ml Adhesivo para Muñones
- 1x 50 ml Líquido de Saturación
- 1x Marcador
- 1x Pincel para conector pasta

REF 53 6819 0001

Reposiciones		1 pieza
Marcador		REF 53 6818 0010
		6 g
Conector Pasta		REF 53 6818 2011
		250 g
Superfit polvo	FFM	REF 53 6818 3006
		1250 g
Superfit polvo	FFM	REF 53 6818 3008
		4 ml
Adhesivo para Muñones		REF 53 6827 4501
		10 ml
Separador Muñones Lay		REF 53 6818 1102
Limpiador de pincel		REF 53 6818 2022
		50 ml
Líquido de Saturación		REF 53 6818 1004
		100 ml
Superfit Líquido		REF 53 6818 3015
		500 ml
Superfit Líquido		REF 53 6818 3016

Kit Conector Pasta



Contenidos:

- 1x 6 g Conector Pasta
- 1x 10 ml Limpiador de pincel
- 1x Pincel para conector pasta

REF 53 6819 0141

Conector pasta es una pasta de cerámica que sella la superficie de revestimiento refractario Ducera Lay Superfit para obtener una unión óptima entre revestimiento y cerámica.

Reposiciones		6 g
Conector Pasta		REF 53 6818 2011
		2 ml
Líquido Conector Pasta		REF 53 6827 0600
		10 ml
Limpiador de pincel		REF 53 6818 2022

Guías de color

Reposiciones

		1 unidad
Guía de color Cercon® ceram love	Base 1	REF 53 6830 5200
Guía de color Cercon® ceram love	Base 2	REF 53 6830 5210
Guía de color Cercon® ceram love	Intensive	REF 53 6830 5230
Guía de color Cercon® ceram love	Opal Effect	REF 53 6830 5240
Guía de color Cercon® ceram love	Hombro Gingiva	REF 53 6830 5250
Guía de color Cercon® ceram love	Maquillaje	REF 53 6830 5260
Guía de color Cercon® ceram love	Bleach	REF 53 6830 5270
Guía de color Duceram® love	Base 1	REF 53 6830 5800
Guía de color Duceram® love	Base 2	REF 53 6830 5810
Guía de color Duceram® love	Intensive	REF 53 6830 5830
Guía de color Duceram® love	Opal Effect	REF 53 6830 5840
Guía de color Duceram® love	Hombro Gingiva	REF 53 6830 5850
Guía de color Duceram® love	Maquillaje	REF 53 6830 5860
Guía de color Duceram® love	Bleach	REF 53 6830 5870
Guía de color Duceragold® love	Base 1	REF 53 6830 5900
Guía de color Duceragold® love	Base 2	REF 53 6830 5910
Guía de color Duceragold® love	Intensive	REF 53 6830 5930
Guía de color Duceragold® love	Opal Effect	REF 53 6830 5940
Guía de color Duceragold® love	Hombro Gingiva	REF 53 6830 5950
Guía de color Duceragold® love	Maquillaje	REF 53 6830 5960
Guía de color Duceragold® love	Bleach	REF 53 6830 5970
Guía de color Cercon® ceram Kiss	Base	REF 53 6830 7220
Guía de color Cercon® ceram Kiss	Gingiva	REF 53 6830 7250
Guía de color Cercon® ceram Kiss	Opal	REF 53 6830 7240
Guía de color Cercon® ceram Kiss	Opaquer	REF 53 6830 7200
Guía de color Cercon® ceram Kiss	Polvo	REF 53 6830 7230
Guía de color Cercon® ceram Kiss	Maquillaje	REF 53 6830 7260
Guía de color Cercon® ceram Kiss	Bleach	REF 53 6830 7270
Guía de color Duceram® Kiss	Opaquer	REF 53 6830 2100
Guía de color Duceram® Kiss	Hombros	REF 53 6830 2110
Guía de color Duceram® Kiss	Base	REF 53 6830 2120
Guía de color Duceram® Kiss	Power croma	REF 53 6830 2130
Guía de color Duceram® Kiss	Opal	REF 53 6830 2140
Guía de color Duceram® Kiss	Gingiva	REF 53 6830 2150
Guía de color Duceram® Kiss	Bleach	REF 53 6830 2170
Guía de color Duceragold® Kiss	Opaquer	REF 53 6830 1200
Guía de color Duceragold® Kiss	Hombros	REF 53 6830 1210
Guía de color Duceragold® Kiss	Base	REF 53 6830 1220
Guía de color Duceragold® Kiss	Power croma	REF 53 6830 1230

Accesorios

Guías de color

Reposiciones		
		1 unidad
Guía de color Duceragold® Kiss	Opal	REF 53 6830 1240
Guía de color Duceragold® Kiss	Gingiva	REF 53 6830 1250
Guía de color Duceragold® Kiss	Bleach	REF 53 6830 1270
Guía de color Duceratin® Kiss	Opaquer	REF 53 6830 1300
Guía de color Duceratin® Kiss	Hombros	REF 53 6830 1310
Guía de color Duceratin® Kiss	Base	REF 53 6830 1320
Guía de color Duceratin® Kiss	Power croma	REF 53 6830 1330
Guía de color Duceratin® Kiss	Opal	REF 53 6830 1340
Guía de color Duceratin® Kiss	Gingiva	REF 53 6830 1350
Guía de color Duceram® Plus	Advantage	REF 53 6830 2000
Guía de color Duceram® Plus	Chroma Dentina	REF 53 6830 2010
Guía de color Duceram® Plus	Dentina	REF 53 6830 2020
Guía de color Duceram® Plus	Opaquer	REF 53 6830 2030
Guía de color Duceram® Plus	Profesional	REF 53 6830 2040
Guía de color Duceram® Plus	Incisal	REF 53 6830 2050
Guía de color Duceram® Plus	SMH	REF 53 6830 4500
Guía de color Duceram® Plus	Gum	REF 53 6830 2060
Guía de color Duceram® Plus	Bleach	REF 53 6830 2070
Guía de color Duceram® Plus	Opal	REF 53 6830 2500
Guía de color LFC	Hombros	REF 53 6830 4510
Guía de color LFC	Maquillaje	REF 53 6830 3002
Guía de color LFC	Dentinas Secundarias, Incisal, Opal	REF 53 6830 3010
Guía de color LFC	Opaquer, Dentina	REF 53 6830 3020
Guía de color laca de muñones		REF 53 6830 6000

MagiCut Back Kit

MagiCut Back/Kit, de J. Braunwarth

(1)	MagiCut Back/Serpiente, de J. Braunwarth	REF 53 5999 0101
(2)	MagiCut Back/Corazón pequeño, de J. Braunwarth	REF 53 5999 0102
(3)	MagiCut Back/Dragon, de J. Braunwarth	REF 53 5999 0103
(4)	MagiCut Back/Cocodrilo, de J. Braunwarth	REF 53 5999 0104
(5)	MagiCut Back/Delfín, de J. Braunwarth	REF 53 5999 0105
	MagiCut Back/Soporte, de J. Braunwarth	REF 53 5999 0106



REF 53 5999 0100

Accesorios

Pincel de modelar OccluSpeed de Jochen Peters	1 pieza	REF 53 6900 1590
Pincel de modelar MagicWizard finest Kolinsky	1 pieza	REF 53 6900 1540
Pincel de Maquillaje MagicStain finest Kolinsky	1 pieza	REF 53 6900 1550
Pincel para opaquer en pasta MagicOpaque	1 pieza	REF 53 6900 1560
Kit de Pinceles de modelar MagicControl	1 set: 1x Pincel de modelar MagicWizard finest Kolinsky, 1x Pincel de Maquillaje MagicStain finest Kolinsky, 1x Pincel para opaquer en pasta MagicOpaque	REF 53 6900 1501
Porcionador Kiss	1 pieza	REF 53 6900 2400
Formador de muestras	1 pieza	REF 53 6900 2500
Bandeja de Cocción con 6 pins, universal	1 pieza	REF 53 6900 4000
Pin para Bandeja de Cocción	1 pieza	REF 53 6900 4010
Pincel Turbo de J. Braunwarth	1 pieza	REF 53 6900 1600
Pincel para Conector Pasta	1 pieza	REF 53 6818 0020
Pincel de modelar tamaño 00	1 pieza	REF 53 6900 1500
Pincel de modelar tamaño 08	1 pieza	REF 53 6900 1530
Pincel para Opaquer en Pasta	1 pieza	REF 53 6900 3000

Líquidos de Modelado y Aislantes

Reposiciones		
		2 ml
Líquido para Opaquer en Pasta		REF 53 6827 0500
		4 ml
Adhesivo de Muñones Ducera Lay		REF 53 6827 4501
		10 ml
Aislante cerámica alta fusión	High Temp	REF 53 6827 3502
Aislante universal	SEP	REF 53 6827 3512
		15 ml
Líquido de modelar	SD	REF 53 6827 2053
Líquido de modelar consistente	Form	REF 53 6827 2033
Líquido de modelar rápido	Quick	REF 53 6827 2043
Líquido de modelar de hombros	SM Spezial	REF 53 6827 3003
Líquido de modelar cerámica Love	Blend	REF 53 6827 2063
Líquido Ducera opaquer polvo	OCL universal	REF 53 6827 1013
Líquido Ducera maquillaje y glaseado	Stain	REF 53 6827 4613
		50 ml
Líquido de modelar	SD	REF 53 6827 2054
Líquido de modelar consistente	Form	REF 53 6827 2034
Líquido de modelar rápido	Quick	REF 53 6827 2044
Líquido de modelar cerámica Love	Blend	REF 53 6827 2064
Líquido Ducera opaquer polvo	OCL universal	REF 53 6827 1014
Líquido Ducera NE Bonder	B	REF 53 6827 1514
Líquido Ducera maquillaje y glaseado	Stain	REF 53 6827 4614
		250 ml
Líquido de modelar	SD	REF 53 6827 2055
Líquido de modelar consistente	Form	REF 53 6827 2035
Líquido de modelar rápido	Quick	REF 53 6827 2045
Líquido de modelar cerámica Love	Blend	REF 53 6827 2065
Líquido Ducera opaquer polvo	OCL universal	REF 53 6827 1015
		500 ml
Líquido de modelar	SD	REF 53 6827 2056
Líquido de modelar consistente	Form	REF 53 6827 2036
Líquido de modelar rápido	Quick	REF 53 6827 2046
Líquido de modelar cerámica Love	Blend	REF 53 6827 2066
Líquido Ducera opaquer polvo	OCL universal	REF 53 6827 1016

ALEACIONES DE METAL PRECIOSO



DeguDent

GOLD STANDARDS

Diversas calidades de oro para exigencias individuales

Las aleaciones de metales preciosos son universalmente aplicables y siguen constituyendo la base de la odontología restauradora. Las aleaciones de metales preciosos se caracterizan por un inigualable éxito clínico de más de 50 años, haciendo de ellas el estándar de oro contra el cual todos los materiales de estructura alternativos deben de competir. Con las diversas calidades de oro DeguDent, incluso los usuarios más sofisticados encontrarán la solución adecuada para cualquier indicación y cualquier necesidad.

Una idea

que cambió todo.



Degulor®

En 1950, una aleación preciosa de alto contenido en oro abrió nuevos horizontes en la tecnología dental: Degulor. Este material dio paso a una nueva era para coronas, puentes e incrustaciones en términos de capacidad de procesamiento, durabilidad, seguridad y compatibilidad.

Con Degulor, tanto los laboratorios como los dentistas siguen estableciendo estándares hasta el día de hoy.



DeguDent
GOLD STANDARDS

DeguDent
A Dentsply Company

Degulor® C

REF 53 1207 0002

Aleación color	Au	Pt	Pd	Ag	Cu	Sn	Zn	In	Otros metales preciosos	Otros metales no preciosos	Intervalo de fusión°C	Soldadura antes de cocción
Amarillo	74.0	2.4	2.0	13.5	7.0	-	1.0	-	Ir: 0.1	-	900-975	53 1228 0121/Degunorm® solder 700 en barras 53 1228 0123/Degunorm® solder 700 en rollo 53 1210 0120/Degulor® solder 0 53 1210 0121/Degulor® solder 1 53 1210 0122/Degulor® solder 2 53 1210 0221/Unilot 1 53 1210 0222/Unilot 2



Degulor® M

REF 53 1208 0002

Aleación color	Au	Pt	Pd	Ag	Cu	Sn	Zn	In	Otros preciosos	Otros metales no preciosos	Intervalo de fusión°C	Soldadura antes de cerámica
Amarillo	70.0	4.4	2.0	13.5	8.8	-	1.2	-	Ir: 0.1	-	900-970	53 1228 0121/Degunorm® solder 700 en barras 53 1228 0123/Degunorm® solder 700 en rollo 53 1210 0120/Degulor® solder 0 53 1210 0121/Degulor® solder 1 53 1210 0122/Degulor® solder 2 53 1210 0221/Unilot 1 53 1210 0222/Unilot 2



Degulor® MO

REF 53 1209 0002

Aleación color	Au	Pt	Pd	Ag	Cu	Sn	Zn	In	Otros metales preciosos	Otros metales no preciosos	Intervalo de fusión°C	Soldadura antes de cerámica
Amarillo	65.5	8.9	1.0	14.0	10.0	-	0.5	-	Ir: 0.1	-	900-990	53 1228 0121/Degunorm® solder 700 en barras 53 1228 0123/Degunorm® solder 700 en rollo 53 1210 0120/Degulor® solder 0 53 1210 0121/Degulor® solder 1 53 1210 0122/Degulor® solder 2 53 1210 0221/Unilot 1 53 1210 0222/Unilot 2



Degulor® NF IV

REF 53 1220 0402

Aleación color	Au	Pt	Pd	Ag	Cu	Sn	Zn	In	Otros metales preciosos	Otros metales no preciosos	Intervalo de fusión°C	Soldadura antes de cerámica
Amarillo claro	71.0	12.9	2.0	10.0	-	-	4.0	-	Ir: 0.1	-	1000-1100	53 1228 0121/Degunorm® solder 700 en barras 53 1228 0123/Degunorm® solder 700 en rollo 53 1210 0120/Degulor® solder 0 53 1210 0121/Degulor® solder 1 53 1210 0122/Degulor® solder 2 53 1210 0221/Unilot 1 53 1210 0222/Unilot 2



Bio Degulor® M

REF 53 1214 0002

Aleación color	Au	Pt	Pd	Ag	Cu	Sn	Zn	In	Otros metales preciosos	Otros metales no preciosos	Intervalo de fusión°C	Soldadura antes de cerámica
Amarillo	71.3	3.8	-	13.9	9.8	-	1.1	-	Ir: 0.1	-	880-930	53 1204 0121/Biolor® solder G 820



Bio Degulor® nT

REF 53 1215 0002

Aleación color	Au	Pt	Pd	Ag	Cu	Sn	Zn	In	Otros metales preciosos	Otros metales no preciosos	Intervalo de fusión°C	Soldadura antes de cerámica
Amarillo	77.0	1.0	-	13.0	8.5	-	0.2	0.2	Ir: 0.1	-	900-940	53 1210 0122/Degulor® solder 2



Siempre
seductoramente
estética.



Degudent®

En 1964, el deseo de ofrecer recubrimientos estéticos dio lugar a la introducción de metales preciosos Degudent para cerámica. Su facilidad de procesamiento y la seguridad clínica ha hecho a Degudent un factor establecido en prótesis desde hace casi 50 años.

Degudent es el estándar en metal-cerámica para laboratorios y dentistas por igual.

DeguDent
A Dentsply Company

Degudent® – un clásico de cerámica

Degudent® H

REF 53 1304 0002

Aleación color	Au	Pt	Pd	Ag	Cu	Sn	Zn	In	Otros metales preciosos	Otros metales no preciosos	Media lineal CTE (25-500°C) µm/m · K	Media lineal CTE (25-600°C) µm/m · K	Intervalo de fusión °C	Soldadura antes de cerámica	Soldadura después de cerámica
Amarillo claro	84.4	8.0	5.0	-	-	-	-	2.5	-	Ta: 0.1	14.2	14.4	1100-1210	53 1301 0121/Degudent® solder N1 53 1301 0221/Degudent® solder N1W	53 1210 0222/Unilot 2 53 1210 0122/Degulor® solder 2



Degudent® Kiss

REF 53 1307 0002

Aleación color	Au	Pt	Pd	Ag	Cu	Sn	Zn	In	Otros metales preciosos	Otros metales no preciosos	Media lineal CTE (25-500°C) µm/m · K	Media lineal CTE (25-600°C) µm/m · K	Intervalo de fusión °C	Soldadura antes de cerámica	Soldadura después de cerámica
Amarillo claro	79.4	10.5	6.0	1.3	-	-	1.0	1.5	Ir: 0.1	Ta: 0.2	14.1	14.3	1140-1220	5313010121 Degudent solder N1 5313020221 Degudent solder U1W	5313050121 solder D6 750



Degudent® LTG

REF 53 1313 0002

Aleación color	Au	Pt	Pd	Ag	Cu	Sn	Zn	In	Otros metales preciosos	Otros metales no preciosos	Media lineal CTE (25-500°C) µm/m · K	Media lineal CTE (25-600°C) µm/m · K	Intervalo de fusión °C	Soldadura antes de cerámica	Soldadura después de cerámica
Amarillo	73.1	1.5	5.8	16.0	-	0.5	3.0	-	Ir: 0.1	-	16.1	16.6	985-1065	53 1228 0130/Degunorm® solder 930, 53 1228 0125/Degunorm® solder 880 en rollo 53 1228 0121/Degunorm® solder 880 en barras	53 1228 0123/Degunorm® solder 700 en rollo, 53 1228 0121/Degunorm® solder 700 en barras



Degudent® U

REF 53 1302 0002

Aleación color	Au	Pt	Pd	Ag	Cu	Sn	Zn	In	Otros metales preciosos	Otros metales no preciosos	Media lineal CTE (25-500°C) µm/m · K	Media lineal CTE (25-600°C) µm/m · K	Intervalo de fusión °C	Soldadura antes de cerámica	Soldadura después de cerámica
Blanco	77.3	9.8	8.9	1.2	0.3	0.5	-	1.5	Ir: 0.1	Re: 0.2 Fe: 0.2	13.8	14.0	1150-1260	53 1301 0121/Degudent® solder N1 53 1301 0221/Degudent® solder N1W 53 1302 0121/Degudent® solder U1 53 1302 0221/Degudent® solder U1W	53 1210 0122/Degulor® solder 2 53 1210 0222/Unilot 2



Degudent® U94

REF 53 1306 0002

Aleación color	Au	Pt	Pd	Ag	Cu	Sn	Zn	In	Otros metales preciosos	Otros metales no preciosos	Media lineal CTE (25-500°C) µm/m · K	Media lineal CTE (25-600°C) µm/m · K	Intervalo de fusión °C	Soldadura antes de cerámica	Soldadura después de cerámica
Blanco	76.0	9.6	8.9	2.4	0.3	0.8	-	1.5	Ir: 0.1	Re: 0.2 Fe: 0.2	13.8	14.1	1140-1250	53 1301 0121/Degudent® solder N1, 53 1301 0221/Degudent® solder N1W 53 1302 0121/Degudent® solder U1 53 1302 0221/Degudent® solder U1W	53 1210 0122/Degulor® solder 2 53 1210 0222/Unilot 2



Degudent® G

REF 53 1303 0002

Aleación color	Au	Pt	Pd	Ag	Cu	Sn	Zn	In	Otros metales preciosos	Otros metales no preciosos	Media lineal CTE (25-500°C) µm/m · K	Media lineal CTE (25-600°C) µm/m · K	Intervalo de fusión °C	Soldadura antes de cerámica	Soldadura después de cerámica
Amarillo	86.0	10.4	-	-	-	-	-	1.5	Rh: 1.6	Ta: 0.5	14.5	14.7	1045-1140	53 1303 0121/Degudent® solder G1	5313050121 solder D6 750



NEW

Degudent® Eco

REF 53 1301 0022

Aleación color	Au	Pt	Pd	Ag	Cu	Sn	Zn	In	Otros metales preciosos	Otros metales no preciosos	Media lineal CTE (25-500°C) µm/m · K	Media lineal CTE (25-600°C) µm/m · K	Intervalo de fusión °C	Soldadura antes de cerámica	Soldadura después de cerámica
Blanco	40.0	-	39.8	12.4	-	7.5	-	-	-	Ta: 0.2 Ru: 0.1	14.1	14.4	1225-1290	53 1302 0221/Degudent® solder U1W 53 1301 0221/Degudent® solder N1W	53 1210 0122/Degulor® solder 2 53 1403 0121/Stabilor® solder 710



Toda la información del catálogo se refiere a los mercados europeos solamente.
Ofertas específicas no están disponibles en todos los países. Por favor, póngase en contacto con su representante de ventas local.



Multi-talento
en todos los sentidos

Degunorm®

Degunorm es la aleación preciosa con alto contenido en oro más popular en Alemania. También es el pilar de apoyo más importante del sistema GoldenGate a causa de su matiz rico en oro, las indicaciones versátiles, el bajo número de materiales necesarios y la amplia evidencia clínica.

Degunorm – lograr más con menos. Esto es en lo que los laboratorios y dentistas han confiado en casi 20 años.



DeguDent

GOLD STANDARDS

DeguDent
A Dentsply Company

Degunorm®

REF 53 1228 0002

Aleación color	Au	Pt	Pd	Ag	Cu	Sn	Zn	In	Otros metales preciosos	Otros metales no preciosos	Media linear CTE (25-500°C) $\mu\text{m}/\text{m} \cdot \text{K}$	Media linear CTE (25-600°C) $\mu\text{m}/\text{m} \cdot \text{K}$	Intervalo de fusión °C	Soldadura antes de cerámica	Soldadura después de cerámica
Amarillo	73.8	9.0	-	9.2	4.4	-	2.0	1.5	Ir: 0.1	-	16.7	16.8	900-990	53 1228 0125/Degunorm® solder 880 en rollo 53 1228 0122/Degunorm® solder 880 en barras	53 1228 0123/Degunorm® solder 700 en rollo 53 1228 0121/Degunorm® solder 700 en barras



Degunorm® eco

REF 53 1226 0002

Aleación color	Au	Pt	Pd	Ag	Cu	Sn	Zn	In	Otros metales preciosos	Otros metales no preciosos	Media linear CTE (25-500°C) $\mu\text{m}/\text{m} \cdot \text{K}$	Media linear CTE (25-600°C) $\mu\text{m}/\text{m} \cdot \text{K}$	Intervalo de fusión °C	Soldadura antes de cerámica	Soldadura después de cerámica
Amarillo	59.8	5.9	4.9	24.3	-	-	3.5	1.5	Ir: 0.1	-	16.6	17.1	970-1030	53 1315 0122 BiOclus solder G 870 53 1228 0122 Degunorm solder 880 en barras 53 1228 0125 Degunorm solder 880 en rollo 53 1228 0130 Degunorm solder 930	53 1315 0121 BiOclus solder G 710



Degunorm® logic

REF 53 1227 0002

Aleación color	Au	Pt	Pd	Ag	Cu	Sn	Zn	In	Otros metales preciosos	Otros metales no preciosos	Media linear CTE (25-500°C) $\mu\text{m}/\text{m} \cdot \text{K}$	Media linear CTE (25-600°C) $\mu\text{m}/\text{m} \cdot \text{K}$	Intervalo de fusión °C	Soldadura antes de cerámica	Soldadura después de cerámica
Amarillo	73.8	9.0	-	13.6	-	-	2.0	0.5	Ir: 0.1 Rh: 0.6	Ta: 0.4	16	16.2	1010-1070	53 1315 0122 BiOclus solder G 870 53 1228 0122 Degunorm solder 880 en barras 53 1228 0125 Degunorm solder 880 en rollo 53 1228 0130 Degunorm solder 930	53 1315 0121 BiOclus solder G 710



Degunorm® pur

REF 53 1224 0002

Aleación color	Au	Pt	Pd	Ag	Cu	Sn	Zn	In	Otros metales preciosos	Otros metales no preciosos	Media linear CTE (25-500°C) $\mu\text{m}/\text{m} \cdot \text{K}$	Media linear CTE (25-600°C) $\mu\text{m}/\text{m} \cdot \text{K}$	Intervalo de fusión °C	Soldadura antes de cerámica	Soldadura después de cerámica
Amarillo	72.7	8.2	-	15.9	-	-	2.2	0.8	Ir: 0.1	Ta: 0.1	16.1	16.3	990-1040	53 1315 0122 BiOclus solder G 870 53 1228 0122 Degunorm solder 880 en barras 53 1228 0125 Degunorm solder 880 en rollo 53 1228 0130 Degunorm solder 930	53 1315 0121 BiOclus solder G 710



Degunorm® supra

REF 53 1225 0002

Aleación color	Au	Pt	Pd	Ag	Cu	Sn	Zn	In	Otros metales preciosos	Otros metales no preciosos	Media linear CTE (25-500°C) $\mu\text{m}/\text{m} \cdot \text{K}$	Media linear CTE (25-600°C) $\mu\text{m}/\text{m} \cdot \text{K}$	Intervalo de fusión °C	Soldadura antes de cerámica	Soldadura después de cerámica
Amarillo	73.2	3.2	6.3	13.8	-	0.5	2.9	-	Ir: 0.1	-	16.1	16.6	1035-1080	53 1315 0122 BiOclus solder G 870 53 1228 0122 Degunorm solder 880 en barras 53 1228 0125 Degunorm solder 880 en rollo 53 1228 0130 Degunorm solder 930	53 1315 0121 BiOclus solder G 710



Toda la información del catálogo se refiere a los mercados europeos solamente.

Ofertas específicas no están disponibles en todos los países. Por favor, póngase en contacto con su representante de ventas local.



Poderoso
y naturalmente bello.



DeguDent

GOLD STANDARDS

BiOcclus[®]

BiOcclus representa un conjunto único de bioaleaciones que cumplen todas las expectativas, incluso de los pacientes más exigentes. Su optimizada microestructura garantiza una alta resistencia durante la cocción de la cerámica para resultados de cocción óptimos.

BiOcclus permite a los laboratorios dentales y dentistas satisfacer la demanda para una mejor compatibilidad y una apariencia más natural.

DeguDent
A Dentsply Company

BiOclus® 4

REF 53 1312 0002

Aleación color	Au	Pt	Pd	Ag	Cu	Sn	Zn	In	Otros metales preciosos	Otros metales no preciosos	Media lineal CTE (25-500°C) $\mu\text{m}/\text{m} \cdot \text{K}$	Media lineal CTE (25-600°C) $\mu\text{m}/\text{m} \cdot \text{K}$	Intervalo de fusión °C	Soldadura antes de cerámica	Soldadura después de cerámica
Amarillo	85.8	11.0	-	-	-	-	0.5	1.7	Rh: 0.7	Ta: 0.3	14.2	14.5	1040-1140	53 1303 0121/ Degudent® solder G1	53 1305 0121/solder DG 750



BiOclus® Gold

REF 53 1314 0002

Aleación color	Au	Pt	Pd	Ag	Cu	Sn	Zn	In	Otros metales preciosos	Otros metales no preciosos	Media lineal CTE (25-500°C) $\mu\text{m}/\text{m} \cdot \text{K}$	Media lineal CTE (25-600°C) $\mu\text{m}/\text{m} \cdot \text{K}$	Intervalo de fusión °C	Soldadura antes de cerámica	Soldadura después de cerámica
Amarillo	88.3	9.6	-	-	-	-	1.6	0.3	Ir: 0.1	Nb: 0.1	14.7	14.9	1050-1130	53 1303 0121/ Degudent® solder G1	53 1305 0121/solder DG 750



BiOclus® HT

REF 53 1318 0002

Aleación color	Au	Pt	Pd	Ag	Cu	Sn	Zn	In	Otros metales preciosos	Otros metales no preciosos	Media lineal CTE (25-500°C) $\mu\text{m}/\text{m} \cdot \text{K}$	Media lineal CTE (25-600°C) $\mu\text{m}/\text{m} \cdot \text{K}$	Intervalo de fusión °C	Soldadura antes de cerámica	Soldadura después de cerámica
Amarillo	85.4	12.0	-	-	-	-	1.8	-	Ir: 0.1 Rh: 0.4	Nb: 0.1 Fe: 0.2	14.2	14.7	1055-1130	53 1303 0121/ Degudent® solder G1	53 1305 0121/solder DG 750



BiOclus® inlay

REF 53 1206 0002

Aleación color	Au	Pt	Pd	Ag	Cu	Sn	Zn	In	Otros metales preciosos	Otros metales no preciosos	Media lineal CTE (25-500°C) $\mu\text{m}/\text{m} \cdot \text{K}$	Media lineal CTE (25-600°C) $\mu\text{m}/\text{m} \cdot \text{K}$	Intervalo de fusión °C	Soldadura antes de cerámica	Soldadura después de cerámica
Amarillo	83.3	4.8	-	10.0	-	-	1.8	-	Ir: 0.1	-	-	-	980-1060	53 1305 0121/solder DG 750	



BiOclus® Kiss

REF 53 1319 0002

Aleación color	Au	Pt	Pd	Ag	Cu	Sn	Zn	In	Otros metales preciosos	Otros metales no preciosos	Media lineal CTE (25-500°C) $\mu\text{m}/\text{m} \cdot \text{K}$	Media lineal CTE (25-600°C) $\mu\text{m}/\text{m} \cdot \text{K}$	Intervalo de fusión °C	Soldadura antes de cerámica	Soldadura después de cerámica
Amarillo	81.6	16.0	-	-	-	-	1.4	0.5	Ir: 0.1	Nb: 0.4	14.2	14.4	1050-1160	53 1303 0121/ Degudent® solder G1	53 1305 0121/solder DG 750



BiOclus® N

REF 53 1316 0002

Aleación color	Au	Pt	Pd	Ag	Cu	Sn	Zn	In	Otros metales preciosos	Otros metales no preciosos	Media lineal CTE (25-500°C) $\mu\text{m}/\text{m} \cdot \text{K}$	Media lineal CTE (25-600°C) $\mu\text{m}/\text{m} \cdot \text{K}$	Intervalo de fusión °C	Soldadura antes de cerámica	Soldadura después de cerámica
Amarillo	85.6	11.9	-	-	-	-	1.6	-	Ir: 0.1 Rh: 0.2	Nb: 0.4 Fe: 0.2	14.4	14.6	1040-1115	53 1303 0121/ Degudent® solder G1	53 1305 0121/solder DG 750





Económico es mejor que
barato.

Econolloy®

Econolloy combina los beneficios del procesamiento de una aleación preciosa con un coste optimizado de opciones protésicas

Econolloy es un excelente material para usar por laboratorios y odontólogos en mercados sensibles al precio.



DeguDent
GOLD STANDARDS

DeguDent
A Dentsply Company

Econolloy®

REF 53 1413 0002

Aleación color	Au	Pt	Pd	Ag	Cu	Sn	Zn	In	Otros metales preciosos	Otros metales no preciosos	Media linear CTE (25-500°C) $\mu\text{m}/\text{m} \cdot \text{K}$	Media linear CTE (25-600°C) $\mu\text{m}/\text{m} \cdot \text{K}$	Intervalo de fusión °C	Soldadura antes de cerámica	Soldadura después de cerámica
Amarillo claro	38.0	-	17.0	36.0	-	-	-	8.9	Ir: 0.1	-	16.9	17.3	1020-1075	53 1315 0122/ BiOclus® solder G 870	53 1315 0121/ BiOclus® solder G 710



Econolloy® Au*

REF 53 1421 0002

Aleación color	Au	Pt	Pd	Ag	Cu	Sn	Zn	In	Otros metales preciosos	Otros metales no preciosos	Media linear CTE (25-500°C) $\mu\text{m}/\text{m} \cdot \text{K}$	Media linear CTE (25-600°C) $\mu\text{m}/\text{m} \cdot \text{K}$	Intervalo de fusión °C	Soldadura antes de cerámica	Soldadura después de cerámica
Amarillo claro	33.0	1.0	14.8	43.0	-	-	-	8.0	Ir: 0.1	Nb: 0.1	17.2	17.6	1010-1060	53 1228 0130/Degunorm® solder 930	53 1403 0121/Stabilor® solder 710



* solo disponible en Alemania y Austria

Econolloy® Ag

REF 53 1416 0002

Aleación color	Au	Pt	Pd	Ag	Cu	Sn	Zn	In	Otros metales preciosos	Otros metales no preciosos	Media linear CTE (25-500°C) $\mu\text{m}/\text{m} \cdot \text{K}$	Media linear CTE (25-600°C) $\mu\text{m}/\text{m} \cdot \text{K}$	Intervalo de fusión °C	Soldadura antes de cerámica	Soldadura después de cerámica
Blanco	-	-	36.9	56.0	-	3.0	4.0	-	Ir: 0.1	-	16.5	16.9	1050-1130	53 1228 0130/Degunorm® solder 930, 53 1228 0125/Degunorm® solder 880 en rollo, 53 1228 0122/Degunorm® solder 880 en barras	53 1228 0123/Degunorm® solder 700 en rollo, 53 1228 0121/Degunorm® solder 700 en barras



Econolloy® Pd

REF 53 1418 0002

Aleación color	Au	Pt	Pd	Ag	Cu	Sn	Zn	In	Otros metales preciosos	Otros metales no preciosos	Media linear CTE (25-500°C) $\mu\text{m}/\text{m} \cdot \text{K}$	Media linear CTE (25-600°C) $\mu\text{m}/\text{m} \cdot \text{K}$	Intervalo de fusión °C	Soldadura antes de cerámica	Soldadura después de cerámica
Blanco	-	-	57.8	30.0	-	6.0	2.0	4.0	Ru: 0.2	-	14.9	15.2	1175-1275	53 1301 0121/Degudent® solder N1 53 1301 0221/Degudent® solder N1W 53 1302 0221/Degudent® solder U1W 53 1302 0121/Degudent® solder U1	53 1403 0121 Stabilor solder 710



Otras aleaciones

Aleaciones de bajo punto de fusión y de bajo contenido en oro

Stabilor® G

REF 53 1403 0102

Aleación color	Au	Pt	Pd	Ag	Cu	Sn	Zn	In	Otros metales preciosos	Otros metales no preciosos	Media linear CTE (25-500°C) $\mu\text{m}/\text{m} \cdot \text{K}$	Media linear CTE (25-600°C) $\mu\text{m}/\text{m} \cdot \text{K}$	Intervalo de fusión °C	Soldadura
Amarillo	58.0	0.1	5.5	23.3	12.0	-	1.0	-	Ir: 0.1	-	-	-	860-940	53 1210 0222 Unilot 2 53 1403 0121 Stabilor solder 710



Stabilor® NF IV

REF 53 1404 0402

Aleación color	Au	Pt	Pd	Ag	Cu	Sn	Zn	In	Otros metales preciosos	Otros metales no preciosos	Media linear CTE (25-500°C) $\mu\text{m}/\text{m} \cdot \text{K}$	Media linear CTE (25-600°C) $\mu\text{m}/\text{m} \cdot \text{K}$	Intervalo de fusión °C	Soldadura
Amarillo claro	55.0	-	9.9	29.0	-	1.0	1.0	4.0	Ir: 0.1	-	-	-	940-1065	53 1210 0221 Unilot 1 53 1210 0222 Unilot 2 53 1228 0121 Degunorm solder 700 en barras 53 1228 0123 Degunorm solder 700 en rollo



Stabilor® IV plus

REF 53 1404 0002

Aleación color	Au	Pt	Pd	Ag	Cu	Sn	Zn	In	Otros metales preciosos	Otros metales no preciosos	Media linear CTE (25-500°C) $\mu\text{m}/\text{m} \cdot \text{K}$	Media linear CTE (25-600°C) $\mu\text{m}/\text{m} \cdot \text{K}$	Intervalo de fusión °C	Soldadura
Amarillo	62.2	4.4	-	22.5	9.8	-	1.0	-	Ir: 0.1	-	-	-	870-925	53 1210 0122 Degulor solder 2 53 1228 0121 Degunorm solder 700 en barras 53 1228 0123 Degunorm solder 700 en rollo



Aleaciones de bajo punto de fusión de Plata-Paladio

Pallig® M

REF 53 1501 0202

Aleación color	Au	Pt	Pd	Ag	Cu	Sn	Zn	In	Otros metales preciosos	Otros metales no preciosos	Media linear CTE (25-500°C) $\mu\text{m}/\text{m} \cdot \text{K}$	Media linear CTE (25-600°C) $\mu\text{m}/\text{m} \cdot \text{K}$	Intervalo de fusión °C	Soldadura
Blanco	2.0	-	27.4	58.5	10.5	-	1.5	-	Ir: 0.1	-	-	-	950-1040	53 1210 0221/Unilot 1 53 1210 0222/Unilot 2



Aleaciones de alto punto de fusión con bajo contenido en oro para cerámica

Deva® 4

REF 53 1407 0002

Aleación color	Au	Pt	Pd	Ag	Cu	Sn	Zn	In	Otros metales preciosos	Otros metales no preciosos	Media linear CTE (25-500°C) $\mu\text{m}/\text{m} \cdot \text{K}$	Media linear CTE (25-600°C) $\mu\text{m}/\text{m} \cdot \text{K}$	Intervalo de fusión °C	Soldadura antes de cerámica	Soldadura después de cerámica
Blanco	51.1	-	38.5	-	-	-	-	9.0	Ir: 0.2	Ga: 1.2	13.5	13.8	1235-1315	53 1301 0221/Degudent® solder N1W 53 1301 0121/Degudent® solder N1 53 1302 0221/Degudent® solder U1W 53 1302 0121/Degudent® solder U1	53 1210 0222/Unilot 2 53 1403 0121/Stabilor® solder 710 53 1210 0122/Degulor® solder 2



Degudor®

REF 53 1417 0002

Aleación color	Au	Pt	Pd	Ag	Cu	Sn	Zn	In	Otros metales preciosos	Otros metales no preciosos	Media linear CTE (25-500°C) $\mu\text{m}/\text{m} \cdot \text{K}$	Media linear CTE (25-600°C) $\mu\text{m}/\text{m} \cdot \text{K}$	Intervalo de fusión °C	Soldadura antes de cerámica	Soldadura después de cerámica
Blanco	55.1	-	38.5	-	-	-	-	9.0	Ir: 0.2	Ga: 1.2	13.7	14.0	1190-1275	53 1301 0221/Degudent® solder N1W 53 1301 0121/Degudent® solder N1 53 1302 0221/Degudent® solder U1W 53 1302 0121/Degudent® solder U1	53 1210 0222/Unilot 2 53 1403 0121/Stabilor® solder 710 53 1210 0122/Degulor® solder 2



Degubond® 4

REF 53 1406 0002

Aleación color	Au	Pt	Pd	Ag	Cu	Sn	Zn	In	Otros metales preciosos	Otros metales no preciosos	Media linear CTE (25-500°C) $\mu\text{m}/\text{m} \cdot \text{K}$	Media linear CTE (25-600°C) $\mu\text{m}/\text{m} \cdot \text{K}$	Intervalo de fusión °C	Soldadura antes de cerámica	Soldadura después de cerámica
Blanco	49.6	-	29.0	17.5	-	3.0	-	-	Ir: 0.1	Ga: 0.5 Ta: 0.1 Re: 0.2	14.5	14.7	1160-1280	53 1301 0221/Degudent® solder N1W 53 1301 0121/Degudent® solder N1 53 1302 0221/Degudent® solder U1W 53 1302 0121/Degudent® solder U1	53 1210 0222/Unilot 2 53 1403 0121/Stabilor® solder 710 53 1210 0122/Degulor® solder 2



Otras aleaciones

Aleaciones de alto punto de fusión a base de Paladio para cerámica

Degustar® F

REF 53 1410 0002

Aleación color	Au	Pt	Pd	Ag	Cu	Sn	Zn	In	Otros metales preciosos	Otros metales no preciosos	Media lineal CTE (25-500°C) $\mu\text{m/m} \cdot \text{K}$	Media lineal CTE (25-600°C) $\mu\text{m/m} \cdot \text{K}$	Intervalo de fusión °C	Soldadura antes de cerámica	Soldadura después de cerámica
Blanco	-	-	51.9	38.0	-	7.5	1.0	1.5	Ru: 0.1	-	15.1	15.4	1150-1230	53 1301 0221 Degudent solder N1W 53 1301 0121 Degudent solder N1	53 1403 0121/Stabilor®-solder 710 53 1210 0122/Degulor® solder 2



Pors-on® 4

REF 53 1502 0002

Aleación color	Au	Pt	Pd	Ag	Cu	Sn	Zn	In	Otros metales preciosos	Otros metales no preciosos	Media lineal CTE (25-500°C) $\mu\text{m/m} \cdot \text{K}$	Media lineal CTE (25-600°C) $\mu\text{m/m} \cdot \text{K}$	Intervalo de fusión °C	Soldadura antes de cerámica	Soldadura después de cerámica
Blanco	-	-	57.8	30.0	-	6.0	2.0	4.0	Ru: 0.2	-	14.9	15.2	1175-1275	53 1301 0221/Degudent® solder N1W 53 1301 0121/Degudent® solder N1 53 1302 0221/Degudent® solder U1W 53 1302 0121/Degudent® solder U1	53 1403 0121/Stabilor® solder 710 53 1210 0122/Degulor® solder 2



Degupal® G

REF 53 1507 0002

Aleación color	Au	Pt	Pd	Ag	Cu	Sn	Zn	In	Otros metales preciosos	Otros metales no preciosos	Media lineal CTE (25-500°C) $\mu\text{m/m} \cdot \text{K}$	Media lineal CTE (25-600°C) $\mu\text{m/m} \cdot \text{K}$	Intervalo de fusión °C	Soldadura antes de cerámica	Soldadura después de cerámica
Blanco	4.5	-	77.3	7.2	-	4.0	-	-	Ru: 0.5	Ga: 6.0/ Ge: 0.5	14	14.3	1170-1295	53 1303 0121/Degudent® solder G1, 53 1301 0221/Degudent® solder N1W, 53 1301 0121/Degudent® solder N1	53 1403 0121/Stabilor® solder 710, 53 1210 0122/Degulor® solder 2



Aleaciones de bajo punto de fusión a base de Paladio

Stabilor® LTG

REF 53 1412 0002

Aleación color	Au	Pt	Pd	Ag	Cu	Sn	Zn	In	Otros metales preciosos	Otros metales no preciosos	Media lineal CTE (25-500°C) $\mu\text{m/m} \cdot \text{K}$	Media lineal CTE (25-600°C) $\mu\text{m/m} \cdot \text{K}$	Intervalo de fusión °C	Soldadura antes de cerámica	Soldadura después de cerámica
Amarillo	58.0	-	12.9	25.0	-	-	0.4	-	Ir: 0.1	-	16.7	17.1	1020-1090	53 1228 0130/Degunorm® solder 930 53 1315 0122/BiOcclus® solder G 870	53 1315 0121/ BiOcclus® solder G 710



Degulor®

Aleación color	Au	Pt	Pd	Ag	Cu	Sn	Zn	In	Otros metales preciosos	Otros metales no preciosos	Intervalo de fusión °C	Soldadura
Amarillo	65.0	8.9	1.0	13.0	11.5	-	0.5	-	Ir: 0.1	-	890-1010	53 1210 0120/Degulor® solder 0, 53 1210 0121/Degulor® solder 1, 53 1210 0122/Degulor® solder 2

Degulor hilo 0.7 mm	REF 53 1211 0705
Degulor hilo 0.9 mm	REF 53 1211 0905
Degulor hilo 1.0 mm	REF 53 1211 1005
Degulor hilo 1.2 mm	REF 53 1211 1205
Degulor hilo 1.5 mm	REF 53 1211 1505

Degulor® i

Aleación color	Au	Pt	Pd	Ag	Cu	Sn	Zn	In	Otros metales preciosos	Otros metales no preciosos	Intervalo de fusión °C	Soldadura
Amarillo	78.0	6.9	1.0	14.0	-	-	-	-	Ir: 0.1	-	1020-1130	53 1210 0120/Degulor® solder 0, 53 1210 0121/Degulor® solder 1, 53 1210 0122/Degulor® solder 2

Degulor i hilo de retención 0.35 mm	REF 53 1202 0005
-------------------------------------	------------------

Permador®

Aleación color	Au	Pt	Pd	Ag	Cu	Sn	Zn	In	Otros metales preciosos	Otros metales no preciosos	Intervalo de fusión °C	Soldadura
Blanco	60.0	24.9	15.0	-	-	-	-	-	Ir: 0.1	-	1320-1460	53 1210 0120/Degulor® solder 0, 53 1210 0121/Degulor® solder 1, 53 1210 0122/Degulor® solder 2

Permador hilo 0.7 mm	REF 53 1701 0705
Permador hilo 1.0 mm	REF 53 1701 1005
Permador hilo 1.2 mm	REF 53 1701 1205
Permador hilo 1.5 mm	REF 53 1701 1505

Lámina de Platino

Lámina de Platino 100x100x0.02 mm	REF 53 1706 0211
Lámina de Platino 90x50x0.02 mm	REF 53 1706 0291
Lámina de Platino 100x100x0.027 mm	REF 53 1706 7211
Lámina de Platino 90x50x0.027 mm	REF 53 1706 7291

Iconos de indicación



Onlays; coronas y $\frac{3}{4}$ coronas de una y de varias superficies



Coronas, trabajos de fresado, puentes de todo tipo e inlays de varias superficies



Conectores principales



Puentes de poca envergadura (si la sección trasversal es adecuada) de varias superficies



Ganchos-esqueléticos



Supraestructuras



Bello y seguro.

Aleación de cromo-cobalto para cerámica.



Más información: www.dentsply-degudent.de

DeguDent
A Dentsply Company

DENTSPLY

EQUIPOS Y CONSUMIBLES

Calidad – La suma de pasos lógicos y consistentes

Muchos pasos y muchos materiales diferentes para allanar el camino hacia el éxito de la restauración. La combinación correcta de equipos y de consumibles de alto rendimiento es un requisito previo para los mejores resultados de calidad. Con nuestros productos, le podemos ayudar en el logro de estos objetivos.

Modelado

Waxtip®

Unidad compacta controlada electrónicamente para los instrumentos de modelado eléctricos. Rango de temperatura de 60 ° C - 230 ° C.



Datos técnicos

Tensión de red	230 V~
Frecuencia de red	50/60 Hz
Fucionamiento	12 W
Altura x Anchura x Profundidad	120 x 70 x 60 mm
Peso Aprox.	Aprox. 0.5 kg

REF 53 2336 0001

1 unidad

Accesorios



(1) Cuchara para Cera (D2)	1 unidad	REF 53 2351 1163
(2) Cuchillo de Modelar Grande (C2)	1 unidad	REF 53 2351 1162
(3) Sonda con sensor (AS2)	1 unidad	REF 53 2351 1160
(4) Cuchillo de Modelar Pequeño con sensor (BS2)	1 unidad	REF 53 2351 1161
(5) Anillo para calentar cera (E2)	1 unidad	REF 53 2351 1164
(6) Soporte para Instrumental	1 unidad	REF 53 2351 1155

Plastodent®-Set

Una sola fórmula de cera – cuatro colores diferentes para la técnica de encerado.



REF 53 2537 0012

1 caja 4x 25 g

Plastodent® art line

Modelado adecuado para el trabajo de mayor calidad de la cera. Ideal para el encerado fácil y preciso. Los colores brillantes garantizan una colocación fácil y precisa. Las ceras Plastodent® art line se presentan en una lata de 60 gramos.

(1)	Cera de modelado, beige, extraíble por corte	1x 60 g lata	REF 53 2537 0027
(2)	Cera de fresado, gris, extraíble por corte	1x 60 g lata	REF 53 2537 0028
(3)	Cera base, dura, libre de contracción, burdeos-opaco	1x 60 g lata	REF 53 2537 0025
(4)	Cera cervical, blanda, rojo transparente	1x 60 g lata	REF 53 2537 0026



Rapid Flex®

Cera autoadhesiva con perfiles de ganchos, tamaño universal.



REF 53 2351 1174

1x 200 pieza pack

Isolit®

Agente separador para la fundición y modelado de cera que se utiliza junto con yeso, cemento, resinas, metales y cerámica.

Isolit®	2 frasco, 50 ml cada uno	REF 53 2514 0011
Isolit®	1x bote 1000 ml	REF 53 2514 0013



Revestimiento

Multivac® eco

Mezcladora al vacío con un manejo sencillo y fácil de usar para el mezclado de revestimientos y yesos. El motor y la bomba son por supuesto sin mantenimiento. Sólo está disponible como unidad de pared.

Datos técnicos		
Fuente de alimentación		220–240 V, 50 Hz
Funcionamiento máx.		150 W
Fusible de red necesario		2 AT
Rango de temperatura de funcionamiento		4 °C–40 °C
Alto x ancho x profundidad		520 x 385 x 320 mm
Peso		Aprox. 8.8 kg
Accesorios		
Filtro de repuesto	1 unidad	REF 53 5314 0105



Multivac® eco

Multivac® eco completo con 1 filtro de repuesto,
1 plantilla de perforación, 1 Kit para montaje de pared

REF 53 5316 0001 1 unidad

Vaso Mezclador

Para Multivac® compact y Multivac® eco, completo con tapa y agitador.



(1) Vaso Mezclador, extra-pequeño capacidad máx. de llenado 50 cm ³	1 unidad	REF 53 5314 0113
(2) Vaso Mezclador, pequeño capacidad máx. de llenado 150 cm ³	1 unidad	REF 53 5314 0100
(3) Vaso Mezclador, grande capacidad máx. de llenado 420 cm ³	1 unidad	REF 53 5314 0101
(4) Vaso Mezclador, extra- grande capacidad máx. de llenado 580 cm ³	1 unidad	REF 53 5314 0114



Revestimiento	Metal Precioso	Metal no Precioso	Esqueléticos	Cerámicas	Rápido	Convencional	Líquido
Deguvest® SR	✓					✓	Líquido Universal
Deguvest® Impuls	✓	✓			✓	✓	Líquido Deguvest® Especial
Deguvest® CF	✓	✓				✓	Líquido Deguvest®
Deguvest® F	✓					✓	Líquido Deguvest®
Deguvest® HFG	✓	✓				✓	Líquido Deguvest®
Deguvest® California	✓				✓	✓	Agua Destilada
Cergo® fit				✓		✓	Líquido Deguvest® Especial
Cergo® fit Speed				✓	✓		Líquido Cergo® fit Speed
Optinvest® Avanti		✓	✓		✓		Líquido Deguvest® Especial
Optinvest® SR		✓	✓			✓	Líquido Optinvest®
Optinvest®		✓	✓			✓	Líquido Optinvest®
Biosint® Supra			✓			✓	Biosol® E
Deguvest® GF	✓	✓				✓	Líquido Deguvest®
Deguvest® Impact	✓	✓			✓	✓	Líquido Deguvest® Especial
Biosint® Extra			✓			✓	Biosol® E

Deguvest® SR

Datos técnicos

Proporción de mezcla (polvo: líquido)	100 g : 22 ml
Tiempo de fraguado (según Vicat)	7-12 min
Tiempo de trabajo	4-6 min
Expansión lineal total	1.2-2.4%
Resistencia a la flexión	4-8 MPa

Deguvest® SR	Pack con 100 bolsas, 60 g cada una	REF 53 2512 0001
Deguvest® SR	Pack con 50 bolsas, 150 g cada una	REF 53 2512 0003

Revestimiento universal para la técnica de colado de metal precioso. Reducido en polvo, calentamiento rápido, a base de fosfato y exento de carbono. Para ser mezclado con Líquido Universal.



REF 53 2540 0200/Líquido Universal pag. 94

Revestimiento

Deguvest® Impuls

Revestimiento especial exento de carbono, a base de fosfato y exento de yeso, para la técnica de colado de toda la gama de metales para fija. Puede ser usado para el calentamiento convencional y rápido. Dependiendo del procedimiento de precalentamiento se usa el Líquido Especial o Líquido Deguvest®.



REF 53 2540 0514/Líquido Especial pag. 94
REF 53 2540 0114/Líquido Especial pag. 94
REF 53 2540 0105/Líquido Deguvest® pag. 94
REF 53 2540 0014/Líquido Deguvest® pag.94

Datos técnicos	
Proporción de mezcla (polvo: agua destilada)	100 g : 23 ml
Expansión lineal total	1.2–2.4%
Tiempo de mezcla (con vacío)	60 s
Tiempo de trabajo (a 23 °C)	4–6 min
Resistencia a la flexión	4–8 N/mm ²

Deguvest® Impuls	Caja con 100 bolsas, Cada una con 60 g	REF 53 2551 0001
Deguvest® Impuls	2x 4.5 kg Bolsas	REF 53 2551 0002
Deguvest® Impuls	Cajas con 50 bolsas, Cada una con 150 g	REF 53 2551 0003
Deguvest® Impuls	1x 4.5 kg frasco	REF 53 2551 0004

Deguvest® CF

Revestimiento de precisión exento de carbono, compuesto de fosfato y exento de yeso, para la técnica de colado de toda la gama de metales para fija. Para ser mezclado con Líquido Deguvest®.



REF 53 2540 0105/Líquido Deguvest® pag. 94
REF 53 2540 0014/Líquido Deguvest® pag. 94

Datos técnicos	
Proporción de mezcla (polvo: líquido)	100 g : 22 ml
Expansión de fraguado (según Vicat)	6–10 min
Tiempo de trabajo	4–6 min
Expansión lineal total max.	max. 2.4%
Resistencia a la flexión	4–8 N/mm ²

Deguvest® CF	Pack con 100 bolsas, 60 g cada una	REF 53 2506 0036
Deguvest® CF	Pack con 50 bolsas, 150 g cada una	REF 53 2506 0038
Deguvest® CF	Deguvest CF, 40 kg caja (10x4 kg)	REF 53 2506 0010

Deguvest® F

Revestimiento de precisión compuesto de fosfato, exento de yeso y bajo en carbono, para la técnica de colado de toda la gama de metal precioso. Para ser mezclado con Líquido Deguvest®.



REF 53 2540 0105/Líquido Deguvest® pag. 94
REF 53 2540 0014/Líquido Deguvest® pag. 94

Datos técnicos	
Proporción de mezcla (polvo: líquido)	100 g : 15 ml
Tiempo de fraguado (según Vicat)	6–10 min
Tiempo de trabajo	5–6 min
Expansión lineal total	1.3–2.1%
Resistencia a la flexión	Aprox. 10 N/mm ²

Deguvest® F	Pack con 100 bolsas, 60 g cada una	REF 53 2507 0036
Deguvest® F	Pack con 50 bolsas, 180 g cada una	REF 53 2507 0039

Deguvest® HFG

Datos técnicos	
Proporción de mezcla (polvo: líquido)	100 g : 15 ml
Tiempo de fraguado (según Vicat)	6-10 min
Tiempo de trabajo	3-5 min
Expansión lineal total	1.3-2.1%
Resistencia a la flexión	Aprox. 10 N/mm ²

Deguvest® HFG	Pack con 50 bolsas, 180 g cada una	REF 53 2504 0039
---------------	------------------------------------	------------------

Revestimiento tradicional compuesto de fosfato, exento de yeso y bajo en carbono, para la técnica de colado de toda la gama de metal precioso. Para ser mezclado con Líquido Deguvest®.



REF 53 2540 0105/Líquido Deguvest® pag. 94
REF 53 2540 0014/Líquido Deguvest® pag. 94



Deguvest® California

Datos técnicos	
Proporción de mezcla (polvo: agua desti.)	100 g : 32-40 ml
Expansión lineal total	1.3-1.6%
Expansión de fraguado	0.1-0.4%
Expansión térmica	1.2%
Tiempo de mezcla (con vacío)	60 s
Tiempo de trabajo (a 20°C)	7-8 min

Deguvest® California	bolsas 4x 4.5 kg	REF 53 2505 0500
Deguvest® California	caja, 5 kg	REF 53 2505 0505

Revestimiento compuesto de yeso para todas las aleaciones con temperatura de precalentamiento hasta 750°C. Estructura extremadamente de grano fino y fácil control de la expansión lineal, garantiza superficies perfectas y ajuste preciso.

Nuevo: ahora también para el precalentamiento rápido!. Para ser mezclado con agua destilada.



Para mezclar con agua destilada.



Optivest® avanti

Datos técnicos	
Proporción de mezcla (polvo: líquido)	100 g : 20 ml
Tiempo de fraguado (según Vicat)	6-8 min
Expansión térmica	Aprox. 0.8%
Expansión de fraguado	< 1%
Resistencia a la flexión	> 15 MPa

Optivest® avanti	Pack con 20 bolsas, 400 g cada una	REF 53 2520 0001
------------------	------------------------------------	------------------

Revestimiento de alta tecnología para la confección de esqueléticos de CrCo, adecuado para el precalentamiento rápido. Superficies perfectas, control de expansión lineal exacto y reproducción precisa de detalles. Para mezclar con líquido Especial.



53 2540 0114/Líquido Especial pag. 94



Revestimiento

Optivest® SR

Revestimiento reducido en polvo para la técnica de esqueléticos de CrCo. Excelentes características de fluidez y de superficies junto a ajustes precisos, hace de este revestimiento un producto de alta calidad. Para ser mezclado con líquido de Optivest®.



REF 53 2540 0095/Líquido Optivest® pag. 94
REF 53 2540 0091/Líquido Optivest® pag. 94

Datos técnicos		
Proporción de mezcla (polvo: líquido)	100 g : 15 ml	
Tiempo de fraguado (según Vicat)	300-380 s	
Expansión lineal total	0.70-1.80%	
Tiempo de mezcla	60 s	
Tiempo de trabajo	3-5 min	
Resistencia a la flexión	13 mPa	
Optivest® SR	Pack con 40 bolsas, 400 g cada una	REF 53 2555 0001

Optivest®

Revestimiento para esqueléticos con una óptima composición de polvo de grano fino. Una superficie estable y la reproducción exacta de los detalles garantizan una alta precisión de ajuste con unas superficies muy lisas. Para ser mezclado con líquido de Optivest®.



53 2540 0095 Líquido Optivest® pag. 94
53 2540 0091 Líquido Optivest® pag. 94

Datos técnicos		
Proporción de mezcla (polvo: líquido)	100 g : 15 ml	
Expansión lineal total	0.70-1.80%	
Tiempo de mezcla (con vacío)	1 min	
Tiempo de trabajo	3-4 min	
Resistencia a la flexión dependiendo de la concentración de líquido de expansión	15-20 N/mm²	
Optivest®	Pack con 100 bolsas, 200 g cada una	REF 53 2509 0020
Optivest®	Pack con 40 bolsas, 400 g cada una	REF 53 2509 0030
Optivest®	Caja con Bolsas 10 x 5 kg	REF 53 2509 0040

Biosint® Supra

Revestimiento clásico para la confección de esqueléticos. Destacado control de expansión con el líquido de mezcla Biosol® E.



53 2545 0076 Biosol® E pag. 94

Datos técnicos		
Proporción de mezcla (polvo: líquido)	100 g : 15 ml	
Expansión lineal total	0.9-1.65%	
Tiempo de mezcla (con vacío)	90-120 s	
Tiempo de trabajo	3-5 min	
Resistencia a la flexión dependiendo de la concentración de líquido de expansión	15-20 N/mm²	
Biosint® Supra	Caja con Bolsas 10 x 5 kg	REF 53 2510 0001
Biosint® Supra	Pack con 45 bolsas, 400 g cada una	REF 53 2510 0002

Deguvest® GF

Datos técnicos		
Relación mezcla polvo : líquido		100 g : 22 ml
Expansión total linear		1.2-2.4%
Tiempo de mezcla bajo vacío		60 sec
Margen de elaboración		4 – 6 min
Resistencia a la presión según concentración del líquido de mezcla		4 – 8 MPa
Deguvest® GF	100 x 60 g	REF 53 2552 0001
Deguvest® GF	50 x 150 g	REF 53 2552 0002

Deguvest GF es un revestimiento especial, a base de fosfato y exento de yeso, que es apto especialmente para el colado de precisión de metales para fija, sensibles al carbono.

Para mezclar con líquido Deguvest.



REF 53 2540 0105/Líquido Deguvest® pag. 94
REF 53 2540 0014/Líquido Deguvest® pag. 94

Deguvest® Impact

Datos técnicos		
Relación mezcla polvo : líquido		100 g : 22-23 ml
Expansión total linear		1.2 – 2.4%
Tiempo de mezcla bajo vacío		60 sec
Margen de elaboración		4 – 6 min a 23°C
Resistencia a la presión según concentración del líquido de mezcla		4 – 8 N/mm ²
Tiempo de trabajo (a 20°C)		7-8 min
Deguvest® Impact	100 x 60 g	REF 53 2553 0011
Deguvest® Impact	50 x 150 g	REF 53 2553 0015

Deguvest Impact es un revestimiento económico, universal, libre de carbono y a base de fosfato, apto para la técnica de colado de precisión de metales para fija. Deguvest Impact puede ser calentado con tiempos de parada a 300 °C y temperatura final, o también con el procedimiento de precalentamiento rápido. Para ello ha de usarse el líquido especial.



REF 53 2540 0514/Líquido Especial pag. 94



Biosint® Extra

Datos técnicos		
Relación mezcla polvo : líquido		100 g : 14-15 ml
Expansión total linear		0.95 % – 1.65 %
Tiempo de mezcla bajo vacío		60 sec
Margen de elaboración		3 – 5 minutos
Resistencia a la presión según concentración del líquido de mezcla		15 – 20 N/mm ²
Biosint® Extra	45 x 400 g	REF 53 2554 0001

Biosint Extra es un revestimiento especial, exento de yeso, A base de fosfato, destinado a la confección de modelos y cilindros para esqueléticos. Se mezcla Biosint Extra con Biosol E. La adición del líquido especial de mezcla Biosol E al agua modifica la expansión total.



REF 53 2545 0076 Biosol® E pag. 94



Revestimiento

Líquido Especial

Para Deguvest® Impuls, Impact y Optivest® avanti, para precalentamiento rápido.



Líquido Especial	1x 1350 ml bote	REF 53 2540 0114
Líquido Especial	1x 5000 ml bote	REF 53 2540 0514

Líquido de Mezcla Optivest®

Para revestimiento Optivest® para esqueléticos.



Líquido Optivest®	1x 2000 ml bote	REF 53 2540 0091
Líquido Optivest®	1x 5000 ml bote	REF 53 2540 0095

Líquido Deguvest®

Para revestimiento Deguvest® (Impuls GF, CF, F, HFG).



Líquido Deguvest®	1x 1350 ml bote	REF 53 2540 0014
Líquido Deguvest®	1x 5000 ml bote	REF 53 2540 0105

Biosol® E

Líquido de mezcla para Biosint® Supra y Extra.



Biosol® E	1x 5000 ml bote	REF 53 2545 0076
-----------	-----------------	------------------

Líquido Universal

Para revestimiento Deguvest® SR



Líquido Universal	1x 1350 ml bote	REF 53 2540 0200
-------------------	-----------------	------------------

Deguvest® Vlies

Tira de forrar sin amianto para cilindros de fundición, recomendado especialmente para el revestimiento compuesto de yeso como Deguvest® California y para un rápido precalentamiento. Con mediciones fáciles de usar marcadas exactamente desde 1x-9x en el envase.



Deguvest® Vlies	rollo 25 m (1 mm x 50 mm)	REF 53 2540 0047
-----------------	------------------------------	------------------

Tiras de forrar

Tiras de forrar universal sin amianto para muflas, cortadas en cuatro tamaños, para forrar cilindros metálicos de fundición DeguDent para un precalentamiento convencional. Garantiza una expansión controlada del revestimiento.



Tiras de forrar	pack de 200 tiras por 1x	REF 53 2540 0040
Tiras de forrar	pack de 200 tiras por 3x	REF 53 2540 0041
Tiras de forrar	pack de 200 tiras por 6x	REF 53 2540 0042
Tiras de forrar	pack de 200 tiras por 9x	REF 53 2540 0043

Caja para tiras de forrar

Ayuda práctica y funcional para el almacenamiento de tiras de forrar para cilindros, cada uno de los tamaños de 1x-9x (con montaje en pared).

Caja para tiras de forrar	1x caja vacía	REF 53 2540 0045
---------------------------	---------------	------------------

Waxit®

Agente liberador de tensiones para superficie de ceras y siliconas, diseñado para mejorar las superficies de modelos y colados. También disponible en spray respetuoso con el medio ambiente.



Waxit®	1x 1000 ml bote	REF 53 2518 0013
Waxit®	1x 145 ml spray	REF 53 2518 0017

Formadores de cilindros

Conos de goma dura que sirven como base para la colocación de objetos de cera para conseguir unos cilindros exactos para colar. Disponible en cuatro tamaños 1x-9x para todas las unidades de colado DeguDent (ver fig. 1).



(1)	Conos de goma 1x	1 unidad	REF 53 2351 1069
(1)	Conos de goma E 3x	1 unidad	REF 53 2351 1070
(1)	Conos de goma E 6x	1 unidad	REF 53 2351 1071
(1)	Conos de goma E 9x	1 unidad	REF 53 2351 1072

Cono de goma universal

Apto para todos los tamaños de cilindros y todas las unidades de colado DeguDent, excepto Prestomat compact (ver fig. 2).

(2)	Cono de goma universal	1 unidad	REF 53 2351 0061
-----	------------------------	----------	------------------

Cilindro de colado

Cilindros de acero inoxidable de larga duración para la fabricación de cilindros de revestimiento. Cuatro tamaños diferentes para todas las unidades de colado (ver fig. 3).

(3)	Cilindro de colado	1 ud. tamaño 1x	REF 53 2351 0057
(3)	Cilindro de colado	1 ud tamaño 3x	REF 53 2351 0058
(3)	Cilindro de colado	1 ud. tamaño 6x	REF 53 2351 0059
(3)	Cilindro de colado	1 ud.tamaño 9x	REF 53 2351 0060

Pinzas para Cilindros

Pinzas especiales para agarrar y transportar de forma segura los cilindros de todos los tamaños. Su diseño alargado es una ventaja importante cuando se trabaja con altas temperaturas (ver fig. 4).

(4)	Pinzas para cilindros	1 unidad	REF 53 2350 0008
-----	-----------------------	----------	------------------

Duplicado

Deguform®

Silicona aditiva de baja viscosidad para duplicar, para todos los requisitos técnicos dentales. Para el duplicado es recomendable utilizar nuestra cubeta de plástico.



Datos técnicos		
Componente A		Blanco
Componente B		Azul
Proporción de mezcla		1:1
Tiempo de trabajo (incluyendo mezcla)		aprox. 5 min
Tiempo de fraguado		aprox. 45 min
Dureza final (Shore A)		14–16
Contracción lineal		0.08 %
Deguform®	2x 860 ml Componente A y B	REF 53 2511 0002
Deguform®	2x 5170 ml Componente A y B	REF 53 2511 0012
Deguform®	2x 18.1 l Componente A y B	REF 53 2511 0042

Deguform® Plus

Silicona aditiva de alta tecnología para el duplicado. Absolutamente sin ninguna contracción debido a un sistema de catalizador de platino. La dureza adaptada (shore A) garantiza una alta resistencia al desgarro y por lo tanto una alta estabilidad. Especialmente adecuada para el duplicado sin cilindro.



Datos técnicos		
Componente A		Blanco
Componente B		Azul Oscuro
Tiempo de mezcla (manual/Multivac)		45 s
Proporción de mezcla		1:1
Tiempo de trabajo (incluyendo mezcla)		5–7 min
Capacidad de desmoldeo (a 23°C)		30 min
Dureza final (Shore A)		28
Deguform® Plus	2x 860 ml Componente A y B	REF 53 2511 0502
Deguform® Plus	2x 5170 ml Componente A y B	REF 53 2511 0512

Cubeta de Duplicado

Cubeta de duplicado de tres partes con relleno de espuma y ajustable en la sección superior para ahorrar material.



Cubeta de plástico para duplicar	1 unidad	REF 53 2351 1281
----------------------------------	----------	------------------

Biosil® f

Aleación elástica de CrCo para la confección de esqueléticos, presentada en pastillas.

Datos técnicos	
Tipo	Duro-elástico
Color	Blanco
Composición (peso %)	
Co	64.8
Cr	28.5
Mo	5.3
Si	0.5
Mn	0.5
C	0.4
N	-
Intervalo de fusión °C	1320-1380
Temp. de precalentamiento de cilindros °C	1000
Dureza Vickers HV 10	400
0.2% Límite de elasticidad MPa	700
Resistencia a la tracción MPa	900
Alargamiento a la rotura %	5
Densidad g/cm ³	8.4
Módulo de elasticidad GPa	220



Biosil® f	1 frasco x 1 kg	REF 53 3501 0003
-----------	-----------------	------------------

Biosil® I

Debido a su composición especial, Biosil® I es especialmente adecuado para soldar con láser. Se debe utilizar con Biosil® Hilo de soldadura Laser.

Datos técnicos	
Tipo	Duro-elástico
Color	Blanco
Composición (peso %)	
Co	62.5
Cr	30.5
Mo	5.0
Si	1.0
Mn	0.4
C	0.3
N	0.3
Intervalo de fusión °C	1290-1390
Temp. de precalentamiento de cilindros °C	1000
Dureza Vickers HV 10	375
0.2% Límite de elasticidad MPa	710
Resistencia a la tracción MPa	900
Alargamiento a la rotura %	6
Densidad g/cm ³	8.2
Módulo de elasticidad GPa	220



Biosil® I	1 frasco x 1 kg	REF 53 3501 0004
Biosil® I	1 frasco x 2.5 kg	REF 53 3501 0005



53 2520 0001/Optinvest® avanti pag. 91, 53 2555 0001 Optinvest® SR pag. 92, 53 2509 0020/Optinvest® pag. 92

Metal

Co.Cr.Mo.

Co.Cr.Mo. es una aleación de fundición de alta calidad para la confección de esqueléticos. Conviene por sus cualidades tecnológicas coordinadas, permitiendo así construcciones finas de ganchos. La aleación puede ser elaborada con cualquier dispositivo de fundición dental de alto rendimiento y ser utilizada con todo tipo de revestimientos para esqueléticos, como por ejemplo Biosint Extra o Biosint Supra

Co.Cr.Mo.	1 kg	REF 53 3502 0001
-----------	------	------------------

Datos técnicos

Composición			
Co	64.8%	Dureza según Vickers	400 HV 10
Cr	28.0%	Límite de elasticidad 0.2%	650 MPa
Mo	5.0%	Resistencia a la tracción	850 MPa
Si	<0.1%	Módulo de elasticidad	220 GPa
Mn	<0.1%	Alargamiento de rotura	5%
C	<0.1%	Densidad	8.4 g/cm ³
N	<0.1%	Intervalo de fusión	1320 – 1380 °C
Ni	<0.1%		

Duceralloy C

Duceralloy C es una aleación de metales no nobles para recubrimiento cerámico muy resistente a la corrosión a base de CoCrW. Puede recubrirse con todas las cerámicas dentales (p. ej. Duceram® Plus, Duceram® Kiss, Duceram® love) que cubran el rango de coeficiente de expansión térmica (CET) de 14.3 µm/m·K(25–600 °C).



Datos técnicos

Composición			
Co	59.4%	Dureza según Vickers	330 HV
Cr	25.5%	Límite de elasticidad 0.2%	630 MPa
W	10.0%	Resistencia a la tracción	790 MPa
Nb	2.0%	Módulo de elasticidad	200 GPa
V	2.0%	Alargamiento de rotura	3%
Si	1.0%	Densidad	8.8 g/cm ³
Mo	1.0%	Intervalo de fusión	1270 – 1370 °C
Fe	<0.1%		

Duceralloy C	1 kg	REF 53 3508 0010
--------------	------	------------------

Duceralloy C	250 g	REF 53 3508 0025
--------------	-------	------------------

Duceralloy Soft

Duceralloy soft es una aleación de metales no nobles muy resistente a la corrosión a base de CoCrW. Posee unas propiedades mecánicas extraordinarias y es adecuada para todas las cerámicas dentales (p. ej., Duceram® Kiss) cuyo coeficiente de dilatación térmica cubra el intervalo de 14.9 µm/m·K (25 – 600 °C).

Duceralloy C	1 kg	REF 53 3508 0034
--------------	------	------------------

Duceralloy C	250 g	REF 53 3508 0035
--------------	-------	------------------

Datos técnicos

Composición			
Co	54.1%	Dureza según Vickers	280 HV 10
Cr	20.0%	Límite de elasticidad 0.2%	550 MPa
W	16.4%	Resistencia a la tracción	710 MPa
Nb	0.2%	Módulo de elasticidad	200 GPa
Fe	7.5%	Alargamiento de rotura	12%
Si	1.5%	Densidad	9.1 g/cm ³
Mn	0.3%	Intervalo de fusión	1390 – 1410 °C

Metal Phantom NF – Set Introductorio

Set de prueba de metal, soldadura y fundente para el entrenamiento en trabajos dentales técnicos. Excelentes propiedades de procesamiento.

Accesorios		
Metal Phantom NF en láminas	1x 50 g pack	REF 53 2539 0002
Metal-Phantom NF en lingotes	1x 50 g pack	REF 53 2539 0003
Soldadura 1 (Soldadura principal)	1x 1.5 g caja	REF 53 2539 0004
Soldadura 2 (Soldadura secundaria)	1x 1.5 g caja	REF 53 2539 0005



Metal Phantom NF – Set Introductorio

1 Set con 1 x 20 g Metal Phantom NF,
1 x 1.5 g Metal Phantom Soldadura 1 (Soldadura principal),
1 x 1.5 g Metal Phantom Soldadura 2 (Soldadura secundaria),
1 x 10 ml Veriflux®, 1 x 20 ml Anoxan®

REF 53 2539 0001

1 set

Pasta para Pulir

Pasta amarilla para el pulido previo de metales preciosos, adecuada para el pulido a mano.



REF 53 2536 0001

1 unidad

Fundición y Colado

Degutron® eco

Aparato de fundición de inducción al vacío y presión para todas las aleaciones dentales comunes preciosas y no preciosas. De manejo simple y sin complicaciones. La fundición cuidadosa y el rápido proceso de colado permiten obtener resultados reproducibles. Se ahorra espacio por su pequeño tamaño y lleva la bomba de vacío por separado. El proceso de fundición se inicia manualmente girando la cámara de fundición 90°. El sistema cerrado desde el calentamiento hasta el colado garantiza la seguridad en el manejo.

Datos técnicos

Crisol volúmen (max.)	15 cm ³ (crisol cerámico)
	10 cm ³ (con grafito insertado)
Potencia de salida	3.5 KW
Temperatura de trabajo (max.)	1.950 °C
Potencia del motor	230 V/16 A, 50/60 Hz
Refrigeración por agua	2.5-5 bar/min. 1.5 l/min
Refrigeración por agua de retorno	sin presión
Temp. en refrigeración por agua	10 °C-20 °C
Vacío	min. 8m ³ /h, 0.1 mbar abs.



Degutron® eco

1 Degutron® eco unidad completa con:
1 crisol de cerámica, 1 crisol de cerámica con inserción de grafito, 4 adaptadores de mufla, 1 lámina de pantalla transparente, 2 tubos y 1 bomba de vacío Degutron® vac

Degutron® vac

Bomba de vacío de alto rendimiento Degutron® vac.

REF 53 5135 0001

1 unidad

REF 53 5135 0100

1 unidad

Soplete para Fundir y Soldar

Mango Universal con sopletes de fundición fáciles de intercambiar. Fácil de manejar y regular con una sola mano.

(1)	Mango	1 unidad	REF 53 2350 0040
(2)	Micro-soplete Propano oxígeno, con 3 agujas diferentes, para soldar todas las aleaciones dentales	1 unidad	REF 53 2350 0044
(3)	Soplete Propano oxígeno para soldar todas las aleaciones dentales	1 unidad	REF 53 2350 0043
(4)	Soplete Propano oxígeno para fundir todas las aleaciones dentales	1 unidad	REF 53 2350 0042
(5)	Soplete gas Natural oxígeno para fundir y soldar todas las aleaciones de metal precioso (no para aleaciones de metal precioso para cerámicas)	1 unidad	REF 53 2350 0045
(6)	Soplete gas natural/Propano - aire comprimido para fundir y soldar aleaciones de metal precioso (no para aleaciones de metal precioso para cerámicas)	1 unidad	REF 53 2350 0041



Accesorios para Multicast – Crisoles

Crisol de cerámica, para fundición de todas las aleaciones dentales preciosas. Apto para todas las unidades de crisoles de fundición DeguDent.	Pack 1x 10 piezas	REF 53 2351 0069
Crisol de grafito de electrografito puro (para todas las unidades de crisoles de fundición DeguDent). Atmósfera de óxido-inhibido de larga duración.	Pack 1x 10 piezas	REF 53 2351 0068

Accesorios para Unidades de Colado



Pinzas para Crisol, pinzas especiales para el fácil manejo del crisol.	1 unidad	REF 53 2350 0025
Pinzas para Cilindros, pinzas especiales para agarrar y transportar cilindros de todos los tamaños. Su diseño alargado es una ventaja particular a temperaturas altas.	1 unidad	REF 53 2350 0008
Vertedero metálico, ayuda práctica para verter las aleaciones en los crisoles calientes.	1 unidad	REF 53 2351 0077

Accesorios para Prestomat® compact



Crisol de Grafito Pc, conductividad térmica excepcional. Atmósfera de óxido-inhibido de larga duración	Pack 1x 10 piezas	REF 53 5522 0101
Crisol de Cerámica Pc. Crisol para todas las aleaciones de metales preciosos comunes. La superficie lisa impide la adhesión del metal fundido al crisol.	Pack 1x 10 piezas	REF 53 5522 0102
Soporte para crisoles	1 unidad	REF 53 5522 0103

Extracción de Revestimiento y Decapado

Neacid® Unidad de Decapado

Aparato de decapado con calentamiento eléctrico y controlado termostáticamente para el agente decapador Neacid® con bajo consumo de energía, para el decapado de metales preciosos. Colador giratorio y carcasa hecha a prueba de golpes y de polipropileno resistente al ácido.



Datos técnicos

Fuente de alimentación	230/240 V~
(Versión especial para 100V/127V disponible)	
Frecuencia de la red	50/60 Hz
Potencia	40/60 W
Altura x Anchura x Profundidad	190 x 170 x 180 mm
Peso	Aprox. 1 kg


Neacid® Unidad de Decapado

REF 53 5431 0001

1 unidad

Neacid®

Legendario agente de decapado en forma de polvo para eliminar los óxidos y restos de fundente en los metales preciosos. Seguro y fácil de mezclar con agua (¡Siga las instrucciones!). No produce vapores corrosivos o peligrosos. Ilimitada vida útil.



Neacid®

1 Pack con 2 bolsas (2x 65 g) cada una para 250 ml de solución ácida

REF 53 2522 0001

1 unidad

Agente Abrasivo



Agente Abrasivo bond. Corindon fino (tamaño de grano 105–150 µm) para el acondicionamiento de estructuras de metal precioso previo a la aplicación de cerámica (Utilice la presión de chorreo recomendada!).	1x 3 kg frasco	REF 53 2545 0005
Agente Abrasivo Especial, mezcla de perlas de vidrio (tamaño de grano 300–400 µm) y corindón normal (tamaño de grano 250–355 µm) para chorrear estructuras de CoCr.	1x 3 kg frasco	REF 53 2545 0011
Agente Abrasivo de Brillo, perlas de vidrio silanizadas (tamaño de grano 180–200 µm) para abrillantar estructuras de metal precioso.	1x 2.5 kg frasco	REF 53 2545 0021

Aparato para Soldar con Láser Connexion II Ergo

Aparato para soldar con láser de superclase. Tecnología Sweetspot para buen pulso y posición simplificada del objeto dentro del rango de enfoque. Pulso de personalización para la puesta a punto del proceso de energía en cada aleación. Espléndido equipo con tecnología 20 Hz, boquillas de argón movibles, numerosas posibilidades de programación, etc

Datos técnicos	
Fuente de laser	Pulsado Nd: láser YAG – Sweet spot
Fuente de alimentación	400 V
Longitud de onda	1.06 µm
Potencia Nominal Promedio	Aprox. 40 W
Pulso de Energía Max.	Aprox. 60 julios
Pulso de Potencia Max.	4.0 kW
Duración del Pulso	0.5–50 ms
Max. Energía de Consumo	1.7 kW
Frecuencia de Pulso	0–20 Hz
Diámetro Variable Punto de Soldadura	0.2–2.0 mm
Formación del Pulso	Si (con seis puntos de medición)
Peso	143 kg
Dimensiones	L 1.000 mm x An 600 mm x Al 1.200 mm

Accesorios		
Dispositivo de visión Cobra (unidad de sustitución)	1 unidad	REF 53 5202 0100
Parámetros del láser mostrados en Microscopio	1 unidad	REF 53 5202 0101
Boquilla de sople de aire con Interruptor de pedal	1 unidad	REF 53 5202 0102
Cojines apoyabrazos, 1 par	1 par	REF 53 5202 0103
Anillo de luz	1 unidad	REF 53 5202 0105
Resonador para soldadura de precisión	1 unidad	REF 53 5202 0106
Cuña Ergo para Microscopio	1 unidad	REF 53 5202 0107



Aparato para Soldar con Láser Connexion II Ergo

1 Connexion II Ergo completo con Microscopio Leica Stereo, Resonador Sweet spot e individualización de Pulso, 1 Cable de conexión, 1 Tubo Argon, 10 l DI agua

REF 53 5202 0001 1 unidad

Biosil[®], hilo de soldadura láser



5 hilos, 25 cm cada uno

REF 53 3501 2505 5x 25 cm

Soporte de soldadura para barras y rollo

REF 53 2350 0016 1 unidad

Mango con boquilla de rosca

1 Mango



ver: Soplete de Fundir y Soldar, pag. 99

REF 53 2350 0040 1 unidad

Fundición y Soldadura

Veriflux®/Veriflux® P

Fundente en polvo o pastillas de la más alta pureza, para todas las aleaciones de metales preciosos, envasado en un práctico tarro de espolvorear. Previene eficazmente la oxidación de los metales durante la fundición.



Veriflux®	1x 90 g Sprinkling jar (Powder)	REF 53 2534 0001
Veriflux® P	1x 90 g Sprinkling jar (Pellets)	REF 53 2534 0004

Deguest® L

Revestimiento de precisión para soldar, con propiedades ideales de expansión. Fácil de moldear y cortar a pesar de la resistencia al calor extremo.



Datos técnicos

Expansión Lineal Total hasta 700 °C	aprox. 1.2%
Resistencia a la compresión después de 2 horas	3.5 N/mm ²
Tiempo de trabajo entre 3-4 min	

Deguest® L	1x 2 kg frasco	REF 53 2508 0001
------------	----------------	------------------

Fundente DS1

Fundente pastoso para soldar aleaciones de metal precioso antes y después de la cerámica. Especialmente para soldaduras con punto de fusión superior a 800°C.



Fundente DS 1	1x 50 ml frasco	REF 53 2540 0052
---------------	-----------------	------------------

Oxynon®

Fundente especial que previene la oxidación al soldar aleaciones no preciosas.



Oxynon®	1x 50 ml frasco	REF 53 2531 0004
---------	-----------------	------------------

Fundente T

Fundente de baja viscosidad que fluye con facilidad en la superficie de la aleación a soldar, sin importar como de pequeño es el espacio. Especialmente para post-soldaduras. Para temperaturas hasta 850°C.



Fundente T	1x 100 ml bote	REF 53 2540 0050
------------	----------------	------------------

Anoxan®

Fundente pastoso para soldar coronas y puentes. Adecuado para soldaduras con punto de fusión de hasta 850 °C.



Anoxan®	1x 50 ml frasco	REF 53 2529 0001
---------	-----------------	------------------

Contex®

Anti-fundente en pasta. Esta pasta de carbono evita que la soldadura llegue a superficies no deseadas, facilitando una soldadura extremadamente precisa.



Contex®	1x 50 ml frasco	REF 53 2524 0004
---------	-----------------	------------------

Fresadora F4 basic

Unidad de fresado con brazo de fresado rígido y movable. Manejo ergonómico, funcional según el nivel de trabajo y panel de control. Su tecnología sólida y avanzada garantiza un uso multifuncional.

Datos técnicos		
Tensión de alimentación (tensión de red)	100–240 V	
Frecuencia de alimentación (frecuencia de red)	50/60 Hz	
Funcionamiento	100 W	
Velocidad del husillo de fresado (ajustable continuam.)		
Rotación a la derecha	1.000–25.000 RPM	
Rotación a la izquierda	1.000–7.000 RPM	
Superficie de trabajo magnetic	Ø 145 mm	
Distancia trayecto de trabajo, vertical	200 mm	
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)	550 x 275 x 400 mm	
Peso	aprox. 22 kg	
Accesorios		
Husillo de fresado	1 unidad	REF 53 2351 1030
Portapinzas 2.35 mm Ø/15 mm	1 unidad	REF 53 2351 1024



Fresadora F4 basic

1 Fresadora F4 basic con 1 tapa de protección del polvo

REF 53 5154 0001 **1 unidad**

Focos LED

LEDs de alto rendimiento de última generación, de amplia iluminación uniforme sin generación de calor. Vida útil de más de 100.000 horas. De fácil montaje, ya que la energía es suministrada por la unidad de fresado (se adapta a F4 basic y F3 Ergo).

Datos técnicos	
Tensión de alimentación	100–240 V
Funcionamiento	3 W

REF 53 5153 0110 **1 unidad**



Fresado

Mesa de Modelo

Mesa de modelo de precisión con un ángulo de inclinación de hasta 30°, con un mecanismo de sujeción de acción rápida para el cambio rápido del modelo. Posición horizontal de cierre automático. Base metálica para la fijación magnética de los modelos en la unidad de fresado.



Mesa de modelo para fresadora F4 basic	1 unidad	REF 53 2351 1033
--	----------	------------------

Placa para yeso

La combinación de la base magnética con una superficie de vidrio absolutamente plana, garantiza una base precisa de modelo para una trayectoria de inserción reproducible.



Placa para yeso	1 unidad	REF 53 2351 1034
-----------------	----------	------------------

Mesa de Modelo básico

Mesa de modelo económico con una posición horizontal de auto-bloqueo. Basculable alrededor de 30° que se fija magnéticamente en la unidad de fresado. Casi todos los modelos se pueden fijar de manera rápida y segura.



Mesa de modelo básico para Fresadora F4 basic	1 unidad	REF 53 5154 0100
---	----------	------------------

Plataforma para yeso

3 tamaños diferentes para una producción eficiente de los zócalos de fresado, con una base magnética y anillo de goma.



Plataforma para yeso, Ø 44 mm	1 unidad	REF 53 2351 1035
-------------------------------	----------	------------------

Plataforma para yeso, Ø 65 mm	1 unidad	REF 53 2351 1036
-------------------------------	----------	------------------

Plataforma para yeso, Ø 80 mm	1 unidad	REF 53 2351 1037
-------------------------------	----------	------------------

Husillo Multiuso

Accesorio para instrumentos de sujeción diseñado para el retoque de objetos manualmente o para la colocación de ataches. Universal con sujeción de tres mordazas (0-3.175 mm diámetro).



Husillo Multiuso con 1 llave cónica	1 unidad	REF 53 5153 0101
-------------------------------------	----------	------------------

Unidad de giro

Unidad de giro con zócalo de fresado y mesa de modelo.



Unidad de giro con zócalo de fresado y mesa de modelo.	1 unidad	REF 53 5152 0102
--	----------	------------------

Konator®

Aparato auxiliar para una fabricación eficiente de coronas cónicas. La posición central ideal está fijada dentro de un rango de ajuste individual de 0°–6° y puede ser procesada con solo una herramienta, de acuerdo con la tolerancia del cono.

Accesorios		
TwisTec® fresa para cera, cónica, redonda 6°	1 unidad	REF 5990 1209
TwisTec® fresa cónica, Corte llano, 6°	1 unidad	REF 5990 1018
1 Pieza de transferencia	1 unidad	REF 2351 1051



REF 53 2351 1050

1 unidad

Konator® Sistema-Flex “Hamm”

Sistema para el tratamiento de superficies para las primarias de coronas cónicas y telescópicas con soporte de lija para trabajar directamente sobre el modelo o el zócalo de fresado (soporte de lija y papel de lija también disponibles por separado).

Accesorios		
Soporte de lija 0°, cilíndrico, vástago Ø 3.0 mm	1 unidad	REF 53 2351 1302
Soporte de lija, 2°, cono positivo, cilíndrico, vástago Ø 3.0 mm	1 unidad	REF 53 2351 1312
Soporte de lija, 4°, cono positivo, cilíndrico, vástago Ø 3.0 mm	1 unidad	REF 53 2351 1313
Soporte de lija, 6°, cono positivo, cilíndrico, vástago Ø 3.0 mm	1 unidad	REF 53 2351 1314
Soporte de lija 0°, cilíndrico, vástago Ø 2.35 mm	1 unidad	REF 53 2351 1337
Soporte de lija, 2°, cono positivo, vástago Ø 2.35 mm	1 unidad	REF 53 2351 1341
Soporte de lija, 4°, cono positivo, vástago Ø 2.35 mm	1 unidad	REF 53 2351 1342
Soporte de lija, 6°, cono positivo, vástago Ø 2.35 mm	1 unidad	REF 53 2351 1343
Papel de lija, tamaño de grano 120, 0°	1x 100 pieza pack	REF 53 2351 1320
Papel de lija, tamaño de grano 120, 2°	1x 100 pieza pack	REF 53 2351 1321
Papel de lija, tamaño de grano 120, 4°	1x 100 pieza pack	REF 53 2351 1322
Papel de lija, tamaño de grano 120, 6°	1x 100 pieza pack	REF 53 2351 1323
Papel de lija, tamaño de grano 240, 0°	1x 100 pieza pack	REF 53 2351 1324
Papel de lija, tamaño de grano 240, 2°	1x 100 pieza pack	REF 53 2351 1325
Papel de lija, tamaño de grano 240, 4°	1x 100 pieza pack	REF 53 2351 1326
Papel de lija, tamaño de grano 240, 6°	1x 100 pieza pack	REF 53 2351 1327
Papel de lija, tamaño de grano 600, 0°	1x 100 pieza pack	REF 53 2351 1328
Papel de lija, tamaño de grano 600, 2°	1x 100 pieza pack	REF 53 2351 1329
Papel de lija, tamaño de grano 600, 4°	1x 100 pieza pack	REF 53 2351 1330
Papel de lija, tamaño de grano 600, 6°	1x 100 pieza pack	REF 53 2351 1331

**Contenidos:**

Soporte de lijas con cono positivo, 2 cada uno con ángulos 0°, 2°, 4°, 6°, vástago 3 mm Ø
 10 Papeles de lija con tamaño de grano 120, 0°, 2°, 4° y 6°
 10 Papeles de lija con tamaño de grano 240, 0°, 2°, 4° y 6°
 10 Papeles de lija con tamaño de grano 600, 0°, 2°, 4° y 6°

REF 53 2351 1310

1 pack

Fresado

Kit de Transferencia

Ayuda práctica para fijar y buscar la medida del modelo de posición.



Kit de Transferencia	1 Kit con 5 pins de transferencia, 20 Casquillos, 1 Taladro	REF 53 2351 1047
----------------------	---	------------------

Knetotherm

Masa plástica indispensable para la fabricación de muñones metálicos para fresado. Se utiliza como molde para verter el metal líquido para fabricar muñones para fresado.



Knetotherm	1x 80 g pack	REF 53 2351 1026
------------	--------------	------------------

Metal de muñones para Fresado

Para la fabricación de muñones metálicos para fresado. De alta resistencia, baja temperatura de fusión.



Metal de muñones para fresado	1x 250 g pack	REF 53 2351 1025
-------------------------------	---------------	------------------

ProFire2® compact

El ProFire2 compact/press es la versión perfeccionada de la reconocida gama de hornos ProFire, y cuenta con un software y una estructura de servicio completamente renovado. De este modo se ha conseguido optimizar de nuevo la comodidad y seguridad de uso del producto. A los elementos comprobados, como la bobina de calefacción de cristal de cuarzo protegida de contaminación y la filosofía de funcionamiento de los hornos de ProFire, se han añadido las siguientes características:

- Potencia de procesador mejorada
- Tiempos de reacción optimizados del nuevo joy stick
- Superficie del usuario individual
- Nuevo display, para una reproducción más luminosa
- Horno universal de cocción y de inyección para todas las cerámicas habituales, incluida e.max*
- Programas preinstaladas de cerámicas de DeguDent y Dentsply
- Todos los parámetros de cocción, inyección, vacío y enfriamiento pueden ajustarse de forma individual
- Test de funcionamiento independiente y completamente automático

Datos técnicos	
Tensión de red	230 V-240 V
Max. rendimiento	1.400 W
Interruptor automático con protección térmica	(reversible)
Temperaturas ambiente	4-40 °C
Peso	23 kg
Dimensiones	460 x 270 x 440 (alto x ancho x profundo)

ProFire2® compact

1 horno de cerámica, completo con cable de alimentación, 1 bandeja de cocción, 6 pins de cocción, 1 pinza, 1 base de cocción, 1 lápiz de memoria USB, 1 estante, 1 manguera para bomba de vacío

REF 53 5658 0001 1 unidad



ProFire2® press

Horno de cerámica e inyección.

Datos técnicos	
Tensión de red	230 V-240 V
Max. rendimiento	1.400 W
Interruptor automático con protección térmica	(reversible)
Temperatura ambiente	4-40 °C
Peso	27 kg
Dimensiones	560 x 270 x 430 (alto x ancho x profundo)

ProFire2® press

1 horno de cerámica, completo con válvula reductora de presión y cable de alimentación, 1 bandeja de cocción, 6 pins de cocción, 1 pinza, 1 base de cocción, 1 base de inyección, 1 lápiz de memoria USB, 1 estante, 1 manguera para bomba de vacío, 2 émbolos, 1 bandeja para émbolos

REF 53 5659 0001 1 unidad



Hornos de Cerámica

ProFire® vac

Bomba de vacío para los hornos ProFire®.
Sin mantenimiento, silencioso, compacto y potente.



Datos técnicos

Tensión de red	230 V 50/60 Hz
Max. rendimiento	80 W
Fin de vacío	12 mbar
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)	317 x 110 x 210 mm
Peso	6.8 kg

REF 53 5656 0100

1 unidad

Accesorios Cergo®/Cergo®Kiss



(1)	Tarjeta de Memoria (copia de seguridad). Expande la capacidad de memoria de los hornos Cergo®. Hasta 40 programas individuales pueden ser almacenados.	1 unidad	REF 53 5555 0201
(2)	Programas de cocción Ducera de alta fusión. Tarjeta chip para hornos Cergo® con 23 programas Duceram® Plus y Duceram® PFM.	1 unidad	REF 53 5555 0204
(3)	Soporte para émbolos	1 unidad	REF 53 5556 0100
(4)	Émbolos	1 unidad	REF 53 6590 2001
(5)	Manguito de goma para mufla 100 g	1 unidad	REF 53 6590 1001
(5)	Manguito de goma para mufla 200 g	1 unidad	REF 53 6590 1002
(6)	Base para mufla 100 g con tapa	mufla 100 g	REF 53 6590 1101
(6)	Base para mufla 200 g con tapa	mufla 200 g	REF 53 6590 1102
(7)	Bandeja de cocción	1 unidad	REF 53 6590 1201
(8)	Set pins de cocción	7 piezas	REF 53 6590 1202
(9)	Almohadilla refractaria	1 unidad	REF 53 6590 1203
	Kit Bandeja de Cocción	Contenidos: 1x Bandeja cocción 1x Set pins de cocción (7 piezas) 1x Almohadilla refractaria	REF 53 6590 1210
	Pinza	1 unidad	REF 53 5555 0300

Cergo® fit

Datos técnicos		
Proporción de mezcla (polvo : agua destilada)	100 g : 21 ml	
Expansión lineal total	1.4–2.4%	
Expansión de fraguado	0.6–1.2%	
Expansión térmica	0.8–1.2%	
Tiempo de mezcla (con vacío)	60 s	
Tiempo de fraguado (de acuerdo con Vicat)	400–600 s	
Resistencia a la compresión	4–9 MPa	
Tiempo de trabajo (a 20°C)	7–8 min	
Cergo® fit	Pack con 65x 100 g bolsas	REF 53 2532 0100

Revestimiento especial a base de fosfato, sin yeso, para cerámica de inyección. La composición de este producto en combinación con una resistencia ideal a la compresión hace un desvestido muy fácil. Control preciso de la expansión para una reproducción perfecta. Para ser mezclado con Líquido Especial.



REF 53 2540 0514/Líquido Especial pag. 94
REF 53 2540 0114/Líquido Especial pag. 94



Cergo® fit Speed

Datos técnicos		
Proporción de mezcla (polvo : agua destilada)	100 g : 25 ml	
Expansión lineal total	> 3.0%	
Expansión de fraguado	> 2.0%	
Expansión térmica	> 1.0%	
Tiempo de mezcla (con vacío)	60 s	
Tiempo de fraguado (de acuerdo con Vicat)	8–11 min	
Resistencia a la compresión	5–7 N/mm ²	
Tiempo de trabajo (a 20°C)	5–7 min	
Cergo® fit Speed	Pack con 65x 100 g bolsas	REF 53 2532 0200

Revestimiento especial a base de fosfato, sin yeso, para cerámica de inyección de calentamiento rápido. Garantiza un trabajo seguro desde la mezcla hasta el chorreado. Resultados de ajuste óptimos, reproducción exacta de detalles y superficies extraordinarias. Para ser mezclado con Líquido Cergo® fit Speed.



REF 53 2540 0117/Líquido Cergo® fit Speed pag. 110



Líquido Cergo® fit Speed

Líquido de mezcla para revestimiento de cerámica de inyección Cergo® fit Speed.

Líquido Cergo® fit Speed	1x 1450 ml bote	REF 53 2540 0117
--------------------------	-----------------	------------------



in:joy

TIENES
TRES DESEOS!!



Bestialmente bueno. in:joy – composite de recubrimiento

Composite de nueva concepción, fotopolimerizable, para recubrimientos estéticos y de alta calidad – se puede polimerizar en numerosas lámparas de polimerización.

- 1 Deseo: fácil reproducción de dientes de confección.
- 2 Deseo: fabulosamente sencillo de modelar.
- 3 Deseo: elevada resistencia a la placa y las decoloraciones.



DeguDent
A Dentsply Company

DENTSPLY

RESINAS Y COMPOSITES

Restauraciones dentales con un acabado de calidad

La odontología de los implantes sigue en auge, lo que produce una mayor demanda de plantillas de perforación, plantillas radiográficas y dentaduras provisionales.

Dentsply-DeguDent pone a su disposición una amplia gama de resinas y composites de alta calidad para sus trabajos protésicos.

Resinas y Composites

Lucitone® 199

Resina termopolimerizable de alto impacto, de gran estabilidad y elasticidad, fácil de pulir. Es adecuada para la elaboración de prótesis completas, parciales, rebases, reparaciones y férulas de mordidas. Moléculas de goma han sido incorporadas en la estructura acrílica. De esa manera se forma un amortiguador interno de choques. El polvo fino garantiza una mezcla densa y compacta, evitando porosidades. Contiene MMA residual 2.0%.



Datos técnicos	
Tiempo de mezcla (23 °C)	9 min
Tiempo de elaboración (23 °C)	10 min
Tiempo de polimerización	90 min a 72°C 30 min a 100°C
Proporción de mezcla	21 gr/10 ml
Resistencia al impacto	9.9 kJ/m ²
Resistencia a la flexión	90 Mpa
Módulo de flexión	2.8 GPa
Absorción de agua	6 µg/mm ³
Solubilidad	1µg/mm ³
Aislante/Separador	Al Cote/Isolant
Almacenamiento	15°C- 26° C en lugar seco

Reposiciones		
1-Unit Pack, original shade	1 pack 21gr/10ml	REF D 688 102
11-Unit Pack, original shade	1 pack 231gr/120ml	REF D 688 103
11-Unit Pack, light pink	1 pack 231gr/120ml	REF D 688 203
11-Unit Pack, light reddish pink	1 pack 231gr/120ml	REF D 688 303
120-Unit Pack, original shade	1 pack 4x630gr/3x430ml	REF D 688 105
120-Unit Pack, light pink	1 pack 4x630gr/3x430ml	REF D 688 205
120-Unit Pack, light reddish pink	1 pack 4x630gr/3x430ml	REF D 688 305
30-Unit Polvo, original shade	630 g	REF D 688 106
30-Unit Polvo, light pink	630 g	REF D 688 206
30-Unit Polvo, light reddish pink	630 g	REF D 688 306
30-Unit Polvo, clear	630 g	REF D 688 506
108-Unit Polvo, original shade	2268 g	REF D 688 120
108-Unit Polvo, light pink	2268 g	REF D 688 220
108-Unit Polvo, light reddish pink	2268 g	REF D 688 320
540-Unit Polvo, original shade	11340 g	REF D 688 111
540-Unit Polvo, light pink	11340 g	REF D 688 211
540-Unit Polvo, light reddish pink	11340 g	REF D 688 311
Liquido	430 ml	REF D 684 309
Liquido	946 ml	REF D 684 315 S1
Liquido	4 x 946 ml	REF D 684 315
Guía de color	1 pc	REF D 89 729
Repair Material Polvo, original shade	454 g	REF D 680 057
Repair Material Polvo, light pink	454 g	REF D 680 059
Repair Material Polvo, light red. Pink	454 g	REF D 680 058
Repair Material Liquido	175 ml	REF D 680 007
Repair Material Liquido	946 ml	REF D 680 049
Repair Material Lab Pack, pink	1 pack 454gr+21gr/2x180ml	REF D 680 010
Repair Material Lab Pack, light fibered	1 pack 454gr+21gr/2x180ml	REF D 680 011
Repair Material Lab Pack, light fibered	1 pack 454gr+21gr/2x180ml	REF D 680 028
Repair Material Polvo, pink	454 g	REF D 680 005
Repair Material Polvo, pink fibered	454 g	REF D 680 006
Repair Material Polvo, pink fibered	454 g	REF D 680 027

Characterized (CH) Lucitone®

Resina caracterizada termopolimerizable. Resina de colores pigmentados, simulación vascular realista.

10-Unit Pack, light	1 pack 10x21gr/120ml+10 gr Gingival Toner	REF D 686 371
10-Unit Pack, light reddish pink	1 pack 10x21gr/120ml+10 gr Gingival Toner	REF D 686 031
10-Unit Pack, reddish pink	1 pack 10x21gr/120ml+10 gr Gingival Toner	REF D 686 004
50-Unit Pack, light	1 pack 50x21 gr/430ml+120ml+10 gr Gingival Toner	REF D 686 376
50-Unit Pack, light reddish pink	1 pack 50x21 gr/430ml+120ml+10 gr Gingival Toner	REF D 686 045
50-Unit Pack, reddish pink	1 pack 50x21 gr/430ml+120ml+10 gr Gingival Toner	REF D 686 043
30-Unit Polvo, light	630 g	REF D 686 140
30-Unit Polvo, light reddish pink	630 g	REF D 686 120
30-Unit Polvo, reddish pink	630 g	REF D 686 130
Gingival toner, hot-curing 10-Unit Pack, light	10 g	REF D 686 033
Gingival toner, self-curing	10 g	REF D 686 024
Liquido	430 ml	REF D 684 309
Liquido	946 ml	REF D 684 315 S1
Liquido	3785 ml	REF D 684 315

Toda la información del catálogo se refiere a los mercados europeos solamente.

Ofertas específicas no están disponibles en todos los países. Por favor, póngase en contacto con su representante de ventas local.

Lucitone® Fas-Por+

Datos técnicos		
Tiempo de mezcla (23 °C)	15 seg	
Tiempo de elaboración (23 °C)	1 min	
Tiempo de polimerización	15 min a 41°C	
Proporción de mezcla	20 gr/14 ml	
Aislante/Separador	Al Cote/Isolant	
Almacenamiento	16°C- 27° C en lugar seco	
32 Unid Polvo, color original	640 g	REF D 682 520
32 Unid Polvo light pink	640 g	REF D 682 620
32 Unid Polvo light reddish pink	640 g	REF D 682 720
125 Unid Polvo color original	2495 g	REF D 682 224
125 Unid Polvo light pink	2495 g	REF D 682 234
125 Unid Polvo light reddish pink	2495 g	REF D 682 244
Líquido	430 ml	REF D 682 007
Líquido	946 ml	REF D 682 049

Resina autopolimerizable a base de polimetilmetacrilato, de gran precisión para la confección de esqueléticos, prótesis parciales, rebases y reparaciones. Lucitone® Fas-Por+ está libre de cadmio. Contiene MMA Residual 2.9%.



Luci-Soft™

Datos técnicos		
Tiempo de mezcla (23 °C)	Pre-mezclado	
Tiempo de polimerización	150 min a 73°C 30 min a 100°C	
Proporción de mezcla	Pre-mezclado	
Resistencia al impacto	Fuerza de enlace 15.3 kN/m ²	
Alargamiento de rotura	26.3%	
Almacenamiento	Máx. 27° C en lugar seco	
Starter Kit	1 set 7 planchas/ 30ml Bonder	REF D 904 559
Planchas de 15 g	12 pcs	REF D 904 552
Planchas de 15 g	6 pcs	REF D 904 554
Adhesivo/Bonder	30 ml	REF D 904 556

Resina termopolimerizable para rebases blandos de larga duración con excelentes valores de larga durabilidad y excelente fuerza de adhesión. Alta estabilidad de color y resistente a las manchas, por lo tanto mantiene una apariencia natural. Contiene MMA.



Stellon-QC-20

Datos técnicos		
Tiempo de mezcla (23 °C)	12-16 min	
Tiempo de elaboración (23 °C)	10 min	
Tiempo de polimerización	20 min a 100°C	
Proporción de mezcla	23 gr/10 ml	
Resistencia al impacto	2.5 kJ/m ²	
Resistencia a la flexión	77 Mpa	
Módulo de flexión	2800 MPa	
Absorción de agua	7.55 µg/mm ³	
Aislante/Separador	Al Cote/Isolant	
Almacenamiento	Máx. 25° C en lugar seco	
Standard Pack, pink	1 pack 500gr/250ml U	REF D 640 151 11
Standard Pack, veined	1 pack 500gr/250ml U	REF D 640 151 14
Standard Pack, transveined	1 pack 500gr/250ml U	REF D 640 151 10
Polvo, pink	12 kg	REF D 640 155 01
Polvo, veined	12 kg	REF D 640 155 04
Polvo, transveined	12 kg	REF D 640 155 70
Poly planchas separadoras	200 pcs	REF D 640 059 00
Universal Denture Líquido	1 l	REF D 640 050 15

Resina termopolimerizable de polimerización rápida para prótesis parciales y completas. Es fácil de pulir. Contiene MMA y está libre de cadmio.



Resinas y Composites

Trevalon

Resina termopolimerizable de consistencia estable para la confección de prótesis completas y parciales.



Datos técnicos

Tiempo de mezcla (23 °C)	10 min	
Tiempo de elaboración (23 °C)	60 min	
Tiempo de polimerización	30 min a 100°C	
Proporción de mezcla	24 gr/10 ml	
Resistencia al impacto	2.32 kJ/m ²	
Resistencia a la flexión	74 MPa	
Módulo de flexión	2598 Mpa	
Absorción de agua	5.97 ug/mm ³	
Universal pack veined	1 pack 500gr/250 ml	REF D 64 001 114
Universal pack transveined	1 pack 500gr/250 ml	REF D 64 001 117
Polvo veined	12 kg	REF D 64 001 504
Polvo transveined	12 kg	REF D 64 001 507
Líquido Universal	1 L	REF D 64 005 015

Selectaplus H

Resina termopolimerizable universal para la confección de prótesis parciales y completas. Es posible la elaboración con la técnica convencional de cubetas o, para mejor precisión, con el Sistema de Inyección Success. Se puede reparar o rebasar Selectaplus H con Selectaplus autopolimerizable, que tiene exactamente el mismo color. Selectaplus H está libre de cadmio.



Datos técnicos

Tiempo de mezcla (23 °C)	1 min	
Tiempo de elaboración (23 °C)	60 min	
Tiempo de polimerización	30 min a 70°C	
	30 min a 100°C	
Proporción de mezcla	24 gr/10 ml	
Resistencia al impacto	2.32 kJ/m ²	
Resistencia a la flexión	74 Mpa	
Módulo de flexión	2598 MPa	
Absorción de agua	5.97 µg/mm ³	
Aislante/Separador	Al Cote/Isolant	
Almacenamiento	Máx. 25° C en lugar seco	
Standard-Pack, pink	1 pack 500gr/250ml U	REF D 10 010 001
Standard-Pack, pink veined	1 pack 500gr/250ml U	REF D 10 010 002
Standard-Pack, pink natural	1 pack 500gr/250ml U	REF D 10 010 005
Polvo, pink	2 x 500 g	REF D 10 010 010
Polvo, pink veined	2 x 500 g	REF D 10 010 020
Polvo, pink natural	2 x 500 g	REF D 10 010 030
Polvo, pink	3 kg	REF D 10 010 012
Polvo, pink veined	3 kg	REF D 10 010 022
Polvo, pink natural	3 kg	REF D 10 010 032
Líquido Universal	1 l	REF D 64 005 015
Polvo, transparente	3 kg	REF D 64 002 302
Líquido Universal Transparente	1 l	REF D 64 002 015

Selectaplus

Datos técnicos		
Tiempo de mezcla (23 °C)	30 s	
Tiempo de elaboración (23 °C)	CN: 8 min/CE: 13 min	
Tiempo de polimerización	CN: 10 min a 40°C CE: 10 min a 50°C	
Proporción de mezcla	5 gr/3.5 ml	
Resistencia al impacto	1.96 kJ/m ²	
Resistencia a la flexión	63 MPa	
Módulo de flexión	2393 MPa	
Absorción de agua	8.10 µg/mm ³	
Aislante/Separador	Al Cote/Isolant	
Almacenamiento	Máx. 25° C en lugar seco	
Standard-Pack, pink	1 pack 500gr/ 250ml CN/250ml CE	REF D 10 009 001
Standard-Pack, pink veined	1 pack 500gr/ 250ml CN/250ml CE	REF D10 009 002
Standard-Pack, pink natural	1 pack 500gr/ 250ml CN/250ml CE	REF D 10 009 005
Polvo, pink	2 x 500 g	REF D 10 009 210
Polvo, pink veined	2 x 500 g	REF D 10 009 220
Polvo, pink natural	2 x 500 g	REF D 10 009 230
Polvo, pink	3 kg	REF D 10 009 012
Polvo, pink veined	3 kg	REF D 10 009 022
Polvo, pink natural	3 kg	REF D 10 009 032
Líquido CN	1 l	REF D 10 009 102
Líquido CE	1 l	REF D 10 009 112
Pack de prueba, pink	1 pack 50gr/35ml CN	REF D 10 009 203
Pack de prueba, pink veined	1 pack 50gr/35ml CN	REF D 10 009 204
Pack de prueba, pink natural	1 pack 50gr/35ml CN	REF D 10 009 205

Resina autopolimerizable de gran precisión para la confección de esqueléticos, prótesis parciales, rebases y reparaciones.

El polvo está disponible con dos líquidos para diferentes procesos de elaboración. El líquido CN tiene un tiempo de elaboración de hasta 8 min. El líquido CE tiene un tiempo de elaboración más largo de hasta 13 min. Selectaplus está libre de cadmio.



Rapid Repair

Datos técnicos		
Tiempo de mezcla (23 °C)	3-5 min	
Tiempo de elaboración (23 °C)	8 min	
Tiempo de polimerización (a presión)	10 min a 40°C	
Proporción de mezcla	17.5g/10 ml o libre dosificación	
Resistencia al impacto	0.98 kJ/m ²	
Resistencia a la flexión	68 Mpa	
Módulo de flexión	2510 MPa	
Absorción de agua	7.82 µg/mm ³	
Solubilidad	1.07 µg/mm ³	
Aislante/Separador	Al Cote/Isolant	
Almacenamiento	Máx. 25° C en lugar seco	
Standard-Pack, pink	1 pack 500gr/250ml	REF D 640 200 21
Standard-Pack, veined	1 pack 500gr/250ml	REF D 640 200 24
Standard-Pack, transveined	1 pack 500gr/250ml	REF D 640 200 27
Polvo, pink	2 x 500 g	REF D 640 202 71
Polvo, veined	2 x 500 g	REF D 640 202 74
Polvo, transveined	2 x 500 g	REF D 640 202 77
Polvo, pink	3 kg	REF D 640 203 31
Polvo, veined	3 kg	REF D 640 203 34
Polvo, transveined	3 kg	REF D 640 203 37
Líquido	1 l	REF D 640 200 15

Resina autopolimerizable, de alta calidad, diseñada para la reparación rápida de prótesis parciales y completas. Es un material homogéneo, estable y polimeriza sin crear poros incluso en espesores más gruesos. Apta para la técnica de dispersión y de mezcla. Presenta una excelente fuerza de enlace.



Resinas y Composites

Orthoresin

Resina autopolimerizable para la elaboración de aparatos ortodónticos. Apta para la técnica de dispersión, tiene alta estabilidad y no decolora.



Datos técnicos

Tiempo de mezcla (23 °C)	1 min
Tiempo de elaboración (23 °C)	3 min
Tiempo de polimerización	8/10 min a 45°C/50°C
Proporción de mezcla	Sin dosificación
Resistencia al impacto	2.09 kJ/m ²
Resistencia a la flexión	55 Mpa
Módulo de flexión	2017 MPa
Absorción de agua	4.42 µg/mm ³
Solubilidad	2.35 µg/mm ³
Aislante/Separador	Al Cote/Isolant
Almacenamiento	Máx. 25° C en lugar seco

Standard Pack, pink	1 pack 500gr/ 250ml pink	REF D 640 400 23
Standard Pack, clear	1 pack 500gr/ 250ml clear	REF D 640 400 24
Polvo	2 x 500 g	REF D 640 402 00
Polvo	3 kg	REF D 640 402 03
Polvo	12 kg	REF D 640 402 04
Líquido, pink	1 l	REF D 640 401 09
Líquido, pink	5 l	REF D 640 401 17
Líquido, clear	1 l	REF D 640 401 10
Líquido, clear	5 l	REF D 640 401 18

Special Tray

Resina de polimerización rápida para la confección de cubetas individuales. Se puede modelar el material después de 45 segundos sin pegarse en las manos, modelo o instrumentos, ya que no es pegajosa por llevar lubricante incorporado. No necesita tiempo de reposo.



Datos técnicos

Tiempo de mezcla (23 °C)	1 min
Tiempo de elaboración (23 °C)	4 min
Tiempo de polimerización	10-12 min a 23°C
Proporción de mezcla	20g/12 ml
Almacenamiento	Máx. 25° C en lugar seco

Standard Pack	1 pack 500gr/250ml	REF D 640 250 02
Polvo	2 x 500 g	REF D 640 251 02
Polvo	3 kg	REF D 640 251 03
Líquido	1 l	REF D 640 250 31
Poly planchas separadoras	200 pcs	REF D 640 059 00

Success® Sistema de Inyección

El sistema de inyección Success ofrece unos ajustes perfectos, con resultados uniformes, para prótesis dentales completas, prótesis parciales. Este sistema de inyección presenta unas ventajas decisivas con respecto a sistema de inyección alternativos o sobre los métodos convencionales para la fabricación de prótesis dentales.

Set de Componentes	
100 Cartridges (cartuchos)	
100 Cartridge plugs (émbolos de cartucho)	
100 Injection sockets (cilindro de inyección)	
100 Piston caps (tapón azul)	
25 Cartridge caps (tapones para cartuchos)	
Microbase divesting paper (papel de desvestir)	
Microbase sprue wax (bebedero de cera, diámetro 0.7mm)	5460 300 100
Success Set de mufas y Set de Componentes	
3 Flask-Sets (set mufas) (54.6030.1064 unidad)*	
1 Set de Componentes (54.6030.0100)	
1 Metal flask adapter (adaptador para mufas metálico)	
1 Protective cartridge sleeve (protector para cartucho) (54.6005.1011)*	
2 x 2 Metal washers (arandelas)	
1 Allen key (llave allen) (54.6005.1007)*	
1 Flask stand (soporte mufas) (54.6005.1009)*	
1 Extraction hook (gancho de extracción) (54.6005.1015)*	5460 300 101
Success Flask-Set (set de mufas)	
1 Flask with brackets (abrazadera mufas)	
1 Pressing device/Mantenedor de presión (54.6005.1000)*	
1 Space maintainer (Mantenedor espacio) (54.6005.3000)*	
1 Injection insert (inserto metálico inyección) (54.6005.2000)*	5460 301 064

* se puede pedir también como reposición. Los artículos sin referencia se pueden pedir solamente con el Set



REF 5460300001 1 unidad

Accesorios Success®

Success Pressing Device (mantenedor de presión)	1 unidad	REF 5460 051 000
Allen Key (llave allen)	1 unidad	REF 5460 051 007
Flask Stand (soporte mufas)	1 unidad	REF 5460 051 009
Protective Cartridge Sleeve (protector para cartucho)	1 unidad	REF 5460 051 011
Extraction Hook (gancho de extracción)	1 unidad	REF 5460 051 015
Success Insert -Inyecc./ Inserto metálico inyección	1 unidad	REF 5460 052 000
Success Mantenedor Espacios Plástico dos partes	1 unidad	REF 5460 053 000
Success Set de Componentes	1 pack	REF 5460 300 100
Success Flask-Set/Set Mufas Metálica	1 pack	REF 5460 301 064

Resinas y Composites

Triad® 2000



El sistema Triad VCL se compone de una lámpara de polimerización Triad 2000 y diferentes materiales de alta calidad para múltiples indicaciones.

La unidad Triad 2000 es una lámpara de polimerización por luz de Dentsply que incorpora controles con una plataforma giratoria y un elevador, y polimeriza materiales activados mediante luz visible con una fuente de luz halógena de tungsteno. La plataforma ajustable incluye controles de selección para el procesamiento de todos los tipos de material Triad de polimerización por luz, con o sin modelo.

Triad 2000 Unidad de Polimerización	1 ud	REF D 70 21 201
Lámpara de recambio especial para Triad 2000	1 ud	REF D 70 35 3

Materiales Triad®

Resina VLC de polimerización por luz. Está indicada para la elaboración de provisionales de coronas, puentes, inlays, onlays y facetas sobre dientes tallados. Es una resina basada en uretano dimetacrilato, que no contiene monómero de metilmetacrilato.



VLC-Gel Standard-Pack, surtido	4 x 22 g	REF D 88 76 2
VLC-Gel Standard-Pack, sin color	4 x 22 g	REF D 88 85 9
VLC-Gel Standard-Pack, rosa	4 x 22 g	REF D 88 86 0
VLC-Gel Standard-Pack, azul	4 x 22 g	REF D 88 75 0
VLC-Gel Standard-Pack, rojo	4 x 22 g	REF D 88 75 1
VLC TranSheet, transparente	24 planchas	REF D 89 27 2
VLC TranSheet, rosa	24 planchas	REF D 89 27 4
Triad Dualine Pack Introducción	1 pack	REF D 90 55 30
Dualine Puntas de Mezcla	16 pcs	REF D 90 55 38
Dualine Cartucho de Reposición	2 x 56 g	REF D 90 55 37
VLC Material Prov., ivory extra light	6 ud	REF D 89 30 2
VLC Material Prov., ivory light	6 ud	REF D 89 30 4
VLC Material Prov., ivory medium	6 ud	REF D 89 30 5
VLC Material Prov., ivory dark	6 ud	REF D 89 30 6
VLC Material Prov., enamel	6 ud	REF D 89 30 7
VLC Material Prov., ivory yellow medium	6 ud	REF D 89 73 2
VLC Material Prov., ivory dark brown	6 ud	REF D 89 73 3
VLC Material Prov. Combi-Pack	7 ud	REF D 89 31 1
VLC Material para Cubetas, neutral	50 planchas	REF D 10 075 002
VLC Material para Cubetas, rosa	50 planchas	REF D 10 075 005
VLC Material para Cubetas, neutral	3 planchas	REF D 10 060 022
VLC Material para Cubetas rosa	3 planchas	REF D 10 060 025
VLC Líquido Modelar	5 ml	REF D 10 079 001
Recubrimiento Protector (ABC)	148 ml	REF D 95 75 9
Recubrimiento Protector (ABC)	948 ml	REF D 95 76 0
Aislante de Modelos- vaselina (MRA)	120 g	REF D 95 76 2
Agente Adhesivo	15 ml	REF D 10 051 004
Instrumento de Modelar	1 pc	REF D 95 77 9
Pincel plano No. 6	1 pc	REF D 94 82 651
Pincel redondo No. 8	1 pc	REF D 94 82 661
VLC Agente Adhesivo	20 ml	REF D 95 76 5
Triad Lámpara (bombilla)	1 pc	REF D 95 77 5
Triad Transheet	50 planchas	REF D 89 27 5

Sistema Eclipse®

El Sistema Eclipse® es una técnica revolucionaria para la confección de prótesis dentales, pudiéndose suprimir con ella las fases de trabajo convencionales, como son el montaje en cera. Las prótesis se confeccionan directamente del material Eclipse, para esto se dispone de diferentes materiales de polimerización por luz, material de bases, set up y contour que se polimerizan en la lámpara de Eclipse Unit.



Starter Kit Eclipse®

Contenidos:

1x	Eclipse Lámpara de polimerización Unit 230V
1x	Eclipse Horno de precalentamiento eléctrico 230V
1x	Eclipse Pistola de aire caliente 230V
1x	Eclipse Calentador de resina 230V
1x	Eclipse Espátula eléctrica 230V
2x	Fresas diamantadas
1x	Al-Cote Separador-Aislante 65 ml
1x	Air Barrier Protector 148 ml
1x	Model Release Agent (MRA) Vaselina 48 gr
1x	Eclipse Gel, 4x22gr
10x	Eclipse Guía de colores
1x	Soporte de limpieza para dientes acrílicos
12x	Caja para dientes acrílicos
2x	Pinceles
2x	Recambio filtro para lámpara
1x	Indicadores de temperatura (Labels)
60x	Upper Base Plate (superiores)
60x	Lower Base Plate (inferiores)
48x	Set-up Resin
48x	Contour Resin

Accesorios Eclipse®

Starter Kit	1 set	REF D 905300
Eclipse Lámpara de Polimerización Unit 230V	1 unit	REF D 9494801
Recambio Lámpara (bombilla)	1 pc	REF D 905032
Filtro Lámpara	1 pc	REF D 905034
Dentsply Horno 230V	1 unit	REF D 904968
Pistola de aire caliente	1 unit	REF D 905570
Boquillas de Pistola de aire caliente recambio	1 pc	REF D 905211
Calentador de resina	1 pc	REF D 905200
Espátula eléctrica	1 pc	REF D 905201
Espátula Punta Hook	1 pc	REF D 905040
Espátula Punta SM7	1 pc	REF D 905041
Espátula Punta LGE7	1 pc	REF D 905042
Espátula Punta Round Spoon	1 pc	REF D 905043
Espátula Punta Tapered Spoon	1 pc	REF D 905044
Espátula - mango de recambio	1 pc	REF D 905127
Eclipse Agente Adhesivo	1 set	REF D 905545
Kit Contenedor de Metal	1 set	REF D 905560
Soporte de limpieza para dientes	1 pc	REF D 905045
Caja para dientes	1 pc	REF D 905098
Fresa diamantada Knife Edge	1 pc	REF D 905128
Fresa diamantada cuellos Groove	1 pc	REF D 905129
Indicadores de temperatura (Labels)		REF D 905136
Dentsply Timer (temporizador)	1 pc	REF D 904899
Guía de color	1 pc	REF D 905505
Pincel plano No. 6	1 pc	REF D 9482636
Pincel plano No. 4	1 pc	REF D 9482646

REF D905300

Resinas y Composites

Resina Eclipse®

Eclipse® es una resina fotopolimerizable premezclada para la fabricación de prótesis parciales, provisionales y placas de descarga. Resina de alto impacto y fácil de utilizar. Libre de MMA.



Datos técnicos

Tiempo de mezcla (23 °C)	Pre-mezclado
Tiempo de polimerización	10 min en Eclipse Junior
Proporción de mezcla	Pre-mezclado
Resistencia al impacto	14.7 kJ/m ²
Resistencia a la flexión	125 Mpa
Módulo de flexión	3.1 GPa
Aislante/Separador	Al Cote
Almacenamiento	Máx. 24° C en lugar seco

Reposiciones		12 pcs	60 pcs
Upper Base Plate (superiores)	original	REF D 905001	REF D 905075
Upper Base Plate (superiores)	light pink	REF D 905002	REF D 905076
Upper Base Plate (superiores)	light reddish pink	REF D 905003	REF D 905077
Upper Base Plate (superiores)	dark pink	REF D 905005	
Upper Base Plate (superiores)	clear	REF D 905006	REF D 905080
Lower Base Plate (inferiores)	original	REF D 905007	REF D 905081
Lower Base Plate (inferiores)	light pink	REF D 905008	REF D 905082
Lower Base Plate (inferiores)	light reddish pink	REF D 905009	REF D 905083
Lower Base Plate (inferiores)	dark pink	REF D 905011	
Lower Base Plate (inferiores)	clear	REF D 905012	REF D 905086
Set-up Resina	original	REF D 905013	REF D 905087
Set-up Resina	light pink	REF D 905014	REF D 905088
Set-up Resina	light reddish pink	REF D 905015	REF D 905089
Set-up Resina	clear	REF D 905017	
Resina de Modelar Contour	original	REF D 905018	REF D 905092
Resina de Modelar Contour	light pink	REF D 905019	REF D 905093
Resina de Modelar Conour	light reddish pink	REF D 905020	REF D 905094
Resina de Modelar Contour	dark pink	REF D 905022	
Recubrimiento Protector (ABC)	148 ml	REF D 905045	
Model Release Agent (MRA) Vaselina	48 g	REF D 905047	
Eclipse Gel	4 x 22 g	REF D 905048	
Al-Cote Aislante	65 ml	REF D 652500	

Toda la información del catálogo se refiere a los mercados europeos solamente.

Ofertas específicas no están disponibles en todos los países. Por favor, póngase en contacto con su representante de ventas local.

Eclipse® junior

Eclipse® junior es un sistema de resina para la elaboración rápida y sencilla de férulas de descarga, plantillas de perforación, placas de base y prótesis inmediatas.

Los trabajos con resina Eclipse® se caracterizan por una excelente resistencia a la flexión y a los golpes, lo que los hace especialmente duraderos. La contracción por polimerización marginal, así como el reducido peso específico del material, permite además un excelente ajuste de precisión y una mejora del confort en su uso.

Todos los materiales Eclipse® están exentos de peróxido de benzoilo y de MMA.

Starter Kit Eclipse® junior

Contenidos:

1x	Eclipse Junior VLC Lámpara de polimerización 230V
1x	Eclipse Pistola de aire caliente 230V
2x	Fresas diamantadas
1x	Al-Cote Separador-Aislante 65 ml
1x	Air Barrier Coating (ABC)-(Recubrimiento Protector) 148 ml
1x	Model Release Agent (MRA) Vaselina 48 gr
1x	Indicadores de temperatura (Labels)
24x	Upper Base Plate (superiores)
24x	Lower Base Plate (inferiores)



REF D905625 + REF D9495151

Accesorios Eclipse® junior

Starter Kit (junto con D9495151)	1 set	REF D 905625
Eclipse junior VLC Lámpara de Polimerización	1 ud	REF D 9495151
Eclipse junior calentador de modelos	1 ud	REF 5469991900
Pistola de aire caliente	1 ud	REF D 905570
Pistola de aire caliente – Boquillas de recambio	1 pc	REF D 905211
Fresas diamantadas Knife Edge	1 pc	REF D 905128
Fresas diamantadas de cuellos Groove	1 pc	REF D 905129
Indicador de temperatura (Labels)		REF D 905136
Pincel plano No. 6	1 pc	REF D 9482636
Pincel plano No. 4	1 pc	REF D 9482646
Bombilla recambio	3 pcs.	REF D 9495049

Reposiciones

		12 pcs	60 pcs
Upper Base Plate (superiores)	original	REF D 905001	REF D 905075
Upper Base Plate (superiores)	light pink	REF D 905002	REF D 905076
Upper Base Plate (superiores)	light reddish pink	REF D 905003	REF D 905077
Upper Base Plate (superiores)	clear	REF D 905006	REF D 905080
Lower Base Plate (inferiores)	original	REF D 905007	REF D 905081
Lower Base Plate (inferiores)	light pink	REF D 905008	REF D 905082
Lower Base Plate (inferiores)	light reddish pink	REF D 905009	REF D 905083
Lower Base Plate (inferiores)	clear	REF D 905012	REF D 905086
Air Barrier Coating (ABC)	148 ml	REF D 905047	
Model Release Agent – vaselina (MRA)	48 g	REF D 905048	
Al-Cote Aislante	65 ml	REF D 9495049	

Resinas y Composites

Eclipse® radica

Composite fotopolimerizable de última generación para provisionales de larga duración, que combina una excelente estética y una gran resistencia. También caracterizada por gran estabilidad del color, un buen acabado del borde, excelente protección de la pulpa y resistencia a la decoloración.

Starter Kit Eclipse® radica



Contenidos:

9x	5 g	Dentinas: Bleach, A1, A2, A3, A3.5, B1, C2, C4, D2
2x	5 g	Incisales: claro y medium
3x	20 g	Efecto-Dentina: red-orange, yellow-orange, rosa
5x	5 g	Maquillajes: marrón, azul, blanco, naranja, oliva
1x	15 g	Silicona
1x	10 g	Separador
1x		Accesorios

REF D908201

Accesorios Eclipse® radica

Eclipse radica material starter kit	1 set	REF D 908201
Radica calentador de jeringas 230V	1 ud	REF D 9495161
Espátula eléctrica 230V	1 ud	REF D 9995338
Tubo recambio – calentador de jeringas	8 pcs	REF D 9495153
Eclipse junior VLC Lámpara de Polimerización	1 ud	REF D 9495151

Reposiciones

		5 g
Incisal	light	REF D 908100
Incisal	medium	REF D 908101
Incisal	Translucent	REF D 908129
Dentina	A1	REF D 908102
Dentina	A2	REF D 908103
Dentina	A3	REF D 908104
Dentina	A3.5	REF D 908105
Dentina	A4	REF D 908120
Dentina	B1	REF D 908106
Dentina	B2	REF D 908121
Dentina	B3	REF D 908122
Dentina	B4	REF D 908123
Dentina	C1	REF D 908124
Dentina	C2	REF D 908107
Dentina	C3	REF D 908125
Dentina	C4	REF D 908118
Dentina	D2	REF D 908108
Dentina	D3	REF D 908126
Dentina	D4	REF D 908127
Dentina	i2	REF D 908109
Dentina	RD-001	REF D 908128
		2 g
Maquillaje	brown	REF D 908111
Maquillaje	blue	REF D 908112
Maquillaje	orange	REF D 908113
Maquillaje	white	REF D 908114
Maquillaje	olive	REF D 908115
		20 g
Efecto Dentina	red-orange	REF D 908116
Efecto Dentina	yellow-orange	REF D 908117
Efecto Dentina	encías tissue tint	REF D 908119
Efecto Dentina	encías deep red tissue tint	REF D 908130
Sellador	15 ml	REF D 908110
Separador de Modelos	10 g	REF D 908029
Loseta para mezcla de maquillajes	1 pc	REF D 908036
Pincel para maquillaje	1 pc	REF D 9482606
Pincel sellador	1 pc	REF D 908030
Pincel separador de modelos	1 pc	REF D 9482666
Matrix Putty	520 ml	REF D 908028
Matrix Putty	2150 ml	REF D 908033
Tip 7	3 pcs	REF D 9995344
Tip 6	3 pcs	REF D 9995345
Tip 8	3 pcs	REF D 9995346
Tip 2	3 pcs	REF D 9995347
Tip 3	3 pcs	REF D 9995348
Tip 11	3 pcs	REF D 9995349
Lápiz, black	1 pc	REF D 9995483
Lápiz, white	1 pc	REF D 9995484

Resinas y Composites

In:joy

Composite fotopolimerizable para el recubrimiento de coronas y puentes con estructura metálica, coronas sin estructura metálica en anteriores y posteriores, coronas cónicas y telescópicas, supraestructuras de implantes, inlays, onlays y facetas.

El composite In:joy se puede polimerizar en numerosas lámparas de polimerización, es muy sencillo de modelar facilitando la reproducción de dientes de confección y presenta una elevada resistencia a la placa y a las decoloraciones.

Datos técnicos

Módulo de elasticidad	5.0 GPa
Resistencia a la flexión	90 Mpa
Resistencia a la abrasión	0.2 mm3
Solubilidad en agua	1.0 °g/mm3

In:joy Kit 3 colores



Contenidos:

3x	3 g	in:joy opaquer (A2, A3, A3.5)
1x	3 g	in:joy opaquer (rosa)
3x	3 g	in:joy dentina (A2, A3, A3.5)
2x	3 g	in:joy modificador cervical (light, dark)
2x	3 g	in:joy incisal (soft, medium)
1x	3 g	in:joy opaquer funcional
1x	4 ml	in:joy líquido para modelar
1x	10 g	in:joy separador

REF 5450190002

In:joy Kit 8 colores



Contenidos:

8x	3 g	in:joy opaquer (A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C3, D3)
1x	3 g	in:joy opaquer (rosa)
8x	3 g	in:joy dentina (A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C3, D3)
4x	3 g	in:joy modificador cervical (extra light, light, medium, dark)
3x	3 g	in:joy incisal (soft, medium, intensive)
4x	3 g	in:joy acento transparente (neutral, ocean, caramel, white)
10x	3 g	in:joy maquillajes
1x	3 g	in:joy gingival
1x	3 g	in:joy opaquer funcional
1x	4 ml	in:joy líquido para modelar
1x	10 g	in:joy separador
1x		in:joy accesorios, diversos

REF 5450190001

Reposiciones

		3 g
Opaquer	A1	REF 5450101000
Opaquer	A2	REF 5450101010
Opaquer	A3	REF 5450101020
Opaquer	A3.5	REF 5450101030
Opaquer	A4	REF 5450101040
Opaquer	B1	REF 5450101050
Opaquer	B2	REF 5450101060
Opaquer	B3	REF 5450101070
Opaquer	B4	REF 5450101080
Opaquer	C1	REF 5450101090
Opaquer	C2	REF 5450101100
Opaquer	C3	REF 5450101110
Opaquer	C4	REF 5450101120
Opaquer	D2	REF 5450101130
Opaquer	D3	REF 5450101140
Opaquer	D4	REF 5450101150
Opaquer	PW	REF 5450101160
Opaquer	Pink	REF 5450101170
Dentina	A1	REF 5450111000
Dentina	A2	REF 5450111010
Dentina	A3	REF 5450111020
Dentina	A3.5	REF 5450111030
Dentina	A4	REF 5450111040
Dentina	B1	REF 5450111050
Dentina	B2	REF 5450111060
Dentina	B3	REF 5450111070
Dentina	B4	REF 5450111080
Dentina	C1	REF 5450111090
Dentina	C2	REF 5450111100
Dentina	C3	REF 5450111110
Dentina	C4	REF 5450111120
Dentina	D2	REF 5450111130
Dentina	D3	REF 5450111140
Dentina	D4	REF 5450111150
Dentina PW	PW	REF 5450111160
Modificador de cuello	extra light	REF 5450141000
Modificador de cuello	light	REF 5450141010
Modificador de cuello	medium	REF 5450141020
Modificador de cuello	dark	REF 5450141030
Transpa Accent	neutral	REF 5450131000
Transpa Accent	ocean	REF 5450131010
Transpa Accent	caramel	REF 5450131020
Transpa Accent	white	REF 5450131030
Incisal	soft	REF 5450121000
Incisal	medium	REF 5450121010
Incisal	intensive	REF 5450121020
Gingiva	rosa	REF 5450151000
Gingiva	Encía Flow Gum 1	REF 5450151010
Gingiva	Encía Flow Gum 2	REF 5450151020
Gingiva	Encía Flow Gum 3	REF 5450151030
Gingiva	Encía Flow Gum 4	REF 5450151040
Maquillaje	white	REF 5450161000
Maquillaje	ocean	REF 5450161010
Maquillaje	ochre	REF 5450161020
Maquillaje	dark orange	REF 5450161040
Maquillaje	orange	REF 5450161050
Maquillaje	pink	REF 5450161060
Maquillaje	chocolate	REF 5450161080
Maquillaje	black	REF 5450161090
Maquillaje	clear	REF 5450161100
Maquillaje	clear flow	REF 5450161110
Líquido de modelar	4 ml	REF 5450191000
Function Opaquer	3 ml	REF 5450191100
Aislante	10 g	REF 5450191200

Resinas y Composites

Isolant

Aislante para yeso – resina.



Isolant liquido	1 l	REF D 10 002 040
Pack Isolant liquido	10 x 1 l	REF D 10 002 08
Pack dosificador Isolant liquido	1 pack Dosificador+1000ml	REF D 10 002 10
Dosificador	1 pc	REF D 10 002 100
Pincel	1 pc	REF D 10 002 101

Pinnacle

Cera rosa en planchas para el montaje de prótesis completas y parciales.



Cera de Modelar	Standard	500 g	REF D 64 103 015 S1
Cera de Modelar	Dura	500 g	REF D 64 103 005 S1
Cera de Modelar	Alta Estabilidad	500 g	REF D 64 101 005 S1
Cera de Modelar	Universal	500 g	REF D 64 102 005 S1
Cera de Modelar	Standard	10 x 500 g	REF D 64 103 015
Cera de Modelar	Dura	10 x 500 g	REF D 64 103 005
Cera de Modelar	Alta Estabilidad	10 x 500 g	REF D 64 101 005
Cera de Modelar	Universal	10 x 500 g	REF D 64 102 005
Modelo Cement, sticky wax	450 g		REF D 64 110 001
Modelo Cement	12 barras		REF D 6 411 0002 Modelar
W3 Cera de Modelar	2.5kg		REF D 64 104 034

DIENTES

Naturalidad, funcionalidad,
estética, armonía...

... en sus dientes. Para lograr este ambicioso objetivo hemos movilizadod todos nuestros recursos: una investigación intensiva, materias primas de alta calidad, procesos de fabricación modernos, así como un riguroso control de calidad.

Dientes

Xena®



Xena Anteriores	REF 01 115 A1-D4, BL1, BL3
Xena Posteriores Style	REF 01 120 A1-D4, BL1, BL3
Xena Posteriores Balance	REF 01 121 A1-D4, BL1, BL3
Xena Guía de colores	REF D 01 027 610

Los dientes Xena están hechos de material INPEN de alta calidad.

Presentan una apariencia natural con formas atractivas y dimensiones similares a los dientes naturales.

Como características hay que destacar:

- Alta resistencia a la abrasión.
- Muy baja afinidad a la placa.
- Estabilidad del color incluso después de un recorte excesivo.
- Excelente unión química con el material de base PMMA.
- Natural fluorescencia y translucidez.
- Superficie de textura natural y capas homogéneas.

Gracias al material homogéneo y al gran volumen de los dientes Xena, es posible realizar un acabado sin afectar al color del diente.

Particularmente bien adaptado para los trabajos de ataches, implantes e híbridas.

Cosmo HXL



Cosmos HXL Anteriores	REF 01 230 A1-D4
Cosmos HXL Posteriores	REF 01 232 A1-D4
Cosmos HXL Guía de colores	REF D 01 053 509

Las formas y los matices habituales, así como su excelente articulación hacen de los dientes Cosmo HXL la única alternativa natural. El éxito de esta línea de dientes se debe a una perfecta combinación de los siguientes tres parámetros:

- Estética natural
- Excelentes características de material
- Montaje sencillo




Los dientes Cosmo se componen de resina de polimetacrilato de metilo HXL (= highly cross-linked) de alta calidad. Hecho que garantiza unos excepcionales coeficientes de desgaste.

Gracias a la codificación lógica de las diferentes formas (forma trapezoidal, redondeada y cuadrada), la selección de la forma es mucho más fácil y eficaz. Los Cosmo HXL posteriores pueden montarse además fácilmente debido a su reducido ángulo de cúspide de 20°. Todos los dientes Cosmo HXL están disponibles en los colores Vita más habituales.

Articuladores Ceramco

De material plástico, sencillo y de uso universal. La parte superior es removible, práctica y ergonómica. Articuladores económicos para pequeños trabajos.

Reposiciones		
Articulador Ceramco	Kit introducción	REF D 100 598
Articulador Ceramco	Regular slot (con bisagra)	REF D 100 510
Articulador Ceramco	Flex slot (con bisagra)	REF D 100 511
Articulador Ceramco	Flex flat (plano)	REF D 100 512
Articulador Ceramco	Regular flat (plano)	REF D 100 513
Hinge	100 unidades	REF D 100 520
Flex Hinge	100 unidades	REF D 100 521
Socket slot (con bisagra)	100 unidades	REF D 100 522
Socket flat (plano)	100 unidades	REF D 100 523
		1 unidad
Former	LQ regular (16 mm)	REF D 100 050
Former	RQ regular (16 mm)	REF D 100 051
Former	SF regular (16 mm)	REF D 100 052
Former	MF regular (16 mm)	REF D 100 053
Former	LF regular (16 mm)	REF D 100 054
Former	XLF regular (16 mm)	REF D 100 055
Former	Posterior (16 mm)	REF D 100 056
Former	LQ profundo (20 mm)	REF D 100 060
Former	RQ profundo (20 mm)	REF D 100 061
Former	SF profundo (20 mm)	REF D 100 062
Former	MF profundo (20 mm)	REF D 100 063
Former	LF profundo (20 mm)	REF D 100 064
Former	XLF profundo (20 mm)	REF D 100 065
Bloque		REF D 100 044
Fresa redonda de carburo		REF D 100 070
Spray		REF D 100 090
Varillas	20 unidades	REF D 100 091
Acelerador, regular	56 g	REF D 100 040
Adhesivo, super fino	20 g	REF D 100 030
Adhesivo, extra grueso	28 g	REF D 100 033
Bandeja y espina	100 unidades	REF D 100525
Etiquetas (quadrante)	100 unidades	REF D 100 092
Etiquetas (entero)	100 unidades	REF D 100 093





Técnica CAD/CAM bajo una nueva luz.

Cercon[®] brain expert – Tecnología de nueva generación.

Precisión, rapidez, economía.

Estas características describen de forma óptima al Cercon brain expert – la siguiente generación del éxito mundial Cercon brain.

El habitual fácil manejo se complementa con motores lineales sin fricción. Estos controlan con precisión y rapidez el husillo de fresado, que trabaja a una elevada velocidad de giro.

Las piezas en bruto en forma de disco en diferentes materiales y la función de "Multi-Milling" permiten además un aprovechamiento muy eficiente y económico del material.



METALES DENTSPLY

Dentsply: en la vanguardia
de metales dentales

Metales

StarLoy C

StarLoy C es una aleación de metales no nobles muy resistente a la corrosión a base de CoCrW. Posee unas propiedades mecánicas extraordinarias y es adecuada para recubrimiento cerámico. Puede usarse con todas las cerámicas dentales convencionales.



Composición		Datos Técnicos	
Co	59.4%	Dureza según Vickers	330 HV
Cr	24.5%	Límite elástico convencional 0.2%	630 MPa
W	10.0%	Resistencia a la tracción	790 MPa
Nb	2.0%	Módulo de elasticidad	200 GPa
V	2.0%	Alargamiento de rotura	3%
Si	1.0%	Densidad	8.8g/cm ³
Mo	1.0%	Punto de solidificación	1270°C
Fe	0.1%	Punto de fusión	1370°C
		Coefficiente de expansión térmica (25°C – 500°C)	14 µm/mK
		Coefficiente de expansión térmica (25°C – 600°C)	14.3 µm/mK
StarLoy C	1 kg	REF 53 3501 0014	
StarLoy C	250 g	REF 53 501 0015	

Starloy Soft

StarLoy soft es una aleación de metales no nobles muy resistente a la corrosión a base de CoCrW. Posee unas propiedades mecánicas extraordinarias y es adecuada para el recubrimiento cerámico. Puede revestirse con todas las cerámicas dentales convencionales.



Composición		Datos Técnicos	
Co	54.1%	Dureza según Vickers	280 HV 10
Cr	20.0%	Límite elástico convencional 0.2%	550 MPa
W	16.4%	Resistencia a la tracción	710 MPa
Nb	0.2%	Módulo de elasticidad	200 GPa
Fe	7.5%	Alargamiento de rotura	12%
Si	1.5%	Densidad	9.1 g/cm ³
Mn	0.3%	Punto de solidificación	1390 °C
		Punto de fusión	1410 °C
		Coefficiente de expansión térmica (25°C – 500°C)	14.6 µm/mK
		Coefficiente de expansión térmica (25°C – 600°C)	14.9 µm/mK
StarLoy Soft	1 kg	REF 53 3501 0034	
StarLoy Soft	250 g	REF 53 3501 0035	
StarLoy Soft LSD	5 ud/0.5mm	REF 53 3501 2535	

(Alambre para soldar con láser)

Starloy L

StarLoy L es una aleación de cobalto al cromo para elaborar esqueléticos. Debido a su composición StarLoy L es adecuada también para la técnica de soldadura láser. StarLoy no contiene níquel ni berilio.



Composición		Datos Técnicos	
Co	62.5%	Dureza según Vickers	375 HV 10
Cr	30.5%	Límite de dilatación 0.2%	710 MPa
Mo	5.0%	Resistencia a la tracción	900 MPa
Si	1.0%	Módulo de elasticidad	220 GPa
Mn	0.4%	Alargamiento de rotura	6%
C	0.3%	Densidad	8.2 g/cm ³
N	0.3%	Temperatura precalentamiento	1000 °C
		Temperatura de colado	1500 °C
		Intervalo de fusión	1290-1390 °C
StarLoy L	1 kg	REF 53 3501 0024	
StarLoy L	250 g	REF 53 3501 0025	

HORNOS DE CERÁMICA

Descubrir nuevos horizontes

Porque solo quien moderniza continuamente su tecnología puede mejorar. Nuestra línea de hornos Multimat ha sido desarrollada para ofrecer aún más potencia, al tiempo que simplifica su manejo y ahorra tiempo. Todo ello con una tecnología de vanguardia.

Hornos de Cerámica

Multimat® Easy

Horno de cerámica de diseño compacto y base pequeña. Tiene una pantalla estructurada en dos líneas, lo cual permite tener una visión rápida y clara de todas las funciones importantes. Presenta 100 programas para cerámicas estándar e individuales de fácil manejo. Su mufla espiral de cuarzo garantiza la distribución homogénea del calor dentro de la cámara de cocción. Con la conexión USB puede actualizar el software.



Datos técnicos

Altura	605 mm aprox.
Ancho	278 mm aprox.
Profundidad	422 mm aprox.
Peso	22 kg aprox.
Tensión	110 – 125 V 230 – 240 V
Frecuencia	50 – 60 Hz
Potencia	1.300 W (sin bomba)

REF 54 6025 0001 Multimat® Easy, 230 V

Accesorios Multimat® Easy

Bomba de vacío 230 V/50 Hz incl. Filtro	1 Unidad	REF D 03 002 220 VD
Aceite para bomba de vacío	500 ml	REF D 03 260 102
Set cambio de aceite	1 set	REF 54 6999 1009
Mufla para Multimat Touch, NT, Easy	1 pc	REF 54 6999 1011
Kit Calibración de Plata	1 set	REF D 03 532 803

Multimat® NTX

Horno de cocción universal para todas las cerámicas comunes. Es un aparato técnicamente seguro y de alta calidad con numerosas funciones automatizadas. Pantalla táctil True Color Touch-Screen de alta calidad para la reproducción realista de las informaciones del paciente, así como de los videos de aplicación e información.

Una bobina de calentamiento uniforme protegida por un tubo de cristal de cuarzo asegura la distribución homogénea de calor dentro de la cámara. Gracias a los parámetros de cocción adaptables, cualquier programa estándar puede ser adaptado a determinadas piezas de cocción.

Se caracteriza especialmente por su fácil manejo y rapidez en el aprendizaje práctico, el aparato está diseñado para el funcionamiento continuo. Los programas de cocción pueden guardarse en un lápiz USB.

Datos técnicos	
Altura – cerrado	405 mm aprox.
abierto	455 mm aprox
Ancho	278 mm aprox.
Profundidad	422 mm aprox.
Peso	22 kg aprox.
Tensión	110 – 125 V
	230 – 240 V
Frecuencia	50 – 60 Hz
Potencia	1.580 W (con bomba)



REF 54 6027 0001 Multimat® NTX, 230V

Hornos de Cerámica

Multimat® NTX^{press}

Horno de cocción/inyección universal para todas las cerámicas comunes, incluyendo la cerámica de disilicato de litio. Es un aparato técnicamente seguro y de alta calidad, con numerosas funciones automatizadas. Pantalla táctil True Color Touch-Screen de alta calidad para la reproducción realista de las informaciones del paciente, así como de los videos de aplicación e información.

Una bobina de calentamiento uniforme protegidas por un tubo de cristal de cuarzo asegura la distribución homogénea del calor dentro de la cámara. Gracias a los parámetros de cocción e inyección adaptables, cualquier programa estándar puede ser adaptado a determinadas piezas de cocción.

Se caracteriza especialmente por su fácil manejo y rapidez en el aprendizaje práctico. El aparato está diseñado para el funcionamiento continuo. Los programas de cocción/inyección pueden guardarse en un lápiz USB.



Datos técnicos

Altura – cerrado	532 mm aprox.
abierto	686 mm aprox
Ancho	278 mm aprox.
Profundidad	425 mm aprox.
Peso	26 kg aprox.
Tensión	110 – 125 V
	230 – 240 V
Frecuencia	50 – 60 Hz
Potencia	1.580 W (con bomba)

REF 54 6027 0011 Multimat® NTX^{press}, 230V

Accesorios Multimat® NTX/Multimat® NTX^{press}

Bomba de vacío 230 V/50 Hz incl. Filtro	1 Unidad	REF D 03 002 220 VD
Aceite para bomba de vacío	500 ml	REF D 03 260 102
Set cambio de aceite	1 set	REF 54 6999 1009
Mufla para Multimat Touch, NT, Easy	1 pc	REF 54 6999 1011
Kit Calibración de Plata	1 set	REF D 03 532 803
Soporte magnético universal (180°)	1 pc	REF 54 6026 0101

Toda la información del catálogo se refiere a los mercados europeos solamente.

Ofertas específicas no están disponibles en todos los países. Por favor, póngase en contacto con su representante de ventas local.

CERÁMICAS

Fascinantemente sencillo

Las cerámicas Ceramco® están formuladas para proporcionar a los laboratorios un balance óptimo de la artesanía y la eficiencia, al tiempo que satisface las necesidades de los métodos de producción más exigentes.

Cerámica

Ceramco® 3

Ceramco® 3 es un sistema completo de metal-cerámica que combina una fiabilidad uniforme del producto con una excelente estética natural. Este proceso de fabricación asegura que cada capa de cerámica concuerde exactamente con la guía de colores. Todo el sistema, desde los opaques, pasando por las dentinas, los incisales naturales y los incisales opales imparten la fluorescencia de la dentición natural.

Ceramco® 3 – Estuche 8 Colores Opaquer en Pasta



Contenidos:

8x	2 ml	Opaquer en Pasta: A2 – A3 – A3.5 – B2 – B3 – C2 – C3 – D3
1x	2 ml	Pasta Base
8x	15 g	Dentina Opaca: A2 – A3 – A3.5 – B2 – B3 – C2 – C3 – D3
5x	15 g	Incisal Natural: Light, Extra Light, Super Clear, Medium, White Transpa
1x	15 g	Modificador Dentina Intense Orange
1x	15 g	Modificador Dentina Orange
6x	15 g	Modificador Dentina: A1 – A3.5 – B1 – B3 – C1 – C3
1x	15 g	Modificador Dentina Neutral Polvo
8x	3 g	Maquillaje: White, Blue, Amber, Orange Tint, Brown Tint, Ochre, Banana, Brown
1x	15 g	Polvo de glasear
8x	15 g	Dentina A2 – A3 – A3.5 – B2 – B3 – C2 – C3 – D3
1x	15 g	Mamelón Coral (Red-Orange)
1x	15 g	Mamelón Amber (Yellow-Orange)
1x		C3 Guía de colores – Dentinas
1x		C3 Guía de colores – Incisales (Natural & Opal)
1x		C3 Guía de colores – Modificador Dentina/ Mamelones/Add-On
1x		C3 Guía de colores – Márgenes/Masas de encías
1x		C3 Guía de colores – Maquillajes
1x	100 ml	Líquido de Glasear & Maquillaje
1x	100 ml	Líquido de modelar E
1x	100 ml	Líquido de modelar U
1x		Pincel plano Azul
1x		Pincel plano Rojo
3x		Embudo Recuperador: Light, Medium, Dark
3x		Cristales: Light, Medium, Dark

REF DE 301609

Ceramco® 3 – Estuche 8 Colores Opaquer en Polvo

Contenidos:

8x	15 g	Opaquer en Polvo A2 – A3 – A3.5 – B2 – B3 – C2 – C3 – D3
8x	15 g	Dentina Opaca A2 – A3 – A3.5 – B2 – B3 – C2 – C3 – D3
8x	15 g	Dentina A2 – A3 – A3.5 – B2 – B3 – C2 – C3 – D3
5x	15 g	Incisal Natural: Light, Extra Light, Super Clear, Medium, White Transpa
1x	15 g	Modificador Dentina Intense Orange
1x	15 g	Modificador Dentina Orange
6x	15 g	Modificador Dentina A1 – A3.5 – B1 – B3 – C1 – C3
1x	15 g	Modificador Dentina Neutral Powder
8x	3 g	Maquillaje: White, Blue, Amber, Orange Tint, Brown Tint, Ochre, Banana, Brown
1x	15 g	Polvo de glasear
1x	15 g	Mamelón Coral (Red-Orange)
1x	15 g	Mamelón Amber (Yellow-Orange)
1x		C3 Guía de colores – Dentinas
1x		C3 Guía de colores – Incisales (Natural & Opal)
1x		C3 Guía de colores – Modificador Dentina/ Mamelones/Add-On
1x		C3 Guía de colores – Márgenes/Masas de encías
1x		C3 Guía de colores – Maquillajes
1x	100 ml	Líquido de Glasear & Maquillaje
1x	100 ml	Líquido de Modelar E
1x	100 ml	Líquido de Modelar U
1x	15 ml	Líquido Modificador



REF DE 301610

Cerámica

Ceramco® 3

Reposiciones				
2 ml				
Opaquer en Pasta	A1	REF DE301045		
Opaquer en Pasta	A2	REF DE301046		
Opaquer en Pasta	A3	REF DE301047		
Opaquer en Pasta	A3.5	REF DE301048		
Opaquer en Pasta	A4	REF DE301049		
Opaquer en Pasta	B1	REF DE301054		
Opaquer en Pasta	B2	REF DE301055		
Opaquer en Pasta	B3	REF DE301056		
Opaquer en Pasta	B4	REF DE301057		
Opaquer en Pasta	C1	REF DE301058		
Opaquer en Pasta	C2	REF DE301059		
Opaquer en Pasta	C3	REF DE301060		
Opaquer en Pasta	C4	REF DE301061		
Opaquer en Pasta	D2	REF DE301062		
Opaquer en Pasta	D3	REF DE301064		
Opaquer en Pasta	D4	REF DE301065		
Pasta Base		REF DE301040		
Opaquer en Pasta Ilumine	I1/I3	REF DE301044		
Opaquer en Pasta Ilumine	I2/I4	REF DE301053		
Opaquer en Pasta Ilumine	I5/I7	REF DE301042		
Opaquer en Pasta Ilumine	I6/I8	REF DE301051		
Pasta Base Ilumine	White	REF DE301092		
10 g				
Cristal White		REF D301080		
Cristal Light		REF D301081		
Cristal Medium		REF D301082		
Cristal Dark		REF D301083		
		15 g	50 g	100 g
Polvo Opaquer	A1	REF DE301004	REF DE304008	REF DE310008
Polvo Opaquer	A2	REF DE301005	REF DE304009	REF DE310009
Polvo Opaquer	A3	REF DE301006	REF DE304010	REF DE310010
Polvo Opaquer	A3.5	REF DE301007	REF DE304011	REF DE310011
Polvo Opaquer	A4	REF DE301008	REF DE304012	REF DE310012
Polvo Opaquer	B1	REF DE301013	REF DE304013	
Polvo Opaquer	B2	REF DE301014	REF DE304014	REF DE310014
Polvo Opaquer	B3	REF DE301015	REF DE304015	REF DE310015
Polvo Opaquer	B4	REF DE301016	REF DE304016	REF DE310016
Polvo Opaquer	C1	REF DE301017	REF DE304017	
Polvo Opaquer	C2	REF DE301018	REF DE304018	
Polvo Opaquer	C3	REF DE301019	REF DE304019	
Polvo Opaquer	C4	REF DE301020	REF DE304020	
Polvo Opaquer	D2	REF DE301021	REF DE304021	
Polvo Opaquer	D3	REF DE301022	REF DE304022	REF DE310022
Polvo Opaquer	D4	REF DE301023	REF DE304023	
Polvo Opaquer Ilumine	I1/I3	REF DE301003		
Polvo Opaquer Ilumine	I2/I4	REF DE301012		
Polvo Opaquer Ilumine	I5/I7	REF DE301001		
Polvo Opaquer Ilumine	I6/I8	REF DE301010		
Polvo Opaquer Ilumine	White	REF DE301030		
Polvo Opaquer Ilumine	Yellow	REF DE301031		

Ceramco® 3

Reposiciones		15 g	50 g	100 g
Polvo Opaquer Ilumine	Sienna	REF DE301032		
Polvo Opaquer Ilumine	Violet	REF DE301033		
Polvo Opaquer Ilumine	Gray	REF DE301034		
Polvo Opaquer Ilumine	Tan	REF DE301035		
Polvo Opaquer Ilumine	Pink	REF DE301036		
Polvo Opaquer Ilumine	Ochre	REF DE301037		
Polvo Opaquer Ilumine	Orange	REF DE301038		
Corrector Opaquer	Light	REF DE301410		
Corrector Opaquer	Medium	REF DE301411		
Corrector Opaquer	Dark	REF DE301412		
Corrector Opaquer	White	REF DE301413		
Dentina Opaca	A1	REF DE301104	REF DE304104	REF DE310104
Dentina Opaca	A2	REF DE301105	REF DE304105	REF DE310105
Dentina Opaca	A3	REF DE301106	REF DE304106	REF DE310106
Dentina Opaca	A3.5	REF DE301107	REF DE304107	REF DE310107
Dentina Opaca	A4	REF DE301108	REF DE304108	REF DE310108
Dentina Opaca	B1	REF DE301113	REF DE304113	REF DE310113
Dentina Opaca	B2	REF DE301114	REF DE304114	REF DE310114
Dentina Opaca	B3	REF DE301115	REF DE304115	REF DE310115
Dentina Opaca	B4	REF DE301116	REF DE304116	REF DE310116
Dentina Opaca	C1	REF DE301117	REF DE304117	REF DE310117
Dentina Opaca	C2	REF DE301118	REF DE304118	REF DE310118
Dentina Opaca	C3	REF DE301119	REF DE304119	REF DE310119
Dentina Opaca	C4	REF DE301120	REF DE304120	REF DE310120
Dentina Opaca	D2	REF DE301121	REF DE304121	REF DE310121
Dentina Opaca	D3	REF DE301122	REF DE304122	REF DE310122
Dentina Opaca	D4	REF DE301124	REF DE304123	REF DE310123
Dentina Opaca Ilumine	I1	REF DE301103		
Dentina Opaca Ilumine	I2	REF DE301112		
Dentina Opaca Ilumine	I3	REF DE301102		
Dentina Opaca Ilumine	I4	REF DE301111		
Dentina Opaca Ilumine	I5	REF DE301101		
Dentina Opaca Ilumine	I6	REF DE301110		
Dentina Opaca Ilumine	I7	REF DE301100		
Dentina Opaca Ilumine	I8	REF DE301109		
Dentina	A1	REF DE301134	REF DE304138	REF DE310138
Dentina	A2	REF DE301135	REF DE304139	REF DE310139
Dentina	A3	REF DE301136	REF DE304140	REF DE310140
Dentina	A3.5	REF DE301137	REF DE304141	REF DE310141
Dentina	A4	REF DE301138	REF DE304142	REF DE310142
Dentina	B1	REF DE301143	REF DE304143	REF DE310143
Dentina	B2	REF DE301144	REF DE304144	REF DE310144
Dentina	B3	REF DE301145	REF DE304145	REF DE310145
Dentina	B4	REF DE301146	REF DE304146	REF DE310146
Dentina	C1	REF DE301147	REF DE304147	REF DE310147
Dentina	C2	REF DE301148	REF DE304148	REF DE310148
Dentina	C3	REF DE301149	REF DE304149	REF DE310149
Dentina	C4	REF DE301150	REF DE304150	REF DE310150

Cerámica

Ceramco® 3

Reposiciones		15 g	50 g	100 g
Dentina	D2	REF DE301151	REF DE304151	REF DE310151
Dentina	D3	REF DE301152	REF DE304152	REF DE310152
Dentina	D4	REF DE301153	REF DE304153	REF DE310153
Dentina Ilumine	I1	REF DE301133		
Dentina Ilumine	I2	REF DE301142		
Dentina Ilumine	I3	REF DE301132		
Dentina Ilumine	I4	REF DE301141		
Dentina Ilumine	I5	REF DE301131		
Dentina Ilumine	I6	REF DE301140		
Dentina Ilumine	I7	REF DE301130		
Dentina Ilumine	I8	REF DE301139		
Modificador de Dentina	A1	REF DE301160		
Modificador de Dentina	A3.5	REF DE301161		
Modificador de Dentina	B1	REF DE301162		
Modificador de Dentina	B3	REF DE301163		
Modificador de Dentina	C1	REF DE301164		
Modificador de Dentina	C3	REF DE301165		
Modificador de Dentina	White	REF DE301166		
Modificador de Dentina	Blue	REF DE301167		
Modificador de Dentina	Yellow	REF DE301168		
Modificador de Dentina	Violet	REF DE301169		
Modificador de Dentina	Gray	REF DE301170		
Modificador de Dentina	Pink	REF DE301171		
Modificador de Dentina	Intense Orange	REF DE301175		
Modificador de Dentina	Orange	REF DE301173		
Modificador de Dentina	Natural Dentin	REF DE301174		
Masa de Hombros	I1	REF DE301900		
Masa de Hombros	I2	REF DE301901		
Masa de Hombros	I5	REF DE301902		
Masa de Hombros	A1	REF DE301903		
Masa de Hombros	A3	REF DE301904		
Masa de Hombros	A4	REF DE301905		
Masa de Hombros	B2	REF DE301906		
Masa de Hombros	C1	REF DE301907		
Masa de Hombros	C3	REF DE301908		
Masa de Hombros	White	REF DE301909		
Masa de Hombros	Peach	REF DE301910		
Masa de Hombros	Honey-Yellow	REF DE301911		
Masa de Hombros	Yellow-Red	REF DE301913		
Masa de Hombros	Orange-Brown	REF DE301914		
Masa de Hombros	Green-Brown	REF DE301915		
Masa de Hombros Final	I1	REF DE301920		
Masa de Hombros Final	I5	REF DE301922		
Masa de Hombros Final	A1	REF DE301923		
Masa de Hombros Final	A3	REF DE301924		
Masa de Hombros Final	A4	REF DE301925		
Masa de Hombros Final	B2	REF DE301926		
Masa de Hombros Final	C1	REF DE301927		
Masa de Hombros Final	C3	REF DE301928		

Ceramco® 3

Reposiciones		15 g	50 g	100 g
Incisal Natural	White	REF DE301200	REF DE304200	REF DE310200
Incisal Natural	Extra Light	REF DE301201	REF DE304201	REF DE310201
Incisal Natural	Light	REF DE301202	REF DE304202	REF DE310202
Incisal Natural	Medium	REF DE301203	REF DE304203	REF DE310203
Incisal Natural	Dark	REF DE301204	REF DE304204	REF DE310204
Incisal Natural	Ivory	REF DE301205		
Incisal Natural	Violet	REF DE301206		
Incisal Natural	Orange	REF DE301207		
Incisal Natural	Blue	REF DE301208		
Incisal Natural	Pink	REF DE301209		
Incisal Natural	Yellow	REF DE301210		
Incisal Natural	Clear	REF DE301211	REF DE304211	REF DE310211
Incisal Natural	Super Clear	REF DE301212	REF DE304212	
Incisal Natural	White Transparent	REF DE301224	REF DE304224	
Polvo de glasear		REF DE301322	REF DE304322	
Incisal Opal	White	REF DE301220		
Incisal Opal	Light	REF DE301221		
Incisal Opal	Medium	REF DE301222		
Incisal Opal	Clear	REF DE301223		
Incisal Soft Wear	White	REF DE301800		
Incisal Soft Wear	Extra light	REF DE301801		
Incisal Soft Wear	Light	REF DE301802		
Incisal Soft Wear	Medium	REF DE301803		
Incisal Soft Wear	Dark	REF DE301804		
Incisal Soft Wear	Ivory	REF DE301805		
Incisal Soft Wear	Violet	REF DE301806		
Incisal Soft Wear	Orange	REF DE301807		
Incisal Soft Wear	Super clear	REF DE301808		
Mamelón	Red-Orange	REF DE301230		
Mamelón	Yellow-Orange	REF DE301231		
Cerámica Add-on	Translucent	REF DE301400		
Cerámica Add-on	White	REF DE301401		
Cerámica Add-on	Light	REF DE301402		
Cerámica Add-on	Medium	REF DE301403		
Cerámica de Encías	Dark	REF DE301404		
Cerámica de Encías	Tissue Tint Pink	REF DE301405		
Cerámica de Encías	Tissue Tint Reddish Pink	REF DE301406		
Cerámica de Encías	Tissue Tint Salmon	REF DE301407		
Cerámica de Encías	Tissue Tint Dark	REF DE301408		
		3 g		
Maquillaje	White	REF D301500		
Maquillaje	Gray	REF D301501		
Maquillaje	Shale	REF D301502		
Maquillaje	Black	REF D301503		
Maquillaje	Rose	REF D301504		
Maquillaje	Violet	REF D301505		
Maquillaje	Blue	REF D301506		
Maquillaje	Green	REF D301507		
Maquillaje	Banana	REF D301508		
Maquillaje	Ochre	REF D301509		
Maquillaje	Peach	REF D301510		

Cerámica

Ceramco® 3

Reposiciones		
3 g		
Maquillaje	Amber	REF D301511
Maquillaje	Brown	REF D301512
Maquillaje	Yellow	REF D301513
Maquillaje	Orange	REF D301514
Maquillaje	Brown Tint	REF D301515
Maquillaje	Yellow Tint	REF D301516
Maquillaje	Orange Tint	REF D301517
15 ml		
Modificador de Opaquer		REF D301084
Separador- Die Release		REF D4010803
Sellador- Die Sealer		REF D4010802
Líquido Corrector Imp. Márgenes y Opaquer		REF D301916
100 ml		
Líquido de Modelar U		REF D301126
Líquido de Modelar E		REF D301127
Líquido de Maquillaje y Glaseado		REF D301325
1 pc		
Embudo Colector Crystal, light		REF D301087
Embudo Colector Crystal, medium		REF D301088
Embudo Colector Crystal, dark		REF D301089
Embudo Colector Crystal, white		REF D301090
Pincel plano, azul		REF D259041
Pincel plano, rojo		REF D259042
Paleta con tapa		REF D301091
Guía de Color Illumine		REF D301708
Guía de Color: Dentin		REF D301522
Guía de Color: Incisales (Natural + Opal)		REF D301523
Guía de Color: Modificador Dentina/Mam.		REF D301524
Guía de Color: Márgenes/Add-on encías		REF D301525
Guía de Color: Maquillajes		REF D301526

Ceramco® 3 Press

Ceramco® 3 Press es un sistema de cerámicas de inyección para trabajar con la cerámica Ceramco® 3, con la finalidad de alcanzar la máxima estética. Las pastillas Ceramco 3 Press son una mezcla de dentina e incisal que se combinan en relación al color con maquillajes en pasta especiales. Este sistema está diseñado para ser inyectado sobre metal para obtener un diseño de contorno completo y a continuación ser maquillado y glaseado. Indicado para la elaboración de prótesis parciales fijas, de una sólo unidad o múltiples unidades.

Ceramco® 3 Press – Kit Básico 8 Colores

Contenidos:

- 8x 3.5 g Opaquer en Pasta A2 – A3 – A3.5 – B2 – B3 – C2 – C3 – D3
- 8x 5 x 2 g Pastillas A2 – A3 – A3.5 – B2 – B3 – C2 – C3 – D3



REF DE301710

Ceramco® 3 Press – Kit Esthetic

Contenidos:

- 8x 3.5 g Opaquer en Pasta: A2 – A3 – A3.5 – B2 – B3 – C2 – C3 – D3
- 8x 5 x 2 g Pastillas: A2 – A3 – A3.5 – B2 – B3 – C2 – C3 – D3
- 4x 15 g C3 Incisal Natural: Light, Extra Light, Super Clear, Medium
- 8x 3 g C3 Maquillajes: Brown Tint, Yellow Tint, Orange Tint, Amber, Brown, Shale, Violet, White
- 1x 15 g C3 Polvo de glasear
- 1x 100 ml C3 Líquido de Maquillaje y Glaseado
- 1x 100 ml C3 Líquido de Modelar U

REF DE301709

Cerámica

Ceramco® 3 Press

Reposiciones

5 x 2 g		
Pastillas	A1	REF D321811
Pastillas	A2	REF D321812
Pastillas	A3	REF D321813
Pastillas	A3.5	REF D321814
Pastillas	A4	REF D321815
Pastillas	B1	REF D321821
Pastillas	B2	REF D321822
Pastillas	B3	REF D321823
Pastillas	B4	REF D321824
Pastillas	C1	REF D321831
Pastillas	C2	REF D321832
Pastillas	C3	REF D321833
Pastillas	C4	REF D321834
Pastillas	D2	REF D321842
Pastillas	D3	REF D321843
Pastillas	D4	REF D321844
3.5 g		
Opaquer en Pasta	A1	REF D301711
Opaquer en Pasta	A2	REF D301712
Opaquer en Pasta	A3	REF D301713
Opaquer en Pasta	A3.5	REF D301714
Opaquer en Pasta	A4	REF D301715
Opaquer en Pasta	B1	REF D301716
Opaquer en Pasta	B2	REF D301717
Opaquer en Pasta	B3	REF D301718
Opaquer en Pasta	B4	REF D301719
Opaquer en Pasta	C1	REF D301720
Opaquer en Pasta	C2	REF D301721
Opaquer en Pasta	C3	REF D301722
Opaquer en Pasta	C4	REF D301723
Opaquer en Pasta	D2	REF D301724
Opaquer en Pasta	D3	REF D301725
Opaquer en Pasta	D4	REF D301726

Ceramco® PFZ

Ceramco® PFZ es un sistema completo de cerámica que ha sido diseñado para usarse con Cercon® Circonio y otras estructuras 100% de circonio, con un CET de aproximadamente 10.5 ppm/°C. Se ha diseñado para que tenga propiedades estéticas, de estabilidad térmica y de manipulación excepcionales. Todo el sistema, desde liners hasta dentinas, incisales naturales, incisales ópales y maquillajes ofrece la fluorescencia de una dentadura natural.

Ceramco® PFZ – Kit 16 Colores en Polvo

Contenidos:

16x	1 OZ (28.4g)	Liner: A1 - A2 - A3 - A3.5 - A4 - B1 - B2 - B3 - B4 - C1 - C2 - C3 - C4 - D2 - D3 - D4
16x	1 OZ (28.4g)	Dentina: A1 - A2 - A3 - A3.5 - A4 - B1 - B2 - B3 - B4 - C1 - C2 - C3 - C4 - D2 - D3 - D4
16x	1 OZ (28.4g)	Dentina Opaca: A1 - A2 - A3 - A3.5 - A4 - B1 - B2 - B3 - B4 - C1 - C2 - C3 - C4 - D2 - D3 - D4
11x	1 OZ (28.4g)	Incisal Natural: Extra Light, Light, Medium, Clear, Blue, White, Ivory, Violet, Orange, Pink, Yellow
5x	1 OZ (28.4g)	Incisal Opal: Light, White, Medium, Dark, Clear
8x	1 OZ (28.4g)	Modificador Dentina: A1, A3.5, B1, B3, C1, C3, Green-Brown, Orange-Brown
4x	1 OZ (28.4g)	Modificador de Liner: White, Yellow, Grey, Ochre
6x	1 OZ (28.4g)	Cerámica de Márgenes: A1, A3, A4, B2, C1, C3
2x	1 OZ (28.4g)	Modificador de Márgenes: White, Orange-Brown
17x	0.1 OZ (3g)	Maquillaje: Grey, Dark-Orange, Orange, White, Ochre, Yellow-Ochre, Olive, Red, Blue, Yellow, Vanilla, Khaki, Chestnut, Black, Dove Blue, Corn-Yellow, Amber
2x	1 OZ (28.4g)	Mamelones: Red-Orange, Yellow-Orange
5x	1 OZ (28.4g)	Encías: Translucent, Pink Tissue Tint, Reddish Pink Tissue tint, Salmon Tissue Tint, Dark Tissue Tint
1x	1 OZ (28.4g)	Polvo de glasear
1x	15 ml	Líquido de Liner
1x	100ml	Líquido de Modelar
1x	15 ml	Líquido de Márgenes
1x	100ml	Líquido de Maquillaje y Glaseado
1x	14ml	Sellador- Die Sealer
1x	14ml	Separador - Die Release
1x		Instrucciones de uso



REF D501604

Ceramco® PFZ – Kit 8 Colores en Polvo

Contenidos:

8x	1 OZ (28.4g)	Liner: A1, A2, A3, B1, B2, B3, C2, D3
8x	1 OZ (28.4g)	Dentina: A1, A2, A3, B1, B2, B3, C2, D3
8x	1 OZ (28.4g)	Dentina Opaca: A1, A2, A3, B1, B2, B3, C2, D3
6x	1 OZ (28.4g)	Incisal: Extra Light, Light, Medium, Clear, Blue, Opal Light
6x	1 OZ (28.4g)	Modificador Dentina: A1, B1, B3, C1, Green-Brown, Orange-Brown
4x	1 OZ (28.4g)	Modificador de Liner: White, Yellow, Grey, Ochre
4x	1 OZ (28.4g)	Cerámica de Márgenes: A1, A3, B2, C1
2x	1 OZ (28.4g)	Modificador de Márgenes: White, Orange-Brown
2x	1 OZ (28.4g)	Mamelones: Red-Orange, Yellow-Orange
10x	0.1 OZ (3g)	Maquillaje: Grey, Dark-Orange, Orange, White, Ochre, Yellow-Ochre, Olive, Red, Blue, Yellow
1x	1 OZ (28.4g)	Líquido de glasear
1x	15 ml	Líquido de Liner
1x	100ml	Líquido de Modelar
1x	15 ml	Líquido de Márgenes
1x	100ml	Líquido de Maquillaje y Glaseado
1x	14ml	Sellador-Die Sealer
1x	14ml	Separador -Die Release
1x		Instrucciones de uso

REF D501602

Cerámica

Ceramco® PFZ – A2 Trial Kit

Contenidos:

1x	1 OZ (28.4g)	Liner: A2
1x	1 OZ (28.4g)	Dentina: A2
1x	1 OZ (28.4g)	Dentina Opaca: A2
1x	1 OZ (28.4g)	Incisal Natural: Light
1x	15 ml	Líquido de Liner
1x	100ml	Líquido de Modelar
1x		Instrucciones de uso

REF D501600

Ceramco® PFZ Press – A2 Trial Kit

Contenidos:

1x	2 ml	Liner: A2
1x	2g x 5	Pastillas Dentina: A2
1x	1 OZ (28.4g)	Incisal Natural: Light
1x	1 OZ (28.4g)	Líquido de glasear
1x	100ml	Líquido de Modelar
2x		Instrucciones de uso

REF D501601

Ceramco® PFZ Press – Kit 16 colores en Polvo

Contenidos:

16x	2 ml	Liner: A1- A2 – A3 – A3.5 – A4 – B1 – B2 – B3 – B4 – C1 – C2 – C3 – C4 – D2 – D3 – D4
16x	2g x 5	Pastillas Dentina: A1- A2 – A3 – A3.5 – A4 – B1 – B2 – B3 – B4 – C1 – C2 – C3 – C4 – D2 – D3 – D4
3x	1 OZ (28.4g)	Incisal Natural: Extra Light, Light, Medium
1x	1 OZ (28.4g)	Líquido de glasear
1x	100ml	Líquido de Modelar
1x	100ml	Líquido de Maquillaje y Glaseado
1x		Set de bebederos – Spruing Set
1x	200g	Anillo flexible- Flexible Ring Former
2x		Émbolos – Plungers
2x		Instrucciones de uso

REF D501605

Ceramco® PFZ

Reposiciones		
		1 oz
Liner	A1	REF D501004
Liner	A2	REF D501005
Liner	A3	REF D501006
Liner	A3.5	REF D501007
Liner	A4	REF D501008
Liner	B1	REF D501013
Liner	B2	REF D501014
Liner	B3	REF D501015
Liner	B4	REF D501016
Liner	C1	REF D501017
Liner	C2	REF D501018
Liner	C3	REF D501019
Liner	C4	REF D501020
Liner	D2	REF D501021
Liner	D3	REF D501022
Liner	D4	REF D501023
Modificador de Liner	White	REF D501030
Modificador de Liner	Yellow	REF D501031
Modificador de Liner	Sienna	REF D501032
Modificador de Liner	Violet	REF D501033
Modificador de Liner	Gray	REF D501034
Modificador de Liner	Tan	REF D501035
Modificador de Liner	Pink	REF D501036
Modificador de Liner	Ochre	REF D501037
Modificador de Liner	Orange	REF D501038
		2 ml
Press Liner	A1	REF D501045
Press Liner	A2	REF D501046
Press Liner	A3	REF D501047
Press Liner	A3.5	REF D501048
Press Liner	A4	REF D501049
Press Liner	B1	REF D501054
Press Liner	B2	REF D501055
Press Liner	B3	REF D501056
Press Liner	B4	REF D501057
Press Liner	C1	REF D501058
Press Liner	C2	REF D501059
Press Liner	C3	REF D501060
Press Liner	C4	REF D501061
Press Liner	D2	REF D501062
Press Liner	D3	REF D501063
Press Liner	D4	REF D501064
		1 oz
Dentina Opaca	A1	REF D501104
Dentina Opaca	A2	REF D501105
Dentina Opaca	A3	REF D501106
Dentina Opaca	A3.5	REF D501107
Dentina Opaca	A4	REF D501108
Dentina Opaca	B1	REF D501113
Dentina Opaca	B2	REF D501114
Dentina Opaca	B3	REF D501115
Dentina Opaca	B4	REF D501116
Dentina Opaca	C1	REF D501117
Dentina Opaca	C2	REF D501118
Dentina Opaca	C3	REF D501119

Cerámica

Ceramco® PFZ

Reposiciones		
		1 oz
Dentina Opaca	C4	REF D501120
Dentina Opaca	D2	REF D501121
Dentina Opaca	D3	REF D501122
Dentina Opaca	D4	REF D501124
Dentina	A1	REF D501134
Dentina	A2	REF D501135
Dentina	A3	REF D501136
Dentina	A3.5	REF D501137
Dentina	A4	REF D501138
Dentina	B1	REF D501143
Dentina	B2	REF D501144
Dentina	B3	REF D501145
Dentina	B4	REF D501146
Dentina	C1	REF D501147
Dentina	C2	REF D501148
Dentina	C3	REF D501149
Dentina	C4	REF D501150
Dentina	D2	REF D501151
Dentina	D3	REF D501152
Dentina	D4	REF D501153
Modificador Dentina	A1	REF D501160
Modificador Dentina	A3.5	REF D501161
Modificador Dentina	B1	REF D501162
Modificador Dentina	B3	REF D501163
Modificador Dentina	C1	REF D501164
Modificador Dentina	C3	REF D501165
Modificador Dentina	White	REF D501166
Modificador Dentina	Blue	REF D501167
Modificador Dentina	Yellow	REF D501168
Modificador Dentina	Violet	REF D501169
Modificador Dentina	Gray	REF D501170
Modificador Dentina	Pink	REF D501171
Modificador Dentina	Orange-brown	REF D501173
Incisal Natural	White	REF D501200
Incisal Natural	Extra light	REF D501201
Incisal Natural	Light	REF D501202
Incisal Natural	Medium	REF D501203
Incisal Natural	Ivory	REF D501205
Incisal Natural	Violet	REF D501206
Incisal Natural	Orange	REF D501207
Incisal Natural	Blue	REF D501208
Incisal Natural	Pink	REF D501209
Incisal Natural	Yellow	REF D501210
Incisal Natural	Clear	REF D501211
Incisal Opal	White	REF D501220
Incisal Opal	Light	REF D501221
Incisal Opal	Medium	REF D501222
Incisal Opal	Clear	REF D501223
Incisal Opal	Dark	REF D501224
Mamelón	Red-orange	REF D501230
Mamelón	Yellow-orange	REF D501231
Márgenes	A1	REF D501303
Márgenes	A3	REF D501304
Márgenes	A4	REF D501305

Toda la información del catálogo se refiere a los mercados europeos solamente.

Ofertas específicas no están disponibles en todos los países. Por favor, póngase en contacto con su representante de ventas local.

Ceramco® PFZ

Reposiciones		
		1 oz
Márgenes	B2	REF D501306
Márgenes	C1	REF D501307
Márgenes	C3	REF D501308
Modificador de Márgenes	Peach	REF D501310
Modificador de Márgenes	Honey-yellow	REF D501311
Modificador de Márgenes	Orange-brown	REF D501314
Modificador de Márgenes	Green-brown	REF D501315
Polvo de glasear		REF D501322
Cerámica Add-on	Translucent	REF D501400
Cerámica de encías	Pink	REF D501405
Cerámica de encías	Reddish pink	REF D501406
Cerámica de encías	Salmon	REF D501407
Cerámica de encías	Dark	REF D501408
		3 g
Maquillaje	White	REF D501500
Maquillaje	Gray	REF D501501
Maquillaje	Black	REF D501503
Maquillaje	Blue	REF D501506
Maquillaje	Olive	REF D501507
Maquillaje	Ochre	REF D501509
Maquillaje	Amber	REF D501511
Maquillaje	Yellow	REF D501513
Maquillaje	Orange	REF D501514
Maquillaje	Red	REF D501518
Maquillaje	Dark-orange	REF D501519
Maquillaje	Yellow-ochre	REF D501520
Maquillaje	Chesnut	REF D501522
Maquillaje	Dove-blue	REF D501523
Maquillaje	Vanilla	REF D501524
Maquillaje	Corn-yellow	REF D501525
Maquillaje	Khaki	REF D501526
		5 x 2 g
Pastillas de inyección	A1	REF D521811
Pastillas de inyección	A2	REF D521812
Pastillas de inyección	A3	REF D521813
Pastillas de inyección	A3.5	REF D521814
Pastillas de inyección	A4	REF D521815
Pastillas de inyección	B1	REF D521821
Pastillas de inyección	B2	REF D521822
Pastillas de inyección	B3	REF D521823
Pastillas de inyección	B4	REF D521824
Pastillas de inyección	C1	REF D521831
Pastillas de inyección	C2	REF D521832
Pastillas de inyección	C3	REF D521833
Pastillas de inyección	C4	REF D521834
Pastillas de inyección	D2	REF D521842
Pastillas de inyección	D3	REF D521843
Pastillas de inyección	D4	REF D521844
		15 ml
Líquido Liner		REF D501128
Líquido de Márgenes		REF D501316
Sellador-Die Sealer		REF D501317
Separador-Die Release		REF D501318
		100 ml
Líquido de Modelar		REF D501129
Líquido de Maquillaje y Glaseado		REF D501325

Toda la información del catálogo se refiere a los mercados europeos solamente.

Ofertas específicas no están disponibles en todos los países. Por favor, póngase en contacto con su representante de ventas local.

Cerámica

Ceramco® iC

Sistema de cerámica integrado que con un sólo material cerámico le permite crear restauraciones sobre metal, sobre cerámica inyectada y sobre revestimiento para realizar facetas e incrustaciones.

Debido a la elevada saturación de color de los opaquer en pasta y las dentinas, se pueden crear colores naturales incluso en capas extremadamente finas.

Gracias a los reducidos tiempos de cocción se puede ahorrar tiempo (a 830°C con una subida rápida de 100° C por minuto), así como dinero, por el menor número de componentes que requiere el sistema.

Ceramco® iC – Trial Kit Opaquer en Pasta (Colores A2 & A3)



Contenidos:

2x	2 ml	Opaquer en Pasta Universal: A2 & A3
1x	10 g	Cristales para Opaquer en Pasta: Light
2x	15 g	Dentina Opaca: A2 & A3
2x	15 g	Dentina: A2 & A3
1x	15 g	Modificador High Chroma: HC2
3x	15 g	Incisal Natural: Extra Light, Light & Super Clear
1x	2 ml	Masa de glasear en Pasta
1x	100 ml	Líquido de Maquillaje y Glaseado
1x	100 ml	Líquido de Modelar U
1x		Pincel Plano: Rojo
1x		Instrucciones de uso

REF D 4951400

Ceramco® iC – Trial Kit Opaquer en Pasta (Colores 205 & 206)

Contenidos:

2x	2 ml	Opaquer en Pasta Universal: CC-205 & CC-206
1x	10 g	Cristales para Opaquer en Pasta: Light
2x	15 g	Dentina Opaca: CC-205 & CC-206
2x	15 g	Dentina: CC-205 & CC-206
2x	15 g	Modificador High Chroma: HC2 & HC3
2x	15 g	Incisal Natural: Extra Light & Super Clear
1x	2 ml	Masa de glasear en Pasta
1x	100 ml	Líquido de Maquillaje y Glaseado
1x	100 ml	Líquido de Modelar U
1x		Pincel Plano: Rojo
1x		Instrucciones de uso

REF D 4951401

Ceramco® iC – Trial Kit All-Ceramic (Colores A2 & A3)

Contenidos:

2x	5 x 2 g	Dentinas/Pastillas Incisal: A2 & A3
2x	15 g	Incisal Natural: Light & Extra Light
1x	100 ml	Líquido de Maquillaje y Glaseado
1x	2 ml	Masa de glasear en Pasta
1x		Instrucciones de uso

REF D 4951402

Ceramco® iC – Trial Kit All-Ceramic Inlay/Onlay (A2, A3)

Contenidos:

1x	5 x 2 g	Pastillas (neutral style) T1
1x	5 x 2 g	Pastillas (neutral style) T2
1x	2 ml	Maquillaje Color Dentina A2
1x	2 ml	Maquillaje Color Dentina A3
1x	2 ml	Maquillaje Color Incisal Extra light & light
1x	2 ml	Masa de glasear en Pasta Light
1x		Líquido de Maquillaje y Glaseado

REF D 4951428

Ceramco® iC – Kit Opaquer en Pasta 8 Colores (A-D)

Contenidos:

9x	2 ml	Opaquer en Pasta Universal: A1, A2, A3, A3.5, B2, B3 C2, D3, Reddish Pink Tissue Tint
6x	3.5ml	Modificador Opaquer en Pasta: White, Violet, Pink, Burnt-Orange, Brown, Gray
1x	10 g	Cristales para Opaquer en Pasta: Light
8x	15 g	Dentina Opaca: A1, A2, A3, A3.5, B2, B3,C2, D3
8x	15 g	Dentina: A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C2, D3
3x	15 g	Modificador High Chroma: HC1, HC2, HC5
5x	15 g	Incisal Natural: White, Extra Light, Light, Medium, Super Clear
2x	15 g	Incisal Opal: Light, Clear
2x	15 g	Cerámica de Encías Add-On: Light, Medium
1x	15 g	Maquillaje de Encías Reddish Pink Tissue Tint
1x	2 ml	Masa de glasear en Pasta
1x	100 ml	Líquido de Modelar U
1x	100 ml	Líquido de Maquillaje y Glaseado
1x	15 ml	Líquido de Modificador de Opaquer
3x		Guías de colores (Dentina, Incisal, High Chroma)
1x		Pincel Plano Rojo
1x		Bandeja para jeringas
1x		Embudo colector



REF D 4951429

Cerámica

Ceramco® iC – Kit Opaquer en Pasta 10 Colores (A-D)

Contenidos:

11x	2 ml	Opaquer en Pasta Universal: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, C2, C3, D3, CC-002, Reddish Pink Tissue Tint
6x	3.5 ml	Modificador Opaquer en Pasta: White, Violet, Pink, Burnt-Orange, Brown, Gray
1x	10 g	Cristales para Opaquer en Pasta: Light
10x	15 g	Dentina Opaca: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, C2, C3, D3, CC-002
10x	15 g	Dentina: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, C2, C3, D3, CC-002
6x	15 g	Modificador High Chroma: HC1, HC2, HC3, HC4, HC5, HC6
5x	15 g	Incisal Natural: White, Extra Light, Light, Medium, Super Clear
2x	15 g	Incisal Opal: Light, Clear
11x	15 g	Cerámica de Márgenes: M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11
7x	15 g	Márgenes Final: FM2, FM3, FM4, FM5, FM6, FM7, FM8
2x	15 g	Cerámica de Encías, Add-on: Light, White
1x	15 g	Masas de Encías : Reddish Pink Tissue Tint
5x	3 g	Maquillaje: White, Yellow-Ochre, Gray-Brown, Amber, Blue
1x	2 ml	Masa de glasear en Pasta
1x	14 ml	Separador de modelos -Die Release
1x	14 ml	Sellador - Die Sealer
1x	15 ml	Líquido Corrector de Márgenes y Opaquer
1x	100 ml	Líquido de Modelar U
1x	100 ml	Líquido de Maquillaje y Glaseado
1x	15 ml	Líquido de Modificador Opaquer
1x		Guía de Colores - Set de 5 (con Dentina A-D)
1x		Pincel plano: Rojo
2x		Bandeja para jeringas
1x		Embudo colector
1x		Paleta para mezcla de maquillaje con tapa
1x		Instrucciones de uso

REF D 4951403

Ceramco® iC – Kit de inyección All-Ceramic 10 Colores (A-D)

Contenidos:

6x	5 x 2 g	Pastillas Dentina/Incisal Neutral: OC1, O1, O2, O3, T1, T2
10x	5 x 2 g	Pastillas de color Dentina/Incisal: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, C2, C3, D3, CC-002
3x	15 g	Incisal Natural: Extra Light, Light, Medium
18x	2 ml	Maquillaje Color Dentina: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, SS-001, SS-002
1x	100 ml	All-Ceramic Gel Sellador & Neutralizador
1x	100 ml	Líquido de Maquillaje y Glaseado
1x	100 ml	Líquido de Modelar U
1x	2 ml	Masa de glasear en Pasta
1x		Guía de Colores - Set de 5 (con Dentina A-D)
1x		DENTSPLY All-Ceramic Die Material Kit
1x	50 x 100 g	DENTSPLY Revestimiento en Polvo
1x	1 l	DENTSPLY Líquido de Revestimiento
1x		Instrucciones de uso

REF D 4951404

Ceramco® iC – Kit de inyección sobre metal (Press-to-Metal Add on)

Contenidos:

6x	5x2 gm	Pastillas Dentina/Incisal Serie Value: VS0, VS1, VS2, VS3, VS4, VS5
20x	2 ml	Opaquer en Pasta Universal: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, CC-000, CC-001, CC-002, CC-003
18x	2 ml	Maquillaje Color Dentina: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, SS-001, SS-002
1x	100 ml	Líquido de Maquillaje y Glaseado
1x	2 ml	Masa de glasear en Pasta
1x		Instrucciones de uso

REF D 4951405

Ceramco® iC – Kit Opaquer en Pasta 13 Colores (Series CC)

Contenidos:

13x	2 ml	Opaquer en Pasta Universal: CC-101, CC-102, CC-203, CC-205, CC-206, CC-207, CC-208, CC-310, CC-312, CC-313, CC-314, CC-315, CC-526
6x	3.5 ml	Modificador Opaquer en Pasta: White, Violet, Pink, Burnt-Orange, Brown, Gray
1x	10 g	Cristales para Opaquer en Pasta: Light
13x	15 g	Dentina Opaca: CC-101, CC-102, CC-203, CC-205, CC-206, CC-207, CC-208, CC-310, CC-312, CC-313, CC-314, CC-315, CC-526
13x	15 g	Dentina: CC-101, CC-102, CC-203, CC-205, CC-206, CC-207, CC-208, CC-310, CC-312, CC-313, CC-314, CC-315, CC-526
6x	15 g	Modificador High Chroma: HC1, HC2, HC3, HC4, HC5, HC6
5x	15 g	Incisal Natural: White, Extra Light, Light, Medium, Super Clear
2x	15 g	Incisal Opal: Light, Clear
11x	15 g	Cerámica de Márgenes: M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11
7x	15 g	Márgenes Final: FM2, FM3, FM4, FM5, FM6, FM7, FM8
2x	15 g	Cerámica Add-on: Light, White
1x	15 g	Masas de Encías: Reddish Pink Tissue Tint
5x	3 g	Maquillaje: White, Yellow-Ochre, Gray-Brown, Amber, Blue
1x	2 ml	Masa de glasear en Pasta
1x	14 ml	Separador de modelos- Die Release
1x	14 ml	Sellador- Die Sealer
1x	15 ml	Líquido Corrector de Márgenes y Opaquer
1x	100 ml	Líquido de Modelar U
1x	100 ml	Líquido de Maquillaje y Glaseado
1x	15 ml	Líquido Modificador de Opaquer
1x		Guía de Color -Set de 5 (con Dentina color series CC)
1x		Pincel Plano Rojo
2x		Bandeja para jeringas
1x		Embudo colector
1x		Paleta de mezcla para maquillaje con tapa
1x		Instrucciones de uso

REF D 4951414

Ceramco® iC – Kit Opaquer en Polvo 10 Colores (A-D)

Contenidos:

11x	40 g	Opaquer en Polvo: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, C2, C3, D3, CC-002, Reddish Pink Tissue Tint
6x	10 g	Modificador Opaquer en Polvo: White, Violet, Pink, Burnt-Orange, Brown, Gray
10x	15 g	Dentina Opaca: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, C2, C3, D3, CC-002
10x	15 g	Dentina: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, C2, C3, D3, CC-002
6x	15 g	Modificador High Chroma: HC1, HC2, HC3, HC4, HC5, HC6
5x	15 g	Incisal Natural: White, Extra Light, Light, Medium, Super Clear
2x	15 g	Incisal Opal: Light, Clear
11x	15 g	Cerámica de Márgenes: M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11
7x	15 g	Márgenes Final: FM2, FM3, FM4, FM5, FM6, FM7, FM8
2x	15 g	Cerámica Add-on: Light, White
1x	15 g	Masas de Encías: Reddish Pink Tissue Tint
5x	3 g	Maquillaje: White, Yellow-Ochre, Gray-Brown, Amber, Blue
1x	2 ml	Masa de glasear en Pasta
1x	14 ml	Separador de modelos- Die Release
1x	14 ml	Sellador- Die Sealer
1x	15 ml	Líquido Corrector de Márgenes y Opaquer
1x	100 ml	Líquido de Modelar U
1x	100 ml	Líquido de Maquillaje y Glaseado
1x		Guía de Color -Set de 5 (con Dentina color series CC)
1x		Pincel Plano Rojo
1x		Paleta de mezcla para maquillaje con tapa
1x		Instrucciones de uso

REF D 4951415



Reposiciones

		2 ml
Opaquer en Pasta Universal	A1	REF D4200601
Opaquer en Pasta Universal	A2	REF D4200602
Opaquer en Pasta Universal	A3	REF D4200603
Opaquer en Pasta Universal	A3.5	REF D4200605
Opaquer en Pasta Universal	A4	REF D4200604
Opaquer en Pasta Universal	B1	REF D4200606
Opaquer en Pasta Universal	B2	REF D4200607
Opaquer en Pasta Universal	B3	REF D4200608
Opaquer en Pasta Universal	B4	REF D4200609
Opaquer en Pasta Universal	C1	REF D4200610
Opaquer en Pasta Universal	C2	REF D4200611
Opaquer en Pasta Universal	C3	REF D4200612
Opaquer en Pasta Universal	C4	REF D4200613
Opaquer en Pasta Universal	D2	REF D4200614
Opaquer en Pasta Universal	D3	REF D4200615
Opaquer en Pasta Universal	D4	REF D4200616
Opaquer en Pasta Universal	CC-000	REF D4200617
Opaquer en Pasta Universal	CC-001	REF D4200618
Opaquer en Pasta Universal	CC-002	REF D4200619
Opaquer en Pasta Universal	CC-003	REF D4200620
Opaquer en Pasta Universal	CC-101	REF D4200621
Opaquer en Pasta Universal	CC-102	REF D4200622
Opaquer en Pasta Universal	CC-203	REF D4200623
Opaquer en Pasta Universal	CC-204	REF D4200624
Opaquer en Pasta Universal	CC-205	REF D4200625
Opaquer en Pasta Universal	CC-206	REF D4200626
Opaquer en Pasta Universal	CC-207	REF D4200627
Opaquer en Pasta Universal	CC-208	REF D4200628
Opaquer en Pasta Universal	CC-209	REF D4200629
Opaquer en Pasta Universal	CC-310	REF D4200630
Opaquer en Pasta Universal	CC-311	REF D4200631
Opaquer en Pasta Universal	CC-312	REF D4200632
Opaquer en Pasta Universal	CC-313	REF D4200633
Opaquer en Pasta Universal	CC-314	REF D4200634
Opaquer en Pasta Universal	CC-315	REF D4200635
Opaquer en Pasta Universal	CC-316	REF D4200636
Opaquer en Pasta Universal	CC-417	REF D4200637
Opaquer en Pasta Universal	CC-418	REF D4200638
Opaquer en Pasta Universal	CC-419	REF D4200639
Opaquer en Pasta Universal	CC-420	REF D4200640
Opaquer en Pasta Universal	CC-421	REF D4200641
Opaquer en Pasta Universal	CC-422	REF D4200642
Opaquer en Pasta Universal	CC-423	REF D4200643
Opaquer en Pasta Universal	CC-524	REF D4200644
Opaquer en Pasta Universal	CC-525	REF D4200645
Opaquer en Pasta Universal	CC-526	REF D4200646
Opaquer en Pasta Universal	Redpink Tissue Tint	REF D4200647
		3.5 ml
Modificador Opaquer en Pasta	White	REF D4250701
Modificador Opaquer en Pasta	Violet	REF D4250702
Modificador Opaquer en Pasta	Pink	REF D4250703
Modificador Opaquer en Pasta	Burnt-orange	REF D4250704
Modificador Opaquer en Pasta	Brown	REF D4250705
Modificador Opaquer en Pasta	Gray	REF D4250706
		10 g
Cristales para Opaquer en Pasta	Light	REF D4300207



Reposiciones		15 g	50 g
Corrector Opaquer	White	REF D4350301	
Corrector Opaquer	Light	REF D4350307	
Corrector Opaquer	Medium	REF D4350308	
Corrector Opaquer	Dark	REF D4350309	
Dentina Opaca	A1	REF D4400301	REF D4400501
Dentina Opaca	A2	REF D4400302	REF D4400502
Dentina Opaca	A3	REF D4400303	REF D4400503
Dentina Opaca	A3.5	REF D4400305	REF D4400505
Dentina Opaca	A4	REF D4400304	REF D4400504
Dentina Opaca	B1	REF D4400306	REF D4400506
Dentina Opaca	B2	REF D4400307	REF D4400507
Dentina Opaca	B3	REF D4400308	REF D4400508
Dentina Opaca	B4	REF D4400309	REF D4400509
Dentina Opaca	C1	REF D4400310	REF D4400510
Dentina Opaca	C2	REF D4400311	REF D4400511
Dentina Opaca	C3	REF D4400312	REF D4400512
Dentina Opaca	C4	REF D4400313	REF D4400513
Dentina Opaca	D2	REF D4400314	REF D4400514
Dentina Opaca	D3	REF D4400315	REF D4400515
Dentina Opaca	D4	REF D4400316	REF D4400516
Dentina Opaca	CC-000	REF D4400317	REF D4400517
Dentina Opaca	CC-001	REF D4400318	REF D4400518
Dentina Opaca	CC-002	REF D4400319	REF D4400519
Dentina Opaca	CC-003	REF D4400320	REF D4400520
Dentina Opaca	CC-101	REF D4400321	REF D4400521
Dentina Opaca	CC-102	REF D4400322	REF D4400522
Dentina Opaca	CC-203	REF D4400323	REF D4400523
Dentina Opaca	CC-204	REF D4400324	REF D4400524
Dentina Opaca	CC-205	REF D4400325	REF D4400525
Dentina Opaca	CC-206	REF D4400326	REF D4400526
Dentina Opaca	CC-207	REF D4400327	REF D4400527
Dentina Opaca	CC-208	REF D4400328	REF D4400528
Dentina Opaca	CC-209	REF D4400329	REF D4400529
Dentina Opaca	CC-310	REF D4400330	REF D4400530
Dentina Opaca	CC-311	REF D4400331	REF D4400531
Dentina Opaca	CC-312	REF D4400332	REF D4400532
Dentina Opaca	CC-313	REF D4400333	REF D4400533
Dentina Opaca	CC-314	REF D4400334	REF D4400534
Dentina Opaca	CC-315	REF D4400335	REF D4400535
Dentina Opaca	CC-316	REF D4400336	REF D4400536
Dentina Opaca	CC-417	REF D4400337	REF D4400537
Dentina Opaca	CC-418	REF D4400338	REF D4400538
Dentina Opaca	CC-419	REF D4400339	REF D4400539
Dentina Opaca	CC-420	REF D4400340	REF D4400540
Dentina Opaca	CC-421	REF D4400341	REF D4400541
Dentina Opaca	CC-422	REF D4400342	REF D4400542
Dentina Opaca	CC-423	REF D4400343	REF D4400543
Dentina Opaca	CC-524	REF D4400344	REF D4400544
Dentina Opaca	CC-525	REF D4400345	REF D4400545
Dentina Opaca	CC-526	REF D4400346	REF D4400546
Dentina	A1	REF D4450301	REF D4450501
Dentina	A2	REF D4450302	REF D4450502
Dentina	A3	REF D4450303	REF D4450503
Dentina	A3.5	REF D4450305	REF D4450505
Dentina	A4	REF D4450304	REF D4450504
Dentina	B1	REF D4450306	REF D4450506

Cerámica

Ceramco® iC

Reposiciones		15 g	50 g
Dentina	B2	REF D4450307	REF D4450507
Dentina	B3	REF D4450308	REF D4450508
Dentina	B4	REF D4450309	REF D4450509
Dentina	C1	REF D4450310	REF D4450510
Dentina	C2	REF D4450311	REF D4450511
Dentina	C3	REF D4450312	REF D4450512
Dentina	C4	REF D4450313	REF D4450513
Dentina	D2	REF D4450314	REF D4450514
Dentina	D3	REF D4450315	REF D4450515
Dentina	D4	REF D4450316	REF D4450516
Dentina	CC-000	REF D4450317	REF D4450517
Dentina	CC-001	REF D4450318	REF D4450518
Dentina	CC-002	REF D4450319	REF D4450519
Dentina	CC-003	REF D4450320	REF D4450520
Dentina	CC-101	REF D4450321	REF D4450521
Dentina	CC-102	REF D4450322	REF D4450522
Dentina	CC-203	REF D4450323	REF D4450523
Dentina	CC-204	REF D4450324	REF D4450524
Dentina	CC-205	REF D4450325	REF D4450525
Dentina	CC-206	REF D4450326	REF D4450526
Dentina	CC-207	REF D4450327	REF D4450527
Dentina	CC-208	REF D4450328	REF D4450528
Dentina	CC-209	REF D4450329	REF D4450529
Dentina	CC-310	REF D4450330	REF D4450530
Dentina	CC-311	REF D4450331	REF D4450531
Dentina	CC-312	REF D4450332	REF D4450532
Dentina	CC-313	REF D4450333	REF D4450533
Dentina	CC-314	REF D4450334	REF D4450534
Dentina	CC-315	REF D4450335	REF D4450535
Dentina	CC-316	REF D4450336	REF D4450536
Dentina	CC-417	REF D4450337	REF D4450537
Dentina	CC-418	REF D4450338	REF D4450538
Dentina	CC-419	REF D4450339	REF D4450539
Dentina	CC-420	REF D4450340	REF D4450540
Dentina	CC-421	REF D4450341	REF D4450541
Dentina	CC-422	REF D4450342	REF D4450542
Dentina	CC-423	REF D4450343	REF D4450543
Dentina	CC-524	REF D4450344	REF D4450544
Dentina	CC-525	REF D4450345	REF D4450545
Dentina	CC-526	REF D4450346	REF D4450546
Modificador High Chroma	White	REF D4500301	
Modificador High Chroma	Blue	REF D4500304	
Modificador High Chroma	Yellow	REF D4500305	
Modificador High Chroma	Violet	REF D4500302	
Modificador High Chroma	Gray	REF D4500306	
Modificador High Chroma	Pink	REF D4500303	
Modificador High Chroma	Orange	REF D4500307	
Modificador High Chroma	HC1 (B1)	REF D4500308	
Modificador High Chroma	HC2 (A1)	REF D4500309	
Modificador High Chroma	HC3 (C1)	REF D4500310	
Modificador High Chroma	HC4 (B3)	REF D4500311	
Modificador High Chroma	HC5 (A3.5)	REF D4500312	
Modificador High Chroma	HC6 (C4)	REF D4500313	
Mamelón	Red-orange	REF D4550301	
Mamelón	Yellow-orange	REF D4550302	
Incisal Natural	White	REF D4600301	REF D4600501
Incisal Natural	Extra light	REF D4600314	REF D4600514

Ceramco® iC

Reposiciones		15 g	50 g
Incisal Natural	Light	REF D4600315	REF D4600515
Incisal Natural	Medium	REF D4600316	REF D4600516
Incisal Natural	Violet	REF D4600317	
Incisal Natural	Light yellow	REF D4600318	
Incisal Natural	Dark yellow	REF D4600319	
Incisal Natural	Clear	REF D4600320	REF D4600520
Incisal Natural	Super clear	REF D4600321	REF D4600521
Incisal Natural	Light blue	REF D4600322	
Incisal Natural	Dark blue	REF D4600323	
Incisal Natural	Light orange	REF D4600324	
Incisal Natural	Dark orange	REF D4600325	
Incisal Natural	Pink	REF D4600303	
Incisal Natural	Dark gray	REF D4600326	
Incisal Opal	Light	REF D4650315	REF D4650515
Incisal Opal	Medium	REF D4650316	REF D4650516
Incisal Opal	Clear	REF D4650320	REF D4650520
Márgenes	M1 (white)	REF D4700301	
Márgenes	M2 (002)	REF D4700302	
Márgenes	M3 (B1)	REF D4700303	
Márgenes	M4 (A1)	REF D4700304	
Márgenes	M5 (B2)	REF D4700305	
Márgenes	M6 (C1)	REF D4700306	
Márgenes	M7 (A3)	REF D4700307	
Márgenes	M8 (B3)	REF D4700308	
Márgenes	M9 (A3.5)	REF D4700309	
Márgenes	M10 (C3)	REF D4700310	
Márgenes	M11 (A4)	REF D4700311	
Márgenes	SM Peach	REF D4700312	
Márgenes	SM Honey-yellow	REF D4700313	
Márgenes	SM Yellow-red	REF D4700314	
Márgenes	SM Orange-brown	REF D4700315	
Márgenes	SM Green-brown	REF D4700316	
Márgenes Final	FM1 (000)	REF D4720301	
Márgenes Final	FM2 (002)	REF D4720302	
Márgenes Final	FM3 (A1)	REF D4720303	
Márgenes Final	FM4 (B2)	REF D4720304	
Márgenes Final	FM5 (C1)	REF D4720305	
Márgenes Final	FM6 (A3)	REF D4720306	
Márgenes Final	FM7 (C3)	REF D4720307	
Márgenes Final	FM8 (A4)	REF D4720308	
Cerámica Add on	Translucent	REF D4750300	
Cerámica Add on	White	REF D4750301	
Cerámica Add on	Light	REF D4750315	
Cerámica Add on	Medium	REF D4750316	
Cerámica Add on	Dark	REF D4750326	
Cerámica Add on	Tissue Tint Pink	REF D4760301	
Cerámica Add on	Tissue Tint Redpink	REF D4760302	
Cerámica Add on	Tissue Tint Salmon	REF D4760303	
Cerámica Add on	Tissue Tint Dark	REF D4760304	
PTM* Margen	PM1	REF D4860301	
PTM* Margen	PM2	REF D4860302	
PTM* Margen	PM3	REF D4860303	
PTM* Margen	PM4	REF D4860304	
PTM* Margen	PM5	REF D4860305	
PTM* Margen	PM6	REF D4860306	
PTM* Margen	PM7	REF D4860307	
PTM* Margen	PM8	REF D4860308	

*Masa de hombros para la inyección sobre metal.

Toda la información del catálogo se refiere a los mercados europeos solamente.
Ofertas específicas no están disponibles en todos los países. Por favor, póngase en contacto con su representante de ventas local.

Cerámica

Ceramco® iC



Reposiciones		
		15 g
PTM* Margen	SPM Orange-brown	REF D4860309
PTM* Margen	SPM Green-brown	REF D4860310
		3 g
Maquillaje	White	REF D4740101
Maquillaje	Gray	REF D4740102
Maquillaje	Olive	REF D4740103
Maquillaje	Black	REF D4740104
Maquillaje	Red	REF D4740105
Maquillaje	Dark orange	REF D4740106
Maquillaje	Blue	REF D4740107
Maquillaje	Yellow ochre	REF D4740108
Maquillaje	Chestnut	REF D4740109
Maquillaje	Gray-brown	REF D4740110
Maquillaje	Dove blue	REF D4740111
Maquillaje	Amber	REF D4740112
Maquillaje	Vanilla	REF D4740113
Maquillaje	Yellow	REF D4740114
Maquillaje	Orange	REF D4740115
Maquillaje	Corn yellow	REF D4740116
Maquillaje	Khaki	REF D4740117
		5 x 2 g
D/E Pastillas	A1 N	REF D4781101
D/E Pastillas	A2 N	REF D4781102
D/E Pastillas	A3 N	REF D4781103
D/E Pastillas	A3.5 N	REF D4781105
D/E Pastillas	A4 N	REF D4781104
D/E Pastillas	B1 N	REF D4781106
D/E Pastillas	B2 N	REF D4781107
D/E Pastillas	B3 N	REF D4781108
D/E Pastillas	B4 N	REF D4781109
D/E Pastillas	C1 N	REF D4781110
D/E Pastillas	C2 N	REF D4781111
D/E Pastillas	C3 N	REF D4781112
D/E Pastillas	C4 N	REF D4781113
D/E Pastillas	D2 N	REF D4781114
D/E Pastillas	D3 N	REF D4781115
D/E Pastillas	D4 N	REF D4781116
D/E Pastillas	CC-000 N	REF D4781117
D/E Pastillas	CC-001 N	REF D4781118
D/E Pastillas	CC-002 N	REF D4781119
D/E Pastillas	CC-003 N	REF D4781120
D/E Pastillas	CC-101 N	REF D4781121
D/E Pastillas	CC-102 N	REF D4781122
D/E Pastillas	CC-203 N	REF D4781123
D/E Pastillas	CC-204 N	REF D4781124
D/E Pastillas	CC-205 N	REF D4781125
D/E Pastillas	CC-206 N	REF D4781126
D/E Pastillas	CC-207 N	REF D4781127
D/E Pastillas	CC-208 N	REF D4781128
D/E Pastillas	CC-209 N	REF D4781129
D/E Pastillas	CC-310 N	REF D4781130
D/E Pastillas	CC-311 N	REF D4781131
D/E Pastillas	CC-312 N	REF D4781132
D/E Pastillas	CC-313 N	REF D4781133
D/E Pastillas	CC-314 N	REF D4781134
D/E Pastillas	CC-315 N	REF D4781135
D/E Pastillas	CC-316 N	REF D4781136

*Masa de hombros para la inyección sobre metal.

Ceramco® iC

Reposiciones			
		5 x 2 g	5 x 5 g
D/E Pastillas	CC-417 N	REF D4781137	
D/E Pastillas	CC-418 N	REF D4781138	
D/E Pastillas	CC-419 N	REF D4781139	
D/E Pastillas	CC-420 N	REF D4781140	
D/E Pastillas	CC-421 N	REF D4781141	
D/E Pastillas	CC-422 N	REF D4781142	
D/E Pastillas	CC-423 N	REF D4781143	
D/E Pastillas	CC-524 N	REF D4781144	
D/E Pastillas	CC-525 N	REF D4781145	
D/E Pastillas	CC-526 N	REF D4781146	
D/E Pastillas	VS0 N	REF D4781147	
D/E Pastillas	VS1 N	REF D4781148	
D/E Pastillas	VS2 N	REF D4781149	
D/E Pastillas	VS3 N	REF D4781150	
D/E Pastillas	VS4 N	REF D4781151	
D/E Pastillas	VS5 N	REF D4781152	
D/E Pastillas	VS0 W	REF D4801247	REF D4821347
D/E Pastillas	VS1 W	REF D4801248	REF D4821348
D/E Pastillas	VS2 W	REF D4801249	REF D4821349
D/E Pastillas	VS3 W	REF D4801250	REF D4821350
D/E Pastillas	VS4 W	REF D4801251	REF D4821351
D/E Pastillas	VS5 W	REF D4801252	REF D4821352
D/E Pastillas (Neutral)	CC-OC1 N	REF D4831160	
D/E Pastillas (Neutral)	CC-O1 N	REF D4831161	
D/E Pastillas (Neutral)	CC-O2 N	REF D4831162	
D/E Pastillas (Neutral)	CC-O3 N	REF D4831163	
D/E Pastillas (Neutral)	CC-T1 N	REF D4831164	
D/E Pastillas (Neutral)	CC-T2 N	REF D4831165	
		2 ml	
Maquillaje Color Dentina	A1	REF D4850101	
Maquillaje Color Dentina	A2	REF D4850102	
Maquillaje Color Dentina	A3	REF D4850103	
Maquillaje Color Dentina	A3.5	REF D4850105	
Maquillaje Color Dentina	A4	REF D4850104	
Maquillaje Color Dentina	B1	REF D4850106	
Maquillaje Color Dentina	B2	REF D4850107	
Maquillaje Color Dentina	B3	REF D4850108	
Maquillaje Color Dentina	B4	REF D4850109	
Maquillaje Color Dentina	C1	REF D4850110	
Maquillaje Color Dentina	C2	REF D4850111	
Maquillaje Color Dentina	C3	REF D4850112	
Maquillaje Color Dentina	C4	REF D4850113	
Maquillaje Color Dentina	D2	REF D4850114	
Maquillaje Color Dentina	D3	REF D4850115	
Maquillaje Color Dentina	D4	REF D4850116	
Maquillaje Color Dentina	SS -000	REF D4850117	
Maquillaje Color Dentina	SS -001	REF D4850118	
Maquillaje Color Dentina	SS -002	REF D4850119	
Maquillaje Color Dentina	SS -003	REF D4850120	
Maquillaje Color Dentina	SS -101	REF D4850121	
Maquillaje Color Dentina	SS -102	REF D4850122	
Maquillaje Color Dentina	SS -203	REF D4850123	
Maquillaje Color Dentina	SS -204	REF D4850124	
Maquillaje Color Dentina	SS -205	REF D4850125	
Maquillaje Color Dentina	SS -206	REF D4850126	
Maquillaje Color Dentina	SS -207	REF D4850127	
Maquillaje Color Dentina	SS -208	REF D4850128	

Cerámica

Ceramco® iC

Reposiciones			
2 ml			
Maquillaje Color Dentina	SS -209	REF D4850129	
Maquillaje Color Dentina	SS -310	REF D4850130	
Maquillaje Color Dentina	SS -311	REF D4850131	
Maquillaje Color Dentina	SS -312	REF D4850132	
Maquillaje Color Dentina	SS -313	REF D4850133	
Maquillaje Color Dentina	SS -314	REF D4850134	
Maquillaje Color Dentina	SS -315	REF D4850135	
Maquillaje Color Dentina	SS -316	REF D4850136	
Maquillaje Color Dentina	SS -417	REF D4850137	
Maquillaje Color Dentina	SS -418	REF D4850138	
Maquillaje Color Dentina	SS -419	REF D4850139	
Maquillaje Color Dentina	SS -420	REF D4850140	
Maquillaje Color Dentina	SS -421	REF D4850141	
Maquillaje Color Dentina	SS -422	REF D4850142	
Maquillaje Color Dentina	SS -423	REF D4850143	
Maquillaje Color Dentina	SS -524	REF D4850144	
Maquillaje Color Dentina	SS -525	REF D4850145	
Maquillaje Color Dentina	SS -526	REF D4850146	
Maquillaje Color Dentina	Extra Light	REF D4850614	
Maquillaje Color Dentina	Light	REF D4850615	
Maquillaje Color Dentina	Medium	REF D4850616	
Masa de glasear en Pasta		REF D4050601	
		1 pc	5 pc
Guía de Color	Dentina (A-D) EA	REF D4881410	REF D4881416
Guía de Color	Dentina Serie de color CC	REF D4881411	REF D4881417
Guía de Color	Incisal Natural Opal	REF D4881412	
Guía de Color	High Chroma/Dent/Mamel/Add	REF D4881413	
Guía de Color	Margen/Maq. Encias	REF D4881414	
Guía de Color	Maquillajes	REF D4881415	
Embudo colector	Light	REF D4961400	
15 ml			
Líquido Corrector de Márgenes y Opaquer		REF D4010901	
Líquido Modificador Pasta		REF D4010801	
100 ml			
Líquido de Maquillaje y Glaseado		REF D4011003	
Líquido de Modelar U		REF D4011004	
10 g			
Líquido de glasear		REF D4050201	

Accesorios para Cerámica

Surtido de cepillos	1 set	REF D 320 000
Pincel plano de Aplicación y Mezcla #12	1 pc	REF D 320 001
Pincel de Modelado #8	1 pc	REF D 320 002
Pincel de Modelado #6	1 pc	REF D 320 003
Pincel de Estratificado #4/Solaris	1 pc	REF D 320 004
Pincel fino de Estratificado #2	1 pc	REF D 320 005
Micro Pincel #000	1 pc	REF D 320 006
Pincel de Maquillaje y Glaseado 14F	1 pc	REF D 350 000
Pincel de Maquillaje y Glaseado 10R	1 pc	REF D 351 000
Set de pinceles con forma de garra	1 set	REF D 02 018 100
Glaseado Tricolor II	5 ml	REF D 02 050 GL
Líquido Maquillaje Tricolor II	15 ml	REF D 02 051 001
Bandeja de cocción Phoenix	1 pc	REF D 07 017 925
Pins para bandeja de cocción		REF D 07 017 926
Bandeja de cocción W	1 pc	REF 5469991010
Pinzas para horno	1 pc	REF 5460211001

Términos y Condiciones Generales

1. Disposiciones generales

Los siguientes Términos y Condiciones Estándar sólo serán de aplicación a empresas (Sección 14 del Código Civil Alemán). Forman parte integral de todos los contratos y acuerdos actuales y futuros concluidos con nosotros. En particular, son aplicables a los contratos de venta y suministro y a cualquier servicio de asesoramiento proporcionado por nosotros en relación con los mismos. El Comprador reconoce la aplicabilidad de estos Términos y Condiciones, también en cualquier negocio subsiguiente, si lo hubiere, no poniendo objeción alguna a los mismos tras la recepción, como muy tarde tras la recepción de nuestros productos y otros servicios. Cualquier acuerdo verbal complementario, Exclusiones, modificaciones o adiciones a estos Términos y Condiciones Estándar y a los contratos concertados en base a los mismos, requieren nuestra confirmación expresa por escrito para que sean válidos. Esto también será de aplicación a cualquier exención de este requisito de que sea por escrito. Por los presentes, queda excluida la aplicabilidad de otros términos y condiciones generales del Comprador, incluso en el caso de que nos sean presentados a través de una carta de confirmación o por cualquier otro medio. Cualquier entrega incondicional de bienes y servicios así como la aceptación de pagos por nuestra parte, no constituye reconocimiento alguno de cualquier disposición que se desvíe de estos Términos y Condiciones Estándar. A menos que se especifique lo contrario, en estos Términos y Condiciones Estándar se aplicarán los términos y definiciones de INCOTERMS 2000.

2. Ofertas, contratos, derechos de autor

Nuestras ofertas están sujetas a confirmación: sólo se establecerá un contrato tras nuestra confirmación de pedido por escrito o si los pedidos han sido realizados por nosotros. Las declaraciones y notificaciones realizadas por el Comprador tras la firma del contrato sólo serán válidas si se presentan por escrito. Nos reservamos el dominio y los derechos de autor de las imágenes, dibujos, cálculos y cualquier otro documento. Ninguno de éstos podrá ser puesto a disposición de terceros. Antes de poder ponerlos a disposición de terceros, debe obtenerse nuestro consentimiento expreso por escrito.

3. Precios, condiciones de pago

Todos los precios son "franco fábrica", excluido el embalaje, más el IVA legalmente aplicable. El pago será exigible inmediatamente tras la recepción de la factura y se nos efectuará a nosotros libre de impuestos de cualquier oficina de pago, a menos que se acuerde lo contrario. Las deducciones por descuentos se deberán acordar por separado y por escrito. El Comprador sólo podrá compensar las reclamaciones sin oposición o las que hayan pasado a tener un carácter no apelable.

4. Lugar de ejecución, seguro de transporte

El lugar de ejecución es nuestra plaza mercantil. A menos que se indique lo contrario en la confirmación del pedido, se acuerda que el envío sea "franco fábrica". El riesgo por el transporte de los productos o dispositivos pasa al Comprador, incluso si el flete ya está pagado. Nosotros cubrimos principalmente los envíos mediante un seguro de transporte. Los gastos incurridos deberán ser pagados por el Comprador. El embalaje para el transporte así como cualquier otro embalaje sujeto a las Normas de Embalaje Alemanas [Verpackungsordnung] no será devuelto, excepto los palets de carga. El Comprador está obligado a deshacerse del embalaje a su propio coste.

5. Entrega, obligación de cooperar

El alcance de nuestra obligación de entrega queda definido exclusivamente en el contrato concertado con nosotros. Nuestros productos pueden verse sujetos a cambios en su estructura, forma y color como resultado de mejoras técnicas o de requisitos legales, siempre y cuando dichos cambios no sean sustanciales o inaceptables de cualquier otro modo para el Comprador. Si se espera que el Comprador acepte en la medida de lo razonable entregas parciales, éstas podrán ser realizadas y facturadas. Las condiciones de entrega se indican de forma general en base a la colaboración del Comprador conforme al contrato. El cumplimiento de nuestra obligación de entrega requiere el cumplimiento oportuno y debido de las obligaciones del Comprador. Si tras la firma del contrato, resulta que el Comprador no puede garantizar con seguridad su solvencia, y nuestra reclamación de pago se ve en peligro, podremos retener la entrega hasta que el Comprador realice el pago u ofrezca una garantía. En caso de que el pago o la garantía no se reciban en un plazo máximo de 12 días laborables desde la solicitud, tendremos derecho a rescindir el contrato. Si el Comprador no llama, no toma la entrega, o no recoge

la mercancía, o si el Comprador es el responsable de un fallo en el envío o entrega, tendremos derecho, sin perjuicio de cualquier otra reclamación, a cobrar una tarifa a tanto alzado por valor de los costes de almacenamiento habituales en la localidad, independientemente de si almacenamos la mercancía en nuestro almacén o con un tercero. El Comprador puede demostrar que no se han producido daños y perjuicios o que la cantidad de los mismos era menor.

6. Fechas de entrega, incumplimiento de la entrega

Las fechas de entrega, los plazos de entrega y los plazos de ejecución se acordarán por escrito. La fecha de la confirmación del pedido es válida para el comienzo de dichos plazos. No podremos cumplir la fecha de entrega acordada ante circunstancias que bien por nuestra parte o bien por parte de nuestros proveedores no estén bajo nuestro control, prolongándose en este caso la fecha de entrega de manera razonable. Informaremos al Comprador inmediatamente de tales circunstancias. Si las circunstancias objeto de obstaculización siguen existiendo pasado un mes de la fecha de entrega acordada, cualquiera de las partes puede rescindir el contrato. Se excluirá cualquier otra reclamación por incumplimiento de la entrega de la cual no seamos responsables. En caso de que no recibamos ninguna entrega a pesar de haber realizado los pedidos en la forma habitual a proveedores fidedignos, nos eximirémos de nuestra obligación de ejecución y podremos rescindir el contrato. En caso de incumplimiento de las entregas, el Comprador tendrá derecho, en caso de que pueda demostrar los daños y perjuicios, a reivindicar una compensación por incumplimiento a una cantidad tanto alzado del 0,5% del valor de la entrega por cada semana completa de incumplimiento, hasta un máximo de un 5% del valor de la entrega. El Comprador puede, además, conceder un plazo adicional razonable, que no podrá ser inferior a 15 días laborables. Si el plazo adicional finaliza sin resultados, el Comprador tiene derecho a rescindir el contrato o a reclamar daños y perjuicios en vez de la ejecución. Cualquier reclamación por daños y perjuicios resultantes del incumplimiento de una entrega, o reclamación por daños y perjuicios en vez de ejecución, que supere la cantidad a tanto alzado antedicha, será excluida en todos los casos de entrega retrasada, incluso tras la finalización del plazo de entrega adicional. La limitación de la responsabilidad no será aplicable si el incumplimiento fue debido a una intención, negligencia grave o incumplimiento sustancial del deber. Tampoco será aplicable si se ha acordado una transacción comercial para la entrega para una fecha fija. Las disposiciones anteriores no implican ningún cambio en la carga de la prueba en perjuicio del Comprador.

7. Reserva de dominio

Retendremos el dominio de las mercancías enviadas hasta que se hayan liquidado todas nuestras cuentas a cobrar frente al Comprador de la relación comercial, incluidas las cuentas futuras a cobrar de los contratos concertados en el mismo momento o después. Esto también será aplicable si las cuentas a cobrar se facturan periódicamente y el saldo es pasado a cuenta nueva y aceptado. El Comprador tiene derecho a vender o procesar la mercancía en base al desarrollo normal de su negocio. En caso de que fuera necesario cualquier procesamiento, el Comprador lo hará por nosotros, mientras que nosotros no incurriremos, no obstante, en ninguna obligación consiguiente. En el caso de procesamiento, conexión o interacción de las mercancías retenidas con otros artículos, generalmente adquiriremos la copropiedad del producto recién creado, a saber, en el caso de procesamiento a un ratio del valor facturado (= valor bruto facturado incluidos los gastos varios e impuestos) de los productos retenidos al valor del producto recién creado, en el caso de conexión o interacción a un ratio de los productos retenidos proporcional al valor de los otros artículos facturados. Por los presentes, el Comprador nos cederá todas las reclamaciones que pudieran surgir contra sus clientes o contra terceros como resultado de la reventa. El Comprador sigue estando autorizado a cobrar tales reclamaciones incluso después de la cesión. Nuestro derecho a cobrar nosotros mismos las reclamaciones permanecerá de este modo invariable. No obstante, no haremos uso de dicho derecho siempre y cuando el comprador cumpla debidamente con los pagos y otras obligaciones. Bajo petición nuestra, el Comprador nos informará sobre las reclamaciones cedidas y los deudores respectivos, nos proporcionará toda la información necesaria para el cobro, nos entregará los documentos relacionados e informará al deudor de la cesión. Si el Comprador actúa incumpliendo el contrato, en particular en caso de incumplimiento de los pagos, tendremos derecho a rescindir el contrato y a recuperar los productos. Para poder recuperar los productos, el Comprador garantiza irrevocablemente por

los presentes que nos garantizará el acceso a sus locales comerciales y almacenes para que podamos recogerlos. Dentro del ámbito y el plazo de nuestra reserva de dominio, el Comprador no puede ceder ni entregar como garantía ningún producto ni los productos producidos a partir de tales productos sin nuestro consentimiento. La firma de acuerdos financieros (por ejemplo, contratos de arrendamiento financiero) que incluyan la cesión de nuestros derechos de reserva, se verán sometidos a nuestro consentimiento previo por escrito, a menos que el contrato obligue a la institución financiera a pagar la parte del precio de compra que se nos debe directamente a nosotros. El Comprador nos deberá informar inmediatamente por escrito sobre los embargos u otras intervenciones por parte de terceros. El Comprador no puede en modo alguno llegar a acuerdos con sus clientes que puedan afectar a nuestros derechos. Nos comprometemos a liberar las garantías pignoradas, si el Comprador así lo desea y a nuestro propio criterio, siempre y cuando el valor realizable de las garantías sobrepase el valor de las cuentas por cobrar que deban garantizarse en más de un 20% o si supera su valor nominal en más de un 50%.

8. Información sobre los productos

Las declaraciones sobre nuestros productos y dispositivos, así como sobre nuestros sistemas y procedimientos, se basan en una amplia experiencia en investigación y aplicaciones técnicas. Proporcionamos estos resultados, de los que no asumimos responsabilidad alguna que supere el contrato individual correspondiente, en palabra o por escrito a nuestro mejor saber y entender, pero nos reservamos el derecho de realizar modificaciones técnicas en el ámbito del desarrollo de los productos. No obstante, esto no exime al Comprador de examinar personalmente nuestros productos y el procedimiento y la aplicabilidad para uso propio. Las especificaciones de aplicación del Comprador sólo son pertinentes si al firmar el contrato le confirmamos al Comprador por escrito que los productos o dispositivos proporcionados son adecuados para el uso previsto por el Comprador. Esto también es aplicable a la salvaguarda de los derechos de propiedad de terceros así como a las aplicaciones y procedimientos.

9. Defectos de calidad

Las reclamaciones del Comprador por defectos de calidad en los productos y dispositivos recién fabricados prescriben en el plazo de un año de la fecha de entrega o instalación del artículo acordado de entrega y ejecución, a menos que se acuerde lo contrario. Las reclamaciones del Comprador por defectos de calidad en los productos y dispositivos usados prescriben en el plazo de seis meses de la fecha de entrega o instalación del artículo acordado de entrega y ejecución, a menos que se acuerde lo contrario. En el caso de un ocultamiento fraudulento de los defectos, conducta premeditada o la presunción de una garantía de calidad, se aplicarán los plazos de prescripción legales. Los plazos de prescripción legales también serán de aplicación a las reclamaciones bajo recurso bajo los contratos de compra relativos a los bienes de consumo del Comprador o de sus clientes. El Comprador está obligado a examinar personalmente, o a través del receptor nombrado por él mismo como su representante delegado, los productos o su rendimiento sin demora indebida tras la entrega. Respecto a la obligación de examen y obligación de notificar los defectos, será de aplicación la Sección 377 del Código de Comercio Alemán. Los defectos evidentes, así como cualquier desviación de cualquier calidad acordada, deben ser notificados por escrito sin demora indebida, los defectos ocultos directamente al detectarlos, como muy tarde, no obstante, dentro del plazo de prescripción mencionado en el párrafo 1 arriba indicado. Si el Comprador no notificara los defectos en la forma y plazo debidos, los productos serán considerados como aprobados. El Comprador no puede deducir ningún otro derecho por los defectos de calidad que no obstaculicen, o sólo obstaculicen de forma no esencial, el valor y la conveniencia de los productos para el uso perceptible según nuestro criterio. En el caso de reclamaciones justificadas, estaremos obligados, a nuestra discreción, bien a enviar sustituciones sin defectos o a solucionar el defecto sin cargo alguno, a menos que los costes resultantes de la reparación subsiguiente sean desproporcionados en comparación con el defecto e inaceptables para nosotros. El Comprador estará obligado a volver a cedernos todas las piezas sustituidas o intercambiadas. Si la reparación subsiguiente fallara, el Comprador tendrá derecho a rescindir el contrato o solicitar una reducción del precio de adquisición, a su discreción. En caso de que la normativa legal nos obligue, independientemente de la causa jurídica, a pagar daños y perjuicios por cualquier defecto, dicha obligación a pagar daños y perjuicios se verá limitada conforme a la cláusula 10 de abajo.

10. Responsabilidad

Quedarán excluidas cualquier responsabilidad por daños y perjuicios que exceda las disposiciones establecidas en la cláusula 9, independientemente del carácter legal de la reclamación reivindicada. Esto será aplicable en particular a las reclamaciones por daños y perjuicios derivadas de culpa in contrahendo, por otros incumplimientos del deber o reclamaciones bajo la legislación por daños para la compensación por daños y perjuicios a la propiedad conforme a la Sección 823 del Código Civil Alemán. Esto no se aplicará en la medida en que la responsabilidad sea obligatoria, por ejemplo, conforme a la Ley de Responsabilidad sobre los Productos, en ningún caso de intención, negligencia grave y debido a la violación de cualquier obligación contractual esencial. La reclamación por daños y perjuicios derivados de la violación de las obligaciones contractuales esenciales quedará, no obstante, restringida a los daños y perjuicios previsibles típicos a este tipo de contrato, a menos que la responsabilidad se derive de alguna intención o negligencia grave o perjuicio para la vida o la integridad física. Las disposiciones anteriores no implican ningún cambio en la carga de la prueba en perjuicio del Comprador. En la medida en que la responsabilidad por daños y perjuicios quede excluida o restringida respecto a nosotros, ésta también será aplicable a la responsabilidad personal por daños y perjuicios a nuestros empleados, personal, asistentes, representantes y representantes delegados. En la medida en que el Comprador tenga derecho a reclamaciones por daños y perjuicios conforme a esta Cláusula 10, estos recaerán bajo la Ley de Prescripción tras la finalización del plazo de prescripción aplicable a las reclamaciones por defectos de dominio relativos a los productos y dispositivos recién fabricados conforme a la Cláusula 9. En el caso de reclamaciones por daños y perjuicios conforme a la Ley de Responsabilidad sobre los Productos, serán de aplicación las disposiciones legales de la Ley de Prescripción.

11. Ley de Prescripción

Aquellas reclamaciones del Comprador distintas de las reclamaciones basadas en defectos prescribirán en el plazo de dos años desde el comienzo legal del plazo de prescripción legal. La prescripción antedicha no será aplicable a nuestra responsabilidad en caso de intención y negligencia grave, daños, la Ley de Responsabilidad sobre los Productos, ni en el caso de perjuicio culpable para la integridad física, la vida y la salud.

12. Devolución de la mercancía

Ninguna mercancía entregada al Comprador sin defectos podrá ser devuelta o sustituida sin nuestra aprobación previa por escrito. Las devoluciones aprobadas por el Comprador serán abonadas con una deducción sobre el precio de compra. Por lo general, las mercancías cuyo embalaje ya haya sido abierto y los productos cuya entrega hubiera tenido lugar 6 meses antes, no se pueden devolver o sustituir. Todas las devoluciones tendrán lugar por cuenta y riesgo del Comprador.

13. Desecho de los dispositivos eléctricos y electrónicos

Nuestros dispositivos eléctricos y electrónicos son productos B2B y no han sido previstos para un uso privado. Una vez finalizado su uso, el Comprador está obligado a desechar correctamente los dispositivos eléctricos y electrónicos proporcionados bajo las disposiciones de la "Ley sobre la venta, devolución y desecho inocuo para el medio ambiente de equipos eléctricos y electrónicos" (ElektroG) alemana de 16 de marzo de 2005. El Comprador nos mantiene indemnes y exentos de responsabilidades de conformidad con la Sección 10, Párrafo 2, de la ElektroG (obligación del fabricante de aceptar las mercancías devueltas) e indemnizará a DeguDent ante cualquier reclamación por parte de terceros en relación a los mismos. El Comprador obligará contractualmente a cualquier tercero comercial al que revenda los dispositivos eléctricos y electrónicos proporcionados, a desechar correctamente los productos una vez finalizado su uso y a transmitir la obligación correspondiente en caso de que se produzcan otras reventas. En caso de que el Comprador no cumpla con esta obligación de obligar contractualmente a los terceros a los que revenda los dispositivos eléctricos y electrónicos a asumir los deberes de desecho y su transmisión, el Comprador estará obligado a aceptar la devolución de los productos entregados una vez finalizado su uso a su propio coste y a desecharlos correctamente conforme a las obligaciones estatutarias. Nuestra reclamación de aceptación de devolución e indemnización por parte del Comprador no prescribirá antes de pasados dos años desde la finalización definitiva del uso del dispositivo. El plazo de dos años con suspensión del vencimiento comenzará como muy pronto tras la recepción de una notificación por escrito del Comprador sobre la finalización del uso.

Términos y Condiciones Generales

14. Estados de cuentas

El Comprador está obligado a revisar la precisión y cumplimiento de los estados de cuentas, en particular las confirmaciones de saldos además de otras cuentas y actos. Las objeciones contra los estados de cuentas han de ser remitidas en un plazo máximo de un mes tras la recepción. El resto de las objeciones deberán ser planteadas sin demora indebida. La omisión de objeciones oportunas será considerada como aprobación. Las reclamaciones legales del Comprador en el caso de las objeciones justificadas tras el vencimiento del plazo permanecerán invariables.

15. Lugar de jurisdicción

Si el Comprador es un comerciante, el lugar de jurisdicción será el de nuestro domicilio social. No obstante, también tendremos derecho a tomar acciones contra el Comprador en su lugar de jurisdicción general.

16. Derecho aplicable

Todas las relaciones legales entre el Comprador y nosotros se regirán por las leyes de la República Federal Alemana, a la exclusión de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Compraventa Internacional de Mercancías (CISG).

17. Nulidad parcial

En caso de que alguna de las disposiciones individuales de estos Términos y Condiciones fuera o resultara nula en todo o en parte, la validez del resto de las disposiciones permanecerá de este modo invariable.

Hanau, 1 de septiembre de 2009 DeguDent GmbH

Fascinación Protésica

82031/1201
Last revision: 01/2012

