

Catálogo Odontología

No. 16



**HÄGER
WERKEN**

Dentalprodukte weltweit
Dental Products Worldwide

Nuestro equipo en el mundo



Ver nuestra gama de Xylitol en la página 71.



Patrick Hager,
Director General

Michael Hager,
Asesor



Hager Worldwide, Inc.
441-A 19th Street S.E.
Hickory N.C. 28602, USA
Tel.: (800) 328-2335, Tel.: (001) 828 624 3300
Fax: (800) 573-9392, Fax: (813) 926-7473
E-Mail: contact@hagerworldwide.com
Website: www.hagerworldwide.com
General Manager: Mark Schneider



Hager Polonia Sp. z o.o.
Ul. Galczyńskiego 23
52-214 Wrocław
Telefon 1: +48 - 71-368-71-66
Telefon 2: +48 - 71-368-71-37
Fax: +48 - 71-368-10-21
E-Mail: biuro@hager.com.pl
General Manager: Ania Biernacka-Świenc



"HÄGER EURASIA" OOO
127051, Moscow, Russia
Tsvetnoy bulvard, 30, Bldg. 1
Mobil GER: +49 (177) 69 22 680
Mobil RUS: +7 (985) 99 39 401
E-Mail: o.seifert@hagerwerken.de
General Manager: Olga Seifert



HÄGER PHARMA GmbH
Ackerstraße 1, 47269 Duisburg
Tel. +49 (203) 99 269 900, Fax +49 (203) 99 269 999
info@hager-pharma.de, www.hager-pharma.de
General Manager: Klemens Böhm



Mob(HK): +852-9168 0419
Mob: +86-138 1780 6110
Tel(HK): +852-2622 2796
Tel: +86-21-6210 3519
E-Mail: kate@hagerasia.com.hk
General Manager: Kate Tsui

Shanghai Office
Unit 1
20th Floor, Zhao Feng Trading Building
369 Jiangsu Road
20050 Shanghai China
Tel: +86-21-5239 8136
Fax: +86-21-5239 8135
E-Mail: info@hagerasia.com

Hong Kong Office
Unit 5 & 10, 9/F,
139-141 Hoi Bun Road, Kwun Tong
Kwloon, Hong Kong
Tel: +852-2622 2795
Fax: +852-2622 2503
E-Mail: info@hagerasia.com.hk



Hager & Werken GmbH & Co. KG
Ackerstraße 1, 47269 Duisburg,
Germany
Telefon +49 (203) 99269-0
Fax +49 (203) 299283
E-Mail info@hagerwerken.de
Internet www.hagerwerken.de
General Manager: Patrick Hager

Hager & Werken – El Catálogo

Esta 16a edición de nuestro catálogo español ofrece una variedad de productos nuevos e innovadores. Con los años, el catálogo Hager & Werken se ha convertido en una compilación de interesantes especialidades dentales, consumibles y de pequeños aparatos innovadores. Nos dedicamos a proveer a la comunidad odontológica con el nivel más alto de productos y servicios.

Una de las novedades más importantes es LaserHF "comfort" - una combinación de láser y radiocirugía en un sólo dispositivo, que ofrece las ventajas de ambos mundos. Esta combinación única no sólo es eficaz y permite un ahorro de espacio, sino también tiene un precio recomendado muy atractivo.

Con ImplantMarker, Hager & Werken ofrece un sistema único para el cuidado preventivo de los implantes dentales. En algunos minutos, inflamaciones ocultas se pueden diagnosticar de manera fiable en una etapa muy temprana, mucho antes de los métodos convencionales que no detectarían nada. El dentista puede iniciar su tratamiento y tomar las medidas de control de inmediato.

Un estricto control de calidad es la base de nuestro constante éxito y crecimiento. Hager & Werken ha establecido un sistema de gestión de la calidad riguroso según la norma ISO 9001 e ISO 13485 (certificados por TÜV Rheinland, Colonia - Alemania). Esto asegura que nuestros productos son fabricados y distribuidos bajo los más altos estándares posibles.

Nuestro equipo - siempre a su servicio

Para preguntas y pedidos, por favor contacte con nuestros representantes comerciales, nuestro equipo en Duisburg o su proveedor dental que están a su disposición. Encontrará informaciones detalladas y actualizadas en nuestra página web:

www.hagerwerken.de y www.miradent.de

Nuestro equipo está disponible del Lunes al Viernes de las 8:00h a las 17:00h

Jefe de ventas Francia/España/Portugal

Séverine Sánchez, s.sanchez@hagerwerken.de

+34 (687) 381 020

Director de Marketing y de ventas Europa

Marcus van Dijk, m.vandijk@hagerwerken.de

Director de ventas Europa

Jörg Zensen, j.zensen@hagerwerken.de

+49 (172) 210 72 03

Jefe de ventas Austria/Suiza

Simone Krug, s.krug@hagerwerken.de

+43 (664) 150 1417

Jefe de ventas Región adriática

Klaudija Mateljak, Klaudija@hagerwerken.de

+385 (98) 997 4678

Jefe de ventas Junior Africa

Pedro Nkanu, p.nkanu@hagerwerken.de

Departamento de exportación

Susanne Bah, s.bah@hagerwerken.de

Anneli Heyse, a.heyse@hagerwerken.de

Lidia Benedetti, l.benedetti@hagerwerken.de

Julia Heckmann, j.heckmann@hagerwerken.de

Servicio técnico

Kuno Kunert, k.kunert@hagerwerken.de

Siempre a su disposición



Sede Alemana



Hager Worldwide Corporate Office Hickory, North Carolina



Equipo de exportación y servicio técnico

Índice de productos

Airsonic Absorbo Box	48	Hager Outback's	29	Miraject	15	Reflect-Rhod	25
Airsonic Adapter	48	halitosis spray	79	Miraject Endo Luer	16	Reso-Pac	51
Airsonic Alu-Oxyd	48	Happy Morning	72	Miraject Endo Rinse	17	Röntgomarker	53
Airsonic Mini Sandblaster	48	Happy Morning De Luxe	72	Miraject Endotec Duo	17	Rotoprox	59
Algilock	10	Happy Morning Travel Kit	72	Miraject Endotec Luer	17		
Algilock Cleaner Plus	10	Happy Morning® Xylitol	83	Miraject Luer	15	Skalpelli-Ex / Pin-Clipper	23
Algilock Perforated	10	hf1 Surg bipolar	55	Miraject PL Super	16	Spandex	24
Algimix	12	hf Bipolar Forceps	56	Miraject P / P Super	16	Spandex-Vertical	24
Alpha-Ion Toothbrushes	72	hf Electrodes	56	Miralay	23	Speed Labolight	60
Amalgam Well	45	hf Neutral Electrode	56	Miramask	27	Speedo-Clean	61
Anti Stress Tooth	87	H&W Classic	28	Miramatic	18	Steri-Suc-Tube	34
Apply Tips	20			Miramatic Aspi	19	Study Models	68-69
APT Gas	62	ImplantMarker	83	Miramatic-Box	18	Super-Splint	42
APT III Burner	62	Infant-O-Brush	80	Miramatic Holder Plus	19	Super-Splint De Luxe	42
Armatron Pro	62	Integra Fit-On Tray	64	Miramatic Syringes	19		
Astro Clean	27	Integra Cart	64	Mira-Post	47	Tong-Clin De Luxe	82
		I-Prox Care Set	77	mirasensitive hap*	70	Tong-Clin Gel	82
BD-Steribox	21	I-Prox chx	75	Mirasuc 16	32	Toothbrushing Model Big	68
Blue-Flame 1500	63	I-Prox P	77	Mirasuc Adapter	32	Tweezer PL	22
Bravo Portable II	58			Mirasuc Brush	34	Twin-Pipette	21
Bravo TD III	60	Kid's Brush	81	Mirasucto	33		
Brillant	25	Kisag Burner	63	Mirasuc-View	32	Uvex Astro Lite	29
Brillant Anti-Fog	25			Miratoi toys	84-86	uvex Astrospec	29
		LaserHF Bleaching		Mirator 2000	12	uvex i-3	30
Calci-Line	43	Hand Piece	57	Miratorch	63	uvex Pheos	30
CC-Shield	30	LaserHF "comfort"	54-55	Miratray	8-9	uvex Super-Fit	28
Cervical clamp 214	36	LaserHF Curver	57	Miratray 140°	9	uvex Super-Fit UV	28
C-EX / B-EX	44	LaserHF Fibre Cutter	57	Miratray Implant	8	uvex Super G	28
Chiru-Cleaner	34	LaserHF Fibre-Tips	57	Miratray Mini	9	uvex Ultra-Spec	29
Chirurgo-Suc I	34	LaserHF PDT-Solution	56	Miratray Partial	9		
Chiru-Tip	34	laservision Lambda One	31	Miratray Spray	9	Variator-Kit	22
Cold-Bag	26	laservision Patient's Glasses	31	Mirawhite gelée	73	X-Ray Mesh	53
Comfort Dreams	87	laservision Skyline Blue	31	Mirawhite Laser Bleaching	57	X-Ray Stain Remover	53
Contact Gauge	45	laservision Skyline Green	31	Mirawhite oxygen	70	Xylitol Chewing Gum	71
Cotton-Clip	23	Liftbox	22	Myzotect-Tincture	51	Xylitol Drops	71
Cottoroll	23	Luer	14			Xylitol Powder	71
Crown Click De Luxe	44	Matrix Retainers	43	Napkin Holder Big	21		
Cyano Ex	41	Mc Tooth Mirror	68	N2 Endodontic Cement	49	Zahnpick	75
Cyano-Veneer	41	Membranbox	13				
Cyano-Veneer Powder	41	Micro-Etch	43	Occlu-Print	43		
Cyano-Veneer Quick	41	Mira-2-Ton Liquid	78	Occlu Spray Plus	45		
Cyano-Veneer Supplies	41	Mira-2-Ton Tablets	78	Orange Solvent	26		
		Mirabol	12	Orbatec	58		
Dapp-a-Way	66	Mirabrush	20	Orbatec Prophy	58		
Dento Box I	80	Mira Clean	66			Panascope	53
Dento Box I + II	13	Miraclean-Implant Black	50	Parallelometer-Mirror	25	paroguard chx	79
Desmoclean	49	Mira Cleaning Wipes	27	Pelotte-Aspirator	33	Pelotte Plus	33
		Mira-Clin P	66	Perfect Splint C	42	Perfect Splint-System	42
Emmenix Film Holder	52	Miraclip	21	PerioMarker	83	Pic-Brush Refill Brushes	76
Emmenix Flap	52	Miracold Plus	26	Pic-Brush Intro Kit	76	Pic-Brush Set	76
Endotec Luer	14	miradent Demo Box	77	Pick up Stick	20	Plantana	87
Endotec Luer Duo	14	miradent Hourglass	80	Plaque Agent	81	Prepometer	65
Exact Liner	45	miradent SOS Dentobox	78	Praxipolish Plus	27	Prophy-Angles	59
		Miradont-Gel	51	Prepometer	65	Prophy-Cups	59
Fit Folding Frame	40	Mira-Duo	68	Prophy-Mandrell	59	Prophy-Ring	66
Fit Rubberdam Clamps para niños	37	Mirafit 3 in 1	46	Protectoray	52	Protho Box	82
Fit Rubberdam Clamp board	35	Mirafit BC	45	Protho Brush De Luxe	82	Protho Clean	61
Fit Rubberdam Clamps	36-39	Mirafit Carbon and White	46	Protho Cam	30	Putzi-Animals	84
Fit Rubberdam Eliot Separator	40	Mirafit Clear	47				
Fit Rubberdam Forceps	35	Mirafloss	74				
Fit Rubberdam-Latex	40	Mirafloss Big	74				
Fit Rubberdam Steel Frame	40	Mirafloss Implant chx	74				
Fit Rubberdam Starter Kit I	35	Mirafloss Interspace	74				
Fit Rubberdam Starter Kit II	35	mirafleur c	73				
Fit Rubberdam Template	35	mirafleur chx	79				
Flexbrush	26	mirafleur-gel	67 / 73				
Flex-O-Bol	12	Mirafleurid	67				
Funny Animals	81	mirafleur-k-gel (for Kids)	67 / 73				
		Mirafleur -Tray	67				
GapSeal	11	Miraglu	50				
Glass Bead Heater	61	Mirahold	24				
Gripit	44	Mirahold -Block	24				
		Miraimplant	50				


Abrebocas	24	Cirugía con radio frecuencia	54 – 55	Impresión	8 – 12	Quita-alginato	10
Accesorios para láser	57	Cirugía de altafrecuencia	54	Impresión parcial	9	Reconstrucción	41
Aceite para instrumentos	19	Clamps cervicales para Rubberdam	36	Instrumento para marcar	45	Recuperador de agujas usadas	18
Ácido fosfórico	43	Clamps Rubberdam	36 – 39	Irrigación del canal radicular	17	Relajación del paciente	87
Adhesivo de tejidos	50	Clamps Rubberdam	36 – 39	Jeringas	19	Reloj de arena	80
Agujas	14 – 18	Colutorio	79	Juquetes	84 – 86	Retractor de labios y mejillas	24
Agujas de irrigación	17	Colutorio con clorhexidina	79	Kit de viaje	72	Retractor de mejillas	24
Agujas Luer	16 – 17	Compresa fría	26	Láser de diodo	54 – 55	Revelador de placa dental	78
Agujas romas	16 – 17	Conexión y puntas para cánulas de aspiración	32	Láser para blanqueamiento	57	Revelador de place en comprimido	78
Aliento fresco	79	Contra-ángulo	58	Legrado	49	Rotulador para radiografías	53
Almacenamiento de dientes de leche	86	Control puntos de contacto interdentes	45	Limpieza de cubetas de impresión	10	Rubberdam	35 – 40
Anillo para mini-plates Dappen	66	Crema para los manos	87	Máscaras para la boca	27	Separador de espacios interdentes Rubberdam	40
Apárate de limpieza para prótesis	61	Cubeta de desinfección	21	Material universal de reparación al color de los dientes	41	Servicio al paciente	68 – 69
Apárate de limpieza para alginato	12	Cubetas de impresión	8 – 10	Matrices cónicas para reconstrucción	45	Sistema de inyección de seguridad	18
Apárate Vibrador	12	Cubetas de impresión de acero inoxidable	10	Matrices para superficies oclusales	43	Solución de limpieza	26
Aprendizaje dental	80	Cubetas de impresión para implantes	8	Mechero	62 – 63	Soporte de jeringa	19
Arco para dique de goma	40	Cubetas para aplicación de gel de fluoruro	67	Microarenadora	48	Soporte para amalgama	45
Arco rebatible para dique	40	Cuidado dental intensivo	70	Micromotor	58	Spray adhesivo para cubetas de impresión	9
Arranca corona y puente	44	Desechable - cánulas de aspiración	33	Mini-plates para pasta de profilaxis	66	Spray de desinfección	27
Arranca puente	44	Desechable - cepillo de dientes	72 / 83	Modelo de estudio	68 – 69	Spray de oclusión	45
Auriculares de relajación	87	Desechable - cubetas de impresión	8 – 9	Modelo de estudio para profilaxis	68	Spray frío	26
Ayuda para la perforación paralela de los implantes	50	Desechable - espejo	25	Motor AC sin colector	60	Tabletas de enjuague bucal	66
Barniz de fluoruro	67	Desechable - instrumentos de examen y tratamiento	22	Muñeca en forma de animal con dientes	84	Test rápido	83
Blanqueamiento de dientes	57 / 70	Desechable - máscara	27	Negatoscopio para X-ray	53	Testimonios de usuarios	88 / 89
Bloques arranca corona	44	Desinfección	27	Palillos de limpieza interdental	75	Tiempo de cepillo	80
Bloques de silicona abreboca	24	Diagnóstico precoz	83	Pasta de dientes	70 / 73	Toallitas de desinfección	27
Boles para mezclar	12	Distribuidor de hilo dental	74	Pasta de dientes con clorhexidina	67	Tratamiento postoperatorio	51
Caja de aspiración	48	Electrodos para radiofrecuencia	56	Pasta de dientes con Flúor	73	Vibrador ajustable electrónicamente	12
Caja de cepillos interdentes	76	Espejo para el paciente	25 / 68	Pasta de dientes para blanqueamiento	73	Visera de protección	30
Caja de transporte	13 / 80	Espejos con capa de rhodium	25	Pasta de hidróxido cálcico	43	Xilitol	71
Caja de urgencia para dientes accidentados	78	Espejos de metal	25	Pasta de hidroxido de calcium	43		
Caja para prótesis	82	Espejos para examen	25	Pasta de profilaxis	66		
Cajas de almacenaje	13 / 80	Espuma de limpieza	27	Pasta de protección adhesiva para heridas	51		
Cajas de transporte	13	Espuma de limpieza con silicona	27	Pieza de mano	58		
Cánula de aplicación	16 – 17	Esterilización	61	Pieza de mano para blanqueamiento	57		
Cánula de aspiración	32 – 34	Forceps bipolares	56	Pieza de mano y contraángulo	58		
Cánula para endodoncia	16	Forceps para clamps Rubberdam	35	Pinza de perforación	35		
Cánulas	14 – 18	Fundas para cepillos de dientes	81	Rubberdam	21		
Cánulas de aspiración quirúrgicas	34	Gafas de protección	28 – 31	Pipetas	21		
Cánulas de inyección	14 – 18	Gafas de protección para láser	31	Plantilla para Rubberdam	35		
Carts	64	Gafas de protección UVEX	28 / 30	Polimerización	60		
Cemento para el canal radicular	49	Gas para mechero	62	Polvo de óxido de Aluminio	48		
Cepillo de dientes para bebé	80	Gel de blanqueamiento	57	Polvo para microarenadora	48		
Cepillo de dientes para niños	81	Gel de fluoruro	67 / 73	Porta matrices	43		
Cepillo de limpieza lingual	82	Gel de limpieza lingual	82	Porta servilletas	21		
Cepillo de mano y uñas	26	Gel nutriente	51	Porta-películas	52		
Cepillo dental para el aprendizaje	80	Goma de dique Rubberdam	40	Porta-radiografía	52		
Cepillo interdental con clorhexidina	75	Hilo dental	74	Postes de fibra	47		
Cepillo para aplicación	20	Hilo dental con CHX	74	Postes de reconstrucción	46 – 47		
Cepillo para cánulas	34	Hilo dental con clorhexidina	74	Postes de reconstrucción en fibra de vidrio	46 – 47		
Cepillo para limpieza interproximal	59	Hojas cuadrículadas para radiografías X-ray	53	Preparación del canal radicular	49		
Cepillo para prótesis	82	Impresión	8 – 12	Preparación, medida	65		
Cepillos de dientes	72 / 83	Impresión parcial	9	Protección de heridas	51		
Cepillos de dientes para niños	81	Instrumento para marcar	45	Protección X-Ray	52		
Cepillos interdentes	76	Irrigación del canal radicular	17	Pulido con aire	48		
Cepillos interdentes de recambio	76	Jeringas	19	Puntas con copas de caucho	59		
Cepillos puntiagudos	77	Juquetes	84 – 86				
Chicles al xilitol	83	Kit de viaje	72				
Cinta de contención	42	Láser de diodo	54 – 55				
Cinta de fibra de vidrio	42	Láser para blanqueamiento	57				
Cinta de hilo dental	74	Legrado	49				

Novedades

Página 11

GapSeal®

Imprescindible contra la periimplantitis



Página 54

LaserHF® "comfort"

Dispositivo combinando las tecnologías del láser y de la alta frecuencia



Página 71

PerioMarker®

Test oral rápido para la detección anticipada de la periodontitis y la asunción del riesgo

ImplantMarker

Test rápido de la salud del implante para la detección anticipada de la periimplantitis con la asunción del riesgos





halitosis spray

Spray para el cuidado bucal y un aliento fresco inmediato



Página 79



Página 83

Xylitol Drops

Caramelos para el cuidado bucal con Xylitol 100% natural – sin azucar



Cereza



Melón



Menta

Página 86

Miratoi® No. 17

Mini-skates



Miratoi® No. 15

Mini-ponis



Página 87



Comfort Dreams

Auriculares de relajación para los pacientes



Miratray® Implant



Cubetas para implantes con tecnología de láminas

- Ahorra al dentista y al paciente una consulta adicional y el coste de laboratorio
- Impresión controlada y segura teniendo una visión clara de los pilares de implante
- Impresión limpia gracias a la lámina transparente que deja pasar los pilares de manera precisa
- No desborda el material de impresión
- Personalizable, fácil de usar y rentable
- Disponible en 3 tamaños para maxilar y mandíbula (dentados y desdentados)
- Compatible con todos los materiales de impresión y sistemas de implantes


"Ya no es necesario hacer una cubeta individual en laboratorio = ahorro de tiempo (una visita menos) y ahorro económico para el paciente."
Petra Weidenmüller, Magdeburg



Video

Artículo	Tamaño	Cantidad	REF
Intro Kit 6 x 1 piezas (mandíbula superior/inferior pequeña, mediana, grande)			101 250
Superior S1	pequeña	6 pzs.	101 251
Superior S2	mediana	6 pzs.	101 252
Superior S3	grande	6 pzs.	101 253
Inferior I1	pequeña	6 pzs.	101 254
Inferior I2	mediana	6 pzs.	101 255
Inferior I3	grande	6 pzs.	101 256

Miratray®



Cubetas para impresión de plástico blanco

- Económicas y sólidas, moldeadas al calor
- Retención excelente del material de impresión por las canastas especiales
- Prácticas: se puede marcar con rotulador
- Disponibles en 6 tamaños completos

Artículo	Tamaño	Cantidad	REF
Superior S3	grande	50 pzs.	101 142
Superior S2	mediana	50 pzs.	101 141
Superior S1	pequeña	50 pzs.	101 140
Inferior I3	grande	50 pzs.	101 145
Inferior I2	mediana	50 pzs.	101 144
Inferior I1	pequeña	50 pzs.	101 143
Superior S3	grande	12 pzs.	101 172
Superior S2	mediana	12 pzs.	101 171
Superior S1	pequeña	12 pzs.	101 170
Inferior I3	grande	12 pzs.	101 175
Inferior I2	mediana	12 pzs.	101 174
Inferior I1	pequeña	12 pzs.	101 173

Surtido I

Surtido de 50 piezas completas y parciales, en 9 formas diferentes:

Tamaño: I2 S2 S3 S1 I1 I3 PL PR PM

Cantidad: 10 10 5 5 5 5 3 3 4

Artículo	Cantidad	REF
Surtido I	50 pzs.	101 149

Para la impresión de coronas y puentes

- Cubetas de plástico desechables de bajo coste
- Moldeabilidad limitada en calor
- Se puede sujetar fácilmente con pinzas
- Excelente para los pacientes, evita la presión de la mordida
- Ahorra material de impresión

Artículo	Cantidad	REF
Miratray Mini	50 pzs.	101 102

Cubetas de impresión parciales de plástico en 3 tamaños

- Excelente para los pacientes que sienten la presión de la mordida
- Ahorra material de impresión

Artículo	Cantidad	REF
Bolsa, PR derecha	12 pzs.	101 178
Caja, PR derecha	100 pzs.	101 148
Bolsa, PL izquierda	12 pzs.	101 176
Caja, PL izquierda	100 pzs.	101 146
Bolsa, PM central	12 pzs.	101 177
Caja, PM central	100 pzs.	101 147

Artículo	Cantidad	REF
Surtido II	100 pzs.	101 151

Cubetas de plástico autoclavables

- Transparentes, moldeabilidad limitada al calor ligero, pero resistentes
- Retención alta del material de impresión obtenida por canastas especiales
- Práctico: Fáciles de marcar con un rotulador
- Disponibles en 3 formas

Artículo	Tamaño	Cantidad	REF
Surtido		6 pzs. (1 de cada tamaño)	101 155
AS 1	pequeña	6 pzs.	101 156
AS 2	mediana	6 pzs.	101 157
AS 3	grande	6 pzs.	101 158
AI 1	pequeña	6 pzs.	101 160
AI 2	mediana	6 pzs.	101 161
AI 3	grande	6 pzs.	101 162

AS = Autoclavable Superior AI = Autoclavable Inferior

Spray adhesivo

- Mejora la retención de materiales de impresión sobre la cubeta de plástico y de metal
- De uso universal, para alginatos, hidrocolooides ...

Artículo	Cantidad	REF
Miratray Spray	225 ml	554 210

Miratray® Mini



Miratray® Partial



Surtido II

100 parciales en 3 formas surtidas:

Forma: PL PR PM

Cantidad: 33 33 34

Miratray® 140°



Miratray® Spray

Algilock®

Algilock®
Perforado**Cubeta de impresión de alta duración**

- Para dentados
- Acero inoxidable de alta calidad, resistente a la corrosión
- Larga durabilidad, aspecto y forma duraderos a largo plazo
- Buen mantenimiento del material gracias a los bordes de retención aún sin adhesivo
- Mango y curvas sólidos, soldados por láser
- Autoclavable sin pérdida de calidad
- Sólo Algilock ofrece una calidad superior y tan variedad en un modelo único
- A petición, Algilock está disponible para maxilar y mandíbula como:
 - Algilock parcial (perforado/no perforado)
 - Algilock pedo (ortodoncia)
 - Algilock desdentado

Artículo	Tamaño	USA	REF
BS 5	xx-grande	U11	101 006
BS 3	x-grande	U12	101 004
BS 2A	grande	U13	101 042
BS 2	mediano	U14	101 003
BS 1	pequeño	U15	101 002
BI 5	xx-grande	L11	101 011
BI 3	x-grande	L12	101 009
BI 2A	grande	L13	101 043
BI 2	mediano	L14	101 008
BI 1	pequeño	L15	101 007
Set, 10 trays (5 x superior, 5 x inferior)			101 001

BS= Dentición superior BI= Dentición inferior

Artículo	Tamaño	USA	REF
PS 6	x-grande	7	101 036
PS 5	grande	5	101 034
PS 4	mediano	4	101 033
PS 3	pequeño	1	101 032
PI 6	x-grande	24	101 041
PI 5	grande	22	101 039
PI 4	mediano	21	101 038
PI 3	pequeño	20	101 037
Set, 8 trays (4 x superior, 4 x inferior)			101 031

PS= Perforado superior PI= Perforado inferior

Algilock® Cleaner Plus

Limpiador de alginato

- Limpieza en un baño de inmersión sin impacto mecánico, sin ultrasonidos, y sin rascar
- Desmantela la estructura orgánica del material sin efecto agresivo ni efecto cáustico, ninguna corrosión
- No empaña, incluso después de varias limpiezas de cubetas
- PH-neutro y biodegradable, sin fosfatos, perfume agradable
- Para aprox. de 500 cubetas


Elimina fácilmente alginato y yeso de las cubetas de impresión, de los instrumentos y de las espátulas. Ninguna limpieza laboriosa que lleva mucho tiempo, simplemente añadir 50g a un litro de agua caliente y remojar 15-30 minutos. Utilizado también en ultrasonidos. No usar con cubetas de aluminio.

Artículo	Cantidad	REF
Algilock Cleaner Plus	1000 g	554 104



Imprescindible contra la periimplantitis

- Sella las ranuras y cavidades de los implantes
- Evita de forma permanente el paso de microbios en las cavidades y la infección del tejido periimplantar
- Elimina así la causa principal de la periimplantitis
- Se aplica clínicamente con éxito, desde hace más de 15 años, en la Universidad de Dusseldorf
- Manejo y aplicación sencilla gracias a su especial aplicador



Artículo	REF
GapSeal set (aplicador + 10 ampollas)	152 041
GapSeal (10 ampollas de 0,06 ml)	152 040
Aplicador	152 042

Sellado de cavidades para evitar la periimplantitis

En cada implante que se inserte existen ranuras y cavidades entre el implante y los aditamentos debido al proceso de producción.

Los espacios de las ranuras se pueden minimizar según la precisión de la producción. Sin embargo, nunca son totalmente a prueba de bacterias, ya que están en conexión abiertas y con las bacterias y hongos de la cavidad oral. El espectro de gérmenes de la sedimentación en los espacios huecos se compone de una gran cantidad de bacterias gramonegativas, y bacterias anaeróbicas, sobre todo, como en los casos de periimplantitis. Estos espacios húmedos y cálidos del interior de los implantes ofrecen un ambiente ideal para el crecimiento de las bacterias, y en parte, también provocan los depósitos de hongos. Ya se comenzó a buscar una solución para este problema hace más de 15 años en la clínica para cirugía facial maxilar y plástica de la universidad Heinrich-Heine, Düsseldorf, bajo la gestión del Prof. Dr. Dr. Fritzemeier. Se descubrió, entre otros, que p.ej. el espacio entre el pilar e implante suele ser de tan "solo" 45 µm, pero la mayoría de las bacterias más importantes tienen un tamaño entre 4 µm y 0,5 µm.

Tomando como base una serie de completos estudios y pruebas, se creó un material que sella todas las ranuras y espacios interiores

capilares de los implantes insertados e impide el paso a las bacterias. GapSeal se compone de una matriz de silicona especial, que tiene eficientes propiedades antibacterianas. Se utiliza directamente tras colocar el implante al enroscar por primera vez el tornillo de cierre. El implante está protegido desde el principio y de forma permanente contra infecciones provocadas por bacterias, virus y hongos. GapSeal se utiliza siempre de forma sencilla, porque el material viene en pequeñas ampollas de un sólo uso con un aplicador especial.


GapSeal sella las ranuras y las cavidades que se encuentran en todo implante compuesto de varias partes. Evita de forma eficaz y permanente el paso de microbios a estas cavidades y una reinfección del tejido periimplantar, que constituye la causa principal de la periimplantitis.




Los implantes quedan bien sellados con GapSeal inmediatamente después de que se colocan, durante las primeras vueltas del tornillo de cierre.

Fuente de la foto: Prof. Dr. Dr. Claus Udo Fritzemeier

GapSeal®



Video



Después de retirar la tapa de cierre, GapSeal se aplica directamente girando simplemente el tornillo negro encima del mango.

Mirabol®



Flex-O-Bol



Algimix



Mirator 2000



Tazas flexibles verdes para mezclar

- Fáciles de limpiar
- Para alginatos, yeso, etc.
- Material de alta calidad flexible
- Disponibles en 3 tamaños/alturas

Artículo	∅	Altura	REF
No. 1 (grande)	12 cm	9 cm	304 331
No. 2 (x-grande)	13 cm	11 cm	304 332
No. 3 (jumbo)	17 cm	13 cm	304 333
a) Mirabol espátula			304 316
b) Espátula para yeso			304 314

Tazas clásicas verdes oscuras para mezclar

- Fáciles de limpiar y flexibles
- Para alginato, yeso, etc.
- Disponibles en 4 tamaños

Artículo	∅	Altura	REF
No. 1/4 (pequeña)	8 cm	5,5 cm	304 320
No. 1/2 (mediana)	10,5 cm	7,5 cm	304 321
No. 1 (grande)	12 cm	9 cm	304 322
No. 2 (x-grande)	14 cm	11 cm	304 323

Dispositivo para mezclar el alginato

- Acero inoxidable sólido y fiable, sin necesidad de mantenimiento
- Tiempo de exposición mínimo
- Sistema electrónico, que con el movimiento mezcla el polvo y el líquido en una masa de alginato sin burbujas absolutamente homogénea
- Taza de alta calidad, duradera, de plástico flexible
- Velocidad de movimiento ajustable en dos pasos

Datos técnicos:

Voltaje:	230 V
Consumo de energía:	100 W
Fusible:	1,25 A
Tamaño incl. bol (L x A x A):	13,5 x 23 x 20 cm
Peso con (sin) bol:	3,7 kg (3,5 kg)

Artículo	REF
Dispositivo con taza y espátula	452 045
Taza sólo	452 046
Espátula sólo	304 317

Vibrador ajustable electrónicamente

- Continuamente variable hasta 6.000 vibraciones / min.
- Robusto y potente
- Bandeja disponible por separado a petición

Datos técnicos:

Bandeja:	approx. 160 x 155 mm
Voltaje:	220/240 V, 50/60 Hz
Consumo de energía:	max. 100 W
Fusible:	2,0 A
Peso:	3,0 kg

Artículo	REF
Mirator 2000	401 344

Cajas patentadas para el transporte y el almacenaje

- Con dos láminas de plástico transparentes y elásticas
- Almacenaje ideal para enviar de manera segura trabajos de alta calidad
- Larga duración gracias al material de alta calidad
- Apilables

Artículo	REF
Mediano: para puentes, prótesis parciales...	304 602
Grande: para 1 modelo, prótesis, objetos largos...	304 601



Cajas de transporte y de almacenaje con membranas interiores

- Dos membranas mantienen el contenido con cuidado y bien visible
- Cierre de seguridad
- No se mueve el contenido gracias a las membranas que sostienen suavemente incluso piezas muy pequeñas
- Apilables

Artículo	REF
Pequeño: surtido de 12 cajas por coronas, inlays...	304 603
XXL: para 2 modelos	304 605

Cajas sólidas de transporte y almacenaje

- Para prótesis, aparatos de ortodoncia, etc.
- Probado contra los golpes, cierre seguro y pequeños huecos de ventilación
- Medio de publicidad ideal con su nombre y dirección (desde 500 un.)

**Este artículo puede ser entregado con su logo.
¡Por favor contáctenos para un presupuesto!**

Artículo	Cantidad	REF
Dento Box I, blanco	12 pzs.	355 148
Dento Box II, blanco	10 pzs.	355 141
Dento Box II, azul	10 pzs.	355 142
Dento Box II, rosa	10 pzs.	355 143

Ver Dento Box con cordón página 80.

Membranbox

Mediano y Grande



Mediano (L x A x A)
8,5 x 2,2 x 9 cm



Grande (L x A x A)
13,2 x 7,1 x 8,3 cm

Pequeño y XXL

Pequeño (L x A x A)
4 x 1,9 x 4 cm



XXL (L x A x A)
19,2 x 4,8 x 9,2 cm

Dento Box® I y II




Dento Box II: altura 4 cm




Dento Box I: altura 2,5 cm




Inyección



Carpule


Miraject 17/42* REF 254 200		0,5 x 35 mm	
Miraject 17/23* REF 254 201		0,5 x 21 mm	
Miraject 30/42* REF 254 202		0,4 x 35 mm	
Miraject 30/23* REF 254 203		0,4 x 21 mm	
Miraject 40/23* REF 254 204		0,3 x 21 mm	
Miraject 40/10 REF 254 205		0,3 x 10 mm	



Luer


Miraject Luer 17/42 REF 254 210		0,5 x 42 mm	
Miraject Luer 17/23 REF 254 211		0,5 x 23 mm	
Miraject Luer 30/42 REF 254 212		0,4 x 42 mm	
Miraject Luer 30/23 REF 254 213		0,4 x 23 mm	

Aplicación




Standard

Miraject P (Carpula) REF 254 206		0,8 x 25 mm/21G
Miraject P Super (Carpula) REF 254 207		0,9 x 32 mm/20G
Miraject PL Super (Luer) REF 254 214		0,9 x 22 mm/20G
Miraject Endo Luer REF 254 222		0,3 x 40 mm/30G
Miraject Endo Luer REF 254 215		0,5 x 40 mm/25G



Endotec Luer

Miraject Endotec Luer REF 254 216		0,8 x 25 mm/21G
Miraject Endotec Luer REF 254 217		0,6 x 25 mm/23G
Miraject Endotec Luer REF 254 218		0,5 x 25 mm/25G
Miraject Endotec Luer REF 254 228		0,4 x 25 mm/27G
Miraject Endotec Luer REF 254 219		0,3 x 25 mm/30G



Endotec Luer Duo

Miraject Endotec Duo REF 254 230		0,6 x 25 mm/23G	Miraject Endotec Duo REF 254 232		0,4 x 25 mm/27G
Miraject Endotec Duo REF 254 231		0,5 x 25 mm/25G	Miraject Endotec Duo REF 254 233		0,3 x 25 mm/30G

La cánula de inyección líder en el mercado dental

- La cánula clásica de uso único para los carpules
- Ha sido un sello de calidad durante más de 45 años : a través de 400 millones de cánulas Miraject que cumplieron con las normas de calidad más altas
- Fabricadas según los más estrictos controles de calidad
- Perfecta higiene de inyección, cada aguja tiene un sello de esterilidad
- Bisel de lanceta triple - casi sin dolor
- Marca de inyección - indica la posición óptima para la aguja
- Capa de silicona - para mejorar el deslizamiento
- Dispositivo de residuos y de transporte conveniente
- \varnothing 0,5 mm = sello rojo, \varnothing 0,4 mm = sello amarillo, \varnothing 0,3 mm = sello verde

Punta: compatible con el sistema de jeringa Miramatic

Caja de 100 unidades

Artículo	\varnothing	Capacidad	Largo	REF
17/42	0,5 mm	25	35 mm	254 200
17/23	0,5 mm	25	21 mm	254 201
30/42	0,4 mm	27	35 mm	254 202
30/23	0,4 mm	27	21 mm	254 203
40/23	0,3 mm	30	21 mm	254 204

Cánula corta para anestesia entre ligamentos (no conviene para los sistemas Miramatic):

Artículo	\varnothing	Capacidad	Length	REF
40/10	0,3 mm	30	10 mm	254 205



Con ayuda de inyección


Cánulas de inyección con cono de plástico Luer

- Para la inyección de soluciones de carpule
- Para todas jeringas convencionales
- Embalaje individual y estéril
- Con código de colores


Caja de 100 unidades

Artículo	\varnothing	Capacidad	Largo	REF
17/42	0,5 mm	25	42 mm	254 210
17/23	0,5 mm	25	23 mm	254 211
30/42	0,4 mm	27	42 mm	254 212
30/23	0,4 mm	27	23 mm	254 213


Miraject®




Con sello de papel



Miraject® Luer



Miraject® P / P Super




Cánula para materiales pastosos


- Roma, flexible y embalaje individual estéril
- Para carpules cilíndricas
- Con código de colores

Caja de 100 unidades

Artículo	∅	Capacidad	Largo	REF
Miraject P	0,8 mm	21	25 mm	254 206
Miraject P Super	0,9 mm	20	32 mm	254 207



Miraject® PL Super




Cánula roma de aplicación Luer

- Para la aplicación de líquidos, geles y para la limpieza de canales radiculares amplios
- Embalaje estéril
- Flexible
- Para jeringas Luer
- Con código de colores

Caja de 100 unidades

Artículo	∅	Capacidad	Largo	REF
Miraject PL Super	0,9 mm	20	22 mm	254 214

Miraject® Endo Luer



Cánula roma y flexible para endodoncia

- Aplicación de líquidos y pastas en el canal radicular
- Dosificación precisa controlada
- 2 tamaños : 0.3 mm (capacidad 30) y 0.5 mm (capacidad 25), fácil de insertar en el canal radicular
- Para jeringas Luer
- Con código de colores

Caja de 100 unidades

Artículo	∅	Capacidad	Largo	REF
Miraject Endo Luer, fine	0,3 mm	30	40 mm	254 222
Miraject Endo Luer, medium	0,5 mm	25	40 mm	254 215


Sistema convencional de irrigación para el canal radicular, etc.

- Compuesto de una jeringa y de una cánula roma, embalaje estéril
- Jeringa : para 2 ml de líquido, con una graduación de 1/10 ml
- Cánula : roma, fina, larga y flexible (0.5 mm/ 25 G x 32 mm)

Caja de 50 jeringas y 50 cánulas

Artículo	∅	Capacidad	Largo	REF
Miraject Endo Rinse	0,5 mm	25	32 mm	254 220

Miraject® Endo Rinse




Cánula especial de irrigación con apertura lateral

- Proceso de irrigación muy suave y efectivo
- Apertura lateral evitando presión sobre el ápice
- Final de la cánula redonda - bajo riesgo de perforación
- También ideal para una ligera irrigación de las bolsas periodontales
- Embalaje estéril
- Para jeringas Luer

Caja de 25 unidades

Artículo	∅	Capacidad	Largo	REF
Miraject Endotec Luer	0,8 mm	21	25 mm	254 216
Miraject Endotec Luer	0,6 mm	23	25 mm	254 217
Miraject Endotec Luer	0,5 mm	25	25 mm	254 218
Miraject Endotec Luer	0,4 mm	27	25 mm	254 228
Miraject Endotec Luer	0,3 mm	30	25 mm	254 219

Miraject® Endotec Luer




Cánula especial con 2 aperturas laterales de irrigación para el canal radicular

- Proceso de irrigación muy suave y eficiente
- 2 aperturas laterales evitando presión en el ápice
- Final de cánula redondo - riesgo bajo de perforación
- También ideal para una ligera irrigación de las bolsas periodontales
- Embalaje estéril
- Para jeringas Luer

Caja de 25 unidades

Artículo	∅	Capacidad	Largo	REF
Miraject Endotec Duo	0,6 mm	23	25 mm	254 230
Miraject Endotec Duo	0,5 mm	25	25 mm	254 231
Miraject Endotec Duo	0,4 mm	27	25 mm	254 232
Miraject Endotec Duo	0,3 mm	30	25 mm	254 233

Miraject® Endotec Duo



Miramatic®

Sistema de jeringa de seguridad innovador con una sola mano


- "Sistema no-se-toca" : no riesgo para los dentistas como para sus asistentes de entrar en contacto con las agujas contaminadas por la saliva y la sangre.
- No riesgo de infección por VIH, hepatitis y otros gérmenes
- No riesgo de lesión por cánulas usadas
- No es necesario enroscar y desenroscar, más de 70% de ahorro de tiempo

Más información en www.miraject.de

El surtido de seguridad Miramatic se compone de:

1 jeringa, 3 cajas MIRAMATIC, 1 soporte de fijación para la mesa y 1 caja con 100 agujas Miramatic (Typ 30 / 23)

Artículo	REF
Kit con jeringa de 1 anillo	355 471
Kit con jeringa de 3 anillos	355 469
Kit con jeringa aleta	355 473
Kit con Miramatic Aspi Juego	355 496



"El "sistema no-se-toca" me ha convencido. En nuestra práctica, hemos estado familiarizados con el riesgo de entrar en contacto con la sangre y la saliva de las agujas contaminadas durante muchos años y hemos reducido el riesgo de infección a un mínimo. Después de la inyección, el soporte de seguridad asegura que la jeringa esté a su disposición y pueda ser tirada sin contacto + almacenado de forma segura después de su uso".
Dr. Gabriele Schmeichel, Lückstedt

Este sistema permite adherir fácilmente a la directiva Europea 20/32/EU en prevención de las lesiones causadas por instrumentos cortantes / puntiagudafácil.

Miramatic® -Box

Recuperador patentado

- Con tapa automática, abriéndose con sólo pulsar un botón
- Para la eliminación de cánulas usadas y otros productos contaminados con sangre y saliva, tales como escalpelos, jeringas desechables y similares
- Almacenamiento absolutamente seguro gracias a la tapa fijada firmemente con cierre de seguridad
- Abrir para destapar la jeringa MIRAMATIC y la cánula Miraject de uso único sin contacto con la mano
- La apertura se puede ensanchar quitando algunas secciones
- El soporte adhesivo de fijación a la mesa permite a la caja no deslizarse

Artículo	REF
5 cajas, 1 dispositivo de fijación de la tabla	355 468
Dispositivo de fijación de la tabla, por separado	355 472



Jeringa para sistema Miramatic

- Totalmente hecho de acero inoxidable en tres versiones distintas
- La superficie mateada evita reflejos y protege de las rayaduras
- Con posibilidad de aspiración
- Autoclavable

Artículo	REF
Jeringa de 1 anillo	355 464
Jeringa de 3 anillos	355 467
Jeringa aleta	355 474
Aceite para instrumentos Miracare 100 ml	554 112

Para el mantenimiento de los instrumentos Miramatic, recomendamos el uso del aceite para instrumentos Miracare.

Jeringa de inyección auto aspirante para el sistema Miramatic

- Para la conducción y la infiltración de anestesia
- Sin gancho de aspiración - ningún movimiento del eje de la jeringa en la dirección opuesta
- Aspiración por leve presión en la ampolla del cilindro / soltando del eje de la jeringa
- Autoclavable

Artículo	REF
Miramatic Aspi	355 495

Soporte de seguridad sólido para jeringas de inyección y cánulas de aplicación

- Ningún riesgo de pincharse con agujas que quedan destapadas
- Se tapa la aguja con una sola mano, lo que reduce el riesgo de pincharse
- La jeringa se queda vertical en su tapa protectora
- El mecanismo de cierre del soporte mantiene firmemente la tapa de la aguja
- Acero inoxidable, aprox. 220g

Tapa: Complemento ideal del sistema Miramatic

Artículo	REF
Miramatic Holder Plus	355 466

Miramatic® Jeringa



Miramatic® Aspi



Miramatic® Holder Plus



Apply-Tips®



con un expendedor




Micro aplicadores desechables

- Para exacto control en la aplicación de líquidos y pastas
- Extremidades flexibles para alcanzar las zonas difíciles de acceso
- Ahorro económico sobre los materiales caros como adhesivos, medicamentos ...
- Resistente a los ácidos
- Caja expendedora higiénica
- Disponible en 3 tamaños

Artículo	Cantidad	REF
Mediano, mango azul	100 pzs.	605 510
Mediano, mango azul	5 x 100 pzs.	605 511
Fino, mango blanco	100 pzs.	605 512
Fino, mango blanco	5 x 100 pzs.	605 513
Cónico, mango verde	100 pzs.	605 514
Cónico, mango verde	5 x 100 pzs.	605 515
Expendedor de 500 piezas	sin contenido	605 516

Mirabrush®



Cepillos plegables de uso único

- En una pieza
- Inclínable en cualquier ángulo
- Economía de tiempo: ningún cambio de cepillo
- Seguro: ningún riesgo de contaminación cruzada
- Mango amarillo: cepillo puntiagudo para aplicación precisa
- Mango azul: cepillo llano para grandes superficies

Paquete dispensador

Artículo	Cantidad	REF
Regular, 11 cm, amarillo/ puntiagudo	100 pzs.	605 460
Regular, 11 cm, azul/ plano	100 pzs.	605 461

Pick up Stick



Aplicadores adhesivos

- Palito flexible con punta adhesiva de cera
- Ideal para la recogida precisa y rápida de coronas, inlays, etc.



Artículo	Cantidad	REF
Pick up Stick	30 pzs.	605 423

Pipeta con 2 cámaras

- Para la dosificación precisa por gotas o para el aclarado
- Primera cámara = gota a gota ; segunda cámara = aclarado
- Se puede cortar la punta de la pipeta para aumentar el flujo, por ejemplo en caso de aclarado subgingival

Artículo	Cantidad	REF
Twin-Pipette	100 pzs.	605 352

Porta servilletas

- Silicona autoclavable con clips de acero inoxidable

Artículo	REF
Azul	605 240
Amarillo	605 241
Púrpura	605 242
Blanco	605 243

Porta servilletas extensible en 2 colores



Artículo	REF
Blanco	605 277
Azul	605 278

Cubeta para desinfección


- Cómodo para las pequeñas piezas como fresas, diamantes, etc.
- Con apertura en la tapa
- Con tamiz desmontable para aclarar el contenido
- Ambas versiones autoclavables
- Medidas: Plástico: Altura total aprox. 12 cm, ø aprox. 8 cm
Metal: Altura total aprox. 5 cm, ø aprox. 9 cm

Artículo	REF
BD-Steribox (plástico)	355 139
BD-Steribox (acero inoxidable)	355 138

Twin-Pipette



Miraclip®



Napkin Holder Big



BD-Steribox



Variator®-Kit




Set de examen y cura desechable

- Contiene un espejo dental, una pinza con bruñidor y una sonda con atacador
- Espátula grande para mezclar el cemento y otros materiales
- Atacador y espátula Heidemann para rellenar
- Cómodo para visitas a domicilio, pacientes de riesgo y urgencias
- Los tres instrumentos son esterilizados con rayos Gamma y se presentan en blister

Artículo	Cantidad	REF
Variator-Kit set	10 sets	355 441

Tweezer PL



Pinza de plástico especial

- Grip óptimo gracias a las ranuras cuadrículadas
- Para agarrar fibras muy finas, como por ejemplo el hilo dental
- Autoclavable

Artículo	Cantidad	REF
Tweezer PL	10 pzs.	355 202

Liftbox



Cubeta de desinfección para instrumentos dentales

- Al cerrar la cubeta, la bandeja con el instrumental se sumerge en el desinfectante
- Bandeja con mango plegable para elevado automático
- No contacto directo de desinfectantes agresivos con la piel
- Plástico acidoresistente

Artículo	Cantidad	REF
Liftbox (Cubeta)	1 pzs.	355 140

Adaptador de alta calidad para incrustaciones (inlays)

- Instrumento con inserciones de goma individuales
- Autoclavable

Al ordenar los recambios de las inserciones de goma, indique si prefiere push-in inserts (versión antigua) o plantillas de cubierta (nueva versión)

Artículo	Cantidad	REF
Miralay surtido	2 instrumentos + 4 bloques de goma	355 210
Miralay recambio de inserción de goma (push in)	2 pzs.	355 211
Miralay recambio de inserciones de goma (plantillas de cubierta)	2 pzs.	355 213

Porta rollos de algodón Cotton-Clip

- Sostiene rollos de algodón en su lugar para un campo de trabajo en seco
- Disponible de plástico desechable o de acero inoxidable autoclavable

Artículo	Cantidad	REF
Cotton-Clip, acero inoxidable	8 pzs.	605 351

Dispensador de rollos de algodón

- Higiénico, almacenaje en seco
- Rápido y fácil de coger - simplemente al abrir el cajón
- El cajón se recarga automáticamente
- Función de carga superior conveniente
- Estable y antideslizante

Artículo	Cantidad	REF
Dispensador de rollos de algodón	1 pzs.	355 132

Pinzas especiales con doble función

Para la limpieza de la hoja del bisturí

- Limpieza fácil y segura de la hoja gracias a la acción de la palanca
- Se recomienda la caja MIRAMATIC para la eliminación de escalpelos contaminados (ver página 18)

Pinzas especiales con alfiler

- Para tener coronas y puentes
- Ambas manos libres gracias al alfiler
- Función de bloqueo

Artículo	Cantidad	REF
Skalpell-Ex / Pin-Clipper	1 pzs.	355 449

Miralay®



Cotton-Clip



Cottoroll



Skalpell-Ex / Pin-Clipper



Spandex®

**Retractor de labios y mejillas**

- Permite un área de trabajo y una visión claros
- Ideal para tratamientos de dientes anteriores y para fotografías
- De plástico antirreflectante
- Autoclavable a 121 °C



Artículo	Cantidad	REF
Estándar (adultos)	2 pzs.	605 454
Mini (niños)	2 pzs.	605 455

Spandex® -Vertical

**Abre labios**

- Extiende la boca del paciente en dirección vertical
- Para los trabajos en los bordes de la encía de los dientes anteriores
- Autoclavable



Artículo	Cantidad	REF
Spandex-Vertical (2 x grandes, 2 x pequeñas)	4 pzs.	605 211
Spandex-Vertical (grandes)	6 pzs.	605 255

Mirahold®

**Retractor de mejillas unilateral**

- Mango extra largo que permite mantener la mano fuera del campo visual
- Cómodo para por ejemplo las inyecciones
- Conveniente para el paciente
- Autoclavable



Artículo	Cantidad	REF
Estándar (adultos)	2 pzs.	605 450
Mini (niños)	2 pzs.	605 451

Mirahold® -Block

**Bloques de silicona elásticos abre bocas**

- Bloques de plástico para mantener la boca abierta
- Ideal para los tratamientos de larga duración y los pacientes ancianos
- Incluido el sostenedor de mejilla
- Autoclavable

Artículo	REF
Caja de 12 bloques (6 grandes, 6 pequeños, 1 clip on retractor)	605 210
Intro set, caja de 6 bloques, (3 grandes, 3 pequeños, 1 clip on retractor)	605 238
Caja de 3 bloques pequeños	605 220
Clip on retractor, separado	605 239

Espejo bucal antivaho de plástico

- Con capa anti-vaho
- La cabeza del espejo es plana y inclinada para un mejor acceso a todas las áreas de la boca
- Mango ergonómico con forma de dedo
- Cada espejo está protegido por una película de protección y embalado con fundas individuales
- Para el control de dientes en casa

Artículo	Cantidad	REF
Blanco, ø 19 mm	50 pzs.	605 416
Azul transparente, ø 19 mm	50 pzs.	605 417
Rosa transparente, ø 19 mm	50 pzs.	605 418

Espejo bucal desechable de plástico

- Sin capa anti-vaho
- Disponible en 2 tamaños: ø 19 mm y ø 23 mm
- Cada espejo está protegido por una película de protección y un embalaje individual

Artículo	Cantidad	REF
No. 4, blanco, ø 19 mm	100 pzs.	605 400
No. 5, blanco, ø 23 mm	100 pzs.	605 399

Espejos bucales metálicos con baño de rodio

- Ideal para fotografía intraoral, no deforma el campo de visión
- Amplia capa de rodio en un lado
- Alta calidad, sólido y duradero
- Con mango de silicona extraíble
- Autoclavable

Artículo	REF
Juego: 3 espejos	355 480
No. 1 (40 x 163 mm)	355 481
No. 2 (69 x 163 mm)	355 482
No. 3 (79 x 163 mm)	355 483
Mango azul de silicona separado	355 487

Espejo paralelador de implantes

- Especialidad testada y aprobada por el Prof. Böttger
- Para comprobar el paralelismo antes de marcar
- Adaptables a todos los mangos H&W y estándar (no incluido en la entrega)
- Autoclavable

Artículo	REF
Parallelometer-Mirror	355 470


Brillant Anti-Fog




Brillant



Reflect-Rhod



Parallelometer-Mirror



Cold-Bag



Compresa de hielo para aliviar el dolor del paciente

- Activado instantáneo, mantiene el frío hasta 30 min.
- Se convierte en hielo en segundos
- Reduce el dolor y la inflamación
- Respetuoso con el medio ambiente
- Los contenidos pueden ser utilizados como fertilizantes para plantas después del uso

Artículo	Cantidad	REF
Cold-Bag compresas	10 pzs.	605 501

Miracold® Plus



Spray refrigerante

- Aprox. -50° C a la aplicación con la cánula de plástico
- Aroma de naranja
- Para comprobar los dientes desvitalizados

Artículo	Cantidad	REF
Miracold Plus	200 ml	554 213

Orange Solvent®



Solución de limpieza

- Para la limpieza de las pastas de impresión, de los cementos de óxido de zinc, de la descomposición de los adhesivos (etiquetas...) en los instrumentos
- Ideal para la limpieza del acero inoxidable
- Las superficies se vuelven brillantes y son protegidas
- Aroma fresco de naranja
- Disponible en líquido o spray

Artículo	Cantidad	REF
Orange Solvent líquido	250 ml	554 102
Orange Solvent spray	200 ml	554 201

Flexbrush



Cepillo de uñas autoclavable

- Excelente para la limpieza de las manos antes y después del tratamiento
- Extra largo, pelos resistentes en la parte inferior
- Pelos cortos en la parte superior

Artículo	REF
Flexbrush	605 254

Toallitas de desinfección y limpieza

- Desinfección de superficies y existencias
- Bactericida, fungicida y virucida (VIH / VHB / VHC)
- Rápido, fácil y seguro
- Ideal para pieles sensibles
- Sin alcohol, aldehído, lejía y fenol
- Tiempo de aplicación : 1 minuto

Artículo	Cantidad	REF
Caja dispensadora higiénica	115 pzs.	554 302
Recambio	115 pzs.	554 303

Espuma de limpieza para clínicas dentales

- Remueve suciedad, manchas. sin esfuerzos
- Para aparatos, superficies de plástico y de madera
- Bactericida y limpieza desinfectante
- Probado por el "Institute for Hospital Hygiene and Infection control", instituto neutro alemán

Artículo	Cantidad	REF
Praxipolish Plus	400 ml	554 208

Spray desinfectante

- Para desinfección de las gafas de protección
- No daña la capa antivaho
- Para todas las superficies en la área medica
- Bactericida, fungicida y virucida (VIH / VHB)

Artículo	Cantidad	REF
Astro Clean	250 ml	554 301

Máscaras desechables de lana ligera

- Higiénicas y buena relación coste calidad



Artículo	Cantidad	REF
Miramask	100 pzs.	605 412

Mira® Cleaning Wipes



Praxipolish® Plus



Astro Clean®



Miramask®



uvex Super-Fit



Gafas de protección para la mejor vista panorámica

- Grandes lentes favoreciendo un campo de visión máximo
- Sin presión y cómodo de llevar
- Capa : exterior extremadamente resistente a las rayaduras, el interior permanente antivaho



21 g

Artículo	Lentes	REF
uvex Super-Fit, blanco	transparente	304 428

uvex Super-Fit UV



Gafas de protección UV

- Protección de seguridad contra los UV en las longitudes de 350-523 nm
- Para todas luces de polimerización
- Probado por el NIOM (Nordic Institute of Dental Materials)
- Capa: exterior muy resistente a las rayaduras, interior permanente antivaho



21 g

Artículo	Lentes	REF
uvex Super-Fit UV	naranja	304 427

H&W Classic



El estándar de las gafas de protección

- Patillas blandas ajustables con bloqueo de extensión
- Provee una protección total con una visión clara a 180°
- Lente con capa anti-vaho y anti-rayaduras
- Lente de policarbonato 100% resistente a los impactos



28 g

Artículo	Lentes	REF
H&W Classic	transparente	355 622

Gafas de protección profesionales

- Las lentes pulidas optometricas eliminan los efectos de distorsión y los tintes azules o amarillos.
- Un sistema de ventilación especial desempaña las gafas
- La montura ligera (25g) reduce la presión sentida sobre la cabeza y las orejas
- El soporte de nariz en silicona impide que las gafas se deslicen
- Los bordes en silicona de la patillas impiden a los pelos que se agarren
- Cada par de gafas incluye un cordón de soporte gratis



Artículo	Lentes	REF
Oro	transparente	304 700
Rojo	transparente	304 701
Negro	transparente	304 702
Rosa brillante	transparente	304 703
Rosa	transparente	304 704
Violeta	transparente	304 705
Azul	transparente	304 706
Verde	transparente	304 707
Gafas de sol negras	tintado	304 709
Plata	transparente	304 710

Hager Outback's



Rosa brillante



Verde

25 g



Oro

25 g



Violeta



Plata

25 g



Rosa



Rojo



Negro



Gafas de sol negras con lente tintada



Azul

uvex Pheos



30 g



uvex i-3



30 g

Proto-Cam



CC-Shield



Gafas de protección modernas con amplio campo de visión

- El doble cristal protector esférico ofrece una cobertura ideal de los ojos, incluso la zona de las cejas.
- Patillas con "climate-zone technology" integrada garantiza trabajar durante un largo periodo sin cansarse
- Alta comodidad de uso gracias a los componentes antideslizantes
- Protección 100% contra los UV
- Capa : Exterior extremadamente resistente a las rayaduras, interior permanente antivaho

Artículo	Lentes	REF
Montura gris/gris	transparente	355 607
Montura negra/gris	transparente	355 608
Montura negra/naranja	gris	355 609
Pequeño: montura blanca/verde	transparente	355 610
Pequeña: antracita/gris	transparente	355 611

Gafas de protección innovadoras

- Se adapta a la mayoría de las formas de cabeza
- Soporte de nariz y de orejas cómodo
- Inclinación ajustable

Artículo	Lentes	REF
Montura blanca/amarilla	transparente	355 612
Montura: antracita/azul	transparente	355 613

Visera de protección

- Fabricado en policarbonato, no refleja la luz y no se empaña
- Montura ultra ligera para una buena comodidad sobre la cabeza (25g)
- Ideal para trabajos de profilaxis

Artículo	REF
Montura blanca con 5 pantallas de repuesto	355 535
Montura azul transparente con 5 pantallas de repuesto	355 546
Lote de 5 pantallas de repuesto	355 536

Visera de protección

- Material resistente de alto impacto
- Se adapta rápidamente a todas formas de cabeza - a través de una banda ajustable Velcro
- No refleja la luz ni siquiera los colores
- Cómodo para los trabajos en laboratorio...

Artículo	REF
CC-Shield	355 508

Gafas de protección para láser con diseño moderno

- Para láser 800-900 nm*
- Excelente visión lateral
- De plástico ligero, sólo 27 g

Artículo	REF
laservision Lambda One	355 630

laservision Lambda One



27 g

Gafas de protección láser para portador de gafas graduadas

- Para láser 800-900 nm*
- Se adapta a todo tipo de gafas
- Excelente visión lateral
- De plástico ligero, 51 g

Artículo	REF
laservision Skyline Green	355 631

laservision Skyline Green



51 g

Gafas de protección láser para portador de gafas graduadas

- Para soft-láser de diodo 657-665 nm*
- Se adapta a todo tipo de gafas
- Excelente visión lateral
- De plástico, 51 g

Artículo	REF
laservision Skyline Blue	355 632

laservision Skyline Blue



51 g

*Todas nuestras gafas son compatibles con el LaserHF. Para el uso de otro láser, hay que calcular el grado de seguridad que necesita el láser y comparar con el grado de seguridad de las gafas antes del uso.

Gafas de protección para los pacientes

- Protección multispectro gracia a una inserción de un metal especial
- Capa y añadido de metal esterilizable
- Tira de fijación regulable en longitud
- Recomendable para niños

Artículo	REF
laservision Patient's Laser Glasses	355 633

laservision Patient's Glasses



Mirasuc®-View



Cánula de aspiración con espejo desarrollado por el dentista Stephan Clasen, Münster, Alemania

- Óptima visión y aspiración con tan sólo una cánula
- Facilita el trabajo, más luz, mejor visibilidad
- Práctico para todos tratamientos con o sin asistencia
- Posición de trabajo ergonómica
- Espejo y cánula autoclavables, por separado
- Diámetro de 16 mm, longitud 12 cm, tamaño de espejo 4



Artículo	Cantidad	REF
Mirasuc-View	10 pzs.	254 035
Espejo de recambio	10 pzs.	254 036

Mirasuc® 16




Cánula de aspiración de plástico autoclavable

- Punta larga, ligeramente redondeada
- Ideal para aspiración con libre visión al campo operatorio
- Autoclavable
- Diámetro de 16 mm, longitud 12 cm

Caja de 10 piezas

Artículo	Cantidad	REF
Azul	10 pzs.	254 018
Gris	10 pzs.	254 019
Surtido (5 x azul, 5 x verde)	10 pzs.	254 010

Mirasuc® Adapter



Adaptadores para extensión y conexiones de cánulas de aspiración

- De plástico, para todos tamaños de aspiración
- Extensión de 6 mm hasta 16 mm combinando los adaptadores (a) y (b)

Artículo	REF
a) Blanco, convierte 11 mm en 16 mm	254 130
b) Naranja, convierte de 11 mm a 16 mm	254 131
c) Gris, Autoclavable, en forma de dedo, alarga la cánula convierte de 11 mm a 16 mm	254 133
d) Blanco, 6 mm (eyector de saliva) a 11 mm	254 132
e) Combinación de los adaptadores a) y d), de 6 hasta 16 mm	
f) Gris, adaptador reduciendo de 16 mm a 11 mm	254 105

Cánulas de aspiración de plástico autoclavable

- Muy cómoda para el paciente, con punta redondeada
- Ideal también para tratamientos pediátricos
- Autoclavable
- Diámetro de 11 mm, largo de 10,5 cm

Caja de 10 cánulas incluyendo 1 adaptador (de ø 11 mm hasta 16 mm)

Artículo	Cantidad	REF
Verde	10 pzs.	254 024
Azul	10 pzs.	254 025
Gris	10 pzs.	254 026
Surtido (4 x gris, 3 x azul, 3 x verde)	10 pzs.	254 029

Cánula de aspiración desechable

- Cánula con punta redondeada
- Diámetro 11 mm, longitud 10 cm

Caja de 50 cánulas incluyendo 1 adaptador (de ø 11 mm hasta 16 mm)

Artículo	Cantidad	REF
Blanco	50 pzs.	254 022
Naranja	50 pzs.	254 023

Cánula larga de aspiración de uso único

- Con punta redondeada
- Diámetro 11 mm, longitud 14 cm

Caja de 50 cánulas

Artículo	Cantidad	REF
Blanco	50 pzs.	254 020
Naranja	50 pzs.	254 021

Pelotte Plus



Pelotte-Aspirator



Mirasucto®



Chiru-Tip



Longitud 19,5 cm

"Antiadherente"

Cánulas de aspiración quirúrgica

- Mango antideslizante ergonómico
- Diámetro de cánula: 2 mm
- Se ajusta a los eyectores de saliva con diámetro de 11 mm hasta 16 mm
- 10 mangos y 10 puntas
- Autoclavable

Artículo	Cantidad	REF
Chiru-Tip blanco	10 pzs.	254 007

Chirurgo-Suc® I



Longitud 20 cm


Cánula de aspiración quirúrgica desechable y estéril

- Muy larga (20 cm) para mantener el campo de trabajo despejado
- Se ajusta a cada mango con adaptador
- De plástico transparente
- Embalaje individual estéril
- Diámetro de cánula: 2 mm

Surtido de 10 cánulas incluyendo 1 adaptador

Artículo	Cantidad	REF
Chirurgo-Suc I	10 pzs.	254 000

Steri-Suc®-Tube



Longitud 12,5 cm

Cánula de aspiración quirúrgica

- De plástico transparente, de alta calidad y de color miel
- Seguro cuando está en contacto con electrodos activos (ejemplo p.55) o instrumentos rotativos
- Autoclavable
- Se ajusta con eyectores de saliva (6 mm) sin adaptador
- Ultra ligero con un peso de 3 g aprox.
- Inc. un Chiru-cleaner (Nº23, ref 605 215)

Artículo	Cantidad	REF
Steri-Suc-Tube	10 pzs.	254 060

Mirasuc® Brush




ø 11,0 mm

Cepillos para la limpieza de cánulas de aspiración

- Flexible, ideal para limpiar dentro de las cánulas
- Para todas cánulas de aspiración con diámetro de 11 mm a 16 mm

Artículo	Cantidad	REF
Mirasuc Brush	6 pzs.	605 216

Chiru-Cleaner®



ø 5,0 mm

b)

ø 4,8 mm

c)

ø 1,5 mm

Cepillos para la limpieza de cánulas de aspiración

Artículo	Cantidad	REF
a) Chiru-Cleaner 23, 23 cm de largo	12 pzs.	605 215
b) Chiru-Cleaner 16, 16 cm de largo	6 pzs.	605 217
c) Chiru-Cleaner 12, punta de algodón 12 cm de largo	5 pzs.	605 213

Surtido básico I para la técnica de goma dique

- 1 Soporte porta clamps (con 12 clamps No. 355 331)
- 1 Forceps porta clamps
- 1 Perforador para goma dique
- 1 Arco de acero inoxidable
- 1 Folleto de Fit Rubberdam

Artículo	REF
Fit-Rubberdam Starter Kit I	355 320

Surtido básico II para la técnica de goma dique

- 1 Soporte completo para clamps (con 12 clamps No. 355 331)
- 1 Forceps porta clamps
- 1 Perforador para goma dique
- 1 Caja de goma dique mediana (36 un.)
- 1 Arco rebatible de plástico
- 1 Plantilla perforada
- 1 Folleto de Fit Rubberdam

Artículo	REF
Fit-Rubberdam Starter Kit II	355 338

Plantilla para marcar los orificios en la goma dique antes de la perforación

- De plástico sólido

Artículo	REF
Fit Rubberdam Template, 15 x 15 cm	355 318

Bandeja de clamps disponible con o sin clamps

Bandeja de acero inoxidable con 8 clamps

2 x No. 9 y 1 x Nros. 2A, W2A, 5, 56, 203, 204

Bandeja de acero inoxidable con 12 clamps

1 x Nros 5, 7, 56, 201, 202, 206, 207, 210, 211, 0, 2, 2A

Bandeja de acero inoxidable con 18 clamps

1 x Nros. P1, P2, 18, 22, 27, 29, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 208, 209, 138, 139, 210, 211

Artículo	REF
Bandeja de acero inoxidable con 8 clamps	355 330
Bandeja de acero inoxidable con 12 clamps	355 331
Bandeja de acero inoxidable con 18 clamps	355 332
Bandeja de acero inoxidable sin clamps (para 8 clamps)	355 327
Bandeja de acero inoxidable sin clamps (para 12 clamps)	355 328
Bandeja de acero inoxidable sin clamps (para 18 clamps)	355 329

Fit® Punch – orificios perfectos sin desgarros

- Pinza de perforación móvil usando el borde de corteza
- De acero inoxidable

Fit® Clamp Forceps – para un buen mantenimiento de los clamp

- Para fácil transporte de los clamps
- Mantiene el clamp en la angulación exacta sin movimiento

Artículo	REF
Fit Punch	355 321
Fit Clamp Forceps	355 333

Fit® Rubberdam Starter Kit I




Fit Rubberdam® Starter Kit II

Fit® Rubberdam Perforating Template











Fit® Rubberdam Clamp Board



Fit® Rubberdam Forceps



Fit® Rubberdam Clamps



Nuestros clamps Fit Rubberdam están hechos de acero inoxidable y cada uno se ajusta de manera exacta, precisa e eficiente a los dientes. Se usa acero inoxidable de alta calidad con un espesor de 0,66 mm.

Ivory style (labial)

Artículo	REF
210	355 384
211	355 385
9	355 355

Folleto gratis disponible!
(en inglés)



Ivory style (cervical)

Artículo	REF
212	355 386

Con soporte para rollos de algodón

Artículo	REF
Surtido con clamps G-L y G-R	355 389

Para niños I + D

- Para los primeros molares permanentes

Artículo	REF
D (P-R)	355 387
I (P-L)	355 388

Cervical Clamp 214



Clamp especial

- Para la exposición del cuello de los dientes y la retracción temporal de la encía
- La fijación del tornillo asegura un ajuste firme
- Ideal por ejemplo en la fijación adhesiva de veneers

Artículo	REF
Cervical Clamp 214	355 400

Clamps Rubberdam específicos

- Para el área labial, premolar y molar
- Con retención especial para una mejor fijación al diente

Clamps -T labial

Artículo	REF
9T	355 754

Clamps -T premolar

Artículo	REF
1T	355 752
1AT	355 753
2T	355 750
2AT	355 751


Clamps -T molar

Artículo	REF
14T	355 758
56T	355 759

Clamps Rubberdam específicos para niños

- Diseño especial para las formas anatómicas de los dientes de leche
- Ideal para odontopediatría

Artículo	Quadrant	REF
55E	superior derecho	355 723
54D	superior derecho	355 722
64D	superior izquierda	355 724
65E	superior izquierda	355 725
85E	inferior derecho	355 729
84D	inferior derecho	355 728
74D	inferior izquierda	355 726
75E	inferior izquierda	355 727
Juego de 8 clamps en una plantilla de clamps		355 720
Plantilla separada sin clamps		355 721

















Fit® Rubberdam Clamps



Fit® Rubberdam Clamps para niños




Fit® Rubberdam Clamps





Clamps para molares sin alas

Artículo	REF
15	355 358
18	355 359
24	355 361
25	355 362
26	355 363
28	355 365
30	355 367
31	355 368
51	355 369
138	355 372
139	355 373
W8A	355 354



Clamps para molares con alas

Artículo	REF
200	355 374
201	355 375
5	355 349
56	355 370
202	355 376
205	355 379
7	355 350
203	355 377
204	355 378
7A	355 351



Clamps para molares con alas (para una adherencia fuerte)

Artículo	REF
3	355 346
4	355 348
8	355 352
8A	355 353
14	355 356
14A	355 357

Si la adherencia del clamp es insuficiente, se puede mejorar con los forceps

Clamps para premolares sin alas



Artículo	REF
W2A	355 345
22	355 360
27	355 364
29	355 366

Los usuarios regulares apreciarán nuestro fino acero inoxidable.

Clamps para premolares con alas

Artículo	REF
00	355 341
0	355 340
206	355 380
207	355 381
209	355 383
208	355 382
2	355 343
2A	355 344

Fit® Rubberdam Clamps



Fit® Rubberdam-Latex



Goma dique de látex natural

- Mediana: extra-lisa para mejorar el contacto
- Grueso: para mejorar la adherencia a la encía
- Muy resistente, calidad constante
- Se conserva 1 año como mínimo en un lugar fresco
- Láminas verdes (15 cm x 15 cm), espolvoreadas de un lado

Artículo	Fuerte	Cantidad	REF
Fit Latex Mediano	0,18-0,23 mm	36 pzs.	355 335
Fit Latex Pesado	0,23-0,29 mm	36 pzs.	355 336

Para una inserción más fácil y rápida del Látex Fit Rubberdam en caso de puntos de contactos cercanos, recomendamos usar el gel Miradont (página 51) como lubricante.


Fit® Rubberdam Eliot Separator



Específico para ampliar los espacios interdentes durante un tiempo corto

Artículo	REF
Eliot Separator	355 325

Fit® Rubberdam Steel Frame



Arco sólido de acero inoxidable

- Para tensar la goma dique sin perforación
- Autoclavable

Artículo	REF
Frame I = largo	355 324
Frame II = pequeño	355 323

Fit® Folding Frame



Arco plegable de plástico

- Plegable al centro para facilitar el acceso a la cavidad oral
- Ideal para tratamientos endodónticos, evita reflejos de rayos X
- Autoclavable

Artículo	REF
Folding frame	355 319

Material universal de reparación con el color de los dientes

- Alternativa rentable
- Adhesión directa - sin base, adhesión o subrayado
- Muy rápido y fácil de manejar
- Variable viscosidad en función de la aplicación
- Obtención rápida del color con poco esfuerzo

Equipamiento básico

25 g de polvo de color A2, botella de 15 ml de acelerador Quick, 3 x 5 g ampollas Fast, 5 g ampolla Retarder, 1 bloque de mezcla con 30 espátulas de mezcla de madera, 2 puntas de repuesto con tapa de goma, 50 pinceles y 1 soporte para pincel, 30 pipetas para dosis finas así como las instrucciones de uso y compendio

Set bracket

5 g de Fast, 5 g de Retarder, 15 ml de Quick con cánula, 12,5 g de polvo de color Incisal, 1 bloque de mezcla, 1 soporte de pincel, 50 pinceles, 30 espátulas, y las instrucciones de uso

Artículo	REF
Equipamiento básico	152 251
Set bracket	152 252

Cyano-Veneer® accesorios

Artículo	Cantidad	REF
Espátula de madera	ca. 400 pzs.	152 269
Bloque de mezcla	2 pzs con 50 hojas en cada	152 270
Pipetas para dosis pequeñas	100 pzs.	152 268
Soporte para pincel	2 pzs.	152 267
Pinceles	50 pzs.	152 266

Cyano-Veneer® polvo de colores Vita

Artículo	Cantidad	REF
A2	2 x 12,5 g	152 254
A3.5	2 x 12,5 g	152 255
B3	2 x 12,5 g	152 256
C3	1 x 12,5 g	152 257
Incisal	1 x 12,5 g	152 259

Para mezclar Cyano-Veneer®

- Fast: fluido para curación, mezcla y adhesión de duración normal
- Retarder: fluido para curación, mezcla y adhesión lentas

Artículo	Cantidad	REF
Cyano-Veneer Fast	4 botellas, 5g de cada	152 261
Cyano-Veneer Retarder	4 botellas, 5g de cada	152 262

Elimina todos acrilatos Cyano

Artículo	Cantidad	REF
Cyano Ex	20 ml	152 272

Cyano-Veneer®



Cyano-Veneer® Accessories



Mixing Liquids



Cyano Ex



Perfect Splint C®



Red de entablillamiento lista para el uso, en cuatro tamaños


- Para la contención, la estabilización y el tratamiento intermedio
- Ahorro de tiempo: la forma en arco facilita la adaptación y la fijación
- El tamaño del arco dental puede ser determinado rápido y de manera segura con los modelos de prueba contenidos en la columna central de la caja, adaptación precisa a 98%



Artículo	Cantidad	REF
Surtido acero / plástico	8 pzs. cada	153 000
Surtido acero	8 pzs.	153 001
Surtido plástico (PET)	8 pzs.	153 002

Caja de repuesto de 10 cintas y modelos a pedido

Perfect Splint-System



Red de entablillamiento recta

- De acero o de plástico (PET)
- Cada caja contiene lo suficiente para alrededor de 200 dientes

Surtido completo

Artículo	REF
10 cintas de acero y 10 de nylon (PET) con ayuda de fijación (hilo ortodóntico)	152 280

Embalajes individuales

Artículo	REF
20 cintas de acero con ayuda de fijación (hilo ortodóntico)	152 281
20 cintas de plástico (PET) con ayuda de fijación (hilo ortodóntico)	152 282

Super-Splint De Luxe



Red de entablillamiento multi-capas

- 6 capas finas de fibra
- 4 mm de ancho, para 25 aplicaciones aprox.

Artículo	REF
Super-Splint De Luxe, 50 cm	355 848

Red de entablillamiento de fibra de vidrio

- Muy flexible, fácil de adaptar y aplicar
- Varias capas pueden ser aplicadas y pegadas encima de su misma con composite
- 4 mm de ancho, rollo en caja dispensadora para hasta 50 aplicaciones

Artículo	REF
Super Splint, caja dispensadora de 3 m de material	355 849

Super-Splint

Matrices para realizar superficies oclusales

- Fácil, buena y rápida modulación oclusal de los compositos laterales
- No más modulación manual de las superficies oclusales
- Plástico translúcido, se puede desinfectar
- Polimerizar colocando la lámpara sobre la matriz
- Matrices desechables para molares y premolares en 16 tamaños y formas diferentes, superior / inferior y derecha / izquierda
- El número del diente es indicado en la parte superior de la matriz para una identificación fácil

Artículo	REF
Kit de introducción con 32 matrices (16 x 2 un.)	605 494
Set con 160 matrices (16 x 10 pzs.)	605 477

Repuesto con 10 un. de cada disponible por separado en 16 tamaños

Ácido fosfórico 37%

- Gel viscoso
- De color rojo para una mejor visualización del esmalte
- Fácil de medir con la jeringa
- Para 30 aplicaciones aprox.

Para otras aplicaciones: agujas Miraject Endo Luer (ver página 16)

Artículo	REF
Jeringa de 2 ml con 2 cánulas	152 284

Pasta de hidróxido cálcico lista para el uso (45%)

- Para recubrimiento directo después de la apertura de la pulpa o en caso de pulpotomía, y recubrimiento indirecto en caso de caries profundas
- Para obturaciones del canal radicular temporales y desinfección del canal radicular
- pH alto (más de 11.5) para el efecto antimicrobiano, radiopaco
- Económico y fácil de medir
- Adecuado debajo de todos materiales de obturación
- Incluye una tapa para evitar endurecimiento

Para otras aplicaciones: agujas Miraject Endo Luer (ver página 16)

Artículo	REF
Jeringa de 2 ml con 2 cánulas	152 283

Porta matrices estilo "Tofflemire"

- Acero inoxidable de alta calidad
- Autoclavable



Artículo	REF
Estándar universal No. 1	355 043
Angular No. 2	355 047
Junior (corto) No. 3	355 048

Occlu-Print®



Micro-Etch



Calci-Line®



Matrix Retainers



Crown Click® De Luxe



Arranca-coronas y puentes mecánico

- Muy eficiente, funciona por onda de choque, sin mazo ni martillo
- Sólo colocar la punta del arranca-coronas por debajo del borde de la corona y activar con un "clic"
- Disponibles 3 puntas diferentes y además una en forma de lazo (opcional)
- Rápido, eficiente y fácil para arrancar coronas y puentes
- Fabricado en acero inoxidable de alta calidad, autoclavable




Artículo	REF
Set: completo con instrumento (No. 1-3)	452 205
Punta de instrumento para puentes (No. 1)	452 206
Punta de instrumento para coronas (No. 2)	452 207
Punta de instrumento corto y angulado (No. 3)	452 208
Pieza de lazo (incluye adaptador)	452 209
Lazo de repuesto, 2 pzs.	452 210

Gripit®



Arranca-corona adhesivo

- Ideal para la extracción de trabajos temporales
- Calentar el Gripit, colocar en la boca y pedir al paciente que cierre la boca durante unos segundos, después abrir la boca de golpe
- Seguro y muy cómodo para el paciente
- Embalaje higiénico con 2 unidades cada uno



Artículo	Cantidad	REF
Gripit	50 (25 x 2) pzs.	605 283

C-EX® / B-EX®



Clamp especial para quitar coronas y puentes

- Acero inoxidable de alta calidad
- No inclinación posible
- B-EX con una punta para puentes
- C-EX con una punta para coronas
- Autoclavable



Artículo	REF
Arranca-puente	355 203
Arranca-corona	355 204

Spray verde de oclusión de alta calidad

- Para marcar puntos de contacto aplicando el spray en las superficies oclusales
- Polvo extrafino para la mejor precisión
- Boquilla de plástico para una atomización extrafina
- La capa de polvo puede ser quitada fácilmente con agua
- Económico en consumo

Artículo	Cantidad	REF
Aerosol verde	75 ml	554 205
Aerosol verde	50 ml	554 211
Aerosol rojo	50 ml	554 215

Instrumento para marcar

- Con una punta verde para marcar
- Para marcar la mucosa bucal (A-línea, puntos de presión, líneas de coronas...) antes de la impresión

Artículo	REF
Instrumento con 5 puntas verdes	355 315
5 puntas verdes por separado	355 316

Para controlar los puntos de contacto interdentes

- Mango de acero inoxidable
- Cintas de contacto de acero inoxidable muy sólidas
- Identificación del espesor por un código con 3 colores

Artículo	REF
Kit con un mango y una cinta de cada	355 306
Cinta de repuesto por separado, azul ø 0,05 mm	355 307
Cinta de repuesto por separado, rojo ø 0,11 mm	355 308
Cinta de repuesto por separado, amarillo ø 0,15 mm	355 309

Soporte para amalgama de acero inoxidable

- Forma de embudo para recogida fácil
- Permite la recogida de amalgama sin contacto con la piel
- Estable y antideslizante
- Autoclavable

Artículo	REF
Amalgam Well	355 000

Matrices cónicas de plástico para reconstrucción de muñones

- Ahorro de tiempo, moldeado del muñón de manera simple
- Ahorro económico, necesita menos composite
- Reduce el riesgo de daño accidental en los dientes adyacente
- Estándar, apropiado para cualquier muñón
- Matrices transparentes que conducen la luz en 6 tamaños
- Fáciles de cortar con tijeras para adaptar
- Se pueden usar con todos los materiales de reconstrucción

Kit de repuesto con 10 matrices por tamaño a solicitud

Artículo	REF
Kit de 72 con 12 matrices de cada en 6 tamaños	605 470

Occlu® Spray Plus



Exact Liner




Contact Gauge



Amalgam Well



Mirafit® BC



Ø 7 mm



Ø 6 mm



Ø 4 mm



Ø 8 mm





Ø 10 mm



Ø 12 mm

Mirafit® 3 in 1



Estructura de fibra tejida

Postes de reconstrucción de fibra de vidrio blanca



- Material biocompatible, con propiedades físicas similares al de la dentina
- Sin riesgo de corrosión, respeta la materia del diente, radiopaco
- Forma cónica, el tamaño se adapta individualmente con la ayuda de los 3 colores indicados en los postes:
- Amarillo: Longitud de poste 2.9 mm, tamaño 60 ISO aprox.
- Rojo: Longitud de 8.25 mm, tamaño 80 ISO aprox.
- Azul: Longitud de poste 17.5 mm, tamaño 110 ISO aprox. (longitud total del poste 35 mm)

Artículo	REF
Kit: 6 postes, 1 taladro piloto y 3 taladros para canal radicular	356 074

Recambio

Artículo	Cantidad	REF
Postes	6 pzs.	356 080
Taladro piloto	3 pzs.	356 081
Taladro amarillo para canal radicular, pequeño	3 pzs.	356 082
Taladro rojo para canal radicular, medio	3 pzs.	356 083
Taladro azul para canal radicular, grande	3 pzs.	356 084

Mirafit® Carbon und White

**Postes de reconstrucción sin rosca, de fibra de vidrio y de carbono**

- Postes de reconstrucción sin rosca, de fibra de vidrio y de carbono
- Propiedades físicas del poste similares al de la dentina y del composite de reconstrucción
- Sin riesgo de corrosión, material sin metal bio compatible
- Preparación muy suave de la materia del diente
- Extra largo y fácil de cortar, se puede quitar fácilmente con una fresa
- Disponible en 3 diámetros diferentes:
L2 = Ø 1,20 mm L3 = Ø 1,35 mm L4 = Ø 1,50 mm

Mirafit de carbono

- Poste visible en X-rays con cemento radiopaco

Mirafit blanco

- El color blanco del poste ofrece una mejor estética
- Radiopaco

Artículo	Cantidad	REF
Kit Mirafit carbono	3x6 postes y 1 taladro de cada	356 040
Mirafit carbono, poste L2	Ø 1,20 mm, 6 pzs.	356 041
Mirafit carbono, poste L3	Ø 1,35 mm, 6 pzs.	356 042
Mirafit carbono, poste L4	Ø 1,50 mm, 6 pzs.	356 043
Kit Mirafit blanco	3x6 postes y 1 taladro de cada	356 044
Mirafit blanco, poste L2	Ø 1,20 mm, 6 pzs.	356 045
Mirafit blanco, poste L3	Ø 1,35 mm, 6 pzs.	356 046
Mirafit blanco, poste L4	Ø 1,50 mm, 6 pzs.	356 047
Mirafit taladro L2	3 pzs.	356 048
Mirafit taladro L3	3 pzs.	356 049
Mirafit taladro L4	3 pzs.	356 050

Sistema de poste en fibra

- Altamente radiopaco (350% AL) y transmite la luz para el uso de los cementos de resina
- Forma cónica con ranuras de retención mecánica - con código de colores
- Estético gracias a su matriz translúcida
- 100% bio compatible - sin resina epoxi

Artículo	Cantidad	REF
Kit de introducción, 4 x 5 postes + 4 taladros		357 000
Recarga No. 1	10 pzs.	357 001
Recarga No. 2	10 pzs.	357 002
Recarga No. 3	10 pzs.	357 003
Recarga No. 4	10 pzs.	357 004
Taladro No. 1	3 pzs.	357 005
Taladro No. 2	3 pzs.	357 006
Taladro No. 3	3 pzs.	357 007
Taladro No. 4	3 pzs.	357 008

Postes de reconstrucción económicos

- Con auto fileteado
- En 2 versiones: titanium o metal dorado 24 quilates
- Se atornilla o se cementa directamente
- 4 longitudes: corto (8 mm), medio (9,5 mm), largo (12 mm), extralargo (14 mm)
- 6 diámetros: No. 1 (1,05 mm), No. 2 (1,20 mm), No. 3 (1,35 mm), No. 4 (1,50 mm), No. 5 (1,65 mm), No. 6 (1,80 mm)
- El kit incluye 3, 6 o 12 postes per tamaño



Surtido de metal con capa de oro con llave hueca y llave cruciforme, de titanio con llave hueca

Artículo	Cantidad	REF
Surtido 240, capa de oro	20 x 12 pzs.	355 975
Surtido 120, titanio	20 x 6 pzs.	355 998
Surtido 60, capa de oro	20 x 3 pzs.	355 974
Surtido 60, titanio	20 x 3 pzs.	355 973

Taladro

Artículo	Ø	Cantidad	REF
Surtido 1-6			355 997
No. 1	1.05	3 pzs.	356 020
No. 2	1.20	3 pzs.	356 021
No. 3	1.35	3 pzs.	356 022
No. 4	1.50	3 pzs.	356 023
No. 5	1.65	3 pzs.	356 024
No. 6	1.80	3 pzs.	356 025
Llave hueca, por separado			356 027
Llave cruciforme, por separado			356 028

Mirafit® Clear



Kit de introducción

Mira-Post®

Metal dorado



Titanio



Caja de recarga con 6 taladros de titanio:

Caja de recarga con 6 taladros de metal dorado:

	S (8 mm)	M (9.5 mm)	L (12 mm)	XL (14 mm)
Reamer NF (pack with 3)				
No. 6 (Ø 1.80) 356 025	G 355 981 Ti 356 004	G 355 987 Ti 356 010	G 355 993 Ti 356 016	G 355 995 Ti 356 018
No. 5 (Ø 1.65) 356 024	G 355 980 Ti 356 003	G 355 986 Ti 356 009	G 355 992 Ti 356 015	
No. 4 (Ø 1.50) 356 023	G 355 979 Ti 356 002	G 355 985 Ti 356 008	G 355 991 Ti 356 014	G 355 994 Ti 356 017
No. 3 (Ø 1.35) 356 022	G 355 978 Ti 356 001	G 355 984 Ti 356 007	G 355 990 Ti 356 013	
No. 2 (Ø 1.20) 356 021	G 355 977 Ti 356 000	G 355 983 Ti 356 006	G 355 989 Ti 356 012	
No. 1 (Ø 1.05) 356 020	G 355 976 Ti 355 999	G 355 982 Ti 356 005	G 355 988 Ti 356 011	

Airsonic® Mini Sandblaster




Micro arenadora de fácil manejo

- Para la abrasión de las superficies adhesivas de las coronas, puentes, brackets, postes, etc.
- Las superficies de adhesión se ponen rugosas para una adhesión óptima de los materiales
- Ideal para todo tipo de metales y porcelanas
- También conveniente para la limpieza de restos de cemento en las coronas y los puentes antes de su reinsertión



Antes del chorro de arena



Después del chorro de arena

Artículo	REF
Arenador con boquilla normal 60° y 20 g de polvo (50 μ)	401 080
Angulada a 60°, separado	401 086

Airsonic® Adapters



Artículo	REF
a) Conexión a la turbina Kavo	401 084
b) Conexión a la turbina de titanio Sirona	401 089
c) Conexión a W + H Rotoquick	401 077
d) Bien Air Unifix	401 076
e) Conexión a la caja EMS	401 090
f) Conexión a la unidad de laboratorio	401 091

Airsonic® Absorbo Box



Airsonic® Alu-Oxide

Caja de aspiración de fácil manejo

- Caja de aspiración portátil – el material desgastado permanece en la caja y es completamente aspirado en el filtro
- Silenciosa y potente
- Diseño sólido y larga duración
- Fácil de limpiar con su filtro removible
- Ideal para trabajar con Airsonic mini sandblaster (REF 401 080), sobretodo en laboratorio
- No es necesario un sistema de aspiración por separado

Datos técnicos:

Dimensión (Ancho x alto x profundidad): 35,6 x 22 x 37 cm

Peso: sólo 2,8 k

Material disponible a pedido

Artículo	REF
Caja de aspiración Airsonic	401 082
Filtro de repuesto	401 092
Cristal de repuesto disponible a petición	

AL₂O₃ - Polvo de aluminio para chorro de arena

Artículo	Cantidad	REF
Airsonic Alu-Oxide, 50 μm	500 g	605 084
Airsonic Alu-Oxide, 90 μm	500 g	605 086

Cemento de óxido de zinc-eugenol para la obturación del conducto radicular

- Alternativa rápida y barata desde más de 50 años
- Se puede usar sólo o como un sellador con una punta de Gutta Percha
- Fácil de insertar en el conducto radicular
- Buena adhesión a las paredes del conducto radicular
- Después del endurecimiento, se transforma en un material no reabsorbible de consistencia tipo tiza
- Acción antiséptica que desaparece poco a poco después del endurecimiento
- Se compone de un polvo y de un líquido para mezclar

Artículo	Cantidad	REF
Set	10 g polvo, 6 g líquido	152 027
Polvo por separado	10 g	152 028
Líquido por separado	6 g	152 029

Folleto gratis disponible!
(en inglés)

"En más de 8.800 EDP registrados entre 1985 y 1999, el tratamiento necesitaba más de una sesión para ser terminado en sólo 22 casos (5 propios, 17 de asistente). No he contado los miles de amputaciones vitales y endo en dientes de leche."
Dr. Robert Teeuwen

Instrumentos para la preparación del conducto

- Para raspar la superficie del conducto radicular en las bolsas profundas y de la área proximal
- Para quitar las granulaciones adhesivas
- Para quitar la placa subgingival
- Para eliminar el periostio durante la cirugía de colgajo
- Cabeza hexagonal que no corte - se usa con tanto cuidado que un dispositivo a mano y tanto rápido que los diamantes
- Se puede tratar al menos 30 a 50 casos de periodoncia
- Usar con 7000-10000 rpm, con presión ligera y spray de agua

Artículo	REF
Kit de introducción con 6 un. per forma (24 un.)	503 290
Minikit con 1 un. per forma (4 un.)	503 263
Surtido con 3 un. per forma (12 un.)	503 264

Formas solas

Artículo	REF (3 pzs.)	REF (12 pzs.)
I	503 265	503 291
II	503 266	503 292
III	503 267	503 293
IV	503 268	503 294

Combinación con 6 un. de cada en 2 formas

Artículo	REF
I y II	503 295
I y III	503 297
II y IV	503 298
III y IV	503 296

N2® Endodontic Cement




Control de radiografía

Desmoclean®



Tamaño original del Desmoclean (2 longitudes y 2 tamaños de cabeza)



Miraclean-Implant Black



Instrumentos de limpieza para implantes

- Instrumentos negros para gran contraste
- Doble puntas, en 4 formas diferentes
- Plástico autoclavable

Artículo	REF
Surtido de 4 instrumentos	355 220
Instrumento separado: No. 1	355 221
Instrumento separado: No. 2	355 222
Instrumento separado: No. 3	355 223
Instrumento separado: No. 4	355 224

Miraimplant®



Ayuda para la perforación paralela de los implantes según el Dr. König

- Aplicable para todos los sistemas de implantes
- Ajuste paralelo recíproco de los implantes
- Selección opcional de las posiciones horizontales de los implantes según los criterios quirúrgicos
- Optimización del resultado de prótesis
- Autoclavable



Artículo	REF
Kit (incl. 1 taladro pilote y 2 pivotes guías)	356 100
Taladro pilote 2 mm	503 500
Pivote guía 1,9 mm	356 101
Pivote guía 2,0 mm	356 102
Pivote guía 2,1 mm	356 103
Pivote guía 2,2 mm	356 104


Miraglu®



Adhesivo de tejidos para sellar mucosas y heridas

- Excelente adhesivo sobre tejidos húmedos
- Cyano acrylate líquido, polimerizable al contacto con agua o fluido corporal
- La película fina y densa fija los bordes de la herida en un tiempo corto
- Las heridas se curan rápido y sin complicaciones, ninguna cicatriz, no es necesario sacar los puntos de sutura
- Los efectos bactericidas y fungicidas permiten eliminar los gérmenes existentes
- Ideal para cubrir pequeños cortes

Artículo	REF
Tubo de 3 g, 20 pipetas finas y 2 platos de mezcla	155 015



Pasta adhesiva periodontal basada en celulosa

- Aplicación directa sobre las heridas, las suturas y los puntos de presión
- Protección contra las bacterias y ayuda al proceso de curación
- Se disuelve sólo en 30 horas
- Ideal para la protección de suturas en la implantología, ortodoncia, periodoncia, extracciones y prótesis
- Ideal para mantener los medicamentos en contacto con la zona después de su aplicación
- Olor y gusto neutro



Artículo	Cantidad	REF
Reso-Pac	25 g	155 011
Reso-Pac embalaje económico	5 x 25 g	155 010
Reso-Pac dosis individuales	50 x 2 g	155 014

Tintura a base de benzoina y mirra para la curación de las heridas

- La mirra fortalece el tejido y es astringente, ayuda en el tratamiento de las inflamaciones de la cavidad bucal y de la faringe, de los aftas, de las gingivitis...
- La benzoina y la aloe tiene un efecto antiséptico y ayuda a la cicatrización
- Sin corticoides ni antibióticos
- No quema después de su aplicación, tiene un sabor agradable y se adhiere a la mucosa durante mucho tiempo gracias a su consistencia
- Después de los tratamientos periodontales o quirúrgicos
- Para más de 100 aplicaciones

Artículo	Cantidad	REF
Myzotect-Tintura	50 ml	155 005

Para tratamiento en casa

Artículo	Cantidad	REF
Myzotect-Tintura	5 x 5 ml	155 006
Myzotect-Tintura	10 x 5 ml	155 007

Gel micronutritivo para el tratamiento postoperatorio

- Cuidado odontológico con micronutrientes
- Antiséptico, alivia rápidamente las inflamaciones dolorosas
- Ideal después de los tratamientos periodontales y quirúrgicos, aftas, lichen, herpes y zonas de presión en caso de prótesis
- Acelera la regeneración de los tejidos
- Sin alcohol, sin sacarina, sin mentol y sin conservantes
- Sabor neutro

Artículo	Cantidad	REF
Miradont-Gel	15 ml	155 000

Reso-Pac®



Myzotect®-Tincture



Muy eficiente en combinación con el Reso-Pac



Miradont®-Gel



Protectoray



Protección X-ray


- Protector contra los X-ray para el paciente
- Seguro: espesor de plomo de 0,5 mm
- Respeta las normas DIN 6813
- Aprobado por el Instituto de seguridad de Radiación Alemán de Munich
- Ligero y cómodo para el paciente
- Intercambio fácil de mango



Montaje en pared del Protectoray

Artículo	REF
Campo con mango incluido	656 127
Adosable para pared	656 128
Mango cambiable	656 701

Emmenix® Film Holder



Porta-radiografías

- Fácil para la ubicación de la radiografía en la boca sin dedo (ninguna irritación de la mucosa o náusea)
- Preciso, sin distorsión de la radiografía
- De 3 colores: blanco, azul y gris
- Para radiografías de los dientes anteriores y de los molares, especialmente muelas del juicio
- Plástico de alta calidad, irrompible y autoclavable

Artículo	REF
Paquete con 3 pzs.: blanco, azul y gris	656 300

Emmenix® Flap



Porta-películas flexibles

- Material especial de espuma con adhesivo fuerte
- Posicionamiento óptimo y adaptable según la necesidad
- Ideal para radiografías X-ray de incisivas, caninas, molares y premolares



Artículo	Cantidad	REF
Emmenix-Flap	500 pzs.	656 303

Hojas adhesivas cuadriculadas para radiografías X-ray

- Pegar sobre la película X-ray antes de la toma de fotografías
- También aplicable para los dispositivos digitales de X-ray
- El cuadrículado permite una reproducción exacta de las proporciones, en particular para imágenes tomadas con cierto lapso de tiempo entre ellos



Artículo	Cantidad	REF
Surtido de introducción	5 pzs.	656 325
Surtido	20 pzs.	656 326
Surtido económico	50 pzs.	656 327

Rotulador para radiografías

- Tinta color blanco, resistente al agua
- Punta muy fina, dura y exacta



Artículo	REF
Röntgomarker	656 322

Quitamanchas

- Alta eficiencia, no daña la ropa
- Limpia todo tipo de manchas producidas por líquidos de revelado, yodo, óxido, etc.

Artículo	Cantidad	REF
X-Ray Stain Remover	100 ml	656 220

Negatoscopio X-ray

- Para todo tipo de radiografía X-ray
- Excelente difusión de luz
- Puede ir sujeto a la pared o sobre mesa
- Cumple la norma DIN 6856
- Disponible en 2 tamaños

Artículo	Tamaño	REF
Panascope I (Maxi)	23 x 40 cm	656 130
Panascope II (Mini)	17 x 30 cm	656 131

X-Ray Mesh



Röntgomarker®



X-Ray Stain Remover



Panascope





LaserHF® "comfort"



	Para todas aplicaciones		
	Laser	HF	LaserHF
Cirugía oral	●	●	●
Periodoncia	●	●	●
Implantología	●	●	●
Endodoncia	●	●	●
Blanqueo	●	●	●
aPDT	●	●	●
LLLT	●	●	●

Cirugía con Radiofrecuencia: Corte y coagulación óptimal



Corte



Coagulación

Combinación del láser de diodo y de la tecnología de alta frecuencia HF

- Diseño moderno I-Cube con pantalla táctil
- Programas pre-instalados para todas las aplicaciones posibles
- Control individual disponible
- Mejora su funcionalidad e higiene
- Pantalla táctil para uso fácil y selección de los programas

LASER:

- Limpieza y desinfección de las bolsas gingivales en periodoncia
- Desinfección después de la preparación del conducto radicular en endodoncia
- Eliminación de tejidos blandos, ejemplo en el caso de periimplantitis
- Cicatrización, alivio de dolor y desensibilización por bajo nivel de Laser (LLLT)
- Terapia fotodinámica (PDT)
- Opcionalmente: blanqueamiento acelerado con terapia de láser

RADIOFRECUENCIA:

- 2 piezas de mano independientes con código de color : corte y corte con coagulación (amarillo), coagulación (azul)
- Todos los tipos de tratamientos son posibles gracias a las 3 formas de frecuencias: corte, corte con coagulación para hemostasia, coagulación, coagulación pulsada para juntar con cuidado pequeñas partes de tejido
- Control de voltaje automático
- Forceps HF Bipolar disponible en opción

Datos técnicos:

Poder HF max. 50 W
 Frecuencia HF 2,2 MHz
 Laser PDT: 660 nm/100 mW
 Laser 975 nm/6W - cw/pulsed
 Dimensiones 30 x 13 x 25 cm
 Poder 230 V/50 Hz
 HF 2,2 MHz/50W - monopolar/bipolar
 Peso 3,5 kg



User Report

Equipamiento básico:

- 2 piezas de mano para láser (rojo para el láser de 6 W y naranja para el láser de terapia fotodinámica)
- 1 fibra de 200 µm (surtido de 3) + 1 fibra de 320 µm (surtido de 3)
- Gafas de protección Lambda One (800 – 975 nm)
- Over-spec Skyline (verde, 800 – 975 nm)
- Over-spec Skyline (azul, 657660 nm)
- Gafas de protección para el paciente
- 2 piezas de mano HF (autoclavable)
- Surtido de electrodos (Nº 40, 2, 13, 15, 31, 33)
- Electrodo neutro
- Pedal de pie
- Instrucciones de uso



Video

Los forceps bipolares HF pueden ser pedidos por separado!

El Laser HF estándar está todavía disponible.

Artículo	REF
LaserHF "comfort"	452 471
LaserHF Standard	452 462
hf Bipolar Forceps, 110 mm inclinado	452 447
hf Bipolar Forceps, 160 mm inclinado	452 455



Exposición



Endodoncia



Frenectomia



Herpes



LLLT



aPDT

Apárate de cirugía universal con Alta Frecuencia

- Diseño I-Cube con pantalla de control táctil
- Programas pre instalados para todas las aplicaciones
- Posibilidad de programación individual
- Conexión para fórceps bipolares
- Funciones e higiene óptimos
- 2 piezas individuales de mano con electrodos intercambiables (codificados por color): onda para cortar y cortar/coagular (amarillo), onda de coagulación (azul)
- 3 tipos de ondas permiten todas formas de tratamiento: cortar, cortar con coagulación para la hemostasia, coagulación sin efecto de corte, coagulación de impulso para el sellado cuidadoso de pequeñas partes de tejido
- Regulación automática de tensión
- Forceps bipolares disponibles en opción

Contiene:

Apárate con 2 piezas de mano autoclavables, interruptor de pie, electrodo neutral, surtido de electrodos (6 piezas: N° 40, 2, 15, 13, 31, 33)

Los fórceps bipolares se deben pedir por separado

Frecuencia + poder:r

- 2,2 MHz, max. 50 W
- Tensión: 230 V/50 Hz
- Unipolar y bipolar
- Permanente /pulsado


Dimensiones y peso

A 21,5 x P 25 cm x A 11,7
Peso 2,65 kg


Artículo	REF
hf1 Surg bipolar	452 459
hf Bipolar Forceps, 110 mm inclinado	452 447
hf Bipolar Forceps, 160 mm inclinado	452 455

LaserHF® "comfort"




Láser de diodo 975 nm/6W:
Periodoncia, endodoncia y más



Láser terapéutico: LLLT y aPDT





hf1 Surg® bipolar



Source: Prof. Dr. med. Frank Liebaug

hf Electrodes



Surtido de electrodos Elepil hf



Artículo	Cantidad	REF
hf Elepil surtido de electrodos No. 54	3 pzs.	452 450
hf Elepil surtido de electrodos No. 55	3 pzs.	452 451
hf Elepil surtido de electrodos No. 56	3 pzs.	452 452
hf Elepil electrodos, surtido	3 pzs.	452 453

hf Electrodo neutro



Placa recubierta para la conducción ideal de las ondas de radiofrecuencia

- Desinfectable

Por favor, indicar el número de su antiguo aparato.

Más equipos disponibles a pedido.

Artículo	Enchufe hembra (nuevo)	Clavija (antigua)
Longitud 1,50 m	452 421	452 419
Longitud 2,50 m	452 422	452 420

LaserHF® PDT-Solutions



Solución PDT para desinfección

- Especialmente para el tratamiento con el LaserHF "Comfort"
- Desinfección con terapia fotodinámica del canal radicular, de las bolsas periodontales y para el tratamiento de periimplantitis
- Para Laser de 660 nm con fibra de 320 µm

Artículo	Cantidad	REF
Solución Endo-PDT para LáserHF	surtido de 3 pzs, 0,8 ml en cada	155030
Solución Endo-PDT para LáserHF	surtido de 3 pzs, 1,2 ml en cada	155031

hf Bipolar Forceps



Fórceps especiales para el aparato hf Surg

- Disponible en dos longitudes y formas, sin cable
- Se puede esterilizar

Por favor, tenga en cuenta:

Para el primer equipo, el cable hf Bipolar para el fórceps hf Bipolar se debe pedir por separado. No está incluido con el fórceps.

Artículo	Forma de entrega	REF
hf Bipolar Forceps	110 mm recto	452 446
hf Bipolar Forceps	110 mm anguloso	452 447
hf Bipolar Forceps	160 mm recto	452 448
hf Bipolar Forceps	160 mm anguloso	452 455
Cable para Bipolar Forceps	1,50 m	452 456

Puntas de fibra esterilizable para Láser HF

- Disponible en 2 intensidades (ésteril y envasado individualmente):
Punta NARANJA = fibra de 200 µm, surtido de 3 unidades
Punta ROJA = fibra de 320 µm, surtido de 3 unidades

Artículo	Cantidad	REF
LaserHF Fibre-Tip, rojo – 320 µm	3 pzs.	452 469
LaserHF Fibre-Tip, naranja – 200 µm	3 pzs.	452 470

Instrumento para doblar las puntas de fibra de vidrio

- Para fibras de vidrio de 200 y 320 µm
- Manipulación segura para permitir la angulación deseada sin dañar la fibra

Artículo	REF
LaserHF Curver	452 480

Hoja de cerámica para cortar puntas de fibra de vidrio

- Particularmente adecuada para cortar fibra de vidrio
- Longitud de la hoja de cerámica: 5-6 cm
- Por favor, tener en cuenta: la hoja de cerámica es muy afilada!



Artículo	REF
LaserHF Fibre Cutter	452 481

Pieza de mano de blanqueamiento para láser

- Con una fibra de 2,50 de longitud y una óptica integrada para activar el material de blanqueamiento (in-office), ejemplo con el Mirawhite Laser Bleaching Gel (ref 607086)
- Óptica especial en la pieza de mano para asegurar un uso fácil y la activación homogénea en la superficie de los dientes

Artículo	REF
LaserHF Bleaching Hand Piece	452 472

Gel de blanqueamiento dental para el uso de láser de diodo


- Gel de blanqueamiento adaptado para la longitud de onda
- Para láser de diodo (810-980 nm) y ND: YAG laser (1064 nm)

(En combinación con el Láser HF, el gel de blanqueamiento se activa con la pieza de mano especial Laser HF Bleaching Hand piece (ref 452472)

El kit se compone de: 1 caja de 0.34g de polvo de blanqueamiento (dióxido de titanio), 9 ml de solución con una base de 30% de H₂O₂, 1 jeringa de 1ml de protector Gingival, 25ml de Mirafleur gel, 2 aplicadores

Artículo	REF
Mirawhite Laser Bleaching	607 086

LaserHF® Fibre-Tips



LaserHF® Curver



LaserHF® Fibre Cutter



LaserHF® Bleaching Hand Piece



Mirawhite® Laser Bleaching



Bravo Portable II

Peso 300 g



Micromotor portátil

- Ideal para controles a domicilio y trabajos fuera de la clínica
- Muy compacto (sólo 300 g) con bolsillo para sujetarlo al cinturón
- Potente, marcha y contramarcha ajustable de 0 a 25.000 rpm
- Adaptable a todas las piezas de mano y contraángulos con eje plano, sin conductor de luz y sin spray intra oral
- Hasta 8 horas de autonomía continuada
- Recargable en 6 horas



Artículo	REF
Juego completo con micromotor, batería, cargador y sostenedor para cinto	452 102

Orbatec® Prophy



HST - Pieza de mano recta



Fijación por botón-presión



Fijación por atornillamiento

Pieza de mano y contra-ángulo de profilaxis

- Para cepillos y copas Prophy con fijación de tornillo y botón a presión
- De 0 a 5.000 rpm
- Adaptado a todos los micromotores estándar con eje plano (por ej.: Bravo Portabel II)
- Autoclavable



Artículo	REF
WST (pieza de mano recta), fijación por botón-presión	452 152
WST (pieza de mano recta), fijación por atornillamiento	452 153
HST R 4:1	452 159

Orbatec®



HST



WST

Contra-ángulo y pieza de mano estándar

- Adaptado a todos los micromotores estándares con eje plano
- Autoclavable

Artículo	REF
WST (pieza de mano recta) 30.000 rpm	452 150
HST (contra-ángulo) 40.000 rpm	452 158

Copas de caucho para profilaxis

- Para un sólo uso
- Sin látex
- Disponible en 2 grados de resistencia

Artículo	Cantidad	REF
Para atornillar normal azul	50 pzs.	605 832
Para atornillar suave verde	50 pzs.	605 833
Botón-presión normal azul	50 pzs.	605 830
Botón-presión suave verde	50 pzs.	605 831
Contraángulo regular azul	50 pzs.	605 834
Contraángulo suave verde	50 pzs.	605 835

Puntas con copas de caucho

- Sin látex
- En 2 resistencias
- Sólo para piezas de mano

Artículo	Cantidad	REF
Normal violeta	100 pzs.	605 836
Suave verde	100 pzs.	605 837

Mandriles con botón de acero inoxidable para contraángulo

(Entrega sin Prophy-cup)

Artículo	REF
Prophy-Mandrell	605 672

Cepillo fino de limpieza interproximal con eje de acero inoxidable

- Para la limpieza y el pulido de todas las áreas de acceso difícil como los espacios interdientales...

Rotoprox Mini

Artículo	Cantidad	REF
Recto (Largo 14 mm)	50 pzs.	605 792
Agudo (Largo 14 mm)	50 pzs.	605 793

Rotoprox

Artículo	Cantidad	REF
Rotoprox, para CA ø 2,0 mm x-fino/recto, largo 27 mm	10 pzs.	605 719
Rotoprox, para CA ø 2,2-2,5 mm Fino/conico, largo 27 mm	10 pzs.	605 721

Prophy-Cup®



suave normal suave normal

Prophy-Angles




normal

suave

Prophy-Mandrell



Rotoprox®




Rotoprox Mini



Rotoprox

Speed Labolight®



Apárate de polimerización

- Para todos los materiales dentales fotopolimerizables
- De 320 a 550 nm
- Mezcla óptima de luces para una polimerización homogénea y segura
- Disposición circular de 8 lámparas verticales alrededor de un plato giratorio (dia. 14 cm) y de una lámpara halógena
- Plato giratorio con movimiento a intervalos para una acción regular de la luz
- Regulable de 1 hasta 99 minutos, protección contra el calentamiento excesivo, la temperatura de polimerización no puede superar 40 °C
- Duración (aprox. 1000 horas), lámparas fáciles de intercambiar
- Una señal acústica indica el final de la polimerización
- Contador de horas en servicio

Datos técnicos:

Voltaje:	230 V, 50 Hz
Consumo:	225 W
Fusible:	1 x 2,5 A
Lámparas:	8 x 9 WT1 (luces blancas) 4 x 9 WT8 (UV-A) 1 x 150 W (halógeno)
Tamaño (A x A x P):	250 x 290 x 240 mm
Peso:	7 kg
Pato giratorio:	dia. 14 cm

Artículo	REF
Apárate incl. 13 lámparas	401 125

Lámpara de recambio, por separado

Artículo	REF
T1 (luz blanca) 9W/71	901 002
T8 (UV-A) 9W/PLS-10	901 003
Halógeno	901 004
Surtido (4 x T1, 4 x T8, y 1 x halógeno)	901 001

Bravo TD III



Pedal de pie



Motor de corriente alterna

Motor AC sin pieza de mano

- Dispositivo flexible para pequeños trabajos
- Para todas las piezas de mano y todos los contraángulos
- Velocidad variable de 1.000 hasta 30.000 rpm
- Marcha derecha/izquierda, con indicación óptica
- Sólido dispositivo de plástico con poco mantenimiento
- Sólo para los tratamientos extraorales

Datos técnicos:

Voltaje:	230 V
Capacidad motor:	max. 40 W
Dimensiones (A x A x P):	88 x 185 x 188 mm
Peso:	ca. 2,5 kg

Artículo	REF
Bravo TD III	452 106

Aparato silencioso para la limpieza de prótesis

- Limpia prótesis mediante rotación de agujas de acero inoxidable con un líquido especial - sin ninguna abrasión del material
- La integración de un cronómetro permite controlar el tiempo de limpieza
- Incluye un imán para recuperar las agujas para cambiar el líquido del recipiente
- Recipiente autoclavable

Datos técnicos:

Peso:	2 kg	Frecuencia:	50/60 Hz
Potencia:	35 W	Rotación:	1.700 rpm
Voltaje:	230 V		

Artículo	REF
Completo con 50 g de agujas pulidoras (Ø 0,6 mm), 1 litro de líquido y 1 imán	401 136
50 g de agujas pulidoras, Ø 0,6 mm para prótesis	304 014
1 Litro de líquido Speedo-Clean	554 106
Taza de reemplazo	355 419
Magnetic separado	304 012

Apárate de esterilización

- No reemplaza un autoclave, sin embargo, es ideal para esterilizar en segundos los instrumentos antes del tratamiento, por ejemplo para la endodoncia
- Para evitar que se empañen los espejos bucales y calentar los carpules
- Elemento especial de calentamiento para mantener las perlas de vidrio a una temperatura constante (hasta 230° C) sin calentar el cuerpo exterior del dispositivo
- Cámara desmontable, limpieza fácil
- Dimensiones (A x A x P): Maxi 190 x 130 x 140 mm, cámara Ø 50 mm
Mini 165 x 115 x 115 mm, cámara Ø 35 mm

Apárate completo con perlas de vidrio:

Artículo	REF
Mini, incl. 100 g perlas de vidrio	452 300
Maxi, incl. 200 g perlas de vidrio	452 303

Surtido de perlas de vidrio de recambio

Artículo	Cantidad	REF
Mini	100 g	452 301
Maxi	200 g	452 304

Producto sintético para el cuidado y la limpieza de prótesis de resina

- Para eliminar los restos de pasta de pulir y los restos de monómeros de las prótesis
- Para mejorar la presentación de las prótesis
- Aplicar spray, dejar que repose durante poco tiempo y después limpiar con un paño suave
- Con olor agradable de menta

Artículo	Cantidad	REF
Protho Clean	75 ml	554 220

Speedo-Clean®



Glass Bead Heater



Protho Clean®



Armatron® Pro



Mechero para manipular con una sola mano

- Activación de ignición con la palma de la mano
- Sistema de ignición único y fiable
- Llama ajustable de 800 a 1300 °C
- Portátil, permite el funcionamiento con la llama al revés
- Fácil recarga con APT-gas (no incluida con el mechero)

Artículo	REF
Armatron Pro	401 002

APT III Burner



Mechero para manipular con una sola mano

- Activación de ignición con la palma de la mano
- Sistema de ignición muy fiable
- Llama ajustable
- Portátil
- Fácil recarga con APT-gas (no incluida con el mechero)



Artículo	REF
APT III Burner	401 001

APT Gas



Gas para recargar los mecheros

- Con varios adaptadores para recargar APTT, Armatron Pro y Blue Flame
- No es adecuado para Kisag Burner

Artículo	Cantidad	REF
APT Gas	200 ml	605 143

Mechero dental económico para dentistas y laboratorios

- La temperatura de la llama puede ser graduada y controlada fácilmente de 800 hasta 1300 °C
- Duración de la llama: 60-70 minutos
- Pequeño y fácil de manejar
- Recargable con APT gas (no incluido)



Artículo	REF
Miratorch	401 010

Mechero manual de gas para laboratorio y clínica dental

- Ligero, cómodo y manejable con una mano
- Encendido automático y fiable
- Estable, difícil de caerse, sólo 15 cm de alto
- Llama y temperatura graduables de 800 °C hasta 1300 °C, duración máxima de combustión del gas aprox. 35 mín.
- Fácil recarga con APT-Gas (no incluido con el mechero)
- Varias posibilidades de aplicación en casa

Artículo	REF
Blue-Flame 1500	401 006

Mechero de gas para laboratorio y clínica dental

- Llama y temperatura graduables de 750 °C hasta 1150 °C
- Duración máxima de combustión del gas aprox. 5-6 horas
- Fácil recarga con Kisag Gas sólo (ref.605140)
- Con el símbolo suizo SVGW (comparable al símbolo alemán GS)

Artículo	REF
Kisag Burner incl. 400 ml Kisag gas	401 005
Kisag gas, 400 ml	605 140

Miratorch®




Blue-Flame 1500



Kisag Burner



Integra® Cart



Medidas especiales bajo pedido

Cart multifunción en dos modelos

- Diseño elegante, metal sólido con tres enchufes cubiertos incorporados en la columna
- Tres bandejas
- Cable de alimentación extraíble
- Cuatro ruedas de bolas
- Color: beige (RAL 9002)
- Tamaño total (A x A x P): 770 mm x 365 mm x 400 mm

Modelo I

Bandeja superior:	exterior (A x P)	35 x 26 cm
	interior (A x P)	33,5 x 24,5 cm
Bandeja central:	exterior (A x P)	28 x 25 cm
	interior (A x P)	26,5 x 23,5 cm
Bandeja inferior:	exterior (A x P)	36,5 x 29 cm
	interior (A x P)	25 x 27,5 cm

Peso: 14,3 kg

Artículo	REF
Integra Cart I (incl. 3 bandejas)	460 101

Modelo II

- Como el modelo I, pero la bandeja central tiene un cajón con mango
- La tapa del cajón diseñada como bandeja se puede utilizar como superficie de depósito para instrumentos o dispositivos

Bandeja del cajón:	exterior (A x P)	28 x 25 cm
	interior (A x P)	26,5 x 23,5 cm
Cajón:	height	9,5 cm
	inside (A x A x P)	9 x 20 x 19 cm

Peso: 14,8 kg

Artículo	REF
Integra Cart II (incl. 3 bandejas y un cajón)	460 102

Integra® Fit-On Tray



Bandeja para colocar en la columna de la lámpara

- Ideal para colocar todos los aparatos (ejemplo hf1 Surg bipolar) cerca del paciente
- Rotativo gracias a las dos bisagras
- Mangos fijables en los 2 lados de la bandeja
- Elegante y fácil de fijar a todas las columnas
- Bandeja sólida de metal, puede soportar hasta 3 kg
- Color RAL 9002

Dimensiones:

Exterior (A x P):	35 x 26 cm
Interior (A x P):	33,5 x 24,5 cm
Brazo pivotante:	23 cm de largo

Artículo	REF
Integra Fit-On bandeja con brazo pivotante	460 103

Para colocar la bandeja en la columna central, hay que pedir por separado acople de fijación según la marca de la unidad central.

Manguera de fijación	Ø mm	REF
Para Planmeca	42	460 104
Para other units	45	460 105
Para Ritter	48	460 106
Para Eurodent	50	460 107
Para Sirona/Siemens	52	460 108
Para Kavo/Flex Integral	55	460 109
Para Ultradent/Faro	60	460 110

Instrumento patentado para medir la profundidad de la dentina durante la preparación

- Medida precisa del grosor de dentina restante durante la preparación
- Medida simple y rápida por el contacto con la superficie de la dentina
- Lectura fácil y segura de la medida gracias las luces de color
- Preparación segura, especialmente de dientes jóvenes con larga cavidad de pulpa, y dientes alargados e inclinados

Luz verde: preparación posible más profunda

Amarillo: otras preparaciones posibles

Naranja: límite para una preparación segura casi alcanzado

Rojo: grosor insuficiente de la dentina

Artículo	REF
Instrumento incl. 25 puntas de silicona, 2 electrodos y baterías	452 035

Prepometer®




Se puede encontrar el catálogo de los productos de laboratorio en la página web siguiente www.hagerwerken.de

O se puede pedir el catálogo de laboratorio por medio del formulario al final de este catálogo.



No dude en contactarnos por cualquier información adicional.

The Catalog Lab No. 13



**HÄGER
WERKEN**

Dentalprodukte weltweit
Dental Products Worldwide



Catálogo

Mira-Clin P®



Pasta de profilaxis aprobada con granulación fina

- Para limpieza profesional en clínica dental
- Baja Abrasión con una limpieza óptima
- Sabor a fruta
- Sin flúor, sin mentol



Artículo	Cantidad	REF
Mira-Clin P	250 g	605 656
Caja con 200 dosis, 2 g cada una y un anillo de acero inoxidable (II)		605 658
Anillo de acero inoxidable (II), separado		605 444

Dapp-a-Way



Mini-platos dappen desechables

- Surtido con 1000 mini platos de plástico

Artículo	Cantidad	REF
Dapp-A-Way incl. 1 anillo (acero inoxidable)	1.000 pzs.	605 445
Anillo de recambio		605 446

Prophy-Ring



Anillo de acero inoxidable para mini-platos dappen

- Anillo de metal cómodo para llevar sobre el dedo
- Para la aplicación inmediata al paciente

Artículo	REF
Prophy-Ring	605 657

Mira Clean®



Tabletas de enjuague bucal para disolver

- Antiséptico y refrescante
- Existe en 2 sabores: menta (verde) y thymol (rosa)
- Las tabletas se disuelven por completo en 3 minutos
- Ideal para los tratamientos con aparatos de profilaxis
- Servicio adicional para el paciente

Artículo	Cantidad	REF
Menta (verde)	1.000 tabletas	605 504
Thymol (rosa)	1.000 tabletas	605 505

Cubetas aplicación para gel de flúor

- Material ligero y flexible
- Con indicador de nivel
- Cubetas dobladas para la aplicación superior e inferior al mismo tiempo
- Color amarillo para contrastar con el gel de flúor

Artículo	Cantidad	REF
Pequeño	50 pzs.	605 620
Mediano	50 pzs.	605 621
Largo	50 pzs.	605 622

Gel de flúor para la profilaxis intensiva contra las caries

- Aumenta la resistencia del esmalte contra los ácidos
- Reduce la formación de la placa dental
- Acelera la remineralización
- mirafleur-gel con 1.23 % de flúor
- mirafleur-k-gel con 0.6 % de flúor, particularmente adecuado para niños a partir de 6 años

Artículo	Cantidad	REF
mirafleur-gel, menta	250 ml	605 800
mirafleur-gel, fresa	250 ml	605 801
mirafleur-k-gel, cola	250 ml	605 802
mirafleur-k-gel, fresa	250 ml	605 803


Barniz de fluoruro en forma de emulsión con 0,15% de fluoruro

- Sin disolventes
- Para la aplicación precisa, también se puede aplicar en un ambiente húmedo
- Concentración de fluoruro inferior a la de los otros barnices: 0,15% de fluoruro
- Capa de polímero acuoso que permite al fluoruro difundirse y descomponerse por la saliva sin ningún problema

Artículo	REF
Botella de 5 ml y 20 cepillos Mirabrush	605 810
Cepillos Mirabrush (azul/plano), 20 un.	605 461
Cepillos Mirabrush (amarillo/puntiagudo), 100 un.	605 460

Mirafleur®-Tray

Con indicador de nivel




mirafleur®-gel




mirafleur®-k-gel (para niños)

Mirafleurid®



Mc Tooth® Mirror



Espejo en forma de muela

- Para la profilaxis de niños y adultos
- Tamaño aprox. 17 x 14 cm

Artículo	REF
McTooth Mirror	707 094

Mira-Duo®



Espejo doble cara para el paciente

- De un lado visión 1:1, del otro lado doble aumento
- Diámetro de 13 cm, en plástico blanco sólido
- Útil como espejo de mano o de mesa (soporte incluido)
- Ideal para control del paciente, particularmente en profilaxis

Artículo	REF
Mira-Duo	605 682

Toothbrushing Model Big



Modelo de demostración gigante

- Para la demostración de la técnica de cepillado correcta
- Con un cepillo gigante
- Ideal para la motivación de los niños



Artículo	REF
Modelo con cepillo	355 636
Cepillo, por separado	355 637

Study Model Demo Implant



A x A x P:
55 x 75 x 32 mm

Modelo de estudio para implantología

- Facilita a los pacientes una visión para entender el proceso del implante



Artículo	REF
Study Model Demo Implant	355 644

Modelo de demostración transparente de calidad superior destacando las enfermedades de los dientes

- Demostración de varias enfermedades de los dientes
- No se mueven los dientes
- Fabricados con escala 1:1

Modelo De Luxe

- Con mala oclusión de la muela inferior del juicio
- Varios ejemplos de inflamación de las raíces
- Representación de un trabajo de implante con reconstrucción



Artículo	REF
Study Model Transparent De Luxe	355 642
Study Model Transparent Plus	355 640

Modelo de demostración - niños

- Representación clara de los dientes de leche y de los dientes permanentes
- Mandíbula inferior y superior con 10 dientes de leche
- No se mueven los dientes
- Fabricados con escala 1:1
- Enfermedades dentales
- Caries interdental y en molares
- Diente de leche anterior roto con absceso radicular



Artículo	REF
Study Model Transparent Child	355 643

Modelo transparente de alta calidad para demostraciones

- Todos los 32 dientes pueden ser removidos de su alvéolo
- Raíces claramente visibles
- Hecho con una resina sólida y transparente
- Fabricados con escala 1:1



Artículo	REF
Study Model Transparent	355 641

Study Model Transparent Plus and De Luxe



Study Model Child



Study Model Transparent



De profesionales para profesionales



miradent catalog

mirasensitive hap⁺



Estimado equipo de profilaxis:

Nuestros productos miradent están disponibles en las clínicas dentales así como en las farmacias para que los pacientes interesados puedan comprarlos fácilmente para una buena higiene dental en casa. Por supuesto, la línea miradent es ideal para completar la oferta de profilaxis de su farmacia gracias a sus productos originales y adecuados a las necesidades de sus clientes. A petición con el formulario al fin de este catálogo (página 90), podemos enviarle el folleto de miradent que presenta todos los productos de la gama en detalle con sus códigos nacionales de productos farmacéuticos (CN).

Cuidado intensivo para la hypersensibilidad de los dientes

- Sella los túbulos abiertos de la dentina
- Refuerza el esmalte debido al 30 % de hydroxiapatite
- Alivia el nervio del diente debido a iones de potasio
- Tratamiento diario para proteger los dientes de los estímulos dolorosos
- Contiene fluoruro y xilitol para prevenir las caries
- Sabor fresco y suave
- Valor RDA: 20
- Fluoruro de sodio: 1450 ppm



Artículo	Cantidad	REF
mirasensitive hap ⁺	50 ml	630 169
mirasensitive hap ⁺ Display	8 pzs.	635 191

Mirawhite[®] oxygen



Blanqueamiento efectivo para dientes sensibles

- Aplicación con un lápiz higiénico
- Blanqueamiento de los dientes con oxígeno activo sin peróxido
- Ningún daño ni sensibilidad en los dientes o en las encías
- Permite alcanzar hasta 5 tonos más claros
- Aplicación durante 7 días, dos veces al día



Artículo	Cantidad	REF
Mirawhite oxygen	1.8 ml	631 097
Mirawhite oxygen Display GB	9 pzs.	635 102

CN de productos farmacéuticos: Mirawhite oxygen CN 153913.7

Para el blanqueamiento en la clínica dental, recomendamos el Mirawhite Laser Bleaching en página 57

Chicles para el cuidado dental

- Endulzados con 100% de xilitol
- Sin aspartamo, sorbitol, lactosa y gluten
- Ayuda contra el mal aliento
- Sólo los sabores de hierbabuena y menta contienen mentol
- Caja distribuidora disponible a petición

Caja de 30 chicles

Artículo	Cantidad	REF
Hierbabuena		630 079
Menta fuerte		630 080
Canela		630 081
Frutas		630 082
Arándano		630 090
Té verde		630 091
Display, surtido	6 x 12 cajas.	635 092

CN de productos farmacéuticos:	Hierbabuena	CN 345662.3
	Menta fuerte	CN 345661.6
	Canela	CN 345268.7
	Frutas	CN 45269.4
	Arándano	CN 345267.0
	Té verde	CN 345663.0

Caja distribuidora de 200 paquetes de 2 chicles

Artículo	REF
Caja distribuidora de chicles, surtido	635 069

Caramelos que se deshacen para la salud dental, con 100 % de xilitol natural - sin azúcar

- Anticaries, antiplaca y remineralizante
- Estimula la producción de saliva (ideal para xerostomía)
- Sin aspartamo, sorbitol, lactosa ni gluten
- Conviene a los diabéticos
- Sabor fresco y ligero

Artículo	Cantidad	REF
Xylitol Drops melón	60 g / 26 pzs.	630 170
Xylitol Drops cereza	60 g / 26 pzs.	630 171
Xylitol Drops menta	60 g / 26 pzs.	630 172

Caja distribuidora de 100 pastillas

Artículo	REF
Caja distribuidora, surtido	635 183

Xilitol - edulcorante 100 % natural y saludable

- Para endulzar bebidas frescas o calientes o para la cocina de manera general
- Mismo poder endulzante que el azúcar
- Producto natural, sin gluten y no modificado genéticamente
- 40 % de calorías menos que el azúcar



Sano para los dientes

Artículo	Cantidad	REF
Xylitol powder	350 g	630 119
Xylitol powder	100 x 4 g	630 120
Xylitol powder	5 x 350 g	635 080

Xylitol Chewing Gum




Xylitol Drops



Xylitol Powder



Alpha-Ion® Toothbrushes



Interbrush



Periobrush

Eliminación de la placa dental con la acción de los iones

- Eliminación de la placa por fuerzas de atracción
- Los iones negativos se ceden durante el cepillado
- Atraen a placa dental cargada positivamente
- Limpieza suave con poca abrasión
- Cada cepillo tiene una capa de protección

Interbrush (pink): "Mediana" con una corona de cerdas sobresaliente para la limpieza de los espacios interdentes

Periobrush (azul): "super suave" para la limpieza de los dientes hipersensibles y de las encías inflamadas (periodontitis), así como después de los tratamientos de las encías

Artículo	REF
Interbrush	630 112
Periobrush	630 113

CN de productos farmacéuticos:	Interbrush	CN 156098.8
	Periobrush	CN 156099.5

Happy Morning® Travel Kit



Kit de viaje dental

- Cepillo con tubo de 3g de pasta dental con sabor de menta fresca
- Para el viaje
- Cepillo y tubo en una funda de plástico higiénico
- Surtido de cepillos en 5 colores (5 x 10 un.).

Artículo	Cantidad	REF
Happy Morning Travel Kit	50 pzs.	605 410

Happy Morning® De Luxe



Happy Morning®

con pasta dental



sin pasta dental



2,5 cm

Cepillos económicos

- Cerdas redondeadas y mango angulado
- Cerdas de tamaño medio
- Embalaje individual higiénico

Artículo	Cantidad	REF
Happy Morning De Luxe	50 pzs.	605 443

Cepillos de dientes desechables

- Ideal para cepillar los dientes antes de la consulta, en viaje...
- Envase individual y higiénico

Artículo	Cantidad	REF
Impregnados con pasta dentífrica	100 pzs.	605 401
Sin pasta dentífrica	100 pzs.	605 403

Gel de fluoruro para una prevención intensiva de las caries

- Prevención de las caries con fluoruro de sodio
- Endurecedor intenso del esmalte
- Resistencia eficiente a los ácidos
- mirafleur-gel con 1,23% de fluoruro
- mirafleur-k-gel con 0,6% de fluoruro es especialmente adecuado para los niños a partir de 6 años



Artículo	Cantidad	REF
mirafleur-gel, menta 25 ml	25 ml	605 813
mirafleur-k-gel, fresa	25 ml	605 812
HV-Display	6 unidades de cada	AK-1204

Pasta dental de alta calidad con fluoruro amino

- Pasta dental con fluoruro amino
- Valor RDA 17
- Contiene 1250 ppm de flúor
- Partículas finas de sílices abrasivos
- Sabor de menta fresca

Artículo	Cantidad	REF
mirafleur c	100 ml	630 083
mirafleur c Display	8 unidades	635 195 GB

CN de productos farmacéuticos: mirafleur c CN 153912.0

Limpieza intensiva y obturación, para dientes blancos y brillantes

- Limpieza suave y partículas de pulimento que eliminan la placa y las coloraciones
- Las micro-fisuras están obturadas por nanopartículas
- Protección contra las caries por fluoruro (1000 ppm)
- Impide la adherencia de nueva placa
- Para dientes pulidos y brillantes
- Uso: 1-2 veces por semana

Artículo	Cantidad	REF
Mirawhite gelée	100 ml	631 093
Mirawhite gelée Display	9 unidades	635 177

CN de productos farmacéuticos: Mirawhite gelée CN 153911.3

mirafleur®-gel



mirafleur®-k-gel (para niños)

mirafleur® c



Mirawhite® gelée



Mirafloss®



Mirafloss® Implant chx



Mirafloss® Big



Mirafloss® interspace

Mecanismo de corte
Para cortar fácilmente el hilo usado



Seda dental en cinta


- Para la limpieza profunda de los espacios interdientales
- Casi imposible de rasgarse, no se deshilacha
- Cinta no encerada, pero hecho de PTFE que le permite resbalar en los espacios muy estrechos

Artículo	Cantidad	REF
Cinta	20 m	630 022
chx-cinta	20 m	630 078
Seda dental no encerado	20 m	630 077

CN de productos farmacéuticos: chx-cinta CN 49666
no encerado CN 349664

Dispensador de hilo dental

- 50 hilos extrafuertes de unos 15 cm de longitud cada uno en un dispensador práctico
- Refuerzo de los extremos para un enhebrado más sencillo
- Porción central impregnada con 0,2% de CHX
- Ideal para la limpieza de los implantes y puentes
- Disponible en 2 tamaños: fino (ø 1,5 mm) y medium (ø 2,2 mm)



Artículo	REF
Fino (rosa)	630 134
Medium (turquesa)	630 135

Dispensador de hilo dental

- Ideal para el uso en clínica dental, se puede colocar en la pared
- Se corta fácilmente a la medida deseada con una mano sola
- Recargable

Artículo	Cantidad	REF
Mirafloss Big (blanco, seda encerada / verde, menta)	2 x 200 m	605 735
Recambio: seda verde, menta	200 m	605 737
Recambio: seda blanca, encerada	200 m	605 736
Recambio: seda blanca, no-encerada	200 m	605 738

Dispensador de hilo de seda dental con flúor

- Patentado y testado clínicamente
- Uso fácil y eficiente para alcanzar todos los espacios interdientales
- Hilo impregnado de flúor que desliza muy bien
- Económico
- Recargable
- Función de depósito higiénico en el mango para mantener la recarga del hilo dental

Artículo	Cantidad	REF
Azul	1 pzs.	630 053
Rojo	1 pzs.	630 054
Recarga, 2 x 10 m	2 rolls	630 055

CN de productos farmacéuticos: azul CN 345261
rojo CN 345263
recarga CN 349663

Combinación cómoda de seda dental y palillos dentales

- 30 unidades en una caja dispensadora práctica, 100 un. en un embalaje individual higiénico



Artículo	Cantidad	REF
Zahnpick, caja dispensadora	30 pzs.	630 039
Zahnpick, embalaje individual	100 pzs.	605 637

CN de productos farmacéuticos: 30 pzs. CN 349733.6
100 pzs. CN 349734.3

Zahnpick®



Caja dispensadora



Cepillos interdentales en tamaño de bolsillo

- Angulación regulable para un uso adaptado
- Efecto antibacteriano por la impregnación de las cerdas con CHX (alrededor de 0,15 %)
- Eje especial con cerdas ultra-finas
- Capuchón protector higiénico que puede también ser usado para prolongar el mango



Caja dispensadora



Dispensador

Artículo	6 zcs.	25 pzs.
Rosa	630 092	630 105
Amarillo	630 093	630 106
Blanco	630 094	630 107
Verde	630 095	630 108
Bordeos	630 097	630 110
Naranja	630 096	630 109
Surtido	630 098	-
Click-In Display	9 x 630 098	635 166

I-Prox® chx



Diseño		Diámetro del eje		Tamaño del cepillo
xx-fino		Ø 0,5 mm		Ø 1,8 mm
x-fino		Ø 0,6 mm		Ø 1,9 mm
fino		Ø 0,7 mm		Ø 2,5 mm
medium		Ø 0,8 mm		Ø 3,5 mm
large		Ø 0,8 mm		Ø 5,0 mm
cónica		Ø 0,8 mm		Ø 2,5 - 5,0 mm



Pic-Brush® Set



Pic-Brush® Intro Kit

Pic-Brush® Replacement Brushes

Design

rosa xx-fino		ø 0,45 mm		ø 1,6 mm
amarillo x-fino		ø 0,5 mm		ø 1,8 mm
blanco fino		ø 0,6 mm		ø 2,0 mm
verde medium		ø 0,8 mm		ø 2,2 mm
azul large		ø 0,8 mm		ø 3,0 mm
burdeos x-large		ø 0,8 mm		ø 6,5 mm
naranja cónico		ø 0,5 mm		ø 2,5 - 5,0 mm

Mango de cepillo interdental con un cepillo


- El ángulo de 120° de la pieza de conexión cónica garantiza una utilización óptima y segura
- Cepillos flexibles de alta calidad con cerdas, que evitan lesiones del tejido
- Protección contra las heridas
- Mango con compartimento higiénico para guardar los cepillos de repuesto y con clip de sujeción
- Ideal para la limpieza de brackets, aparatos odontológicos, puentes y, sobre todo, espacios interdentales

Artículo	Color	REF
Mango con 1 cepillo	azul transparente	631 002
Mango con 1 cepillo	rosa transparente	631 003
Mango con 1 cepillo	azul oscuro	631 001
Click-In Display with 9 pzs.	surtido	635 167

CN de productos farmacéuticos: azul rojo CN 349736 CN 349737



Compartimento para cepillos



Mango para cepillo interdental con 4 cepillos en 4 tamaños

Artículo	Color	REF
Mango con 4 cepillos	azul transparente	631 005
Mango con 4 cepillos	rosa transparente	631 006
Mango con 4 cepillos	azul oscuro	631 004

CN de productos farmacéuticos: azul rosa CN 349952.1 CN 349953.8

En caja de almacenamiento higiénico o como cepillos de repuesto



Artículo	6 pzs.	Caja de repuesto, 25 pzs.
Rosa	631 013	607 060
Amarillo	631 014	607 061
Blanco	631 015	607 062
Verde	631 016	607 063
Azul	631 017	607 064
Burdeos	631 050	607 065
Naranja	631 018	607 066

CN de productos farmacéuticos: amarillo, 6 pzs. CN 349957.6
blanco, 6 pzs. CN 349959.0
verde, 6 pzs. CN 350021.0
naranja, 6 pzs. CN 350028.9

Cepillo puntiagudo para uso preciso

- Limpieza eficiente de los surcos y bolsillos gingivales
- Ideal para la limpieza cuidadosa y profunda de los aparatos ortodónticos, implantes y espacios interdientales
- Aplicación óptima de las preparaciones
- Mango ergonómico con 14 cm de largo y 2 ángulaciones del cepillo (60° y 120°)
- En la punta final del mango se puede guardar 3 cepillos de repuesto



Bolsas gingivales Implantes Brackets

Artículo	Color	REF
Mango con 4 cepillos	azul transparente	631 032
Mango con 4 cepillos	rosa transparente	631 033
Cepillos de repuesto, 4 pzs.		631 034
Click-In Display con 9 pzs., surtido		635 168

Kit para cuidado interdental

- Para una limpieza eficiente de los espacios interdientales, implantes y puentes
- Mango ergonómico para un uso preciso
- En el mango del cepillo, el capuchón ofrece un compatimiento higiénico para guardar los cepillos de repuesto
- Espejo antivaho para un mejor control

Contiene:
miradent Mouth mirror, I-Prox C y cepillo I-Prox P

Artículo	REF
Azul transparente	630 160
Click-In Display con 9 pzs.	635 171

Caja de demostración para enseñar la limpieza interdental a los pacientes

- Contiene:
- Pic-Brush IP probe
 - Pic-Brush mango
 - Pic-Brush cepillos (7 diferentes diámetros, 6 cepillos de cada)
 - I-Prox P mango
 - I-Prox P cepillos (4 cepillos)
 - Recomendaciones para el paciente con 50 folletos

Artículo	REF
miradent Demo Box	635 026

I-Prox P®

Función de inclinación

Ofrece 2 ángulos diferentes de fijación para varios empleos



I-Prox® Care Set



miradent® Demo Box



Mira-2-Ton® Solution



Revelador de placa

- En pastillas ó en solución líquida
- La placa más antigua se revela de color azul, y la más reciente, de color rosa
- Probado en la práctica dental desde años
- Agradable para el paciente, motivador
- Sin eritrosina y sin gluten
- Las coloraciones se pueden eliminar fácilmente con un cepillado de los dientes de forma habitual
- Comprimido secable para dos aplicaciones

Artículo	Cantidad	REF
Mira-2-Ton solution	60 ml	605 655
Mira-2-Ton solution	10 ml	605 659
Mira-2-Ton solution, expositor	10+2 x 10 ml	605 660

Mira-2-Ton® Tablets



Artículo	Cantidad/Color	REF
Mira-2-Ton pastillas	6 pzs.	631 027
Mira-2-Ton pastillas	50 pzs. (5 x 10)	605 765
Mira-2-Ton pastillas	250 pzs. (lose)	605 768
Mira-2-Ton pastillas	16 pzs.	635 184
Mouth mirror (ø 23 mm) por separado	azul transp.	630 065
Mouth mirror (ø 23 mm) por separado	rosa transp.	630 066

CN de productos farmacéuticos: 6 pzs. CN 311972.6



miradent SOS Dentobox®



Caja de emergencia para accidentes dentales

- Solución nutritiva especial que permite la reimplantación del diente o de trozos de diente hasta 48 horas
- Permite la supervivencia de las células del diente hasta la reimplantación
- Garantiza el transporte seguro e higiénico del diente hasta la clínica dental



Artículo	Cantidad	REF
miradent SOS Dentobox		631 040
miradent SOS Dentobox Display	6 pzs.	635 115

Spray oral para un aliento fresco inmediato

- Elimina los olores bucales (halitosis)
- Propiedades para el cuidado dental gracias al xilitol añadido (10%)
- Sin alcohol

Artículo	Cantidad	REF
halitosis spray	15 ml	630 168
halitosis spray Display	12 x 15 ml	AK-1203GB

halitosis spray



Colutorio bucal con 0,2 % de chx

- Uso preoperatorio gracias al Gluconato de Clorexidina (0,2%)
- Remineralizante gracia al Flúor (250 ppm)
- Astringente gracia a la Hamamelis
- Anticariógeno gracia al Xilitol
- Sin alcohol

Artículo	Cantidad	REF
paroguard chx 0,2%	200 ml	630 087

paroguard® chx



Tapón dosificador
Para medir las dosis para cada paciente

Tamaño económico de 5 litros

- Disponible con tapón dosificador (1 pulsación = 10 ml)

Artículo	Cantidad	REF
paroguard chx 0,2% (sin tapón)	5.000 ml	630 127
Tapón dosificador separado		630 138

paroguard® chx 5000 ml



Colutorio bucal con 0,06 % de chx

- Uso diario, incl. tapón dosificador
- Remineralizante gracia al Flúor (250 ppm)
- Astringente gracia a la Hamamelis
- Anticariógeno gracia al Xilitol
- Sin alcohol
- Soporte del cuidado diario gracia al Gluconato de Clorexidina (0,06%)

Artículo	Cantidad	REF
mirafluor chx 0,06%	100 ml	630 085
mirafluor chx 0,06%	500 ml	630 086

CN de productos farmacéuticos: 500 ml CN 156100.8

mirafluor® chx



Infant-O-Brush®



Cepillo dental de aprendizaje integrado en un anillo de dentición

- Enseña el cuidado dental de un modo lúdico
- Anillo de dentición con cerdas especialmente blandas
- El mango con motas especiales fomenta la dentición
- La forma oval elimina el riesgo de tragar y lesiones
- Para los niños a partir de 3 meses

Artículo	REF
Rojo	631 026
Amarillo	605 617

CN de productos farmacéuticos: rojo CN 311965.8

miradent® Sanduhr



Reloj de arena para medir el tiempo del cepillado de los niños

- Ideal para cumplir el tiempo de cepillado recomendado
- Duración: 2 minutos
- Con su ventosa, se puede sujetar fácilmente en cualquier superficie lisa



Artículo	REF
miradent Sanduhr (reloj de arena)	630 068

CN de productos farmacéuticos: CN 349735.0

Dento Box® I



Cajas sólidas de transporte y de conservación

- Para prótesis, trabajos ortodónticos...
- Resistente a los choques, cierre de seguridad y pequeños agujeros de ventilación
- Con un cómodo cordón para llevar

Artículo	Cantidad	REF
Dento Box I, blanco	1 pzs.	630 162
Dento Box I, azul	1 pzs.	630 161
Dento Box I, rosa	1 pzs.	630 163

Colutorio bucal para el control de la placa

- El enjuague bucal tiñe los depósitos de placa de color azul
- Agradable sabor a chicle
- Listo para el uso, motivador para los niños
- La coloración se elimina fácilmente con el cepillado de los dientes
- Aplicación: 1 – 2 x por día 10 ml, enjuagarse con 10 ml durante unos 30 segundos después del cepillado
- Sin eritrosina, sin alcohol
- Tapón dosificador incluido

Artículo	Cantidad	REF
Plaque Agent	500 ml	631 096
Plaque Agent Display	5 pzs.	635 176

CN de productos farmacéuticos: 500 ml CN 156095.7

Portacepillo higiénico

- Los cepillos se pueden introducir y sacar fácilmente
- Mecanismo de cierre patentado
- 2 ventosas para sujetar a cualquier superficie
- Las ranuras de ventilación permiten un intercambio de aire ideal
- Válido para todos cepillos de dientes

Artículo	REF
Funny vaca	630 099
Funny elefante	630 100
Funny cebra	630 101
Funny león	630 102
Funny cerdo	630 103
Funny perro	630 104

CN de productos farmacéuticos: vaca CN 313092.9

Cepillo dental para niños

- Cabeza pequeña de forma oval
- Cerdas de nylon suaves redondeados
- El "cuerpo" sirve de funda de protección destapable
- El mango del cepillo sirve también como pie de apoyo para poner de pie el cepillo de dientes
- La apertura en la tapa de protección garantiza la circulación del aire
- Para niños a partir de 4 años

Artículo	REF
Pato	630 046
Papagayo	630 047
Oso	630 048
Perro	630 049
Toro	630 051
Surtido de 5 (uno de cada)	605 820

CN de productos farmacéuticos: surtido de 5 CN 311966.5

Plaque Agent®



Funny Animals



Ventosas
Para la colocación en cualquier superficie lisa

Kid's Brush



Tong-Clin® Gel



Gel suave y protector para la limpieza de la lengua

- Elimina eficazmente la saburra
- Contiene camomila, salvia y caléndula
- Sensación de frescor agradable y duradera
- Sin alcohol

Artículo	Cantidad	REF
Tong-Clin Gel	50 ml	630 059
Tong-Clin Set	1 tongue cleaner + 50 ml Gel	631 060

CN de productos farmacéuticos: gel CN 156094.4
set CN 264995.8

Tong-Clin De Luxe®



Cepillo de limpieza lingual

- Instrumento con doble función
 - Las cerdas con extremidades redondeadas desprenden la saburra
 - La forma cóncava elimina cuidadosa y eficazmente la saburra desprendida
- La cabeza de limpieza extra plana y angular impide el posible reflejo de náuseas
- Mango ergonómico con capuchón

Artículo	Cantidad	REF
Azul transparente		631 029
Rosa transparente		631 030
Azul oscuro		605 778
Click-In Display, surtido	9 pzs.	635 170

CN de productos farmacéuticos: azul CN 345265.6
rosa CN 345266.3

Protho Brush® De Luxe



Cepillo de limpieza para prótesis

- Con 2 cepillos: la zona grande de cerdas está indicada para la superficie exterior de la prótesis; y la zona pequeña en forma de V permite limpiar perfectamente la superficie interior más difícil de alcanzar.
- Mango ergonómico octogonal para un mejor manejo

Artículo	Cantidad	REF
Azul transparente		631 024
Rosa transparente		631 025
Azul oscuro		605 413
Click-In Display, surtido	9 pzs.	635 169

CN de productos farmacéuticos: azul CN 313095

Protho Box®



Caja para prótesis con cepillo ergonómico

- Para guardar y limpiar las prótesis
- Mecanismo de cierre hermético
- Para 1 o 2 prótesis con alrededor de 80 ml de líquido
- La caja contiene 1 cepillo con cerdas blancas para grandes superficies y cerdas negras para las fisuras y las partes metálicas de la protésis
- En el compartamiento, se puede guardar el cepillo y depositar tabletas de limpieza
- Espejo integrado en la caja

Artículo	REF
Caja con cepillo	605 900
Cepillo de repuesto, por separado	605 901

CN de productos farmacéuticos: caja con cepillo CN 311970.2

Test oral rápido para la detección anticipada de las periodontitis

- Preventivo: detecta los riesgos agudos de periodontitis más rápidamente que los diagnósticos convencionales
- Sin dolor: diagnóstico suave y fácil en 10 minutos
- Sin riesgo: examen, control y seguimiento con asistencia dental
- Exitoso: para sensibilizar, motivar y obtener más pacientes
- Interdisciplinario: para evitar daños secundarios a los pacientes con síntomas cardiovasculares, diabetes, reumatismos, así como a las mujeres que quieren un bebé o a los fumadores
- La atrofia del periodonto se puede detectar midiendo la enzima aMMP-8 (active matrix-metalloproteases)

Artículo	Cantidad	REF
PerioMarker	2 tests	605 850

Test rápido del estado de los implantes para la detección de periimplantitis

- Pronóstico: el examen regular de los implantes permite detectar los riesgos de periimplantitis más rápidamente que los diagnósticos convencionales
- Preventivo: ayuda a evitar periimplantitis con una terapia anticipada
- Sin dolor: prueba del implante sin traumatismo, diagnóstico después de 10 minutos.
- Exitoso: para sensibilizar, motivar y obtener pacientes
- Sin riesgo: optimización económica de las visitas, controladas por una asistencia dental
- Detección anticipada de las inflamaciones ocultas por el control de la matriz colagenasa activa (aMMP-8) en los implantes dentales

Artículo	Cantidad	REF
ImplantMarker	4 tests	152 050

Cepillos de dientes desechables impregnados de xylitol

- Cerdas impregnadas con pasta dentífrica al xylitol
- Fresco sabor a menta
- Cabeza corta (2,5 cm)
- Fundas individuales higiénicas
- Ideal para viajes cortos, invitados o después de las comidas
- El xilitol reduce eficazmente la formación de las caries, de la placa dental y de las bacterias



Después de la comida



En viaje



En la oficina







Antes de una cita

Artículo	Cantidad	REF
Happy Morning Xylitol	50 pzs.	605 496


PerioMarker®



ImplantMarker



Happy Morning® Xylitol



Putzi-Pets



Títeres con dientes duros

- Ideal para motivar a los niños
- Para la demostración del cepillo dental
- Para convencer a los niños del tratamiento que necesitan
- Efecto especial: Con la pequeña botella de agua, los títeres se convierten en pistolas de agua
- Lúdico y eficiente
- Cuatro animales disponibles

Artículo	REF
Putzi cocodrilo	707 045
Putzi dinosaurio	707 046
Putzi vaca	707 047
Putzi caballo	707 048

Miratoi® No. 1



Surtido variado de juguetes

- Coches, barcos, aviones...



Artículo	Cantidad	REF
Miratoi No. 1, surtido	150 pzs.	605 690

Miratoi® No. 3



Surtido de animales de la granja

- Caballos, pollos, patos, vacas...



Artículo	Cantidad	REF
Miratoi No. 3, surtido	100 pzs.	605 692

Miratoi® No. 4



Surtido de animales del zoo

- Cebras, jirafas, elefantes, tigres, leones...

Artículo	Cantidad	REF
Miratoi No. 4, surtido	100 pzs.	605 693

Juguetes para sus pacientes jóvenes.

Los juguetes son de plástico o de metal no tóxico y higiénico.

Estas pequeñas cosas contribuyen al éxito del servicio proveído al paciente, no se debe subestimar!

Anillos

- Bonitos anillos con piedras "preciosas" de varios tamaños



Artículo	Cantidad	REF
Miratoi No. 6, surtido	100 pzs.	605 694

Relojes

- Juego de colocar la bolita en su alojamiento, en forma de relojes de varios colores



Artículo	Cantidad	REF
Miratoi No. 7, surtido	84 pzs.	605 695

Bolas locas

- Bolas divertidas de varios colores que rebotan
- ø 2,5 cm




Artículo	Cantidad	REF
Miratoi No. 8, surtido	100 pzs.	605 696

Mini coches y mini barcos

- Coches y barcos en miniatura de diferentes colores

Artículo	Cantidad	REF
Miratoi No. 10, surtido	100 pzs.	605 698



Miratoi® No. 6



Miratoi® No. 7



Miratoi® No. 8



Miratoi® No. 10



Miratoi® No. 11 y No. 12



Surtido de medallas

- Recompensa especial como motivación para pacientes jóvenes y valientes
- Medalla sellada con cinta
- Miratoi No. 11 hecho de metal sin níquel de color oro
- Miratoi No. 12 hecho de plástico

Certificados en varios idiomas disponible a petición:

D - GB - F - E - IT - NL - HR - SRB - MK - P



Metal



Plástico

Caja de 50 medallas y 50 certificados

Artículo	Cantidad	REF
Miratoi No. 11, metal	50 pzs.	605 703
Miratoi No. 12, plástico	50 pzs.	605 706

Miratoi® No. 13



Cofres de tesoro

- Ideal para guardar dientes de leche



Artículo	Cantidad	REF
Miratoi No. 13, surtido	100 pzs.	605 699

Miratoi® No. 15



Mini Ponis

- Para mimar y peinar
- En 5 colores diferentes

Article description	Cantidad	REF
Miratoi No. 15	50 pzs.	605 701

Miratoi® No. 17



Mini-tabla de skate

- Tabla de skate en miniatura controlada con los dedos, en 5 diseños diferentes



Artículo	Cantidad	REF
Miratoi No. 17	50 pzs.	605 707

Auriculares para la relajación del paciente

- Relajación y comodidad para el paciente
- Volume Management Technology – Contro del volumen de salida hasta 82 dBA
- Reducción del ruido (25 dB)
- Auriculares stereo para lector MP3, teléfono móvil o otro dispositivo audio
- Incluye 10 fundas higienicas adhesivas "Comfort Pads"

Comfort Dream Intro Kit incluye:

los auriculares, un cable de recambio de 3,5 mm y 10 "Comfort Pads"

Artículo	Cantidad	REF
Comfort Dreams Intro Kit	1 pzs.	355 555
Comfort Dreams, "Comfort Pads"	100 pzs.	355 556
Comfort Dreams, cable de recambio	1 pzs.	355 557

Soporte eficaz para la relajación

- Apretando la muela, el paciente se distrae de manera satisfactoria
- Ideal para bajar la ansiedad del paciente o como regalo
- Tamaño: 64 x 54 x 38,5 mm ; peso: 42 g
- Material: poliuretano

Artículo	REF
Anti Stress Tooth	707 002

Crema para el cuidado de las manos

- Sin aceites minerales y sin siliconas
- Sin colorantes artificiales
- Sin ingredientes de origen animal
- Sin perfumes sintéticos

ALOE VERA para las pieles normales y sensibles

- Fácilmente absorbida por la piel

OLIVE-BUTTER para las pieles secas

- Agradable para las personas que sufren de enfermedades de la piel, tales como neurodermatitis
- Absorbido fácilmente por la piel

SHEA-BUTTER para pieles secas

- Rico y facilmente absorbido por la piel

Producto económico

Artículo	Cantidad	REF
Aloe Vera crema	500 ml	660 302
Oliven Butter crema	500 ml	660 300
Shea Butter crema	500 ml	660 301

Comfort Dreams



Anti Stress Tooth



Plantana®



El Laser en el uso práctico diario

La clave del éxito terapéutico y económico

Autores: Dr. Frank Liebaug (Prof. Hangzhou University, China), Dr. Ning Wu

La odontología con láser ha tenido un rápido desarrollo durante los últimos años. Hoy en día, el uso del láser mejora toda la gama de los tratamientos dentales y apoya las terapias convencionales así como conservadoras. Por lo que el dentista logra una mayor seguridad y un mejor resultado clínico para el paciente de una manera moderada. En las siguientes demostraciones, los autores presentan diferentes alternativas sobre la base del estudio de varios casos clínicos.

Especialmente para los colegas con su propia clínica, es importante estudiar las ventajas de la introducción del láser en la práctica diaria de la odontología pero también sus limitaciones.

Indicación práctica para el uso del láser en odontología

Hoy en día, los campos de aplicación del láser en la terapia oral se encuentran en los diagnósticos, tratamientos de caries, de tejidos duros, periodoncia, desinfección, terapia fotodinámica en enfermedades de la mucosa, endodoncia, implantología y preparación de super estructuras, periimplantitis, prótesis de alta calidad, odontopediatría, profilaxis, blanqueamientos, y por último y no menos importante en odontología estética.



Fig. 1: terapia fotodinámica antimicrobiana en la periodontitis marginal

Las longitudes de onda determinan la indicación de uso

Sin embargo, no hay un sólo aparato para todas las aplicaciones y las indicaciones, que son determinadas por la longitud de onda respectiva del láser. Las caries y la eliminación de los tejidos duros son tratados con el

aparato Er: YAG. De alta gama, estos aparatos representan un coste de inversión alto para una clínica dental. Si el dentista usa el aparato de manera apropiada y lo integra en los tratamientos diarios, el uso de tales aparatos es rentable a medio plazo, terapéuticamente como económicamente.

En los últimos años, varias tecnologías de láser dental se han vuelto importantes en el tratamiento de la periodontitis. A principio, el uso de láser sólo se consideraba para la finalización de la terapia convencional, aunque el campo de la terapia periodontal sin cirugía podría haber sido mejorado por la aplicación de láser al mismo tiempo. Antes de utilizar el láser, los pacientes deben estar preparados para una terapia inicial completa. Debido a los últimos avances en el campo de la tecnología del láser, se puede conceder que también se pueden eliminar las concreciones con el láser.

El uso del láser crea un ambiente bactericida y soporta la curación

Fundamentalmente, sin embargo, el dentista tiene la ventaja del efecto bactericida de una cierta longitud de onda. Muchos estudios y publicaciones en varios campos de la odontología han demostrado que el láser ofrece un efecto antibacteriano excelente en la zona de infrarrojos y que es capaz de desactivar las toxinas bacterianas. Este efecto comienza a desarrollarse en una potencia de salida claramente por debajo del límite



Fig. 2: Láser para terapia fotodinámica, 17 años después de la implantología y del suministro de una barra dentaria

de un daño térmico de los tejidos blandos y duros. El sistema conductor de la luz, fino y flexible, lleva la radiación del láser a casi cualquier lugar deseado, incluso en el área de bifurcación de los molares. Así que parece obvio aprovechar estas ventajas en relación con la terapia periodontal sistemáticamente. Si la potencia de salida aumenta, también las bolsas epiteliales en caso de un legrado cerrado se pueden quitar con un Nd:YAG o un láser de diodo. Por lo tanto, la descontaminación de las bolsas con el láser es muy eficaz, incluso en caso de una periodontitis local aguda.



Para una demostración corta del Laser HF, por favor escanear el código QR.

<http://www.youtube.com/watch?v=q9shWCT1Udc>



Fig. 3: Descontaminación de las bolsas en un diente telescópico con el láser



Fig. 4: Descontaminación con el láser del canal radicular de un molar bajo Rubberdam



Fig. 5: Incisión con el láser de un absceso submucoso agudo en la primera dentición



Fig. 6: Aplicación del láser para desensibilización de las superficies de dientes hipersensibles

Fig. 7: El Láser HF usado en nuestra clínica dental y para los ejemplos presentados en este artículo

Ventajas de la terapia PA con el láser

La mayoría de los dentistas y de los pacientes notarán rápidamente las ventajas del láser especialmente en el campo de la periodoncia y de la endodoncia. Para el campo de la terapia periodontal soportada por el láser, significa:

- No sangre después del tratamiento, incluso los pacientes que sufren de un trastorno de la coagulación de la sangre o que toman anticoagulantes
- Menos demanda de anestesia de manera significativa
- Tratamiento agradable y más fácil
- Mejor proceso de curación sin complicaciones
- Un considerable descenso del dolor postoperatorio
- Se puede comer y beber después de la desaparición de la anestesia
- Menos hipersensibilidad postoperatoriva del cuello del dientes
- Reducción de gérmenes en las bolsas periodontales (fig. 3)

Ventajas del tratamiento de endodoncia con láser

El nivel de éxito de una terapia de endodoncia puede ser mejorado de manera significativa por el uso del láser, evitando intervenciones quirúrgicas para la extracción de dientes en el caso de fracaso clínico (fig. 4).


La mejor ventaja es la reducción inmediata de un 99% de los gérmenes en el canal radicular después de la exposición a la luz del láser, los resultados son:

- No es necesario la aplicación de medicamentos
- Ahorro de tiempo, se puede hacer un tratamiento entero en una sola visita
- Sellado de los túbulos dentinarios apicales
- Evitando la resección apical

Ejemplos clínicos

El estudio del siguiente caso muestra sólo una pequeña selección de los tratamientos posibles, sin ser completos, para animar a los dentistas interesados en la práctica diaria del láser para todos sus pacientes. No hay que subestimar a los niños así como los pacientes ancianos y sensibles que quedarán muy satisfechos con este método. Un ejemplo sería la incisión de un absceso submucoso agudo en la primera dentición (fig. 5). También muchos pacientes con herpes labial o aftas estomatitis dolorosas presentan resultados positivos con la terapia del láser. Las superficies dentales hipersensibles se pueden tratar de manera eficiente con el proceso de no-contacto (fig. 6).

El principiante puede encontrar dificultades para elegir el aparato adecuado en el mercado dental actual. En comparación con los aparatos que tienen sólo una longitud de onda, la combinación Laser HF, que usamos para la práctica diaria, está disponible desde hace más de un año (fig. 7). Aparte de un láser de dióxido con una longitud de onda de 975 nm, este aparato incluye un láser de bajo nivel con 660 nm y una unidad de cirugía de alta frecuencia para cortar y coagular.



*Origen: Prof. Dr. Liebaug (Alemania)

Información

Fax + 34 935 457141

Tel +34 687 381020

Especialidad dental: _____

Persona de contacto: _____

Teléfono: _____

Fax: _____ **E-mail:** _____

Dirección: _____ **País:** _____

Por favor envíenme la información concerniente a los siguientes productos:

Hager & Werken GmbH & Co. KG
 Ackerstraße 1 · 47269 Duisburg, Germany
 Tel. +49 (203) 99269-0
 Fax +49 (203) 299283
 E-Mail info@hagerwerken.de
 Internet www.hagerwerken.de





Su socio para especialidades, ideas y servicios dentales.



Häger & Werken GmbH & Co. KG
Ackerstraße 1, 47269 Duisburg, Germany
Phone +49 (203) 99269-0
Fax +49 (203) 299283
E-Mail info@hagerwerken.de
Internet www.hagerwerken.de