

Auténtico valor añadido para *su* práctica profesional

Estimado socio:

Le damos la cordial bienvenida al catálogo de productos 2013/2014. Al igual que otras empresas, buscamos constantemente el modo de aumentar la eficiencia y la eficacia de los servicios que le prestamos, siendo a la vez un poco más ecológicos. Por primera vez, hemos tomado la decisión de publicar nuestro catálogo únicamente on-line. Esto significa que la información de nuestros productos solo estará disponible en la página web de nuestra empresa, tanto en formato web para realizar consultas y búsquedas como en formato PDF imprimible: www.kerrdental.es. Ahora, al disponer del catálogo de productos en la web, podemos actualizarlo en cuanto se producen mejoras o lanzamientos de nuevos productos y, en última instancia, con mucha más frecuencia que en el pasado, gracias a lo cual estará al día en todo momento. Una ventaja añadida es la posibilidad de vincular la información pertinente de los productos y los estudios clínicos desde el catálogo web de productos. Por último, aunque no menos importante, los representantes de ventas pueden acceder de inmediato a toda la información sobre los productos desde cualquier lugar donde dispongan de conexión a la red: ¡ya no es necesario cargar con libros pesados!



En consonancia con el eslogan de Kerr, "Your practice is our inspiration" (Su práctica es nuestra inspiración), este catálogo incluye ahora nuestros productos más recientes con novedades como el sistema de composite para obturación en bloque **SonicFill** y el composite **Herculite XRV Ultra**, soluciones óptimas con la combinación de **NX3 y XTR** para las restauraciones indirectas en condiciones de polimerización con oscuridad total; nuestros adhesivos de referencia como **OptiBond FL** y **OptiBond XTR**; las mejoras de productos tan valorados como las matrices **MetaFix** y el instrumento de modelado y esculpido **Compothixo** y la ampliación de la gama de pastas **Cleanic Prophecy** que ahora incluye una pasta **Cleanic sin flúor** así como **Cleanic Light**, sin aromatizantes ni aditivos.

Kerr desempeña un papel destacado en todos los procedimientos dentales a nivel mundial. Nuestra gama principal de productos dentales consumibles (materiales de obturación, agentes adhesivos de referencia, materiales de impresión y cementos, accesorios muy valorados para los materiales de obturación, prevención e higiene y productos de rayos x y laboratorio) es fundamental para poder ofrecerle un sistema completo para su proceso de trabajo. Lo que ha convertido a Kerr en un fabricante líder es un compromiso inquebrantable con la innovación. Nuestros avances en composites, adhesivos, materiales de impresión, cementos y accesorios de restauración han contribuido a definir la odontología moderna. La amplia cartera de productos y programas de Kerr refleja nuestro compromiso de escuchar, comprender y satisfacer las necesidades de nuestros clientes.

Y esto es lo que llevamos haciendo durante más de 120 años. Kerr Corporation se ha forjado una reputación como uno de los nombres que más confianza inspiran en productos dentales de vanguardia. Kerr fabrica una amplia gama de productos que se emplean en prácticamente todos los tipos de procedimientos de restauración dental. Nuestro personal de ventas colabora estrechamente con una red de distribuidores para ofrecer formación técnica y asistencia a los clientes de todo el mundo. La filosofía de negocio de la empresa es sencilla: escuchar con atención a los profesionales de la odontología es el único modo de desarrollar productos y estrategias que garanticen una atención óptima a nuestros clientes.

El equipo europeo de ventas al completo y yo quedamos a su disposición para ayudarle con cualquier otra información que necesite sobre nuestros productos o para proporcionarle soluciones para su práctica diaria. Una vez más, su práctica es nuestra inspiración.

Un cordial saludo,

Luigi Lunetta
Director Europeo de Marketing



Luigi Lunetta

Director de ventas Professional Consumables
para Africa y Europa Occidental
Luigi.Lunetta@kerrhawe.com
+41 91 610 05 05



Patrick Corey

Director de ventas Professional
Consumables para Norte y Centro Europa
Patrick.Corey@kerrhawe.com
+41 91 610 06 27

Directores nacionales



Sylvia Stockmaier

Director nacional de Suiza
Sylvia.Stockmaier@kerrhawe.com
+41 52 533 12 25



Claudio Massoli

Director nacional del Reino Unido, Irlanda,
Sudáfrica e India
Claudio.Massoli@kerrhawe.com
+44 1733 89 22 92



Dominique Dufour

Director nacional de Francia
dominique.dufour@kerrhawe.com
+33 148 90 77 77



Egidio Luchini

Director nacional de Italia
Egidio.Luchini@kerrhawe.com
+39 081 850 83 27



Martina Maier-Kick

Director nacional de Alemania y Austria
Martina.Maier-Kick@kerrhawe.com
+49 7222 968 970



Angel Martinez

Director nacional de Iberia (España y Portugal)
Angel.Martinez@kerrhawe.com
+34 93 245 29 82



Pierre Valle

Director nacional del Benelux
Pierre.Valle@kerrhawe.com
Contacto comercial holandesa: +32 490 42 50 62
Contacto comercial francés: +32 491 25 43 38



Bo Svenler

Director nacional de los Países Nórdicos
Bo.Svenler@kerrhawe.com
+46 140 68 734



Luís Teixeira

Director nacional del Oriente Medio / Africa y
Internacional
luis.teixeira@KerrHawe.com
+41 91 610 05 97

**Emanuele Brunetti**

Director de ventas Professional Consumables
para Europa Oriental
Emanuele.Brunetti@kerrhawe.com
+ 41 91 610 06 77

Directores nacionales

**Cristi Moldovan**

Cluster Manager Professional
Consumables de Europa del Este
Cristi.Moldovan@sybrondental.com
+40 725 910 853

**Maria Krockova**

Director nacional Professional
Consumables de Eslovaquia
Maria.Krockova@spofadental.com
+42 12502 30 465

**Andrey Shavyrin**

Director nacional Professional
Consumables Russia Y CIS
Andrey.Shavyrin@kerrhawe.com
+7 495 7 97 64 54

**Kamila Wojtulewska**

Director nacional Professional
Consumables de Polonia
Kamila.Wojtulewska@kerrhawe.com
+48 226 544 006

**Adela Jucan**

Director nacional Professional
Consumables de Rumanía
Adela.Jucan@spofadental.com
+40 213 154 549

**Laszlo Bulla**

Director nacional Professional
Consumables de Hungría
Laszlo.Bulla@kerrhawe.com
+36 1 468 2406

**Herta Pivarsik**

Director nacional Professional
Consumables de la zona de los Balcanes
Herta.Pivarsik@kerrhawe.com
+36 13 83 38 61

**Krasimira Mitikova**

Director nacional Professional
Consumables de Bulgaria
Krasimira.Mitikova@spofadental.com
+359 2 944 8832

**Kristina Sokur**

Director nacional Professional
Consumables de Ucrania
Kristina.Sokur@spofadental.com
+38 044 286 49 12

**Ondrej Topinka**

Director nacional Professional
Consumables de la República Checa
Ondrej.Topinka@kerrhawe.com
+42 0493 58 32 40

Un pequeño paso para la obturación en bloque, un gran paso para la tecnología dental

SonicFill es el único sistema con activación sónica para obturaciones en bloque en un solo paso, que le permite pasar de la colocación a la restauración pulida en menos de tres minutos. El cambio de viscosidad permite una perfecta adaptación sin crear ningún vacío.

Se han vendido más de 2.000.000 de puntas SonicFill y miles de dentistas ya utilizan SonicFill todos los días en sus clínicas. Innovación de Kerr y KaVo es el modo en que los dentistas realizan las restauraciones posteriores con composite.

Visite www.sonicfill.es y vea cómo funciona SonicFill en la práctica.
O solicite una demostración y únase hoy mismo a la revolución.

SonicFill™



1

M A T E R I A L E S D E I M P R E S I Ó N	1.1
Alginato, Material de impresión	1.2
Alginato, material alternativo	1.2
Silicona de Adición	1.3
Accesorios	1.5
Cubetas (Trays)	1.7
Base de goma (Rubber Base)	1.7
GODIVA (Thermoplastic Compound)	1.7
Impresión Funcional	1.8
Registros de Mordida	1.8
Ceras (Waxes)	1.9

2

C O R O N A S Y P U E N T E S P R O V I S I O N A L E S	2.1
Cemento provisional	2.2
Instrumento rotativo para quitar el cemento provisional	2.3
Coronas y puentes provisionales	2.4

3

M A T E R I A L E S P A R A R E S T A U R A C I O N E S	3.1
Adhesivos y Acidos Grabadores	3.4
Composites	3.7
Cementos y Fondos	3.25
Reconstrucción de muñones	3.28
Amalgamas	3.28

4

A C C E S O R I O S P A R A M A T E R I A L E S R E S T A U R A T I V O S	4.1
Super Tray	4.2
Matrices - Anteriores y Cervicales	4.3
Matrices - Posteriores	4.5
Cuñas	4.13
Sistemas de Aplicación de Composites	4.15
Accesorios de Amalgama	4.18
Excavadores	4.19
Material diverso	4.20

5	L Á M P A R A S D E P O L I M E R I Z A C I Ó N	5.1
	Lámparas Halógenas de Polimerización	5.2
	Accesorios para Lámparas de Polimerización	5.2
	Lámparas de Polimerización L.E.D.	5.3
	Guías de luz	5.6
	Radiómetros	5.6

6	A C A B A D O Y P U L I D O	6.1
	Discos	6.4
	Tiras	6.5
	Cepillos	6.6
	Pulidores de Composites	6.7
	Pulidores de Porcelana y Cerámica	6.11
	Pulidores de Amalgama	6.12

7	P R O F I L A X I S	7.1
	Limpieza y pastas de pulido	7.2
	Accesorios para acabado y pulido	7.5
	Instrumentos	7.8
	Material diverso	7.10

8	P O R T A P E L Í C U L A	8.1
	Portapeliculas para posicionar film y placas radiológicas	8.3
	Soporte para Captadores	8.6
	Dispositivos auxiliares de centrado	8.10
	Anillos de centrado para radiografías	8.10

9

CONTROL DE INFECCIÓN Y DESECHABLES	9.1
Instrumentos estériles para exámenes	9.2
Barreras de Protección	9.3
Cánulas desechables para la jeringa agua-aire	9.8
Traps - Filtros	9.9
Desinfectantes	9.11

10

LABORATORIO	10.1
Escayolas Dentales	10.2
Premise Indirect	10.5
Modificadores de Colores	10.10
Construct - Fibra de refuerzo	10.11
NX3, Cementos de resina	10.11
belle de st claire Preparación del Modelo y muñones	10.12
belle de st claire Espaciadores, Selladores, Endurecedores (Die Spacers, Die Sealers, Die Hardeners)	10.13
belle de st claire Barnices	10.15
belle de st claire Accesorios para Ceras	10.15
belle de st claire Ceras	10.17
belle de st claire Encerador Electrónico	10.19
belle de st claire SPRUING (Bebederos)	10.20
belle de st claire CASTING (Fundición)	10.22
belle de st claire Instrumentos para Porcelana	10.23
Cubetas Individuales	10.23
Líquidos para laboratorio	10.24
Articulador	10.25
Coronas Provisionales	10.26
Impresión Funcional	10.26
Ceras para laboratorio	10.26
GODIVA (THERMOPLASTIC COMPOUND)	10.28
Forro de cilindros Flask Liner	10.28
Acabado y Pulido	10.29

1 MATERIALES DE IMPRESIÓN

Alginato, Material de impresión	1.2
Take 1 Alginate	1.2
Alginato, material alternativo	1.2
Alginot FS	1.2
Silicona de Adición	1.3
Extrude	1.3
Take 1 Advanced	1.4
Accesorios	1.5
Volume™ Machine de Renfert	1.5
Accesorios para AlgiNot, Extrude,	
Take 1 Advanced	1.5
V.P.S. Adesivo (Adhesivo Polivinilsiloxano)	1.5
Bloques de mezcla (Mixing Pads)	1.6
Solitine	1.6
Free Flo Syringe	1.6
Flexible Clearance Tabs	1.6
Cubetas (Trays)	1.7
Kwik Tray	1.7
Base de goma (Rubber Base)	1.7
Permlastic	1.7
GODIVA (Thermoplastic Compound)	1.7
Impression Compound	1.7
Impresión Funcional	1.8
F.I.T.T.	1.8
Luralite Pasta de Impresión	1.8
Registros de Mordida	1.8
Cera Indicadora Oclusal	1.8
Take 1 Advanced registro de mordida	1.8
Ceras (Waxes)	1.9
Blue Inlay Casting Wax	
(Cera Azul para coronas, inlays y puentes)	1.9
Sticky Wax (Cera Pegajosa)	1.9
Boxing Wax (Cera de Encofrar)	1.9
Orthodontic Tray Wax	1.9
Disclosing Wax	1.9

2 CORONAS Y PUENTES PROVISIONALES

Cemento provisional	2.2
TempBond	2.2
TempBond NE	2.2
TempBond y TempBond NE Unidose	2.2
TempBond y TempBond NE Jeringa	
de automezcla	2.2
TempBond Clear y Jeringa	
de automezcla Triclosan	2.2
TempBond Accesorios	2.2
Instrumento rotativo para quitar el cemento provisional	2.3
OptiClean	2.3
Coronas y puentes provisionales	2.4
TempPhase	2.5

3 MATERIALES PARA RESTAURACIONES

Adhesivos y Acidos Grabadores	3.4
Gel Etchant	3.4
OptiBond FL	3.4
OptiBond Solo Plus	3.5
OptiBond XTR	3.5
OptiBond All-In-One	3.6
Composites	3.7
Vertise Flow	3.7
SonicFill System	3.9
Premise	3.13
Premise Flowable	3.15
Herculite XRV Ultra	3.16
Herculite XRV Ultra Aesthetic Kit	3.16
Herculite XRV	3.19
Herculite XRV Unidose	3.20
Kolor + Plus Modificador Estuche	3.21
Point4	3.23
Revolution Formula 2	3.24
Cementos y Fondos	3.25
Cavalite	3.25
Life	3.25
Maxcem Elite	3.26
NX3	3.27
Reconstrucción de muñones	3.28
CoreRestore2	3.28
Amalgamas	3.28
Contour	3.28
Tytin	3.29
Tytin FC (Condensación Firme)	3.29
Amalgamator SDS Kerr 4000	3.29
Construct	3.30

4 ACCESORIOS PARA MATERIALES RESTAURATIVOS

Super Tray	4.2
Matrices - Anteriores y Cervicales	4.3
Hawe Matrices cervicales transparentes	4.3
Hawe Matrices cervicales metálicas	4.3
Hawe Tiras Transparentes	4.3
Hawe Stopstrip	4.4
Hawe Striproll azul y transparente	4.4
Hawe Tiras Transparentes Adapt	4.4
Matrices – Posteriores	4.5
Hawe Adapt Sistema de matriz seccional azul y transparente	4.5
Lucifix Matrices azul y transparente	4.6
SuperMat	4.7
Hawe Cinta de Matrices de acero inoxidable	4.7
Hawe Adapt Matrices	4.8
Hawe Matrices Pre-contorneadas	4.8
Hawe Matrices micro-finas	4.9
Hawe Matrices extra finas	4.9
Hawe Premolar and Molar Matrices azul y transparente	4.9
Hawe Matrices de titanio	4.10
Hawe Matrices Tofflemire	4.10
Hawe Tofflemire bombeadas	4.10
Portamatrices	4.11
Hawe Posterior Restoration Kit	4.11
MetaFix	4.12

Cuñas	4.13
Adapt Luciwedgeds	4.13
Luciwedgeds Classic	4.14
Hawe Cuñas interdentes de madera de arce	4.14
Sistemas de Aplicación de Composites	4.15
Compothixo	4.15
CompoRoller	4.16
Instrumentos para composites	4.17
Composite-Gun	4.17
Composite Unidose Gun Dispenser	4.17
Sistema de Aplicación	4.18
Accesorios de Amalgama	4.18
Portador de amalgamas	4.18
Excavadores	4.19
Excavadores Neos de Vanadio	4.19
Material diverso	4.20
OptiDam	4.20
SoftClamp	4.21
Fixafloss	4.21
Bloque de Mezcla	4.22
Cure-Shield	4.22
Spray para espejos	4.22
Mouth Mirrors (Espejos)	4.22

5 LÁMPARAS DE POLIMERIZACIÓN

Lámparas Halógenas de Polimerización	5.2
Optilux 501	5.2
Accesorios para Lámparas de Polimerización	5.2
Lámparas de Polimerización L.E.D.	5.3
Demi Ultra	5.3
Demi Plus	5.5
Guías de luz	5.6
Radiómetros	5.6
Radiómetro L.E.D	5.6

6 ACABADO Y PULIDO

Tabla tratamiento de superficie	6.2
Discos	6.4
OptiDisc	6.4
Tiras	6.5
OptiStrip	6.5
Hawe Tiras abrasivas	6.5
Hawe Diamond Strips	6.5
Cepillos	6.6
Occlubrush	6.6
OptiShine	6.6
Pulidores de Composites	6.7
Opti1Step Polisher	6.7
Sistema Pulidor HiLuster ^{PLUS}	6.8
Identoflex Composite Polishers (Pulidores de Composites)	6.9
Identoflex Diamond Polishers (Pulidores Diamantados)	6.10
Minidentoflex Composite Polishers (Pulidores de Composites)	6.10
Pulidores de Porcelana y Cerámica	6.11
Identoflex Porcelanas/Cerámicas	6.11
Identoflex Pulidores de Cerámica	6.11
Pulidores de Amalgama	6.12
AABA-Dental Universal	6.12
Identoflex - Pulidores de Oro, Amalgamas y Metales Preciosos	6.12

7 PROFILAXIS

Limpieza y pastas de pulido	7.2
Cleanic en tarro y monodosis	7.2
Cleanic en tubo	7.3
CleanPolish y SuperPolish	7.3
Tri-Fluor-O-Clean	7.4
Hawe Implant Paste	7.4
Accesorios para acabado y pulido	7.5
Hawe cepillos mini para acabado y pulido	7.5
Pro-Brush	7.5
Pasteless Prophyl	7.5
Prophy-Polishers sin fluoruro	7.5
Pro-Cup	7.6
Pro-Cup Junior	7.6
Hawe Prophy Copas y Cepillos	7.6
Instrumentos	7.8
Click-Probe	7.8
Implant Deplaquers	7.8
Irrigation Probe	7.9
Perio-Probe	7.9
Perio Soft-Scaler	7.9
Material diverso	7.10
OptiView	7.10
Discovery Trays (Cubetas de flúor)	7.10

8 PORTAPELÍCULA

Tabla Portapeliculas	8.2
Portapeliculas	8.3
Portapeliculas para posicionar film y placas radiológicas	8.3
Kwik-Bite	8.3
Super-Bite	8.4
Endo-Bite	8.5
Paro-Bite	8.5
Soporte para Captadores	8.6
X-Rays Film Portapeliculas	8.6
Kwik-Bite Senso	8.7
Super-Bite Senso	8.8
Endo-Bite Senso	8.9
Dispositivos auxiliares de centrado	8.10
Hawe Dispositivos de centrado de radiografías para portapeliculas y soportes de sensores	8.10
Anillos de centrado para radiografías	8.10

9 CONTROL DE INFECCIÓN Y DESECHABLES

Instrumentos estériles para exámenes	9.2
Kit de examen bucal estéril (50)	9.2
Kit de examen periodontal estéril (50)	9.2
Espejo de examen dental estéril (50)	9.2
Sonda periodontal estéril de doble extremo OMS (50)	9.2
Pinzas estériles (50)	9.2
Espejo dental estéril, kit de pinzas y sonda periodontal (50)	9.2
Barreras de Protección	9.3
Funda para sillones	9.3
No-Slip Chair Sleeve (Funda para sillones antideslizante)	9.3
Cubre-Cabezales	9.3
Syringe Sleeve (Funda para Jeringas)	9.4
Tray Sleeve (Funda para Bandejas)	9.4
Fundas para Rayos X	9.4
HP Sleeve (Funda para piezas de mano)	9.5
Cure Sleeve Handle Cover (Funda para la pistola de la lámpara)	9.5
Cure Sleeve (Funda para guía de luz)	9.5
Protector Ocular	9.5
Funda para lámparas, Estilo "L"	9.6
Funda para lámparas, Estilo "T"	9.6
Funda para pistolas de impresiones	9.6
Fundas para tubos/cables	9.6
Cubre-Sensor	9.6
Cover-All (Fundas Universales)	9.7
Protectores laterales para gafas	9.7
Cánulas desechables para la jeringa agua-aire	9.8
Seal-Tight Cánulas desechables para la jeringa agua-aire	9.8
Seal-Tight Adaptador	9.8
Traps (filtros)	9.9
Dispos-a-Trap (Filtros desechable)	9.9
Slip-Nots (Porta servilletas)	9.10
Dispensador de guantes	9.10
Funda para lápiz	9.10
Dispens-it-All (Dispensador Universal)	9.10
Desinfectantes	9.11
CaviCide	9.11
CaviWipes	9.11
EmPower Fragrance Free	9.11

10 LABORATORIO

Escayolas Dentales

10.2

Escayola para moldes de coronas y puentes Vel-Mix - Tipo 4 10.3

Escayola resistente Suprastone Ultra - Tipo 4 10.3

Yeso Snow White - Tipo 2 10.3

Escayola Pastel Rock - Tipo 4 10.4

Escayola para modelos de ortodoncias - Tipo 2 10.4

Escayola para modelos de dentadura Hydrock- Tipo 3 10.4

Premise Indirect

10.5

Sistema master de Premise Indirect 10.5

Estuche de repuesto Master de Premise Indirect 10.5

Sistema Intro de Premise Indirect 10.7

Estuche de repuesto Intro de Premise Indirect 10.7

Horno de polimerización de Premise Indirect 10.7

Premise Indirect Teklite Repuestos 10.7

Dentina primaria Premise 10.8

Dentina facial Premise 10.8

Premise Incisal 10.9

Cervical 10.9

Modificadores de Colores

10.10

Kolor + Plus Resin Colour Modifier 10.10

Premise Indirect Líquidos 10.10

Premise Indirect Accesorios 10.11

Construct 10.11

NX3 10.11

belle de st claire -

Preparación de Modelos y Muñones

10.12

Flexible Clearance Guide

(Guías Flexibles para Calibrar) 10.12

Margin Liners (Delineadores del Margen) 10.12

Margin Carver (Tallador de Margenes) 10.12

Fresa de Carburo para la preparación del Surco 10.12

belle de st claire Espaciadores, Selladores,

Endurecedores

10.13

Espaciadores, Selladores, Endurecedores 10.13

belle de st claire Accesorios para ceras

10.15

Instrumentos para tallar la cera 10.15

Smoothy-Flameless Wax Finisher 10.16

belle de st claire Ceras

10.17

bellexwax 10.17

Dipping Wax (Cera de Inmersión) 10.17

Cera Opaca de Taller 10.17

Cera de Esculpir 10.18

Ceras Varias 10.18

belle de st claire Enceradora Electrónica

10.19

Ultra-Waxer 2 (Encerador) 10.19

Ultra-Waxer 2 Ultra-Spatula (Puntas Térmicas) 10.19

belle de st claire Spruing

10.20

Quik Sprues (Bebederos) 10.20

Stick-Tite Sprues 10.21

Ready Sprues (Bebederos) 10.21

belle de st claire Casting

10.22

bellecast Ovals (Cilindros Ovals) 10.22

Cilindros Ovalados de Acero Inoxidable 10.22

belle de st claire Accesorios

de Porcelana

10.23

Instrumentos para Modelar Porcelana 10.23

Cubetas Individuales

10.23

Formatray 10.23

Líquidos Lab

10.24

Debubblizer 10.24

Microfilm 10.24

Solitine 10.24

Super Sep 10.24

Vacufilm 10.24

Articulador sin Escayola

10.25

Articulador Galetti 10.25

Coronas Provisionales

10.26

Tab 2000 10.26

Impresión Funcional

10.26

F.I.T.T. 10.26

Lab Ceras

10.26

Blue Inlay Casting Wax 10.26

Boxing Wax 10.26

Occlusal Indicator Wax 10.27

Orthodontic Tray Wax 10.27

Sticky Wax (Cera Pegajosa) 10.27

Disclosing Wax 10.27

GODIVA (Thermoplastic Compound)

10.28

Impression Compound 10.28

Flask Liner (Forro de Cilindros)

10.28

Acabado y Pulido

10.29

AABA-Dental Universal 10.29

Identoflex Porcelana / Cerámica /

Composites Híbridos 10.29

Identoflex Pulidores de Oro 10.29

Lab-Min Universal 10.30

Pinidentoflex 10.30

Super Pulidores de Acrílico 10.31

A

AABA-Dental Universal	6.12 / 10.29
Acabado y Pulido para laboratorio	10.29
Accesorios de Amalgama	4.18
Accesorios para acabado y pulido	7.5
Accesorios para Lámparas de Polimerización	5.2
Accesorios	1.5
Accesorios para AlgiNot, Extrude, Take 1 Advanced	1.5
Adapt Luciwedges	4.13
Adhesivos y Ácidos Grabadores	3.4
Alginate Material de impresión	1.2
Alginate, material alternativo	1.2
Alginot FS	1.2
Amalgamas	3.28
Amalgamator SDS Kerr 4000	3.27
Anillos de centrado para radiografías	8.10
Aplicadores de líquidos y barnices	4.18
Articulador Galetti	10.25

B

Barreras de Protección	9.3
Bebedores (Quick Sprues)	10.20
Base de goma (Rubber Base)	1.7
belle de st claire - Preparación de Modelos y Muñones	10.12
belle de st claire Accesorios de Porcelana	10.23
belle de st claire Accesorios para ceras	10.15
belle de st claire Casting	10.22
belle de st claire Ceras	10.17
belle de st claire Espaciadores, Selladores y Endurecedores	10.13
belle de st claire Enceradora Electrónica	10.19
belle de st claire Spruing	10.20
bellocast Ovals (Cilindros Ovals)	10.22
bellewax	10.17
Bloque de Mezcla	4.22
Bloques de mezcla (Mixing Pads)	1.6
Blue Inlay Casting Wax (Cera Azul para coronas, inlays y puentes)	1.9
Blue Inlay Casting Wax	10.26
Boxing Wax (Cera de Encofrar)	1.9 / 10.26

C

Cánulas desechables para la jeringa agua-aire	9.8
Carbide Margin Trimming Bur (Fresa de Carburo para la preparación del Surco)	10.12
Cavalite	3.25
CaviCide	9.11
CaviWipes	9.11
Cemento provisional	2.2
Cementos y Fondos	3.25
Cepillos	6.6
Cera de Esculpir	10.18
Cera de Inmersión	10.17
Cera Indicadora Oclusal	1.8
Cera Opaca de Taller	10.17
Ceras (Waxes)	1.9
Ceras Varias	10.18
Cervical	10.9
Cilindros Ovalados	10.22
Cleanic en tarro y monodosis	7.2
Cleanic en tubo	7.3
CleanPolish y SuperPolish	7.3
Click-Probe	7.8
CompoRoller	4.16
Composite Unidose Gun Dispenser	4.17
Composite-Gun	4.17
Composites	3.7
Compothixo	4.15
Construct	10.11/3.30
Consumibles	9.9
Contour	3.28
CoreRestore2	3.28
Coronas Provisionales	10.26
Coronas y puentes provisionales	2.4
Cover-All (Fundas Universales)	9.7
Cubetas (Trays)	1.7
Cubetas Individuales	10.23
Cubetas para flúor	7.10
Cubre-Cabeza	9.3
Cubre-Sensor	9.6
Cuñas	4.13
Cure Sleeve (Funda para guía de luz)	9.5
Cure Sleeve Handle Cover (Funda para la pistola de la lámpara)	9.5
Cure-Shield	4.22

D

Debubblizer	10.24
Deml Ultra	5.3
Demi Plus	5.4
Dentina facial Premise	10.8
Dentina primaria Premise	10.8
Desinfectantes	9.11
Disclosing Wax	1.9 / 10.27
Discos	6.4
Discovery Trays (Cubetas para flúor)	7.10
Dispensador de guantes	9.10
Dispens-it-All (Dispensador Universal)	9.10
Dispos-a-Trap (Filtro desechable)	9.9
Dispositivos auxiliares de centrado	8.10

E

EmPower Fragrance Free	9.11
Endo-Bite Senso	8.9
Endo-Bite	8.5
Escayola para modelos de dentadura	
Hydrock- Tipo 3	10.4
Escayolas Dentales	10.2
Escayola para modelos de ortodoncias - Tipo 2	10.4
Escayola para moldes de coronas y puentes Vel-Mix - Tipo 4	10.3
Escayola Pastel Rock - Tipo 4	10.4
Escayola resistente Suprastone Ultra - Tipo 4	10.3
Espaciadores, Selladores, Endurecedores	10.13
Espejos (Mouth Mirrors)	4.22
Espejo de examen dental estéril (50)	9.2
Espejo dental estéril, kit de pinzas y sonda periodontal (50)	9.2
Estuche de repuesto Intro de Premise Indirect	10.7
Estuche de repuesto Master de Premise Indirect	10.5
Estuche Slick Lube (Aislante de ceras)	10.15
Excavadores Neos de Vanadio	4.19
Extrude	1.3

F

F.I.T.T.	1.8 / 10.26
Filtros desechables Dispos-a-Trap	9.9
Fixafloss	4.21
Flask Liner (Forro de Cilindros)	10.28
Flexible Clearance Tabs (Tiras Flexibles para Calibrar)	10.12 / 1.6
Formatray	10.23
Free Flo Syringe	1.6
Funda para Bandejas	9.4
Funda para lámparas, Estilo "L"	9.6
Funda para lámparas, Estilo "T"	9.6
Funda para lápiz	9.10
Funda para Jeringas	9.4
Funda para pistolas de impresiones	9.6
Funda para sillones antideslizante	9.3
Fundas para Rayos X	9.4
Fundas para tubos/cables	9.6

G

Gel Etchant	3.4
GODIVA (Thermoplastic Compound)	1.7 / 10.28
Guías de luz	5.6

H

Hawe Adapt Matrices	4.8
Hawe Adapt Sistema de matriz seccional azul y transparente	4.5
Hawe cepillos mini para acabado y pulido	7.5
Hawe Cinta de Matrices de acero inoxidable	4.7
Hawe Cuñas interdetales de madera de arce	4.14
Hawe Diamond Strips	6.5
Hawe Dispositivos de centrado de radiografías para portapeliculas y soportes de sensores	8.10
Hawe Implant Paste	7.4
Hawe Matrices cervicales metálicas	4.3
Hawe Matrices cervicales transparentes	4.3
Hawe Matrices de titanio	4.10
Hawe Matrices extra finas	4.9
Hawe Matrices micro-finas	4.9
Hawe Matrices Pre-contorneadas	4.8
Hawe Matrices Tofflemire	4.10
Hawe Premolar and Molar Matrices azul y transparente	4.9
Hawe Prophly Copas y Cepillos	7.6
Hawe Stopstrip	4.4
Hawe Striproll azul y transparente	4.4
Hawe Tiras abrasivas	6.5
Hawe Tiras Transparentes Adapt	4.4
Hawe Tiras Transparentes	4.3
Hawe Tofflemire bombeadas	4.10
Herculite XRV	3.19
Herculite XRV Ultra	3.16
Herculite XRV Ultra Aesthetic Kit	3.16
Herculite XRV Unidose	3.20
HiLuster Plus	6.8
Horno de polimerización de Premise Indirect	10.7
Hydrock	10.4
HP Sleeve (Funda para piezas de mano)	9.5

I

Identoflex - Pulidores de Oro, Amalgamas y Metales Preciosos	6.12
Identoflex (Pulidores de Composites)	6.9
Identoflex (Pulidores Diamantados)	6.10
Identoflex Porcelana / Cerámica / Composites Híbridos	10.29
Identoflex Porcelanas/Cerámicas	6.11
Identoflex Pulidores de Cerámica	6.11
Identoflex Pulidores de Oro	10.29
Implant Deplaquers	7.8
Impresión Funcional	1.8
Impresión Funcional	10.26
Impression Compound	1.7
Impression Compound	10.28
Instrumento rotativo para quitar el cemento provisional	2.3
Instrumentos estériles para exámenes	9.2
Instrumentos para composites	4.17
Instrumentos para Modelar Porcelana	10.23
Instrumentos para tallar la cera	10.15
Instrumentos	7.8
Irrigation Probe	7.9

K

Kit de examen bucal estéril (50)	9.2
Kit de examen periodontal estéril (50)	9.2
Kolor + Plus Modificador Estuche	3.19
Kolor + Plus Resin Colour Modifier	10.10
Kwik Tray	1.7
Kwik-Bite	8.3
Kwik-Bite Senso	8.7

L

Lab Ceras	10.26
Lab-Min Universal	10.30
Lámparas de Polimerización L.E.D.	5.3
Lamparas Halógenas de Polimerización	5.2
Life	3.25
Limpieza y pastas de pulido	7.2
Liquidos Lab	10.24
Lucifix Matrices azul y transparente	4.6
Luciwedges Classic	4.14
Luralite Pasta de Impresión	1.8

M

Margin Carver (Tallador de Margenes)	10.12
Margin Liners (Delineadores del Margen)	10.12
Material Diverso Acces. Restauración	4.20
Material Diverso Profilaxis	7.10
Matrices - Anteriores y Cervicales	4.3
Matrices – Posteriores	4.5
Maxcem Elite	3.26
MetaFix	4.12
Microfilm	10.24
Minidentoflex (Pulidores de Composites)	6.10
Modificadores de Colores	10.10
Mouth Mirrors (Espejos)	4.22
MULTiflex couplings	3.10

N

NX3	3.27 / 10.11
-----	--------------

O

Occlubrush	6.6
Occlusal Indicator Wax	10.27
Opti1Step Polisher	6.7
OptiBond All-In-One	3.6
OptiBond FL	3.4
OptiBond Solo Plus	3.5
OptiBond XTR	3.5
OptiClean	2.3
OptiDam	4.20
OptiDisc	6.4
Optilux 501	5.2
OptiShine	6.6
OptiStrip	6.5
OptiView	7.10
Orthodontic Model	10.4
Orthodontic Tray Wax	1.9 / 10.27

P

Paro-Bite	8.5
Pastel Rock	10.4
Pasteless Prophy	7.5
Perio Soft-Scaler	7.9
Perio-Probe	7.9
Permlastic	1.7
Pinidentoflex	10.30
Pinzas estériles (50)	9.2
Point4	3.22
Portador de amalgamas	4.18
Portamatrices	4.11
Portapeliculas	8.3
Portapeliculas para posicionar film y placas radiologicas	8.3
Porta servilletas	9.10
Premise Flowable	3.15
Premise Incisal	10.9
Premise Indirect Accesorios	10.11
Premise Indirect Líquidos	10.10
Premise Indirect Teklite Repuestos	10.7
Premise Indirect	10.5
Premise	3.13
Pro-Brush	7.5
Pro-Cup Junior	7.6
Pro-Cup	7.6
Prophy-Polishers sin fluoruro	7.5
Protector Ocular	9.5
Protectores laterales para gafas	9.7
Pulidores - Amalgamas	6.12
Pulidores de Composites	6.7
Pulidor de Pócelanas	6.11

Q

Quik Sprues (Bebedores)	10.20
-------------------------	-------

R

Radiómetro L.E.D	5.6
Radiómetros	5.6
Ready Sprues (Bebedores)	10.21
Reconstrucción de muñones	3.28
Registros de Mordida	1.8
Revolution Formula 2	3.24

S

Seal-Tight Adaptador	9.8
Seal-Tight Cánulas desechables para la jeringa agua-aire	9.8
Silicona de Adición	1.3
Sistema de Aplicación de líquidos y barnices	4.18
Sistema Intro de Premise Indirect	10.7
Sistema master de Premise Indirect	10.5
Sistema Pulidor HiLusterPLUS	6.8
Sistemas de Aplicación de Composites	4.15
Slip-Nots (Porta servilletas)	9.10
Smoothy-Flameless Wax Finisher	10.16
Snow-White	10.3
SoftClamp	4.21
Solitrine	1.6 / 10.24
Sonda periodontal estéril de doble extremo OMS (50)	9.2
SonicFill	3.9
Soprote para Captadores	8.6
Spray para espejos	4.22
Stainless Steel Ovals (Cilindros Ovalados de Acero Inoxidable)	10.22
Stick-Tite Sprues	10.21
Sticky Wax (Cera Pegajosa)	1.9 / 10.27
Super Pulidores de Acrílico	10.31
Super Sep	10.24
Super Tray	4.2
Super-Bite Senso	8.8
Super-Bite	8.4
SuperMat	4.7

T

Tab 2000	10.26
Tabla Portapeliculas	8.2
Tabla tratamiento de superficie	6.2
Take 1 Advanced registro de mordida	1.8
Take 1 Advanced	1.4
Take 1 Alginate	1.2
TempBond	2.2
TempBond Accesorios	2.2
TempBond Clear y Jeringa de automezcla Triclosan	2.2
TempBond NE	2.2
TempBond y TempBond NE Jeringa de automezcla	2.2
TempBond y TempBond NE Unidose	2.2
Temphase	2.5
Tiras pulido	6.5
Traps (Filtros)	9.9
Tri-Fluor-O-Clean	7.4
Tytin FC (Condensación Firme)	3.29
Tytin	3.29

U

Ultra-Waxer 2 (Encerador)	10.19
Ultra-Waxer 2 Ultra-Spatula (Puntas Térmicas)	10.19

V

V.P.S. Adesivo (Adhesivo Polivinilsiloxano)	1.5
Vacufilm	10.24
Vel-mix	10.3
Vertise Flow	3.7
Volume™ Machine de Renfert	1.5

X

X-Rays Film Portapelículas	8.6 / 8.10
----------------------------	------------

Y

Yeso Snow White - Tipo 2	10.3
--------------------------	------

1 Materiales de Impresión

ALGINATO, MATERIAL DE IMPRESIÓN	1.2
ALGINATO, MATERIAL ALTERNATIVO	1.2
SILICONA DE ADICIÓN	1.3
ACCESORIOS	1.5
CUBETAS (TRAYS)	1.7
BASE DE GOMA (RUBBER BASE)	1.7
GODIVA (THERMOPLASTIC COMPOUND)	1.7
IMPRESIÓN FUNCIONAL	1.8
REGISTRO DE MORDIDAS	1.8
CERAS	1.9

Alginato, material de impresión

Take 1 Alginate

Take 1® combina la versatilidad clínica con una excepcional facilidad de uso. Su propiedad cromática de cambio de color garantiza el control del procedimiento en todo momento y su elasticidad, su estabilidad dimensional, su reproducción exacta de detalles y su estabilidad dimensional de 120 horas (con humedad del 100 %) permiten obtener resultados fiables en todos los casos. Las características del nuevo alginato de fraguado rápido de Kerr son:

- Un cambio de color en 3 pasos
- Óptima resistencia a los desgarros
- **Tiempo de trabajo:** 1:50 minutos
- Estabilidad dimensional de 120 horas
- Baja deformación
- **Tiempo de fraguado:** 2:30 minutos

Take 1 Alginate

33342

1 tarro (500 g), 1 medidor de líquido y 1 medidor de polvo


Take 1 Alginate

33343

bolsas 20 x 450, 5 medidores de líquido y 5 medidores de polvo



Take 1 Alginate, 500g



Take 1 Alginate, 450g

Alginato, material alternativo

AlgiNot FS

AlgiNot FS™ es una alternativa al alginato extremadamente rentable y segura. Se trata de un material de gran calidad que ofrece una precisión y rendimiento excepcionales. Ahora AlgiNot está disponible con un tiempo de fraguado más rápido para aumentar la comodidad del paciente y reducir el tiempo de sesión sin afectar al rendimiento ni al tiempo de trabajo. La consistencia tixotrópica mejorada reduce el desplome y el desplazamiento de la cubeta de impresión.

Indicaciones: impresiones preliminares, coronas provisionales, impresiones para coronas y puentes, impresiones para modelos, impresiones para registro de mordida, impresiones para modelos de ortodoncia, protectores bucales, cubetas para blanqueamiento y más.

- No es necesario mezclar manualmente. Elimina las molestias del polvo. Ahorra tiempo y material.
- Elija el envase. En Cartucho o en Volume™ automezclador.
- Menor necesidad de impresiones. Con una única impresión puede efectuar el colado de múltiples escayolas.
- Las impresiones permanecen estables. Puede hacer el colado inmediatamente o cuando le convenga. Las impresiones conservan su estabilidad dimensional durante meses.
- Pueden ser desinfectadas. Elimina las preocupaciones sobre las impresiones contaminadas.
- Ahorra tiempo y dinero. El tiempo que ahorra aumenta su productividad.

• **Tiempo de trabajo** (Cartucho): 1 minuto / **Set Time** (Cartucho): 2:00 minutos

• **Tiempo de trabajo** (Volume): 1:15 minutos / **Set Time** (Volume): 2:15 minutos

AlgiNot FS Cartucho Intro Kit

33816

Contenido: 6 x cartuchos de 50 ml, 12 puntas de mezcla grandes

Reposiciones de AlgiNot FS

Paquete ahorro de AlgiNot FS de 24 cartuchos, 50 ml cada uno

33817

Paquete de 6 AlgiNot FS Volume, sabor a menta, 6 x 380 ml, 3 x anillos bayoneta, tarjeta con información técnica e instrucciones.

34682

Accesorios

Pistola dispensadora

28747

48 puntas de mezcla pesadas (Tray) (turquesa)

29333 E

Puntas de mezcla Dynamic Volume 50 puntas amarillas, 2 anillos bayoneta

112623

Espaciadores de masilla (59 ml.)

25777



AlgiNot FS Cartridge



AlgiNot FS Volume



Puntas de mezcla, anillos bayoneta

112623

Silicona de Adición

Extrude

Material de impresión de polivinilsiloxano, de adición en una amplia selección de viscosidades. Características únicas de manejo con propiedades especialmente formuladas para cada técnica de impresión.

Extrude Wash - Azul claro (Fluido)

Material de muy baja viscosidad usada en combinación con Masilla para la técnica masilla/viscosa, o con Pesada para la técnica de doble-mezcla.

2 Cartuchos repuesto - Viscosa 28418
Contenido: 2 x 50 ml Cartuchos Wash, 6 puntas de mezcla

32 Cartuchos repuesto - Fluido 28419
Contenido: 16 Cajas de 2 Cartuchos Wash N° de Ref.: 28418

Extrude Medio - Verde

Excelente fluidez para detalles precisos, pero también suficientemente pesada para quedarse en la bandeja y reducir el rechazo del paciente.

2 Cartuchos repuesto - Medio 28416
Contenido: 2 x 50 ml Cartuchos Medio, 6 puntas de mezcla

32 Cartuchos repuesto - Medio 28417
Contenido: 16 Cajas de 2 Cartuchos Wash N° de Ref.: 28416

Extrude Extra - Púrpura

Material de alta viscosidad para uso individual o con cualquier otro material de impresión Extrude. Especialmente recomendado para uso con Wash para la técnica doble-mezcla.

2 Cartuchos repuesto - Extra 28414
Contenido: 2 x 50 ml Cartuchos Extra, 6 puntas de mezcla

32 Cartuchos repuesto - Extra 28415
Contenido: 16 Cajas de 2 Cartuchos Extra N° de Ref.: 28414

Extrude MPV - Verde Oscuro

Material de impresión **Multi Purpose Viscosity** (Viscosidad Muti Uso). Sistema único Mixto /Monofase.

2 Cartuchos repuesto - MPV 28420
Contenido: 2 x 50 ml Cartuchos MPV, 6 puntas de mezcla

32 Cartuchos repuesto - MPV 28421
Contenido: 16 Caja de 2 Cartuchos MPV N° de Ref.: 28420

Extrude XP Putty (Masilla)

Material de cubeta ideal para impresiones únicas y de dos pasos. Su naturaleza tixotrópica coloca automáticamente cualquier material de jeringa en zonas subgingivales para lograr un detalle inmejorable.

Extrude XP Putty (Masilla) 27877
Contenido: 520 ml masilla (2 tarros), cucharas y espaciadores



Extrude
Púrpura / Verde Oscuro / Azul / Verde



Extrude XP Putty

27877



Take 1® Advanced™

En el nuevo material de impresión Take 1® Advanced™ de vinilpolisiloxano (VPS) se ha reunido la experiencia de Kerr en el desarrollo de materiales de impresión de alto rendimiento junto con los últimos avances tecnológicos para ofrecer el primer sistema de materiales de VPS con una combinación óptima de propiedades físicas: resistencia, elasticidad, estabilidad dimensional y la capacidad para registrar los detalles en cualquier entorno. Take 1 Advanced ofrece la amplia variedad de tiempos de fraguado, sistemas de dispensación y consistencias disponibles actualmente en el mercado, proporcionando una perfecta combinación de propiedades mecánicas en un material que parece haber sido diseñado para satisfacer sus propias preferencias técnicas. Ya no es necesario utilizar varias gamas de productos para satisfacer las necesidades individuales. A diferencia de los materiales de impresión que se centran en una única característica, la exclusiva composición química de Take 1 Advanced ofrece funciones complementarias que mejoran el rendimiento general.

Kits Intro:**Kit Intro de Take 1 Advanced Cartucho de fraguado rápido****34140**

Contenido: 1 cartucho de fraguado rápido, fluido, Light body (50 ml), 1 cartucho de fraguado rápido, fluido, Regular body (50 ml), 3 cartuchos de fraguado rápido, Tray-pesada (50 ml cada uno), 1 cartucho de registro de mordida (50 ml), 1 pistola dispensadora, 6 puntas de mezcla pequeñas, 6 puntas intraorales pequeñas, 6 puntas de mezcla grandes.

Kit Intro de Take 1 Advanced Masilla/Fluido de fraguado rápido**34141**

Contenido: 1 base de masilla de fraguado rápido (400 g), 1 catalizador de masilla de fraguado rápido (400 g), 2 cucharas para masilla, 18 espaciadores de masilla, 2 cartuchos de fraguado rápido, fluido, Regular body (50 ml cada uno), 1 pistola dispensadora, 6 puntas de mezcla pequeñas, 6 puntas intraorales pequeñas.

Reposición de masilla de mezcla manual:**Take 1 Advanced masilla de fraguado rápido****34144**

Contenido: 1 base de masilla de fraguado rápido (400 g), 1 catalizador de masilla de fraguado rápido (400 g), 2 cucharas para masilla, 18 espaciadores de masilla.

Reposiciones de Volume:

Cada paquete contiene: 2 x 380 ml, 2 x anillos bayoneta

Take 1 Advanced Volume pesado de fraguado rápido

34963

Take 1 Advanced Volume pesado de fraguado normal

34962**Reposiciones de 2 cartuchos:**

Cada paquete contiene: 2 x cartuchos de 50 ml, 6 puntas de mezcla grandes. Fluido densidad normal y Fluido densidad ligera contienen 6 puntas de mezcla pequeñas y 6 puntas intraorales pequeñas. El registro de mordida contiene 6 puntas de mezcla grandes y 6 puntas intraorales de registro de mordida

Take 1 Advanced registro de mordida

34148

Take 1 Advanced fluido, Light body de fraguado rápido

34149

Take 1 Advanced fluido, Light body de fraguado normal

34150

Take 1 Advanced fluido, Regular body de fraguado rápido

34155

Take 1 Advanced fluido, Regular body de fraguado normal

34156

Take 1 Advanced medio de fraguado rápido

34152

Take 1 Advanced medio de fraguado normal

34153

Take 1 Advanced Tray-pesada de fraguado rápido

34158

Take 1 Advanced Tray-pesada de fraguado normal

34159

Take 1 Advanced

Kit Intro de Take 1 Advanced
Cartucho de fraguado rápido

34140

Take 1 Advanced Volume pesado
de fraguado normal

34962

Accesorios

Volume™ Machine de Renfert

Volume Machine de Renfert se ocupa de la difícil tarea de mezclar y dispensar materiales con facilidad, en configuraciones de mezcla automatizadas de 5:1. Proporciona un gran alivio al profesional ya que desaparece la dispensación lenta y el cansancio de las manos a los que estaba acostumbrado con los sistemas de cartucho tradicionales. Además de dispensar de forma rápida, precisa y sin necesidad de utilizar las manos los materiales mezclados homogéneamente, Volume Machine le permite ahorrar una gran cantidad de tiempo en su trabajo profesional:


- Llena una cubeta en menos de 30 segundos.
- Garantiza una mezcla homogénea sin formación de vacíos.
- Utilización fácil e intuitiva.
- Ingeniería de precisión para un funcionamiento fiable y seguro.

El nuevo Volume Machine se ha desarrollado a partir de la trayectoria de excelencia de Kerr en odontología de coronas y puentes, sin importar qué material elija. Nuestra reputada familia de marcas de materiales de impresión se ha consolidado todavía más gracias al sistema dispensador automático, rápido y fácil de utilizar.



Volume Machine de Renfert

345000



Accesorios AlgInot, Take 1 Advanced y Extrude

Puntas de mezcla Dynamic Volume 50 puntas amarillas, 2 anillos bayoneta (AlgInot, Take 1)

48 puntas de mezcla Fluida (Wash) (amarillo)

48 puntas de mezcla pesadas (Tray) (turquesa)

Pistola dispensadora

100 Puntas Intra-Orales desechables, amarillas

100 Intra-Oral Mixing Tips, Large

Espaciadores de masilla (18)

112623

29363 E

29333 E

28747

27517

20731

09526



Puntas de mezcla, anillos bayoneta

112623

V.P.S. Adesivo (Adhesivo Polivinilsiloxano)

Adhesivo para cubetas individuales de impresiones de siliconas de adición.

V.P.S. Adhesivo - 59 ml

25777



V.P.S. Adhesivo 59 ml

25777

Bloques de mezcla (Mixing Pads)

40 x 40 mm (para fondos de cavidades y composites)	60677
100 x 120 mm (para Permlastic)	60675
70 x 100 mm (para Temp Bond)	60913



Bloques de mezcla

Solitine

El Solitine es un solvente efectivo para limpiar materiales de impresion tipo thiokol, silicona, y oxido de zinc-eugenol. Para limpiar material de impresion de la piel, espátula u otros instrumentos.

250 ml. frasco	60084
----------------	-------



Solitine

60084

Free Flo Syringe

Fácil de cargar y extraer, jeringa autoclavable con dos puntas. Está fabricado en plástico blanco para que pueda ver el total del material disponible.

Free Flo Syringe	00126
------------------	-------

Accesorios para impresiones de inlays y puentes.

Free Flo Syringe Reposiciones	
-------------------------------	--

Puntas multiuso (6 por caja)	60241
Puntas de jeringa desechables (100 por caja)	17511
Tapa enroscada	15808
Arandela (10 por caja)	25153



Free Flo Syringe

00126

Flexible Clearance Tabs™
(Ideal para utilizar en consultorios)

Facilita y asegura el camino para hacer medidas directas intraorales en la cara oclusal e interproximal del diente con preparación de holgura. Están codificado por colores para poder comprobar la dimensión de holgura. Disponible en un dispensador diseñado especialmente para cirugía dental. Cada tira es de un solo uso.

Flexible Clearance Tabs	
-------------------------	--

Caja de 30 tiras	
Flex Tabs Rosa 1.0 mm	004-006
Flex Tabs Verde 1.5 mm	004-007
Flex Tabs Azul 2.0 mm	004-008
Flex Tabs (paquete surtido con 3 cajas de cada color)	004-009



Flexible Clearance Tabs

Cubetas (Trays)

Kwik Tray

Cubetas de aluminio ajustables, perforadas, para impresiones cuadrantes.

Contiene 24 cubietas

61163



Kwik Tray

Base de goma (Rubber Base)

Permlastic

Permlastic está disponible en tres viscosidades. Light Body (fluido) es excelente para inlays y puentes. Regular Body está recomendado para impresiones parciales y completas. La viscosidad densa del Heavy Body (pesada) es optima par la compresión del fluido en la técnica de doble impresión o banda de cobre.

Permlastic - Envase Estándar

1 tubo de base de 68 ml (Heavy body = 2 tubos), 11 tubo de catalizador 34 ml, 1 bloque de mezcla

Heavy Body (pesada)

60099

Regular Body (60 ml base, 60 ml catalizador)

60101

Light Body - Fluida (65 ml base, 65 ml catalizador)

60102

Permlastic - Reposición

Permlastic Adhesivo, 60 ml frasco

60098



Permlastic

60099

GODIVA (Thermoplastic Compound)

Impression Compound

Material termoplástico en placas para impresiones completas o parciales y en barras para impresiones con bandas de cobre o formación de bordes periféricos de una impresión. Cada color tiene una temperatura de trabajo controlada para un uso específico.

Impression Compound - Caja de 8 Planchas (227 g)

Verde (temp 50° C)

00441

Roja (temp 55° C)

00429

Impression Compound - Caja de 15 barras (113 g)

Verde (temp 50° C)

00444

Roja (temp 55° C)

00432



Impression Compound planchas

00444



Impression Compound barras

00444

Impresión Funcional

F.I.T.T.

Functional Impression Tissue Toner. (Acondicionador de Tejido).

La mejor aplicación de F.I.T.T. es su uso como material de impresión de rebase. Como F.I.T.T. actúa de manera fluida bajo cualquier condición – produciendo una verdadera impresión funcional.

F.I.T.T. - Envase Estándar	61127
Contenido: 100 g polvo, 100 ml líquido, 15 ml separador, 14 tazas de mezcla/medida, 2 medidores de líquido	
F.I.T.T. líquido, 100 ml frasco	61132
F.I.T.T. Polvo 100 g frasco	61144
Tazas de mezcla/medida (14)	61141



F.I.T.T.

61127

Luralite Pasta de Impresión

Luralite es una pasta fluida de óxido de zinc y eugenol fácil de mezclar, de sabor agradable, que no desplaza en tejido blando. De fraguado duro y dimensionalmente estable.

Luralite Envase Estándar	60073
Contenido: 215 g base, 65 g acelerador, 28 ml Solitine, 1 bloque de mezcla	



Luralite Pasta de Impresion

60073

Registros de Mordidas

Cera Indicadora Oclusal

Para controlar los contactos oclusales prematuros.

Cera Indicadora Oclusal	00655
Contenido: 180 tiras, 1 lápiz impermeable	



Cera Indicadora Oclusal

00655

Nuevo

Take 1® Advanced™ registro de mordida

Take 1 Advanced registro de mordida	34148
Contenido: 2 x cartuchos de 50 ml, 6 puntas de mezcla grandes, 6 puntas Intra-Orales de registro de mordida	



Take 1 Advanced registro de mordida

34148

Ceras

Blue Inlay Casting Wax (Cera Azul para coronas, inlays y puentes)

Se ablanda en agua caliente y tiene excelentes características de moldeado.

Blue Inlay Casting Wax (Cera Azul para coronas, inlays y puentes)

Caja de 15 barras (aprox. 34 g)

Blue, regular	00474
Blue, dura	00476

Caja de 120 barras (aprox. 250 g)

Blue, regular	00475
Blue, dura	00478



Blue Inlay Casting Wax

Sticky Wax (Cera Pegajosa)

Cera dura de fraguado rápido para cualquier uso de reparación y conexión de bebederos.

Envase de 12 barras (27.7 g)	00623
Envase de 120 barras (277 g)	00625



Sticky Wax

Boxing Wax (Cera para Encofrar)

Cera multi-uso para encofrar y modificar el borde periférico de las cubetas de impresión. Dado que el material es pegajoso a temperatura ambiente, se adapta fácilmente sin la aplicación de calor.

42 barras, (170 g)	00609
35 tiras, (454 g)	00608




Boxing Wax

Orthodontic Tray Wax

Cera blanca en barras para modificar el borde periférico de las cubetas de impresión en Ortodoncia y cubetas para impresiones.

Caja de 48 barras (140 g)	09246
---------------------------	-------



Disclosing Wax

Cera cremosa que se utiliza para reparar defectos en los modelos de cera. También se utiliza para determinar la sujeción de las dentaduras completas y parciales a los tejidos.

Opaco Disclosing Wax (57 g)

00610



Disclosing Wax

Coronas y puentes provisionales

2

CEMENTO PROVISIONAL	2.2
INSTRUMENTO ROTATIVO PARA QUITAR EL CEMENTO PROVISIONAL	2.3
CORONAS Y PUENTES PROVISIONALES	2.4

Cemento provisional

TempBond

TempBond® es un cemento a base de óxido de zinc con eugenol autopolimerizable para coronas y puentes provisionales o ferulizaciones y para hacer pruebas de restauraciones de cementado permanente. Excepcional manejo y resultados más fáciles con una mejor preparación para la restauración completa.

TempBond Envase Introducción con modificador 60058

Contiene: 1 tubo de base (50 g), 1 tubo de catalizador (15 g), 1 tubo de modificador (13 g), 1 bloque de mezcla

TempBond Envase Estándar sin modificador 61087

Contiene: 1 tubo de base (50 g), 1 tubo de catalizador (15 g), 1 bloque de mezcla

TempBond Unidose 31377

Contiene : 50 Unidose, 2.4 g cada uno (total de 120 g)

Jeringas de automezcla TempBond 33684

2 jeringas (11,8 g cada una) y 20 puntas mezcladoras

TempBond Reposiciones

Tubo de base (50 g) 60254

Tubo de catalizador (15 g) 60255

Tubo de modificador (13 g) 61081

TempBond® NE

Cemento temporal sin eugenol que no inhibe la polimerización de la resina de los cementos ni de los acrílicos ofreciendo una opción para los pacientes alérgicos al eugenol. Tiene la misma fluidez y propiedad retentiva que el TempBond.

TempBond NE 60256

Contiene: 1 tubo de base (50 g), 1 tubo de catalizador (15 g), 1 bloque de mezcla

TempBond NE Unidose 31973

Contiene : 50 Unidose, 2.4 g cada uno (total de 120 g)

TempBond NE Jeringa de automezcla 33685

2 jeringas (11,7 g cada una) y 20 puntas mezcladoras

TempBond® Clear

Cemento provisional a base de resina para cementar todos los tipos de provisionales y particularmente indicado para restauraciones anteriores. Es translúcido, de polimerización dual y libre de eugenol permitiendo su uso junto a cementos de resina. Es rápido, sin problemas y fácil de limpiar sin dejar residuos.

TempBond Clear con jeringa de automezcla con Triclosán 33351

1 jeringa (6 g) y 10 puntas mezcladoras

TempBond Accesorios

Repuesto de puntas de automezcla (50 puntas) 33361



Jeringas de automezcla TempBond



TempBond Unidose



TempBond Envase Estándar sin modificador

61087

Instrumento rotativo para quitar el cemento provisional

OptiClean

OptiClean™ es una innovación para cuidado optimo dental y el primer instrumento rotario para quitar los cementos provisionales y los residuos. Las partículas optimizadas abrasivas quitan con eficiencia el cemento con mínima abrasión de la dentina. OptiClean consta de una matriz de silicona para una óptima flexibilidad y reacción a los esfuerzos dinámicos. Polímero aromático de elevadas prestaciones para garantizar un encastre perfecto y seguro del mandril en la pieza de mano. Instrumento de pequeñas dimensiones con revestimiento flexible y diámetro de la fresa de 1.65 mm.

Ventajas:

Facilidad y eficacia de empleo

- Eliminación más rápida, fácil y completa del cemento provisional
- Óptimo acceso gracias a su diseño específico
- Visualización clara de la superficie de trabajo ya que no se necesita pasta pómez adicional.

Mayor delicadeza respecto a los procedimientos estándar

- Menor riesgo de abrasiones en la zona a tratar y en los dientes adyacentes
- Suave con los tejidos blandos
- Elevado nivel higiénico ya que se trata de un instrumento desechable.



OptiClean
Escala 2:1

OptiClean Kit

950

Contiene: 12 instrumentos OptiClean

Hasta hoy no existía un modo eficaz para quitar el cemento provisional. Ahora se cuenta con OptiClean: indicado para quitar el cemento provisional y los residuos.



Eliminación de la restauración provisional de la zona a tratar.




Eliminación del cemento provisional con OptiClean.




Resultados perfectos después de la utilización de OptiClean.


Detalles técnicos:



2 mm
Ampliación 17x



500 µm
Ampliación 55x



200 µm
Ampliación 150x

Análisis mediante microscopio de campo de emisión, Prof. P. Lambrechts, Universidad Católica de Leuven, Bélgica.

Coronas y puentes provisionales

Temphase™

Material de resina de bis-metacrilato radiopaco, autopolimerizable, diseñado para fabricar coronas y puentes provisionales.

Temphase reposición

Contiene: 1 Cartucho de 72 g Temphase con 12 puntas

Fraguado Regular

A1	29366
A2	28070
A3.5	28071
B1	28072
C2	28073

Fraguado Rápido

A1	29367
A2	28655
A3.5	28656
B1	28657
C2	28658

Temphase Accesorios

Puntas de mezcla (48 puntas)	28075
1 Pistola Extruder	28747



Temphase

Materiales Para Restauraciones

3

ADHESIVOS Y ACIDOS GRABADORES	3.4
COMPOSITES	3.7
CEMENTOS Y FONDOS	3.25
RECONSTRUCCIÓN DE MUÑONES	3.28
AMALGAMAS	3.28

Guía de selección para adhesivos OptiBond

	OptiBond FL	OptiBond Solo Plus	OptiBond XTR	OptiBond A-I-O
Técnica	Grabado total 2 componentes	Grabado total 1 componente	Autograbado 2 componentes	Autograbado 1 componente
Años en el mercado	18 años	10 años	1º año	4 años
Estudios clínicos a largo plazo	● ●	● ●	●	●
Aplicación				
N.º de pasos de la aplicación	3	2	2	1
Tiempo de aplicación	1:30 min.	1:10 min.	0:55 min.	0:55 min.
Fijación directa	●	●	●	●
Al esmalte/A la dentina	●	●	●	●
Reparación de composite	●	●	●	●
Reparación de porcelana	●	●	●	●
Sellado de amalgama	●	●	●	●
Fijación indirecta	●	●	●	● *
Carillas	●	●	●	● *
Coronas y puentes	●	●	●	● *
Inlays/Onlays	●	●	●	● *
Materiales para muñones	●	●	●	● *
Cementación de postes	●	● *	●	● *
Propiedades				
Carga de relleno	48%	15%	15%	7%
Funciona en la dentina húmeda o seca	●	●	●	●
Grosor de la película	~ 60 µ	~ 10 µ	~ 5-10 µ	~ 5 µ
Radiopacidad	267% Al	●	●	●
Disolvente	Agua Etanol	Etanol	Agua, Etanol, Acetona	Agua, Etanol, Acetona
Envases				
Condiciones de almacenamiento	Temperatura ambiente	Temperatura ambiente	Refrigeración 2 °C a 8 °C	Refrigeración 2 °C a 8 °C
Contenido de la botella	Botella de Primer 8 ml Botella de adhesivo 8 ml	5 ml	Botella de Primer 5 ml Botella de adhesivo 5 ml	5 ml
Contenido de Unidose™	0.1 ml	0.1 ml	Primer 0.18 ml Adhesivo 0.18 ml	0.18 ml

* Para restauraciones indirectas con accesibilidad de luz limitada o sin accesibilidad de luz, se recomienda utilizar OptiBond XTR con el cemento NX3.

● = No indicado

● = Indicado

Adhesivos y Ácidos Grabadores

Gel Etchant

Ácido ortofosfórico al 37.5% diseñado para grabado de esmalte/dentina. El vivo color púrpura ofrece excelente visibilidad durante la colocación. La viscosidad da confianza en que no se desbordará o separará. Se limpia aclarando fácilmente con el mínimo esfuerzo que caracteriza a la presentación en jeringas.

Etchant Gel Pack (Estuche de ácido grabador)	31297
---	--------------

Contiene: 3 jeringas x 3 g - 30 puntas monouso

Paquete Economy de gel grabador	34632
--	--------------

30 g de gel grabador en jeringa Jumbo, 2 jeringas intraorales vacías, 30 puntas dispensadoras, 1 conector Luer para rellenar las jeringas intraorales

Gel Etchant repuestos	
------------------------------	--

30 puntas monouso	26909
8 jeringas intraorales vacías	34720



Gel Etchant Economy Pack

34632

OptiBond™ FL

Grabado total, adhesivo dental de dos componentes.

OptiBond FL, desde su lanzamiento en 1995, ha marcado la norma en la tecnología de adhesivos. Durante más de 15 años, ha cosechado éxitos en todo el mundo, ha demostrado su eficacia en ensayos clínicos de larga duración y las principales universidades de todo el mundo lo recomiendan como el estándar de oro.

Características:

- Adhesión estructural única con una **carga de relleno del 48%**.
- **Protocolo de aplicación eficaz:** Una capa de primer. Una capa de adhesivo. Una fotopolimerización. Preparaciones secas o húmedas.
- **Radiopacidad elevada.** Un 267% de radiopacidad facilita la detección por rayos X.
- El único adhesivo de dos pasos disponible en formato de **botella y Unidose**.
- **Rendimiento demostrado a largo plazo.**

Estuche de OptiBond FL	26684 E
-------------------------------	----------------


Contiene: 1 x 8 ml OptiBond FL Prime frasco, 1 x 8 ml OptiBond FL Adhesivo botella, 1 x 3 g jeringa Gel Etchant, 10 puntas desechables de jeringa Gel Etchant, 25 pozos de mezcla desechables, 50 puntas aplicadoras desechables

OptiBond FL repuestos	
------------------------------	--

OptiBond FL Primer (8 ml Frasco)	25881 E
OptiBond FL Adhesive (8 ml Frasco)	25882 E

OptiBond FL Unidose repuestos	33352 E
--------------------------------------	----------------

Contiene: 50 estuches de aluminio (Cada uno contiene: un primer unidose, un adhesivo unidose y un cepillo aplicador)



La imagen de SEM muestra una excelente penetración de OptiBond en dentina desmineralizada, la formación de tags de resina largos y una capa híbrida bien definida, lo que resulta en una adhesión superior.

Por cortesía de Dr. Alan Boghosian.



townie
choice
awards.2011



OptiBond Solo™ Plus

Grabado total, Adhesivo dental de un solo componente.

Un adhesivo monodosis para casi cualquier aplicación clínica. Solo Plus, basado en etanol, con un 15% de nuestro relleno patentado de 0,4 micras, refuerza de verdad los túbulos dentinarios a una profundidad mucho mayor que los sistemas sin relleno o de nanorrelleno. Esto significa una mayor estabilidad a largo plazo y una resistencia adhesiva extraordinaria en aplicaciones directas o indirectas.

Características:

- **Tecnología de relleno.** OptiBond Solo Plus contiene un 15% de relleno de 0,4 micras.
- **Basado en etanol.** Los elementos que favorecen la adherencia se transportan en un disolvente de etanol, lo cual reduce la tediosa necesidad de aplicar varias capas y volver a aplicarlas constantemente lo que suele ocurrir con los adhesivos de acetona.
- **Versátil.** Eficaz en un uso para todas las indicaciones directas e indirectas. Utilización en entornos húmedos o secos.
- Disponible en formato de **botella y Unidose.**
- **Rendimiento demostrado a largo plazo.**

Optibond Solo Plus Kit botella

29670

Contiene: 2 x 5 ml botellas Optibond Solo Plus adhesivo, 1 x 3 g jeringa Gel Etchant (ácido), 10 puntas desechables de jeringa Gel Etchant, 25 pozos de mezcla desechables, 100 puntas aplicadoras desechables.

Repuesto de Optibond Solo Plus Frasco

29692

1 x 5 ml botella Optibond Solo Plus adhesivo

Optibond Solo Plus Estuche Unidose

29682 E

Contiene: (10 ml total) 100 Optibond Solo Plus adhesivo Unidose de 0,10 ml cada uno, 1 x 3 g jeringa Gel Etchant (ácido), 10 puntas desechables de jeringa Gel Etchant, 25 pozos de mezcla desechables, 100 puntas aplicadoras desechables

Repuesto de Optibond Solo Plus Unidose

29669 E

100 Unidose Optibond Solo Plus adhesivo (10 ml total)



OptiBond Solo Plus Unidose Refill Pack

29669 E



OptiBond XTR

Adhesivo universal fotopolimerizable y autograbado. OptiBond™ XTR marca la diferencia al ser el único adhesivo que incluye tanto la potencia y la durabilidad de un adhesivo de grabado total como el protocolo simplificado de una técnica de autograbado. La compatibilidad universal permite su utilización en todas las restauraciones directas e indirectas. La exclusiva química de un primer de autograbado mejorado y un adhesivo optimizado en este sistema de dos botellas aporta una excelente resistencia adhesiva al esmalte sin cortar y a la dentina.

Indicaciones: Adhesivo universal para *todas* las restauraciones directas e indirectas.

Características:

- **Excelente resistencia adhesiva a la dentina y al esmalte.** Rendimiento extraordinario para restauraciones duraderas, con integridad marginal mejorada y reducción de las microfiltraciones
- **Autograbado.** Minimiza la sensibilidad postoperatoria y maximiza la comodidad del paciente.
- **Restauraciones directas e indirectas.** Un auténtico adhesivo universal, elimina la necesidad de varios agentes de adhesión.
- **Tecnología OptiBond™ demostrada.** Rendimiento y fiabilidad clínicas probadas.
- **Compatibilidad universal.** Permite utilizar todos los cementos de resina, materiales de reconstrucción de muñones y sustratos dentales.

OptiBond XTR Unidose Kit 18 ml

35121

Contiene: 50 primer de autograbado en Unidose (0,18 ml cada uno), 50 adhesivos universales en Unidose (0,18 ml cada uno), 100 aplicadores, instrucciones de uso y 1 guía técnica.

OptiBond XTR Kit Botella 10 ml

35122

Contiene: 1 primer de autograbado en botella (5 ml), 1 botella de adhesivo universal (5 ml), 100 aplicadores y 25 bandejas de mezcla con cuatro cavidades, instrucciones de uso y 1 guía técnica.

OptiBond XTR Primer Refill 5 ml

35123

Contiene: 1 primer de autograbado (5 ml) e instrucciones de uso.

OptiBond XTR Adhesive Refill 5 ml

35124

Contiene: 1 adhesivo universal (5 ml) e instrucciones de uso.



OptiBond XTR Unidose Kit 18 ml

35121



OptiBond XTR Kit Botella 10 ml

35122

OptiBond™ All-In-One™

Adhesivo dental de un único componente de grabado total.

OptiBond® All-In-One – un adhesivo autograbable de un solo componente que elimina varios pasos durante la fijación de restauraciones directas e indirectas. Su exclusiva capacidad de nanograbado ofrece un grabado del esmalte más eficaz que el de cualquier otro adhesivo de un solo componente, lo cual crea una superficie grabada más profunda y se mejora la retención mecánica y la adhesión química.

Características:

- **Proceso sencillo en un solo paso.** Un único material que incluye grabado, primer y adhesión. Sin mezclas.
- **Excepcional resistencia adhesiva.** Nanograbado exclusivo que proporciona una resistencia adhesiva máxima tanto a la dentina como al esmalte para adhesivos autograbables de séptima generación.
- **Uso directo/indirecto.** Adherencia excelente al esmalte, dentina, porcelana y cerámicas avanzadas, incluso con restauraciones de base metálica indirectas cuando se utiliza con el cemento Maxcem™.
- **Sistema disolvente ternario.** Los tres disolventes proporcionan una estabilidad en almacenamiento mejorada y un grabado eficaz del esmalte para una fijación y resultados fiables a largo plazo.
- **Opciones de formato.** En botella o el práctico sistema Unidose®.

Estuche de frasco con muestras de Unidose**33381 E**

Contiene: 1 frasco de adhesivo (5 ml), 3 dispositivos Unidose (0,18 ml cada uno), 50 aplicadores Kerr, 25 bandejas de mezcla desechables, tarjeta con información técnica e instrucciones.

Unidose® juego de 100 uds.**34449**

Contiene: 100 dispositivos Unidose (0,18 ml cada uno), 100 aplicadores Kerr, tarjeta con información técnica e instrucciones.

Repuestos

200 Puntas aplicadoras de Kerr

24680

100 recipientes de mezcla desechables

27157

OptiBond All-In-One Estuche de frasco con muestras de Unidose

33381 E

OptiBond All-In-One juego de 100 uds.

34449

Composites

Vertise™ Flow

Composite fluido autoadhesivo.

Vertise™ Flow simplifica en gran medida los procedimientos de restauraciones directas de la odontología actual, siempre escasa de tiempo, al incorporar un agente adhesivo en el producto fluido, el cual está dotado de la reconocida tecnología adhesiva de OptiBond de Kerr. Nuestro liderazgo en la odontología restauradora con materiales de resina es el resultado de décadas de mejoras en los composites y en los conocimientos técnicos, que ahora se reúnen en Vertise Flow.

Indicaciones:


- Fondo cavitario restauraciones grandes (Clase I y II)
- Sellador de fosas y fisuras
- Cavidades pequeñas (Clase I y II)
- Reparación de porcelana

Características:


- Autoadhesivo.** No es necesario un protocolo adhesivo independiente. Procedimiento restaurador simplificado de rendimiento excelente.
- Alta resistencia adhesiva a la dentina y el esmalte.** Incorpora la tecnología adhesiva OptiBond® demostrada clínicamente para una fijación excelente a la dentina y al esmalte.
- Uso universal.** La exclusiva propiedad de autoadherencia ofrece nuevas posibilidades de utilización del producto en una amplia selección de indicaciones y situaciones.
- Sensibilidad postoperatoria reducida.**
- Manipulación sencilla.** La propiedad que impide que gotee crea una viscosidad ideal para varias indicaciones.

Investigación independiente

Resistencia adhesiva de otras combinaciones de adhesivo-composite fluido




Microfiltraciones de varios composites fluidos y microfiltraciones de adhesivos dentales (Clase I pequeña)





El adhesivo incorporado de Vertise Flow crea una unión resistente a la estructura dental y la protege de microfiltraciones. Vertise Flow muestra una resistencia adhesiva a la dentina y al esmalte similar a la de otros adhesivos de autograbado.

Valor de brillo de varios composites fluidos



Tanto el pulido inicial como la conservación del brillo son importantes para que los composites fluidos mantengan las características estéticas de las restauraciones con el paso del tiempo. Después de los tratamientos abrasivos, Vertise Flow presenta características de brillo similares a aquellas de los composites fluidos tradicionales.



Restauración pequeña de clase I con Vertise Flow, por cortesía de Dr. Alessandro Vichi

Vertise Flow Kit de prueba
34398

Contiene: 1 x jeringa de 2 g con tono A2, 10 puntas para consistencia fluida, 10 pinceles

Kit surtido de Vertise Flow
34399

Contiene: 4 x jeringas de 2 g con tonos: A2, A3, A3.5, opaco universal, 40 puntas para consistencia fluida, 40 pinceles

Kit pedodóntico de Vertise Flow

Contiene: 4 x jeringas de 2 g con tonos: XL, A1, B1, translúcido, 40 puntas para consistencia fluida, 40 pinceles

34400
Repuestos
2 x jeringa de 2 g, 20 puntas de consistencia fluida, 20 pinceles

A1	34401
A2	34402
A3	34403
A3.5	34404
B1	34405
B2	34406
Opaco universal	34407
XL	34408
Traslúcido	34409
25-paquetes de puntas y pinceles de repuesto	34410

Para más información sobre Vertise Flow visite la página web: www.vertiseflow.com/eu


Nuevo**SonicFill™ System**



SonicFill – el sistema fácil y rápido de obturación con composite para restauraciones posteriores. Relleno más rápido con energía sónica.

SonicFill System permite a los médicos realizar restauraciones posteriores con un procedimiento sencillo de un solo paso que combina las ventajas del composite fluido con un composite universal. SonicFill System está formado por una pieza de mano de KaVo que permite la activación sónica de un composite de diseño especial y extracción cómoda de Kerr. La activación sónica patentada de SonicFill reduce de manera significativa la viscosidad del composite para rellenar la cavidad en poco tiempo. Los dentistas que utilizan SonicFill reducen el tiempo de la colocación, el relleno y el proceso de esculpido de las restauraciones.

La diferencia de SonicFill.

La tecnología de SonicFill es diferente a la de cualquier otro material de composite del mercado.

El composite de SonicFill incluye una resina patentada con relleno elevado y modificadores especiales que reaccionan ante la energía sónica. Como la energía sónica se aplica a través de la pieza de mano, el modificador provoca una disminución de la viscosidad (de hasta un 87%), lo cual aumenta la fluidez del composite y permite una colocación rápida y una adaptación exacta a las paredes de la cavidad. Cuando se detiene la energía sónica, el composite recupera una mayor viscosidad, un estado con consistencia perfecta para modelar y contornear. Además, gracias a la energía sónica, el composite se hace vibrar durante la extrusión, lo que elimina el riesgo de la creación de huecos o que queden burbujas de aire atrapadas.



www.sonicfill.es

Ventajas de las restauraciones posteriores más rápidas.

La colocación de las restauraciones posteriores con composite siempre ha resultado un procedimiento tedioso, que ocupa mucho tiempo y reduce los beneficios finales. SonicFill es el primer y único sistema de composite de un solo paso "Bulk Fill", que, a diferencia del resto de composites "Bulk Fill" fluidos convencionales, no requiere una capa de recubrimiento adicional.

Ahora, ya es posible de verdad colocar, adaptar y polimerizar las restauraciones posteriores con un único incremento de material. Es así de sencillo. Sólo tiene que colocar un único incremento, contornear, polimerizar durante 20 segundos y pulir. Es así de rápido.

El resultado:

- Colocación sin esfuerzo
- Gran reducción de huecos
- Máxima adaptación
- Capacidad de esculpido excelente
- Manipulación sencilla
- Modelado sencillo sin adherencias
- Ya no son necesarias las capas de 2 mm



Características y ventajas.

RÁPIDO

- La profundidad de la polimerización de hasta 5 mm permite rellenar en un solo paso cavidades de hasta 5 mm.
- La adaptación se puede realizar directamente con la punta, rellenando y adaptando sin necesidad de instrumentos de llenado en un solo paso.
- Menor tiempo de preparación para el auxiliar y menos instrumentos de mano = menor tiempo de manipulación.

FIABLE

- Una menor viscosidad del composite garantiza una mejor adaptación a las paredes de la cavidad y la activación sónica minimiza la formación de huecos en el composite.
- Menor contracción del composite y menor tensión por contracción durante la polimerización.
- Restauraciones más rápidas sin comprometer los resultados clínicos


FÁCIL

- La punta Unidose™ ergonómica pequeña permite acceder con facilidad a la cavidad.
- El interruptor de pie y las cinco posiciones de dispensación permiten controlar la liberación de composite.
- Mejor manipulación: composite consistente sin adherencias con capacidad óptima de esculpido.
- Total compatibilidad adhesiva - compatible con todos los sistemas adhesivos, tanto grabado total como de auto-grabado

Rendimiento que causa una buena impresión.

Contracción volumétrica

El composite SonicFill tiene un elevado relleno por peso (83,5%) y tiene una contracción volumétrica baja en el sector de 1,6%.



Estudio dirigido por Jeffrey Y. Thompson, Universidad NOVA. Datos disponibles previa petición.

Radiopacidad

La radiopacidad de SonicFill supera tanto al esmalte como a la dentina. Esta imagen de rayos X muestra su adaptación excelente a un desafiante diseño de preparación.





Imagen de caso cortesía del Dr. Ron Jackson

Tensión por contracción


La resina de baja contracción y elevada carga de relleno de SonicFill tiene como consecuencia una menor tensión por contracción. La tensión por contracción de SonicFill se comparó con la de Herculite Ultra, los resultados mostraron una tensión por contracción un 30% menor.



Datos internos de Kerr. Disponibles previa petición.


Resistencia a la compresión

Los ensayos in-vitro han demostrado que SonicFill es uno de los materiales de restauración de composite más resistentes del mercado.




Estudio dirigido por Jeffrey Y. Thompson, Universidad NOVA. Datos disponibles previa petición.

Integridad marginal en el esmalte



Estudio realizado por el Prof. Roland Frankenberger, Universidad de Marburg. Datos disponibles previa petición.


Integridad marginal en la dentina



Estudio realizado por el Prof. Roland Frankenberger, Universidad de Marburg. Datos disponibles previa petición.

Margen continuo

Margen continuo en % de la longitud marginal total en el esmalte antes y después de los ciclos térmicos (TC, por su sigla en inglés) y después de la carga mecánica (ML, por su sigla en inglés) de los sistemas adhesivos comprobados en cavidades de clase I.



Estudio dirigido por el Dr. Uwe Blunck, Charité Universidad de Berlín. Datos disponibles previa petición.

QuiXfil™, X-Flow®, Surefil™ SDR™, CeramX®, Tetric EvoFlow®, Tetric EvoCeram®, XP Bond™, Clearfil™ SE Bond, Filtek™ Silorane, Adper™ Easy Bond, Filtek™ Supreme Ultra, AdheSE® One F, Esthet X®, Venus® no son marcas comerciales de Kerr Corporation.

El sistema de relleno fiable.

¿Cómo funciona?

La activación sónica del composite reduce drásticamente la viscosidad durante la colocación lo cual proporciona una adaptación excelente a las paredes de la cavidad. A continuación, el composite recupera un estado consistente que se puede esculpir, lo cual permite realizar el proceso de contorneado de la anatomía de forma rápida y eficaz. Y con la resistencia extraordinaria de SonicFill, la baja contracción y la elevada profundidad de polimerización, no tendrá que sacrificar en ningún momento la calidad en favor de la velocidad.

Resultados predecibles con una mejora de la capacidad de adaptación.

El cambio de viscosidad y la mejor capacidad para humedecerse tras la activación sónica del composite permiten una mejor adaptación a las paredes de la cavidad. El composite en la fase de esculpido ofrece una elevada capacidad de respuesta a la tensión por corte lo cual permite adaptarlo con minuciosidad a la cavidad. Por consiguiente se consiguen unos resultados de gran predictibilidad en las restauraciones que se realizan con SonicFill.

Indicado para la reconstrucción de muñones.

Gracias a la energía sónica y a sus excelentes propiedades físicas, SonicFill está indicado también para la reconstrucción de muñones. El material fluye y se adapta muy bien tanto a las paredes de la cavidad como a las superficies de los postes, asegurando una reconstrucción homogénea cuya dureza facilita el tallado de la preparación.

Estudios in-vitro independientes.

La tecnología de restauraciones de un solo paso con una profundidad máxima de 5 mm se ha comprobado y validado en estudios independientes realizados en Europa y EE UU. Los resultados in-vitro más importantes se obtuvieron al investigar la integridad marginal en la dentina y el esmalte y la integridad marginal en el esmalte con diferentes agentes adhesivos.



Reconstrucción de muñones

Cortesía del Prof. Gérard Aboudharam



SonicFill - Restauración en posteriores



Cortesía del Prof. Joseph Sabbagh

SonicFill System Intro Kit

Contenido: 1 x Pieza de mano SONICfill, 1 x Lote de iniciación con 5 puntas unidose y 5 modelos de dientes, 10 x puntas unidose A1 de 0,3 g de SonicFill, 20 x puntas unidose A2 de 0,3 g de SonicFill, 30 x puntas unidose A3 de 0,3 g de SonicFill, DVD con video explicativo, Tarjeta técnica, Instrucciones de uso del composite SonicFill, Instrucciones de uso de la pieza de mano SonicFill

SonicFill Intro Kit Italia	1.007.7401.IT
SonicFill Intro Kit Alemania/Austria	1.007.7401.DE
SonicFill Intro Kit República Checa	1.007.7401.CZ
SonicFill Intro Kit Suiza	1.007.7401.CH
SonicFill Intro Kit Suecia	1.007.7401.SE
SonicFill Intro Kit Noruega	1.007.7401.NO
SonicFill Intro Kit Finlandia	1.007.7401.FI
SonicFill Intro Kit Estonia	1.007.7401.EE
SonicFill Intro Kit Dinamarca	1.007.7401.DK
SonicFill Intro Kit Reino Unido/Sudáfrica	1.007.7401.UK
SonicFill Intro Kit BE/LU/NL	1.007.7401.BNL
SonicFill Intro Kit Francia	1.007.7401.FR
SonicFill Intro Kit Eslovaquia	1.007.7401.SK
SonicFill Intro Kit Hungría	1.007.7401.HU
SonicFill Intro Kit Polonia	1.007.7401.PL
SonicFill Intro Kit Turquía	1.007.7401.TU
SonicFill Intro Kit España	1.007.7401.SP
SonicFill Intro Kit Rumania	1.007.7401.RO
SonicFill Intro Kit Rusia	1.007.7401.RU
SonicFill Intro Kit Bulgaria	1.007.7401.BU
SonicFill Intro Kit Grecia	1.007.7401.GR



Cada punta contiene 0,3 g de composite. El peso se refiere al composite extruido de la punta.

Sonicfill Pieza de mano

Contiene: 1 Pieza de mano SonicFill*, Instrucciones de uso


SonicFill Handpiece Italia	1.007.7400.IT
SonicFill Handpiece Alemania/Austria	1.007.7400.DE
SonicFill Handpiece República Checa	1.007.7400.CZ
SonicFill Handpiece Suiza	1.007.7400.CH
SonicFill Handpiece Suecia	1.007.7400.SE
SonicFill Handpiece Noruega	1.007.7400.NO
SonicFill Handpiece Finlandia	1.007.7400.FI
SonicFill Handpiece Estonia	1.007.7400.EE
SonicFill Handpiece Dinamarca	1.007.7400.DK
SonicFill Handpiece Reino Unido/Sudáfrica	1.007.7400.UK
SonicFill Handpiece BE/LU/NL	1.007.7400.BNL
SonicFill Handpiece Francia	1.007.7400.FR
SonicFill Handpiece Eslovaquia	1.007.7400.SK
SonicFill Handpiece Hungría	1.007.7400.HU
SonicFill Handpiece Polonia	1.007.7400.PL
SonicFill Handpiece Turquía	1.007.7400.TU
SonicFill Handpiece España	1.007.7400.SP
SonicFill Handpiece Rumania	1.007.7400.RO
SonicFill Handpiece Rusia	1.007.7400.RU
SonicFill Handpiece Bulgaria	1.007.7400.BU
SonicFill Handpiece Grecia	1.007.7400.GR

* Pieza de mano KaVo SONICfill necesita una conexión KaVo MULTIflex

**Relleno**

Contenido: 20 x puntas unidose de 0,3 g, instrucciones de uso

Relleno unidose de SonicFill A1	35182
Relleno unidose de SonicFill A2	35183
Relleno unidose de SonicFill A3	35184
Relleno unidose de SonicFill B1	35330

**MULTIflex conexión**

Multiflex Conexión 465LED Italia	1.007.3197.IT
Multiflex Conexión 465LED Alemania/Austria	1.007.3197.DE
Multiflex Conexión 465LED República Checa	1.007.3197.CZ
Multiflex Conexión 465LED Suiza	1.007.3197.CH
Multiflex Conexión 465LED Suecia	1.007.3197.SE
Multiflex Conexión 465LED Finlandia	1.007.3197.FI
Multiflex Conexión 465LED Estonia	1.007.3197.EE
Multiflex Conexión 465LED Dinamarca	1.007.3197.DK
Multiflex Conexión 465LED Reino Unido	1.007.3197.UK
Multiflex Conexión 465LED BE/LU/NL	1.007.3197.BNL
Multiflex Conexión 465LED Francia	1.007.3197.FR
Multiflex Conexión 465LED Eslovaquia	1.007.3197.SK
Multiflex Conexión 465LED Polonia	1.007.3197.PL
Multiflex Conexión 465LED España	1.007.3197.ES
Multiflex Conexión 465LED Rumania	1.007.3197.RO
Multiflex Conexión 465LED Suiza	1.007.3197.CH
Multiflex Conexión 457 Italia	0.553.1210.IT
Multiflex Conexión 457 Alemania/Austria	0.553.1210.DE
Multiflex Conexión 457 Suecia	0.553.1210.SE
Multiflex Conexión 457 Reino Unido	0.553.1210.UK
Multiflex Conexión 457 BE/LU/NL	0.553.1210.BNL
Multiflex Conexión 457 Francia	0.553.1210.FR
Multiflex Conexión 457 España	0.553.1210.ES
Multiflex Conexión 457 Suiza	0.553.1210.CH
Multiflex Conexión 454N Turquía	0.553.1620.TU

PREMISE

En la nueva versión de Premise se ha mejorado la capacidad humectante, la adaptación a las paredes de la cavidad y se ha facilitado la capacidad de esculpido sin derrumbe ni retroceso del composite. Estas mejoras aumentan la facilidad de uso del composite a la vez que mantienen sus fantásticos resultados estéticos y la baja contracción del material.

NUEVA FÓRMULA**PREMISE Estuche Jeringas****35457**

Contiene: 1 Jeringa de 4 g en cada uno de los siguientes tonos: Esmalte A2, A3, A3.5 y B2; Dentina A2, A3 y A3.5; Translúcido Claro; 1 Frasco OptiBond XTR Primer 5 ml, 1 Frasco OptiBond XTR Adhesive 5 ml, 50 Puntas aplicadoras; KerrHawe Polishing Kit*

PREMISE Estuche Unidose**35458**

Contiene: 10-Puntas Unidose x 0.2 g Premise de los diferentes tonos: Esmalte A2, A3, A3.5 y B2; Dentina A2, A3 y A3.5; Translúcido Claro; 1 Frasco OptiBond XTR Primer 5 ml, 1 Frasco OptiBond XTR Adhesive 5 ml, 50 Puntas aplicadoras; KerrHawe Polishing Kit*

PREMISE Estuche Jeringas Mini Kit**35372**

Contiene: 1 Jeringa de 4 g en cada uno de los siguientes tonos Esmalte A2, A3; Dentina A3; 1 Frasco OptiBond Solo Plus 5 m, 50 Puntas aplicadoras

PREMISE Estuche Unidose Mini Kit**35373**

Contiene: 10-Puntas Unidose x 0.2 g Premise de los diferentes tonos: Esmalte A2, A3; Dentina A3; 1 Frasco OptiBond Solo Plus 5 m, 50 Puntas aplicadoras

***Hawe Polishing Kit**

(15 x 12.6 mm OptiDisc® – 5 de cada grosor – Medio, Fino y Extra-fino, 2 mandriles OptiDisc®, 4 x Gloss^{plus} Pulidores – 2 de cada/Llama y Copa, 4 x HiLuster^{plus} Pulidores – 2 de cada/Llama y Copa)



Casos cortesía del Dr. Douglas Terry

PREMISE Repuestos tonos Esmalte**Jeringa, 1 x 4 g**

A1	32712
A2	32713
A3	32714
A3.5	32715
A4	32716
B1	32717
B2	32718
B3	32719
B4	32720
C1	32721
C2	32722
C3	32723
C4	32724
D2	32725
D3	32726
D4	32727
XL1	32728
XL2	32729

Unidose, 20 x 0.2 g

A1	32745
A2	32746
A3	32747
A3.5	32748
A4	32749
B1	32750
B2	32751
B3	32752
B4	32753
C1	32754
C2	32755
C3	32756
C4	32757
D2	32758
D3	32759
D4	32760
XL1	32761
XL2	32762

PREMISE Tonos Translúcidos**Jeringa, 1 x 4 g**

Ámbar	32738
Gris	32739
Claro	32740

Jeringa, 1 x 3 g

Super Claro	32741
-------------	-------

Unidose, 20 x 0.2 g

Ámbar	32771
Gris	32772
Claro	32773
Super Claro	32774

PREMISE Tonos Dentina**Jeringa, 1 x 4 g**

A2	32730
A3	32731
A3.5	32732
A4	32733
B1	32734
B2	32735
C2	32736
D2	32737

Unidose, 20 x 0.2 g

A2	32763
A3	32764
A3.5	32765
A4	32766
B1	32767
B2	32768
C2	32769 E
D2	32770



Premise Flowable

Premise Flowable es un composite fotopolimerizable de viscosidad media con nanopartículas que resulta adecuado para numerosas aplicaciones directas. Se han combinado el relleno prepolymerizado, el nano-relleno y la tecnología demostrada de Point 4 para ofrecer una resistencia y duración óptimas.

- Ofrece una excelente resistencia mecánica y una reducida contracción de la polimerización.
- Se puede esculpir, a pesar de su fluidez no se desploma.
- Excelente para la detección de caries.
- Permite las restauraciones estéticas de uso universal.
- Se emplea en aplicaciones anteriores y posteriores que incluyen bases, fondos y sellados.

PREMISE flowable Estuche

33371

Contiene: 4 Jeringas (1 x A1, A2, A3, B1), 40 puntas

Repuestos – Estuche de tonalidades con 4 juegos

4 jeringas (1.7 g) de 1 tonalidad y 40 puntas

A1	33372
A2	33373
A3	33374
A3,5	33375
B1	33376
B2	33385
C2	33377
Opaco universal	33378
XL1	33379
XL2	33380

Repuestos de puntas (50) 33370

Repuestos – 1 juego

4 jeringa (1.7 g) de 1 tonalidad y 40 puntas

A1	33721
A2	33722
A3	33723
A3,5	33724
B1	33725
B2	33726
C2	33727
Opaco universal	33728
XL1	33729
XL2	33730



Premise flowable Estuche

33371



Herculite® XRV Ultra™


Herculite® XRV ha sido la referencia en composites para la industria dental durante 20 años. Fieles a nuestro legado de innovación en el desarrollo de materiales dentales de calidad, Kerr hace historia de nuevo con el lanzamiento de un nuevo miembro en la familia de los composites de Kerr: Herculite XRV Ultra Composite Nano-híbrido. Basado en la última tecnología sobre nano-rellenos, ofrece además una mejorada manipulación, pulido y resistencia al desgaste, Herculite XRV® ha mejorado la apariencia de vitalidad de las restauraciones igualando la opalescencia y la fluorescencia del diente natural.

- **Introducción a los nano-rellenos.** Los resultados muestran un extraordinario pulido y un mayor y duradero brillo simulando una estética natural.
- **Estética mejorada.** Una opalescencia y fluorescencia natural para obtener una vitalidad natural en las restauraciones.
- **Manipulación mejorada.** Material no pegajoso y que no se derrumba con una gran esculpibilidad y adaptación al diente natural.
- **Alta resistencia mecánica.** Para una mayor duración y confianza en los estándares de la marca Herculite.
- **Tecnología probada.** Tecnología basada a partir de la plataforma de Herculite XRV nos ofrece tranquilidad y absoluta garantía.

Nuevo

Kit estético Herculite XRV Ultra

El nuevo kit estético Herculite XRV Ultra se ha creado con el objetivo de ofrecer al dentista una gama completa de productos para la realización de restauraciones anteriores y posteriores con resultados estéticos elevados. En el kit se incluye la nueva Guía de estratificación que detalla paso a paso la correcta estratificación usando la técnica de tonos de dos capas o multicapa en las regiones anterior y posterior. Siguiendo esta guía, el profesional puede obtener unos resultados óptimos con el composite Herculite XRV Ultra alcanzando resultados naturales y una coincidencia de tonos Vita perfecta. De este modo se elimina la fase de ensayo y error para adoptar un nuevo sistema de tonos.



Casos cortesía del Prof. Angelo Putignano



Kit estético Herculite XRV Ultra Unidose**35485**

Contiene: 6 Unidoses (10 x 0,2 g) en tonos: esmalte A2, A3, A3.5, dentina A2, A3, incisal medio
2 botellas de Kolor Plus: color blanco y azul, acabado y pulido OptiStrip, guía de estratificación, kit de acabado y pulido*

Kit estético Herculite XRV Ultra Jeringa**35486**

Contiene: 6 jeringas (4 g): esmalte A2, A3, A3.5, dentina A2, A3, incisal medio
2 botellas de Kolor Plus: color blanco y azul, acabado y pulido OptiStrip, guía de estratificación, kit de acabado y pulido*

*El kit de acabado y pulido contiene: 5 OptiDiscs grueso-medio, fino, extrafino, 1 Occlurush, 1 OptiShine, pulidores Opti1Step tipo disco y llama, 2 fresas de carburo, 2 fresas de diamante

**Herculite XRV Ultra Kit Standard Jeringa****33856**

Contiene: 10 Jeringas (4 g) de los colores: Esmalte A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C2, D2 Dentina: A2, A3, Accesorios*

Herculite XRV Ultra Kit Standard Unidose**33857**

Contiene: 10 Unidose (10 x 0,2 g) de los colores: Esmalte A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C2, D2 Dentina: A2, A3, Accesorios*

Herculite XRV Ultra Kit Intro Jeringa**33858**

Contiene: 6 Jeringas (4 g) de los colores: Esmalte A1, A2, A3, A3.5, D2 Dentina: A2, Accesorios*

Herculite XRV Ultra Intro Kit Unidose**33859**

Contiene: 6 Unidose (10 x 0,2 g) de los colores: Esmalte A1, A2, A3, A3.5, D2 Dentina: A2, Accesorios*

* Accesorios:

1 Jeringa PREMISE Flowable A2 (1,7 g), 10 puntas para composite fluido, 1 OptiBond Solo Plus Bottle (5 ml),
1 Jeringa gel grabador (3 g), 1 Kit muestra Optidisc con 15 discos de cada tamaño (Extra-Grueso, Medio-Grueso, Fino y Extra-Fino) de 12,6 mm y 2 mandriles, 25 Pocillos de mezcla, 50 Puntas de aplicación y 10 Puntas para Gel grabador.

**Herculite XRV Ultra Mini Kit Jeringa con OptiBond Solo Plus****33860**

Contiene: 3 Jeringas (4 g) de los colores: Esmalte A2, A3 Dentina: A2, 1 OptiBond Solo Plus Bottle (5 ml), 1 Jeringa gel grabador (3 g), 25 Pocillos de mezcla, 50 Puntas de aplicación.

Herculite XRV Ultra Mini Kit Unidose con OptiBond Solo Plus**34071**

Contiene: 3 Unidose (10 x 0,2 g) de los colores: Esmalte A2, A3 Dentina: A2, 1 OptiBond Solo Plus Bottle (5 ml), 1 Jeringa gel grabador (3 g), 25 Pocillos de mezcla, 50 Puntas de aplicación.

Herculite XRV Ultra Mini Kit Syringe con OptiBond All-in-one**34956**

Contiene: 3 jeringas (4 g) en tonos: esmalte A2, A3. Dentina A3, 1 jeringa de composite Premise Flowable A3 (1,7 g), 10 puntas para composite fluido, 1 botella de OptiBond All-in-One (5 ml), 50 puntas de aplicación

Herculite XRV Ultra Mini Kit Unidose con OptiBond All-in-one**34957**

Contiene: 3 Unidoses® (10 x 0,2 g): en tonos: esmalte A2, A3. Dentina A3, 1 jeringa de composite Premise Flowable A3 (1,7 g), 10 puntas para composite fluido, 1 botella de OptiBond All-in-One (5 ml), 50 puntas de aplicación

Herculite XRV Ultra Repuestos tonos Esmalte**Jeringa, 1 x 4 g**

Esmalte XL	34001
Esmalte A1	34002
Esmalte A2	34003
Esmalte A3	34004
Esmalte A3.5	34005
Esmalte A4	34006
Esmalte B1	34007
Esmalte B2	34008
Esmalte B3	34009
Esmalte B4	34010
Esmalte C1	34011
Esmalte C2	34012
Esmalte C3	34013
Esmalte C4	34014
Esmalte D2	34015
Esmalte D3	34016
Esmalte D4	34017
Incisal - Neutro	34027

20 x 0,2g Unidose

Esmalte XL	34028
Esmalte A1	34029
Esmalte A2	34030
Esmalte A3	34031
Esmalte A3.5	34032
Esmalte A4	34033
Esmalte B1	34034
Esmalte B2	34035
Esmalte B3	34036
Esmalte B4	34037
Esmalte C1	34038
Esmalte C2	34039
Esmalte C3	34040
Esmalte C4	34041
Esmalte D2	34042
Esmalte D3	34043
Esmalte D4	34044
Incisal - Neutro	34054

Herculite XRV Ultra Repuestos tonos Dentina**1 x 4 g Jeringa**

Dentina A1	34018
Dentina A2	34019
Dentina A3	34020
Dentina A3.5	34021
Dentina B1	34022
Dentina B2	34023
Dentina C2	34024
Dentina D2	34025
Dentina D3	34026

20 x 0,2g Unidose

Dentina A1	34045
Dentina A2	34046
Dentina A3	34047
Dentina A3.5	34048
Dentina B1	34049
Dentina B2	34050
Dentina C2	34051
Dentina D2	34052
Dentina D3	34053



Herculite® XRV™

Material de composite micro-híbrido fotopolimerizable en Jeringa o Unidose

Restauraciones anteriores y posteriores incluyendo: Clase I, Clase II, Clase III, Clase IV, Clase V, erosiones cervicales y aplicaciones directas.

- Contiene cerca de un 79% de relleno inorgánico (por peso) con partículas de un tamaño medio de 0,6 µm
- Estudios clínicos a largo plazo demuestran su fiabilidad y durabilidad
- Su excelente flexibilidad permite el modelado anatómico sin pérdidas
- 16 Vita®-tonalidades de esmalte y 16 Vita®-tonalidades de dentina, 2 tonos incisales, 1 cúspide y 3 cervicales para una estética extraordinaria

Vita® es un marca registrada de Vita Zahnfabrik, Alemania.



Fractura de dentina

Estuche XRV Esthetic con OptiBond Solo Plus**30893**

Este amplio estuche se compone de dos maletines separados dependiendo del uso: el primero tiene dos bandejas y el segundo una sola.

Contiene: 1 jeringa Esmalte de 5 g en cada uno de los siguientes tonos:

Tonos A - A1, A2, A3, A3.5, A4 / Tonos B - B1, B2, B3, B4

Tonos C - C1, C2, C3, C4 / Tonos D - D2, D3, D4

Contiene: 1 jeringa Dentine de 5 g en cada uno de los siguientes tonos:

Tonos A - A2, A3, A3.5 / Tonos B - B1, B2

Tonos C - C2 / Tonos D - D2

1 x 2,5 g jeringa Incisal Medio, 1 x 2,5 g jeringa Incisal Light

5 ml OptiBond Solo Plus botella, 50 puntas aplicadoras desechables, 25 pozos de mezcla desechables,

1 x 3 g Etchant Gel jeringa con 10 puntas desechables



Relleno con Herculite XRV

Herculite XRV General Kit con OptiBond Solo Plus**30894**

Contiene: 1 jeringa Esmalte de 5 g en cada uno de los siguientes tonos:

Tonos A - A1, A2, A3, A3.5 / Tonos B - B1, B3

Tonos C - C2, C3 / Tonos D - D2, D3

Contiene: 1 jeringa Dentine de 5 g en cada uno de los siguientes tonos:


Tonos A - A2 / Tonos B - B1

Tonos C - C2 / Tonos D - D2

1 x 2,5 g jeringa Incisal Medio, 1 x 2,5 g jeringa Incisal Light

5 ml OptiBond Solo Plus botella, 50 puntas aplicadoras desechables, 25 pozos de mezcla desechables,

1 x 3 g Etchant Gel jeringa con 10 puntas desechables



Herculite XRV

Herculite XRV repuesto jeringas**1 x 5 g Esmalte jeringa****Tonos A**

Esmalte A1	22859
------------	-------

Esmalte A2	22860
------------	-------

Esmalte A3	22861
------------	-------

Esmalte A3.5	22862
--------------	-------

Esmalte A4	22863
------------	-------

Tonos B

Esmalte B1	22864
------------	-------

Esmalte B2	22865
------------	-------

Esmalte B3	22866
------------	-------

Esmalte B4	22867
------------	-------

Tonos C

Esmalte C1	22868
------------	-------

Esmalte C2	22869
------------	-------

Esmalte C3	22870
------------	-------

Esmalte C4	22871
------------	-------

Tonos D

Esmalte D2	22872
------------	-------

Esmalte D3	22873
------------	-------

Esmalte D4	22874
------------	-------

XRV Dentina jeringa repuestos**1 x 5 g jeringa Dentina****Tonos A**

Dentina A1	23391
Dentina A2	22875
Dentina A3	22876
Dentina A3.5	22877
Dentina A4	23390

Tonos B

Dentina B1	22878
Dentina B2	22879
Dentina B3	23389
Dentina B4	23388

Tonos C

Dentina C1	23387
Dentina C2	22880
Dentina C3	23386
Dentina C4	23385

Tonos D

Dentina D2	22881
Dentina D3	23384
Dentina D4	23392

XRV Cervical jeringa repuestos**1 x 5 g jeringa**

Cervical rojo/marrón	29832
Cervical amarillo/marrón	29834

XRV Incisal jeringa repuestos**1 x 2,5 g jeringa**

Light	22882
Medium	22883

Herculite® XRV™ Unidose

Material de composite micro-híbrido clínicamente probado para restauraciones anteriores y posteriores en una extensa gama de tonos vita y dentina más dos incisales. Puntas pre-dosificadas de 0,25g en cada una. Vita® es un marca registrada de Vita Zahnfabrik, Alemania.

Estuche Herculite XRV Unidose con OptiBond Solo Plus

30895

10 puntas pre-dosificadas de 0,25 g de Esmalte en cada uno de los siguientes tonos:

Tonos A - A1, A2, A3, A3.5 / Tonos B - B1, B3

Tonos C - C2, C3 / Tonos D - D2, D3

10 puntas pre-dosificadas de 0,25 g de Dentina en cada uno de los siguientes tonos:

Tonos A - A2 / Tonos B - B1

Tonos C - C2 / Tonos D - D2

10 x 0,25 g puntas pre-dosificadas Incisal Medio y Incisal Light, 5 ml OptiBond Solo Plus botella, 50 puntas aplicadores desechables, 25 pozos de mezcla desechables, 1 x 3 g jeringa de Etchant Gel con 10 puntas desechables

XRV Unidose repuestos:**20 puntas pre-dosificadas de 0,25g de Esmalte****Tonos A**

Esmalte A1	23036
Esmalte A2	23037
Esmalte A3	23038
Esmalte A3.5	23039
Esmalte A4	23040

Tonos B

Esmalte B1	23041
Esmalte B2	23042
Esmalte B3	23043
Esmalte B4	23044



Estuche Herculite XRV Unidose
con OptiBond Solo Plus

30895

N° de Ref.

Tonos C

Esmalte C1	23045
Esmalte C2	23046
Esmalte C3	23047
Esmalte C4	23048

Tonos D

Esmalte D2	23049
Esmalte D3	23050
Esmalte D4	23051

XRV Unidose repuestos:**20 puntas pre-dosificadas de 0,25 g de Dentina****Tonos A**

Dentina A2	23052
Dentina A3	23053
Dentina A3.5	23054

Tonos B

Dentina B1	23055
Dentina B2	23056

Tonos C

Dentina C2	23057
------------	-------

Tonos D

Dentina D2	23058
------------	-------

XRV Unidose repuestos:**20 puntas pre-dosificadas de 0,25 g de Incisal**

Light	23059
Medio	23060

Kolor + Plus® Modificador

Modificadores de color y opaquers se usan en restauraciones con composite. Es el modo perfecto de realzar y perfeccionar la habilidad de igualar el diente natural. Con Kolor+Plus, puede fabricar el tinte ideal para superficies oclusales, destacar áreas gingivales, simular depresiones y replicar detalles sutiles hasta hacer una restauración realmente natural.

Kolor + Plus Repuesto (Frasco de 2 ml cada uno)

Amarillo	23394
Violeta	23395
Marrón	23396
Azul	23397
Blanco	23398
Rojo	23399
Gris	23400
Incoloro	23401
Ocre	23404
Opaco A1	23402
Opaco A3	23403



Kolor + Plus



Cavidad preparada



Resultado final

Point4™

Sistema de composite con partícula optimizada de 0,4 micras. Este nuevo composite micro-híbrido para restauraciones anteriores y posteriores está disponible en 16 tonos Vita®, 8 tonos opacos, 3 tonos extra claros y 3 tonos translúcidos para obtener la estética, fuerza y vitalidad óptima en un solo producto.

Point4 Estuche Introducción Jeringas**29687**

Contiene: 1 x 4 g jeringa en cada uno de los siguientes tonos: A2, A3, A3.5, B2, T1, 1 x 5 ml frasco OptiBond Solo Plus, 2 x 3 g jeringas Etchant Gel, 20 puntas desechables de jeringa Gel Etchant, 25 pozos de mezcla desechables, 50 puntas aplicadores desechables

Point4 Jeringa repuestos**1 x 4 g jeringa****Tonos A**

A1	29876
A2	29877
A3	29878
A3.5	29879
A4	29880

Tonos B

B1	29881
B2	29882
B3	29883
B4	29884

Tonos C

C1	29885
C2	29886
C3	29887
C4	29888

Tonos D

D2	29889
D3	29890
D4	29891

Xtra Clara

XL1	29892
XL2	29893

Translúcidos

T1	29895
T2	29896
T3	29897

Opaco

A2	31360
A3	31361
A3.5	31362
B1	31364
B2	31365



Point4 Estuche Jeringas

29687



Reconstrucción con Point4



Resultado final

N° de Ref.

Point4 Estuche Unidose**29688**

Contiene: 10 puntas Unidose en cada uno de los siguientes tonos: (cada punta contiene 0,20 gramos) A2, A3, A3.5, B2, T1, 1 x 5 ml botella Optibond Solo Plus, 2 x 3 g jeringas Etchant Gel, 20 puntas desechables de jeringa Gel Etchant, 25 pozos de mezcla desechables, 50 puntas aplicadoras desechables

Point4 Unidose repuesto

Contiene: 20 puntas pre-dosificadas (0,20 g en cada punta)

Tonos A

A1	29898
A2	29899
A3	29900
A3.5	29901
A4	29902

Tonos B

B1	29903
B2	29904
B3	29905
B4	29906

Tonos C

C1	29907
C2	29908
C3	29909
C4	29910

Tonos D

D2	29911
D3	29912
D4	29913

Xtra Claro

XL1	29914
XL2	29915

Translúcidos

T1	29917
----	-------

Opaco

A2	31368
A3	31369
A3.5	31370



Point4 Estuche Unidose

29688

Revolution™ Formula 2

Composite híbrido fluido fotopolimerizable, para restauraciones de clase III, IV y V. 60 % de relleno con partículas de 0,6 micras. Revolution fluye dentro de la preparación para una fácil colocación y contorneado, ideal cuando esté indicada una técnica mínimamente invasiva. Dispensado a través de una jeringa de 1 g con una punta aplicadora para aumentar precisión y control. Revolution es rápido y fácil de usar, proporcionando una estabilidad del color excelente y un pulido excepcional, dando un acabado estético de alta calidad.

Revolution Formula 2 Estuche Introducción**29514**

Contiene: 4 x 1 g jeringa en cada uno de los siguientes tonos: A2, B3, C3 y Opaco Universal

Revolution Formula 2 Estuche Surtido**29515**

3 x 1 g jeringa en cada uno de los siguientes tonos: 1 Incisal, 1 Gingival, 1 Opaco Blanco, 20 Puntas Aplicadoras

Revolution Formula 2 Repuestos

Cada repuesto contiene 4 jeringas x 1g

Tonos A

A1	29493
A2	29494
A3	29495
A3.5	29496
A4	29497

Tonos B

B1	29498
B2	29499
B3	29500

Tonos C

C1	29502
C2	29503
C3	29504
C4	29505

Tonos D

D2	29506
D3	29507
Xtra -Claro	29509
Gingival	29510
Incisal Claro	29511
Universal Opaque	29512
Opaco Blanco	29513

100 Puntas Aplicadoras negras	450119
100 Puntas Aplicadoras amarillas	450120



Recubrimiento de una preparación de cavidad con Revolution Formula 2

Cementos y Fondos

Cavalite

Fondo de cavidades que contiene hidroxiapatita y polvo de ionómero de vidrio.

Cavalite	20282
Contiene: 10 ml Cavalite, 1 bloque de mezcla	



Cavalite

20282

Life

Hidróxido de Calcio para fondo de cavidades.

Fraguado Regular - 6 minutos	
Envase Estándar	61769
Contiene: 12 g Base, 12 g Catalizador, 1 bloque de mezcla	
Envase Grande	60927
Contiene: 5 x 12 g base, 5 x 12 g Catalizador, 5 bloques mezcla	
Fraguado Rápido - 3 minutos	
Envase Estándar	60997
Contiene: 12 g Base, 12 g Catalizador, 1 bloque de mezcla	
Envase Grande	60998
Contiene: 5 x 12 g base, 5 x 12 g Catalizador, 5 bloques mezcla	



Life

61769

Maxcem Elite

Maxcem Elite, el cemento de resina de autograbado y autoadhesivo para restauraciones indirectas es una solución de simplicidad refinada – con mayor resistencia adhesiva y excelente facilidad de uso – y tecnología comprobada en la que no se sacrifica el rendimiento. Limpieza fácil, sin necesidad de mezclas ni refrigeración. Para mayor comodidad, las puntas intraorales para canales radiculares permiten dispensar el material en lugares de difícil acceso.

- **Resistencia adhesiva entre 22-36 MPa.** Alta resistencia de fijación sin adhesivos.
- **Facilidad de uso.** Limpieza fácil, no es necesaria la refrigeración ni la mezcla manual.
- **Compatibilidad con los sustratos más comunes.** Cerámicas anteriores o posteriores, restauraciones metálicas y PFM y materiales CAD/CAM.
- **Mecanismo eficaz de autopolimerización.** Polimeriza totalmente cuando no se dispone de luz.

Kit estándar de Maxcem Elite

34055

Contiene: 5 jeringas de 5g (2 transparentes, blancas, blanco opaco, amarillas) 24 puntas de automezcla normales, 16 puntas de automezcla con aberturas anchas, 8 puntas intraorales, 8 puntas para canales radiculares, guía técnica.

Kit Económico Maxcem Elite

34056

Contiene: 2 jeringas transparentes de 5g, jeringa de automezcla de 11,7 g de TempBond NE, 8 puntas de automezcla normales, 8 puntas de automezcla con aberturas anchas, 8 puntas intraorales de automezcla, 8 puntas de automezcla TempBond, guía técnica.

Kit mini de Maxcem Elite

34057

Contiene: 1 jeringa transparente de 5g, 5 puntas de automezcla normales, 4 puntas de automezcla con aberturas más anchas y 4 puntas intraorales, guía técnica.

Paquetes de repuestos de tonos individuales de Maxcem Elite

Contiene: 2 jeringas de 5g, 10 puntas de automezcla normales, 8 puntas de automezcla con abertura ancha, 8 puntas intraorales, guía técnica.

Transparente	34058
Blanco	34059
Blanco opaco	34060
Amarillo	34061
Marrón	34062

Accesorios

40 puntas de mezcla normales de Maxcem Elite	34074
8 puntas intraorales, puntas de automezcla (anchas) de Maxcem Elite	34075
8 puntas para canales radiculares, puntas de automezcla (anchas) de Maxcem Elite	34076



Puntas radiculares y puntas intraorales



Casos cortesía del Dr. Robert A. Lowe



Kit estándar de Maxcem Elite

34055

NX3

NX3, de indicación universal y adecuado para todas las aplicaciones indirectas, es un sistema de cemento de resina definitivo con una química innovadora para obtener unos resultados estéticos incomparables y una gran adherencia y versatilidad. Las opciones del sistema de dispensación incluyen una jeringa de automezcla para indicaciones de polimerización dual y un cemento de fotopolimerización para varias unidades cuando es necesario un tiempo ilimitado de trabajo. El cemento de automezcla de polimerización dual se puede utilizar para todas las aplicaciones indirectas, carillas incluidas. Con el sistema iniciador sin aminas patentado por Kerr y la matriz de resina optimizada, NX3 es el primer cemento de resina adhesivo con auténtica estabilidad de color.

- **Dispensación simplificada.** La jeringa de automezcla de polimerización dual elimina la mezcla manual.
- **Aplicaciones de fotopolimerización.** Carillas e indicaciones que requieren un tiempo de trabajo ilimitado.
- **Fijación a todos los substratos.** Excelente adherencia a la dentina, esmalte, bloques CAD/CAM, cerámica, porcelana, resina y metal.
- **Autograbado o grabado total.** Compatibilidad con protocolo de fijación. No es necesario un activador de polimerización dual.
- **Excelente estabilidad de color.** Resultados estéticos excelentes para cementos de polimerización dual y fotopolimerización.
- **Manipulación óptima.** Fácil de limpiar con consistencia de gel.

NX3 Intro Kit

33642

Contiene: 1 jeringa de polimerización dual (5 g) de cada tono: transparente, blanco y amarillo; 1 jeringa de fotopolimerización (1,8 g) de cada tono: transparente, blanco y amarillo; 1 jeringa de gel try-in (3 g) de cada tono: transparente, blanco y amarillo; 1 botella de silano (5 ml); 24 puntas de automezcla; guía sobre la técnica e instrucciones de uso.

NX3 Trial Kit

33653

Contiene: 1 jeringa de polimerización dual (5 g) de tono transparente, 8 puntas de automezcla, frasco de 5 ml de OptiBond® All-In-One, adhesivo de autograbado, instrucciones de uso.

NX3 Light-Cure Kit

33682

1 jeringa de Cemento Fotopolimerizable Light-Cure (1,8 g) de cada tono: transparente y blanco; 1 jeringa de gel try-in (3 g) de cada tono: transparente y blanco; 10 OptiBond Solo Plus Unidose; 1 jeringa Gel Etchant de 3 g; 1 botella de silano (5 ml); 10 aplicadores Kerr; 10 puntas monouso Gel Etchant; tarjeta con información técnica e instrucciones NX3.

NX3 Repuestos

Jeringa de automezcla de polimerización dual (transparente), 5 g	33643
Jeringa de automezcla de polimerización dual (blanco), 5 g	33644
Jeringa de automezcla de polimerización dual (amarillo), 5 g	33645
Jeringa de automezcla de polimerización dual (extra-claro), 5 g	33646
Jeringa de automezcla de polimerización dual (blanco opaco), 5 g	33647
Jeringa de fotopolimerización (transparente), 1,8g	33648
Jeringa de fotopolimerización (blanco), 1,8 g	33649
Jeringa de fotopolimerización (amarillo), 1,8	33650
Jeringa de fotopolimerización (extra-claro), 1,8 g	33651
Jeringa de fotopolimerización (blanco opaco), 1,8 g	33652
Gel Try-In (transparente), 3 g	33656
Gel Try-In (blanco), 3 g	33657
Gel Try-In (amarillo), 3 g	33658
Gel Try-In (blanco opaco), 3 g	33659
Gel Try-In (extra-claro), 3 g	33660
50 puntas de automezcla	33655



NX3 Intro Kit



Imagen cedida por el Dr. Mitch Condit

Reconstrucción de muñones

CoreRestore2™

El sistema de reconstrucción de muñones de polimerización dual presenta mayor fuerza y resistencia a la fractura. Alto relleno (83% del peso) con una gran resistencia. Empleo de la inigualable fuerza adhesiva de la tecnología OptiBond Solo Plus. Fácil de usar, con una excelente manejabilidad gracias a su nuevo gel y tiempos de aplicación. Color azul para facilitar la definición marginal de la estructura dental. Un tono "incolore" también disponible. Contiene 6 distintas preformas de plástico para cualquier reconstrucción de muñones.

CoreRestore2 Repuestos

1 x 4 Jeringa Catalizadora de Baja Viscosidad	31300
1 x 4 Jeringa Catalizadora de Alta Viscosidad	31301
1 x 4 Jeringa Base - Universal	31302
1 x 4 Jeringa Base - Blanca	31303
1 x 4 Jeringa Base - Azul	31305
1 x 4 Jeringa CoreRestore2 HDOC	31748
(Alta Profundidad de Polimerización) - Únicamente polimerizable por luz (incolore)	
CoreRestore 2 - Unidose puntas vacías (40)	76019



Jeringa CoreRestore2 HDOC (Alta Profundidad de Polimerización) también disponible. Producto n° 31748

Amalgamas

Contour

Contour® es una amalgama de fase dispersa de condensación fácil y firme. Con las partículas 70% esférica y 30% convencional reduce la posibilidad de fracturas marginales.

Contour 50 cápsulas

Fraguado Regular, Marrón

Bote Estándar, 50 x 400 mg cápsulas, dosis simple	29963
Bote Estándar, 50 x 600 mg cápsulas, dosis doble	29966
Bote Estándar, 50 x 800 mg cápsulas, dosis triple	29969

Contour 500 cápsulas

Fraguado Regular, Marrón

Bote Grande, 500 x 400 mg cápsulas, dosis simple	31347
Bote Grande, 500 x 800 mg cápsulas, dosis doble	31348
Bote Grande, 500 x 800 mg cápsulas, dosis triple	29970



Contour

Tytin

El alto contenido en plata y la fórmula patentada de su partícula esférica hacen de Tytin® una amalgama para restauraciones consistentes. Es extremadamente suave y fluye fácil en las cavidades más difíciles. Tiene una probada excelente integridad marginal. Mantiene su brillo largo tiempo y se puede pulir inmediatamente (8 minutos) en restauraciones de Clase I.

Tytin 50 cápsulas

Fraguado Regular

Caja Estándar, 50 x 400 mg cápsulas, dosis simple	29945
Caja Estándar, 50 x 600 mg cápsulas, dosis doble	29948
Caja Estándar, 50 x 800 mg cápsulas, dosis triple	29951

Fraguado Lento

Caja Estándar, 50 x 400 mg cápsulas, dosis simple	29954
Caja Estándar, 50 x 600 mg cápsulas, dosis doble	29957
Caja Estándar, 50 x 800 mg cápsulas, dosis triple	29960

Tytin 500 cápsulas

Fraguado Regular

Bote Grande, 500 x 400 mg cápsulas, dosis simple	29946
Bote Grande, 500 x 600 mg cápsulas, dosis doble	31345
Bote Grande, 500 x 800 mg cápsulas, dosis triple	31346

Fraguado Lento

Bote Grande, 500 x 400 mg cápsulas, dosis simple	29955
Bote Grande, 500 x 600 mg cápsulas, dosis doble	29958
Bote Grande, 500 x 800 mg cápsulas, dosis triple	29961



Tytin

Tytin FC (Condensación Firme)

Esta aleación «híbrida» no es esférica ni convencional. La fórmula de partículas patentada ofrece un manejo más fácil que con la tradicional de mezcla ya que no hay partículas de limadura. Tytin FC® ofrece el rendimiento de Tytin pero con la resistencia de las de mezcla.

Tytin FC 50 cápsulas

Fraguado Regular

Caja Estándar, 50 x 400 mg cápsulas, dosis simple	29981
Caja Estándar, 50 x 600 mg cápsulas, dosis doble	29984
Caja Estándar, 50 x 800 mg cápsulas, dosis triple	29987

Fraguado Rápido

Caja Estándar, 50 x 400 mg cápsulas, dosis simple	29990
Caja Estándar, 50 x 600 mg cápsulas, dosis doble	29993
Caja Estándar, 50 x 800 mg cápsulas, dosis triple	29996

Tytin FC 500 cápsulas

Fraguado Regular

Bote Grande, 500 x 400 mg cápsulas, dosis simple	29982
Bote Grande, 500 x 600 mg cápsulas, dosis doble	29985
Bote Grande, 500 x 800 mg cápsulas, dosis triple	29988

Fraguado Rápido

Bote Grande, 500 x 400 mg cápsulas, dosis simple	29991
Bote Grande, 500 x 600 mg cápsulas, dosis doble	29994
Bote Grande, 500 x 800 mg cápsulas, dosis triple	29997



Tytin FC (Condensación Firme)

Amalgamator SDS Kerr 4000

El Amalgamador SDS Kerr 4000 es un amalgamador universal, controlado por un microprocesador para asegurar una precisa y consistente mezcla. Perfecta anchura en la oscilación de la gama y en la frecuencia de la mezcla así como en la selección del tiempo, el Amalgamador SDS Kerr 4000 proporciona una homogeneidad perfecta y una consistencia ideal para la anchura de las amalgamas. Se desactiva la unidad abriendo la tapa al acceder a la cápsula.

Amalgamator SDS Kerr 4000

61330



Amalgamator SDS Kerr 4000

61330

Construct

Una fibra de polietileno ultraresistente tratada con plasma frío y pre-silano con resina sin relleno. Construct puede ser manipulado con las manos antes de aplicar la resina para facilitar su manejo y ahorrar tiempo. Se puede utilizar Construct como infraestructura rígida para todas las restauraciones de composites.

Estuche Construct	30869
Contiene: 3 Cintas Construct (previamente silanado) 1 mm, 2 mm & 3mm (Aprox. 90 cm de largo), 3 Construct Resins: incoloro, claro, oscuro (3.5 g jeringa), 1 Tijeras Construct, 1 Pinza, 1 marcador de márgenes rojo y 1 marcador de márgenes azul	
Construct cinta de repuesto - 1 mm	30870
(90 cm de largo)	
Construct cinta de repuesto - 2 mm	30871
(90 cm de largo)	
Construct cinta de repuesto - 3 mm	30872
(90 cm de largo)	
Construct repuesto de Resina - incoloro	30873
(3.5 g jeringa)	
Construct repuesto de Resina - claro	30874
(3.5 g jeringa)	
Construct repuesto de Resina - oscuro	30875
(3.5 g jeringa)	
Tijeras Construct	26959



Estuche Construct

30869

Accesorios para Materiales Restaurativos

4

SUPER TRAY	4.2
MATRICES – ANTERIORES Y CERVICALES	4.3
MATRICES – POSTERIORES	4.5
CUÑAS	4.13
SISTEMAS DE APLICACIÓN DE COMPOSITES	4.15
ACCESORIOS DE AMALGAMA	4.18
EXCAVADORES	4.19
MATERIAL DIVERSO	4.20

Super Tray



 **Super Tray - una forma ordenada de guardar y tener a mano el pequeño material auxiliar**

Super Tray

1620

Contiene 67 artículos surtidos:

2 OptiDisc grueso/medio 9.6 mm	4181	2 Pro-Brush Cerdas Natural	841
2 OptiDisc grueso/medio 12.6 mm	4184	2 Pro-Brush Cerdas Nylon	845
2 OptiDisc fino 9.6 mm	4182	2 Pro-Cup Latch-Type	990
2 OptiDisc fino 12.6 mm	4185	2 Pro-Cup Latch-Type	991
2 OptiDisc extrafino 9.6 mm	4183	2 Pro-Cup Junior	992
2 OptiDisc extrafino 12.6 mm	4186	2 Pro-Cup Junior	993
2 OptiDisc grueso/medio 15.9 mm	4191	2 Mandriles con rosca RA	1301
2 OptiDisc Extra/grueso 12.6 mm	4198	5 Matrices de Titanio contorneadas	
1 Mandril OptiDisc	195	Matrices promolar-bilateral	1590
1 Mandril OptiDisc corto	196	5 Matrices Titanio contorneadas	
2 OptiShine cepillos de pulido	2513	Matrices molar-bilateral	1591
3 Cepillitos con rosca pequeños en punta	0220	3 Copas de rosca de goma en láminas	1801
3 Cepillitos con rosca pequeños en punta	0240	3 Copas de rosca de goma en láminas	1803
5 Tiras de acabado OptiStrip 4 mm	1993	3 Copas de rosca de goma en láminas	1805
5 Tiras de pulido OptiStrip 4 mm	1994	2 Copas de rosca de goma en láminas	1810
1 CleanPolish	360	2 Copas de rosca de goma en láminas	1811
1 SuperPolish	361	2 Pro-Cup Junior copas con rosca	1812
10 Stopstrip de tipo recto, 8 mm de ancho	641	2 Pro-Cup Junior copas con rosca	1813
10 Stopstrip de tipo recto, 10 mm de ancho	642	10 SuperCap enrolladores	2010
10 Adapt Luciwedge estrechos	731	10 SuperCap enrolladores	2015
10 Adapt Luciwedge medios	732	1 SuperMat System	2150
10 Adapt Luciwedge ancho	733	5 Adapt SuperCap de acero	2181
5 Matrices cervicales transparentes	851 S	5 Adapt SuperCap de acero	2182
5 Matrices cervicales transparentes	852 S	3 Matrices transparentes Adapt SuperCap	2171
5 Matrices cervicales transparentes	853 S	3 Matrices transparentes Adapt SuperCap	2172
5 Matrices cervicales transparentes	854 S	2 Occlubrush copa regular	2510
5 Matrices cervicales transparentes	855 S	2 Occlubrush copa pequeña	2511
5 Matrices cervicales transparentes	856 S	2 Occlubrush tipo punta	2512
5 Matrices cervicales transparentes	857 S	5 Cleanic dosis individuales	3140
1 posicionador para matrices cervicales transparentes	861	2 Pasteless Propthy	1950
20 Cuñas interdentes turquesa, MINI	829/05	1 Diamond Strips	275
20 Cuñas interdentes anaranjadas	829/10	3 MetaFix Pequeña	3601
20 Cuñas interdentes blancas	829/20	3 MetaFix Mediana	3602
20 Cuñas interdentes verdes	829/30	5 Hawe Matrices Tofflemire bombeadas	1001 C
20 Cuñas interdentes amarillas	829/40	5 Hawe Matrices Tofflemire bombeadas	1101 C

Matrices – Anteriores y Cervicales

Hawe Matrices cervicales transparentes

Matrices cervicales transparentes con forma anatómica ideales para restauraciones de Clase V

- **NUEVA flexibilidad mejorada:** se pueden doblar y adaptar con menor memoria de forma.
- Adaptación perfecta a la anatomía de la pieza dental.
- No es necesaria la manipulación antes de realizar la obturación.
- Bordes finos: sin exceso de composite, reconstrucción exacta de la pieza dental.
- Control visual de la calidad de la obturación.
- No se adhiere al composite.
- Ausencia de capa de inhibición de oxígeno: el trabajo de acabado necesario es mínimo.
- Protección frente a la humedad y el aire.
- Obturación compacta ya que permite ejercer presión directa.

Estuche surtido de matrices cervicales transparentes Hawe 850 S

Contiene: 35 matrices de 5 formas (851S-855S), 50 matrices de 2 formas (856S-857S), 1 retractor gingival, 1 posicionador

Estuches de repuesto de 150 piezas


Art. n° 851 S - 855 S

Art. n° 856 S - 857 S

1 separador gingival de material plástico 860

1 posicionador para matrices cervicales transparentes 861

						
N° de Ref. 851 S	N° de Ref. 852 S	N° de Ref. 853 S	N° de Ref. 854 S	N° de Ref. 855 S	N° de Ref. 856 S	N° de Ref. 857 S



Estuche surtido de matrices cervicales transparentes Hawe

850 S

Hawe Matrices cervicales metálicas

Matrices cervicales con revestimiento especial de aluminio. Ideales para todo los composites y cementos de ionómero de vidrio autopolimerizable.

Estuche surtido de 100 piezas

(Art. n. 719 - Art. n. 723)

				
N° de Ref. 719	N° de Ref. 720	N° de Ref. 721	N° de Ref. 722	N° de Ref. 723



Hawe Matrices cervicales metálicas


723

Hawe Tiras Transparentes

En láminas de poliéster, con código de colores en la extremidad. Espesor 0.050 mm.

Estuches de repuestos de 100 piezas

Amarilla, largo 100 mm, ancho 6 mm, espesor 0.050 mm	690
Roja, largo 100 mm, ancho 8 mm, espesor 0.050 mm	691
Azul, largo 100 mm, ancho 10 mm, espesor 0.050 mm	692
Amarilla, largo 73 mm, ancho 6 mm, espesor 0.050 mm	695
Roja, largo 73 mm, ancho 8 mm, espesor 0.050 mm	696
Azul, largo 73 mm, ancho 10 mm, espesor 0.050 mm	697



Hawe Stopstrip

Matrices transparentes para los dientes anteriores con fijación integrada

- colocación y fijación segura de la matriz
- no es necesario sujetar la matriz con el dedo
- no existe obstáculo a la polimerización
- espesor 0.050 mm

Surtidos

Surtido Stopstrip de tipo recto

8 mm y 10 mm de ancho, 75 de cada tipo

Surtido Stopstrip de tipo curvo

8 mm y 10 mm de ancho, 75 de cada tipo



Estuches de repuestos de 100 piezas

Stopstrip de tipo recto, 8 mm de ancho

Stopstrip de tipo recto, 10 mm de ancho

Stopstrip de tipo curvo, 8 mm de ancho

Stopstrip de tipo curvo, 10 mm de ancho



640 Stopstrip fijación automática de un lado



Surtido Stopstrip de tipo recto

640

Hawe Striproll

Tira de poliéster en un cómodo dispensador para todos los materiales de obturaciones de piezas anteriores.
0.050 mm de espesor

Striproll azul de Hawe

- Exclusiva matriz de color que se presenta como alternativa a la matriz transparente
- El color azul ofrece un mayor contraste con la estructura dental
- Su efecto en el grado de conversión del composite es insignificante
- Constituye una gran ventaja ya que permite un mejor control visual de la aplicación y la manipulación del composite
- La matriz teñida no se decolora al entrar en contacto con el gel de grabado, adhesivos o primers
- Un paso adelante que simplifica y acelera el trabajo diario de los dentistas



Striproll azul de Hawe

Striproll azul de Hawe

Striproll azul, 15 m, ancho 6 mm

2685

Striproll azul, 15 m, ancho 8 mm

2686

Striproll azul, 15 m, ancho 10 mm

2687

Striproll transparente de Hawe

Striproll transparente, 15 m, ancho 6 mm

685

Striproll transparente, 15 m, ancho 8 mm

686

Striproll transparente, 15 m, ancho 10 mm


687

Hawe Tiras Transparentes Adapt

Anatómicamente preformadas. Espesor 0.075 mm.

100 Tiras transparentes Adapt

680



Matrices – Posteriores

Hawe Adapt sistema de matriz seccional

El sistema perfecto para micro-restauraciones. La nueva matriz seccional Adapt® proporciona obturaciones sin excesos. Al igual que el original la nueva forma permite buenos contactos con los dientes vecinos. Matrices de espesor excepcionalmente fino, disponibles en plástico **azul y transparente**. El nuevo color azul como alternativa al transparente, ha sido elegido para incrementar el contraste entre la matriz y la estructura dental sin tener ninguna influencia negativa en la polimerización del composite. Se trata de una gran ventaja para un mejor control visual de la aplicación del composite, los procedimientos de obturación y la manipulación. Las alas laterales más largas de la línea azul facilitan la aplicación e inserción en la zona proximal. La matriz teñida no se decolora al entrar en contacto con el gel de grabado, adhesivos o primers. La línea azul constituye un paso adelante que simplifica y acelera el trabajo diario de los dentistas. El troquel proximal transparente permite una perfecta adaptación y modelado de las secciones entre los dientes. Troquel proximal con pinzas de aplicación, nuestro troquel facilita una adaptación y una fijación perfectas en los espacios interdentes.



Hawe sistema de matriz seccional Adapt in situ.



Hawe Sistema de matriz seccional azul Adapt in situ.

Adapt matrices seccionales azules

Hawe estuche de matrices seccionales azules

2750

Contiene: 200 matrices seccionales azules diferentes (4x50), 200 troqueles proximales, 1 pinza de aplicación, 5 Adapt Luciwedges (pequeño, medio y grande).

Estuches de repuesto de matrices

100 matrices seccionales azules Adapt (espesor 5.0 mm, grosor 0.05 mm, curvatura moderada), 100 troqueles proximales	2751
100 matrices seccionales azules Adapt (espesor 6.5mm, grosor 0.05 mm, curvatura moderada), 100 troqueles proximales	2752
100 matrices seccionales azules Adapt (espesor 5.0 mm, grosor 0.05 mm, curvatura pronunciada), 100 troqueles proximales	2753
100 matrices seccionales azules Adapt (espesor 6.5mm, grosor 0.05 mm, curvatura pronunciada), 100 troqueles proximales	2754

Matrices seccionales transparentes

Hawe estuche seccional transparente Adapt

750

Contiene: 200 matrices transparentes de 2 anchuras: 5 y 6.5 mm, de curvatura moderada o pronunciada, 200 piezas proximales preformadas, 1 pinza de aplicación, 5 Adapt Luciwedge surtidos

Estuches de repuestos de 100 piezas troqueles proximales

100 Matrices transparentes Adapt (ancho 5.0 mm, grosor 0.05 mm, curvatura moderada) 100 troqueles proximales	751
100 Matrices transparentes Adapt (ancho 6.5 mm, grosor 0.05 mm, curvatura moderada) 100 troqueles proximales	752
100 Matrices transparentes Adapt (ancho 5.0 mm, grosor 0.05 mm, curvatura pronunciada) 100 troqueles proximales	753
100 Matrices transparentes Adapt (ancho 6.5 mm, grosor 0.05 mm, curvatura pronunciada) 100 troqueles proximales	754
1 pinza de aplicación	755

Estuches de repuestos sin troqueles proximales

100 Matrices transparentes Adapt (ancho 5.0 mm, grosor 0.05 mm, curvatura moderada)	756
100 Matrices transparentes Adapt (ancho 6.5 mm, grosor 0.05 mm, curvatura moderada)	757
100 Matrices transparentes Adapt (ancho 5.0 mm, grosor 0.05 mm, curvatura pronunciada)	758
100 Matrices transparentes Adapt (ancho 6.5 mm, grosor 0.05 mm, curvatura pronunciada)	759



Hawe Surtido de matrices azules Adapt

2750



Hawe Surtido de matrices transparentes Adapt

750



Lucifix® Matrices

Matrices posteriores azules y transparentes con dispositivo de fijación integrado.

El nuevo y exclusivo color azul, que se presenta como alternativa a la matriz transparente, se eligió para ofrecer un mayor contraste con la estructura dental y sus efectos en el grado de conversión del composite son insignificantes. Constituye una gran ventaja para un mejor control visual de la aplicación del composite, los procedimientos de obturación y la manipulación. La matriz teñida no se decolora al entrar en contacto con el gel de grabado, adhesivos o primers. La línea azul constituye un paso adelante que simplifica y acelera el trabajo diario de los dentistas.

Ya no es necesario el soporte tradicional de la matriz. Las matrices se pueden regular a los requisitos individuales mediante una sujeción gingival u oclusal. Matriz de 0,075 de espesor.

Lucifix azul

Sistema de matrices Lucifix azul / Luciwedge

2785 S

Contiene: 30 matrices azules Lucifix para premolares, 15 matrices azules Lucifix para molares, 60 Adapt Luciwedges (15 de cada tamaño: extra pequeño, pequeño, medio y grande)

Paquetes de repuesto de Lucifix transparente / Paquete de 50 piezas

Matrices azules Lucifix para premolares

2775

Matrices azules Lucifix para molares

2776

Lucifix transparente

Sistema de matrices Lucifix transparente / Adapt Luciwedge

785 S

Contiene: 30 matrices transparentes Lucifix para premolares, 15 matrices transparentes Lucifix para molares, 60 Adapt Luciwedges (15 de cada tamaño: extra pequeño, pequeño, medio y grande)

Paquetes de repuesto de Lucifix transparente / Paquete de 50 piezas

Matrices transparentes Lucifix para premolares

775

Matrices transparentes Lucifix para molares

776



Adapt Luciwedge ver pag. 4.12



Lucifix azul



Lucifix transparente



Empleo sin portamatrices

Los portamatrices tradicionales tienden a deformar las bandas de matriz posterior transparentes que son usadas para los composites, debido a su peso, pudiendo hacer que la reconstrucción de los puntos de contacto resulte difícil o incluso imposible.



Sistema Lucifix/Adapt Luciwedge

785 S

N° de Ref.

SuperMat



SuperMat® y Adapt® SuperCap® Matrix, el sistema universal para la aplicación de matrices de acero y transparentes para dientes posteriores. El sistema que aporta una aplicación más rápida, fácil y estándar. El anillo de matrices exclusivamente fino está contorneado de acuerdo con la anatomía dental y está disponible en dos bandas de anchura con un solo tamaño para los molares y premolares, en acero o plástico transparente. Ellos se integran al SuperCap, la tensión adjunta al Sistema SuperMat.

SuperMat surtido

2150

Contiene: 1 SuperLock instrumento de fijación, 14 matrices de acero Adapt SuperCap surtido, 6 matrices transparentes Adapt SuperCap surtido

Matrices Adapt SuperCap

Estuches de repuesto de 50 piezas

Matrices de acero Adapt SuperCap, espesor 0.03 mm, anchura 5.0 mm	2161
Matrices de acero Adapt SuperCap, espesor 0.03 mm, anchura 6.3 mm	2162
Matrices transparentes Adapt SuperCap, espesor 0.050 mm, anchura 5.0 mm	2171
Matrices transparentes Adapt SuperCap, espesor 0.050 mm, anchura 6.3 mm	2172
Matrices de acero Adapt SuperCap, espesor 0.038 mm, anchura 5.0 mm	2181
Matrices de acero Adapt SuperCap, espesor 0.038 mm, anchura 6.3 mm	2182

Estuches de repuesto SuperCap enrolladores

SuperCap enrolladores, 5.6 mm, Estuches de 100	2010
SuperCap enrolladores, 5.6 mm, Estuches de 500	2020
SuperCap enrolladores, 6.7 mm, Estuches de 100	2015
SuperCap enrolladores, 6.7 mm, Estuches de 500	2025



SuperMat in situ



SuperMat surtido

2150



Enrolladores 5.6 mm



Enrolladores 6.7 mm

Matrices de acero 0.030 mm Blandas

Matrices de acero 0.038 mm Menos blandas

Matrices transparentes 0.050 mm



Anchura 5.0 mm

2161



Anchura 5.0 mm

2181



Anchura 5.0 mm

2171

Matrices de acero 0.030 mm Blandas

Matrices de acero 0.038 mm Menos blandas

Matrices transparentes 0.050 mm



Anchura 6.3 mm

2162



Anchura 6.3 mm

2182



Anchura 6.3 mm

2172

Hawe Cinta de Matrices de acero inoxidable

Cinta de matrices en un práctico dispensador, 3 m.

Cinta de Matrices de acero inoxidable, espesor 0.030 mm

Anchura 5 mm	399 A
Anchura 6 mm	399 B
Anchura 7 mm	399 C

Cinta de Matrices de acero inoxidable, espesor 0.045 mm

Anchura 5 mm	499 A
Anchura 6 mm	499 B
Anchura 7 mm	499 C




Hawe Cinta de Matrices de acero inoxidable

Hawe Adapt® Matrices

Matrices de acero, espesor 0.045 mm.

**Estuches de 30 piezas**

Hawe Adapt Matrix Bands, espesor 0.045 mm	375
Hawe Adapt Matrix Bands, espesor 0.045 mm	376
Hawe Adapt Matrix Bands, espesor 0.045 mm	377
Hawe Adapt Matrix Bands, espesor 0.045 mm	378
Hawe Adapt Matrix Bands, espesor 0.045 mm	379
Hawe Adapt Matrix Bands, espesor 0.045 mm	380
Hawe Adapt Matrix Bands, espesor 0.045 mm	382

**Hawe Matrices Pre-contorneadas**

Matrices Pre-contorneadas anatómicamente de acero inoxidable, espesor 0.045 mm.


**Matrices Pre-contorneadas Surtido**

396

Contiene: 5 de cada Matrices Pre-contorneadas (6 formas)

Repuestos de 30

Premolar, bilateral	390
Molar, bilateral	391
Premolar, unilateral	392
Premolar, unilateral	393
Molar, unilateral	394
Molar, unilateral	395




N° de Ref.

Hawe Matrices micro-finas

Matrices de acero, espesor 0.030 mm.

**Estuches de 30 piezas**


Hawe Matrices micro-finas	405
Hawe Matrices micro-finas	406
Hawe Matrices micro-finas	407
Hawe Matrices micro-finas	408
Hawe Matrices micro-finas	409
Hawe Matrices micro-finas	410

**Hawe Matrices extra finas**

Matrices de acero, espesor 0.038 mm.

**Estuches de 30 piezas**

Hawe Matrices extra finas	1201
Hawe Matrices extra finas	1202
Hawe Matrices extra finas	1203
Hawe Matrices extra finas	1204
Hawe Matrices extra finas	1205
Hawe Matrices extra finas	1206
Hawe Matrices extra finas	1207
Hawe Matrices extra finas	1208

**Hawe matrices para molares y premolares**

Las matrices posteriores azules y transparentes con forma anatómica tienen los extremos de la matriz codificados por colores para que su utilización resulte más sencilla. El nuevo y exclusivo color azul, que se presenta como alternativa a la matriz transparente, se eligió para ofrecer un mayor contraste con la estructura dental y sus efectos en el grado de conversión del composite son insignificantes. Constituye una gran ventaja para un mejor control visual de la aplicación del composite, los procedimientos de obturación y la manipulación. La matriz teñida no se decolora al entrar en contacto con el gel de grabado, adhesivos o primers. La línea azul constituye un paso adelante que simplifica y acelera el trabajo diario de los dentistas. Matriz de 0,075 de espesor.



Hawe sistema de matrices para posteriores 780 S

Matrices para molares y premolares azules**Hawe sistema de matrices azules posteriores**

2780 S

Contiene: 40 matrices azules para premolares, 20 matrices azules para molares, 15 Adapt Luciwedges de cada tamaño: extra pequeño, pequeño, medio y grande.

Paquetes de repuesto de matrices azules para molares y premolares**Paquetes de 50 piezas**

Hawe matrices azules para premolares	2773
Hawe matrices azules para molares	2774



Hawe matrices azules para molares


Matrices para molares y premolares transparentes**Hawe sistema de matrices transparentes posteriores**

780 S

Contiene: 40 matrices transparentes para premolares, 20 matrices transparentes para molares, 15 Adapt Luciwedges de cada tamaño: extra pequeño, pequeño, medio y grande.

Paquetes de repuesto de 50 piezas

Hawe matrices transparentes para premolares	773
Hawe matrices transparentes para molares	774
Adapt Luciwedge ver pag. 4.12	



Hawe matrices transparentes para molares


Hawe Matrices de titanio

Las excepcionales cualidades del material proporcionan una mejor adaptación dental. Excelente biocompatibilidad probada. Espesor 0.030 mm.



Estuches de 30 piezas

Hawe Matrices de titanio	1501
Hawe Matrices de titanio	1502
Hawe Matrices de titanio	1506
Hawe Matrices de titanio	1507
Hawe Matrices de titanio contorneadas	1590
Hawe Matrices de titanio contorneadas	1591




Hawe Matrices Tofflemire



Hawe Matrices Tofflemire

Matrices Tofflemire, espesor 0.050 mm, estuches de 30	1001/30
Matrices Tofflemire, espesor 0.038 mm, estuches de 30	1101/30
Matrices Tofflemire, espesor 0.050 mm, estuches de 30	1002/30
Matrices Tofflemire, espesor 0.038 mm, estuches de 30	1102/30
Matrices Tofflemire, espesor 0.050 mm, estuches de 30	1003/30
Matrices Tofflemire, espesor 0.038 mm, estuches de 30	1103/30
Matrices Tofflemire, espesor 0.050 mm, estuches de 30	1013/30
Matrices Tofflemire, espesor 0.038 mm, estuches de 30	1113/30
Matrices Tofflemire, espesor 0.050 mm, estuches de 30	1015/30
Matrices Tofflemire, espesor 0.038 mm, estuches de 30	1115/30



Hawe Matrices Tofflemire bombeadas



Matrices Tofflemire bombeadas

Hawe Matrices Tofflemire bombeadas, espesor 0.050 mm, estuches de 30	1001 C
Hawe Matrices Tofflemire bombeadas, espesor 0.038 mm, estuches de 30	1101 C




Hawe Matrices Tofflemire bombeadas


Portamatrices

Portamatrices

Portamatrices Tofflemire Junior	1120
Portamatrices Tofflemire Senior	1130
Portamatrices Tofflemire Universal	1140
Portamatrices Neos	625



1140



625

Nuevo

Hawe Posterior Restoration Kit

Todo lo que necesita para las restauraciones posteriores en un solo kit.

- Productos versátiles y fáciles de utilizar
- Práctico
- Ahorre tiempo y dinero en las compras habituales

A petición de los clientes, Kerr ha desarrollado un nuevo kit para los procedimientos de restauraciones posteriores. El kit está formado por algunos de los productos más conocidos, como por ejemplo: cuñas de madera de sicomoro, discos pulidores OptiDisc, pulidores OptiShine, OptiStrip, así como algunos de los productos más innovadores como las matrices MetaFix y los pulidores Opti1Step. Al utilizar estos productos junto con el nuevo sistema de obturación en bloque SonicFill, los profesionales de la odontología pueden realizar obturaciones posteriores en poco tiempo utilizando los productos más innovadores, rápidos y fáciles de usar del mercado actual.



Hawe Posterior Restoration Kit

1630

20 MetaFix Pequeña	3601
30 MetaFix Mediana	3602
20 MetaFix Grande	3603
50 Cuñas Turquesa, Mini 05	822/05
50 Cuñas Naranja, 10	822/10
50 Cuñas Blanco, 20	822/20
3 OptiShine cepillo para pulir	2514
2 Opti 1 Step Pulidor Llama	8001
2 Opti 1 Step Pulidor Copa	8002
50 OptiStrip Acabado 4 mm	1993
50 OptiStrip Pulido 4 mm	1994
2 OptiDisc Mandril estándar	195
2 OptiDisc Mandril corto	196
20 OptiDisc Extra-Grueso 12.6mm	4198
20 OptiDisc Grueso/Medio 12.6mm	4184
20 OptiDisc Fino 12.6mm	4185
20 OptiDisc Extra-Fino 12.6mm	4186

Nuevo MetaFix Nueva versión mejorada

El nuevo sistema de matrices MetaFix, con el innovador sistema integrado de tensionado y apertura de la matriz, es la solución perfecta para restauraciones en composite de Clase II - MO/OD/MOD en zona posterior.

Sistema único con una rápida colocación/retirada:

- Sistema integrado de sujeción para un ajuste fácil y estable.
- Mecanismo integrado de liberación para una retirada rápida y simple.
- Banda Matriz de 0.038 mm para una colocación estable y sin distorsión por medio de puntos de contactos ajustados.
- Ningún instrumento adicional es necesario para su colocación.

Fácil creación de puntos de contacto y de una restauración anatómica:

- Tamaño contorneado para un perfecto control de los puntos de contacto.
- Diseño anatómico ajustado para una mejor adaptación cervical y al fondo de la cavidad.
- Tres tamaños disponibles para una mejor adaptación marginal a cualquier diente posterior (premolar/molar).
- Sin necesidad de grandes acabados.
- Sistema Light matrix para un excelente comfort para el paciente y una mejor visibilidad de la zona de trabajo.



MetaFix Kit combinado (150 piezas)

3604

Contiene: 50/Pequeñas, 50/Mediana, 50/Grandes


Paquetes de repuesto de 50 piezas

MetaFix Pequeñas
MetaFix Mediana
MetaFix Grandes


3601
3602
3603

MetaFix Guía de Aplicación


Colocación




1. Seleccionar el tamaño apropiado de la matriz. Adaptar el cierre si fuera necesario.



2. Colocar la matriz en el diente y deslizar hacia la zona cervical.




3. Apriete el aro de cierre, hacia la superficie de diente hasta que la matriz esté apretada.




4. Poner las cuñas apropiadas, sujetando la matriz en su posición correcta y estable.


Retirada




5. Inserte una sonda u otro instrumento para quitar la tira con la punta orientada horizontalmente. Asegure que la punta del instrumento no señale hacia tejidos duros/suaves.



6. Tirar de la tira en dirección vertical, sujetando la matriz poniendo el dedo si fuera necesario.



7. Retirar la matriz, una vez abierta, desde el lado bucal.




8. Retirar las cuñas y comprobar el punto de contacto.


Información del Producto:

Tamaño y codificación


Pequeña
(Premolar)



Mediana
(Molar normal)



Grande
(Molar grande)



Perímetro de la matriz en posición abierta desde

27 mm

33 mm

40 mm

Perímetro de la matriz en posición cerrada hasta

19 mm

25 mm

32 mm

Alto en la zona proximal

6.7 mm

6.3 mm

7.8 mm

Cuñas

Adapt Luciwedges

La solución de tecnología avanzada para la separación interdental

- Gracias a su poder reflector de luz, la Adapt® Luciwedge® resulta ideal para el fotopolimerizado proximal y la separación dental
- La superficie suave y extraordinariamente elástica de la cuña garantiza una adaptación limpia y continuada de la matriz a lo largo del margen cervical, respetando el gingival
- Cuerpo principal duro de la cuña para una perfecta separación durante el relleno. Su capacidad de mezcla axial asegura una perfecta adaptación, incluso en las zonas cóncavas y en el espacio interdental creciente
- Mayor estabilidad de la matriz debido a la zona de presión continua


Surtido

730

Contiene: 40 Adapt Luciwedges ultra estrechas, 40 Adapt Luciwedge estrechas, 40 Adapt Luciwedges medias, 30 Adapt Luciwedges anchas


Paquetes de repuesto de 100 piezas

Adapt Luciwedges ultra estrechas	734
Adapt Luciwedges estrechas	731
Adapt Luciwedges medias	732
Adapt Luciwedges anchas	733



Adapt Luciwedges estrechas

731



- 1 Adaptación limpia a lo largo de la zona interdental, sellado de borde a borde
- 2 Adaptación a formas cóncavas
- 3 Gracias a la memoria de forma, la cuña retoma la forma original al ser retirada del espacio interdental



Luciwedge® Classic

Luciwedges Classic Surtido	790 S
-----------------------------------	--------------

Contiene: 100 Luciwedge Soft ultra finas, 50 Luciwedge Soft pequeñas, 50 Luciwedge Soft medias

Estuches de repuesto de 100 piezas	
---	--

Luciwedges Blanda ultra finas	770 S
Luciwedges Blanda pequeñas	771 S
Luciwedges Blanda medias	772 S



Luciwedges Classic Surtido

790 S

Hawe Cuñas interdetales de madera de arce

Las cuñas interdetales Hawe de madera de arce han sido modeladas de acuerdo a la anatomía del espacio interdental. Las superficies cóncavas laterales se adaptan perfectamente a la morfología interdental. La extremidad cuadrada permite una fácil introducción de la cuña, la punta ligeramente doblada hacia arriba impide herir las pápilas. Las cuñas interdetales son de madera de arce inastillable, que garantiza estabilidad y una cierta compresión, de manera que quede asegurada una perfecta adaptación al diente. Disponible en 8 tamaños, diferentes codificados por colores.



Dispensador de cuñas

826

Surtidos	
-----------------	--

Sistema de cuñas con 1000 piezas + pinzas	830
Estuche surtido de 100 piezas	823
Estuche surtido de 400 piezas	827
Dispensador de cuñas, 500 piezas surtido	826
1 pinzas	820

Estuches de repuesto	
-----------------------------	--

Cuñas turquesa, MINI, estuches de 1000 piezas	829/05
Cuñas turquesa, MINI, estuches de 100 piezas	822/05
Cuñas anaranjadas, estuches de 1000 piezas	829/10
Cuñas anaranjadas, estuches de 100 piezas	822/10
Cuñas blancas, estuches de 1000 piezas	829/20
Cuñas blancas, estuches de 100 piezas	822/20
Cuñas verdes, estuches de 1000 piezas	829/30
Cuñas verdes, estuches de 100 piezas	822/30
Cuñas amarillas, estuches de 1000 piezas	829/40
Cuñas amarillas, estuches de 100 piezas	822/40
Cuñas azules, estuches de 1000 piezas	829/50
Cuñas azules, estuches de 100 piezas	822/50
Cuñas rojas, estuches de 1000 piezas	829/60
Cuñas rojas, estuches de 100 piezas	822/60
Cuñas blancas, estuches de 1000 piezas	829/70
Cuñas blancas, estuches de 100 piezas	822/70



Sistemas de Aplicación de Composites

Compothixo™

Compothixo – Restauraciones de mayor calidad

Compothixo representa una generación exclusiva de instrumentos de colocación y modelado del composite adecuado para todas las clases de restauraciones. La nueva tecnología de Compothixo mejora las propiedades tixotrópicas del composite modificando únicamente su viscosidad sin alterar las características químicas y mecánicas del material.

VIBRACIONES INTELIGENTES:

- Mejor capacidad para humedecerse
- Máxima adaptación del composite a las paredes cavitarias
- Disminución de las burbujas de aire
- Aplicación precisa
- Mejor control del grosor de la capa de composite
- Mejora el modelado
- Reduce la pegajosidad al composite

Ventajas:


- Adaptación excelente a las matrices y las cavidades
- Reducción de las burbujas de aire
- Estratificación sencilla de las capas delgadas, especialmente en restauraciones anteriores
- Reducción de la presión necesaria para la compresión del composite
- Menor adherencia del composite comparado con los instrumentos tradicionales
- Colocación sencilla del composite en la pared dental, sin efecto de tensión hacia atrás
- Reducción de las burbujas de aire

Indicaciones:

- Modelado del composite
- Para esculpido oclusal, fisuras y retiro de excedente
- Técnica de aplicación por capas
- Carillas directas

Características técnicas:

- Diseño ergonómico
- Peso ligero
- Cuatro puntas intercambiables de uso habitual
- Colocación fácil de las puntas
- Funcionamiento con batería
- Frecuencia de vibración de 140 Hz
- Autonomía de la batería de 8 horas



Kit de presentación de Compothixo

5400

Contiene: Mango del instrumento + 4 puntas (1 Punta aguda, 1 punta de espátula, 1 punta de émbolo, 1 punta semiesférica)

Mango del instrumento Compothixo

5401

Contiene: 1 mango del instrumento

Kit de varias puntas de Compothixo

5402

Contiene: 1 Punta aguda, 1 punta de espátula, 1 punta de émbolo, 1 punta semiesférica.

Repuestos de puntas – Paquete de 2 unidades

Punta aguda de Compothixo	5403
Punta de espátula de Compothixo	5404
Punta de émbolo de Compothixo	5405
Punta semiesférica de Compothixo	5406



Compothixo Intro Kit

5400

Punta
aguda
5403Punta
de espátula
5404Punta
de émbolo
5405Punta
semiesférica
5406

CompoRoller

CompoRoller™ es un innovador instrumento de modelado de composite diseñado para proporcionar un control completo de la aplicación de capas y el contorneado de restauraciones de composite directas para obtener la forma definitiva. Los extremos de trabajo de CompoRoller utilizan los exclusivos rodillos antiadherentes de KerrHawe que permiten una aplicación homogénea sin burbujas de los composites en capas finas y uniformes. Los rodillos desechables están disponibles en 7 formatos diferentes:

- **Rodillo cilíndrico, 4 mm:** contorneado de superficies planas
- **Rodillo cónico:** para el modelado de márgenes y superficies oclusales, modelado y adaptación de composite en cavidades de clase I.
- **Rodillo cilíndrico, 3 mm:** contorneado de superficies planas. Modelado de zona cervical y en cavidades.
- **Rodillo en forma de disco:** para formación de márgenes, adaptación interproximal y cervical del composite. Contorneado de áreas marginales.
- **Rodillo Rolling:** modelado de oclusiones y fisuras. Adaptación del composites a las paredes y cavidades profundas.
- **Rodillo oval:** para el contorneado palatino y lingual de los dientes.
- **Rodillo en forma de espátula:** Contorneado de áreas proximales (frontal y posterior).

Estuche CompoRoller 5300

Contiene: 1 mango de CompoRoller, 7 puntas cada una de ellas con los 7 modelos (total 49 puntas)

Estuches de repuestos	
Recambio de Mango de CompoRoller, juego de 2	5301
Recambio de Rodillos cilíndricos, 4 mm (100)	5302
Recambio de Rodillos cónicos (100)	5303
Recambio de Rodillos cilíndricos, 3 mm (100)	5304
Recambio de Rodillos en forma de disco (100)	5305
Recambio de Rodillos Rolling (100)	5306
Recambio de Rodillos ovalados (100)	5307
Recambio de Rodillos en forma de espátula (100)	5308



CompoRoller

5300




Instrumentos para composites

Instrumentos de plástico de forma perfecta para los materiales de composite.
Se puede esterilizar en autoclave a 134°C, como mínimo 3 min.

Estuche Surtido	430
Contiene: 5 instrumentos	
Repuesto de 1 instrumento	
Instrumentos para composites	425/1
Instrumentos para composites	425/2
Instrumentos para composites	425/3
Instrumentos para composites	425/4
Instrumentos para composites	425/5



425/1



425/2



425/3



425/4



425/5

Composite-Gun

Pistola versátil para una aplicación de relleno de materiales y cemento libre de burbujas.


Surtido	1910
Contiene: 1 Pistola de Composite, 2 puntas transparentes baja viscosidad, 2 puntas naranjas baja viscosidad, émbolos y capuchas coloreadas	



Composite-Gun

1910

Estuches de repuestos de 100 piezas	
Puntas y émbolos, transparentes	1913
Puntas y émbolos, naranjas baja viscosidad	1914
Puntas y émbolos, naranjas alta viscosidad	1915
Puntas y émbolos, naranjas con aguja	1916
Puntas y émbolos, grises	1917
Puntas y émbolos, negro	1918
Surtido de capuchas en 4 colores, para codificar puntas ya llenas, estuche de 80	1919



Composite Unidose Gun Dispenser

Pistola dispensadora, forma ergonómica.

Pistola dispensadora	21782
----------------------	-------



Pistola dispensadora de composite en unidose

Sistema de Aplicación

Micro-Aplicadores y Micro-Cepillos sirven para aplicar líquidos, medicina y barniz de forma rápida y precisa.

Surtido 320

Contiene: 1 instrumento de fijación, 100 Micro-Aplicadores, 100 Micro-Cepillos finos y 100 Micro-Cepillos extra-finos

Estuches de repuestos de 200 piezas

Micro-Cepillos finos	326
Micro-Cepillos extra-finos	327
Micro-Aplicadores	328
Puntas aplicadoras	24680
1 pinzas de fijación Hawe	820



Micro-Cepillos finos 326



Micro-Cepillos extra-finos 327



Micro-Aplicadores 328



Punta aplicadora 24680



Pinzas de fijación Hawe 820

Accesorios de Amalgama

Portador de amalgamas

Resistentes y fáciles de limpiar. Se puede esterilizar en autoclave a 134°C, como mínimo 3 min.


Portador de amalgamas, recto	940
Portador de amalgamas, contra-ángulo	941
Portador de amalgamas, Min-I-Gun	949

Piezas de repuesto de los portadores de 1 pieza

Pistón para el modelo recto	940/1
Punta para el modelo recto	940/2
Muelle para el modelo recto	940/3
Pistón para el modelo contra-ángulo	941/1
Punta para el modelo contra-ángulo	941/2
Muelle para el modelo contra-ángulo	941/3
Pistón para el modelo Min-I-Gun	949/1
Punta para el modelo Min-I-Gun	949/2
Muelle para el modelo Min-I-Gun	949/3



940



941



949

Excavadores

Excavadores Neos de Vanadio

El excavador con la máxima capacidad de corte.

Surtido	591/0-6
---------	---------


Estuche surtido de 7 excavadores

Repuesto de 1 instrumento	
---------------------------	--

Excavadores Individuales	591/0
Excavadores Individuales	591/1
Excavadores Individuales	591/2
Excavadores Individuales	591/3
Excavadores Individuales	591/4
Excavadores Individuales	591/5
Excavadores Individuales	591/6



Excavadores Neos de Vanadio Surtido 591/0-6



Material diverso

OptiDam

OptiDam™ es el primer dique de goma de forma tridimensional y con huellas preformadas para los dientes. Su forma tridimensional y el arco anatómico del mismo se adaptan a los contornos de la boca y amplía el área bucal accesible para el dentista. El exclusivo dique tridimensional, en combinación con su forma curva anatómica garantiza ninguna tensión excesiva sobre la mordaza (clamp) ni en la boca. OptiDam está disponible en dos versiones – anterior y posterior – para cubrir todas sus necesidades. OptiDam implica menos trabajo preparatorio que en el caso de los diques de goma convencionales: no es necesario marcar la posición de los dientes gracias a las huellas preformadas orientadas hacia fuera, sin ningún procedimiento de perforación de agujeros, ya que las preformas se cortan con facilidad. El exclusivo dique tridimensional, en combinación con su arco anatómico, garantiza una tensión menor para un pre-montaje fácil y una colocación inmediata. Además de su fácil manejo y de una comodidad definitiva, KerrHawe OptiDam ofrece la máxima comodidad al paciente.

Kit Intro de OptiDam Posteriores

5200

Contiene: 10 Diques posteriores, 1 Marco

Kit Intro de OptiDam Anteriores

5203

Contiene: 10 Diques anteriores, 1 Marco

Estuches de repuestos

Diques de repuesto OptiDam Posteriores (30)

5201

Arcos de repuesto OptiDam, estuches de 2

5202

Diques de repuesto OptiDam Anteriores (30)

5204

Formato grande Posterior (60)

5205

Formato grande Anterior (60)

5206

Para un trabajo dental rápido y eficiente

- El OptiDam crea un campo operatorio seco y limpio que permite aplicar unos procedimientos dentales inocuos.
- El OptiDam aísla todos los tejidos blandos para una perfecta accesibilidad: Ya no es necesario aplicar retenciones a la lengua del paciente. Y las mejillas, los labios y las encías del paciente ya no se interfieren con su trabajo.
- El OptiDam establece un campo de trabajo sin contaminación y una base para un acceso clínico duradero: Los materiales sensibles a la humedad pueden ser utilizados en la forma correcta. La zona sobre la que se trabaja se mantiene completamente seca.
- El OptiDam ofrece una protección óptima tanto para el paciente como para el personal facultativo: Sus pacientes quedan protegidos contra la aspiración o la ingestión de objetos extraños. Se reducen los residuos en el aire. El OptiDam limita el riesgo de infecciones producidas por las partículas de saliva y de sangre que hay en el aire tanto para usted como para su personal.

Colocación del OptiDam en tres breves pasos:

Anterior



1. Insertar el OptiDam Anterior orientando el "+" en posición maxilar y el "-" en posición mandibular. Utilizar el "+" y el "-" como una guía para centrar el dique en la línea central.



2. Utilizar hilo dental para empujar el dique a través del contacto mesial. Empezando por los incisivos centrales.




3. Hacer deslizar el dique de goma sobre los dientes restantes para que queden aislados.

Posterior



1. Situar la mordaza (clamp) con el OptiDam Posterior en una sola operación.



2. Colocar el dique de goma detrás de las aletas de la mordaza (clamp).



3. Hacer deslizar el dique de goma sobre los dientes restantes para que queden aislados.



OptiDam

SoftClamp – Clamp para dique de goma universal

La eficacia de un clamp para diques de goma depende de su capacidad de agarre firme a la pieza dental, lo cual evitará que se desplacen el clamp y el dique. Un contacto inadecuado entre el borde de sujeción del clamp y la superficie dental puede concentrar toda la fuerza en un único punto, lo cual provoca depresiones en la superficie del diente. El diseño exclusivo del SoftClamp distribuye uniformemente la fuerza aplicada lo cual reduce la presión sobre la zona de contacto. El revestimiento de ajuste firme de las mordazas permite al SoftClamp sujetarse con suavidad y firmeza a la vez a la superficie dental lo cual minimiza el riesgo de desplazamiento y hace desaparecer la causa de incomodidad del paciente y el daño iatrogénico a la pieza dental.

La alternativa suave a los clamps de metal.

- **Firme.** Diseño exclusivo con revestimiento de ajuste firme en las mordazas del clamp que minimiza la rotación y garantiza así una retención sólida y estable.
- **Seguro.** Sin bordes cortantes. Con fuerza de sujeción distribuida uniformemente. Minimiza el riesgo de lesiones en los tejidos blandos, la estructura dental o las restauraciones delicadas.
- **Versátil.** Proporciona un ajuste estable y firme para modificar el tamaño y la anatomía de los molares.
- **Compatible.** Se adapta a todo tipo de pinzas para diques de goma. Evita que las puntas de las pinzas penetren a través del clamp, lo cual podría afectar a la encía.
- **Esterilizable en autoclave.** Adecuado para usos múltiples.

Características técnicas de SoftClamp

- **Universal:** SoftClamp es un clamp universal de diques de goma para molares.
- **Material del clamp:** polímero radiopaco de alto rendimiento, de grado médico.
- **Color:** Beige satinado para minimizar la reflexión de la luz durante los procedimientos dentales.
- **Indicado para usos múltiples:** Autoclavable a 134°C (min. 3 minutos).

SoftClamp General Kit

5250


Contiene: 5 Clamp

El revestimiento de ajuste firme de las mordazas reduce el riesgo de desplazamiento y el daño iatrogénico

Indica la posición cerrada del clamp



OptiDam y SoftClamp in Situ



Fixafloss – La nueva fijación de diques de goma

Fixafloss es el primer hilo multifuncional para fijar con suavidad los diques de goma, que combina un hilo dental encerado y un elemento de sujeción cónico en un sólo producto.

Con un diseño de producto innovador, Fixafloss está indicado para fijar con suavidad y rapidez los diques de goma sin necesidad de grapas principalmente en la zona anterior. En función de la situación anatómica, Fixafloss también constituye una alternativa suave a los clamps metálicos estándar para fijar el dique de goma en los dientes posteriores.

Fixafloss es complementario de OptiDam y SoftClamp. Los 3 productos son ideal para la técnica del dique de goma.

Una alternativa suave a los clamps metálicos estándar:

- **Innovador:** hilo dental encerado con elemento cónico de sujeción (silicona).
- **Suave:** para fijar con suavidad el dique de goma sin grapa en la zona anterior.
- **Universal:** dependiendo de la situación anatómica también puede estar indicado para la fijación del dique de goma a los dientes posteriores.

Fixafloss en un dispensador higiénico con hoja de corte integrada

5260

20 unidades (enrollado)

¡Innovador dispositivo que proporciona un retracción peribucal uniforme de los labios y las mejillas, por favor consulte la página del producto **OptiView**!



Bloque de Mezcla

Para cementos, materiales de restauraciones e impresiones. Los bloques están hechos de papel especial forrados con una capa de plástico y fácil de separar cada hoja de su bloque.

Bloque de Mezcla, 5 x 5 cm	619
Bloque de Mezcla, 14 x 10 cm	621
Bloque de Mezcla, 18 x 14 cm	622



Cure-Shield

Óptima protección para los ojos durante la fotopolimerización.

Cure-Shield	310
-------------	-----



Spray para espejos

Spray que previene el empañamiento de los espejos durante su uso en la boca.

Spray para espejos de 75 ml	995
-----------------------------	-----



Spray para espejos

995

Mouth Mirrors (Espejos)

Espejos planos con la superficie revestida de rodio. Mango con rosca gruesa.

22 mm = No. 4	15975
25 mm = No. 5	15976
Mango para espejo No. 5, Rosca Gruesa, unidad	00296



Mouth Mirror (Espejos)

15975

Lámparas de Polimerización

5

LÁMPARAS HALÓGENAS DE POLIMERIZACIÓN	5.2
ACCESORIOS PARA LÁMPARAS DE POLIMERIZACIÓN	5.2
LÁMPARAS DE POLIMERIZACIÓN L.E.D.	5.3
GUÍAS DE LUZ	5.6
RADIÓMETROS	5.6

Lámparas Halógenas de Polimerización

Optilux 501

La lámpara de polimerización de Demetron más potente y versátil con 4 modalidades de polimerización: Ramp, Boost, Bleach (Blanqueamiento) y Convencional. Radiómetro Digital (LED) incorporado y la bombilla halógena Optibulb de 80 vatios para un máximo rendimiento. Provisto de una guía de luz turbo de 8 mm (Art. n° 952213), una guía de luz estándar curvada de 11 mm (Art. n° 1020898), una pantalla de luz protectora y un soporte para la pared.

Optilux 501 (220-240 V)

910072

Datos técnicos:

- Longitud de onda de salida: 400-505 nm
- Intensidad de luz de salida: 1000 mW/cm² mínimo con 8 mm de guía de luz turbo curvada
- Guías de luz: guía de luz turbo de 8 mm, guía de luz estándar curvada de 11 mm
- Tiempos de emisión: 10, 20, 30, 40 segs

Dimensiones:


- Altura: 20.5 cm
- Longitud: 19.0 cm
- Anchura: 16.0 cm

Peso de la unidad:

- Unidad pistola: 300 g
- Caja de control: 2.9 kg



Optilux 501



townie
choice
awards.2011



dent
townie
choice
awards.2006



dent
townie
choice
awards.2007

Accesorios para Lámparas de Polimerización

Estuche de Mantenimiento

21042

Mantiene la superficie óptica en una condición óptima.

Contiene: 1 mandril de acero inoxidable, 3 discos especiales para pulir las guías, 1 frasco de líquido para limpiar los filtros y reflectores, 6 bastoncillos de algodón

Pantalla Protectora

20816

(adaptable a todos los tipos de guías de luz)

Discos desechables de comprobación de dureza,

20399

paquete de 6

Estuche de montaje Optilux 500, 501

921271

Soportes para las pistolas, Optilux 500, 501

901798

Lámpara halógena de repuesto Optibulb 80 Watt

21237

para Optilux 501, 500, 400, 401, 402, VCL 200 e 300

Lámpara halógena de repuesto 52 Watt

21083

para Optilux 2000

Pantalla Protectora Cure-Shield

310

Bombilla de repuesto de la Shade Light

952260



Pantalla Protectora Cure-Shield

310



Estuche de Mantenimiento



Pantalla Protectora

20816



Bombilla de repuesto

Lámparas de Polimerización L.E.D.

Demi™ Ultra

Demi™ Ultra, la lámpara LED con ultracondensador de Kerr, constituye el último avance tecnológico en polimerización dental de la marca Demi de Kerr. Es la primera lámpara de polimerización que libera a los odontólogos de las baterías y los cables a la vez.

- Demi Ultra funciona con el revolucionario **ultracondensador U-40™**: una tecnología exclusiva que se recarga con plena potencia en tan solo 40 segundos, lo cual ofrece una comodidad incomparable.
- La tecnología patentada **C.U.R.E. Technology™** permite a Demi Ultra ofrecer rápidamente una profundidad uniforme de polimerización con las temperaturas más bajas del sector el conjunto de funciones **Easy Suite** combina un funcionamiento sencillo e intuitivo con una limpieza sin preocupaciones.
- Con el **nuevo servicio postventa** tendrá la tranquilidad de saber que su inversión y presupuesto están protegidos de las molestias que causan los gastos de reparaciones imprevistas.


Demi Ultra representa un salto exponencial en la tecnología de la fotopolimerización.

Ultracondensador U-40™

Demi Ultra de Kerr es la primera y única lámpara dotada con la avanzada tecnología de los ultracondensadores.


- Recarga ULTRA rápida: Recarga completa en menos de 40 segundos
- A diferencia de las 1,5 a 3 horas que necesitan las baterías
- Rendimiento ULTRA eficaz: La capacidad de energía no disminuye con el tiempo
- A diferencia de las baterías convencionales cuya capacidad se reduce en un 30% después de 12 meses
- Longevidad mejorada: Duración prevista multiplicada x 8 En comparación con las baterías de litio convencionales
- Sin costes de sustitución: No es necesario sustituir los ultracondensadores a diferencia de los costes recurrentes de las costosas baterías de sustitución
- Mejor para el medio ambiente

U40 Ultracondensador: cómo funciona



Baja energía

Dentro del ultracondensador U-40, los iones flotan entre dos electrodos revestidos de carbono.



Recarga

Cuando se aplica corriente eléctrica a las placas (esto ocurre cuando se coloca la pieza de mano en la base), se acumulan iones en cada placa creando un campo eléctrico que carga la lámpara de polimerización.

Tecnología C.U.R.E.™

Demi Ultra presenta un planteamiento responsable respecto a la gestión de la energía y la polimerización al utilizar la **tecnología patentada C.U.R.E.** (por sus siglas en inglés - Uniformidad de Polimerización y Reducción de Energía) que proporciona rápidamente y de forma constante una profundidad uniforme de polimerización con la eficiencia Cool Curing. La tecnología C.U.R.E. es posible gracias cuatro características del diseño de Demi Ultra que funcionan en armonía para ofrecer una polimerización uniforme y una eficiencia energética mejorada.


- LED de alta eficiencia en la guía
- Lente TIR (por sus siglas en inglés - Reflector Interno Total)
- Disipador de calor extragrande de doble efecto
- PLS (por sus siglas en inglés - Desviación de nivel periódica)

Las ventajas que proporcionan estas cuatro funciones son importantes:

- **Haz de luz colimado:** Más potencia de polimerización a distancia (Menos sensible a la posición de la guía)
- **Sección transversal del haz uniforme:** Profundidad de polimerización constante
- **Reducción de la temperatura en la punta:** Mejora la seguridad y confort del paciente
- **Reducción del aumento de la temperatura pulpar:** Disminución de la incidencia de pulpitis

Sistema PLS : cómo funciona

Polimerización más rápida sin exceso de calor
Impulsos de energía PLS



Durante cada segundo del ciclo de polimerización, la PLS modifica la salida de energía de los LED desde un valor base de 1.100 mW/cm² a un pico de 1.330 mW/cm² durante un cuarto de segundo. **La energía modulada que proporciona la PLS ofrece una polimerización rápida reduciendo el calor.**



Interfaz de usuario Easy Suite

El conjunto de funciones Easy Suite de Demi Ultra proporciona un funcionamiento y mantenimiento simples e intuitivos

- Estructura externa de plástico y teflón recubierto de aluminio: proporciona durabilidad sin comprometer el peso ni la ergonomía
- Pieza de mano completamente sellada: Ni ventilador ni respiradero por los que se puedan filtrar líquidos de limpieza
- Control intuitivo: Acceso a todas las funciones con 2 botones, modo silencio incluido
- Guía LED con 8mm reales : Extraíble y con rotación de 360°
- Radiómetro incorporado: En la base de carga



Radiómetro incorporado

Nuevo servicio postventa Demi Ultra

En el momento de compra de Demi Ultra puede optar por beneficiarse de una garantía ampliada y una cobertura por daños accidentales causados por la manipulación.

Por un coste nominal, puede ampliar la garantía estándar de 3 años del dispositivo a una garantía completa de 5 años y proteger la lámpara de polimerización frente a sucesos imprevistos (cobertura de daños accidentales).

Es obligatorio registrar la garantía en el servicio técnico de la página web www.demiultra.eu para que ésta sea válida.

Datos técnicos

- Salida – 1'100 a 1'330 mW/cm²
- Longitud de onda: 450 a 470 nm
- Modos de polimerización: 5, 10 y 20 segundos
- Guía de luz LED: 8 mm con ángulo de 60°, no esterilizable en autoclave
- Tiempo de recarga: 40 segundos después de descarga completa
- Tiempo de funcionamiento con carga completa: 25 polimerizaciones de 10 segundos
- Peso total: 184 gramos
- Garantía estándar de 3 años + 2 años y cobertura de daños accidentales de forma opcional

Sistema de fotopolimerización LED con ultracondensador Demi™ Ultra**35664**

Contiene: 1 pieza de mano, 1 guía de luz de 8 mm, 1 base de carga con radiómetro, 1 fuente de alimentación, 1 pantalla protectora de la luz, 1 juego de discos de dureza, 1 pack x 5 bolsas de protección desechables, 1 instrucciones de uso

**Demi Ultra Accesorios**

Guía de luz LED Demi Ultra de 8 mm	35665
Base de carga Demi Ultra con radiómetro incorporado	35666
Pieza de mano Demi Ultra	35667
Pantalla de protección Demi Ultra	35668
Fuente de alimentación Demi Ultra	35815
Juego de discos de dureza (paquete de 1)	35837
Estuche de Mantenimiento	21042
Funda desechable protectora de Demi Ultra (paquete de 100)	PEDEMIULTRA-100

Demi Ultra garantía

Ampliación de garantía de Demi Ultra «Ampliación +2»	35664 EXT
Ampliación de garantía de Demi Ultra y Cobertura de daños accidentales «Ampliación +2 y Seguro»	35664 ACD

Amplie información en www.demiultra.eu

Demi Plus

Demi Plus es una lámpara de polimerización con emisión de luz por diodos que incorpora el avance de la tecnología – **PLS (Periodic Level Shifting - nivel periódico cambiante)**.

Gracias a la nueva tecnología PLS, Demi Plus tiene una gama variable de impulsos de intensidad desde 1100 mW/cm² hasta el nivel máximo de aproximadamente 1330 mW/cm², permitiendo una verdadera polimerización en 5 segundos de tonos universales o claros. El exclusivo sistema de control de temperatura de Demetron asegura el enfriamiento de la misma y una salida continua sin calentamiento del tejido pulpar.

- Nueva Tecnología PLS. La Demi Plus incorpora el Periodic Level Shifting (PLS: nivel periódico cambiante)
- Tiempos de polimerización cortos (5 segundos para tonos universales y claros)
- El exclusivo sistema de control de temperatura de Demetron asegura el enfriamiento de la unidad
- Inalámbrica, diseño ergonómico
- Ajustes de tiempo de 5, 10 y 20 segundos
- Recuerda el tiempo seleccionado en la última polimerización
- La intensidad no disminuye, 1 batería de ion litio incluida
- 500 activaciones de 5 segundos con la batería completamente cargada
- Guía de luz de 8 mm curvada incluida
- Compatible con todas las guías de luz Demetron desde 2 mm hasta 13 mm

¿Qué ofrece una Demi Plus?

- **Guía de luz más larga.** Alargada en un 28%. La guía de luz turbo alargada de 8 mm permite una mejor aplicación y facilita el acceso en los tratamientos en posteriores.
- **Mejora del diseño de la estructura.** El exterior está fabricado con resina Valox, un plástico de alto rendimiento que protege y amplía la vida de la unidad.
- **Ampliación de la garantía.** Nuestra garantía de tres años le asegura que sacará el máximo partido a su importante inversión.
- **Diseño avanzado de la batería.** La primera batería de contacto positivo y autolimpieza que simplifica el proceso de carga. Una única carga proporciona al dentista 300 polimerizaciones de 10 segundos.

Datos técnicos:

- Rango de longitud de onda de salida: 450-470 nm
- Gama variable de impulsos de intensidad desde 1100 mW/cm² hasta el nivel máximo de 1330 mW/cm²


Demi Plus 230 V EUROPE/UK

910860-2

Demi Plus pistola, guía de luz turbo de 8 mm, paquete de batería, cargador de batería, alimentación eléctrica, pantalla protectora de luz, funda barrera desechable (paquete de muestra).

Demi Plus Accesorios

Demi Plus batería (1 Batería de ion-litio)	921918-1
Demi Plus Pistola (sin guía de luz y batería)	921920-1
Guía de luz Demi Plus 8 mm Turbo ampliada	921746
Guía de luz Demi Plus 8 mm Turbo	952213
Guía de luz Demi Plus curvada 4 mm Turbo (1 mm x 4 mm)	921676
Guía de luz Demi Plus 2 mm curvada (1 mm x 2 mm)	921677
Cargador de batería	921919-1
Alimentación eléctrica	952269
Pantalla Protectora	20816
Discos desechables de comprobación de dureza	20399
Estuche de Mantenimiento	21042
Funda universal de un solo uso, de plástico diseñada para proteger la DEMI - Paquete de 250	PE DEMI250



Ensayo de 24 horas realizado por el departamento de I+D de Kerr.
Datos disponibles previa petición.



Guías de luz

Compatibilidad de las Guías de luz Demetron con las lámparas de Polimerización Demetron

Nº de Ref.	Descripción	Todas LED	Demi	Todas Halógenas	Nº de Ref.	Descripción	Todas LED	Demi	Todas Halógenas
921676	Guía de luz DEMI curvada 4 mm Turbo	●	●	●	20898	Guía de luz curvada 11 mm	●	●	●
921677	Guía de luz DEMI 2 mm curvada	●	●	●	20630	Guía de luz curvada colgante 11 mm	●	●	●
921535	Guía de luz curvada Amber 8 mm	●	●	●	921551	Guía de luz 11 mm Turbo	●	●	●
952213	Guía de luz 8 mm Turbo	●	●	●	20812	Guía de luz curvada 13 mm	●	●	●
20945	Guía de luz curvada 2 mm	●	●	●	21185	Guía de luz curvada 4 mm Turbo	●	●	●
21020	Guía de luz curvada 8 mm Turbo	●	●	●	921746	Guía de luz 8 mm Turbo ampliada	●	●	●



921676
4mm

Turbo curvada

Para impedir el solapamiento en la encía en las restauraciones de Clase V.



921677
2mm

Curvada

Para la polimerización de las capas de las restauraciones posteriores, la preparación en el interior de la caja gingival y la polimerización parcial de barnices laminados.



921535
8mm

Ámbar curvada

Para polimerización general y posterior.



952213
8mm

Turbo curvada+

Aumenta la eficacia de la salida de luz y reduce el tiempo general de la polimerización.



20945
2mm

Curvada

Para la polimerización de las capas de las restauraciones posteriores, la preparación en el interior de la caja gingival y la polimerización parcial de barnices laminados.



21020
8mm

Turbo curvada

Aumenta la eficacia de la salida de luz y reduce el tiempo general de la polimerización.



20898
11mm

Curvada

Mejor acceso en polimerizaciones generales y posteriores.



921551
11mm

Turbo curvada

Aumenta la eficacia de la salida de luz y reduce el tiempo general de la polimerización.



20812
13mm

Curvada

Para tratar toda la superficie oclusal de los molares.



21185
4mm

Turbo curvada

Para impedir el solapamiento en la encía en las restauraciones de Clase V.



921746
8mm

Turbo+ ampliada

La ampliación de la longitud mejora el acceso a las zonas posteriores. Adecuada para todas las lámparas de polimerización de Demetron.

Radiómetros

Radiómetro L.E.D.

Aparato para medir la potencia de cualquier lámpara L.E.D.

- Medidor calibrado para lámparas L.E.D.
- Mide la intensidad de la luz visible de la lámpara de polimerización de 0-2000 mW/cm²
- Sólo mide la energía útil en la gama de espectro visible de la lámpara de polimerización entre 400-500 nm
- No requiere pilas – impulsado por la propia luz de la lámpara
- Válido para las guías de luz de 7 a 13 mm de diámetro



Radiómetro L.E.D.

910726

Acabado y pulido 6

DISCOS	6.4
TIRAS	6.5
CEPILLOS	6.6
PULIDORES DE COMPOSITES	6.7
PULIDORES DE PORCELANA Y CERÁMICA	6.11
PULIDORES DE AMALGAMA	6.12

Acabado y pulido de Composites –

Pasos a seguir con el Sistema de Acabado y Pulido de Kerr

Tipo de Superficie Pasos	Área Oclusal/Cóncava	Área Convexa/Plana	Área Interproximal
Contorneado	Fresas Jet de Tallado	OptiDisc Extra-Grueso Surtido N° de Ref. 4200, 4190, 4188 Repuestos N° de Ref. 4197, 4198, 4199	Hawe Diamond Strip N° de Ref. 275
Acabado	Fresas Jet de Acabado	OptiDisc Grueso/Medio Surtido N° de Ref. 4200, 4190, 4188 Repuestos N° de Ref. 4181, 4184, 4191	OptiStrip Acabado Surtido N° de Ref. 1990 Repuestos N° de Ref. 1991, 1993
Pulido	- Opti1Step Polisher N° de Ref. 8001, 8002 - OptiShine N° de Ref. 2513, 2514 - HiLuster Gloss Pulidores Surtido N° de Ref. 2600 Repuestos N° de Ref. 2651, 2652, 2653, 2654	- Opti1Step Polisher N° de Ref. 8001, 8003 - OptiDisc Fino Surtido N° de Ref. 4200, 4190, 4188 Repuestos N° de Ref. 4182, 4185, 4192 - OptiShine N° de Ref. 2513, 2514	- Opti1Step Polisher N° de Ref. 8001, 8003 - OptiStrip Pulido Surtido N° de Ref. 1990 Repuestos N° de Ref. 1992, 1994 - OptiShine N° de Ref. 2513, 2514
Pulido de alto brillo	- Opti1Step Polisher N° de Ref. 8001, 8002 - HiLuster Pulidores Diamantados Surtido N° de Ref. 2600 Repuestos N° de Ref. 2661, 2662, 2663, 2664	- Opti1Step Polisher N° de Ref. 8001, 8003 - OptiDisc Extra-Fino Surtido N° de Ref. 4200, 4190, 4188 Repuestos N° de Ref. 4183, 4186, 4193 - HiLuster Pulidores Diamantados Surtido N° de Ref. 2600 Repuestos N° de Ref. 2661, 2662, 2663, 2664	- Opti1Step Polisher N° de Ref. 8001, 8003 - OptiDisc Extra-Fino Surtido N° de Ref. 4200, 4190, 4188 Repuestos N° de Ref. 4183, 4186, 4193 - HiLuster Pulidores Diamantados Surtido N° de Ref. 2600 Repuestos N° de Ref. 2664 (Discos)

Guía completa de acabado y pulido de KerrHawe


RESTAURACIONES ANTERIORES

CONTORNEADO




Ajustar la forma geométrica primaria.






Aspereza de la superficie

**ACABADO**


Eliminar el exceso de composite.
Dar forma a la anatomía oclusal, las fisuras linguales y la anatomía secundaria.

**PULIDO**

Eliminar las marcas de la superficie.
Reducir la rugosidad de la superficie por debajo de Ra= 0,35 µm

**PULIDO CON BRILLO ELEVADO**


Reducir la rugosidad superficial a un brillo elevado por debajo de Ra = 0,2 µm




RESTAURACIONES POSTERIORES

CONTORNEADO



Ajustar la forma geométrica primaria.







Aspereza de la superficie

**ACABADO**



Eliminar el exceso de composite.
Dar forma a la anatomía oclusal, las fisuras linguales y la anatomía secundaria.

**PULIDO**

Eliminar las marcas de la superficie.
Reducir la rugosidad de la superficie por debajo de Ra= 0,35 µm

**PULIDO CON BRILLO ELEVADO**

Reducir la rugosidad superficial a un brillo elevado por debajo de Ra = 0,2 µm



Discos

OptiDisc®

El disco de alto rendimiento, ahora incluso más fácil de elegir!

- **Disco translúcido.** Mejora de la visibilidad de la superficie de trabajo.
- **Flexible.** El disco fino le proporciona una mayor flexibilidad.
- **Larga duración.** Fabricado con poliéster duradero impregnado con partículas de óxido de aluminio.
- **Preciso.** El mandril, con sistema de retención patentado, no sobresale por encima del disco lo que garantiza una operación precisa, protegiendo los dientes adyacentes de marcas y evitando daños en los tejidos.
- **Capa abrasiva preparada para su uso.** Bordes cortantes sin revestir para disponer de una eficacia elevada desde el principio.



Diseño de mandril patentado

- El mandril especial revestido se coloca debajo de la superficie del disco, para proteger la restauración de las marcas y facilitar la manipulación.
- Óptima transmisión del par de torsión al disco, no se desliza ni es sensible a las rpm.



Mandril más corto

- Facilita el acceso a la zona posterior y a otras zonas de acceso restringido.

Kit combinado general de Optidisc 9,6 mm, 12,6 mm (240 uds.) 4200

Contiene: Ø 9,6mm: 30/Extragrueso, 30/Grueso, 30/Fino, 30/Extrafino - Ø 12,6mm: 30/Extragrueso, 30/Grueso, 30/Fino, 30/Extrafino, 3 mandriles estándar, 2 mandriles cortos, 1 OptiShine

Kit combinado de OptiDisc 15,9 mm (80 uds.) 4190

Contiene: Ø 15,9mm: 20/Extragrueso, 20/Grueso, 20/Fino, 20/Extrafino

Kit combinado de OptiDisc Mini 12,6 mm (120 uds.) 4188

Contiene: Ø 12,6mm: 30/Extragrueso, 30/Grueso, 30/Fino, 30/Extrafino, 1 mandril estándar, 1 mandril corto, 1 OptiShine

Paquetes de repuestos

Ø 9,6mm	
OptiDisc Extragrueso 9.6mm (80 uds.)	4197
OptiDisc Grueso/Medio 9.6mm (100 uds.)	4181
OptiDisc Fino 9.6mm (100 uds.)	4182
OptiDisc Extrafino 9.6mm (100 uds.)	4183

Ø 12,6mm	
OptiDisc Extragrueso 12.6mm (80 uds.)	4198
OptiDisc Grueso/Medio 12.6mm (100 uds.)	4184
OptiDisc Fino 12.6mm (100 uds.)	4185
OptiDisc Extrafino 12.6mm (100 uds.)	4186

Ø 15,9mm	
OptiDisc Extragrueso 15.9mm (80 uds.)	4199
OptiDisc Grueso/Medio 15.9mm (100 uds.)	4191
OptiDisc Fino 15.9mm (100 uds.)	4192
OptiDisc Extrafino 15.9mm (100 uds.)	4193

Repuesto de mandriles OptiDisc standard (5 uds.)	195
Repuesto de mandriles OptiDisc corto (5 uds.)	196



Mandriles cortos, se puede utilizar en zonas estrechas



Kit combinado general de Optidisc

4200



Kit combinado de OptiDisc 15,9 mm

4190



Kit combinado de OptiDisc Mini 12,6 mm

4188



Paquetes de repuestos

Tiras

OptiStrip

OptiStrip™ es un producto fundamental para pulir y abrillantar todas las superficies interdentes que aporta valor añadido ya que permite obtener más rápido un brillo mayor en sólo dos pasos. OptiStrip es ideal para pulir restauraciones directas, incluidos composites, ionómeros de vidrio, amalgamas, metales preciosos y semi-preciosos. Las partículas abrasivas de OptiStrip tienen una forma optimizada que reduce el desgaste y conserva el filo para proporcionar una eficacia duradera.

OptiStrip Surtido

1990

Contenido: 4 x 50 tiras de cada tamaño de grano

Repuestos - Estuche de 100 unidades

Repuesto de acabado de OptiStrip 2 mm

1991

Repuesto de pulido de OptiStrip 2 mm

1992

Repuesto de acabado de OptiStrip 4 mm

1993

Repuesto de pulido de OptiStrip 4 mm

1994



Por cortesía de Dr. Mario Besek



OptiStrip Surtido

1990



OptiStrip repuestos

Hawe Tiras abrasivas

Realizadas en poliéster flexible e impregnadas de partículas de óxido de aluminio adhesivas. Disponible en dos anchos y 4 tamaños de grano diferentes.

Hawe tiras abrasivas - Surtido

295

Contenido: 4 x 50 tiras de cada tamaño de grano

Repuestos - Estuche de 100 tiras

Tiras de 1.9 mm, grueso/medio (blanco/azul)

290

Tiras de 1.9 mm, fino/x-fino (amarillo/rosado)

291

Tiras de 3.9 mm, grueso/medio (blanco/azul)

292

Tiras de 3.9 mm, fino/x-fino (amarillo/rosado)

293



Hawe tiras abrasivas - Surtido

295



Blanco/azul:
para contornear y acabar las superficies interdentes.



Amarillo/rosa:
para el pre-pulido y abrillantado de superficies interdentes.



Las tiras tienen una "ventana" descubierta para proteger el contacto al ser introducidas en el espacio interdental.

Hawe Diamond Strips

Para contornear y acabar.

Hawe diamond Strips, 5 unidades

275

Ancho de 2.3 mm



Tamaño del gránulo 20µm
Las Tiras Diamond están revestidas con partículas diamantadas.

Cepillos

Occlubrush®

Para un pulido rápido y sin dañar las superficies cóncavas y oclusales. Para el pulido de composites, compómeros, ionómeros de vidrio y cerámicas.

- Pulido previo y pulido final de alto glaseado eficaces las obturaciones oclusales, especialmente en fisuras, cúspides y superficies oclusales
- Partículas de pulido dentro del cepillo, por lo que no hay necesidad de pasta adicional
- Obtención más rápida de brillo que con otros pulidores convencionales
- No destruye la estructura dental ni los márgenes de la restauración
- Se puede esterilizar en autoclave a 134°C, como mínimo 3 min. sin mermar la capacidad pulidora


Occlubrush - Surtido

2520

Contiene: 5 Occlubrush copa, 5 Occlubrush copa pequeña, 5 Occlubrush tipo punta

Repuestos

Occlubrush copa, 3 uds.	2503
Occlubrush copa pequeña, 3 uds.	2504
Occlubrush tipo punta, 3 uds.	2505
Occlubrush copa, 10 uds.	2510
Occlubrush copa pequeña, 10 uds.	2511
Occlubrush tipo punta, 10 uds.	2512



Cada cerda del cepillo es un instrumento de pulido,

Fibras especiales con partículas abrasivas integradas de silicio-carburo.

Inconfundibles,

Fáciles de reconocer gracias a su mango dorado.



Copa



Copa pequeña



Tipo punta



Copa



Copa pequeña



Tipo punta

OptiShine™

EP Pat. 1 384 418

El primer cepillo de pulido con forma cóncava.

Eficiente en la práctica:

- La forma cóncava del cepillo es eficiente en todas las superficies dentales, incluso en aquellas superficies menos accesibles como los espacios interdientales o las fisuras oclusales.

Uso universal:

- Se consiguen excelentes resultados de pulido en todo tipo de restauraciones, gracias a la forma cóncava del cepillo.

Probado y eficiente:

Excelente pulido para una apariencia estética óptima:

- El resultado del pulido se alcanza gracias a las partículas pulidoras que se encuentran dentro de las cerdas (carburo de silicio), por lo que no es necesario el empleo de pasta.

Gran brillo en todas las situaciones:

- Un eficaz pulido de brillo para las restauraciones (a partir de composite, compómero, ionómeros de vidrio de resina modificada o cerámica) y el tratamiento profiláctico.

Para múltiples usos:

- Se puede esterilizar en autoclave a 134°C, como mínimo 3 min., sin afectar al resultado del pulido.

OptiShine

3 unidades	2513
10 unidades	2514



Buena accesibilidad debido a la forma cóncava de OptiShine

Pulidores de Composites

Opti1Step Polisher

Mejora los resultados de pulido de sus restauraciones con composite: ¡Superficies suaves con alto brillo en solo un paso!

- Aumenta el brillo de las superficies
- Elimina las marcas de las restauraciones con composite
- Reduce la rugosidad superficial y la retención de bacterias
- Ofrece unos resultados equivalentes a los de los procedimientos y sistemas de varios pasos
- Proporciona un control perfecto de la abrasión en todas las superficies gracias a su flexibilidad optimizada
- Permite variar la abrasión al modificar la presión
- Posee un mandril revestido en oro y una exclusiva matriz abrasiva para aumentar la duración
- Esterilizable en autoclave y reutilizable
- Más rentable si se compara con los procedimientos tradicionales



Kit completo de Opti1Step	8000
Contiene: 12 Pulidores de composite Opti1Step: 4 tipo llama, 4 tipo copa, 4 discos	
Kit completo de Opti1Step Mini	8004
Contiene: 6 Pulidores de composite Opti1Step: 2 tipo llama, 2 tipo copa, 2 discos	
Opti1Step tipo llama	8001
Contiene: 12 Pulidores de composite Opti1Step tipo llama	
Opti1Step tipo copa	8002
Contiene: 12 Pulidores de composite Opti1Step tipo copa	
Opti1Step tipo Disco	8003
Contiene: 12 Pulidores de composite Opti1Step tipo disco	

Superficie de referencia Superficie tratada con Opti1Step



OptiDisc Grueso/Medio

sRa= 0.56 µm



Opti1Step

sRa= 0.18 µm



Sistema Pulidor HiLuster^{PLUS}**Propiedades Excelentes :**

- Resultados de alto brillo en sólo 2 pasos de trabajo con un sistema basado en la tecnología Identoflex que satisface las exigencias más elevadas
- Elasticidad máxima del pulido para una adaptación excelente a la reconstrucción
- Pulido Preliminar y de brillo en un solo paso con pulidores Gloss con partículas integradas de óxido de aluminio
- Resultados máximos de estética gracias a las partículas de diamante contenidas en los pulidores diamantados HiLuster^{PLUS}

Control y Eficacia:

- Resistencia máxima del pulido mediante tecnología controlada Identoflex.

Gloss^{PLUS} Pulidores

Llama
N° de Ref. 2651



Minipunta
N° de Ref. 2652



Copa
N° de Ref. 2653



Disco
N° de Ref. 2654

HiLuster^{PLUS} Pulidores Diamantados

Llama
N° de Ref. 2661



Minipunta
N° de Ref. 2662



Copa
N° de Ref. 2663



Disco
N° de Ref. 2664

Codificación de Colores (CCS)

- Codificación de colores clara sincronizada con los colores OptiDisc para reconocer fácilmente el nivel de pulido.

■ Grueso Medio ■ Fino □ Extra-Fino

**Sistema Pulidor Hawe - Surtido**

5100

Contiene: 2 Gloss^{PLUS} Pulidores Llama, 2 Gloss^{PLUS} Pulidores Copa, 2 HiLuster^{PLUS} Pulidores diamantados Llama, 2 HiLuster^{PLUS} Pulidores diamantados Copa, 5 OptiDisc 12,6 mm gruesos/medios, 5 OptiDisc 12,6 mm Finos, 5 OptiDisc 12,6 mm Extra-finos y 2 mandriles



Sistema Pulidor Hawe - Surtido

5100

Sistema Pulidor HiLuster^{PLUS} - Surtido

2600

Contiene: 3 Gloss^{PLUS} Pulidores Llama, 3 Gloss^{PLUS} Pulidores Minipunta, 3 Gloss^{PLUS} Pulidores Copa, 3 Gloss^{PLUS} Pulidores Disco, 2 HiLuster^{PLUS} Pulidores diamantados Llama, 2 HiLuster^{PLUS} Pulidores Diamantados Minipunta, 2 HiLuster^{PLUS} Pulidores diamantados Copa y 2 HiLuster^{PLUS} Pulidores diamantados Disco

Sistema Pulidor HiLuster^{PLUS} - Surtido

2600

Gloss^{PLUS} Repuestos Pulidores de 6

Llama, paquete de 6	2651
Minipunta, paquete de 6	2652
Copa, paquete de 6	2653
Disco, paquete de 6	2654

Sistema Pulidor HiLuster^{PLUS} Repuestos de 6

Llama, paquete de 6	2661
Minipunta, paquete de 6	2662
Copa, paquete de 6	2663
Disco, paquete de 6	2664

Identoflex Composite Polishers (Pulidores de Composites)

Las tres fases del sistema de acabado y pulido para los composites

- Pulidor de Composite óptimo para una superficie con alto brillo del composite
- Tres pasos: acabado, pulido y alto brillo para ser aplicado inmediatamente después de contornear
- Mejor relación calidad/precio
- Pulidores codificados por colores para una fácil identificación en cada fase
- Diseñado para todas las superficies.



Estuche de prueba para el Pre-pulido

ID 5101/8



Estuche de prueba para el alto-pulido

ID 5501/8

Surtido

Estuche de prueba para el Pre-pulido de composites, amarillo, paquete de 8 surtido


ID 5101/8

Estuche de prueba para el alto-pulido de composites, blanco, paquete de 8 surtido

ID 5501/8


Pre-pulido repuestos, amarillo

Llama, caja de 12	ID 5021/12
Copa grande, caja de 12	ID 5031/12
Lenticular, caja de 12	ID 5041/12
Minipunta, caja de 12	ID 5061/12
Minipunta pequeña, caja de 12	ID 5071/12
Copa, caja de 12	ID 5081/12
Disco, caja de 12	ID 5091/12




Pulidores de brillo repuestos, gris

Llama, caja de 12	ID 5221/12
Minipunta, caja de 12	ID 5261/12
Copa, caja de 12	ID 5281/12
Disco, caja de 12	ID 5291/12



Pulidores de brillo repuestos, blanco

Llama, caja de 12	ID 5421/12
Copa grande, caja de 12	ID 5431/12
Lenticular, caja de 12	ID 5441/12
Minipunta, caja de 12	ID 5461/12
Minipunta pequeña, caja de 12	ID 5471/12
Copa, caja de 12	ID 5481/12
Disco, caja de 12	ID 5491/12



Escala 1:2

Identoflex Diamond Polishers (Pulidores Diamantados)

Para el pulido de composites, compómeros y cementos ionómeros cristalinos

- La tecnología de doble zona permite contar con el típico desgaste de la zona y permite un ahorro en el polvo de diamante.
- Solamente la zona activada es impregnada con polvo de diamante
- Gracias a la alta capacidad de pulido del diamante puede usarse a bajas revoluciones. El sobrecalentamiento del diente puede ser peligroso para la pulpa y la restauración, por lo que debe evitarse.




Copa: Para superficies convexas y gracias a su fino borde en superficies interdetales en la línea del ángulo



Mini-punta y llama: Para superficies cóncavas, especialmente oclusales



Disco: Para superficies convexas, especialmente superficies lisas de los dientes anteriores



Pulidores diamantados Identoflex-
Estuche de prueba

ID 5601/6

Surtido

Estuche de prueba paquete de 6 surtido

ID 5601/6

Repuestos

Disco, caja de 12

ID 5611/12

Llama, caja de 12

ID 5621/12

Copa, caja de 12

ID 5681/12

Minipunta, caja de 12

ID 5691/12



Minidentoflex® Composite Polishers (Pulidores de Composites)

Un sistema de pulido económico con un mandril universal especial.

Pre-pulidores, repuestos, amarillo

Pre-pulido, amarillo, punta, caja de 12

ID 0710/12

Pre-pulido, amarillo, copa, caja de 12

ID 0730/12

1 mandril RA

ID 1101/1



Escala 1:2

Pulidores de Porcelana y Cerámica

Identoflex Porcelanas/Cerámicas

Pulidores de nueva generación que permiten contornearse con facilidad y conseguir un pulido de alto brillo en porcelana/cerámica sin necesidad de una segunda cocción.

Repuestos pre-pulido, verde

Llama, caja de 12	ID 7071/12
Copa, caja de 12	ID 7081/12
Minipunta, caja de 12	ID 7091/12



Repuestos pulido brillo, gris

Llama, caja de 12	ID 7171/12
Copa, caja de 12	ID 7181/12
Minipunta, caja de 12	ID 7191/12



Repuestos de alto pulido, rosa


Llama, caja de 12	ID 7271/12
Copa, caja de 12	ID 7281/12
Minipunta, caja de 12	ID 7291/12



Identoflex Pulidores de Cerámica

La zona dual de pulidores para el tratamiento de cerámicas en la consulta.

- Pulidores Diamantados de Cerámica Identoflex han sido especialmente desarrollados para pulido de cerámicas en la consulta.
- La tecnología de doble zona permite contar con el típico desgaste de la zona y permite un ahorro en el polvo de diamante.
- Solamente la zona activada es impregnada con polvo de diamante, la zona inactiva no contiene abrasivos.
- Mejor relación calidad/precio
- Gracias al alto pulido del diamante puede usarse a bajas revoluciones. El sobrecalentamiento del diente puede ser peligroso para la pulpa y la restauración, por lo que debe evitarse.



Copa: Para superficies convexas y gracias a su fino borde en superficies interdentales y en la línea del ángulo



Mini-punta y llama: Para superficies cóncavas, especialmente oclusales



Disco: Para superficies convexas, especialmente superficies lisas de los dientes anteriores



Pulidores de Cerámica Identoflex
Estuche de prueba

ID 5701/4

Surtido

Estuche de prueba: 1 x 4 unidad de cada forma	ID 5701/4
---	-----------

Repuesto

Disco, caja de 6	ID 5711/6
Llama, caja de 6	ID 5721/6
Copa, caja de 6	ID 5781/6
Minipunta, caja de 6	ID 5791/6



Escala 1:2

Pulidores de Amalgama

AABA®-Dental Universal

Pre-pulidores Universales para relleno de materiales

Repuestos de pre-pulidores- paquete	
Forma Torpedo, RA, paquete de 12	ID 3011/12
Llama, RA, paquete de 12	ID 3021/12
Mini-punta, RA, paquete de 12	ID 3031/12
Copa grande, RA, paquete de 12	ID 3091/12
Copa, RA, paquete de 12	ID 3151/12



Identoflex - Pulidores de Oro, Amalgamas y Metales Preciosos

Especialmente diseñados para metales dentales. Alto brillo en dos pasos.

Surtido	
Estuche de Prueba de Pre-Pulidores marrón, paquete de 6 surtido	ID 4101/6
Estuche de Prueba de Pulidores de Alto Brillo verdes, paquete de 6 surtido	ID 4601/6



Estuche de Prueba de Pre-Pulidores

ID 4101/6



Estuche de Prueba de Pulidores de Alto Brillo

ID 4601/6

Pre-Pulidores repuestos marrón, paquete	
Lenticular, RA, paquete de 12	ID 4021/12
Llama, RA, paquete de 12	ID 4041/12
Copa, RA, paquete de 12	ID 4051/12
Mini-punta, RA, paquete de 12	ID 4061/12
Mini-punta pequeña, RA, paquete de 12	ID 4071/12

Pulidores de Alto Brillo repuestos verdes, paquete	
Lenticular, RA, paquete de 12	ID 4521/12
Llama, RA, paquete de 12	ID 4541/12
Copa, RA, v 12	ID 4551/12
Mini-punta, RA, paquete de 12	ID 4561/12
Mini-punta pequeña, RA, paquete de 12	ID 4571/12



Escala 1:2

Profilaxis

7

LIMPIEZA Y PASTAS DE PULIDO	7.2
ACCESORIOS PARA ACABADO Y PULIDO	7.5
INSTRUMENTOS	7.8
MATERIAL DIVERSO	7.10

Limpieza y pastas de pulido

Cleanic en tarro y monodosis

Pastas que contienen perлита



Cleanic dosis individuales

3140



Dosis individuales de 2 g



Anillo portadosis


985




Prophy-Clip

3151

Cleanic® es una pasta profiláctica de uso general con una acción limpiadora variable integrada, que primero proporciona una eficiente limpieza y seguidamente una intensa acción pulidora, en la misma sesión. Cleanic proporciona en los primeros segundos de aplicación una eficaz limpieza, que se transforma en una suave acción de pulido al descomponerse las partículas de perлита. La tecnología de la perлита convierte a Cleanic en una pasta única, que reúne en un solo producto una limpieza eficaz, el pulido de las superficies dentales y un comportamiento suave con respecto a los tejidos duros. La utilización de una sola pasta para el tratamiento permite considerables ahorros de tiempo.



Antes



Después

Imágenes microscópicas demuestran como las partículas cambian durante el trabajo con Cleanic. La típica disminución de las partículas de gruesas y angulares (limpieza) hasta las pequeñas y redondas (pulido) son claramente visibles.



Cleanic Intro Kit

3100



Cleanic Intro-Kit con flúor

3100

Contiene: cartucho de 200 g de pasta para profilaxis, 8 Prophy-Clips Cleanic, 3 espátulas

Cleanic Intro-Kit sin flúor

3200

Contenido: cartucho de 200 g de pasta para profilaxis, 8 Prophy-Clips Cleanic, 3 espátulas

Cleanic Repuestos

Cleanic Cartucho con flúor (0.15% CaF) de 200 g

3110

Cleanic Cartucho sin flúor de 200 g

3210

Cleanic Cartucho con flúor (0.15% CaF) de 100 g

3130

Cleanic Cartucho sin flúor de 100 g

3230

Cleanic dosis individuales con flúor

3140

Contenido: 200 dosis de 2 g de pasta de profilaxis, 3 anillos portadosis. Con flúor 0.10% (NaF)

Soportes para pasta

Anillos portadosis, 100 unidades, No esterilizable en autoclave

985

Prophy-Clips, 6 unidades, esterilizable en autoclave hasta 134°C como mínimo 3 min.

3151

Cleanic
RDA: 27.0

REA: 3.4

Cleanic en Tubo

Pastas que contienen perlita

Cleanic® – la pasta de profilaxis universalmente probada con variabilidad de limpieza integrada, disponible en tubos con copas para un dosificado más fácil.

Cleanic en Tubo Menta

Contiene: 100 g Pasta de profilaxis, con fluoruro (0.10% NaF) y sabor a menta **3180**

Cleanic en Tubo Green Apple

Contiene: 100 g Pasta de profilaxis, con fluoruro (0.10% NaF) y sabor a manzana, **sin mentol** **3182**

Nuevo Cleanic en Tubo Menta sin fluoruro

Contiene: 100 g Pasta de profilaxis, sin fluoruro y sabor a menta **3183**

Nuevo Cleanic en Tubo Menta sin fluoruro

Contiene: 100 g Pasta de profilaxis, con fluoruro (0.10% NaF), sin colorantes artificiales ni aromatizantes **3184**



Cleanic
RDA: 27.0 REA: 3.4

CleanPolish y SuperPolish

Pastas que contienen piedra pómez

CleanPolish es una pasta enriquecida que limpia los dientes naturales y las obturaciones metálicas de forma rápida y eficaz. Al utilizar SuperPolish en una segunda fase de un tratamiento completo de limpieza y pulido se obtienen unos resultados visuales que impresionarán incluso a los pacientes y profesionales más exigentes.

SuperPolish confiere un acabado realmente brillante tanto a los dientes naturales como a las obturaciones metálicas.

CleanPolish y SuperPolish

CleanPolish: 50 g de pasta, sin fluoruro y sabor a anís. **360**

SuperPolish: 45 g de pasta, sin fluoruro y sabor a anís. **361**

Kit incluyendo los cepillos con cerdas naturales:

1 CleanPolish (artículo 360), 1 SuperPolish (Artículo 361), 20 cepillos (Artículo 831 RA) **831 CLID**

Kit incluyendo los cepillos con cerdas nylon:

1 CleanPolish (artículo 360), 1 SuperPolish (Artículo 361), 20 cepillos (Artículo 835 RA) **835 CLID**



CleanPolish

360



SuperPolish

361



Kit incluyendo los cepillos con cerdas naturales 831 CLID



Kit incluyendo los cepillos con cerdas nylon 835 CLID

CleanPolish
RDA: 43.8 REA: 5.5

SuperPolish
RDA: 9.8 REA: 4.5

Tri-Fluor-O-Clean

Pasta que contiene piedra pómez y silicato de circonio

Pasta profiláctica para limpiezas y fluorizaciones. Tri-Fluor-O-Clean lleva a cabo una excelente limpieza, elimina la placa bacteriana y la película de manchas, normalmente sin atenuar el brillo elevado de los trabajos de restauración con oro. Durante la profilaxis, la superficie de esmalte activada se modifica con tres compuestos de fluoruro. Los mecanismos de estos fluoruros son diferentes: fluoruro de sodio (NaF) con una fluorización intensa inmediata y efecto de depósito adicional, fluoruro de calcio (CaF₂) con un efecto lento y prolongación de la liberación oral de F y monofluorofosfato (MFP) que cataliza la remineralización de las lesiones de caries tempranas.

Tri-Fluor-O-Clean	983
Pequeño: 50 g de pasta, con tres fluoruros y sabor a menta	983
Grande: 300 g de pasta, con tres fluoruros y sabor a menta	984



Tri-Fluor-O-Clean

983

Tri-Fluor-O-Clean

RDA: 34.5

REA: 7.3

Hawe Implant Paste - Para la limpieza y el pulido de los implantes

Pasta que contiene óxido de aluminio

La pasta especial Hawe pasta de implantes, desarrollado para un mantenimiento eficaz y delicado de los implantes. Con un sabor a refrescante menta sin flúor, esta pasta se aplica idealmente después la utilización de un instrumento sin metal para eliminar los depósitos del biofilm alrededor del implante. La fórmula selectiva y el bajo valor de RDA de 10 permiten una limpieza regular de la superficie del implante sin dañarla. El resultado visible impresionará a los profesionales más exigentes. La pasta garantiza una limpieza excelente de la superficie metálica del implante e impide una reimplantación rápida de los depósitos nuevos. Es la condición para mantener el buen estado del implante y para maximizar su duración. Todas las copas y los cepillos de KerrHawe se pueden utilizar en una sesión de higiene de implantes con esta pasta especial.

Hawe Implant Paste	3500
Contiene: 45g de pasta, sin fluoruro y sabor a menta	



Hawe Implant Paste

RDA: 9.8

REA: 4.5

Características y ventajas:

- Sin fluoruro
- Sin piedra pómez
- Bajo valor de RDA (< 10)
- Sabor refrescante a menta
- No daña la superficie del implante



Pasta profiláctica Hawe especial para implantes



Eliminación de los depósitos de biopelícula con Universal Implant Deplaquer.



Eliminación de los depósitos de biopelícula con Orofacial Implant Deplaquer.



Aplicación de la pasta con un cepillo (Artículo 0240).



Aplicación de la pasta con una copa en punta (Artículo 1805).



Aplicación de la pasta con una copa en punta (Artículo 1805).



Aplicación de la pasta con una copa en lámina (Artículo 1801).

Accesorios para acabado y pulido

Hawe cepillos mini para acabado y pulido

Los cepillos más pequeños en su género. Un producto de absoluta calidad y ejecución perfecta.

Cerdas naturales para contra-ángulo, 10 unidades

831 RA



Cerdas naturales

831

Cerdas naturales para contra-ángulo, 100 unidades

831/100

Cerdas nylon para contra-ángulo, 10 unidades

835 RA



Cerdas nylon

835

Cerdas nylon para contra-ángulo, 100 unidades

835/100

Pro-Brush

Cepillo mini para acabado y pulido.

Pro-Brush es un cepillo de calidad superior para limpieza y pulido del diente, fácilmente reconocible por su taza de polímero azul biocompatible. Valor añadido exclusivo: la copa de polímero evita causar marcas o daños en la superficie de los dientes adyacentes al entrar en contacto accidental con la copa durante el procedimiento de limpieza y pulido.

Cerdas naturales para contra-ángulo, 10 unidades

841 RA



Cerdas naturales

841

Cerdas naturales para contra-ángulo, 100 unidades

841/100

Cerdas nylon para contra-ángulo, 10 unidades

845 RA



Cerdas nylon

845

Cerdas nylon para contra-ángulo, 100 unidades

845/100

Pasteless Prophylaxis

Este innovador producto está indicado para la limpieza profesional de la superficie del esmalte dental cuando presenta manchas difíciles.

Pasteless Prophylaxis se utilizará como paso final y únicamente de modo tópico tras el pulido con Cleanic.

Libera fluoruro y proporciona una suavidad máxima (comparable a Cleanic).

Ventajas:

- Alta potencia limpiadora para una eliminación máxima de las manchas.
- Alto pulido para obtener unos resultados estéticos excelentes.
- Retención estructural demostrada de la fluoración gracias a la liberación continua de partículas de fluoruro de sodio (NaF) (0,9% fluoruro de sodio).
- Rugosidad final de la superficie dental similar a la que se obtiene con Cleanic: está demostrado científicamente que produce unos valores abrasivos mínimos que se combinan con una máxima eficacia de la limpieza.
- Ayuda a reducir la formación de placa.
- Sin látex.
- NUEVA fórmula optimizada:** se puede esterilizar en autoclave varias veces (no afecta al contenido de fluoruro ni a su liberación de fluoruro durante la aplicación).



¡Libera fluoruro durante la aplicación!

Pasteless Prophylaxis

Copa, paquete de 15

1950

Llama, paquete de 15

1951

Disco, paquete de 15

1952

Surtido, paquete de 15 (5 Copa, 5 Llama, 5 Disco)

1953

Prophylaxis-Polishers sin fluoruro

Innovador producto con las mismas indicaciones/valores añadidos que Pasteless-Prophylaxis, pero sin contener ni liberar fluoruro.

Llama, paquete de 6

ID 6021/6

Minipoint, paquete de 6

ID 6071/6

Copa, paquete de 6

ID 6081/6

Pro-Cup


Pro-Cup® sin látex su rango permite una aplicación profiláctica de la pasta sin salpicaduras. Gracias a su único perfil interior y exterior, Pro-Cup impulsa la pasta y saliva hacia el final de la copa de forma helicoidal. De esta manera se evitan las salpicaduras y la pasta está continuamente en dirección del diente, por lo tanto reduce la fricción. Disponible en copa blanda (azul claro) y copa dura (azul oscuro).

Pro-Cup Blanda, azul clara

Contra-ángulo, 30 unidades	990/30
Contra-ángulo, 120 unidades	990/120
Copa con rosca, 30 unidades	1810/30
Copa con rosca, 120 unidades	1810/120

Pro-Cup Dura, azul oscura

Contra-ángulo, 30 unidades	991/30
Contra-ángulo, 120 unidades	991/120
Copa con rosca, 30 unidades	1811/30
Copa con rosca, 120 unidades	1811/120



Pro-Cup



Pro-Cup Blanda

990/30

Pro-Cup® Junior

Especialmente apropiado para usar en niños o en cavidades orales pequeñas.

Pro-Cup Junior Blanda, azul clara

Contra-ángulo, 30 unidades	992/30
Contra-ángulo, 120 unidades	992/120
Copa con rosca, 30 unidades	1812/30
Copa con rosca, 120 unidades	1812/120

Pro-Cup Dura, azul oscura

Contra-ángulo, 30 unidades	993/30
Contra-ángulo, 120 unidades	993/120
Copa con rosca, 30 unidades	1813/30




Pro-Cup

Pro-Cup Junior

Hawe Prophy Copas y Cepillos

Copas de enganche

Copas de enganche de goma en láminas, blanda (gris), 30 unidades, sin látex	957/30
Copas de enganche de goma en láminas, blanda (gris), 120 unidades, sin látex	957/120
Copas de enganche de goma en láminas, dura (blanca), 30 unidades, sin látex	965/30
Copas de enganche de goma en láminas, dura (blanca), 120 unidades, sin látex	965/120
Copas de enganche de goma con relieve, blanda (gris), 30 unidades	958/30
Copas de enganche de goma con relieve, dura (blanca), 30 unidades, sin látex	959/30



Nº de Ref.

Cepillitos de enganche

Cepillitos de enganche normales, 30 unidades, cerdas naturales 978/30

Cepillitos de enganche de punta, 30 unidades, cerdas naturales 979/30

Mandriles de enganche (para adaptar instrumentos de rosca a tipo enganche)

3 Mandriles de enganche 976

10 Mandriles de enganche 976/10

Copas con contra-ángulo

Copas de Contra-ángulo de goma en láminas, goma blanda (gris), 30 unidades 960/30

Copas de enganche de goma en láminas, blanda (gris), 120 unidades 960/120

Copas de Contra-ángulo de goma en láminas, dura (blanca), 30 unidades 967/30

Copas de Contra-ángulo de goma en láminas, dura (blanca), 120 unidades 967/120

Copas de Contra-ángulo de goma con relieve, blanda (gris), 30 unidades 961/30

Copas de Contra-ángulo de goma con relieve, dura (blanca), 30 unidades 962/30

Copas de enganche de goma con cepillito, dura (blanca), 30 unidades, cerdas naturales 963/30

Cepillitos contra-ángulo

Cepillitos contra-ángulo normales, 30 unidades, cerdas nylon 0270/30

Cepillitos contra-ángulo normales, 120 unidades, cerdas nylon 0270/120

Cepillitos contra-ángulo punta, 30 unidades, cerdas nylon 969/30

Cepillitos contra-ángulo punta, 120 unidades, cerdas nylon 969/120

Copas de Rosca

Copas de Rosca de goma en láminas, blanda (gris), 30 unidades, sin látex 1801/30

Copas de Rosca de goma en láminas, blanda (gris), 120 unidades, sin látex 1801/120

Copas de Rosca de goma en láminas, dura (blanca), 30 unidades, sin látex 1802/30

Copas de Rosca de goma en láminas, dura (blanca), 120 unidades, sin látex 1802/120

Copas de Rosca de goma con relieve, blanda (gris), 30 unidades, sin látex 1800/30

Copas de Rosca de goma con relieve, blanda (gris), 120 unidades, sin látex 1800/120

Copas de Rosca de goma con relieve, dura (blanca), 30 unidades, sin látex 1809/30

Copas de Rosca de goma con relieve, dura (blanca), 120 unidades, sin látex 1809/120

Copas de Rosca de goma con relieve pequeño, blanda (gris), 30 unidades, sin látex 1803/30

Copas de Rosca de goma con relieve pequeño, dura (blanca), 30 unidades, sin látex 1804/30

Copas de Rosca de goma en punta, blanda (gris), 30 unidades 1805/30

Copas de Rosca de goma en espiral, blanda (gris), 30 unidades, sin látex 1807/30

Cepillitos con Rosca

Cepillitos con Rosca normales, 30 unidades, cerdas naturales 0210

Cepillitos con Rosca normales, en punta, 30 unidades, cerdas naturales 0230

Cepillitos con Rosca pequeños, 30 unidades, cerdas naturales 0220

Cepillitos con Rosca pequeños, en punta 30 unidades, cerdas naturales 0240

Mandriles con Rosca (para adaptar productos de rosca a mangos con pasador)

10 Mandriles con rosca 1301



Instrumentos

Click-Probe®

Sonda periodontal de plástico con un sistema de clic exclusivo que se activa siempre con una presión de 20-25 g aprox. (que se corresponde con 0,2-0,25 N). Esta exclusiva sonda periodontal permite tomar medidas de las bolsas periodontales reproducibles y precisas que no dependen del usuario y evitan las lesiones de los tejidos al final de la bolsa gracias a un sonido de clic que se percibe con claridad. También está indicado para implantes. Esterilizable en autoclave a 134 °C, un mínimo de 3 minutos.

Click-Probe escala 3/6/9/12 mm (verde), 3 unidades	1390
Click-Probe escala 3/6/9/12 mm (verde), 1 unidad	1391
Click-Probe escala 3/5/7/10 mm (azul), 3 unidades	1395
Click-Probe escala 3/5/7/10 mm (azul), 1 unidad	1396



Mediciones exactas de las bolsas que no dependen del usuario.



Verde: escala 3/6/9/12



Azul: escala 3/5/7/10

Implant Deplaquers

Implant Deplaquers sin metales y esterilizables en autoclave están indicados para una eliminación suave y eficaz de los depósitos blandos alrededor y sobre la superficie de los implantes. De este modo se evitan las marcas en las superficies metálicas. Estos instrumentos de plástico reforzados con fibra de carbono están disponibles con dos formas: Universal (para aplicaciones tópicas) y orofacial (para superficies laterales más grandes). El final ideal de este procedimiento es una limpieza suave y una sesión de pulido con la nueva Implant Paste de Hawe. Para ello, en este juego se incluye una selección de las copas y los cepillos más populares (de tipo rosca y de pasador, incluidos mandriles para adaptar instrumentos de rosca a tipo enganche). Esterilizable en autoclave a 134 °C, un mínimo de 3 minutos.

Estuche Implant Deplaquers	3520
-----------------------------------	-------------

Contiene: 2 Implant Deplaquers orofaciales, 2 Implant Deplaquers universales, 2 Perio-Probes, 20 copas (artículos 1805 y 1807, 10 uds. cada una), 20 cepillos (artículos 0220 y 0240, 10 uds. cada una), 10 mandriles (artículo 1301)

Estuche de repuesto

Universal Implant Deplaquer, 5 unidades	1350
Universal Implant Deplaquer, 2 unidades	1351
Orofacial Implant Deplaquer, 5 unidades	1360
Orofacial Implant Deplaquer, 2 unidades	1361



Instrumentos exclusivos para un mantenimiento profesional de los implantes.



Universal Implant Deplaquer para aplicaciones tópicas

1350



Orofacial Implant Deplaquer para superficies laterales más grandes

1360



Estuche Implant Deplaquer

3520

N° de Ref.

Irrigation Probe (agujas para irrigación)

Agujas para irrigación, con orificio lateral y con punta redonda. Para profesionales en la irrigación y periodoncia sin riesgo de perforar el ápice o dañar el tejido.

Irrigation Probe Estuche de introducción

500

Contiene: 30 agujas para irrigación, surtidas (N° de Ref. 502 y 505, 5 unid.; N° de Ref. 503 y 504: 10 unid.)

Estuches de repuestos

Medida n° 21 Ø 0.8 mm verde (0.8 mm x 25 mm), 40 unidades

502

Medida n° 23 Ø 0.6 mm azul (0.6 mm x 25 mm), 40 unidades


503

Medida n° 25 Ø 0.5 mm naranja (0.5 mm x 25 mm), 40 unidades


504

Medida n° 30 Ø 0.3 mm amarillo (0.3 mm x 25mm), 40 unidades


505



Irrigación de bolsas periodontales



Irrigación de los canales



Movimiento del líquido gracias a las aberturas laterales

Luer-Lock: compatible con todas las jeringas estándar

Perio-Probe

La sonda periodontal de plástico codificada por colores, disponible en una escala 3/5/7/10. Este código exclusivo de colores permite una evaluación cualitativa rápida de la presencia de bolsas periodontales en función de la profundidad. Indicado para implantes. Esterilizable en autoclave a 134 °C, un mínimo de 3 minutos.

5 instrumentos Perio-Probe

1370


2 instrumentos Perio-Probe

1371



Perio-Probe

1370



Parte verde visible (< 3 mm): sano

Parte verde visible (< 3 mm), pero con hemorragia: gingivitis

Parte verde no visible (> 3 mm): se debe tratar la bolsa

También está indicado para implantes.

Perio Soft-Scaler®

El instrumento de plástico para la eliminación de la placa blanda ligeramente mineralizada situada dentro y alrededor de las bolsas periodontales. Este instrumento ofrece una combinación adecuada entre la eficacia, la suavidad con los dientes y la flexibilidad del instrumento. No está indicado para la eliminación de cálculos duros en sesiones higiénicas habituales. Esterilizable en autoclave a 134 °C, un mínimo de 3 minutos.

5 instrumentos Perio Soft-Scaler

1380


2 instrumentos Perio Soft-Scaler

1381



Perio Soft-Scaler

1380



Diseñado para una limpieza suave de las bolsas periodontales.

Material diverso

OptiView

Dispositivo retractor de labios y mejillas disponible en dos tamaños: estándar (blanco) y pequeño (azul claro)

OptiView™ es un innovador dispositivo que proporciona una retracción peribucal uniforme de los labios y las mejillas para ensanchar el campo de tratamiento con el objeto de obtener un acceso, una visibilidad y una comodidad del paciente ampliamente mejorados. Las aletas laterales facilitan la colocación y retirada. Las posibilidades de aplicación de OptiView son diversas y abarcan prácticamente todo el espectro odontológico: para pacientes con reacciones de pánico y claustrofobia ante los diques de goma, así como para aquellos que sufren náuseas intensas; proporciona control sencillo incluso en pacientes con una fuerte presión labial; en general para niños, ancianos y pacientes con discapacidad; resulta práctico a la hora de tomar fotografías, realizar procedimientos de blanqueamiento, colocar piedras preciosas/joyas y brackets. Las estructuras y las almohadillas se pueden esterilizar en autoclave a 134° C, un mínimo de 3 minutos.

Kit Surtido OptiView Standard	5500
Contiene: 2 Retractores de Labios y Mejillas con los acolchados montados	
Kit Surtido OptiView Small	5502
Contiene: 2 Retractores de Labios y Mejillas tamaño pequeño con los acolchados montados	
Acolchados de Repuesto OptiView	5501
Contiene: 10 acolchados	

Visibilidad sin obstáculos

- **Retracción peribucal superior y uniforme.** Aumenta la visibilidad y el acceso al campo de trabajo.
- **Colocación pasiva.** El diseño tridimensional flexible asegura una colocación y una retirada rápidas y suaves.
- **Mayor comodidad para el paciente.** El diseño anatómico garantiza la comodidad de uso incluso durante los procedimientos prolongados y facilita la colocación del eyector de saliva.



OptiView



Discovery Trays (Cubetas de Flúor)

Cubetas dobles para la aplicación tópica de flúor. Fabricado con polietileno (plásticos).

Caja Estándar - 30 cubetas	
Tamaño Niño (Color Agua)	14202
Tamaño Pequeño (Color Amarillo)	14199
Tamaño Medio (Color Lima)	14200
Tamaño Grande (Color Azul)	14201
Caja Grande - 100 cubetas	
Tamaño Niño (Color Agua)	16188
Tamaño Pequeño (Color Amarillo)	16189
Tamaño Medio (Color Lima)	16190
Tamaño Grande (Color Azul)	16191



Discovery Trays

Portapelícula

8

PORTAPELICULAS PARA POSICIONAR FILM Y PLACAS RADIOLOGICAS	8.3
PORTAPELÍCULA PARA POSICIONAR CAPTADORES DIGITALES DE RADIOVISIOGRAFÍA	8.6
DISPOSITIVOS AUXILIARES DE CENTRADO	8.10
ANILLOS DE CENTRADO PARA RADIOGRAFÍAS	8.10

	Portapelículas y soportes de placa de fósforo				Soportes de sensores		
	ALETA DE MORDIDA HORIZONTAL  Kwik-Bite	PERIAPICAL  Super-Bite	ENDODONCIA  Endo-Bite	ALETA DE MORDIDA VERTICAL  Paro-Bite	ALETA DE MORDIDA HORIZONTAL  Kwik-Bite Senso	PERIAPICALES  Super-Bite Senso	ENDODONCIA  Endo-Bite Senso
Película para rayos X	Con anillo Art. 1780	Con anillo Anterior Art. 1021 Posterior Art. 1022 Surtido Art. 1020	Con anillo Anterior Art. 1791 Posterior Art. 1792 Surtido Art. 1790	Con anillo Art. 1770	X	X	X
Placa de fósforo sin bordes	Con índice** Art. 270*	Con índice** Anterior Art. 671 Posterior Art. 672 Surtido Art. 670			X	X	X
Placa de fósforo con bordes	Con anillo Art. 1780	Con anillo Anterior Art. 1021 Posterior Art. 1022 Surtido Art. 1020	Con anillo Anterior Art. 1791 Posterior Art. 1792 Surtido Art. 1790		X	X	X
Sensor con y sin cables	X	X	X	X	Con anillo Art. 2700 (también para bitewings vertical)	Con anillo Anterior Art. 2801 Posterior Art. 2802 Surtido Art. 2800	Con anillo Anterior Art. 2901 Posterior Art. 2902 Surtido Art. 2900
Dispositivo de centrado*	Art. 1781	Anterior Art. 1023 Posterior Art. 1024	Anterior Art. 1793 Posterior Art. 1794	Art. 1781	Art. 1781	Anterior Art. 1023 Posterior Art. 1024	Anterior Art. 1793 Posterior Art. 1794
Testset	Uno de cada con anillo Art. 1720				Uno de cada con anillo Art. 2720		

* Los dispositivos de centrado se utilizan combinados con los soportes con anillo sólo para tubos rectangulares y tubos redondos pequeños ($\varnothing \leq 5$ cm). Los dispositivos de centrado facilitan un ajuste perfecto de dichos tubos. Con los tubos redondos estándar ($\varnothing = 6$ cm) no son necesarios los dispositivos de centrado.

** No se recomiendan soportes con índice para tubos rectangulares y tubos redondos pequeños ($\varnothing \leq 5$ cm).

Portapelícula

Portapeliculas para posicionar film y placas radiológicas

Soluciones Hawe para Rayos X

Las radiografías claras son esenciales para dar diagnósticos. La mejor tecnología, las mejores radiografías y el diagnóstico más exacto.

Los avances de Hawe para rayos X están claros y se pueden ver

- Exacta posición de la película y placas radiológicas, relativa al diente- no en ángulo y de este modo sin distorsión
- Sin conjeturas oculares, confianza en el dispositivo centrador extra-oral
- Imágenes reproducibles (cuasi estándar)
- Radiografías claras y óptimas

Aumento de calidad


- Constante calidad de los rayos X a través del tiempo, independientemente de la persona que tome la radiografía

Aumento de rentabilidad

- Simplicidad en el sistema de uso – ahorro de tiempo
- Posible delegación a higienistas

Usos de la más moderna tecnología

- Portadores especiales (codificados por colores) para diferentes tipos de radiografías
- Compatibilidad con todos los tubos de rayos X.



Apropiado para todos los tubos disponibles

Portapelícula Estuche de prueba

Portapelícula Estuche de prueba

1720

Contenido: 6 portapelícula con anillo (1 Kwik-Bite, 1 Super-Bite Anterior, 1 Super-Bite Posterior, 1 Paro-Bite, 1 Endo-Bite Anterior, 1 Endo-Bite Posterior, 6 dispositivos auxiliares de centrado)



Portapelícula Estuche de prueba

1720

Kwik-Bite

Las radiografías están garantizadas sin superposiciones y por lo tanto elimina la necesidad de repetir exposiciones a rayos X innecesarias. Permite comparar radiografías realizadas a lo largo de los años al mismo paciente. Esterilizable en autoclave a 134 °C, un mínimo de 3 minutos.

Compatibilidad

Kwik-Bite es compatible con los formatos de película de rayos X más comunes (1, 2, 3). Kwik-Bite con anillo también es adecuado para sistemas digitales indirectos. Compatible con las principales marcas de sensores de placas de fósforo.

Kwik-Bite con anillo

1780

Contiene: 5 Kwik-Bite con anillo, 1 dispositivo auxiliar de centrado



Kwik-Bite con anillo

1780


Kwik-Bite con indicador

270

Contiene: 15 Kwik-Bite con indicador



Formato 0



Formato 2



Formato 3



Kwik-Bite con indicador

270

Super-Bite

Super-Bite® está indicado para radiografías periapicales de dientes anteriores y posteriores. El Super-Bite portador de películas y placas radiológicas de rayos X tiene una variedad de grosores, con el fin de garantizar el mejor bloqueo posible. Super-Bite está ahora disponible para sistemas digitales indirectos. Compatible con las principales marcas de sensores de placas de fósforo. Esterilizable en autoclave a 134 °C, un mínimo de 3 minutos.

Compatibilidad

Super-Bite con anillo está indicado también para sistemas digitales indirectos. Compatible con las principales marcas de sensores de placas de fósforo.

Super-Bite con anillo - Surtido	1020
Contiene: 2 Super-Bite Anteriores con anillo, 2 Super-Bite Posteriores con anillo, 2 dispositivos auxiliares de centrado	
Super-Bite con anillo - Estuches de repuesto	
Contenido: 4 Super-Bite Anteriores con anillo, 1 dispositivo auxiliar de centrado	1021
Contenido: 4 Super-Bite Posteriores con anillo, 1 dispositivo auxiliar de centrado	1022
Super-Bite con Indicador	670
Contiene: 4 Super-Bite Anteriores, 4 Super-Bite Posteriores, 8 indicadores	
Super-Bite con Indicador - Estuche de repuesto	
Contiene: 8 Super-Bite Anteriores, indicador	671
Contiene: 8 Super-Bite Posteriores, indicador	672



Super-Bite Anterior

1021



Super-Bite Posterior

1022



Anterior



Posterior

Endo-Bite

Endo-Bite es un portador de películas y placas radiológicas, especial para diagnósticos mediante rayos X del instrumental de endodoncia durante el tratamiento radicular, comprueba la obturación del canal y los postes y tornillos insertados. También está indicado para uso general cuando la mordida está bloqueada (por ejemplo abrazaderas en los diques de goma). El sistema incluye dos tipos de portadores (anterior-rojo y posterior-verde) para usar en los cuatro cuadrantes. Esterilizable en autoclave a 134 °C, un mínimo de 3 minutos.

Compatibilidad

Endo-Bite también es adecuado para sistemas digitales indirectos. Compatible con las principales marcas de sensores de placas de fósforo.

Endo-Bite con anillo - Surtido

1790

Contenido: 2 Endo-Bites Anteriores con anillo, 2 Endo-Bites Posteriores con anillo, 2 dispositivos auxiliares de centrado

Endo-Bite - Estuches de repuesto

Contenido: 4 Endo-Bite Anterior con anillo,
1 dispositivo de centrado

1791

Contenido: 4 Endo-Bite Posterior con anillo,
1 dispositivo de centrado


1792



Anterior



Posterior



Endo-Bite Anterior

1791



Endo-Bite Posterior

1792


Paro-Bite

Paro-Bite es un portador especial de películas para calcular el nivel del hueso en pacientes perio y soporte de zonas en niños (placa de mordida vertical). Esterilizable en autoclave a 134 °C, un mínimo de 3 minutos.

Paro-Bite con anillo

1770

Contiene: 5 Paro-Bite con anillo, 1 Dispositivo centrador



Formato 2



Paro-Bite con anillo

1770

Soporte para Captadores

X-Rays Film Portapelículas

Resultados uniformemente superiores.

Kwik-Bite Senso, Super-Bite Senso y el nuevo Endo-Bite Senso están diseñados para asegurar una calidad superior y le permitan una uniformidad en la toma de radiografías digitales directas, de aleta de mordida, periapicales y de endodoncias.

Sistema de fijación ajustable

No es necesario desmontar el posicionador para su colocación o esterilización.

Posicionador Universal

Compatible con todas las marcas, tipos y tamaños habituales de sensores.

Resultados excelentes

La precisión del posicionador asegura cada vez unos resultados excelentes. Fácil y preciso.

Datos Técnicos

Los posicionadores universales aceptan tamaños 0–2. Admite todos los tubos de rayos X. Esterizable a 134°C durante al menos 3 minutos.

Testset, sistema de soportes de sensores

Testset, sistema de soportes de sensores

2720

Contiene: 5 soportes de sensores con anillo (1 Kwik-Bite Senso, 1 Super-Bite Senso Anterior, 1 Super-Bite Senso Posterior, 1 Endo-Bite Senso Anterior, 1 Endo-Bite Senso Posterior), 5 dispositivos de centrado



Testset, sistema de soportes de sensores


2720

Kwik-Bite Senso

Kerr ha desarrollado el primer soporte de captador universal para la representación digital directa de la imagen con placa de mordida. El innovador Kwik-Bite® Senso es compatible con todos los tipos y tamaños habituales de los captadores. Rápida y sencilla colocación del captador gracias a su dispositivo de sujeción patentado. Innovador diseño que evita el desgarramiento de la bolsa protectora contra las infecciones. Botón de liberación ergonómico para una extracción segura y una rápida posibilidad de reutilización. La placa de mordida optimizada ofrece al paciente la máxima comodidad posible e impide que se muerda el cable. Excelente precisión del detalle de la radiografía gracias a la exacta situación lograda con ayuda del dispositivo centrador extra-oral. Esterilizable en autoclave hasta 134°C.

Ventajas:

- Dispositivo de sujeción autocentrador
- Pinzas forradas de goma
- Segmento de rueda dentada libre de rozamiento
- Botón de liberación ergonómico
- Placa de mordida optimizada, óptimo grosor (2,5 mm) impide que se muerda el cable.



Kwik-Bite Senso Kit estándar

2700

Contiene: 4 Kwik-Bite Senso con anillo y 1 dispositivo centrador

Funda de un solo uso para captador 3,5x20,5cm

PE3735


Contiene: 500 unidades

Funda de un solo uso para captador 4x21cm

PE3736

Contiene: 500 unidades


Cómoda toma de radiografías



1. Utilización de una bolsa protectora contra la infección para el captador digital. Esto es lo que le ofrece Kerr. Consulte las referencias.



2. Introducir el captador entre las pinzas del dispositivo de sujeción autocentrador. El cable se debe encontrar en el mismo lado que la varilla indicadora.



3. Juntar las pinzas del dispositivo de sujeción para lograr un perfecto ajuste a los diferentes tamaños de captadores.



4. Ya está listo para ser utilizado.



5. Después del uso presionar el botón de liberación y extraer el captador digital.


Super-Bite Senso

El Super-Bite® Senso es un innovador sistema de porta-captadores diseñado para asegurar una calidad superior y una repetición uniforme en la toma de imágenes digitales directas de radiografías periapicales. Gracias a su dispositivo de sujeción exclusivo, el Super-Bite Senso puede admitir cualquier marca, tipo o tamaño de captador. Su tope apical fijo garantiza una visibilidad completa de la región apical. Esta posibilidad representa un importante salto adelante en la toma de radiografías con el uso de captadores digitales. Con el Super-Bite Senso, obtiene usted la imagen exacta que necesita todas y cada una de las veces. Esterilizable en autoclave a 134 °C, un mínimo de 3 minutos.

Obtenga la imagen exacta que necesita con cualquier captador.

- El dispositivo de sujeción ajustable exclusivo permite un posicionamiento fácil y preciso de todos los captadores de uso más corriente, con o sin cables.
- El porta-captador es compatible con todas las marcas habituales de captadores. Acepta captadores de los tamaños 0 - 2. Admite todos los tubos de rayos X.
- El tope apical fijo sitúa el captador en la posición exacta para obtener una vista completa de la región apical con independencia del tamaño de captador que se utilice.
- El dispositivo de desbloqueo sujeta el captador en posición de una manera firme.
- El innovador diseño elimina el riesgo de desgarramiento de la bolsa para el control de las infecciones.

Super-Bite Senso - Kit de Surtido	2800
Contiene: 2 Super-Bite Senso Anterior con Anillo, 2 Super-Bite Senso Posterior con Anillo, 2 Dispositivos de Centrado	
Super-Bite Senso Anterior - Estuche de repuesto	2801
Contiene: 4 Super-Bite Senso Anterior con Anillo, 1 Dispositivo de Centrado	
Super-Bite Senso Posterior - Estuche de repuesto	2802
Contiene: 4 Super-Bite Senso Posterior con Anillo, 1 Dispositivo de Centrado	
Fundas de Captador Desechables 3,5x20,5 cm	PE3735
Contiene: 500 Fundas	
Fundas de Captador Desechables de 4x21 cm	PE3736
Contiene: 500 Fundas	



Super-Bite Senso Anterior 2801



Super-Bite Senso Posterior 2802



Endo-Bite Senso

Endo-Bite Senso es un soporte universal para posicionar captadores digitales de radiovisiografía para endodoncias. El sistema incluye dos tipos de soporte (anterior en verde y posterior en rojo) para utilizar en los cuatro cuadrantes. Gracias a su dispositivo de sujeción exclusivo Endo-Bite Senso es compatible con todas las marcas, tipos y tamaños de sensores de uso habitual. El tope apical fijo garantiza una visibilidad completa de la región apical. Esta característica supone un gran avance en la toma de radiografías digitales con sensores digitales. Esterilizable en autoclave a 134°C, durante un mínimo de 3 minutos.

Estuche Endo-Bite Senso

2900

Contenido: 2 Endo-bite Senso Anterior con anillo, 2 Endo-Bite Senso Posterior con anillo, 2 dispositivos de centrado

Endo-Bite Senso Anterior - Estuche de repuesto

2901

Contiene: 4 Endo-Bite Senso Anterior con anillo, 1 dispositivo de centrado

Endo-Bite Senso Posterior - Estuche de repuesto

2902

Contiene: 4 Endo-Bite Senso Posterior con anillo, 1 dispositivo de centrado

Fundas de Captador Desechables 3,5x20,5 cm


PE3735

Contiene: 500 Fundas

Fundas de Captador Desechables 4x21 cm

PE3736

Contiene: 500 Fundas






Endo-Bite Senso Anterior

2901



Endo-Bite Sensor Posterior

2902






Dispositivos auxiliares de centrado

Hawe Dispositivos de centrado de radiografías para portapeliculas y soportes de sensores


Para la exacta posición de rectangulares y otros conos especiales.

Estuche de repuesto de 50 unidades


Super-Bite Anterior dispositivo auxiliar de centrado	1023
Super-Bite Posterior dispositivo auxiliar de centrado	1024
Paro-Bite dispositivo auxiliar de centrado	1771
Kwik-Bite dispositivo auxiliar de centrado	1781
Endo-Bite Anterior dispositivo auxiliar de centrado	1793
Endo-Bite Posterior dispositivo auxiliar de centrado	1794




Super-Bite
Anterior




Super-Bite
Posterior



Kwik-Bite/
Paro-Bite



Endo-Bite
Anterior



Endo-Bite
Posterior

Anillos de centrado para radiografías

Hawe anillos de centrado para portapeliculas, placas radiológicas y soportes de sensores.

Estuche de repuesto de 3 unidades

Anillos de centrado para radiografía	1721
--------------------------------------	------



Hawe anillos de centrado para radiografía

1721

Control de Infección y Desechables

INSTRUMENTOS ESTÉRILES PARA EXÁMENES	9.2
BARRERAS DE PROTECCIÓN	9.3
CÁNULAS DESECHABLES PARA LA JERINGA AGUA-AIRE	9.8
TRAPS (FILTROS)	9.9
DESINFECTANTES	9.11

Instrumentos estériles para exámenes

Tanto si se necesita un kit completo de examen con mascarillas para el odontólogo y el asistente, un babero para el paciente u otros instrumentos como si lo necesario es que estén disponibles instrumentos estériles individuales como unas pinzas, una sonda o un espejo, estos equipos proporcionan una solución práctica para cualquier necesidad en la urgencia de la práctica odontológica. Todos los materiales empleados en la fabricación son reciclables o biodegradables.

Seguridad y comodidad en un estuche.

- **Listo para su uso.** Minimiza el tiempo de preparación de la bandeja.
- **Higiénico.** De un solo uso, elimina los problemas de contaminación cruzada.
- **Cómodo.** Excelente para un uso rutinario, durante los periodos operativos con mucho trabajo, la escasez de personal, las averías de autoclave, las visitas domiciliarias y para pacientes con alto riesgo.
- **Ahorro de tiempo.** Reduce el tiempo dedicado a tareas de esterilización y limpieza de instrumentos afilados.
- **Económico.** Aumenta la productividad y reduce el inventario de existencias.

Kit de examen bucal estéril (50)

PE8401

Caja de 50 kits estériles desechables envasados individualmente que contienen: 1 espejo de examen dental, 1 sonda de doble extremo (examen/periodontal tipo OMS 3,5, 5,5, 8,5 y 11,5 mm), 1 pinzas, 2 mascarillas, 1 babero, 1 servilleta de papel, 2 rollos de algodón, 1 cubeta biodegradable.

Kit de examen periodontal estéril (50)

PE8601

Caja de 50 kits de instrumentos estériles desechables envasados individualmente que contienen: 1 espejo de examen dental, 1 sonda de doble extremo (examen/periodontal tipo OMS 3,5, 5,5, 8,5 y 11,5 mm).

Espejo de examen dental estéril (50)

PE8710

Caja de 50 espejos de examen dental estériles desechables envasados individualmente.

Sonda periodontal estéril de doble extremo OMS (50)

PE8720

Caja de 50 sondas estériles desechables de doble extremo envasadas individualmente (examen/periodontal tipo OMS 3,5, 5,5, 8,5 y 11,5 mm).

Pinzas estériles (50)

PE8740

Caja de 50 pinzas estériles desechables envasadas individualmente.

Espejo dental estéril, kit de pinzas y sonda periodontal (50)

PE8701

Caja de 50 kits de instrumentos estériles desechables envasados individualmente que contienen: 1 espejo de examen dental, 1 sonda de doble extremo (examen/periodontal tipo OMS 3,5, 5,5, 8,5 y 11,5 mm), 1 pinzas.



Kit de examen periodontal estéril

PE8601



Espejo de examen dental estéril

PE8710



Sonda periodontal estéril de doble extremo OMS

PE8720



Pinzas estériles

PE8740



Espejo dental estéril, kit de pinzas y sonda periodontal

PE8701

Barreras de Protección

Funda para sillones

Diseñado para ajustarse perfectamente a su sillón. Es desechable por lo que no es necesario limpiar el sillón. Elimina la necesidad de utilizar un cubre-cabecero así como también usar desinfectante y alargar la vida de su sillón.

Funda para sillones	PE3800
69,9 cm x 61 cm, Paquete de 225	
Funda para sillones	PE3825/4
Funda para sillones	PE3825
81,3 cm x 81,3 cm, Paquete de 200 Más ancha y larga que la original. Diseñada para ajustarse al Adec® Cascade y modelos similares	
Funda para sillones tamaño extra	PE3875/XW
127 cm x 122 cm, Paquete de 150	



Funda para Sillones

No-Slip Chair Sleeve™ (Funda para sillones antideslizante)

Esta funda extra ancha está fabricada con un plástico copolímero especial, su superficie inferior de agarre mantiene la funda en su sitio

No-Slip Chair Sleeve	PE3870/NS
122 cm x 142 cm, Paquete de 150	
Chair Sleeve XL	PE3850/XL
73,7 cm x 203 cm, Paquete de 125 / Una versión más larga de la Funda para sillones. Este plástico copolímero especial cubre enteramente el sillón ofreciendo una total protección.	

No-Slip Chair Sleeve
(Funda para Sillones antideslizante)

PE3870/NS/4

Cubre-Cabezales

Cubre-cabezales de plástico desechable.

Cubre-cabezales	PE3511
27,9 cm x 24,1 cm, Paquete de 250	
Cubre-cabezales	PE3514
35,6 cm x 24.1 cm, Paquete de 250	



Cubre-Cabezales

Syringe Sleeve™ (Funda para Jeringas)

Syringe Sleeve	PE3760
-----------------------	---------------

6,4 cm x 25,4 cm, Paquete de 500 / Fundas desechables diseñadas para cubrir de 3 formas la jeringa, HVE y las válvulas eyectables de la saliva.

Syringe Sleeve XL	PE3765/XL/12
--------------------------	---------------------

Syringe Sleeve XL	PE3765/XL
--------------------------	------------------

6,4 cm x 50,8 cm, Paquete de 500 / Versión extensa de la funda para jeringas diseñada para cubrir mayor longitud del tubo dental.

Syringe Sleeve WA (con adhesivo)	PE3763/WA
---	------------------

6,4 cm x 25,4 cm, Paquete de 500 / Funda desechable diseñada para cubrir la jeringa de aire/agua, HVE y las válvulas de los eyectores de saliva. Única tira que ajusta la bolsa hasta el tubo evitando que se deslice.

Syringe Sleeve WO (con apertura)	PE3767/WO/24
---	---------------------

Syringe Sleeve WO (con apertura)	PE3767/WO
---	------------------

6,4 cm x 25,4 cm, Paquete de 500 / Exclusivas con apertura que permite al usuario deslizar fácilmente la punta de la jeringa hasta el final de la bolsa



Syringe Sleeve (Funda para Jeringas)

Tray Sleeve™ (Funda para Bandejas)

Cubre-Bandejas con un único fin, el mantener segura su bandeja de instrumentos. Hay 6 tamaños distintos.

Tray Sleeve, Paquete de 500	
------------------------------------	--

26,25 cm x 35 cm	PE3000/B
------------------	-----------------

Se ajusta a Ritter B Adec

29,06 cm x 36,25 cm	PE3100/A
---------------------	-----------------

Se ajusta a Chayes, Divided Ritter B

18,75 cm x 26,25 cm	PE3300/F
---------------------	-----------------

Se ajusta a Mini Tray

23,75 cm x 35 cm	PE3400/G
------------------	-----------------

Se ajusta a Divided Adec, DentalEZ

Drape-it-All™ (Cubre-Todo)	PE3770
-----------------------------------	---------------

115 cm x 83 cm, Paquete de 200

Material de plástico diseñado para cubrir utensilios dentales, sillones, encimeras y pacientes.



Fundas para Bandejas

Fundas para Rayos X

Funda diseñada para proteger los tubos de los rayos X de los efectos corrosivos de los desinfectantes.

Fundas para Rayos X	PE3900
----------------------------	---------------

37,5 cm x 65 cm, Paquete de 250

Fundas para Rayos X- XL	PE3950/XL
--------------------------------	------------------

57,5 cm x 77,5 cm, Paquete de 200

Versión larga de funda para Rayos X diseñada para cubrir cabezales anchos y largos en máquinas antiguas.



Fundas para Rayos X

PE3900

HP Sleeve® (Funda para piezas de mano)

Funda desechable que cubre la pieza de mano, aparatos de ultrasonido y pulidores. Fabricados en un plástico muy blando que permite al usuario utilizar la pieza de mano de forma sencilla y mantener la sensación de tacto. Su envase individual hace más simple el insertar y aplicar la pieza de mano.

HP Sleeve	PE4000/12
HP Sleeve	PE4000

3,13 cm x 25,4 cm, Paquete de 500

Se ajusta a las piezas de mano de baja velocidad, aparatos de ultrasonido y pulidores

HP Sleeve	PE4050/12
HP Sleeve	PE4050

5,1 cm x 25,4 cm, Paquete de 500

Se ajusta a contra-ángulos de baja velocidad y Midwest



HP Sleeve (Funda para piezas de mano)

Cure Sleeve® Handle Cover (Funda para la pistola de la lámpara)

Desechable que cubre el mango de la lámpara de polimerización. Diseño patentado que evita el sobre calentamiento de la pistola.

Cure Sleeve Handle Cover	PE4525
---------------------------------	---------------

7,6 cm x 25,4 cm, Paquete de 400

Se ajusta a 3M Visilux 2

Cure Sleeve Handle Cover	PE4550/12
---------------------------------	------------------

Cure Sleeve Handle Cover	PE4550
---------------------------------	---------------

12,7 cm x 25,4 cm, Paquete de 400

Se ajusta a Demetron Optilux, Dentsply Caulk Max y Spectrum, 3M XL 1500, 3000, Coltulux 2, 3, 4 y Efos


Sleeves DEMI 250	PE DEMI250
-------------------------	-------------------

Funda universal de un solo uso, de plástico diseñada para proteger la DEMI- Paquete de 250.



Cure Sleeve Handle Cover
(Funda para la pistola de la lámpara)

PE4525



Funda universal de un solo uso para proteger la DEMI

Cure Sleeve® (Funda para guía de luz)

Funda desechable para guías de luz. Disminuye la posibilidad de contaminación cruzada. Evita que el composite o el adhesivo se adhiera a la punta con lo cual disminuya la intensidad de polimerización.

Cure Sleeve	
--------------------	--

Cure Sleeve para guías de luz de 7 y 8 mm, paquete de 400	PE4500/12
---	------------------

Cure Sleeve para guías de luz de 7 y 8 mm, paquete de 400	PE4500
---	---------------

Cure Sleeve para guías de luz de 11 mm, paquete de 400	PE4511/12
--	------------------

Cure Sleeve para guías de luz de 11 mm, paquete de 400	PE4511
--	---------------

Cure Sleeve para guías de luz de 13 mm, paquete de 400	PE4513/12
--	------------------

Cure Sleeve para guías de luz de 13 mm, paquete de 400	PE4513
--	---------------



Cure Sleeve (Funda para guía de luz)

Protector Ocular

Protector ocular desechable de color naranja que simplemente se coloca en el final de la guía. Su diseño flexible permite la cómoda colocación en la boca del paciente. Esto protege tanto al doctor como al personal evitando los efectos peligrosos de la intensa luz. Se ajusta a cualquier tamaño de guía.

Protector Ocular, paquete de 400	PE4575/12
---	------------------

Protector Ocular, paquete de 400	PE4575
---	---------------



Protector Ocular

PE4575

Funda para lámparas, Estilo "L"

Funda para lámparas, para mangos de lámparas estilo "L"

Funda para lámparas estilo "L"

PE3650

3,8 cm x 20,3 cm, Paquete de 500



Funda para lámparas, Estilo "L"

PE3650

Funda para lámparas, Estilo "T"

Funda para lámparas para mangos estilo "T" permite al usuario rápidamente poner la funda de plástico en el mango. Está patentado y diseñado para mantener la funda mientras se utiliza y muy fácil de quitar cuando se finaliza.

Funda para lámparas estilo "T"

PE3600

10,2 cm x 14,6 cm, Paquete de 500



Funda para lámparas, Estilo "T"

PE3600

Funda para pistolas de impresiones

Funda de plástico desechable diseñada para cubrir las pistolas de impresiones que se utilizan en los cartuchos de tipo mezcla. Previene posibles infecciones mientras mantiene limpia la pistola de impresiones. Puede también ajustarse a un tamaño mayor.

Funda para pistolas de impresiones
Paquete de 400

PE4600/4

Funda para pistolas de impresiones
Paquete de 400

PE4600



Funda para pistolas de impresiones

PE4600

Fundas para tubos/cables

Barrera de protección desechable para tubos/cables dentales. Disponible en dos tamaños para ajustarse a tubos enrollables y no enrollables.

Fundas para tubos/cables

PE3720

366 m por rollo - Funda para tubo/cable de 5,1 cm de diámetro se ajusta de forma recta

Fundas para tubos/cables

PE3740

366 m por rollo - Funda para tubo/cable de 10,2 cm de diámetro se ajusta de forma enrollada



Fundas para tubos/cables

PE3720

Cubre-Sensor

Cubre-sensor desechable para sistema digital de rayos X.

Cubre-Sensor

PE3735

3,5 cm x 20,5 cm, Paquete de 500 / Se ajusta a los sistemas Trophy e Gendex®

Cubre-Sensor

PE3736

4 cm x 21 cm, Paquete de 500 / Se ajusta a los sistemas Trophy e Gendex®



Cubre-Sensor

N° de Ref.

Cover-All™ (Fundas Universales)

Esta hoja de plástico adhesivo fina y perforada cubre de forma efectiva cualquier elemento que pueda tocar. Es desechable, fácil de aplicar y quitar y no deja ningún residuo.

Transparente, 10.2 cm x 15.2 cm, paquete de 1200

PE3700/C

Azul, 10.2 cm x 15.2 cm, paquete de 1200

PE3710/B

Transparente, 6.4 cm x 15.2 cm, paquete de 600

PE3715/CN

Transparente, 15.2 cm x 22.9 cm, paquete de 800

PE3725/CW**Cover All™ Dispenser (Dispensador de fundas universales)****PE1600**

15.2 cm x 17.8 cm x 22.9 cm

Dispensador de sobremesa para dispensar las películas de plástico de forma rápida y sin esfuerzo. Dispensa películas adhesivas de hasta 10,2 cm de ancho. Cover-All dispensa las películas para el control de infección y fundas barrera para los tubos.



Cover-All y Cover-All Dispenser

Protectores laterales para gafas

Protector lateral para gafas, desechable y transparente. Se ajusta a todo tipo de gafas. Inmejorable control de infección de diseño sencillo.

Protectores laterales para gafas**PE4700**

6,4 cm x 5,1 cm, Paquete de 250



Protectores laterales para gafas

PE4700/12

Cánulas desechables para la jeringa agua-aire

Seal-Tight® Cánulas desechables para la jeringa agua-aire

Una característica clave es que después de instalar el adaptador no es necesario apretar y girar la tuerca cada vez que repongamos la punta. Simplemente empujar el anillo amarillo y quitar la punta. Poner la nueva punta dentro del adaptador y ya está preparado para usar. La goma interior amarilla funciona como una nueva arandela para cada repuesto de punta asegurando el aire seco demandado. La punta puede también girarse en un ángulo de 90° para ciertos procedimientos.

Seal-Tight Dispensador bolsa con 200 puntas	PE77200/40
Seal-Tight Dispensador bolsa con 200 puntas	PE77200
Seal-Tight compra al por mayor 1.500 puntas	PE77500/6
Seal-Tight compra al por mayor 1.500 puntas	PE77500




Seal-Tight
Cánulas desechables para la jeringa agua-aire PE77200/40

Seal-Tight® Adaptador

Todas las jeringas DentalEZ fabricadas después de Enero de 1997 tienen que usar adaptador Adec.

A (Adec styles)	PE77021/A
M (Engle-Marco)	PE77022/M
D (DentalEZ)	PE77023/D
P (Standard Type Adapter – Screw-in)	PE77024/P
P (Press Ring)	PE77025/P
Seal-Tight Adapter para KaVo	PE77026/K
Seal-Tight Adapter para Kavo 773.000 light syringe	PE77031/K
Seal-Tight Adapter para Luzzani	PE77027/L
Seal-Tight Adapter para Sirona	PE77028/S
Seal-Tight Adapter Snap-on para Sirona Sprayvit L	PE77030/S
Seal-Tight Adapter Snap-on para Cefla/Anthos	PE77033/C



Traps (Filtros)

Dispos-a-Trap® (Filtro desechable)

La Trampilla desechable es un filtro completamente desechable diseñado para reponer la trampilla presente en su unidad de evacuación. Reduce la posibilidad de infección y contaminación y asegura la función de aspiración. Además elimina una de las tareas más desagradables y de riesgo en el gabinete dental, como es la limpieza de los restos depositados en el filtro.

Dispos-a-Trap, paquete de 144

PE5500

Se ajusta a Adec Cascade y Performer

Dispos-a-Trap, paquete de 144

PE6100/C

Se ajusta a Cuspidor Bowls incluido Adec, Ampco, Belmont, Dabi Atlante, Dansereau, DCI, DentalEZ, Forest, Knight, Marus, MDT, Proma, Ritter, Schein.



Dispos-a-Trap (Filtro desechable)

PE5500



Dispos-a-Trap

PE6100/C

Slip-Nots™ (Porta servilletas)

Porta servilletas autoclavables, fabricados en plástico flexible especial con atractivos colores. La banda del cuello tiene un diseño más ancho que impide que el babero se mueva durante el tratamiento.

Slip-Nots, surtido de colores**PE2000/A**

Contiene : uno de cada, azul, rojo, morado y pardo.

Repuestos

Azul	PE2010/B
Roja	PE2020/M/12
Roja	PE2020/M
Morado	PE2030/P/12
Morado	PE2030/P
Pardo	PE2040/T/12
Pardo	PE2040/T
Contiene: 4 porta servilletas	



Slip-Nots (Porta servilletas)

PE2000/A

Dispensador de guantes**Dispensador de guantes Blanco****PE1050/W**

33 cm x 17.8 cm x 10.2 cm

Dispensador de guantes con dos compartimentos: guantes izquierdo-derecho o dos diferentes tamaños. Para apoyar en superficie lisa o colgar en la pared.



Dispensador de guantes

Funda para lápiz

Funda de plástico diseñada para cubrir lápices, bolígrafos, lápices rojo-azules y demás instrumentos.

Funda para lápiz**PE3745**

1,3 cm x 14 cm, paquete de 1000



Funda para lápiz

PE3745/12

Dispens-it-All™ (Dispensador Universal)

Dispensador que se abre fácilmente sin esfuerzos. Se puede montar en la pared o apoyar en superficie lisa.

Dispens-it-All**PE1700**

21.6 cm x 12.7 cm x 12.7 cm

Dispensador para guardar mascarillas, eyectores de saliva, rollos de algodón, etc.



Dispens-it-All (Dispensador Universal)

Desinfectantes

CaviCide

Cómodo, listo para usar, Cavicide es un producto desinfectante de amplia gama de uso, eficaz contra virus y bacterias, incluidos TB, HBV, HCV, HIV, MRSA, VRE y hongos. Fácil de usar para limpieza y desinfección, Cavicide es un producto para la desinfección de instrumentos sanitarios con la superficie dura no porosa según los procedimientos estándares del control de la infección.

CaviCide spray 200 ml (Embalaje x 15 botellas)	4731221/15
CaviCide spray 700 ml (Embalaje x 15 botellas)	4731222/15
CaviCide 5 l	4731223
Bomba de 5 l (C x 10)	4731229



CaviWipes

Las toallitas CaviWipes™ están fabricadas con un tejido de 7 capas, con una textura similar a la tela y están impregnadas con la solución desinfectante Cavicide. Permiten una efectiva eliminación de la suciedad y una rápida desinfección de amplio espectro de las superficies e instrumental, en solo 3 minutos.

Las toallitas CaviWipes™ no contienen aldehídos, fenol ni otros componentes químicos tóxicos. Presentadas en bolsa plana con autocierre

CaviWipes C x 20 bolsas x 45 toallitas de 17.5 x 22.5 cm	4731245
--	---------



EmPower® Fragrance Free

EmPower Fragrance Free es un limpiador concentrado de doble enzima diseñado para volver a procesar los instrumentos en la lavadora-desinfectadora dental, así como para utilizar como limpiador concentrado en las unidades de aspiración dental. La fórmula de doble enzima presenta una elevada eficacia a la hora de eliminar la carga microbiana, incluida la sangre, la mucosa o los fluidos ricos en proteínas, a la vez que deja los instrumentos y el equipo limpios y brillantes. Gracias a su fórmula de pH neutro y baja formación de espuma resulta especialmente adecuado para eliminar la biopelícula de los tubos flexibles de las unidades de aspiración

Empower Fragrance Free C x 4 botellas x 3,8 litros	10-4700
Empower Bidón (Bidón vacío con capacidad de 4 l para mezcla)	10-4199
38-400 Bomba para Bidón (1 unidad)	46-1000




10

Laboratorio

ESCAYOLAS DENTALES	10.2
PREMISE INDIRECT	10.5
MODIFICADORES DE COLORES	10.10
CONSTRUCT, FIBRA DE REFUERZO	10.11
NX3, CEMENTO DE RESINA	10.11
belle de st claire PREPARACIÓN DEL MODELO Y MUÑONES	10.12
belle de st claire ESPACIADORES, SELLADORES, ENDURECEDORES (DIE SPACERS, DIE SEALERS, DIE HARDENERS)	10.13
belle de st claire BARNICES	10.15
belle de st claire ACCESORIOS PARA CERAS	10.15
belle de st claire CERAS	10.17
belle de st claire ENCERADOR ELECTRÓNICO	10.19
belle de st claire SPRUING (BEBEDEROS)	10.20
belle de st claire CASTING (FUNDICIÓN)	10.22
belle de st claire INSTRUMENTOS PARA PORCELANA	10.23
CUBETAS INDIVIDUALES	10.23
LÍQUIDOS PARA LABORATORIO	10.24
ARTICULADOR	10.25
CORONAS PROVISIONALES	10.26
IMPRESIÓN FUNCIONAL	10.26
CERAS PARA LABORATORIO	10.26
GODIVA (THERMOPLASTIC COMPOUND)	10.28
FORRO DE CILINDROS FLASK LINER	10.28
ACABADO Y PULIDO	10.29

Escayolas Dentales



Gúia de las Propiedades Físicas de Escayolas

	Agua por 100 gramos de Polvo	Fraguado inicial en Minutos	Expansión de Fraguado	Fuerza de Compresión Seca (PSI) (kg/cm²)
Pastel Rock™ Tipo 4	20ml/100g	8-14	0.07% máx	En 1 hora: 530kg/cm² min Seca: 1100kg/cm²
Suprastone Tipo 4	20ml/100g	8-14	0.07% máx	En 1 hora: 530kg/cm² min Seca: 1100kg/cm²
Vel-Mix Stone Tipo 4	22ml/100g	8-14	0.08% máx	En 1 hora: 350kg/cm² min Seca: 840kg/cm²
Hydrock Tipo 3	30ml/100g	10-12	0.10-0.18% máx	En 1 hora: 246 kg/cm² min
Snow White Plaster Tipo 2	94ml/100g	3-5	0.12% máx	En 1 hora: 25kg/cm² min
Orthodontic Model Mix Tipo 2	36ml/100g	7-10	0-0.15% máx	En 1 hora: 140kg/cm² min



*Casos cortesía Richard Abulius,
Master Dental Technician, Paris*

Consejos

Expansión - La expansión es un factor muy importante porque puede afectar el ajuste de las restauraciones indirectas. La expansión deseada depende del tipo de restauración. Escayolas de alta expansión pueden ser ideales para coronas porque le hace la restauración más grande dejando espacio para el cemento

Dureza - El factor que controla la estabilidad del modelo.

N° de Ref.

Escayola para moldes de coronas y puentes Vel-Mix - Tipo 4

La escayola para moldes de coronas y puentes más famosa de Kerr con alta resistencia y dilatación reducida. Genera unas superficies suaves, resistentes y precisas. Sus extraordinarias propiedades de fluido y colocación permiten utilizar Vel-Mix en todos los tipos de modelos. Disponible en color rosa y blanco.

Vel-Mix Stone Rosa

6kg	60115
25kg	61250

Vel-Mix Stone Blanca

6kg	60119 E
25kg	61251



Escayola resistente Suprastone Ultra - Tipo 4

Suprastone se ha formulado para generar moldes y troqueles excepcionalmente duros y suaves ya que combina unas excelentes propiedades físicas con una sencilla manipulación.

- Baja dilatación del fraguado.
- Reproducción exacta de los detalles.
- Alta resistencia a la compresión.
- Relación variable de agua/polvo.
- Color pastel para una fácil lectura.
- Compatible con todos los materiales de impresión, incluidos los hidrocoloides.
- Excelente resistencia a la abrasión sin ser quebradiza.
- Resistencia a los choques térmicos.
- Fácil eliminación de las burbujas de aire durante la mezcla.
- Elaborada a partir de piedra natural.

Suprastone Verde

6kg	60606 E
25kg	60607 E

Suprastone Amarilla

6kg	62600
25kg	62601



Yeso Snow White - Tipo 2

Un yeso fiable de fraguado rápido, que se utiliza habitualmente para impresiones, articulación, transferencias de soldadura, guías labiales/oclusales y la creación de piezas temporales. Disponible en dos tonos pastel para una fácil lectura (amarillo y gris), resulta agradable a la vista de forma natural, lo cual ofrece a los profesionales una opción para todos los tipos de técnicas dentales.

Snow White Plaster – Tipo 2

4.5kg	60113
20kg	61305



Escayola Pastel Rock - Tipo 4

La primera escayola del mundo con corrección de color verdaderamente excepcional que ofrece una calidad insuperable. Formulada especialmente para la creación de moldes y troqueles de excepcional dureza y suavidad. Combina unas excelentes propiedades físicas con la facilidad de manipulación.

- Baja dilatación del fraguado.
- Reproducción exacta de los detalles.
- Alta resistencia a la compresión.
- Relación variable de agua/polvo.
- Color pastel para una fácil lectura.
- Compatible con todos los materiales de impresión, incluidos los hidrocoloides.
- Excelente resistencia a la abrasión sin ser quebradiza.
- Resistencia a los choques térmicos.
- Fácil eliminación de las burbujas de aire durante la mezcla.
- Elaborada a partir de piedra natural.

Pastel Rock Gris	
6kg	62605
20kg	62606
Pastel Rock Amarilla	
6kg	62607
20kg	62608



Escayola para modelos de ortodoncias - Tipo 2

Una escayola para modelos de ortodoncia de color blanco brillante, con fraguado rápido y muy fácil de utilizar. Constituye el material perfecto para los ocupados profesionales de la ortodoncia.

Orthodontic Model Mix	
Extra Dura 25Kg	61260
Dura 25Kg	61261
Regular 25Kg	61262



Escayola para modelos de dentadura Hydrock - Tipo 3

Hydrock resulta perfecta para modelos completos o parciales y presenta una dilatación del fraguado que se compensa con la contracción de las sustancias acrílicas. También se puede utilizar para algunos tipos de coronas y puentes. Disponible con opciones especiales de color blanco o amarillo.

Hydrock Amarilla	
5Kg	35822
25Kg	35820
Hydrock Blanca	
5Kg	35821
25Kg	35819






Premise Indirect


El resultado de la ciencia nace del éxito de Herculite XRV™, belleGlass™ NG y Premise™. Premise Indirect™ utiliza la misma polimerización trimodal optimizada que belleGlass NG, el restaurador indirecto más respetado de su clase.

- **Aspecto y desgaste natural.** Imita con gran exactitud las características de desgaste de la dentadura natural, así como un aspecto opalescente que reproduce prácticamente el esmalte natural como ningún otro material de restauración.
- **Rendimiento.** La polimerización trimodal (luz, calor y presión) alcanza aproximadamente el 98% de la conversión del material, comparado con el 60 – 70% que se obtiene con materiales que sólo se polimerizan con luz.
- **Trayectoria avalada.** Doce años de estudios clínicos y datos de campo positivos y decenas de miles de restauraciones satisfactorias realizadas desde 1996.

Las mediciones en vivo del desgaste durante un período de cinco años revelan una media de 1,2 micras al año, más próximo al desgaste de los dientes naturales que ningún otro material comprobado.



Premise Indirect refleja muy de cerca el coeficiente de expansión térmica (CTE) de la dentina natural, lo cual tiene como resultado un material que refleja y actúa casi igual que la propia estructura de los dientes naturales.



– S. Suzuki y C.F. Cox: estudio de 5 años, Informe interno de UAB para Kerr Corp., Feb. 29, 1996.

– D.A. Givan, S.J. O'Neal y S. Suzuki: estudio de 8 años, J. Dent. Res. V.79 Edición especial. Resumen n.º 1523, abril 2000.



Sistema master de Premise Indirect

Sistema master de Premise Indirect

33798

- 1 jeringa de dentina primaria (5 g) de cada tono: A1, A2, A3, A3.5, A4, B00, B0, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4.
- 1 jeringa de dentina facial (5 g) de cada tono: A1, A2, A3, A3.5, A4, B00, B0, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4.
- 1 jeringa incisal (4 g) de cada tono: cúspide, neutro, claro, gris, transparente, blanco.
- 1 jeringa cervical (5 g): roja/marrón
- 1 Botella Kolor+Plus (2 ml) de cada tono: amarillo, azul, gris, lavanda, ocre, incoloro, marrón, rojo, blanco.
- 1 botella opaca (2ml) de cada tono: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D4, cervical.
- 1 unidad de estuche Construct, separador Rubber Sep (14 ml), resina para modelos (10 ml), primer de silano (10 ml), instrumento de composite, cepillo n.º 1, 100 puntas aplicadoras, accesorios de pulido. Unidad de polimerización, lámpara de polimerización, armario para el composite, paleta de mezclas Compo, CompoRoller, regulador de nitrógeno y tubo flexible.



Estuche de repuesto Master de Premise Indirect

Estuche de repuesto Master de Premise Indirect

33630

Contains:

- 1 jeringa de dentina primaria (5 g) de cada tono: A1, A2, A3, A3.5, A4, B00, B0, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4.
- 1 jeringa de dentina facial (5 g) de cada tono: A1, A2, A3, A3.5, A4, B00, B0, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4.
- 1 jeringa incisal (4 g) de cada tono: cúspide, neutro, claro, gris, transparente, blanco.
- 1 jeringa cervical (5 g): roja/marrón
- 1 Botella Kolor+Plus (2 ml) de cada tono: amarillo, azul, gris, lavanda, ocre, incoloro, marrón, rojo, blanco.
- 1 botella opaca (2ml) de cada tono: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D4, cervical.
- 1 unidad de estuche Construct, separador Rubber Sep (14 ml), resina para modelos (10 ml), primer de silano (10 ml), instrumento de composite, cepillo n.º 1, 100 puntas aplicadoras, accesorios de pulido.



Premise Indirect

Es el restaurador nanohíbrido perfecto para crear restauraciones con la evolución, el tacto, el desgaste, la función y el aspecto de los dientes naturales.



Odontología por Robert Rifkin



Trabajo de Laboratorio por Vincent Devaud



Trabajo técnica por Jean-Paul Jourdain-Herwyn



William Dickerson, DDS



Michael Di Tolla, DDS



Michael Di Tolla, DDS



Reproduciendo la estructura natural del diente...

eso es la Odontología Conservadora. Nuestro objetivo en el desarrollo del belleGlass HP y el belleGlass NG era reproducir lo más cerca posible la estructura natural del diente. Por este motivo hemos creado una Dentina altamente estética y un esmalte con las mismas características y con un mejor pulido y brillo.

Premise Indirect

La biomimética hace referencia a los procesos desarrollados por humanos, las sustancias, los dispositivos o los sistemas que imitan la naturaleza. El arte y la ciencia de diseñar y crear dispositivos biomiméticos se denomina biomimética. La nanotecnología implica la creación y la manipulación de estructuras complejas a escala nanométrica, algo que los organismos han desarrollado durante unos 3,8 billones de años.



Odontología de Gary Radz, DDS, Restauración de Roger Burdess,
Dental Arts Laboratory — Signature Restorations

Sistema Intro de Premise Indirect

Sistema Intro de Premise Indirect

33800

Contiene:

- 1 jeringa de dentina primaria (5 g) de cada tono: A2, A3, A3.5, B0, C2, D2.
- 1 jeringa de dentina facial (5 g) de cada tono: A2, A3, A3.5, B0, C2, D2.
- 1 jeringa incisal (4 g) de cada tono: cúspide, neutro, claro, gris, transparente, blanco
- 1 botella de Kolor+Plus (2 ml): ocre
- 1 unidad de separador Rubber Sep (14 ml), resina para modelos (10 ml), primer de silano (10 ml), instrumento de composite, cepillo n.º 1, 100 puntas aplicadoras, accesorios de pulido. Unidad de polimerización, lámpara de polimerización, armarito de composite, paleta de mezclas Compo, CompoRoller, regulador de nitrógeno y tubo flexible.



Estuche de repuesto Intro de Premise Indirect

Estuche de repuesto Intro de Premise Indirect

33631

Contiene:

- 1 jeringa de dentina primaria (5 g) de cada tono: A2, A3, A3.5, B0, C2, D2.
- 1 jeringa de dentina facial (5 g) de cada tono: A2, A3, A3.5, B0, C2, D2.
- 1 jeringa incisal (4 g) de cada tono: cúspide, neutro, claro, gris, transparente, blanco
- 1 botella de Kolor+Plus (2 ml): ocre
- 1 unidad de separador Rubber Sep (14 ml), resina para modelos (10 ml), primer de silano (10 ml), instrumento de composite, cepillo n.º 1, 100 puntas aplicadoras, accesorios de pulido.



Horno de polimerización de Premise Indirect

Una unidad de alta temperatura presurizada con nitrógeno para la polimerización de Premise Indirect, que funciona a 138 °C y 4,13 Bar de presión.

Horno de polimerización de Premise Indirect

800-011



Horno de polimerización de Premise Indirect

800-011

Premise Indirect Teklite Repuestos

Bombilla

21237

Dentina primaria Premise (5g)

Utilizada para las capas base y de recubrimiento con el fin de mejorar la resistencia, croma y el poder enmascarador contribuyendo así a la vitalidad.

A Tonos	
A1	33585
A2	33586
A3	33587
A3.5	33588
A4	33589
B Tonos	
B0	33590
B00	33591
B1	33592
B2	33593
B3	33594
B4	33595
C Tonos	
C1	33596
C2	33597
C3	33598
C4	33599
D Tonos	
D2	33600
D3	33601
D4	33602

**Dentina facial Premise (5g)**

Utilizada para cubrir las capas base y de recubrimiento optimizando así la translucidez y la vitalidad.

A Tonos	
A1	33603
A2	33604
A3	33605
A3.5	33606
A4	33607
B Tonos	
B0	33608
B00	33609
B1	33610
B2	33611
B3	33612
B4	33613
C Tonos	
C1	33614
C2	33615
C3	33616
C4	33617
D Tonos	
D2	33618
D3	33619
D4	33620



N° de Ref.

Premise Incisal (4g)

Alta translucidez y opalescencia, se adapta cuando es necesario reproducir la vitalidad del esmalte dental.

Premise Incisal

Tonos

Neutro	33621
Claro	33622
Gris	33623
Cúspide	33624
Transparente	33625
Blanco	33626



Cervical

Utilizada para simular el color cervical y de la raíz.

Tonos

Cervical rojo/marrón (5 g)	900-152
----------------------------	---------

Gingival

Opaco Claro (5 g)	34678
Opaco Oscuro (5 g)	34679



Modificadores de Colores

Kolor + Plus Resin Colour Modifier

Modificadores de colores opacos para restauraciones de composites. Es la manera perfecta para extender su habilidad de igualar los dientes naturales. Con el Kolor + Plus® puede crear un efecto natural en la zona gingival, simular los detalles oclusales y faciales para hacer una restauración verdaderamente natural.



Repuestos Modificadores de Color

Frascos de 2 ml


Amarillo	23394
Lavanda	23395
Marrón	23396
Azul	23397
Blanco	23398
Rojo	23399
Gris	23400
Incoloro	23401
Ocre	23404
Opaco A1	23402
Opaco A3	23403

Premise Indirect Líquidos

Premise Indirect Opaco (2 ml)

Los opacos, aplicados después de la preparación de metal, boquean cualquier color metálico subyacente y facilitan las capas posteriores.

A1	800-110
A2	800-111
A3	800-112
A3.5	800-113
A4	800-114
B1	800-115
B2	800-116
B3	800-117
B4	800-118
C1	800-119
C2	800-120
C3	800-121
C4	800-122
D2	800-123
D3	800-124
D4	800-125
Cervical	800-126



Separador Rubber-Sep (10 ml)

900-675

Un separador y agente liberador extraíble de látex que se aplica a todos los moldes y zonas de contacto creando un espacio de 20 micras.

Resina para modelos (10 ml)

800-503

Agente humectante universal sin relleno que se utiliza par esculpir.

Primer de silano (10 ml)

800-507

Se aplica en la superficie de ajuste de la restauración antes de la fijación.



N° de Ref.

Premise Indirect Accesorios

Premise Indirect Paleta Compo

Nueva paleta de mezclas, diseñada específicamente para utilizar en las aplicaciones de composite. Incluye una cubierta regulable protegida de la luz y compartimentos para bandejas de mezcla de cuatro cavidades sustituibles.

Bandejas de mezclas de cuatro cavidades (paquete de 100)

27157



Instrumento para el composite

33550

Instrumento para el composite con mango de aluminio ligero recubierto con nitrato de titanio y dos extremos.



Construct

Una fibra de polietileno ultra resistente, puede utilizarse para proporcionar matrices internas a todo tipo de restauración con composite. La fibra de polietileno ultra resistente tratada con plasma frío y pre-silanado con resina sin relleno es el refuerzo más ligero y resistente para composites dentales. Es distinto de Connect, se puede manipular Construct™ con las manos antes de mojarlo con la resina. Es ideal para restauraciones de un diente único en zona de presión, provisionales de composite, puentes y coronas de acrílico, refuerzo de coronas y puentes de composite, retenedores de ortodoncia, férulas de periodoncia, y reparaciones en general de composites y acrílicos. Puede utilizarse con todos los composites y acrílicos.

Construct Estuche

30869

Contenido: 3 carretes de cinta Construct (pre-silanado) 1 mm, 2 mm & 3 mm (90 cm de longitud), 3 Resinas Construct: incoloro, clara, oscura (3.5 g Jeringas), 1 juego de tijeras Construct



Construct Repuestos

Construct Cinta - 1 mm (aprox. 90 cm de longitud)

30870

Construct Cinta - 2 mm (aprox. 90 cm de longitud)

30871

Construct Cinta - 3 mm (aprox. 90 cm de longitud)

30872

Resina Construct - Incoloro (Jeringa de 3.5 g)

30873

Resina Construct - Clara (Jeringa de 3.5 g)

30874

Resina Construct-Oscura (Jeringa de 3.5 g)

30875

Tijeras Connect/Construct

26959

Construct

30869

NX3

Nexus® Tercera generación. Auténticamente universal.

Recomendado para Premise Indirect.

La perfección en cementos permanentes.

- Presentación simplificada. La jeringa de automezcla de polimerización dual elimina la mezcla manual.
- Aplicaciones de fotopolimerización. Cemento para revestimientos e indicaciones que requieren un tiempo de trabajo ilimitado.
- Fijación a todos los sustratos. Excelente adherencia a la dentina, esmalte, bloques CAD/CAM, cerámica, porcelana, Premise Indirect (resina) y metal.
- Compatibilidad con los protocolos adhesivos de autograbado o grabado total. No es necesario un activador de polimerización dual.
- Excelente estabilidad del color. Resultados estéticos excelentes para cementos de polimerización dual y fotopolimerización.
- Manipulación óptima. Fácil de limpiar con consistencia de gel.
- Conserva una translucidez elevada después de la polimerización.

Kit Intro de NX3

33642

Contiene: 1 jeringa de polimerización dual (5 g) de cada tono: transparente, blanco y amarillo; 1 jeringa de fotopolimerización (1,8 g) de cada tono: transparente, blanco y amarillo; 1 jeringa de gel Try-In (3 g) de cada tono: transparente, blanco y amarillo; 1 botella primer de silano (5 ml); 24 puntas de automezcla; Guía técnica e instrucciones de uso.



belle de st claire - Preparación de Modelos y Muñones

Flexible Clearance Guide (Guías Flexibles para Calibrar) (Recomendado únicamente para uso en laboratorios)

Las guías son de un suave material termoplástico para el espacio entre la preparación de cera o la estructura fundida y los modelos opuestos para determinar el correcto espacio de las restauraciones. Las seis medidas diferentes para calibrar son: 0.5, 1.0, 1.5, 2.5 y 3.0 mm.

Flexible Clearance Guide (Envase de 2)

004-005



Flexible Clearance Tabs™ (Tiras Flexibles para Calibrar) *

Una forma fácil para medir y verificar el espacio intraoral de la oclusión y los interproximales de la preparación. Cada tira está codificada con un color distinto. Disponible en una caja dispensadora para su uso en la consulta. Las tiras son de un solo uso.

Flexible Clearance Tabs (Tiras Flexibles)

Caja de 30 Tiras

Tiras Flexibles Rosa 1.0 mm

004-006

Tiras Flexibles Verde 1.5 mm

004-007

Tiras Flexibles Azul 2.0 mm

004-008

Tiras Flexibles (juego de 3 surtido)

004-009



Flexible Clearance Tabs (Tiras Flexibles para Calibrar)

Margin Liners (Delineadores del Margen)

Fabricado con un compuesto de cera orgánica para marcar los márgenes de los muñones. Disponible en dos colores, azul y rojo específicamente diseñada para ser eliminada durante el proceso de calentamiento en el horno.

Margin Liners (Delineadores del Margen)

Delineador Rojo / 36 Repuesto

35139

Delineador Azul / 36 Repuesto

35140



Margin Liners (Delineadores del Márgenes)

Margin Carver (Tallador de Margenes)

Este instrumento ha sido especialmente diseñado para tallar los márgenes de las cofias de cera. Incluye una cuchara grande por un lado y un media Hollenback por el otro con rosca. Tratado con Nitrato de Titanio.

Margin Carver (Tallador de Márgenes)

014-966



Margin Carver (Tallador de Margenes)

014-966

Carbide Margin Trimming Bur (Fresa de Carburo para la preparación del Surco)

Con cabeza redonda de tamaño ideal para la preparación de los surcos en todos los tipos de muñones.

Carbide Margin Trimming Bur (Fresa de Carburo)

013-310



Fresa de Carburo para la preparación del Surco 013-310

* Véanse también los materiales de impresión del capítulo 1

belle de st claire Espaciadores, Selladores, Endurecedores

Espaciadores, Selladores, Endurecedores (Die Spacers, Die Sealers, Die Hardeners)

Un avance químico de propiedades físicas inmejorables. Partículas de relleno combinado con un solvente menos agresivo resultan en una fórmula más estable. La superficie es suave, denso y más duro que la fórmula original. El tiempo entre la aplicación de capas es reducido.



Espaciadores, Selladores, Endurecedores (Die Spacers, Die Sealers, Die Hardeners)

Espaciador Classic	Azul	62750
frasco de 15 ml	(20 μm)	
Espaciador Classic	Gris	62751
frasco de 15 ml	(20 μm)	
Espaciador Classic	Azul	62752
frasco de 15 ml	(10 μm)	
Espaciador "Quick Set"	Gris	62753
frasco de 15 ml	(10 μm)	
Espaciador "Quick Set"	Rojo	62754
frasco de 15 ml	(08 μm)	
Espaciador Classic	Oro	62755
frasco de 15 ml	(15 μm)	
Espaciador Classic	Plata	62756
frasco de 15 ml	(13 μm)	
Espaciador "Quick Set"	Azul	62757
frasco de 30 ml	(10 μm)	
Espaciador Classic	Azul	62758
frasco de 30 ml	(20 μm)	
Espaciador "Quick Set"	Dentina	62759
frasco de 15 ml	(10 μm)	
Classic Sellador/Endurecedor	Transparente	62760
frasco de 15 ml	(03 μm)	
Sellador/Endurecedor	Transparente	62761
frasco de 15 ml	(00 μm)	
Diluyente		62762
frasco de 15 ml	(00 μm)	
Espaciador/ Endurecedor Classic	Transparente	62763
frasco de 30 ml	(03 μm)	
Sellador/Endurecedor	Transparente	62764
frasco de 30 ml	(00 μm)	

Accesorios

Carbide Margin Trimming Bur (Fresa para la preparación del Surco)	013-310
Blockout Wax (Cera de bloquear Socavados) lata de 40g	014-711



Técnica de aplicación

1 Preparar el surco por debajo del margen

Usar una fresa de tungsteno para aliviar la escayola por debajo del margen para facilitar la adaptación de las cofias de inmersión y acceso a la línea del margen.



2 Delinear el margen

Después de que haya hecho el surco, usar el delineador rojo o azul para marcar una línea estrecha sólida alrededor de la periferia marginal del muñón.



3 Aplicación del Endurecedor al Muñón por debajo de la Línea del Margen

Aplicar generosamente una capa de endurecedor de muñones sobre el área justo por debajo de la línea del margen remarcada. No manchar la línea.




4 Aplicación del Endurecedor al Muñón por encima de la Línea del Margen

Comenzar por el incisal u oclusal y recubrir completamente la superficie de la corona hacia abajo, pero sin tocar el margen. La escayola absorberá el endurecedor por encima y por debajo de la línea del margen sellando la línea en ambas partes sin manchar.



5 Primera Capa de relieve

Usar el endurecedor de muñones claro para crear la primera capa del espacio para el cemento y aplicar una capa sobre la totalidad del muñón incluyendo la línea del margen. Esta capa de endurecedor permanecerá adherida a la línea del margen.




6 Segunda Capa de relieve

Aplicando capas adicionales de cualquiera de los espaciadores de muñones coloreados sobre el endurecedor se obtiene más espacio para el cemento. Aplicar el espaciador de muñones coloreado desde el incisal u oclusal del muñón hacia abajo hasta el borde del margen sin cubrir el margen.



7 Cera de Bloqueo

La cera de bloqueo roja se utiliza en el último paso de la preparación de muñones para eliminar socavados, bordes irregulares y dejar el muñón suave. Aplicar la cera directamente sobre la capa final del espaciador. Contornear con un instrumento y suavizarla. Lubricar el muñón (Microfilm) y hacer la cofia directamente sobre el muñón.



Ajustes Exactos, Significa...

Suave, Denso, Duro.

Un espesor uniforme es esencial para resultados constantes. La nueva fórmula ofrece una resistencia contra la presión de vapor y astillarse.

Mayor Estabilidad

La tecnología de relleno y con un solvente menos agresivo permite lograr una mayor estabilidad y es más fácil de utilizar.

Aplicación Universal

Cuatro espesores diferentes (0-20 micras) permiten cualquier opción.

Diseño Ergonómico del Cepillo

El cepillo está diseñado específicamente para mejorar el manejo y control.

Mezcla Fácil

Sus propiedades físicas permiten una mezcla fácil en 15 a 30 segundos para lograr una consistencia densa y homogénea.

Solvente No Tóxico

Seguridad para el usuario.

Colores fáciles de ver

Sus distintos colores proporcionan un contraste excelente para diferenciar las aplicaciones múltiples tanto en ceras, metales, porcelanas y composites.

Compatibilidad

Es compatible con todos los tipos de muñones de resina o escayola.

Tiempo de secado entre capas

Classic- 50 a 60 segundos entre capas.

Quick set- 30 segundos entre capas.

belle de st claire Accesorios para ceras

Instrumentos para tallar la cera

Instrumentos individuales ensamblados con rosca para hacer instrumentos dobles a su elección.



Talladores de Cera

Los nuevos instrumentos chapados con Nitrato de Titanio son ultra resistentes a las alta temperaturas, la corrosión y al mismo tiempo reducen la fricción superficial de la cera para un tallado suave. El mango cubierto con silicona blanda permite un control cómodo y preciso

Tallador Hollenback Regular de Titanio	014-940	
Tallador Hollenback Lateral de Titanio	014-941	
Tallador Pequeño Hollenback Regular de Titanio	014-942	
Tallador Pequeño Hollenback Lateral de Titanio	014-943	
Tallador Grande SHOA de Titanio	014-944	
Tallador Pequeño SHOA de Titanio	014-945	
Tallador Le Cron de Titanio	014-946	

Tallador Grande Discoid de Titanio	014-947	
Tallador Pequeño Discoid de Titanio	014-948	
Tallador Mini Discoid de Titanio	014-949	
Tallador Grande Cuchara de Titanio	014-950	
Tallador Pequeño Cuchara de Titanio	014-951	
Tallador Pequeño Cleoid de Titanio	014-953	
Tallador Cíncel de 2.0 mm de Titanio	014-954	
Tallador Cíncel de 1.5 mm de Titanio	014-955	

Estuche de 3 Talladores de Titanio (juego de 3: 014-950/014-942, 014-953/014-951, 014-947/014-948)
El estuche más común contiene: Cuchara Grande de 1/2 Hollenback Reg, Cuchara pequeña con Cleoid pequeña.
Discoid Grande con Discoid pequeña.

014-965



Talladores de Titanio (014-950/014-942)

014-966



Smoothy-Flameless Wax Finisher

El Smoothy™ permite el último toque de suavizar un tallado de cera con un chorro de aire caliente. También se puede usar el Smoothy como un mini-soplete porque produce una minúscula llama de temperatura hasta 1260°C para soldar metales preciosos y reparaciones de puntos de contacto. El Smoothy viene con una punta para acabar coronas y puentes y otra punta opcional para acabar dentaduras. Funciona con gas butano.

Smoothy-Flameless Wax Finisher

013-950



Belle de st claire Ceras

bellewax™



Cera de inmersión (Dipping Wax)

Aplicaciones: Sumergiendo el muñón una vez en la cera fundida se produce una cofia de espesor uniforme perfectamente adaptada al muñón con los márgenes sellados.

Propiedades: La estructura microcristalina y la pureza de las ceras de Inmersión de belle de st claire aseguran la máxima expansión higroscópica y la ausencia de residuos.



Cera de inmersión (Dipping Wax)

Frasco de 300 g

Amarillo	62765
Naranja	62766
Verde	62767
Rojo	62768

Cera Opaca de Taller

Aplicaciones: Todos los tipos de patrones para coronas y puentes, inlays y onlays.

Propiedades: Cera de baja fusión, fluida y mantiene su contorno. Endurece rápido y se puede tallar con un mínimo de presión.



Cera Opaca de Taller


Lata de 40 g

Marfil	014-621
--------	---------

Cera de Esculpir

Aplicaciones: Cera para esculpir inlays, onlays, coronas, estructuras para porcelana, implantes, y postes de endodoncia.

Propiedades: Alta viscosidad, estable en estado blanda y endurece a una dureza media sin ser quebradiza o pegajosa. Gama completa de colores.



Cera de Esculpir

Lata de 40 g

Verde	014-661
Azul	014-664

Ceras Varias

Cera de Ensamblaje lata de 40g	014-715
Cera de Bloquear Lata de 40g	014-711
Cera de Margen color Amarillo, lata de 40g	014-721
Hilo para separar la cera. aprox. 56 m 140 cm	014-526



Cera de Ensamblaje



Cera de Bloquear



Cera de Margen

belle de st claire Electronic Waxing

Ultra-Waxer 2 (Encerador)

Acabamos de mejorar el que ya era el mejor encerador eléctrico del mercado, mediante la incorporación de dos espátulas para aumentar la productividad, un portapuntas que ofrece comodidad y organización, así como funciones fáciles de utilizar, como por ejemplo las preconfiguraciones programables y la función de calentamiento rápido. Temperaturas entre 36 y 260°C.

Ultra-Waxer 2 con control de pie

34844



Ultra-Waxer 2

34844

Ultra-Waxer 2 Ultra-espátula (Puntas Térmicas)

La Ultra-espátula dispone de una estructura ligera de aluminio, con puntas de calentamiento intercambiables que están codificadas por colores para su rápida identificación, mango de espuma para una comodidad máxima y posibilidad de cambiar la punta cuando aún está caliente.



Puntas Térmicas Cortas

1	PKT Pequeña	Azul	35167
2	PKT Grande	Azul Claro	35168
3	Beavertail	Púrpura	35169
4	n° 7 Pequeña	Gris	35170
5	n° 7 Grande	Verde	35171
6	Aguja	Rojo	35172
7	1/2 Hollenback	Negro	35173

Puntas Térmicas Largas

8	Dentadura pequeña	Rosa	35174
9	Dentadura grande	Naranja	35175
10	Cuchara	Naranja	35176

Ultra Waxer Accesorios Puntas Térmicas

Ultra-Espátula Cable / mango Modelo Touch Control

35177


belle de st claire Spruing

Quik Sprues (Bebederos)



Los bebederos Quik Sprue™ preformados de cera se utilizan para unir los patrones de cera con una barra conectora. Cada patrón siempre va a estar a la misma distancia de la fuente que a la del metal asegurando colados consistentemente completos y densos.

Quik Sprue Canales cuadrados

Cuando el metal fundido pasa por la vía cuadrada se forman pequeñas esferas entrando en el cilindro. Gases y aire escapan por los rincones de la vía cuadrada única. Esto proporciona una eliminación completa de los gases, controla la porosidad por contracción y reduce la posibilidad de grietas en el revestimiento.




Los dos tamaños del Quik Sprue son para varios volúmenes de patrones. Usar el Quik Sprue más pequeño para cofias anteriores individuales y los grandes para coronas y pñticos. Los patrones grandes pueden necesitar dos bebederos por unidad y los puentes múltiples necesitan un bebedero Quik Sprue por cada unidad.



Quik Sprue Repuestos	
Amarillo Quik Sprues, 1.75 mm (envase de 500)	013-122
Verde Quik Sprues, 2.25 mm (envase de 500)	013-123

N° de Ref.

Stick-Tite™ Sprues



Stick-Tite Quik Sprue Repuestos

Naranja Quik Sprues, 1.75mm (envase de 500)

013-152

Rojo Quik Sprues, 2.25mm (envase de 500)

013-153

Instrumento Quik Set

006-020

Un mango ligero para coger y colocar los bebederos Quik Sprue y Sag-R-Locs.



Ready Sprues (Bebederos)

Los Ready Sprues™ están formados con una barra conectora con la de longitud exacta para las Bases Ovaladas Grandes. Una marca cerca del final de cada lado indica dónde hay que cortar para utilizarlas con las Bases Ovaladas Pequeñas. Posicionando correctamente los Ready Sprues sobre los Conos de Base asegura la colocación dentro de la óptima zona de calor para conseguir colados densos y precisos.

Ready Sprues (Bebederos)

Caja de 50

Amarillo Ready Sprues

4 mm de diámetro, 4.6 cm de longitud

013-110

Verde Stick-Tite Ready Sprues,

4 mm de diámetro, 4.6 cm de longitud

013-130

Naranja Stick-Tite Ready Sprues,

5 mm de diámetro, 4.6 cm de longitud

013-140

Rojo Stick-Tite Ready Sprues,

5 mm de diámetro, 5.5 cm de longitud

013-170

Caja de 250

Amarillo Ready Sprues,

4 mm de diámetro, 4.6 cm de longitud

013-111

Verde Stick-Tite Ready Sprues,

4 mm de diámetro, 4.6 cm de longitud

013-131

Naranja Stick-Tite Ready Sprues,





5 mm de diámetro, 4.6 cm de longitud

013-141

Rojo Stick-Tite Ready Sprues,

5 mm de diámetro, 5.5 cm de longitud

013-171



belle de st claire Casting

bellecast Ovals (Cilindros Ovais)

Los Cilindros Ovalados Bellecast™ están hechos con precisión de un polivinilo transparente y flexible que permiten una expansión natural de los revestimientos, no se pega el revestimiento y son fáciles de limpiar simplemente con agua.



bellecast Oval y Base

bellecast Cilindro Ovalado Grande con Base	007-910
bellecast Cilindro Ovalado Pequeño con Base	007-911



bellecast Oval con Base

Cilindros Ovalados de Acero Inoxidable (Stainless Steel Ovals)

Cilindros Ovalados de Acero Inoxidable

Cilindro ovalado grande de Acero Inoxidable	008-003
Base del Cilindro Ovalado grande	008-004
Cilindro ovalado pequeño de Acero Inoxidable	008-013
Base del Cilindro Ovalado Pequeño	008-014



Ovalados de Acero Inoxidable

belle de st claire Accesorios de Porcelana


Instrumentos para Modelar Porcelana

Repuestos de Hojas

Hoja Cortante Estándar Blanca	001-002
Hoja para fondos Estándar Roja	001-003
Repuesto de mango de Aluminio	001-010



Instrumentos para Modelar Porcelana



Cubetas Individuales

Formatray

Acrílico rápido, blanco, autopolimerizable para producir fácilmente cubetas individuales fuertes y precisas. También se pueden fabricar placas base con el Formatray. Fraguado rápido sin distorsión.

Formatray Envase Estándar

60863

Contenido: 1 kg de polvo, 400 ml de líquido

Formatray Envase Grande

60864

Contenido: 10 kg de polvo, 4 litros de líquido

Formatray Polvo, 1 kg	60865
Formatray Líquido, 400 ml	60867
Rodillo	60232



Formatray Envase Estándar

60863



Líquidos para Laboratorio

Debubblizer

Reductor de la tensión superficial de la cera permitiendo que la escayola fluya uniformemente y suave sobre los patrones de cera. Diseñado para utilizar con vibrador de escayolas.

Debubblizer	
250 ml botella	60079
1000 ml botella	60081



Debubblizer

Microfilm

Un lubricante /aislante entre la cera y la escayola. Permite la separación de la cera de la escayola sin distorsionarse. Libre de aceite.

Microfilm	
250 ml botella	60078
1000 ml botella	60083



Microfilm

Solitrine *

El Solitrine es un solvente efectivo para limpiar materiales de impresion tipo thiokol, silicona, y oxido de zinc-eugenol. Para limpiar material de impresion de la piel, espátula u otros instrumentos.

Solitrine	
250 ml botella	60084



Solitrine

Super-Sep

Líquido separador entre el muñón y la base del modelo. También se puede utilizar en cualquier caso como separador entre escayola y escayola. Se seca rápidamente y se puede realizar el trabajo inmediatamente después de aplicar Super-Sep.

Supe-Sep	
250 ml botella	60087
1000 ml botella	60085



Super-Sep

Vacufilm

Reductor de la tensión superficial de la cera. Agente humectante para revestir al vacío.

Vacufilm	
250 ml botella	60080
1000 ml botella	60089



Vacufilm

* Véanse también los materiales de impresión del capítulo 1



Articulador sin Escayola

Articulador Galetti

Articulador Galetti


61332

Articulador de fijación mecánica sin escayola. Fácil de utilizar con ajustes sencillos.



Recambios del Articulador Galetti (Veáse Dibujo)

Later claw bolt no. 1	60492
Movable later claw bolt no. 2	60484
Tension bolt no. 3	60481
Adjusting bolt no. 4	60487
Knurled lock nut no. 5	60488
Knurled nut no. 6	60489
Tension spindle no. 9	60496
Bolt for wing nut no. 15	60494
Adjusting screw no. 21	60479 E
Locking device no. 23	60480 E
Ball shaft no. 25	60495



Coronas Provisionales

Tab 2000

Resina autopolimerizable para la fabricación de coronas y puentes provisionales.

Tab 2000 Intro Pack 61770

Contenido: 3 x 30 g de polvo, claro, medio y amarillo, 2 x 30 ml de líquido, fraguado rápido y regular

Tab 2000 Repuestos

Polvo, 50 g, claro	61771
Polvo, 50 g, medio	61772
Polvo, 50 g, amarillo	61773
Líquido, 50 ml, fraguado regular	61774
Líquido, 50 ml, fraguado rápido	61775



Tab 2000 Estuche de Introducción

61770

Impresión Funcional

F.I.T.T. *

Functional Impression Tissue Toner. (Acondicionador de Tejido).

La mejor aplicación de F.I.T.T. es su uso como material de impresión de rebase. Como FITT actúa de manera fluida bajo cualquier condición – produciendo una verdadera impresión funcional.

F.I.T.T. - Envase Estándar 61127

Contenido: 100 g polvo, 100 ml líquido, 15 ml separador, 14 tazas de mezcla/medida, 2 medidores de líquido

F.I.T.T. líquido, 100 ml frasco	61132
F.I.T.T. Polvo 100 g frasco	61144
Tazas de mezcla/medida (14)	61141



F.I.T.T.

61127

Ceras para Laboratorio*

Blue Inlay Casting Wax

Blue Inlay Casting Wax

Caja de 15 barras (aprox. 34 g)

Azul, regular	00474
Azul, dura	00476

Caja de 120 barras (aprox. 250 g)

Azul, regular	00475
Azul, dura	00478



Blue Inlay Casting Wax

Boxing Wax

Cera multi-uso para encofrar. Barras : para añadir al borde periférico de las cubetas de impresión. Tiras : para encofrar impresiones antes de vaciarlas. Muy adaptable a temperatura ambiente. Algo pegajosa. Fácil adherencia a la cubeta de impresión.

Boxing Wax

Barras, 170 g (42 barras)	00609
Tiras, 454 g (35 tiras)	00608



Boxing Wax

* Véanse también los materiales de impresión del capítulo 1

N° de Ref.

Occlusal Indicator Wax

Cara para revisar la relación oclusal.

Occlusal Indicator Wax

00655

Contenido: 180 tiras indicadores, 1 lápiz resistente al agua



Occlusal Indicator Wax

00655

Orthodontic Tray Wax

Una cera de ortodoncia, blanca y blanda, para añadir al borde periférico de las cubetas de impresión y topes.

Orthodontic Tray Wax. Caja de 44 barras (140g)

09246



Orthodontic Tray Wax

09246

Sticky Wax (Cera Pegajosa)

Una cera de fraguado rápida para trabajos de puentes y coronas, soldadura de ceras y conectar bebederos.

Sticky Wax

Caja de 12 barras (27.7 g)

00623

Caja de 120 barras (277 g)

00625



Sticky Wax

Disclosing Wax

Cera cremosa que se utiliza para reparar defectos en los modelos de cera. También se utiliza para determinar la sujeción de las dentaduras completas y parciales a los tejidos.

Opaco Disclosing Wax, 57 g

00610



Disclosing Wax

GODIVA (Thermoplastic Compound)

Impression Compound*

Material de impresiones Termoplástico en placas para impresiones completas o parciales y en barras para impresiones con bandas de cobre o formación de bordes periféricos de una impresión. Cada color tiene una temperatura de trabajo controlada para un uso específico.

Impression Compound - Caja de 8 Planchas (227 g)

Verde (temp 50° C)	00441
Roja (temp 55° C)	00429

Impression Compound - Caja de 15 barras (113 g)

Verde (temp 50° C)	00444
Roja (temp 55° C)	00432



Impression Compound planchas

00441



Impression Compound barras

00444

Flask Liner

Flask Liner (Forro de Cilindros)

Forro de Cilindros libre de amianto.

Flask Liner

21 m de longitud por 47 mm de anchura

61644



* Véanse también los materiales de impresión del capítulo 1

Acabado y Pulido

AABA®-Dental Universal

Pre-Pulidores Universales para todos los materiales del laboratorio.

Pre-Pulidores repuestos, negro

Forma de embudo, caja de 12	ID 3210/12	
Forma Lenteja 15 mm, caja de 12	ID 3240/12	
Rueda 22 mm, caja de 12	ID 3290/12	
Forma Lenteja 22 mm, caja de 12	ID 3250/12	

Identoflex Porcelana/Cerámica/Composites Híbridos

Para alto pulido de porcelana.

Pre-Pulidores repuestos, verde

Rueda 22 mm, caja de 12	ID 7040/12	
-------------------------	------------	---

Pulidores de Brillo, repuestos, gris

Rueda 22 mm, caja de 12	ID 7140/12	
-------------------------	------------	---

Identoflex Pulidores de Oro

Pre-Pulidores repuestos, marrón

Forma Lenteja, caja de 12	ID 4022/12	
Forma Torpedo, caja de 12	ID 4032/12	
Rueda 22 mm, caja de 12	ID 4110/12	

Pulidores de Alto Brillo, repuestos, verde

Forma Lenteja, caja de 12	ID 4522/12	
---------------------------	------------	---

Escala 1:2

Lab-Min Universal

Los pulidores Lab-Min son pulidores especiales sin mandril para Acrílicos y otras resinas sintéticas, oro y metales no preciosos y material de rebase blando o duro. Los dos tamaños de grano, marrón (grueso) y gris (fino), permiten un rápido acabado y no genera calor. Velocidad máxima: 15,000 rpm.

Estandar Lab-Min repuestos, marrón

Forma Torpedo, caja de 12

ID 1510/12



Finos Lab-Min repuestos, gris


Forma Torpedo, pack of 12

ID 1610/12



Lab-Min Mandril

ID 1702/1



Pinidentoflex

Los Pinidentoflex son pulidores de punta sin mandril para pulir fisuras y superficies oclusales de metales preciosos y no preciosos y porcelana sin generar calor. Velocidad máxima: 15,000 rpm.

Oro/ Metal Precioso

Pre-Pulidores, marrón

Punta, caja de 12

ID 2510/12



Maxipin, caja de 12

ID 2610/12



Pulidores de Alto Brillo, repuestos, verde

Punta, caja de 12

ID 2520/12



Maxipin caja de 12

ID 2620/12



Pinidentoflex Mandril

Portador de Punta

ID 2593/1



Portador de Maxipin

ID 2693/1



Pinidentoflex, Alto Brillo, verde, Maxipin

ID 2620/12

N° de Ref.

Super Pulidores de Acrílico

Un pulidor especial para acrílicos. El pulidor azul oscuro está empleado durante la fase inicial del pulido. Suaviza las zonas rugosas de la prótesis sin dañar los dientes. El pulidor fino azul claro prepara la prótesis para el pulido final. Muy duradero. Velocidad máxima: 15,000 rpm. Disponible en cuatro formas con o sin mandril.

Surtido Super Pulidores de Acrílico sin Mandril

ID 2300/8

Contenido: 8 pulidores surtidos

Surtido Super Pulidores de Acrílico con Mandril

ID 2302/8

Contenido: 8 pulidores surtidos



Surtido Super Pulidores de Acrílico sin Mandril

Repuestos de Pulidores de Acrílico con Mandril, grano grueso, azul oscuro

Forma Llama, caja de 6

ID 2312/6

Forma Granada, caja de 6


ID 2322/6

Forma Llama estrecha, caja de 6

ID 2332/6

Forma cilindro, caja de 6

ID 2342/6



Repuestos de Pulidores de Acrílico con Mandril, grano fino, azul claro

Forma Llama, caja de 6

ID 2412/6

Forma Granada, caja de 6


ID 2422/6

Forma Llama estrecha, caja de 6

ID 2432/6

Forma cilindro, caja de 6

ID 2442/6



Pulidores de Acrílico con Mandril, grano fino, azul claro, Forma Granada ID 2422/6

Repuestos de Pulidores de Acrílico sin Mandril, grano grueso, azul oscuro

Forma Llama, caja de 12	ID 2310/12
Forma Granada, caja de 12	ID 2320/12
Forma Llama estrecha, caja de 12	ID 2330/12
Forma cilindro, caja de 12	ID 2340/12



Repuestos de Pulidores de Acrílico sin Mandril, grano fino, azul claro

Forma Llama, caja de 12	ID 2410/12
Forma Granada, caja de 12	ID 2420/12
Forma Llama estrecha, caja de 12	ID 2430/12
Forma cilindro, caja de 12	ID 2440/12

