

Productos Dentales 2013 - 2014



Roland Höhne, Director de Kuss Dental

Kuss Dental es una empresa española con alma alemana y sede en Madrid que vio la luz en el año 2001 y que actualmente es sinónimo de competitividad en el sector dental. Una de las claves de su éxito radica en que la gestión la desarrolla su propietario Roland Höhne, que cuenta con más de 25 años de experiencia en la profesión. Kuss Dental destaca por distribuir, no solo a toda la geografía española sino que además exporta a Europa, África, Centro y Sudamérica. Actualmente la empresa es conocida, sobre todo por sus productos estrella, como la cera fotopolimerizable Metacon, la soldadora por micro impulsos Phaser y la férula universal Delta Splint o la amplia gama de blanqueadores Easywhite, y recientemente la marca blanca de consumibles KIERO. Kuss Dental orienta su actividad hacia las necesidades de sus clientes garantizando siempre una alta y reproducible calidad; uno de sus fundamentos representado en su logotipo:

“Productos Innovadores - Fabricados en Europa”

AUMENTAMOS EL VALOR DE SU EMPRESA

Kuss Dental, es una de las firmas más innovadoras en el sector dental. Sus pilares fundamentales son el desarrollo de sistemas, la modernización y la formación en nuevas tecnologías (I+D+i); respaldada por un equipo multilingüe, de orientación comunicativa e interdisciplinaria que desempeña una función de módem entre los especialistas del sector dental alemán y español canalizando las sinergias emergentes. Nuestro equipo está formado por profesionales con amplia experiencia preparados para dar respuesta a las necesidades de nuestros clientes. Las personas son las que marcan la diferencia.

El enfoque de la empresa se basa en tres factores claves: cliente, tecnología y servicio

En un mundo globalizado como el de hoy, buscamos, como gran parte de las empresas multinacionales, incrementar la eficiencia mediante la externalización de parte de nuestros procesos. Esto permite a nuestro equipo centrarse en las actividades propias de la compañía, trasladando a profesionales externos ciertos procesos y aprovechando sus conocimientos, habilidades y tecnología.

Con un equipo de científicos, químicos, biólogos, e ingenieros, Kuss Dental diseña sus ideas, provenientes de clientes o de la investigación básica en universidades, desde la fase del desarrollo

del producto y lo coordina hasta su madurez. Nuestros productos llevan inherente el propósito de agilizar y simplificar los flujos de trabajo del laboratorio o la clínica dental para ganar en competitividad en el mercado. Ofrecemos nuestros productos al por mayor o al cliente final y también producimos marcas blancas. Así Kuss Dental es pionera en el desarrollo de la nueva generación de productos fotopolimerizables que permiten un trabajo con mayor ajuste, más limpio y rápido. Uno de sus mayores éxitos es Kiero Seal, único sellador entre implante y aditamento en el mundo así como Kiero Plast una pasta universal fotocurable para el técnico dental.

La relación con el cliente no es solo cuestión de confianza sino también un intercambio de conocimiento; un diálogo

Kuss Dental respeta en sus actividades los valores socio-medioambientales: “Compliance”, o el cumplimiento normativo de la convivencia humana, la ética, la moral y también las reglas intrínsecas de cada país son de alta importancia en la comercialización nacional e internacional de nuestras marcas. En consecuencia Kuss Dental está certificada por el TÜV Rheinland en el sistema de gestión según ISO 9001:2008.

Kuss Dental también sitúa su campo de actividades en la transmisión de conocimientos; se llevan a cabo

estudios en Universidades, se imparten seminarios para odontólogos, protésicos, auxiliares, higienistas y estudiantes. Se ofrecen continuamente cursos de nuevas tecnologías, creando así, una plataforma de intercambio de información y formación.

Desde el año 2004 Kuss Dental es socio de la Cámara de Comercio Alemana para España donde se celebran anualmente las Jornadas de Nuevas Tecnologías Dentales, invitando a profesionales mundialmente reconocidos dentro del sector.

La empresa disfruta de una excelente autofinanciación; desde su fundación ha ido aumentando su aceptación en el mercado y sus beneficios; hecho importante para mantener la estrategia de Kuss Dental de estar abierto a nuevas tendencias y cambios que pudieran darse en el mercado. De esta manera queda asegurado, de forma continuada, el éxito de la empresa.

Las ideas no se agotan y las hacemos realidad

Una de las estrategias de Kuss Dental es la de utilizar nuevos canales de distribución, como por ejemplo nuestra website en 3 idiomas Facebook y Skype. La apuesta por las nuevas tecnologías siempre es un objetivo que reafirma nuestra imagen. Para nosotros esto es fundamental en la apertura de nuevos mercados a nivel nacional e internacional.

productos fotopolimerizables

| 4



resinas y porcelanas

| 10



aleaciones, attaches e imanes

| 19



preparación de modelos

| 22



maquinaria

| 23



productos clínica

| 30



aditamentos protésicos para implantes

| 37



ACRIFIX

» Resina antialérgica fotopolimerizable «

AcriFix es una resina antialérgica fotopolimerizable de precisión, libre de metacrilato de metilo para laboratorio y clínica. Es un producto sanitario de clase IIa certificado para la utilización en boca. Es estable, no se deforma y fácil de aplicar por ser un único componente. Endurece mediante lámparas de luz entre 360 y 420 nm. Debido a su forma compacta se puede repasar con facilidad y lográndose un acabado muy brillante. Existe en colores A3, incisal y rosa.



Indicaciones

- ▶ Correcciones de pequeños defectos (poros, grietas) y terminaciones en general
- ▶ Composturas en toda clase de removibles
- ▶ Sellado de orificios oclusales de prótesis atornilladas sobre implantes
- ▶ Confección de parciales sin llave de silicona
- ▶ Provisionales
- ▶ Aumento de la dimensión vertical del diente
- ▶ Diseño de papilas
- ▶ Fijación de ataches y dientes

El kit contiene:

- ▶ 3 jeringuillas de 3 g de AcriFix en **rosa, A3 o incisal**
- ▶ 5 ml de bonding de AcriFix
- ▶ 12 cánulas

Reposiciones

- ▶ jeringuilla de 3 g de color rosa
- ▶ jeringuilla de 3 g de color A3
- ▶ jeringuilla de 3 g de color incisal
- ▶ 5 ml de bonding



KIERO FORM

» Composite fotopolimerizable y calcinable «

Delta Form es un composite universal fotopolimerizable para la modelación de piezas para el fresado, ataches, así como para la fijación de trabajos a colar.



- ▶ Las modelaciones hechas con Delta Form son muy estables y se levantan del modelo sin deformación alguna
- ▶ Endurece con cualquier máquina de luz entre 320 y 500 nm con potencia alta o baja
- ▶ Delta Form endurecido se une con las ceras habituales
- ▶ También se pueden corregir perfectamente modelaciones hechas en Metacon
- ▶ Delta Form se quema sin dejar residuos
- ▶ Unión intra o extraoralmente de estructuras para soldar
- ▶ Modelación de puentes, Inlays y Onlays
- ▶ Alivio de modelos para férulas de blanqueamiento
- ▶ Modelación de ataches y coronas telescópicas o cónicas



KIERO BLOCK

» Composite fotopolimerizable «

- ▶ Ideal para modelaciones para los sistemas Cercon, ZirkonZahn, Ceramil etc. por su buena estabilidad
- ▶ Cubrir piezas antes de chorrear, bloquear muñones, hombros etc.
- ▶ Se aplica con facilidad y exactitud en el modelo
- ▶ Se fotopolimeriza rápidamente y no es calcinable
- ▶ Se distingue óptimamente debido a su color rojo
- ▶ Endurece con cualquier máquina de luz 320-500 nm
- ▶ Tapar poros en modelos y cortes de sierra
- ▶ Prueba de pasividad



DELTA LINK » Bonding metal - acrílico «


Delta Link asegura una excelente unión a largo plazo bajo cargas compresivas, de cizallamiento y tracción, impidiendo resquicios marginales, sin someter al metal a elevadas temperaturas. Endurece mediante lámparas de luz entre 320 y 400 nm.



- ▶ Para cualquier metal y acrílico
- ▶ Ganchos estéticos
- ▶ Individualización del opaquer
- ▶ Resistente al monómero

El kit contiene: Tubo de bonding (7 g)
Opaquer polvo* (10 g)
Opaquer líquido (10 ml)

* Existen los colores: **rosa**
rosa oscuro
A3
blanco



DELTA SPLINT » Económico, rápido y para todo tipo de férulas «

Delta Splint es un composite fotopolimerizable y libre de metil metacrilato especialmente diseñado para la elaboración de cualquier tipo de férula (radiológicas, quirúrgicas, llaves de inserción, etc.) en poco tiempo. También se pueden ferulizar estructuras.

- ▶ Libre de metil metacrilato (MMA)
- ▶ No cambia de color en boca
- ▶ Menor dureza; mejor para la articulación temporomandibular
- ▶ Admite cualquier máquina fotopolimerizable a base de luz UVA (320 - 400 nm)

El kit contiene: Delta Splint 12 barras de 9 g en cajas individuales
Delta Bond material aglutinante fotopolimerizable (10 ml)
Delta Glace laca abrillantadora fotopolimerizable (10 ml)
Delta Algin aislante entre yeso y Delta Splint (50 g)
Delta Lina aislante para manos e instrumentos con aroma a limón (10 g)



KIERO PLAST » Modelación en frío sin contracción «

Kiero Plast es un composite universal de un componente fotopolimerizable en forma de pasta. Es totalmente calcinable incluso con capas muy gruesas. Endurece mediante lámparas de luz entre 320-500 nm. Una vez polimerizado es muy duro y se deja repasar bien. Se aplica modelando el material con las manos.



Envase de 30 g

Características y ventajas

- ▶ Un ajuste perfecto con una dureza final y estabilidad muy alta
- ▶ Se deja repasar bien con fresas o gomas antes del enmullado
- ▶ Viscosidad óptima para modelar con dedos
- ▶ Manipulación agradable y muy rápida
- ▶ Extremadamente exacto y dimensionalmente estable
- ▶ Largo tiempo de manipulación y corto tiempo de fotopolimerización
- ▶ Endurece con las máquinas de luz comunes (320-500nm)
- ▶ Prácticamente sin capa de inhibición



SISTEMA METACON

» Cera fotopolimerizable «

Metacon es la única cera fotopolimerizable para la modelación de cualquier indicación. Para su fotopolimerización es necesario una máquina de luz especial (vease abajo).

- ▶ Metacon es totalmente calcinable
- ▶ Se une perfectamente a cualquier cera
- ▶ Es más estable que una cera tradicional
- ▶ Tiene memoria
- ▶ Se modela en frío o con la técnica de inmersión
- ▶ Los esqueléticos se modelan sin modelo de revestimiento; se trabaja como si fuese prótesis fija
- ▶ Permite pruebas en boca antes del colado
- ▶ Se repasa antes del colado; resultados más lisos
- ▶ Ahorro en fresas, revestimiento y tiempo



Kit de iniciación » Fija e implantología «

- | | |
|-----------|-----------------------|
| 1 x GK400 | Bebedores 6,0 mm |
| 1 x GK300 | Bebedores 3,5 mm |
| 1 x PP151 | Plancha lisa 0,55 mm |
| 1 x IM200 | Aislante para manos |
| 1 x IM300 | Aislante para modelos |
| 1 x MW100 | Cera para modelar |

Kit de iniciación » Removable «

- | | |
|-----------|---|
| 1 x KP100 | Gancho curvado mediano |
| 1 x PP301 | Plancha rugosa de 0,55 mm |
| 1 x BP300 | Barras linguales rectas con forma de gota |
| 1 x RP200 | Retenciones de agujeros |
| 1 x RP400 | Bandas de retenciones de agujeros |
| 1 x GK300 | Bebedores 3,5 mm |
| 1 x IM200 | Aislante para manos |
| 1 x IM300 | Aislante para modelos |
| 1 x VB100 | Pegamento de contacto |
| 1 x ES100 | Spray refrigerante |

METALIGHT

» Innovadoras máquinas de luz refrigeradas por aire «



MINI

- ▶ Refrigeración por aire para una polimerización suave y homogénea
- ▶ Dos bombillas que cubren el espectro de 320 nm hasta 500 nm
- ▶ Cámara para hasta dos modelos
- ▶ Manipulación fácil y confortable
- ▶ Diseño moderno
- ▶ Casco metálico y revestido de varias capas con componentes mecanizados con máquinas CNC
- ▶ Robusta y estable

Especificaciones

- ▶ 230 V / 50 Hz
- ▶ Exterior: a=162 mm, l=310 mm, d=120 mm
- ▶ Interior: alt.=60-35mm, l=160 mm, a=90mm



TREND

- ▶ Refrigeración por aire para una polimerización suave y homogénea
- ▶ Tres niveles de polimerización y controlada electrónicamente
- ▶ Cuatro bombillas que cubren el espectro de 320 nm hasta 500 nm
- ▶ Cámara de polimerización grande
- ▶ Manipulación fácil y confortable
- ▶ Diseño moderno
- ▶ Casco metálico y revestido de varias capas con componentes mecanizados con máquinas CNC
- ▶ Robusta y estable

Especificaciones

- ▶ 230 V / 50 Hz
- ▶ Exterior: a=230 mm, l=330 mm, d=180 mm
- ▶ Interior: alt.=120-80 mm, l=160 mm, a=124 mm



CLASSIC

- ▶ Manipulación fácil y confortable
- ▶ Tres niveles de polimerización y controlada electrónicamente
- ▶ Espacio interior muy grande para acoger los articuladores comunes
- ▶ Refrigeración por aire para una polimerización suave y homogénea
- ▶ Casco metálico y revestido de varias capas con componentes mecanizados con máquinas CNC
- ▶ Robusta y estable
- ▶ 12 bombillas del rango de 320 hasta 500 nm

Especificaciones

- ▶ 230 V / 50 Hz
- ▶ Exterior: a=383 mm, d=243 mm
- ▶ Interior: a=200 mm, d=190 mm

Todos los modelos están disponibles también para 110 V / 60 Hz

SISTEMA METACON


» Cera fotopolimerizable «

Lista de las preformas, bebederos y otros consumibles del sistema Metacon



PTKP100 Gancho curvado, mediano (4 hojas - 100 piezas)
PTKP200 Gancho curvado, grande (5 hojas - 140 piezas)
PTKP300 Gancho anular (5 hojas - 130 piezas)
PTKP400 Gancho recto, grande (5 hojas - 180 piezas)
PTKP500 Gancho recto, mediano (5 hojas - 180 piezas)
PTKP600 Gancho Roach (5 hojas - 100 piezas)

PTRP100 Retención con agujeros para maxilares (5 hojas - 10 pcs)
PTRP150 Retención para completas (5 hojas - 10 piezas)
PTRP200 Retención con agujeros (6 hojas)
PTRP300 Retención para silla (5 hojas - 45 piezas)
PTRP350 Retención doble (5 hojas - 40 piezas)
PTRP400 Retención con agujeros en banda (5 hojas - 45 piezas)



PTBP100 Barra lingual curvada (40 piezas)
PTBP200 Barra lingual con retención (20 piezas)
PTBP300 Barra lingual recta en forma de gota (45 piezas)
PTBP400 Barra lingual recta en forma trapezoidal (40 piezas)
PTBP500 Barra palatina (45 piezas)



PTFP100 Cara oclusal maxilar (3 hojas - 120 piezas)
PTFP200 Cara oclusal mandibular (3 hojas - 120 piezas)
PTFP300 Sochapado (3 hojas - 150 piezas)



PTPP101/5 Plancha rugosa 0,35x67x130mm (6 hojas)
PTPP201/5 Plancha rugosa 0,45x67x130mm (6 hojas)
PTPP301/5 Plancha rugosa 0,55x67x130mm (6 hojas)
PTPP401/5 Plancha rugosa 0,65x67x130mm (6 hojas)
La referencia terminada en "5" se refiere a planchas muy rugosas.

PTPP151 Plancha lisa 0,55x67x130mm (6 hojas)
PTPP251 Plancha lisa 0,80x67x130mm (6 hojas)
PTPP351 Plancha lisa 1,40x67x130mm (5 hojas)



PTGK100 Bebedero 1,5mm (15 g)
PTGK200 Bebedero 2,5mm (30 g)
PTGK300 Bebedero 3,5mm (53 g)
PTGK400 Bebedero 6,0mm (60 g)



PTGK500 Barra de media caña 1,6mm (16 g)
PTGK600 Barra de media caña 2,2mm (22 g)



PTMW100 Metawax Cera para modelar (20 g)
PTIM200 Metatouch Aislante para manos (43 g)
PTIM300 Metaseal Aislante para modelos (43 g)



PTVB100 Metabond - Pegamento (10 ml)
PTES100 Metacool - Spray refrigerante (bote de 150 ml)

KIERO PLANCHAS BASE

» Plancha fotopolimerizable extrafina «

- ▶ Plancha extrafina de **1,2 mm**
- ▶ Especialmente para el encerado y la prueba de prótesis completas y parciales
- ▶ Alta estabilidad y perfecta adaptación
- ▶ No hay que repasar los dientes desde basal ni cubetas



1 caja de 50 planchas de color rosa

¡ Las más finas !

KIERO PLANCHAS TRAY

» Plancha fotopolimerizable universal «

- ▶ Plancha universal de **2,4 mm**
- ▶ Especialmente para cubetas y registros de mordida
- ▶ Se adapta fácil sobre el modelo; buen ajuste
- ▶ Largo tiempo de manipulación
- ▶ Alta estabilidad y muy poca contracción



1 caja de 50 planchas de color rosa o transparente

¡ Las más manejables !

KIERO CUBETA BONDING

» Sistema de adhesión para tomas de impresión «

El Kiero Cubeta Bonding es un material especial de adhesión para unir las siliconas A de impresión a las cubetas individuales. Se aplica en el laboratorio antes de enviar la cubeta individual a clínica. Consta de un activador y un bonding de color azul.

- ▶ Evita que se suelte el material de impresión de la cubeta individual
- ▶ Aplicación simple y muy rápida
- ▶ Se distingue bien por su color
- ▶ Garantiza la obtención de modelos fiables
- ▶ Su efecto dura hasta 4 semanas



1 x Activador (5 ml)
1 x Bonding (5 ml)

KIERO KIT DE VACIO

» Kit de adaptación al vacío «

Para adaptar las planchas perfectamente al modelo.

Se coloca el modelo sobre el granulado. Se cubre con el látex, se fija y se tensa con el anillo colocándolo en su guía. Después se conecta la bomba de vacío con la válvula y se saca cuidadosamente el aire. Finalmente se cierra la válvula.

- ▶ Perfecta adaptación
- ▶ Evita la capa de inhibición

El kit contiene:

1 x MV100	Recipiente
1 x MG100	Granulado (50 g)
1 x KD100	Látex (36 uni.)
1 x IM200	Aislante



OLIBOR

» Material fotopolimerizable para el sellado periférico «

OliBor es una pasta técnica fotopolimerizable no pegajosa para la modelación en la prótesis dental, sobre todo en las prótesis completas, en modelos maestros y en la técnica de trabajos combinados. OliBor fotopolimeriza con cualquier máquina de luz común que emita luz en el espectro de 380 a 500 nm. El proceso de fotopolimerización se ejecuta sin vacío.



1 bote de 30 g de pasta

Indicaciones

- ▶ Borde de cubeta perfecto
- ▶ Muñones de fresado
- ▶ Muñones maestros en trabajos combinados
- ▶ Muñones maestros para trabajos de Circonio
- ▶ Material de relleno para muñones primarios en la técnica de galvano
- ▶ Creación de muñones en las toma de impresiones de arrastre a la hora de coronas y puentes



Kiero Handlight (pág. 9)



METALIGHT

» Innovadoras máquinas de luz refrigeradas por aire «



MINI

- Refrigeración por aire para una polimerización suave y homogénea
- Dos bombillas que cubren el espectro de 320 nm hasta 500 nm
- Cámara para hasta dos modelos
- Manipulación fácil y confortable
- Diseño moderno
- Casco metálico y revestido de varias capas con componentes mecanizados con máquinas CNC
- Robusta y estable

Especificaciones

- 230 V / 50 Hz
- Exterior: a=162 mm, l=310 mm, d=120 mm
- Interior: alt.=60-35mm, l=160 mm, a=90mm



TREND

- Refrigeración por aire para una polimerización suave y homogénea
- Tres niveles de polimerización y controlada electrónicamente
- Cuatro bombillas que cubren el espectro de 320 nm hasta 500 nm
- Cámara de polimerización grande
- Manipulación fácil y confortable
- Diseño moderno
- Casco metálico y revestido de varias capas con componentes mecanizados con máquinas CNC
- Robusta y estable

Especificaciones

- 230 V / 50 Hz
- Exterior: a=230 mm, l=330 mm, d=180 mm
- Interior: alt.=120-80 mm, l=160 mm, a=124 mm



CLASSIC

- Manipulación fácil y confortable
- Tres niveles de polimerización y controlada electrónicamente
- Espacio interior muy grande para acoger los articuladores comunes
- Refrigeración por aire para una polimerización suave y homogénea
- Casco metálico y revestido de varias capas con componentes mecanizados con máquinas CNC
- Robusta y estable
- 12 bombillas del rango de 320 hasta 500 nm

Especificaciones

- 230 V / 50 Hz
- Exterior: a=383 mm, d=243 mm
- Interior: a=200 mm, d=190 mm

Todos los modelos están disponibles también para 110 V / 60 Hz

KIERO LIGHT ECO

» Lámpara fotopolimerizadora de luz UVA «

Kiero Light Eco, de agradable diseño para el uso en clínica o laboratorio. Fabricado en caja compacta de acero inoxidable con bandeja para la fotopolimerización de 3 modelos simultáneamente debido a su amplio espacio.

Contiene 4 tubos de luz UVA (rango de 320-400 nm) para conseguir una polimerización homogénea, segura y uniforme de los distintos materiales fotopolimerizables: placa, laca, composite, material de alivio, bonding, etc.

Ventajas

- Elevada potencia luminosa debido a la óptima colocación de las bombillas y revestido de espejos.
- Amplio margen de polimerización, de 320-400 nm
- Manejo muy seguro gracias a su bandeja con filtro protector
- Tiene un limitador de tiempo de 2 ó 3 minutos. Pasado este tiempo la máquina se apaga sola
- También puede quedar encendida de forma permanente

Especificaciones

- Duración útil de los tubos de luz (9 W) más de 1000 horas
- 230V/50Hz
- Dimensiones: 260 x 220 x 100 mm



KIERO HANDLIGHT

» La lámpara más pequeña con doble función «

La lámpara Kiero Handlight se usa para reparar de forma precisa y suave las coronas, inlays, onlays, incrustaciones de cerámica y para polimerizar materiales fotopolimerizables.

Con **Kiero Handlight** podemos visualizar los contactos prematuros, que a la vista son difíciles de percibir, con sólo proyectar la luz UVA sobre el elemento a reparar, gracias al efecto fluorescente del barniz **UV Contact**. Para ello se aplica la laca fluorescente sobre el muñón, se lleva la pieza al modelo o boca y se presiona sobre la misma o golpéelo levemente, se activa la luz Kiero Hand Light presionando el botón y se repasa la prótesis de manera convencional allí donde se visualicen las marcas fluorescentes. La lámpara Kiero Handlight puede fijarse a la pieza de mano.

Especificaciones

- Color de la luz: ultravioleta
- Intensidad luminosa: 60 mcd (20 mA)
- Longitud de luz: 405 ± 10 nm
- Ángulo de apertura: 15°

Además nos permite polimerizar en segundos composites y resinas fotopolimerizables (395 - 415 nm), como Acrifix y Conlight, etc. en boca.



KIERO RESINA » Con tecnología micrométrica «

La gama de resinas Kiero de altos valores mecánicos es el último desarrollo en los últimos años en resinas para el uso dental. Todas las resinas están libres de cadmio y no alteran su color gracias a un sistema catalizador libre de aminas terciarias y garantizan una elaboración óptima y económica:

- ▶ Gran exactitud por el granulado acrílico ultrafino (microtecnología)
- ▶ Fácil de repasar y pulir debido a su alta homogeneidad (menos asentamiento de hongos, causante de alergias)
- ▶ Óptima tolerancia de la gingiva gracias a pocos monómeros restantes (biocompatible)
- ▶ Totalmente resistente al cambio del color
- ▶ Colores fisiológicos en transparente, rosa, rosa opaco y rosa transparente



Nombre	Campo de aplicación	Tiempo fase líquida / fase plástica	Relación de mezcla	Polimerización	Colores
--------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	----------------	---------

Resinas autopolimerizables

Kiero Resina AUTO	Prótesis definitivas, composturas, rebases, prótesis provisionales	3 min. / 4 min.	10 g polvo, 5-7 ml líquido	40-50 °C 2-4 bar 6-7 min.	Rosa, rosa opaco, rosa transparente, transparente
-----------------------------	--	-----------------	----------------------------	---------------------------------	---

Resinas termopolimerizables

Kiero Resina TERMO	Completas, parciales, rebases	2-3 h	10 g polvo, 4 ml líquido	En agua a 30-40°C calentar hasta hervir 20-30 min. en mufa	Rosa, rosa opaco, rosa transparente, transparente
------------------------------	-------------------------------	-------	--------------------------	--	---

Resinas autopolimerizables para ortodoncia

Kiero Resina ORTO	Para la técnica de Sal & Pimienta y de Saturación		10 g polvo, 4 ml líquido	37-45 °C 2-4 bar 20-30 min.	Transparente, rosa Existen tintes en rojo, azul, verde, amarillo
-----------------------------	---	--	--------------------------	-----------------------------------	---

Kiero Resina AUTO MICROPERLAS	Prótesis definitivas, composturas, rebases, prótesis provisionales	3 min. / 3 min.	10 g polvo, 4-5 ml líquido	40-50 °C 2-4 bar 6-8 min.	Rosa, rosa opaco, rosa transparente, transparente
---	--	-----------------	----------------------------	---------------------------------	---

¿Por qué usar resina con microperlas?

» Única «

Su composición híbrida está formada por **2/3 de granulado de resina de tamaño habitual** (60-70 µm) y **1/3 de tamaño micro** (10 µm) ya presaturado con monómero. El resultado es una estructura mucho más compacta y con menor contracción al polimerizarse. Al ser necesario menos monómero, la resina es **más biocompatible y antialérgica**. Es más fácil de mezclar el polvo con el líquido, por lo que resulta una **textura más densa**, que se vierte más fácilmente y mejora su comportamiento a la hora de polimerizar. Resulta una textura mas homogénea en la superficie, dejándose **pulir muy fácilmente** con los instrumentos rotatorios habituales, necesitando menos tiempo. El resultado de **Kiero Microperlas** es una **excelente precisión de encaje y una resistencia superior** de las prótesis.



Aislante resina - yeso

Kiero Aislante	Separador Resina – Yeso (1 litro)
----------------	-----------------------------------

KIERO RESINA PROVI IMPLANT

Es una resina autopolimerizable de alta tecnología (microperlas) para coronas y puentes provisionales de larga duración.

Disponible en 6 colores incisales y especiales (S00, SW, SE1, SE2, SE3, light-blue) así como 10 dentinas (DA1, DA2, DA3, DA3,5, DA4, DB1, DB2, DB3, DC2 y DD3)

Su aspecto estético es parecido a la cerámica. El manejo es sencillo y el producto endurece rápidamente. Es de alta resistencia a la abrasión y mantiene el color durante mucho tiempo. Además permite la duplicación de dientes.

Disponible:

Starter Kit: 2 x 100 gr. Polvo + 100 ml Líquido (el color a libre elección)

Reposición: 100 gr. Polvo
100 ml Líquido



KIERO GEL VERDE

» Gelatina para esqueléticos «

KIERO GEL AZUL **extraduro**

» Gelatina para esqueléticos
y completas para la técnica de vertido «

KIERO GEL ROSA **ortodoncia**

» Gelatina para duplicar modelos de escayola «



Bote de 6 kg

Los geles de Kiero garantizan siempre resultados excelentes de forma repetitiva en el uso diario. El gel se puede diluir con agua y reutilizar.

► Temperatura de uso: 45-47 °C

KIERO PROTOFIN

» Con extracto natural de cáalamo «

Es un spray de refinamiento de prótesis indicado para eliminar restos del pulido y de monómero de las superficies, revalorizando así la presentación del trabajo protésico.

- Superficies de prótesis con brillo intenso
- No quedan restos de monómero ni de pulido
- Aumenta la adhesión inicial de la prótesis
- Sabor a menta
- Aplicación fácil: rociar, dejar actuar y limpiar con un algodón



Pulverizador de 100 ml

KIERO MUFLA

» Mufla para la técnica de vertido «


Con esta mufla se realiza un proceso de vertido de prótesis más económico que supone un ahorro de tiempo y un aumento de calidad en comparación a los sistemas actuales para prótesis removibles acrílicas, esqueléticas y placas.

- Caracterizaciones duraderas
- Colores naturales por no ser superficiales
- Sin tinciones
- Superficies homogéneas
- Trabajo extremadamente fácil



1 mufla con 2 tubos

KIERO CERA DE ARTICULAR



- Barras de cera para el registro de mordida
- En color de diente
- Sin sabor
- Dureza media

30 barras de 10x10mm x 100mm y 40 barras de 5x10mm x 100mm

KIERO CERA ROSA



- Especialmente diseñada para la técnica de vertido
- Punto de fusión 65°C
- No se deforma
- De aspecto brillante
- Se deja raspar con facilidad

20 uni. de 95 x 173 x 1,7 mm

KIERO FINISH

» Líquido de pulido de alto brillo - universal para metal y resina «

- De fácil aplicación
- Idóneo para el uso con cepillos de piel y de algodón
- Alto brillo para resinas y metales
- Fácilmente lavable
- Consumo mínimo



1000 ml

KIERO SILICONA A

» Putty/Putty multiuso «

Silicona de adición (Putty-Putty) para amasar con una dureza final de 90 Shore A. Relación de mezcla 1:1. Colores blanco y gris oscuro. Al endurecer se vuelve más claro. Óptimo para escanear gracias a su patina. Tiempo de mezcla 30 segundos, tiempo plástica 90 segundos, tiempo de fraguado total 5 min. Hasta 200°C estable.

- No pega ni huele
- Muy fácil de mezclar
- Más exactitud dimensional
- Mejor estabilidad
- No es agresivo con la piel

Contiene:
2 x 5000 g. Componente A + B
Con 2 cucharas dosificadoras



DENSEO HADA



» Las fisuras ya no se reparan, ahora se curan «



Denseo Hada existe en distintos lápices de 10 aplicaciones para:

- ▶ cerámica de alta fusión
- ▶ cerámica de baja fusión
- ▶ cerámica sobre dióxido de circonio

Denseo Hada penetra en la cerámica hasta las fisuras y cavidades más finas



Indicaciones

- ▶ Curación de fisuras cerámicas
- ▶ Refinamiento superficial (High-Quality)
- ▶ Puede substituir la cocción de brillo
- ▶ Prevención en casos complicados

Mediante la cocción de curación la cerámica se une a nivel molecular



Camino tradicional

con Denseo Hada

Las investigaciones científicas demuestran que la cerámica, tratada con Denseo Hada resulta más estable que antes de la fisura.

- ▶ La **resistencia a la flexión** aumenta hasta un 71%
- ▶ La capacidad de la cerámica para resistir al crecimiento de la fisura es más del 60%

	Tª inicio	Tiempo de precalentamiento	Incremento de Tª	Tª final	Tiempo seguro	Velocidad final	Velocidad final
Denseo Hada 730°	450°C	4 min	60°C/min	730°C	45 sec	450°C	730°C
Denseo Hada 830°	500°C	4 min	50°C/min	830°C	1 min	500°C	830°C
Denseo Hada ZrO ₂ 830°	500°C	4 min	50°C/min	830°C	1 min 15 sec	500°C	830°C

DENSEO LÁPIZ BLANQUEADOR

» Aclara un tono en cuestión de segundos «

Maquillaje para aclarar de entre 1 y 2 tonos cualquier cerámica de alta o baja fusión así como las de circonio. El líquido difunde en la cerámica. Se cuece el trabajo a la misma temperatura que la cocción de brillo de su cerámica, siendo la temperatura mínima 780°C. Atención: Solo puede usarse una vez.




DENSEO HIGHQUALITY-BONDER®

» Bonding circonio - cerámica «

Bordes no cubiertos


Sin bonding, los bordes de la cerámica se retiran de la estructura de cocción tras la primera cocción de dentina y aparecen bordes blancos por cervical. Hasta ahora era necesario un repaso por parte del protésico que ahora no es necesario.



El bonding HIQ de Denseo trabaja con la técnica de unión por fusión resolviendo los 3 problemas más frecuentes hoy en día al mismo tiempo:



Fisuras a largo plazo

El resultado de una cerámica cargada sobre un liner siempre será un producto estratificado con una inestabilidad por su propia naturaleza. El efecto de fusión del bonder HIQ crea una corona de circonio de larga vida y de una sola pieza, para máxima seguridad y gracias a una alta resistencia y estabilidad.



Bordes inadaptados

Durante el proceso de cocción es posible que la cerámica se levante de la estructura debido a la contracción del material. El riesgo de un "Chipping" aumenta. Fusión significa que ni siquiera la cerámica se puede levantar de la estructura.



La Charité en Berlín demostró que: La unión por fusión con el bonding HIQ de Denseo alcanza hasta 3 veces más estabilidad que en los casos que no se utilizó bonding.

Existen:

- Denseo HIQ-Bonder (Lápiz con 3g)
- Denseo Liquid (Lápiz con 3g)

El efecto de unión por fusión bajo el microscopio de barrido



ZIRCON HOTBOND

» Soldar circonio - circonio y titanio - circonio«

Zircon Hot**bond** es una soldadura cerámica transparente, especialmente adaptada al Coeficiente de Expansión Térmica (CET) del dióxido de circonio sinterizado o presinterizado, para la soldadura activa, en las siguientes indicaciones:

- Ampliaciones horizontales y verticales de las estructuras
- Correcciones como alargamiento del borde de la corona, poros etc.
- Optimizaciones de aditamentos sobre implantes
- Unión de diferentes fragmentos de un puente en caso de blanks de tamaños limitados
- Aumento de la rentabilidad por el uso óptimo de los blanks
- Revestimiento superficial para la compensación de microfisuras



No precisa ninguna aparatología



Estructuras fresadas y soldadas



El kit contiene:

- 10 g Zircon Hot**bond** Polvo High (soldadura primaria)
- 10 g Zircon Hot**bond** Polvo Plus (soldadura secundaria 1)
- 10 g Zircon Hot**bond** Polvo Low (soldadura secundaria 2)
- 10 ml Zircon Hot**bond** Líquido High
- 10 ml Zircon Hot**bond** Líquido Plus
- 10 ml Zircon Hot**bond** Líquido Low
- 5 uni. Elemento de apoyo, grande
- 5 uni. Elemento de apoyo, mediano
- 5 uni. Elemento de apoyo, pequeño
- 12 g Zircon Hot**bond** Easy-Fix (algodón de cocción líquido)

KIERO PINCEL

» ... con bolas «

- Pincel para cerámica de pelo Kolinsky con bolas integradas
- La punta del pincel siempre está en perfecta forma
- Óptima humectación de la masa cerámica
- Fácil manejo
- Tamaño 10



ZIRCONNECT

» Material adhesivo anti"chipping"«

ZirConnect es un material de acondicionamiento de superficies de dióxido de circonio a base de silicatos que se utiliza como liner para conseguir una unión en trabajos protésicos dentales entre estructuras de dióxido de circonio y la cerámica o composite de recubrimiento por el otro. ZirConnect difunde en el circonio y homogeniza las superficies de dióxido de circonio dañadas dejando así una superficie ideal para una unión segura y de calidad que evita el "chipping" y la pérdida de la unión con el muñón. No importa si el dióxido de circonio que se usa viene en discos presinterizado o sinterizado. Para un correcto uso del ZirConnect recomendamos utilizar un aerógrafo para depositar el material de forma homogénea en una capa menor de 20 µm. Sin embargo, también es posible aplicarlo mediante un pincel en cuanto a superficies externas se refiere.

Indicaciones

Preparación de superficies de dióxido de circonio

- para mejorar la unión con la cerámica (también cerámica inyectada)
- para mejorar la unión con el composite
- interna de las cofias para mejorar la unión con el cemento (Sólo con aerógrafo)
- retentivas para la unión adhesiva (p. ej. Puentes Maryland)




El Kit contiene:
10 g. de polvo
30 ml de líquido



KIERO SIMPLIFIRE

» Bandejas refractarias con idea «



Bandeja refractaria con 8 pines "abanico", apta para trabajos de cerámica pura y metalcerámicos



Pin "abanico" (5 uni.) abiertos



Pin "abanico" (8 uni.) cerrados

Innovador soporte para la cocción de piezas en cerámica pura o metal cerámica y su caracterización.

Se fijan Inlays, Onlays, puentes comunes, molares grandes, coronas y puentes de galvano, también junto a los pines tradicionales.

También se pueden utilizar en conjunto con pines tradicionales.

Las bandejas se precalientan a 960 °C antes del primer uso.



Bandeja refractaria "Araña" para fijar trabajos de circonio y cerámica injectada de forma segura

Pines de 4 alambres de 0,4 mm de grosor cada uno. Pueden separarse para conseguir la forma necesaria para la sujeción segura durante la cocción.




También sirve de soporte para caracterizar

KIERO SIMPLIWET

» Losetas con filtro de papel y membrana humedecedora «

Es un innovador sistema humedecedor de masas dentales cerámicas para las distintas capas. Consta primero de una loseta de cerámica con canales muy finos, un filtro de papel y encima tiene una membrana para prevenir el secado de las masas.

- ▶ Se puede limpiar fácilmente la loseta de cerámica, simplemente colocándola durante 5 minutos en el horno entre 700-900 °C
- ▶ Las masas se mantienen húmedas durante días; el protésico puede interrumpir su trabajo cuantas veces quiera
- ▶ Gracias al filtro de papel por debajo de la membrana se pueden anotar informaciones como los colores usados, el nombre del paciente, fecha etc. para poder documentar y archivar el trabajo realizado
- ▶ Se pueden mezclar en seco cantidades muy pequeñas. Después, el polvo mismo absorbe la cantidad de líquido que necesita
- ▶ Así es posible poner capas de cerámica de forma más homogénea
- ▶ Se añade el concentrado bactericida simpliwet al líquido de modelado en relación 1:9 para prevenir la proliferación de gérmenes. Además contiene tensoactivos que mantienen el líquido varios días a punto y no tiene glicerina lo cual reduce el tiempo de precalentamiento en el horno
- ▶ La loseta simpliwet facilita una cerámica de un grado de saturación de líquido óptimo para conseguir que la cerámica cocida esté más compacta y contraiga menos



KIERO UV-CONTACT

» Líquido de marcar «

Líquido de secado rápido para la **detección de contactos prematuros** en carillas, estructuras de circonio etc. :

- ▶ Fluorescente bajo luz UVA
- ▶ Deja una capa muy fina (<5µm)
- ▶ De color naranja
- ▶ No deja huellas en la cerámica
- ▶ Se retira fácilmente con agua



Botella con pincel de 10 ml

DENSEO KIT MAQUILLAJE

El Kit Maquillaje consta de 21 lápices de colores para la caracterización de todo tipo de cerámicas.

- ▶ Es universal: Para todo tipo de cerámica y circonio sinterizado
- ▶ Se adapta a la temperatura de la cerámica desde 700°C hasta 990°C
- ▶ Es económico: No se secarán y se pueden devolver los no utilizados
- ▶ Solo saldrá por la punta del lápiz la cantidad deseada
- ▶ Es fácil de usar y higiénico: siempre está listo para utilizarse



KIERO DISCO Y BLOQUE PARA FRESADORAS Y PANTÓGRAFOS

KIERO DISCO Y BLOQUE es una gama de piezas en bruto de alta calidad (iso-estáticas por compresión en frío "CIP") hechas en Alemania abarcando los sistemas más importantes del mercado. Disponemos de varios materiales como dióxido de circonio, titanio y cromo-cobalto. También tenemos discos en cera y PEEK.



Todos los discos tienen escalón

Marca	Sistema	Material	Pagina
Amann Girrbach	Ceramill®	Circonio	15
Schütz Dental	Tizian®	Circonio	17
Vita	In-Ceram®	Circonio	17
Vita	In-Ceram®	PMMA	18
Sirona	Cerec®	Circonio	17
Wieland	Zeno®	Circonio	16
Wieland	Zeno®	PMMA	16
Wieland	Zeno®	Titanio	16
Wieland	Zeno®	CoCr	16
Zirkon Zahn	025 Eco®	Circonio	18
	5-Tec, M5®	Circonio	19

Compatibles con el sistema Ceramill® de Amann Girrbach

AG201514	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, 20x15x14 mm, natural (10uni.)
AG201519	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, 20x15x19 mm, natural (10uni.)
AG201519HT	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, 20x15x19 mm, translúcido (10uni.)
AG401514	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, 40x15x14 mm, natural (10uni.)
AG401519	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, 40x15x19 mm, natural (10uni.)
AG401519HT	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, 40x15x19 mm, translúcido (10uni.)
AG401525	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, 40x15x25 mm, natural (10uni.)
AG622516A1	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, 62x25x16 mm, color A1 (3uni.)
AG622516A2	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, 62x25x16 mm, color A2 (3uni.)
AG622516A3	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, 62x25x16 mm, color A3 (3uni.)
AG622516	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, 62x25x16 mm, natural (3uni.)
AG622516HT	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, 62x25x16 mm, translúcido (3uni.)
AG622522A1	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, 62x25x22 mm, color A1 (3uni.)
AG622522A2	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, 62x25x22 mm, color A2 (3uni.)
AG622522A3	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, 62x25x22 mm, color A3 (3uni.)
AG622522	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, 62x25x22 mm, natural (3uni.)
AG622522HT	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, 62x25x22 mm, translúcido (3uni.)
AG753616	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, 75x36x16 mm, natural (2uni.)
AG753622	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, 75x36x22 mm, natural (2uni.)
AG907212	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, 90x72x12 mm, natural (1uni.)
AG907212HT	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, 90x72x12 mm, translúcido (1uni.)
AG907216A1	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, 90x72x16 mm, color A1 (1uni.)
AG907216A2	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, 90x72x16 mm, color A2 (1uni.)
AG907216A3	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, 90x72x16 mm, color A3 (1uni.)
AG907216	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, 90x72x16 mm, natural (1uni.)
AG907216HT	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, 90x72x16 mm, translúcido (1uni.)
AG907220	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, 90x72x20 mm, natural (1uni.)
AG907220HT	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, 90x72x20 mm, translúcido (1uni.)
AG907225	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, 90x72x25 mm, natural (1uni.)
AG907225HT	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, 90x72x25 mm, translúcido (1uni.)
AG9814	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, Ø 98x14 mm, natural (1uni.)
AG9814HT	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, Ø 98x14 mm, translúcido (1uni.)
AG9816A1	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, Ø 98x16 mm, color A1 (1uni.)
AG9816A2	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, Ø 98x16 mm, color A2 (1uni.)
AG9816A3	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, Ø 98x16 mm, color A3 (1uni.)
AG9816	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, Ø 98x16 mm, natural (1uni.)
AG9816HT	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, Ø 98x16 mm, translúcido (1uni.)
AG9820	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, Ø 98x20 mm, natural (1uni.)
AG9820HT	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, Ø 98x20 mm, translúcido (1uni.)
AG9822A1	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, Ø 98x22 mm, color A1 (1uni.)
AG9822A2	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, Ø 98x22 mm, color A2 (1uni.)
AG9822A3	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, Ø 98x22 mm, color A3 (1uni.)
AG9825	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, Ø 98x25 mm, natural (1uni.)
AG9825HT	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, Ø 98x25 mm, translúcido (1uni.)

Compatibles con el sistema Tizian® de Schütz Dental

SD201514	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, 20x15x14 mm, natural (10uni.)
SD201519	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, 20x15x19 mm, natural (10uni.)
SD401519	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, 40x15x19 mm, natural (10uni.)
SD401525	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, 40x15x25 mm, natural (10uni.)
SD622516A1	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, 62x25x16 mm, color A1 (3uni.)
SD622516A2	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, 62x25x16 mm, color A2 (3uni.)
SD622516A3	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, 62x25x16 mm, color A3 (3uni.)
SD622516	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, 62x25x16 mm, natural (3uni.)
SD622516HT	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, 62x25x16 mm, translúcido (3uni.)
SD622522A1	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, 62x25x22 mm, color A1 (3uni.)
SD622522A2	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, 62x25x22 mm, color A2 (3uni.)
SD622522A3	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, 62x25x22 mm, color A3 (3uni.)
SD622522	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, 62x25x22 mm, natural (3uni.)
SD622522HT	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, 62x25x22 mm, translúcido (3uni.)
SD753616	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, 75x36x16 mm, natural (2uni.)
SD753616HT	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, 75x36x16 mm, translúcido (2uni.)
SD753622	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, 75x36x22 mm, natural (2uni.)
SD753622HT	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, 75x36x22 mm, translúcido (2uni.)
SD937516A1	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, 93x75x16 mm, color A1 (1uni.)
SD937516A2	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, 93x75x16 mm, color A2 (1uni.)
SD937516A3	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, 93x75x16 mm, color A3 (1uni.)
SD937516	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, 93x75x16 mm, natural (1uni.)
SD937516HT	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, 93x75x16 mm, translúcido (1uni.)
SD937522A1	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, 93x75x22 mm, color A1 (1uni.)
SD937522A2	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, 93x75x22 mm, color A2 (1uni.)
SD937522A3	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, 93x75x22 mm, color A3 (1uni.)
SD937522	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, 93x75x22 mm, natural (1uni.)
SD937522HT	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, 93x75x22 mm, translúcido (1uni.)

Compatibles con el sistema In-Ceram® YZ de Vita y CEREC de Sirona



V201514A1	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, 20x15x14 mm, color A1 (10uni.)
V201514A2	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, 20x15x14 mm, color A2 (10uni.)
V201514A3	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, 20x15x14 mm, color A3 (10uni.)
V201514	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, 20x15x14 mm, natural (10uni.)
V201514HT	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, 20x15x14 mm, translúcido (10uni.)
V201519A1	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, 20x15x19 mm, color A1 (10uni.)
V201519A2	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, 20x15x19 mm, color A2 (10uni.)
V201519A3	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, 20x15x19 mm, color A3 (10uni.)
V201519	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, 20x15x19 mm, natural (10uni.)
V201519HT	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, 20x15x19 mm, translúcido (10uni.)
V401514A1	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, 40x15x14 mm, color A1 (10uni.)
V401514A2	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, 40x15x14 mm, color A2 (10uni.)
V401514A3	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, 40x15x14 mm, color A3 (10uni.)
V401514	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, 40x15x14 mm, natural (10uni.)
V401514HT	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, 40x15x14 mm, translúcido (10uni.)
V401519A1	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, 40x15x19 mm, color A1 (10uni.)
V401519A2	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, 40x15x19 mm, color A2 (10uni.)
V401519A3	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, 40x15x19 mm, color A3 (10uni.)
V401519	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, 40x15x19 mm, natural (10uni.)
V401519HT	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, 40x15x19 mm, translúcido (10uni.)
V622522A1	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, 62x25x22 mm, color A1 (3uni.)
V622522A2	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, 62x25x22 mm, color A2 (3uni.)
V622522A3	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, 62x25x22 mm, color A3 (3uni.)
V622522	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, 62x25x22 mm, natural (3uni.)
V622522HT	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, 62x25x22 mm, translúcido (3uni.)
V854022A1	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, 85x40x22 mm, color A1 (1uni.)
V854022A2	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, 85x40x22 mm, color A2 (1uni.)
V854022A3	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, 85x40x22 mm, color A3 (1uni.)
V854022	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, 85x40x22 mm, blanco (1uni.)
V854022HT	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, 85x40x22 mm, translúcido (1uni.)
V401519PMMAA	Pieza en bruto de PMMA para provisionales de larga duración, 40x15x19 mm, color A (10uni.)
V401519PMMA B	Pieza en bruto de PMMA para provisionales de larga duración, 40x15x19 mm, color B (10uni.)
V401519PMMA C	Pieza en bruto de PMMA para provisionales de larga duración, 40x15x19 mm, color C (10uni.)
V401519PMMAA	Pieza en bruto de PMMA para provisionales de larga duración, 55x15x19 mm, color A (10uni.)
V401519PMMA B	Pieza en bruto de PMMA para provisionales de larga duración, 55x15x19 mm, color B (10uni.)
V401519PMMA C	Pieza en bruto de PMMA para provisionales de larga duración, 55x15x19 mm, color C (10uni.)

Compatibles con el sistema Zeno® de WieLand



WL9810A1	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, Ø 98x10 mm, color A1 (1uni.)
WL9810A2	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, Ø 98x10 mm, color A2 (1uni.)
WL9810A3	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, Ø 98x10 mm, color A3 (1uni.)
WI9810	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, Ø 98x10 mm, natural (1uni.)
WL9810HT	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, Ø 98x10 mm, translúcido (1uni.)
WI9812	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, Ø 98x12 mm, natural (1uni.)
WL9812HT	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, Ø 98x12 mm, translúcido (1uni.)
WL9814A1	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, Ø 98x14 mm, color A1 (1uni.)
WL9814A2	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, Ø 98x14 mm, color A2 (1uni.)
WL9814A3	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, Ø 98x14 mm, color A3 (1uni.)
WI9814	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, Ø 98x14 mm, natural (1uni.)
WL9814HT	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, Ø 98x14 mm, translúcido (1uni.)
WI9816	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, Ø 98x16 mm, natural (1uni.)
WL9816HT	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, Ø 98x16 mm, translúcido (1uni.)
WL9818A1	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, Ø 98x18 mm, color A1 (1uni.)
WL9818A2	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, Ø 98x18 mm, color A2 (1uni.)
WL9818A3	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, Ø 98x18 mm, color A3 (1uni.)
WI9818	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, Ø 98x18 mm, natural (1uni.)
WL9818HT	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, Ø 98x18 mm, translúcido (1uni.)
WL9820A1	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, Ø 98x20 mm, color A1 (1uni.)
WL9820A2	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, Ø 98x20 mm, color A2 (1uni.)
WL9820A3	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, Ø 98x20 mm, color A3 (1uni.)
WI9820	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, Ø 98x20 mm, natural (1uni.)
WL9820HT	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, Ø 98x20 mm, translúcido (1uni.)
WL9822A1	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, Ø 98x22 mm, color A1 (1uni.)
WL9822A2	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, Ø 98x22 mm, color A2 (1uni.)
WL9822A3	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, Ø 98x22 mm, color A3 (1uni.)
WI9822	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, Ø 98x22 mm, natural (1uni.)
WL9822HT	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, Ø 98x22 mm, translúcido (1uni.)
WL9825A1	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, Ø 98x25 mm, color A1 (1uni.)
WL9825A2	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, Ø 98x25 mm, color A2 (1uni.)
WL9825A3	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, Ø 98x25 mm, color A3 (1uni.)
WI9825	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, Ø 98x25 mm, natural (1uni.)
WL9825HT	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, Ø 98x25 mm, translúcido (1uni.)



WL9815PMMAA	Pieza en bruto de PMMA para provisionales de larga duración, Ø 98x15 mm, color A (1uni.)
WL9815PMMA B	Pieza en bruto de PMMA para provisionales de larga duración, Ø 98x15 mm, color B (1uni.)
WL9815PMMA C	Pieza en bruto de PMMA para provisionales de larga duración, Ø 98x15 mm, color C (1uni.)
WL9820PMMAA	Pieza en bruto de PMMA para provisionales de larga duración, Ø 98x20 mm, color A (1uni.)
WL9820PMMA B	Pieza en bruto de PMMA para provisionales de larga duración, Ø 98x20 mm, color B (1uni.)
WL9820PMMA C	Pieza en bruto de PMMA para provisionales de larga duración, Ø 98x20 mm, color C (1uni.)

Disco de titanio compatibles con Wieland y Zirkon Zahn



WL988TI	Pieza en bruto de titanio (Grado 2), Ø 98,4x 8 mm (1uni.)
WL9810TI	Pieza en bruto de titanio (Grado 2), Ø 98,4x10 mm (1uni.)
WL9812TI	Pieza en bruto de titanio (Grado 2), Ø 98,4x12 mm (1uni.)
WL98135TI	Pieza en bruto de titanio (Grado 2), Ø 98,4x13,5 mm (1uni.)
WL9815TI	Pieza en bruto de titanio (Grado 2), Ø 98,4x15 mm (1uni.)
WL9818TI	Pieza en bruto de titanio (Grado 2), Ø 98,4x18 mm (1uni.)
WL9820TI	Pieza en bruto de titanio (Grado 2), Ø 98,4x20 mm (1uni.)
WL9810TAV	Pieza en bruto de titanio (TiAl6V4), Ø 98,4x10 mm (1uni.)
WL9812TAV	Pieza en bruto de titanio (TiAl6V4), Ø 98,4x12 mm (1uni.)
WL98135TAV	Pieza en bruto de titanio (TiAl6V4), Ø 98,4x13,5 mm (1uni.)
WL9815TAV	Pieza en bruto de titanio (TiAl6V4), Ø 98,4x15 mm (1uni.)

Disco de CrCo compatibles con Wieland y Zirkon Zahn



WL988CC	Pieza en bruto de CoCr, Ø 98,3x 8 mm (1uni.)
WL9810CC	Pieza en bruto de CoCr, Ø 98,3x10 mm (1uni.)
WL9812CC	Pieza en bruto de CoCr, Ø 98,3x12 mm (1uni.)
WL98135CC	Pieza en bruto de CoCr, Ø 98,3x13,5 mm (1uni.)
WL9815CC	Pieza en bruto de CoCr, Ø 98,3x15 mm (1uni.)
WL9818CC	Pieza en bruto de CoCr, Ø 98,3x18 mm (1uni.)
WL98245CC	Pieza en bruto de CoCr, Ø 98,3x24,5 mm (1uni.)

Composición de la aleación:

Co: 61,5%, Cr: 28%, Si: 1,7%, W: 8,5%, C, Mg, Fe <1%

Dureza: 285 Sh

Densidad: 8,3 g/cm³

Modulo: 190.000 GPa

CET: 14,1 mm/K

Temp: 960 °C

libre de níquel y berilio

Compatibles con los sistemas 025Eco, 5-Tec y M5 de Zirkon Zahn

	ZZ201514	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, 20x15x14 mm, translúcido (10uni.)
	ZZ201519	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, 20x15x19 mm, translúcido (10uni.)
	ZZ401519	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, 40x15x19 mm, translúcido (10uni.)
	ZZ401525	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, 40x15x25 mm, translúcido (10uni.)
	ZZ622516A1	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, 62x25x16 mm, color A1 (3uni.)
	ZZ622516A2	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, 62x25x16 mm, color A2 (3uni.)
	ZZ622516A3	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, 62x25x16 mm, color A3 (3uni.)
	ZZ622516	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, 62x25x16 mm, translúcido (3uni.)
	ZZ622516HT	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, 62x25x16 mm, tipo prettau (3uni.)
	ZZ622522A1	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, 62x25x22 mm, color A1 (3uni.)
	ZZ622522A2	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, 62x25x22 mm, color A2 (3uni.)
	ZZ622522A3	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, 62x25x22 mm, color A3 (3uni.)
	ZZ622522	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, 62x25x22 mm, translúcido (3uni.)
	ZZ753616A1	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, 75x36x16 mm, color A1 (2uni.)
	ZZ753616A2	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, 75x36x16 mm, color A2 (2uni.)
	ZZ753616A3	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, 75x36x16 mm, color A3 (2uni.)
	ZZ753616	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, 75x36x16 mm, translúcido (2uni.)
	ZZ753616HT	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, 75x36x16 mm, tipo prettau (2uni.)
	ZZ753622A1	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, 75x36x22 mm, color A1 (2uni.)
	ZZ753622A2	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, 75x36x22 mm, color A2 (2uni.)
	ZZ753622A3	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, 75x36x22 mm, color A3 (2uni.)
	ZZ753622	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, 75x36x22 mm, translúcido (2uni.)
	ZZ907216	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, 90x72x16 mm, translúcido (1uni.)
	ZZ907216HT	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, 90x72x16 mm, tipo prettau (1uni.)
	ZZ907222	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, 90x72x22 mm, translúcido (1uni.)
	ZZ907222HT	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, 90x72x22 mm, tipo prettau (1uni.)
	ZZ937516A1	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, 93x75x16 mm, color A1 (1uni.)
	ZZ937516A2	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, 93x75x16 mm, color A2 (1uni.)
	ZZ937516A3	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, 93x75x16 mm, color A3 (1uni.)
	ZZ937516	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, 93x75x16 mm, translúcido (1uni.)
	ZZ937516HT	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, 93x75x16 mm, tipo prettau (1uni.)
	ZZ937522A1	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, 93x75x22 mm, color A1 (1uni.)
	ZZ937522A2	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, 93x75x22 mm, color A2 (1uni.)
	ZZ937522A3	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, 93x75x22 mm, color A3 (1uni.)
	ZZ937522	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, 93x75x22 mm, translúcido (1uni.)
	ZZ9816A1	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, Ø 98x16 mm, color A1 (1uni.)
	ZZ9816A2	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, Ø 98x16 mm, color A2 (1uni.)
	ZZ9816A3	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, Ø 98x16 mm, color A3 (1uni.)
	ZZ9816	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, Ø 98x16 mm, translúcido (1uni.)
	ZZ9816HT	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, Ø 98x16 mm, tipo prettau (1uni.)
	ZZ9820	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, Ø 98x20 mm, translúcido (1uni.)
	ZZ9820HT	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, Ø 98x20 mm, tipo prettau (1uni.)
	ZZ9822A1	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, Ø 98x22 mm, color A1 (1uni.)
	ZZ9822A2	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, Ø 98x22 mm, color A2 (1uni.)
	ZZ9822A3	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, Ø 98x22 mm, color A3 (1uni.)
	ZZ9822	Pieza en bruto de circonio presinterizado isoestaticamente, Ø 98x22 mm, translúcido (1uni.)
	ZZ9822HT	Pieza en bruto de circonio presinterizado isostaticamente, Ø 98x22 mm, tipo prettau (1uni.)
	ZZ9825	Pieza en bruto de circonio presinterizado isostaticamente, Ø 98x25 mm, translúcido (1uni.)
	ZZ9825HT	Pieza en bruto de circonio presinterizado isostaticamente, Ø 98x25 mm, tipo prettau (1uni.)



KIERO BONDING METAL-CERAMICA

Es un bonding universal para uniones entre metal y cerámica que asegura la unión entre la cerámica y todo tipo de aleaciones preciosas o no preciosas salvo el titanio y cualquier tipo de cerámica gracias a su composición de masa cerámica y óxido metálico. Tiene un efecto cubriente de color marfil y compensatorio del CET. No sirve para esqueléticos.

- Mayor adhesión
- Menor formación de óxidos
- Menor tiempo de elaboración
- Color marfil
- Compensador CET



1 jeringuilla de 2 ml

KIERO HILOS » Para Phaser o Laser «



Níquel-Cromo: Ø 0,25 mm (2 m)
Ø 0,40 mm (2 m)

Cobalto-Cromo Ø 0,35 mm (2 m)
(libre de carbón) Ø 0,50 mm (2 m)

Titanio (Grado 1): Ø 0,25 mm (2 m)
Ø 0,50 mm (2 m)

Tilite: Ø 0,40 mm (1 m)

TWISTER

Ningún sobrecalentamiento de los trabajos y de las piezas al repasar, disponiendo siempre de una visión libre sobre el campo directo de trabajo: de este modo con Twister se ahorra tiempo y nervios.

- Enfriamiento del metal
- Reducción del polvo



KIERO SOLDADURA PARA ESQUELÉTICOS



Soldadura en forma de barras huecas con fundente incluido que destaca por su alta fluidez. Es fácil de usar para todas las indicaciones.

Kiero Au: de color amarillo para correcciones de barras de oro, caras oclusales, ganchos dorados, etc.

Kiero CrCo: de color blanco para composturas de esqueléticos, ganchos, prótesis combinada, etc.



Se suministra en barras de aprox. 2 g

KIERO CLINIDRO

Sistema de enmuflado con cilindros de silicona de forma ovalada para realizar un colado vertical resultando menos tensiones y colados más homogéneos.

- Ahorrando hasta un 70% de revestimiento
- Único sistema con el cono movable
- La base no se adhiere al revestimiento
- Silicona duradera que permite amortiguar la expansión del revestimiento



Existen 3 tamaños:
Pequeño para 1-2 colados
Mediano para 1-4 colados
Grande para 1-5 colados



También existen mufas redondas de tamaño 3/6/9

KIERO VEST » Revestimiento especial «

Revestimiento de precisión **universal** de base fosfato, sin grafito para aleaciones no preciosas, preciosas y el colado de cerámica. También puede utilizarse para el procedimiento de **colado rápido**.

El revestimiento tiene un tiempo de manipulación prolongado. Los colados salen lisos, limpios y fáciles de desenmular.



28 bolsas de 160 g
1 botella de 1 lt

¡Especial para ceras fotopolimerizables calcinables!

PRIMOCLICK » Colocación de bebederos «

El principio de Primoclick: Las distintas piezas de Primoclick, hechas de una resina dura y especial, se quema sin dejar residuos y encajan una con la otra.

- Colados sin tensiones
- Homogeneidad de los colados
- Más lisos
- Mejor ajuste
- Flexibilidad en el cilindro
- Rapidez



KIERO SPRAY

» Spray de oclusión «

- Relleno homogéneo para que no se gaste el gas antes que la pintura
- Se quita fácilmente de los trabajos
- Con válvula metálica antigoteo
- De color verde



75 ml

ATACHES DE ZL

» Amplia gama de ataches de alta precisión «



CentraLock

Atache de fricción para extremos libres bilaterales y brechas intercaladas



AcryLock

Atache de fricción calcinable con Kennedy



RoboLock

Atache con cierre automático para extremos libres uni y bilaterales



Anclaje T

Atache en forma de T para extremos libres bilaterales y unilaterales y brechas intercaladas

- ▶ Ataches metálicos de Pt/Ir (1800 °C) sobrecolables con metales preciosos o no preciosos
- ▶ Estructuras secundarias soldables o con retenciones
- ▶ Botones recambiables y activables
- ▶ Ataches calcinables con hembras de teflón
- ▶ Barras de titanio y metales preciosos



PontiLock

Atache de tornillo para puentes con pilares divergentes



StarAnker

Anclaje calcinable con Kennedy



ConoLock

Atache cónico de conexión para coronas y puentes con problemas de paralelismo



DuoLock

Atache en forma de "T" intra coronal para extremos libres bilaterales

SITEC

» Ataches de fricción para coronas dobles «



TK-Soft® mini

Atache ajustable mediante un tornillo especialmente indicado para trabajos nuevos. No hace falta usar pegamento.



TK-Soft®

Sitec ofrece una amplia gama de ataches mediante los que se consigue la fricción en coronas telescópicas deseada en caso de la pérdida de la misma o como prevención en la fase de construcción del trabajo.

- ▶ Tiene una duración larga
- ▶ Para todas las coronas telescópicas o cónicas hasta 2°



Quick-tec® Plus

Para el rápido arreglo de pérdida de fricción extracornal con sólo un taladro.




Quick-tec I®

Para el arreglo de pérdida de fricción en el acto. Existen dos piezas con distintas fricciones. De aplicación intracornal.



Soluciones inteligentes

Para aplicar en la fase de construcción. Se activará en caso de una pérdida de fricción. Con bola de titanio o por mera fricción.



TK-Fric®



TK-Snap®

Para cada atache hay un kit de introducción

ALEACIONES PRECIOSAS

Para Cerámica » Aura «	Au 85,9% Pt 11,7% Zn 1,5% In 0,2% Ir 0,1% Dureza Vickers 225, CET 14,17 µm/mK, Color amarillo
Para Cerámica » KD2 «	Au 2,0% Pd 78,82% Cu 9% Ga 10 % Dureza Vickers 275, CET 14,6 µm/mK, Color blanco
Para Composite » GM50 «	Au 50% Pd 5,85% Ag 33% Cu 9,34% In 0,66% Zn 1% Dureza Vickers 273, Color amarillo



Se suministra en bolsas de 30 g

KIERO C

» CoCr para cerámica «

- ▶ Coronas y puentes (muy grandes)
- ▶ Corona doble, puentes adhesivos
- ▶ Supraestructuras sobre implantes
- ▶ Libre de níquel y berilio
- ▶ Fácil de soldar con Phaser o láser

Especificaciones

Co 61%, Cr 28%, W 8,5%, Si 1,65%

Densidad: 8,3 g/mm³
Temperatura de colado: 1500 °C
Dureza Vickers: 285 HV 10
Modulo de elasticidad: 190.000 N/mm²
CET: **14,1 µm/mK**



1 kg

KIERO LFC

» CoCr para cerámica «

- ▶ Coronas y puentes (especial grandes)
- ▶ Corona doble, Puente adhesivo
- ▶ Supraestructuras sobre implantes
- ▶ Libre de níquel y berilio
- ▶ Fácil de soldar con Phaser o láser

Especificaciones

Fe 50%, Co 23%, Cr 23%, Mo 3,5%

Densidad: 8,0 g/mm³
Temperatura de colado: 1450 °C
Dureza Vickers: **242 HV 10**
Modulo de elasticidad: 198.000 N/mm²
CET: **baja fusión 16,9 µm/mK**



1 kg

KIERO NC

» NiCr para cerámica «

- ▶ Libre de berilio, biocompatible
- ▶ Fácil de reparar
- ▶ Fácil de soldar con Phaser o láser
- ▶ Fusión rápida y sencilla
- ▶ Muy buena adherencia de la cerámica

Especificaciones

Ni 59%, Cr 27%, Mo 12%, Si 1,5%

Densidad: 8,2 g/mm³
Temperatura de colado: 1500 °C
Dureza Vickers: 210 HV 10
Resistencia: 720 N/mm²
Modulo de elasticidad: 220.000 N/mm²
CET: **14,3 µm/mK**



1 kg

KIERO MGH

» CoCr para esqueléticos «

- ▶ Libre de níquel y berilio, biocompatible
- ▶ Óptima para todo tipo de esqueléticos
- ▶ Fácil de soldar con Phaser o láser
- ▶ Excelentes propiedades mecánicas
- ▶ Bajo en carbono

Especificaciones

Co 65%, Cr 29%, Mo 6%, W 1%, Mn 0,6%

Densidad: 8,3 g/mm³
Temperatura de colado: 1450 °C
Dureza Vickers: 360 HV 10
Modulo de elasticidad: 230.000



1 kg

KIERO TITANIO

» Titanio de Grado 1 «

- ▶ Apropiado para todo tipo de trabajo
- ▶ Según DIN EN 5832-2
- ▶ Fácil de soldar con Phaser o láser
- ▶ Muy buena fluidez
- ▶ Muy buena adherencia de la cerámica

Especificaciones

Titanio > 99,6%

Densidad: 4,5 g/mm³
Temperatura de colado: 1668 °C
Dureza Vickers: 200-210 HV 10
Resistencia: 680 N/mm²
Modulo de elasticidad: 100.000 N/mm²
CET: **9,6 µm/mK**

Existe en pastillas de 26 g 34 g y 40 g



0,5 ó 1 kg

ARTILITE

» Articulador semiajustable extraligero «

ArtiLite es un articulador semiajustable de fibra de composite mineral de alta resistencia al que se le puede acoplar un arco facial.

- Inclinação de la trayectoria condilea: + 25°
- Ángulo de Bennett: 0° - 25°
- Peso: 540 gramos
- Adaptable al arco facial Speed-Face
- Adaptable el sistema Split-Cast de imanes
- La esfera condilar se fija por medio de tornillos. La parte superior no puede salir de su asiento gracias a un sistema de bloqueo
- Existen los correspondientes repuestos para cada pieza



IMPLANT MASK SCAN

» Máscara gingival flexible «

Máscara gingival a base de siliconas A para modelos maestros y de trabajo.

- El Implant Mask Scan envuelve los análogos de forma homogénea debido a la baja viscosidad
- Reproduce perfectamente los detalles perfecta del surco gingival, papilas interdentes y secreciones del tejido relevantes. Se puede quitar y poner muchas veces, dimensionalmente estable de manera permanente
- Idóneo para ser repasado o pulido debido a su dureza final de 70 shore A



2 x 10 ml silicona
6 cánulas de mezcla

KIERO LIMPIADOR UNIVERSAL

» Para una limpieza e higiene exigente «

El Kiero Limpiador universal es un líquido de limpieza altamente concentrado y biodegradable. Existen bidones de 10 litros con dosificador o botellas de 1litro. El limpiador disuelve grasa, carbonato de calcio y yeso.

- Prótesis (Nicotina, cafeína, teína, sarro)
- Instrumentos (Alginato, yeso, revestimiento)
- Acrílicos (Pasta de pulir, yeso)
- Metal (precioso, cromado, óxidos y revestimiento)
- Según grado de suciedad, se diluye de 1:15 hasta 1:150



KIERO ESCAYOLA TIPO 4

» Más rápida, precisa y estable «

- Kiero Escayola Tipo 4 es de alta precisión sin aditivos de resina
- Fácil de escanear. Se ve bien la línea de preparación
- Duro después de 25 minutos
- Reducida expansión en el fraguado (< 0,06%)
- Alta resistencia a la flexión (>12 N/mm²) "Se rompe menos"
- Tiempo de manipulación: 7 min
- Tixótopo



En bolsas de 5 kilos o de 4x5 kilos
en color **sahara**

VARIO SUPER SOCKEL

» Yeso altamente fluido para zócalos «

- Yeso Tipo 4 enormemente fluido para conseguir zócalos libre de burbujas
- No hace falta usar vibrador
- Poca expansión (< 0,06%) para zócalos libres de tensiones
- Alta dureza para bordes estables
- Alta resistencia a la flexión (>8 N/mm²)
- El tiempo de manipulación es de 5 minutos

En bolsas de 25 kilos
en color **azul**



PINES PARA MODELOS DE JAN LANGER

» El modelo maestro «



Ventajas:

- Gracias a su cono patentado los pines se sujetan perfectamente en el taladro sin la necesidad de usar ningún pegamento
- Fricción ajustable por la profundidad del taladro
- El dibujo dentro del manguito mejora el deslizamiento de los pines al secar
- Debido a los **Block-Pines** colocados en el espacio interdental los muñones no se pueden mover hacia mesial o distal
- Niquelado (Mejor deslizamiento)



Jet-Pin (2,0mm, laton) con manguito cerrado (1000 uni.)
Jet-Block-Pin (2,0mm) (1000 uni.)
Jet-Fix-Pin (2,3 mm, laton) (1000 uni.)

También existen kits de introducción


SOLDADORAS POR MICROIMPULSOS PHASER

» La tercera generación de los phaser representa un hito en el sector dental «

Con la nueva tecnología, soldar en el sector dental es más fácil, más universal, adaptándose a las aleaciones críticas. La tercera generación de los phaser actualmente define el Standard en cuanto a la soldadura dental se refiere. El phaser permite la unión de metales por microimpulsos sin soldadura de forma biocompatible (calidad sistema láser) todo ello trabajando bajo la precisión de un microscopio.

¿Por qué soldadura por microimpulsos?

- Une todo tipo de aleaciones y titanio, también soldadura híbrida, p.ej. "oro a hierro"
- 10 programas predeterminados y 10 para libre programación
- Ajuste individual de la potencia, duración y trazo del impulso
- Control exacto del diámetro y profundidad del punto soldado
- Precisión absoluta gracias al contacto previo del objeto con el electrodo
- Flujo de argón guiado garantizando óptimos resultados con consumo mínimo
- Diseño compacto y manejo seguro
- Los microscopios de 10 ó 20 aumentos se pueden además utilizar para el trabajo diario
- Funcionales, estéticos y sin mantenimiento



Propiedad sustancialmente más sofisticada: La combinación entre un impulso individualmente ajustado y otro de alta frecuencia sobrepuesto evita las grietas de enfriamiento. (Efecto microondas)

Ventajas respecto a los modelos de la segunda generación

- Se ha refinado la modulación de los impulsos y sobrepuesto una frecuencia alta para conseguir una masa de fusión más densa y más homogénea con el fin de **evitar grietas de enfriamiento**
- Los campos de aplicación son más amplios por **soldadura de contacto**, así como soldadura con lapicero logrando abarcar mejor el **campo de ortodoncia**
- Nuevo concepto de manipulación de la máquina mediante **botones giratorios** facilitando así los ajustes
- En el phaser as2 fue implantada una **pantalla táctil** para ver videos formativos y aprender a soldar de forma interactiva
- **4 niveles de potencia** para dar una mejor y rápida respuesta a los distintos grosores de los trabajos a soldar
- Gracias a una nueva geometría de la tobera de la pieza de mano se ha podido **reducir el consumo de gas** en más del 50%

Soldadura por contacto o de resistencia

Esta función fue implantada para tener un mejor ayudante en todo tipo de fijación y en trabajos de ortodoncia.

La soldadura por resistencia implica la generación de calor pasando corriente a través de la zona de contacto entre las dos superficies de metal. Se forman pequeños charcos de metal fundido en la zona de unión.



Basta conectar las dos piezas con cables (una con el cable de masa rojo y la otra con el cable negro) y accionar el proceso con el pedal.



**Precisión,
seguridad,
versatilidad**


- Microscopio de 10 aumento
- Brazo giratorio
- Iluminación potente mediante LED

»El clásico« *Phaser mx2*



- Pantalla TFT al dorso de panel de control
- Microscopio de 20 aumentos Zoom
- Motor integrado para afilar la punta del electrodo de forma sencilla
- Más del 30% de potencia y el 25% más de duración del impulso

»El maestro« *Phaser as2*



JOKER » Ayuda para soldar «

Permite soldar libre de distorsiones gracias a la fijación estable que proporciona a la pieza a unir.

Puede ajustarse de forma individual a la pieza a unir ajustando la distancia entre las puntas.

Se deja conectar directamente con el phaser sustituyendo a la pinza.

Las puntas de acrílico suministradas pueden ser coladas en la misma aleación de los trabajos; así aseguramos que no haya mezclas con otros metales. Monte en el **Joker** las puntas de la misma aleación que la pieza a unir y conéctelo con el phaser. El kit trae también puntas de CrCo ya coladas.




QUINTO » Ayuda para fijar «

Fija trabajos protésicos complejos de forma fácil y precisa.

Sin pérdida de tiempo; con las manos libres para otras tareas.

Permite el endurecimiento uniforme y libre de tensiones de cera de pegar u otros pegamentos. No bascula; sin problemas para el montaje en articulador.

Permite el posicionamiento exacto de las piezas a fijar con el phaser o laser. También para el bloqueo con resina de la estructura para hacer el modelo de revestimiento para soldar.



KIERO MICROMOTOR

» Micromotores de fabricación alemana «

Kiero Micromotor es una herramienta de alta tecnología fabricada con materiales de primera calidad y excelentes prestaciones (de 35.000 y 50.000 rpm), situado en la gama alta de micromotores existentes en el mercado dental. En los trabajos profesionales el Kiero Micromotor muestra su fuerza. El corte, repasado, pulido y fresado de cualquier metal o aleación, resina y cerámica ya no es un problema.

Ventajas

- Peso ligero y marcha suave
- Rango de revoluciones de 1.000 a 50.000 rpm
- Marcha a la izquierda hasta 30.000 rpm
- Gracias al diseño innovador y ergonómico se trabaja sin cansancio
- La superficie de la pieza de mano tiene una gran adherencia
- La protección de sobrecarga es microprocesada
- La dificultosa separación, pulido y fresado de los materiales dentales no supone ningún problema
- El sistema de protección del polvo aumenta la vida útil de nuestras piezas de mano

Especificaciones

- Revoluciones hasta 50.000 rpm
- Motor sin escobillas (de inducción)
- Par máximo de 7,8 Ncm
- Potencia de 260 Watt
- Pinzas de sujeción de $\varnothing$ 2,35 mm o $\varnothing$ 3 mm
- Marcha céntrica perfecta
- Marcha sin vibraciones
- Peso 220 g
- Longitud del cable: 156 mm

Disponible

- Micromotor de 35.000 rpm (sobremesa)
- Micromotor de 50.000 rpm (sobremesa)
- Micromotor de 50.000 rpm (control de pie)
- Micromotor de 50.000 rpm (control de rodilla)



Pieza de mano compatible con Kavo K11, Kavo K-Control, W&H Perfecta y MUSS

LABCAM LC8

» Sistema de Video-Zoom «



La solución innovadora para ampliar modelos en el puesto de trabajo mediante un sistema de cámara industrial pudiendo sustituir la lupa o el microscopio. ¡El futuro en el laboratorio dental moderno!

Permite ver los modelos aumentados (Zoom óptico 18X) de forma simultánea en dirección de la vista y en posición ergonómica además de documentarlos. La imagen se puede aumentar o reducir cómodamente a través de un pedal, sin tener que utilizar las manos.

Se emplea una cámara CCD Super HAD 1/4" así como un monitor con entrada SVHS. Gracias a una conexión al PC el software posibilita más aplicaciones y combinaciones: Almacenado, documentación, presentación y seguridad en la calidad.

visualizar ... documentar ... comunicar

Una cámara que cumple con altas exigencias. Una ampliación nítida y con buen contraste de los trabajos garantizan la más alta calidad y una forma de trabajo relajada. Es idónea para cualquier comunicación visual como presentaciones, conferencias, etc.

- Cámara de video color CCD Super HAD 1/4"
- Objetivo AF Zoom óptico 18X / Zoom digital 4X
- Conexión de serie RS 232 de alta velocidad
- Rosca para la montura de lentes

- Selector de iris electrónico (ESC)
- Compensación de contraluz (BLC)
- Balance de blancos automático
- Corrección de apertura (APC)
- Salidas VBS y Y/C



CUBETA CLEANER K1

» Máquina lava-cubetas «

La Cubeta Cleaner K1 es una máquina para la limpieza rápida de cubetas de metal y de plástico con un chorro de agua fría a una presión de 400 bar. Se pueden limpiar hasta 20 cubetas, sin preparación previa, en 2 minutos; lo que supone un gran ahorro de tiempo. La limpieza es de forma suave, a la vez que económica, puesto que no se utilizan productos químicos.

- Los restos de silicona y alginato son recogidos en una bandeja
- El ciclo de lavado está completamente programado
- Gracias al mínimo consumo de agua y la ausencia de agentes limpiadores la máquina protege el medio ambiente
- Se amortiza de forma acelerada utilizando el tiempo en la producción y no desaprovechándolo en limpieza
- Las cubetas no se rayan sino que recuperan su brillo
- No precisa ningún mantenimiento



SYMPRO



» Máquina limpiadora por agujas para prótesis, aparatos ortodóncicos y férulas «



Sympro elimina depósitos altamente resistentes como la placa dental y el sarro, así como manchas de café, té y vino tinto en sólo 15 min. Este aparato de limpieza representa un avance tecnológico e innovador de la conocida técnica de limpieza con agujas.

Su excepcional eficiencia se debe a la inclinación de 35° y el cambio de sentido de giro cada 30 segundos. El proceso de limpieza es completamente automático, altamente eficaz, silencioso y económico por el ahorro de obra de mano. Conserva el valor de la prótesis.

Contiene:

- Sympro incl. muestra de prueba 400 ml
- Agujas de limpieza (75 g)
- Recipiente de plástico con tapa
- Iman y pinza



En solo
15 min.

Para el laboratorio y la clínica

Sistema InLab

» más convincente, más CAD/CAM «



Potente y Rentable

- Incomparable diversidad de indicadores y materiales
- Fabricación interna CAD/CAM independiente para la propia creación de valores
- Materiales de alta calidad y resultados fiables

Integral y flexible

- Manejo de software sencillo para aplicaciones profesionales
- Apoyo total – desde la toma del molde hasta el resultado final
- Interfaces abiertas para máxima flexibilidad

Seguridad de inversión

- Más de 25 años de experiencia en CAD/CAM
- Sistema con fresadora más ampliamente utilizado por laboratorios
- Solución ampliable de cara al futuro gracias a la competencia sistémica y de desarrollo Sirona



Escáner InEos Blue - Sienta la norma de escaneado

- Alta precisión de 15 μm gracias a la tecnología Bluescan
- Libre definición de los campos de escaneo sin la necesidad de escanear el modelo entero
- Rapidez: Tiempo de medición muy corta con disparo automático en un solo paso
- Libre: Exportación de los datos al formato STL



InLab SW 4.0 - Un nuevo software para recrear el diente original

- Diseño biogénico de diente, en el 90% de los casos vale la propuesta ofrecida
- Correlación digital de la mordida (sin silicona)
- Sin licencia anual, actualizaciones gratis
- 1 programa para todas las indicaciones (implantes, ataches, cónicas, barras etc.)
- Biblioteca de Medentica incluida



inLab MC XL - Un multitalento con futuro

- Amplia gama de los materiales (ZrO_2 , Cerámica, CrCo, disilicato de litio, PU)
- Alta velocidad de fresado (p.ej. puentes de 4 piezas de circonio en 40 minutos)
- Gran volumen de fresado hasta 10 piezas
- Cuatro motores de 220 V, fácil mantenimiento (sólo fresas y filtros)
- Alta exactitud de fresado de 25 μm

¡ Consúltenos por también por los consumibles !



Última generación de impresión digital entre consulta y laboratorio mediante portal de descarga y escáner intraoral.



KIERO SCAN SPRAY » Spray antireflectante para CAD CAM «

- Se aplica el spray para conseguir un escaneo sin reflejos
- Con válvula metálica antigoteo
- De color blanco
- Capa muy fina ($< 5 \mu\text{m}$)
- Apto para todos los materiales



400 ml

SISTEMA DE ESCANEADO Y MODELADO

» Alta tecnología y todos los beneficios de una red de competencias dentales «

Con un conjunto perfectamente coordinado de escáner 3D de alta calidad y su potente software de CAD, los laboratorios dentales Zfx tienen la oportunidad de ampliar su área de trabajo y así mantener el valor añadido de su propia empresa. Con el desarrollo de todos los competentes del sistema y la adquisición de tecnología punta de última generación, los laboratorios consiguen un relación coste/beneficio sensacional. El paquete de escáner Zfx y su software están abiertos para todos los materiales y todas las indicaciones.

Escáner Zfx Scan III



El Zfx Scan III es un escáner óptico de alta calidad especialmente desarrollado para la industria dental, en particular para su uso en Ortodoncia.

Su bastidor articulado, permite una forma rápida y fácil de escanear y sus datos se pueden cargar en el software Zfx en un abrir y cerrar de ojos. Sin reserva alguna – un sistema abierto para todos los materiales estándar y sus indicaciones.

- Escaneado del modelo, antagonista, mordida, coronas e inlays
- Escaneado del modelo en articulador
- Interfaz de usuario intuitiva
- Fácil manejo de las aplicaciones de software, interfaz de datos abierta, salida de datos en formato STL
- 25% de ahorro de tiempo respecto a otros sistemas
- Precisión + / - 5 micras en puentes atornillados sobre implantes
- 2 cámaras giratorias
- Dimensiones (An x Al x P): 220x 420 x 340 mm, Peso: 12kg
- Certificación: CE, UL

Ordenador Zfx

Como pieza indispensable para el sistema de modelado y escaneado, sus propiedades se ajustan exactamente para agilizar cualquier tipo de trabajo realizado, y soportar perfectamente los programas de modelado digital más exigentes.

Su opción de asistencia remota le da la seguridad de tener siempre una herramienta que le ayude ante cualquier eventualidad.



Software de modelado Zfx Design

Zfx CAD software – Del modelo al centro de fresado en un flash. El post-procesado de los diseños generados automáticamente se reduce al mínimo. El tratamiento de los datos escaneados y su diseño se llevan a cabo mediante un menú único y un asistente de articulador virtual. Diseños anatómicos con la opción de reducción para la carga cerámica. Coronas, puentes, inlays, coronas telescópicas, puentes Maryland, puentes sobre implantes, pilares, Wax-ups y ataches.



- Funcionamiento sencillo gracias a un asistente de menú – dental. Zfx software hace posible el diseño de coronas individuales y puentes de cualquier número de piezas.
- Sistemas articulador virtual: QuickSplit, Adess Split, Artex, SAM y otros a petición
- Muchas otras características técnicas para la generación de diseños de CAD, como los inlays, ataches, puentes Maryland y coronas telescópicas.
- Las geometrías de los más renombrados fabricantes de implantes están almacenadas en el software, los trabajos se pueden realizar con interfases de titanio o atornillado directo.

KIERO MÁQUINAS

» Fabricadas en Alemania - de alta calidad «



Kiero DentaGraf

- Paralelometro de dos brazos
- con unidad de bloqueo con 3 rosetas de medición: (0,25/0,50/0,75 mm)
- con portaimanes de 10 recambios
- con raspador



Kiero PoliClean

- Box de pulido con extracción incorporada
- 37 kg
- 400 vatios



Kiero Polisher

- Motor de pulido
- 13 kg
- 1.500/3.000 rpm
- 200 Vatios



Kiero DentaGel

- Gelatinadora
- existen 2 variantes:
 - carga de 8 kg
 - carga de 12 kg
- control automático de la temperatura



Kiero ProteSil

- Mezcladora y dosificadora de silicona de adición para la duplicación
- 2 depositos de 1 kg cada uno
- 13 kg

Todos los modelos están disponibles también para 110 V / 60 Hz



¡Arreglamos todos los micromotores y turbinas para laboratorio comunes!



Turbina



Fresadora



Desbarbadora



Aspiración



Prensa hidráulica



Olla a presión



Mechero de inducción



Horno de precalentamiento



Láser con pantalla



Fundidora a presión



Escaner



Horno de cerámica

MAQUINARIA DE FABRICANTES ALEMANES

Renfert



Espátula eléctrica



Recortadora



Caja de trabajo



Aspiración

REITEL



Vaporeta



Fundidora



Mezcladora



Horno de sinterización

HR



Chorroreadora automática



Recortadora de interiores



Aspiración



Recortadora en seco

AMANN GIRRBACH



Fresadora



Paralelometro



Mechero de inducción



Articuladores

Dreve



Mezcladora de silicona



Lavadora de muelas y polimerizadora



Polimerizadora



Adaptadora de discos termoplásticos

SCHICK
create the future



Micromotores



Individualizadora



Fresadora



Taladradora de pines

Ofrecemos también
otras marcas
¡Consúltenos !

CONLIGHT

» Único material para la modelación directa en boca «

Conlight es un material fotopolimerizable en forma de gel que fue desarrollado para la modelación universal directa en boca. Como es de un sólo componente, resulta muy superior a otros materiales de sistemas bicomponentes de polvo y líquido.



3 jeringuillas x 3 g

- ▶ Producto sanitario certificado de clase IIa
- ▶ Fácil de aplicar (tixotrópico); gran ahorro de tiempo
- ▶ Sin olor ni sabor (libre de MMA); biocompatible
- ▶ Endurece en cuestión de segundos con todas las máquinas de luz comunes (320-500nm)
- ▶ Una vez endurecido se puede repasar fácilmente y está libre de deformaciones
- ▶ Se vuelve muy duro; no embota las fresas
- ▶ Aplicación en jeringuilla; muy cómodo para paciente y médico
- ▶ 100% calcinable; no deja residuos
- ▶ Tiene un efecto fluorescente para mayor visibilidad

Indicaciones

- ▶ Modelación universal en boca (topes, pernos etc.)
- ▶ Ferulizar trabajos de implantes para mayor seguridad para las impresiones de arrastre
- ▶ Fijación intraoral de piezas metálicas



KIERO HANDLIGHT

» La lámpara más pequeña con doble función «

Kiero Hand Light nos permite polimerizar en segundos composites y resinas fotopolimerizables (395 - 415 nm), como Acrifix y Conlight, etc. en el trabajo en boca. Basta con encender el boton.

Especificaciones

- ▶ Color de la luz: ultravioleta
- ▶ Intensidad luminosa: 60 mcd (20 mA)
- ▶ Longitud de luz: 405 ± 10 nm
- ▶ Ángulo de apertura: 15°



ACRIFIX

» Resina antialérgica fotopolimerizable «

AcriFix es una resina antialérgica fotopolimerizable de precisión, libre de metacrilato de metilo para laboratorio y clínica. Es un producto sanitario de clase IIa certificado para la utilización en boca. Es estable, no se deforma y fácil de aplicar por ser un único componente. Endurece mediante lámparas de luz entre 360 y 420 nm. Debido a su forma compacta se puede repasar con facilidad y lográndose un acabado muy brillante. Existe en colores A3, incisal y rosa.



Indicaciones

- ▶ Correcciones de pequeños defectos (poros, grietas) y terminaciones en general
- ▶ Composturas en toda clase de removibles
- ▶ Sellado de orificios oclusales de prótesis atornilladas sobre implantes
- ▶ Confección de parciales sin llave de silicona
- ▶ Provisionales
- ▶ Aumento de la dimensión vertical del diente
- ▶ Diseño de papilas
- ▶ Fijación de ataches y dientes

El kit contiene:

- ▶ 3 jeringuillas de 3 g de AcriFix en rosa, A3 o incisal
- ▶ 5 ml de bonding de AcriFix
- ▶ 12 cánulas

Reposiciones

- ▶ jeringuilla de 3 g de color rosa
- ▶ jeringuilla de 3 g de color A3
- ▶ jeringuilla de 3 g de color incisal
- ▶ 5 ml de bonding



LA GAMA **EASYWHITE**

» Blanqueamiento dental «

A base de peróxido de carbamida

Gel de un componente para la fácil aplicación en casa o en la sala de espera con férula. Se descompone en 7 partes de agua y 3 partes de peróxido de hidrogeno siendo esta la sustancia activa. Se blanquea toda la arcada dental. Se aplica durante aprox. 1 hora diaria durante aprox. 2 semanas. Una caja vale para un paciente. La caducidad es de 24 meses. El **valor pH neutro** garantiza un blanqueamiento sin molestias y eficiente.



Easywhite 16

16% de peróxido de carbamida para el uso en casa con férula

4 jeringuillas de 3 g de gel



Easywhite 20

20% de peróxido de carbamida para el uso en casa con férula

4 jeringuillas de 3 g de gel



Easywhite 30

30% de peróxido de carbamida para el uso en clínica con férula

4 jeringuillas de 3 g de gel



Férula con depósitos para el gel



Aplicación del gel



Colocación en boca



Limpieza de la férula en casa

KIERO BLOCK

» Espaciador fotopolimerizable «



3 Spritzen zu 3 gr.

- ▶ Se aplica con facilidad y exactitud en el modelo mediante una cánula para trabajar de forma limpia
- ▶ El Easyblock se distingue óptimamente debido a su color rojo garantizando un espacio definido para el gel de blanqueamiento
- ▶ Endurece con cualquier máquina de luz (320 - 500 nm)



LA GAMA **EASYWHITE**

» Blanqueamiento dental «

A base de peróxido de hidrógeno

Material de 2 componentes para la aplicación en clínica. Blanqueamiento intensivo de corto tiempo de aplicación y efecto inmediato. También ayuda en caso de dientes devitales y manchas de tetraciclina. Se puede repetir hasta 3 veces seguidas. Blanqueamiento híbrido en combi nación con Easywhite Home posible. Caducidad 24 meses.



Easywhite Office

35% peróxido de hidrógeno en 2 componentes (polvo & líquido) para el uso en clínica sin o con luz. De color naranja. Para min. 6 pacientes.

1,5 g polvo, 25 ml líquido, 2 botes de mezclar, 12 pinceles



Paciente durante el tratamiento



Easydam

Protector gingival fotopolimerizable de color azul

3 jeringuillas de 3 g de gel, 9 cánulas



Aplicación del **Easydam**



Easywhite Starter Kit

Kit de iniciación que consta de Easywhite Office y Easydam

0,6 g polvo, 10 ml líquido, 2 x 3 g Easydam, 4 pinceles, 2 botes de mezclar, 4 cánulas



Mezcla del polvo y líquido del **Easywhite Office**



Easywhite Ready

30% peróxido de hidrógeno en forma de gel para el uso en clínica. Los dos componentes se mezclan en la punta de forma automática. Para 4-6 pacientes.

2 x 5 g de gel, 2 x 3 g Easydam, 4 cánulas, 4 mixing tips



Aplicación del **Easywhite Ready**



dEasense es un gel que contiene fluoruro para la desensibilización de los dientes después de tratamientos blanqueadores. Se puede aplicar mediante un cepillo dental blando o una férula individualmente confeccionada.

3 jeringuillas de 2 g



CERASORB M

» β -tricalcio fosfato en fase pura de origen sintético «

- Reserva espacio para el hueso en formación
- Funciona como guía dirigiendo el crecimiento del hueso
- Es un depósito de materiales que facilita un crecimiento óptimo de los huesos y desaparece sin dejar residuos durante el proceso de regeneración ósea
- Pureza de la β -fase del material (> 99%)
- Porosidad interconectada
- Reconversión en hueso vital y permanente
- Reabsorción simultánea con el crecimiento del hueso
- Evita el riesgo de transmisión de infecciones
- Apto para transportar sustancias que estimulen el crecimiento
- Certificado el uso en combinación con plasma con alto contenido de plaqueta PRP
- De acuerdo al certificado del análisis estándar el contenido de HA es menor a 1%; el contenido actual es < 0,5 %

Indicaciones principales:

- Elevación del seno maxilar
- Ensanchamiento de las tablas óseas
- En combinación con membranas (GBR)
- Rellenos de pérdidas óseas de una, dos o tres paredes óseas
- Defectos óseos tras la extirpación de un quiste
- Defectos óseos periodontales menores y mayores



Disponible en los siguientes granulados:

Paro: 63 - 250 μ m
150 - 500 μ m
500 - 1000 μ m
1000 - 2000 μ m

También existe **Cerasorb Plus** que es un material para mezclarlo con hueso autólogo con el fin de evitar que el hueso neoformado atrofie. (Tamaño 500 - 1000 μ m.)

STYPRO

» Hemostático «

Stypro es una esponja de gelatina medicinal de origen porcino resorbible e implantable, con efecto hemostático y contiene menos de 0,02% metanol libre.

- Tiene una estructura porosa
- Absorbe sangre hasta varias veces su peso
- Implantable en el organismo
- Reabsorbible en cerca de tres semanas
- No irrita el tejido
- No se diluye en agua fría
- Uso inmediato por estar esterilizado

Indicaciones

- Quemaduras
- Incisiones quirúrgicas
- Úlceras
- Hemorragias capilares
- Pérdidas de sangre en general



30 Cubos (10 mm³)

EPI-GUIDE

» Sintética - Reabsorbible - Tricapa «

- Membrana reabsorbible a base de ácido poliláctico, biocompatible
- Para defectos periodontales (**GTR**) y óseos (**GBR**)
- Completamente reabsorbible en doce meses
- El material hidrófilo absorbe de forma rápida sangre fluida y anima la formación de coágulos
- Arquitectura tridimensional
- La excelente adhesión elimina la necesidad de suturas
- Estimula la regeneración del tejido blando
- Fácil de recortar para ajustarla a la forma del defecto

Regeneración tisular guiada



Dimensiones: 18 x 30 mm

TI-SISTEMA

» Membrana de titanio «

- Impactador para clavar las chinchetas, con una punta de acero inoxidable y otra de titanio
- Destornillador de punta hexagonal para retirar las chinchetas
- Caja estéril de titanio para guardar y agarrar las chinchetas con el impactador
- Chinchetas de titanio de 3 mm (10 Unidades)
- Chinchetas de titanio de 5 mm (5 Unidades)



Existen membranas de 20 μ m y 40 μ m

Clave las chinchetas y luego desatornillelas

KIERO CERAMICA REPAIR

» Arreglar fracturas de cerámica al instante «

Kiero Ceramic Repair Kit es un sistema universal fotopolimerizable para la reparación intraoral o extraoral de todo tipo de cerámica fracturada, sin la necesidad de utilizar un grabado (etching). A continuación el odontólogo utiliza su composite habitual para terminar el trabajo. Mediante este sistema se evita repetir una corona o puente porque ofrece una rápida solución independientemente de si el desprendimiento llega hasta el metal o no.



Ventajas

- No precisa etching (ni ácido fluorhídrico ni fosfórico)
- No precisa silano como adhesivo; no obstante tiene una alta fuerza de adhesión (17-20 Nm/mm²)
- Universal; se une con todas las bases (metales preciosos, no preciosos, titanio, dióxido de circonio, cerámica prensada, óxido de aluminio y cualquier cerámica feldespática)
- Manejo sencillo (solo repasar, limpiar, secar y aplicar el producto) y rápido (tiempo de tratamiento aprox. 5 min)
- Puesto que la base es verde, al aplicar se distingue bien sobre el diente. Una vez polimerizado se vuelve transparente
- Polimeriza con todas las lámparas comunes (LED, halógena)
- El odontólogo usa su composite habitual



El kit contiene:

- 1 frasco de 3ml **Kiero Repair Primer** (Líquido para la preparación de la superficie metálica o cerámica)
- 1 jeringuilla de 1 g. **Kiero Repair Bond** fotopolimerizable (Adhesivo para la posterior unión con el composite de clínica)
- 1 jeringuilla de 3 g. **Kiero Repair Opaquer** fotopolimerizable (Pasta para cubrir la superficie metálica)

NTI-tss

» Elemento de desoclusión para el sencillo tratamiento del bruxismo «

NTI-tss significa *inhibición noiceptivo del Nervio trigémino como sistema de supresión de tensión* y se presenta bajo la forma de un pequeño dispositivo acrílico personalizado para cada paciente e insertado sobre los incisivos superiores. Contiene un elemento de desoclusión, que por su particular forma permite obtener un punto de contacto único al nivel incisivo, poniendo en marcha así el reflejo de inhibición. Este reflejo interviene, cuando captadores noiceptivos graban una presión excesiva en los incisivos. Ponen en marcha entonces una inhibición de la contracción de los músculos elevadores de la mandíbula. Así el sistema NTI-tss permite reducir significativamente esta hiperactividad parafuncional de la musculatura masticatoria aprovechando el reflejo inhibitorio del nervio trigémino.

- Creando una desoclusión entre ambas mandíbulas por ejemplo para evitar la usura dentaria del paciente que "rechina"
- El relajamiento de los músculos masticadores reduciendo sensiblemente la capacidad del paciente a apretar fuertemente sus dientes

Campos de aplicación

- Las cefaleas crónicas y migrañas
- Bruxismo
- Síndrome SADAM



Existen los siguientes kits:

Starter Kit:	3 férulas RV2, 2 férulas Standard
Reposición RV2:	5 férulas Reduced Vertical RV2
Reposición Standard:	5 férulas Standard

PRIMOLOGO X » Máquina para la ozonoterapia - La alternativa económica al láser «

El PrimoLogo X es un aparato con un funcionamiento nuevo ya que, debido a la transformación del oxígeno celular, el ozono se genera directamente en la zona tratada hasta una profundidad de 10 mm.

El PrimoLogo X ...

- es ligero, fácil de manejar, móvil y sin mantenimiento
- resulta muy económico y siempre listo para su uso
- no existe riesgo de contaminación
- es ligero, fácil de manejar, móvil y sin mantenimiento

Indicaciones

- Parodontitis incurables
- Aftas orales, herpes y hongos
- Hemorragias (también pulpitis)
- Heridas difíciles de cicatrizar tras extracciones o apicectomías
- Cualquier tipo de cirugía parodontal
- Desinfección de cavidades y canales radiculares
- Implantología y periimplantitis
- Disimulación del dolor y de las heridas
- Disfunción cráneomandibular
- Relajación de la musculatura masticatoria (toma de mordida)

Alta tecnología para una terapia acreditada

Existen tablas de tratamientos



Existen sondas intraorales de varios tamaños y formas para el tratamiento de caries, gingiva etc.

Ozono O₃ (del griego ozein, 'oler') es la forma alotrópica del oxígeno. Fue descubierto en el año 1860 y en 1917 se inventó el primer aparato para la ozonoterapia en la Charité de Berlín. El ozono se forma en reacciones químicas o por energía eléctrica en forma de rayos UVA, o relámpagos.

El ozono ...

- es bactericida, viricida y fungicida
- tiene un efecto hemostático
- aumenta la circulación sanguínea
- cura las heridas difíciles de cicatrizar
- estimula el metabolismo
- se une a la hemoglobina



KIERO SEAL » Gel para el sellado de la zona de conexión entre implante y pilar «

Debido a la construcción de los implantes de dos piezas y la imposibilidad de una fabricación más exacta de las plataformas, existe un microespacio entre implante y pilar que varía según el sistema entre 4 – 120 µm. Puesto que el tamaño de las bacterias oscila entre 0,5 – 2 µm, el *microespacio* es permeable en las dos direcciones.

La masticación hace que los dientes estén sometidos no sólo a fuerzas dinámicas sino a puntos de ataque lateral u horizontal. Estas fuerzas son transmitidas hacia el implante y provocan un microdoblamiento en la zona de unión pilar – implante. Esta constante oscilación causa el “efecto bombeo” de bacterias. Por ello hay que sellar el microespacio con el fin de impedir la comunicación entre las cavidades en el interior del implante y el exterior.

KIERO Seal evita:

- Infecciones en la zona implante-pilar
- Efecto de bombeo
- La proliferación de bacterias
- Olor fétido
- Sabores desagradables en la boca

¡Sellar sólo la plataforma de contacto!



1 jeringuilla de doble cámara de 2,5 ml cada una
15 cánulas de mezcla
15 puntas de aplicación

evita

impide

previene

Especificaciones

Viscosidad:	aprox. 350 Pa
Color:	transparente
Polimerización:	2 minutos a 23°C y 50% de humedad
Dureza Shore A:	18
Densidad:	1,09 g/ml
Resistencia a la tracción:	4,5 N/mm ²

TITANMAGNETICS » Sistema de fijación de prótesis removible por imanes «

Los Titanmagnetics son una técnica indicada para tratar pacientes edéntulos ya sea con implantes o con pernos.

Los imanes son de tamaño pequeño y están protegidos contra la corrosión. Están disponibles para más de 50 sistemas de distintos implantes. Su eficiencia se basa en el principio de **campo abierto** con dos imanes activos. Son resistentes a temperaturas de 250°C; de ahí que puedan ser esterilizados.

Existe un gran variedad de Titanmagnetics con distintas alturas y formas (cónica o esférica). Debido a la mínima actuación de fuerzas es posible aplicarlos en implantes de carga inmediata o provisionales.

Su fácil manejo y limpieza hacen que estén especialmente indicados para personas mayores de movilidad reducida.



- Compatibles con más de 50 sistemas de implantes
- Esterilizables
- Resistentes a la corrosión por su capa de titanio
- Pequeños y fuertes (Sm₂Co₁₇)
- Sobre implantes o pernos
- Para prótesis nueva o existente, directamente en clínica
- También para epitelis
- 5 años de garantía



X-Line	Z-Line	K-Line
Ø 4,8	Ø 5,8	Ø 5,2
1,7 N	3,0 N	1,6 N



Kit de imanes para dos pernos

IMPLANTLINK SEMI



Existe de fuerza normal (75 N) y extrafuerte (100 N)

» Cemento de fijación provisional «

DETAX

Es un cemento provisional a largo plazo o semidefinitivo para implantes, de base de plástico 4:1 para el cementado adhesivo estable de supraestructuras.

- Separación sin lesiones gracias a sus propiedades de adherencia perfectamente adaptadas
- Resistencia al desplazamiento notablemente superior a la de los cementos convencionales
- Película **extremadamente fina** para lograr una adaptabilidad máxima
- Retiro sin esfuerzo del exceso de material de una pieza, sin adhesión a los tejidos blandos
- Sellado máximo del espacio marginal gracias a su estructura plástica dúctil, altamente reticulada
- De **fraguado dual** (auto y foto), antibacteriana, de olor y sabor neutro color natural opaco



KIERO PROVI IMPLANT

Es una resina autopolimerizable de alta tecnología (microperlas) para coronas y puentes provisionales de larga duración.

Disponible en 16 colores: S00, SW, SE1, SE2, SE3, azul claro, DA1, DA2, DA3, DA3,5, DA4, DB1, DB2, Db3, DC2 DD3. Su aspecto estético es parecido a la cerámica. El manejo es sencillo y el producto endurece muy rápidamente. Es de alta resistencia a la abrasión y mantiene el color durante mucho tiempo. Además permite la duplicación de dientes.

» Resina para provisionales «

Ventajas:

- Nueva composición de microperlas por lo que es muy resistente a la abrasión
- Alta biocompatibilidad por poco monómero sobrante
- Material homogéneo, resultado estético excelente
- Amplia gama de 16 colores



Disponible:
100 g polvo (a libre elección)
100 ml líquido

DIOSOL GENERATOR™ PROFESSIONAL

¡ La desinfección segura !



Diosol Generator™ produce una niebla desinfectante con el líquido Diosol™. La niebla se mantiene en suspensión hasta asentarse sobre las superficies de mas difícil acceso del espacio a desinfectar. El líquido actúa en 2 fases:

Primero elimina los gérmenes, bacterias hongos y virus gracias al peróxido de hidrógeno, rompiendo la biopelícula.

Segundo, la plata refuerza este efecto y elimina el microorganismo sin dejar residuo alguno, incluso en salas blancas que deben cumplir con exigencias extremas .con efecto duradero. Es un sistema móvil y adaptable a cada espacio. Con Diosol Generator™ las inseguridades en su cadena de higiene, pasaran a la historia.

Especificaciones

- Volumen total de desinfección: 450 m³
- Consumo medio del líquido desinfectante: 1800 ml/h (2 ml/m³ aprox)
- Compresor seco de aire comprimido, sin aceite: 1,6 m³/h
- Nivel de sonido: 62 dB

El instituto de higiene Bionovis mostró el caso en las consultas de los odontólogos:



A pesar de la desinfección por rociado con una bayeta, el 42% de las superficies aún mostraron una carga muy alta de gérmenes.



Bidón de 5 litros

El líquido DIOSOL™ es una solución desinfectante biocompatible.

La eficacia antimicrobiana fue comprobada en numerosos estudios, por ejemplo, según el procedimiento DGHM y según la directiva EU (CEN/TC 216).



Agentes patógenos típicos

El ámbito de actuación de Diosol™, abarca las bacterias gramnegativas y grampositivas (incluyendo las legionellas), generadores de esporas aeróbicas, levaduras, moho, así como los virus patógenos más importantes para humanos (entre otros herpes, hepatitis, VIH, influenza). Igualmente es una medida preventiva contra las infecciones hospitalarias causadas por MRSA. También es reactivo contra los microplasma.

KIERO ADITAMENTOS PARA IMPLANTES

La línea de los aditamentos Kiero es compatible con varios sistemas de implantes. Es de una alta calidad gracias a las últimas tecnologías CAD/CAM fabricados en Alemania y certificado con marcado CE. Ofrece los siguientes tipos.

-  ► Pilares rectos
-  ► Pilares angulados sobre vértice y cara plana
-  ► Macizos rectos o angulados
-  ► Uclas con base de oro (antirrotarios y rotarios)
-  ► Análogos , Postes de impresión
-  ► Tornillos
-  ► Destornillador con torque para laboratorio y puntas
-  ► Carraca con torque para clínica



	Implante	Pagina
Astra Tech	OsseoSpeed®	38
Frialit	Xive®	39
Biomet 3i	Certain®	40
	OsseoTite®	40
Nobel Biocare	Active®	41
	Brånemark®	41
	Replace Select®	42
Straumann	Bone Level®	38
	SynOcta®	43
Zimmer Dental	Tapered Screw Vent®	43
Herramientas		39

Compatibles con el sistema de implantes **OsseoSpeed®** de Astra Tech

	ATOS-35/40-R-15-P	Pilar recto para cementar (Ti-Grado 5) Ø 3,5/4,0 Ancho 4,0 mm AG 1,5 mm - Tornillo incl.
	ATOS-35/40-R-30-P	Pilar recto para cementar (Ti-Grado 5) Ø 3,5/4,0 Ancho 4,0 mm AG 3,0 mm - Tornillo incl.
	ATOS-35/40-R-15-G	Pilar recto para cementar (Ti-Grado 5) Ø 3,5/4,0 Ancho 5,2 mm AG 1,5 mm - Tornillo incl.
	ATOS-35/40-R-30-G	Pilar recto para cementar (Ti-Grado 5) Ø 3,5/4,0 Ancho 5,2 mm AG 3,0 mm - Tornillo incl.
	ATOS-45/50-R-15	Pilar recto para cementar (Ti-Grado 5) Ø 4,5/5,0 Ancho 6,0 mm AG 1,5 mm - Tornillo incl.
	ATOS-45/50-R-30	Pilar recto para cementar (Ti-Grado 5) Ø 4,5/5,0 Ancho 6,0 mm AG 3,0 mm - Tornillo incl.
	ATOS-35/40-I-15-P	Pilar angulado (16°) para cementar (Ti-Grado 5) Ø 3,5/4,0 Ancho 4,0 mm AG 1,5 mm - Tornillo incl.
	ATOS-35/40-I-30-P	Pilar angulado (16°) para cementar (Ti-Grado 5) Ø 3,5/4,0 Ancho 4,0 mm AG 3,0 mm - Tornillo incl.
	ATOS-35/40-I-15-G	Pilar angulado (16°) para cementar (Ti-Grado 5) Ø 3,5/4,0 Ancho 5,2 mm AG 1,5 mm - Tornillo incl.
	ATOS-35/40-I-30-G	Pilar angulado (16°) para cementar (Ti-Grado 5) Ø 3,5/4,0 Ancho 5,2 mm AG 3,0 mm - Tornillo incl.
	ATOS-45/50-I-15	Pilar angulado (16°) para cementar (Ti-Grado 5) Ø 4,5/5,0 Ancho 6,0 mm AG 1,5 mm - Tornillo incl.
	ATOS-45/50-I-30	Pilar angulado (16°) para cementar (Ti-Grado 5) Ø 4,5/5,0 Ancho 6,0 mm AG 3,0 mm - Tornillo incl.
	ATOS-35/40-U	Pilar calcinable con base de oro (AuPd20Pt19) para sobrecolar Ø 3,5/4,0 (Antirrotatorio) - Tornillo incl.
	ATOS-45/50-U	Pilar calcinable con base de oro (AuPd20Pt19) para sobrecolar Ø 4,5/5,0 (Antirrotatorio) - Tornillo incl.
	ATOS-35/40-U-R	Pilar calcinable con base de oro (AuPd20Pt19) para sobrecolar Ø 3,5/4,0 (Rotatorio) - Tornillo incl.
	ATOS-45/50-U-R	Pilar calcinable con base de oro (AuPd20Pt19) para sobrecolar Ø 4,5/5,0 (Rotatorio) - Tornillo incl.
	ATOS-35/40-MR	Pilar macizo recto para fresar (Ti-Grado 5) Ø 3,5/4,0 - Tornillo incl.
	ATOS-45/50-MR	Pilar macizo recto para fresar (Ti-Grado 5) Ø 4,5/5,0 - Tornillo incl.
	ATOS-35/40-IF	Base de titanio para aditamentos de circonio (Ti-Grado 5) Ø 3,5/4,0 - Tornillo incl.
	ATOS-45/50-IF	Base de titanio para aditamentos de circonio (Ti-Grado 5) Ø 4,5/5,0 - Tornillo incl.
	ATOS-35/40-A	Análogo de implante (Acero inoxidable) Ø 3,5/4,0
	ATOS-45/50-A	Análogo de implante (Acero inoxidable) Ø 4,5/5,0
	ATOS-16-T	Tornillo (TiAL6V4) Ø 3,5/4,0 M 1,6
	ATOS-20-T	Tornillo (TiAL6V4) Ø 4,5/5,0 M 2,0
	ATOS-35/40-PI-13-P	Poste de impresión cubeta abierta (Acero inoxidable) Ø 3,5/4,0 mm Ancho 4,0 mm A 13 mm
	ATOS-35/40-PI-18-P	Poste de impresión cubeta abierta (Acero inoxidable) Ø 3,5/4,0 mm Ancho 4,0 mm A 18 mm
	ATOS-45/50-PI-14-G	Poste de impresión cubeta abierta (Acero inoxidable) Ø 4,5/5,0 mm Ancho 5,2 mm A 14,5 mm
	ATOS-45/50-PI-19-G	Poste de impresión cubeta abierta (Acero inoxidable) Ø 4,5/5,0 mm Ancho 5,2 mm A 19,5 mm


Compatibles con el sistema de implantes **Bone Level®** de Straumann

	SBL-33-R-15	Pilar recto para cementar (Ti-Grado 5) NC Ø 3,3 AG 1,5 mm - Tornillo incl.
	SBL-33-R-30	Pilar recto para cementar (Ti-Grado 5) NC Ø 3,3 AG 3,0 mm - Tornillo incl.
	SBL-41-R-15	Pilar recto para cementar (Ti-Grado 5) RC Ø 4,1 AG 1,5 mm - Tornillo incl.
	SBL-41-R-30	Pilar recto para cementar (Ti-Grado 5) RC Ø 4,1 AG 3,0 mm - Tornillo incl.
	SBL-33-I-C-15	Pilar angulado (18°) para cementar (Ti-Grado 5) NC Ø 3,3 AG 1,5 mm "Cara" - Tornillo incl.
	SBL-33-I-C-30	Pilar angulado (18°) para cementar (Ti-Grado 5) NC Ø 3,3 AG 3,0 mm "Cara" - Tornillo incl.
	SBL-33-I-V-15	Pilar angulado (18°) para cementar (Ti-Grado 5) NC Ø 3,3 AG 1,5 mm "Vertice" - Tornillo incl.
	SBL-33-I-V-30	Pilar angulado (18°) para cementar (Ti-Grado 5) NC Ø 3,3 AG 3,0 mm "Vertice" - Tornillo incl.
	SBL-41-I-C-15	Pilar angulado (18°) para cementar (Ti-Grado 5) RC Ø 4,1 AG 1,5 mm "Cara" - Tornillo incl.
	SBL-41-I-C-30	Pilar angulado (18°) para cementar (Ti-Grado 5) RC Ø 4,1 AG 3,0 mm "Cara" - Tornillo incl.
	SBL-41-I-V-15	Pilar angulado (18°) para cementar (Ti-Grado 5) RC Ø 4,1 AG 1,5 mm "Vertice" - Tornillo incl.
	SBL-41-I-V-30	Pilar angulado (18°) para cementar (Ti-Grado 5) RC Ø 4,1 AG 3,0 mm "Vertice" - Tornillo incl.
	SBL-33-U	Pilar calcinable con base de oro (AuPd20Pt19) para sobrecolar NC Ø 3,3 - (Antirrotatorio) Tornillo incl.
	SBL-41-U	Pilar calcinable con base de oro (AuPd20Pt19) para sobrecolar RC Ø 4,1 - (Antirrotatorio) Tornillo incl.
	SBL-33-U-R	Pilar calcinable con base de oro (AuPd20Pt19) para sobrecolar NC Ø 3,3 (Rotatorio) - Tornillo incl.
	SBL-41-U-R	Pilar calcinable con base de oro (AuPd20Pt19) para sobrecolar RC Ø 4,1 (Rotatorio) - Tornillo incl.
	SBL-33-MR	Pilar macizo recto para fresar (Ti-Grado 5) NC Ø 3,3 - Tornillo incl.
	SBL-41-MR	Pilar macizo recto para fresar (Ti-Grado 5) RC Ø 4,1 - Tornillo incl.
	SBL-33-MI-C	Pilar macizo angulado (18°) para cementar (Ti-Grado 5) NC Ø 3,3 "Cara" - Tornillo incl.
	SBL-33-MI-V	Pilar macizo angulado (18°) para cementar (Ti-Grado 5) NC Ø 3,3 "Vertice" - Tornillo incl.
	SBL-41-MI-C	Pilar macizo angulado (18°) para cementar (Ti-Grado 5) RC Ø 4,1 "Cara" - Tornillo incl.
	SBL-41-MI-V	Pilar macizo angulado (18°) para cementar (Ti-Grado 5) RC Ø 4,1 "Vertice" - Tornillo incl.
	SBL-33-IF	Base de titanio para aditamentos de circonio (Ti-Grado 5) Ø 3,3 - Tornillo incl.
	SBL-41-IF	Base de titanio para aditamentos de circonio (Ti-Grado 5) Ø 4,1 - Tornillo incl.
	SBL-33-A	Análogo de implante (Acero inoxidable) NC Ø 3,3
	SBL-41-A	Análogo de implante (Acero inoxidable) RC Ø 4,1
	SBL-16-T	Tornillo (TiAL6V4) NC Ø 3,3/4,1 M 1,6
	SBL-33-PI-13	Poste de impresión (Acero inoxidable) NC Ø 3,3 A 13 mm
	SBL-33-PI-18	Poste de impresión (Acero inoxidable) NC Ø 3,3 A 18 mm
	SBL-41-PI-13	Poste de impresión (Acero inoxidable) RC Ø 4,1 A 13 mm
	SBL-41-PI-18	Poste de impresión (Acero inoxidable) RC Ø 4,1 A 18 mm

Compatibles con el sistema de implantes **Xive®** de Frialit

	FX-34-R-10	Pilar recto para cementar (Ti-Grado 5) Ø 3,4 AG 1,0 mm - Tornillo incl.
	FX-34-R-25	Pilar recto para cementar (Ti-Grado 5) Ø 3,4 AG 2,5 mm - Tornillo incl.
	FX-38-R-10	Pilar recto para cementar (Ti-Grado 5) Ø 3,8 AG 1,0 mm - Tornillo incl.
	FX-38-R-25	Pilar recto para cementar (Ti-Grado 5) Ø 3,8 AG 2,5 mm - Tornillo incl.
	FX-45-R-10	Pilar recto para cementar (Ti-Grado 5) Ø 4,5 AG 1,0 mm - Tornillo incl.
	FX-45-R-25	Pilar recto para cementar (Ti-Grado 5) Ø 4,5 AG 2,5 mm - Tornillo incl.
	FX-55-R-10	Pilar recto para cementar (Ti-Grado 5) Ø 5,5 AG 1,0 mm - Tornillo incl.
	FX-55-R-25	Pilar recto para cementar (Ti-Grado 5) Ø 5,5 AG 2,5 mm - Tornillo incl.
	FX-34-I-C-10	Pilar angulado (16°) para cementar (Ti-Grado 5) Ø 3,4 AG 1,0 mm "Cara" - Tornillo incl.
	FX-34-I-V-10	Pilar angulado (16°) para cementar (Ti-Grado 5) Ø 3,4 AG 1,0 mm "Vertice" - Tornillo incl.
	FX-34-I-C-25	Pilar angulado (16°) para cementar (Ti-Grado 5) Ø 3,4 AG 2,5 mm "Cara" - Tornillo incl.
	FX-34-I-V-25	Pilar angulado (16°) para cementar (Ti-Grado 5) Ø 3,4 AG 2,5 mm "Vertice" - Tornillo incl.
	FX-38-I-C-10	Pilar angulado (16°) para cementar (Ti-Grado 5) Ø 3,8 AG 1,0 mm "Cara" - Tornillo incl.
	FX-38-I-V-10	Pilar angulado (16°) para cementar (Ti-Grado 5) Ø 3,8 AG 1,0 mm "Vertice" - Tornillo incl.
	FX-38-I-C-25	Pilar angulado (16°) para cementar (Ti-Grado 5) Ø 3,8 AG 2,5 mm "Cara" - Tornillo incl.
	FX-38-I-V-25	Pilar angulado (16°) para cementar (Ti-Grado 5) Ø 3,8 AG 2,5 mm "Vertice" - Tornillo incl.
	FX-45-I-C-10	Pilar angulado (16°) para cementar (Ti-Grado 5) Ø 4,5 AG 1,0 mm "Cara" - Tornillo incl.
	FX-45-I-V-10	Pilar angulado (16°) para cementar (Ti-Grado 5) Ø 4,5 AG 1,0 mm "Vertice" - Tornillo incl.
	FX-45-I-C-25	Pilar angulado (16°) para cementar (Ti-Grado 5) Ø 4,5 AG 2,5 mm "Cara" - Tornillo incl.
	FX-45-I-V-25	Pilar angulado (16°) para cementar (Ti-Grado 5) Ø 4,5 AG 2,5 mm "Vertice" - Tornillo incl.
	FX-55-I-C-10	Pilar angulado (16°) para cementar (Ti-Grado 5) Ø 5,5 AG 1,0 mm "Cara" - Tornillo incl.
	FX-55-I-V-10	Pilar angulado (16°) para cementar (Ti-Grado 5) Ø 5,5 AG 1,0 mm "Vertice" - Tornillo incl.
	FX-55-I-C-25	Pilar angulado (16°) para cementar (Ti-Grado 5) Ø 5,5 AG 2,5 mm "Cara" - Tornillo incl.
	FX-55-I-V-25	Pilar angulado (16°) para cementar (Ti-Grado 5) Ø 5,5 AG 2,5 mm "Vertice" - Tornillo incl.
	FX-34-U	Pilar calcinable con base de oro (AuPd20Pt19) para sobrecolar Ø 3,4 (Antirrotatorio) - Tornillo incl.
	FX-38-U	Pilar calcinable con base de oro (AuPd20Pt19) para sobrecolar Ø 3,8 (Antirrotatorio) - Tornillo incl.
	FX-45-U	Pilar calcinable con base de oro (AuPd20Pt19) para sobrecolar Ø 4,5 (Antirrotatorio) - Tornillo incl.
	FX-55-U	Pilar calcinable con base de oro (AuPd20Pt19) para sobrecolar Ø 5,5 (Antirrotatorio) - Tornillo incl.
	FX-34-U-R	Pilar calcinable con base de oro (AuPd20Pt19) para sobrecolar Ø 3,4 (Rotatorio) - Tornillo incl.
	FX-38-U-R	Pilar calcinable con base de oro (AuPd20Pt19) para sobrecolar Ø 3,8 (Rotatorio) - Tornillo incl.
	FX-45-U-R	Pilar calcinable con base de oro (AuPd20Pt19) para sobrecolar Ø 4,5 (Rotatorio) - Tornillo incl.
	FX-34-IF	Base de titanio para aditamentos de circonio (Ti- Grado 5) Ø 3,4 - Tornillo incl.
	FX-38-IF	Base de titanio para aditamentos de circonio (Ti- Grado 5) Ø 3,8 - Tornillo incl.
	FX-45-IF	Base de titanio para aditamentos de circonio (Ti- Grado 5) Ø 4,5 - Tornillo incl.
	FX-55-IF	Base de titanio para aditamentos de circonio (Ti- Grado 5) Ø 5,5 - Tornillo incl.
	FX-34-MR	Pilar macizo recto para fresar (Ti- Grado 5) Ø 3,4 - Tornillo incl.
	FX-38-MR	Pilar macizo recto para fresar (Ti- Grado 5) Ø 3,8 - Tornillo incl.
	FX-45-MR	Pilar macizo recto para fresar (Ti- Grado 5) Ø 4,5 - Tornillo incl.
	FX-55-MR	Pilar macizo recto para fresar (Ti- Grado 5) Ø 5,5 - Tornillo incl.
	FX-34-A	Análogo de implante (Acero inoxidable) Ø 3,4
	FX-38-A	Análogo de implante (Acero inoxidable) Ø 3,8
	FX-45-A	Análogo de implante (Acero inoxidable) Ø 4,5
	FX-55-A	Análogo de implante (Acero inoxidable) Ø 5,5
	FX-16-T	Tornillo (TiAL6V4) Ø 3,4/3,8/4,5/5,5 M 1,6
	FX-34-PI-14	Poste de impresión cubeta abierta (Acero inoxidable) Ø 3,5 A 14 mm
	FX-38-PI-14	Poste de impresión cubeta abierta (Acero inoxidable) Ø 3,8 A 14 mm
	FX-45-PI-14	Poste de impresión cubeta abierta (Acero inoxidable) Ø 4,5 A 14 mm
	FX-55-PI-14	Poste de impresión cubeta abierta (Acero inoxidable) Ø 5,5 A 14 mm
	FX-34-PI-19	Poste de impresión (Acero inoxidable) Ø 3,5 A 19 mm
	FX-38-PI-19	Poste de impresión (Acero inoxidable) Ø 3,8 A 19 mm
	FX-45-PI-19	Poste de impresión (Acero inoxidable) Ø 4,5 A 19 mm
	FX-55-PI-19	Poste de impresión (Acero inoxidable) Ø 5,5 A 19 mm

Herramientas para todos los sistemas de implantes

	HER-01	Carraca para el dentista (hasta 40 nm) (Acero templado)
	HER-03	Mango con dinamómetro integrado 10 Ncm (Acero templado)
	HER-03-1	Punta (Acero inoxidable) para IIIOT, ZTSV, ATOS
	HER-03-2	Punta (Acero inoxidable) para FX, IIIC
	HER-03-4	Punta (Acero inoxidable) para SSO, SBL
	HER-03-5	Punta (Acero inoxidable) para NBRS, NBB, NBA



Hex 1,26 mm



Hex 1,2 mm



Torx T6



5.

Compatibles con el sistema de implantes **Certain®** de Biomet 3i

	IIIC-34-R-15	Pilar recto para cementar (Ti-Grado 5), Ø 3,4 AG 1,5 mm - Tornillo incl.
	IIIC-34-R-30	Pilar recto para cementar (Ti-Grado 5), Ø 3,4 AG 3,0 mm - Tornillo incl.
	IIIC-41-R-15	Pilar recto para cementar (Ti-Grado 5), Ø 4,1 AG 1,5 mm - Tornillo incl.
	IIIC-41-R-30	Pilar recto para cementar (Ti-Grado 5), Ø 4,1 AG 3,0 mm - Tornillo incl.
	IIIC-50-R-15	Pilar recto para cementar (Ti-Grado 5), Ø 5,0 AG 1,5 mm - Tornillo incl.
	IIIC-50-R-30	Pilar recto para cementar (Ti-Grado 5), Ø 5,0 AG 3,0 mm - Tornillo incl.
	IIIC-34-I-C-15	Pilar angulado (18°) para cementar (Ti-Grado 5) Ø 3,4 AG 1,5 mm "Cara" - Tornillo incl.
	IIIC-34-I-V-15	Pilar angulado (18°) para cementar (Ti-Grado 5) Ø 3,4 AG 1,5 mm "Vertice" - Tornillo incl.
	IIIC-34-I-C-30	Pilar angulado (18°) para cementar (Ti-Grado 5) Ø 3,4 AG 3,0 mm "Cara" - Tornillo incl.
	IIIC-34-I-V-30	Pilar angulado (18°) para cementar (Ti-Grado 5) Ø 3,4 AG 3,0 mm "Vertice" - Tornillo incl.
	IIIC-41-I-C-15	Pilar angulado (18°) para cementar (Ti-Grado 5) Ø 4,1 AG 1,5 mm "Cara" - Tornillo incl.
	IIIC-41-I-V-15	Pilar angulado (18°) para cementar (Ti-Grado 5) Ø 4,1 AG 1,5 mm "Vertice" - Tornillo incl.
	IIIC-41-I-C-30	Pilar angulado (18°) para cementar (Ti-Grado 5) Ø 4,1 AG 3,0 mm "Cara" - Tornillo incl.
	IIIC-41-I-V-30	Pilar angulado (18°) para cementar (Ti-Grado 5) Ø 4,1 AG 3,0 mm "Vertice" - Tornillo incl.
	IIIC-50-I-C-15	Pilar angulado (18°) para cementar (Ti-Grado 5) Ø 5,0 AG 1,5 mm "Cara" - Tornillo incl.
	IIIC-50-I-V-15	Pilar angulado (18°) para cementar (Ti-Grado 5) Ø 5,0 AG 1,5 mm "Vertice" - Tornillo incl.
	IIIC-50-I-C-30	Pilar angulado (18°) para cementar (Ti-Grado 5) Ø 5,0 AG 3,0 mm "Cara" - Tornillo incl.
	IIIC-50-I-V-30	Pilar angulado (18°) para cementar (Ti-Grado 5) Ø 5,0 AG 3,0 mm "Vertice" - Tornillo incl.
	IIIC-34-U	Pilar calcinable con base de oro (AuPd20Pt19) para sobrecolar Ø 3,4 (Antirrotatorio) - Tornillo incl.
	IIIC-41-U	Pilar calcinable con base de oro (AuPd20Pt19) para sobrecolar Ø 4,1 (Antirrotatorio) - Tornillo incl.
	IIIC-50-U	Pilar calcinable con base de oro (AuPd20Pt19) para sobrecolar Ø 5,0 (Antirrotatorio) - Tornillo incl.
	IIIC-34-U-R	Pilar calcinable con base de oro (AuPd20Pt19) para sobrecolar Ø 3,4 (Rotatorio) - Tornillo incl.
	IIIC-41-U-R	Pilar calcinable con base de oro (AuPd20Pt19) para sobrecolar Ø 4,1 (Rotatorio) - Tornillo incl.
	IIIC-50-U-R	Pilar calcinable con base de oro (AuPd20Pt19) para sobrecolar Ø 5,0 (Rotatorio) - Tornillo incl.
	IIIC-34-MR	Pilar Macizo recto para fresar (Ti-Grado 5), Ø 3,4 - Tornillo incl.
	IIIC-41-MR	Pilar Macizo recto para fresar (Ti-Grado 5), Ø 4,1 - Tornillo incl.
	IIIC-50-MR	Pilar Macizo recto para fresar (Ti-Grado 5), Ø 5,0 - Tornillo incl.
	IIIC-34-MI-C	Pilar Macizo angulado (18°) para cementar (Ti-Grado 5) Ø 3,4 "Cara" - Tornillo incl.
	IIIC-34-MI-V	Pilar Macizo angulado (18°) para cementar (Ti-Grado 5) Ø 3,4 "Vertice" - Tornillo incl.
	IIIC-41-MI-C	Pilar Macizo angulado (18°) para cementar (Ti-Grado 5) Ø 4,1 "Cara" - Tornillo incl.
	IIIC-41-MI-V	Pilar Macizo angulado (18°) para cementar (Ti-Grado 5) Ø 4,1 "Vertice" - Tornillo incl.
	IIIC-50-MI-C	Pilar Macizo angulado (18°) para cementar (Ti-Grado 5) Ø 5,0 "Cara" - Tornillo incl.
	IIIC-50-MI-V	Pilar Macizo angulado (18°) para cementar (Ti-Grado 5) Ø 5,0 "Vertice" - Tornillo incl.
	IIIC-34-IF	Base de titanio para aditamentos de circonio (Ti-Grado 5) Ø 3,4 - Tornillo incl.
	IIIC-41-IF	Base de titanio para aditamentos de circonio (Ti-Grado 5) Ø 4,1 - Tornillo incl.
	IIIC-50-IF	Base de titanio para aditamentos de circonio (Ti-Grado 5) Ø 5,0 - Tornillo incl.
	IIIC-34-A	Análogo de implante (Acero inoxidable) Ø 3,4
	IIIC-41-A	Análogo de implante (Acero inoxidable) Ø 4,1
	IIIC-50-A	Análogo de implante (Acero inoxidable) Ø 5,0
	IIIC-16-T	Tornillo (TiAL6V4) Ø 3,4/4,1/5,0 M 1,6

Compatibles con el sistema de implantes **Osseotite®** de Biomet 3i

	IIIoT-34-R-25	Pilar recto para cementar (Ti-Grado 5), Ø 3,4 AG 2,5 mm - Tornillo incl.
	IIIoT-41-R-25	Pilar recto para cementar (Ti-Grado 5), Ø 4,1 AG 2,5 mm - Tornillo incl.
	IIIoT-50-R-25	Pilar recto para cementar (Ti-Grado 5), Ø 5,0 AG 2,5 mm - Tornillo incl.
	IIIoT-34-I-C-25	Pilar angulado para cementar (Ti-Grado 5), Ø 3,4 AG 2,5 mm "Cara" - Tornillo incl.
	IIIoT-34-I-V-25	Pilar angulado para cementar (Ti-Grado 5), Ø 3,4 AG 2,5 mm "Vertice" - Tornillo incl.
	IIIoT-41-I-C-25	Pilar angulado para cementar (Ti-Grado 5), Ø 4,1 AG 2,5 mm "Cara" - Tornillo incl.
	IIIoT-41-I-V-25	Pilar angulado para cementar (Ti-Grado 5), Ø 4,1 AG 2,5 mm "Vertice" - Tornillo incl.
	IIIoT-50-I-C-25	Pilar angulado para cementar (Ti-Grado 5), Ø 5,0 AG 2,5 mm "Cara" - Tornillo incl.
	IIIoT-50-I-V-25	Pilar angulado para cementar (Ti-Grado 5), Ø 5,0 AG 2,5 mm "Vertice" - Tornillo incl.
	IIIoT-34-U	Pilar calcinable con base de oro (AuPd20Pt19) para sobrecolar Ø 3,4 (Antirrotatorio) - Tornillo incl.
	IIIoT-41-U	Pilar calcinable con base de oro (AuPd20Pt19) para sobrecolar Ø 4,1 (Antirrotatorio) - Tornillo incl.
	IIIoT-50-U	Pilar calcinable con base de oro (AuPd20Pt19) para sobrecolar Ø 5,0 (Antirrotatorio) - Tornillo incl.
	IIIoT-41-U-R	Pilar calcinable con base de oro (AuPd20Pt19) para sobrecolar Ø 4,1 (Rotatorio) - Tornillo incl.
	IIIoT-34-IF	Base de titanio para aditamentos de circonio (Ti-Grado 5) Ø 3,4 - Tornillo incl.
	IIIoT-41-IF	Base de titanio para aditamentos de circonio (Ti-Grado 5) Ø 4,1 - Tornillo incl.
	IIIoT-50-IF	Base de titanio para aditamentos de circonio (Ti-Grado 5) Ø 5,0 - Tornillo incl.
	IIIoT-34-A	Análogo de implante (Acero inoxidable) Ø 3,4
	IIIoT-41-A	Análogo de implante (Acero inoxidable) Ø 4,1
	IIIoT-50-A	Análogo de implante (Acero inoxidable) Ø 5,0
	IIIoT-20-T	Tornillo (TiAL6V4) Ø 3,4/ 4,1/5,0 M 2,0

Compatibles con el sistema de implantes **Active®** de Nobel Biocare

	NBA-35-R-15	Pilar recto para cementar (Ti-Grado 5), NP Ø 3,5 AG 1,5 mm - Tornillo incl.
	NBA-35-R-30	Pilar recto para cementar (Ti-Grado 5), NP Ø 3,5 AG 3,0 mm - Tornillo incl.
	NBA-39-R-15	Pilar recto para cementar (Ti-Grado 5), RP Ø 3,9 AG 1,5 mm - Tornillo incl.
	NBA-39-R-30	Pilar recto para cementar (Ti-Grado 5), RP Ø 3,9 AG 3,0 mm - Tornillo incl.
	NBA-35-I-C-15	Pilar angulado (18°) para cementar (Ti-Grado 5), NP Ø 3,5 AG 1,5 mm "Cara" - Tornillo incl.
	NBA-35-I-V-15	Pilar angulado (18°) para cementar (Ti-Grado 5), NP Ø 3,5 AG 1,5 mm "Vertice" - Tornillo incl.
	NBA-35-I-C-30	Pilar angulado (18°) para cementar (Ti-Grado 5), NP Ø 3,5 AG 3,0 mm "Cara" - Tornillo incl.
	NBA-35-I-V-30	Pilar angulado (18°) para cementar (Ti-Grado 5), NP Ø 3,5 AG 3,0 mm "Vertice" - Tornillo incl.
	NBA-39-I-C-15	Pilar angulado (18°) para cementar (Ti-Grado 5), RP Ø 3,9 AG 1,5 mm "Cara" - Tornillo incl.
	NBA-39-I-C-30	Pilar angulado (18°) para cementar (Ti-Grado 5), RP Ø 3,9 AG 3,0 mm "Cara" - Tornillo incl.
	NBA-35-U	Pilar calcinable con base de oro (AuPd20Pt19) para sobrecolar NP Ø 3,5 (Antirrotatorio) - Tornillo incl.
	NBA-39-U	Pilar calcinable con base de oro (AuPd20Pt19) para sobrecolar RP Ø 3,9 (Antirrotatorio) - Tornillo incl.
	NBA-35-U-R	Pilar calcinable con base de oro (AuPd20Pt19) para sobrecolar NP Ø 3,5 (Rotatorio) - Tornillo incl.
	NBA-39-U-R	Pilar calcinable con base de oro (AuPd20Pt19) para sobrecolar RP Ø 3,9 (Rotatorio) - Tornillo incl.
	NBA-35-MR	Pilar Macizo recto para fresar (Ti-Grado 5), NP Ø 3,5 - Tornillo incl.
	NBA-39-MR	Pilar Macizo recto para fresar (Ti-Grado 5), RP Ø 3,9 - Tornillo incl.
	NBA-35-MI-C	Pilar Macizo angulado (18°) para cementar (Ti-Grado 5) NP Ø 3,5 "Cara" - Tornillo incl.
	NBA-35-MI-V	Pilar Macizo angulado (18°) para cementar (Ti-Grado 5) NP Ø 3,5 "Vertice" - Tornillo incl.
	NBA-39-MI-C	Pilar Macizo angulado (18°) para cementar (Ti-Grado 5) RP Ø 3,9 "Cara" - Tornillo incl.
	NBA-39-MI-V	Pilar Macizo angulado (18°) para cementar (Ti-Grado 5) RP Ø 3,9 "Vertice" - Tornillo incl.
	NBA-35-IF	Base de titanio para aditamentos de circonio (Ti- Grado 5) Ø 4,1 - Tornillo incl
	NBA-39-IF	Base de titanio para aditamentos de circonio (Ti- Grado 5) Ø 4,1 - Tornillo incl
	NBA-35-A	Análogo de implante (Acero inoxidable) NP Ø 3,5
	NBA-39-A	Análogo de implante (Acero inoxidable) RP Ø 3,9
	NBA-16-T	Tornillo (TiAL6V4) NP Ø 3,5 M 1,6

Los aditamentos de diámetros 39 mm se usa también con los diámetros superiores

Compatibles con el sistema de implantes **Brånemark®** de Nobel Biocare

	NBB-35-R-25	Pilar recto para cementar (Ti-Grado 5), Ø 3,5 AG 2,5mm - Tornillo incl.
	NBB-41-R-25	Pilar recto para cementar (Ti-Grado 5), Ø 4,1 AG 2,5mm - Tornillo incl.
	NBB-51-R-25	Pilar recto para cementar (Ti-Grado 5), Ø 5,1 AG 2,5mm - Tornillo incl.
	NBB-35-I-C-25	Pilar angulado (16°) para cementar (Ti-Grado 5), Ø 3,5 AG 2,5 mm "Cara" - Tornillo incl.
	NBB-35-I-V-25	Pilar angulado (16°) para cementar (Ti-Grado 5), Ø 3,5 AG 2,5 mm "Vertice" - Tornillo incl.
	NBB-41-I-C-25	Pilar angulado (16°) para cementar (Ti-Grado 5), Ø 4,1 AG 2,5 mm "Cara" - Tornillo incl.
	NBB-41-I-V-25	Pilar angulado (16°) para cementar (Ti-Grado 5), Ø 4,1 AG 2,5 mm "Vertice" - Tornillo incl.
	NBB-51-I-C-25	Pilar angulado (16°) para cementar (Ti-Grado 5), Ø 5,1 AG 2,5 mm "Cara" - Tornillo incl.
	NBB-35-U	Pilar calcinable con base de oro (AuPd20Pt19) para sobrecolar Ø 3,5 (Antirrotatorio) - Tornillo incl.
	NBB-41-U	Pilar calcinable con base de oro (AuPd20Pt19) para sobrecolar Ø 4,1 (Antirrotatorio) - Tornillo incl.
	NBB-51-U	Pilar calcinable con base de oro (AuPd20Pt19) para sobrecolar Ø 5,1 (Antirrotatorio) - Tornillo incl.
	NBB-41-U-R	Pilar calcinable con base de oro (AuPd20Pt19) para sobrecolar Ø 4,1 (Rotatorio) - Tornillo incl.
	NBB-35-IF	Base de titanio para aditamentos de circonio (Ti- Grado 5) Ø 3,5 - Tornillo incl.
	NBB-41-IF	Base de titanio para aditamentos de circonio (Ti- Grado 5) Ø 4,1 - Tornillo incl.
	NBB-51-IF	Base de titanio para aditamentos de circonio (Ti- Grado 5) Ø 5,1 - Tornillo incl.
	NBB-35-A	Análogo de implante (Acero inoxidable) Ø 3,5
	NBB-41-A	Análogo de implante (Acero inoxidable) Ø 4,1
	NBB-51-A	Análogo de implante (Acero inoxidable) Ø 5,1
	NBB-16-T	Tornillo (TiAL6V4) Ø 3,5 M 1,6
	NBB-20-T	Tornillo (TiAL6V4) Ø 4,1 M 2,0
	NBB-25-T	Tornillo (TiAL6V4) Ø 5,1 M 2,5

Compatibles con el sistema de implantes **Replace Select®** de Nobel Biocare

	NBRS-35-R-10	Pilar recto para cementar (Ti-Grado 5) Ø 3,5 AG 1,0 mm - Tornillo incl.
	NBRS-35-R-25	Pilar recto para cementar (Ti-Grado 5) Ø 3,5 AG 2,5 mm - Tornillo incl.
	NBRS-43-R-10	Pilar recto para cementar (Ti-Grado 5) Ø 4,3 AG 1,0 mm - Tornillo incl.
	NBRS-43-R-25	Pilar recto para cementar (Ti-Grado 5) Ø 4,3 AG 2,5 mm - Tornillo incl.
	NBRS-50-R-10	Pilar recto para cementar (Ti-Grado 5) Ø 5,0 AG 1,0 mm - Tornillo incl.
	NBRS-50-R-25	Pilar recto para cementar (Ti-Grado 5) Ø 5,0 AG 2,5 mm - Tornillo incl.
	NBRS-60-R-10	Pilar recto para cementar (Ti-Grado 5) Ø 6,0 AG 1,0 mm - Tornillo incl.
	NBRS-60-R-25	Pilar recto para cementar (Ti-Grado 5) Ø 6,0 AG 2,5 mm - Tornillo incl.
	NBRS-35-I-C-10	Pilar angulado (16°) para cementar (Ti-Grado 5) Ø 3,5 AG 1,0 mm "Cara" - Tornillo incl.
	NBRS-35-I-V-10	Pilar angulado (16°) para cementar (Ti-Grado 5) Ø 3,5 AG 1,0 mm "Vertice" - Tornillo incl.
	NBRS-35-I-C-25	Pilar angulado (16°) para cementar (Ti-Grado 5) Ø 3,5 AG 2,5 mm "Cara" - Tornillo incl.
	NBRS-35-I-V-25	Pilar angulado (16°) para cementar (Ti-Grado 5) Ø 3,5 AG 2,5 mm "Vertice" - Tornillo incl.
	NBRS-43-I-C-10	Pilar angulado (16°) para cementar (Ti-Grado 5) Ø 4,3 AG 1,0 mm "Cara" - Tornillo incl.
	NBRS-43-I-V-10	Pilar angulado (16°) para cementar (Ti-Grado 5) Ø 4,3 AG 1,0 mm "Vertice" - Tornillo incl.
	NBRS-43-I-C-25	Pilar angulado (16°) para cementar (Ti-Grado 5) Ø 4,3 AG 2,5 mm "Cara" - Tornillo incl.
	NBRS-43-I-V-25	Pilar angulado (16°) para cementar (Ti-Grado 5) Ø 4,3 AG 2,5 mm "Vertice" - Tornillo incl.
	NBRS-50-I-C-10	Pilar angulado (16°) para cementar (Ti-Grado 5) Ø 5,0 AG 1,0 mm "Cara" - Tornillo incl.
	NBRS-50-I-V-10	Pilar angulado (16°) para cementar (Ti-Grado 5) Ø 5,0 AG 1,0 mm "Vertice" - Tornillo incl.
	NBRS-50-I-C-25	Pilar angulado (16°) para cementar (Ti-Grado 5) Ø 5,0 AG 2,5 mm "Cara" - Tornillo incl.
	NBRS-50-I-V-25	Pilar angulado (16°) para cementar (Ti-Grado 5) Ø 5,0 AG 2,5 mm "Vertice" - Tornillo incl.
	NBRS-60-I-C-10	Pilar angulado (16°) para cementar (Ti-Grado 5) Ø 6,0 AG 1,0 mm "Cara" - Tornillo incl.
	NBRS-60-I-V-10	Pilar angulado (16°) para cementar (Ti-Grado 5) Ø 6,0 AG 1,0 mm "Vertice" - Tornillo incl.
	NBRS-60-I-C-25	Pilar angulado (16°) para cementar (Ti-Grado 5) Ø 6,0 AG 2,5 mm "Cara" - Tornillo incl.
	NBRS-60-I-V-25	Pilar angulado (16°) para cementar (Ti-Grado 5) Ø 6,0 AG 2,5 mm "Vertice" - Tornillo incl.
	NBRS-35-U	Pilar calcinable con base de oro (AuPd20Pt19) para sobrecolar Ø 3,5 (Antirrotatorio) - Tornillo incl.
	NBRS-43-U	Pilar calcinable con base de oro (AuPd20Pt19) para sobrecolar Ø 4,3 (Antirrotatorio) - Tornillo incl.
	NBRS-50-U	Pilar calcinable con base de oro (AuPd20Pt19) para sobrecolar Ø 5,0 (Antirrotatorio) - Tornillo incl.
	NBRS-60-U	Pilar calcinable con base de oro (AuPd20Pt19) para sobrecolar Ø 6,0 (Antirrotatorio) - Tornillo incl.
	NBRS-35-U-R	Pilar calcinable con base de oro (AuPd20Pt19) para sobrecolar Ø 3,5 (Rotatorio) - Tornillo incl.
	NBRS-43-U-R	Pilar calcinable con base de oro (AuPd20Pt19) para sobrecolar Ø 4,3 (Rotatorio) - Tornillo incl.
	NBRS-50-U-R	Pilar calcinable con base de oro (AuPd20Pt19) para sobrecolar Ø 5,0 (Rotatorio) - Tornillo incl.
	NBRS-50-MR	Pilar macizo recto para fresar (Ti-Grado 5) Ø 5,0 - Tornillo incl.
	NBRS-60-MR	Pilar macizo recto para fresar (Ti-Grado 5) Ø 6,0 - Tornillo incl.
	NBRS-35-IF	Base de titanio para aditamentos de circonio (Ti- Grado 5) Ø 3,5 - Tornillo incl.
	NBRS-43-IF	Base de titanio para aditamentos de circonio (Ti- Grado 5) Ø 4,3 - Tornillo incl.
	NBRS-50-IF	Base de titanio para aditamentos de circonio (Ti- Grado 5) Ø 5,0 - Tornillo incl.
	NBRS-60-IF	Base de titanio para aditamentos de circonio (Ti- Grado 5) Ø 6,0 - Tornillo incl.
	NBRS-35-A	Análogo de implante (Acero inoxidable) Ø 3,5
	NBRS-43-A	Análogo de implante (Acero inoxidable) Ø 4,3
	NBRS-50-A	Análogo de implante (Acero inoxidable) Ø 5,0
	NBRS-60-A	Análogo de implante (Acero inoxidable) Ø 6,0
	NBRS-18-T	Tornillo (TiAL6V4) Ø 3,5 M 1,8
	NBRS-20-T	Tornillo (TiAL6V4) Ø 4,3/5,0/6,0 M 2,0
	NBRS-35-PI-14	Poste de impresión cubeta abierta (Acero inoxidable) Ø 3,5 A 14 mm
	NBRS-43-PI-14	Poste de impresión cubeta abierta (Acero inoxidable) Ø 4,3 A 14 mm
	NBRS-50-PI-14	Poste de impresión cubeta abierta (Acero inoxidable) Ø 5,0 A 14 mm
	NBRS-35-PI-19	Poste de impresión cubeta abierta (Acero inoxidable) Ø 3,5 A 19 mm
	NBRS-43-PI-19	Poste de impresión cubeta abierta (Acero inoxidable) Ø 4,3 A 19 mm
	NBRS-50-PI-19	Poste de impresión cubeta abierta (Acero inoxidable) Ø 5,0 A 19 mm



Compatibles con el sistema de implantes **SynOcta®** de Straumann

	SSO-35-R	Pilar recto para cementar (Ti-Grado 5), NN Ø 3,5 - Tornillo incl.	Typ A = inclinado en cara Typ B = inclinado en vértice
	SSO-48-R	Pilar recto para cementar (Ti-Grado 5), RN Ø 4,8 - Tornillo incl.	
	SSO-48-R-2	Pilar recto para cementar (Ti-Grado 5), (Alt.+2mm) RN Ø 4,8 - Tornillo incl.	
	SSO-65-R	Pilar recto para cementar (Ti-Grado 5), WN Ø 6,5 - Tornillo incl.	
	SSO-48-MR-40	Pilar macizo recto para cementar (Ti-Grado 5), RN Ø 4,8 altura 4,0 con rosca	
	SSO-48-MR-55	Pilar macizo recto para cementar (Ti-Grado 5), RN Ø 4,8 altura 5,5 con rosca	
	SSO-48-MR-70	Pilar macizo recto para cementar (Ti-Grado 5), RN Ø 4,8 altura 7,0 con rosca	
	SSO-65-MR-40	Pilar macizo recto para cementar (Ti-Grado 5), WN Ø 6,5 altura 4,0 con rosca	
	SSO-35-MR	Pilar macizo recto para fresar (Ti-Grado 5), NN Ø 3,5 - Tornillo incl.	
	SSO-48-MR	Pilar macizo recto para fresar (Ti-Grado 5), RN Ø 4,8 - Tornillo incl.	
	SSO-65-MR	Pilar macizo recto para fresar (Ti-Grado 5), WN Ø 6,5 - Tornillo incl.	
	SSO-35-I-C	Pilar angulado (16°) para cementar (Ti-Grado 5), NN Ø 3,5 "Cara" - Tornillo incl.	
	SSO-48-I-C	Pilar angulado (16°) para cementar (Ti-Grado 5), RN Ø 4,8 "Cara" - Tornillo incl.	
	SSO-48-I-V	Pilar angulado (16°) para cementar (Ti-Grado 5), RN Ø 4,8 "Vertice" - Tornillo incl.	
	SSO-48-I-C-21	Pilar angulado (21°) para cementar (Ti-Grado 5), RN Ø 4,8 "Cara" - Tornillo incl.	
	SSO-48-I-V-21	Pilar angulado (21°) para cementar (Ti-Grado 5), RN Ø 4,8 "Vertice" - Tornillo incl.	
	SSO-65-I-C	Pilar angulado (16°) para cementar (Ti-Grado 5), WN Ø 6,5 "Cara" - Tornillo incl.	
	SSO-35-U	Pilar calcinable con base de oro (AuPd20Pt19) para sobrecolar, NN Ø 3,5 - Tornillo incl.	
	SSO-48-U	Pilar calcinable con base de oro (AuPd20Pt19) para sobrecolar, RN Ø 4,8 - Tornillo incl.	
	SSO-65-U	Pilar calcinable con base de oro (AuPd20Pt19) para sobrecolar, WN Ø 6,5 - Tornillo incl.	
	SSO-35-U-R	Pilar calcinable con base de oro (AuPd20Pt19) para sobrecolar, NN Ø 3,5 (Rotatorio) - Tornillo incl.	
	SSO-48-U-R	Pilar calcinable con base de oro (AuPd20Pt19) para sobrecolar, RN Ø 4,8 (Rotatorio) - Tornillo incl.	
	SSO-65-U-R	Pilar calcinable con base de oro (AuPd20Pt19) para sobrecolar, WN Ø 6,5 (Rotatorio) - Tornillo incl.	
	SSO-35-IF	Base de titanio para aditamentos de circonio (Ti- Grado 5) Ø 3,5 - Tornillo incl.	
	SSO-48-IF	Base de titanio para aditamentos de circonio (Ti- Grado 5) Ø 4,8 - Tornillo incl.	
	SSO-65-IF	Base de titanio para aditamentos de circonio (Ti- Grado 5) Ø 6,5 - Tornillo incl.	
	SSO-35-A	Análogo de implante (Acero inoxidable) NN Ø 3,5	
	SSO-48-A	Análogo de implante (Acero inoxidable) RN Ø 4,8	
	SSO-65-A	Análogo de implante (Acero inoxidable) WN Ø 6,5	
	SSO-18-T	Tornillo (TiAL6V4) NN M 1,8	
	SSO-20-T	Tornillo (TiAL6V4) para fijación de pilares rectos y angulados, RN/WN M 2,0	
	SSO-20-T-A	Tornillo (TiAL6V4) para fijación de pilares calcinables y macizos, RN/WN M 2,0 - (Anterior)	
	SSO-20-T-N	Tornillo (TiAL6V4) para fijación de pilares calcinables y macizos, RN/WN M 2,0 - (Nuevo)	
	SSO-35-PI-11	Poste de impresión cubeta abierta (Acero inoxidable) NN Ø 3,5 A 11 mm	
	SSO-35-PI-16	Poste de impresión cubeta abierta (Acero inoxidable) NN Ø 3,5 A 16 mm	
	SSO-48-PI-12	Poste de impresión cubeta abierta (Acero inoxidable) RN Ø 4,8 A 12,3 mm	
	SSO-48-PI-17	Poste de impresión cubeta abierta (Acero inoxidable) RN Ø 4,8 A 17,3 mm	
	SSO-65-PI-12	Poste de impresión cubeta abierta (Acero inoxidable) WN Ø 6,5 A 12,4 mm	
	SSO-65-PI-17	Poste de impresión cubeta abierta (Acero inoxidable) WN Ø 6,5 A 17,4 mm	

Compatibles con el sistema de implantes **Tapered Srew Vent®** de Zimmer Dental

	ZTSV-35-R-25	Pilar recto para cementar (Ti-Grado 5), Ø 3,5 - Tornillo incl.	
	ZTSV-45-R-25	Pilar recto para cementar (Ti-Grado 5), Ø 4,5 - Tornillo incl.	
	ZTSV-57-R-25	Pilar recto para cementar (Ti-Grado 5), Ø 5,7 - Tornillo incl.	
	ZTSV-35-I-C-25	Pilar angulado (16°) para cementar (Ti-Grado 5), Ø 3,5 "Cara" - Tornillo incl.	
	ZTSV-35-I-V-25	Pilar angulado (16°) para cementar (Ti-Grado 5), Ø 3,5 "Vertice" - Tornillo incl.	
	ZTSV-45-I-C-25	Pilar angulado (16°) para cementar (Ti-Grado 5), Ø 4,5 "Cara" - Tornillo incl.	
	ZTSV-45-I-V-25	Pilar angulado (16°) para cementar (Ti-Grado 5), Ø 4,5 "Vertice" - Tornillo incl.	
	ZTSV-57-I-C-25	Pilar angulado (16°) para cementar (Ti-Grado 5), Ø 5,7 "Cara" - Tornillo incl.	
	ZTSV-57-I-V-25	Pilar angulado (16°) para cementar (Ti-Grado 5), Ø 5,7 "Vertice" - Tornillo incl.	
	ZTSV-35-U	Pilar calcinable con base de oro (AuPd20Pt19) para sobrecolar, Ø 3,5 (Antirrotatorio) - Tornillo incl.	
	ZTSV-45-U	Pilar calcinable con base de oro (AuPd20Pt19) para sobrecolar, Ø 4,5 (Antirrotatorio) - Tornillo incl.	
	ZTSV-57-U	Pilar calcinable con base de oro (AuPd20Pt19) para sobrecolar, Ø 5,7 (Antirrotatorio) - Tornillo incl.	
	ZTSV-35-MR	Pilar macizo recto para fresar (Ti-Grado 5), Ø 3,5 - Tornillo incl.	
	ZTSV-45-MR	Pilar macizo recto para fresar (Ti-Grado 5), Ø 4,5 - Tornillo incl.	
	ZTSV-57-MR	Pilar macizo recto para fresar (Ti-Grado 5), Ø 5,7 - Tornillo incl.	
	ZTSV-35-IF	Base de titanio para aditamentos de circonio (Ti- Grado 5) Ø 3,5 - Tornillo incl.	
	ZTSV-45-IF	Base de titanio para aditamentos de circonio (Ti- Grado 5) Ø 4,5 - Tornillo incl.	
	ZTSV-57-IF	Base de titanio para aditamentos de circonio (Ti- Grado 5) Ø 5,7 - Tornillo incl.	
	ZTSV-35-A	Análogo de implante (Acero inoxidable) Ø 3,5	
	ZTSV-45-A	Análogo de implante (Acero inoxidable) Ø 4,5	
	ZTSV-57-A	Análogo de implante (Acero inoxidable) Ø 5,7	
	ZTSV-18-T	Tornillo (TiAL6V4) Ø 3,5/4,5/5,7 M 1,8	

INNOVATIVE PRODUCTS MADE IN EUROPE

Fabricante de Productos Dentales
para Clínica y Laboratorio

Distribuidor en Europa,
Centro y Sudamérica y África



c/ Isabel Colbrand 10 Nave 147
E-28050 Madrid - España
Tel. + 34 91 736 23 17
Fax + 34 91 736 23 18
info@kuss-dental.com
skype: kuss-dental

www.kuss-dental.com



Management
System
ISO 9001:2008

www.tuv.com
ID: 8105038979

