



roeko



roeko

Dental World 2009/10

Deutsch

coltène 
whaledent®

Roeko Dental World

Sehr geehrter Kunde,

Unsere Firma produziert und vertreibt seit über 90 Jahren zahnärztliche ROEKO Verbrauchsartikel und Zahnärzte auf der ganzen Welt vertrauen auf die hervorragende Qualität unserer Produkte. Im Januar 1995 übernahmen wir die Produktion und den Vertrieb der HANEL Okklusionsprüfmittel.

Seit Januar 2002 gehört ROEKO zur weltweit tätigen Coltène/Whaledent Dental Gruppe und seit Juni 2002 arbeiten wir unter der neuen Firmierung Coltène/Whaledent GmbH + Co. KG. Unsere Erfolgsgeschichte setzt sich dank Ihrer Unterstützung fort. Vor Ihnen liegt eine Übersicht unseres Produktsortiments mit speziellem Schwerpunkt Endodontie.

roeko ONE COAT™ 70
ONE COMPONENT LIGHT CURED SELF-ETCHING ADHESIVE

HANEL ParaPost®

ParaPost® CEMENT™

BioSonic®

AFFINIS® DIATECH®
PREMIUM ROTARY INSTRUMENTS

ONE COAT™ BOND TENAX®

AFFINIS® PRECIOUS *Speedex*

Miris²

TempoSIL® ParaPost® ParaCore

PerFect® TCS II

SYNERGY® D6 PRESIDENT

Magic FoamCord®

DuoTEMP®

Col Temp NATURAL

Coltolux®

HYGENIC

JET BLUE BITE

TMS®

BRILLIANT

coltène
whaledent®



1 Endodontie

Vitalitätskontrolle	Seite	6
Wurzelkanalaufbereitung	Seite	6 / 7
Wurzelkanaltrocknung	Seite	8 - 10
Temporäre Versorgung	Seite	10
Wurzelkanalobturation	Seite	11 - 15



2 Behandlungshilfen

Feuchtigkeitskontrolle	Seite	18 - 24
Kofferdam	Seite	23 - 24
Wundversorgung	Seite	25 - 27
Chirurgisches Nahtmaterial	Seite	26 - 27



3 Hygiene

Handschuhe	Seite	30
Mundschutz	Seite	31
Patientenumhänge	Seite	32
Kopfschutztaschen	Seite	33
Schlauchüberzüge	Seite	33



4 Prothetik

Präparation und Imprägnierung	Seite	36 - 37
Retraktionsfaden	Seite	36



5 Adhäsive/Restauration

Temporäre Restaurationen	Seite	37
--------------------------	-------	----



Übersicht

roeko

Indikation/Technik	Produkt/Anwendung	Produktname	Seite
Vitalitätskontrolle	Kältespray	Endo-Frost	6
		Endo-Frost Pellets	6
Wurzelkanalaufbereitung	Wurzelkanalinstrumente und Zubehör	K-Feilen	6
		H-Feilen	6
		Reamer	6
		Stopper	7
		Endo-Rac	7
		Steribox	7
		Steripapier	7
		Endo Messgeräte	7
		Ablageschwämmchen	7
		CanalBrush	7
Wurzelkanaltrocknung	Papierspitzen	Top color	8
		Color	9
		Weiss	9
		Conventional	10
Temporäre Versorgung	Temporäre Einlagen	Calciumhydroxid PLUS Spitzen	10
		activ point Chlorhexidin-Spitzen	10
Wurzelkanalobturation	Permanenter Sealer	RoekoSeal	11
	Kaltfüllsystem	GuttaFlow®/GuttaFlow® FAST	12
	Guttaperchaspitzen	Top color	13
		Color	13
		Rosa/Pink	13 - 14
		Conventional	14
		Greater Taper	14
	Retention Points	14	
	Instrumente	Spreader NiTi	15
		Spreader	15
Plugger		15	

Vitalitätskontrolle / Wurzelkanalinstrumente

Endodontie

Behandlungshilfen

Hygiene

Prothetik

Adhäsive/Restauration

Produkt																																																			
	Roeko Endo-Frost 240 000 Kältespray, 200 ml – Temperatur -50 °C – mit Applikationsröhrchen für gezielte Applikation – zum Vereisen von Pellets und Watterollen – geruchsneutral																																																		
		Roeko Endo-Frost Pellets 240 001 Schaumstoffpellets, ca. 4 x 4 x 4 mm, 500 Stk. Die Schaumstoffpellets werden mit Kältespray gekühlt, um die Vitalität des Zahnes zu testen. Die Solomat-Spender der Größe 0 und 1 eignen sich zur Einzelentnahme der Pellets.																																																	
Roeko Wurzelkanalinstrumente Wurzelkanalaufbereitungsinstrumente – rostfreier Stahl – flexibel – gratfrei, mit höchster Präzision geschliffen – optimale Schneidleistung – die Form der Stopper kennzeichnet die Art des Instruments – sterilisierbar																																																			
Roeko K-Feilen (ISO) Länge 25 mm																																																			
 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Set</th> <th>6 Stk.</th> <th>Größe</th> <th>6 Stk.</th> <th>Größe</th> <th>6 Stk.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15–40</td> <td>381 154</td> <td>8</td> <td>381 008</td> <td>40</td> <td>381 040</td> </tr> <tr> <td>45–80</td> <td>381 458</td> <td>10</td> <td>381 010</td> <td>45</td> <td>381 045</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>15</td> <td>381 015</td> <td>50</td> <td>381 050</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>20</td> <td>381 020</td> <td>55</td> <td>381 055</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>25</td> <td>381 025</td> <td>60</td> <td>381 060</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>30</td> <td>381 030</td> <td>70</td> <td>381 070</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>35</td> <td>381 035</td> <td>80</td> <td>381 080</td> </tr> </tbody> </table>	Set	6 Stk.	Größe	6 Stk.	Größe	6 Stk.	15–40	381 154	8	381 008	40	381 040	45–80	381 458	10	381 010	45	381 045			15	381 015	50	381 050			20	381 020	55	381 055			25	381 025	60	381 060			30	381 030	70	381 070			35	381 035	80	381 080		
	Set	6 Stk.	Größe	6 Stk.	Größe	6 Stk.																																													
	15–40	381 154	8	381 008	40	381 040																																													
	45–80	381 458	10	381 010	45	381 045																																													
			15	381 015	50	381 050																																													
			20	381 020	55	381 055																																													
			25	381 025	60	381 060																																													
			30	381 030	70	381 070																																													
			35	381 035	80	381 080																																													
	Roeko H-Feilen (ISO) Länge 25 mm																																																		
 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Set</th> <th>6 Stk.</th> <th>Größe</th> <th>6 Stk.</th> <th>Größe</th> <th>6 Stk.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15–40</td> <td>382 154</td> <td>8</td> <td>382 008</td> <td>40</td> <td>382 040</td> </tr> <tr> <td>45–80</td> <td>382 458</td> <td>10</td> <td>382 010</td> <td>45</td> <td>382 045</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>15</td> <td>382 015</td> <td>50</td> <td>382 050</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>20</td> <td>382 020</td> <td>55</td> <td>382 055</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>25</td> <td>382 025</td> <td>60</td> <td>382 060</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>30</td> <td>382 030</td> <td>70</td> <td>382 070</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>35</td> <td>382 035</td> <td>80</td> <td>382 080</td> </tr> </tbody> </table>	Set	6 Stk.	Größe	6 Stk.	Größe	6 Stk.	15–40	382 154	8	382 008	40	382 040	45–80	382 458	10	382 010	45	382 045			15	382 015	50	382 050			20	382 020	55	382 055			25	382 025	60	382 060			30	382 030	70	382 070			35	382 035	80	382 080		
	Set	6 Stk.	Größe	6 Stk.	Größe	6 Stk.																																													
	15–40	382 154	8	382 008	40	382 040																																													
	45–80	382 458	10	382 010	45	382 045																																													
			15	382 015	50	382 050																																													
			20	382 020	55	382 055																																													
			25	382 025	60	382 060																																													
			30	382 030	70	382 070																																													
			35	382 035	80	382 080																																													
	Roeko Reamer (ISO) Länge 25 mm																																																		
 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Set</th> <th>6 Stk.</th> <th>Größe</th> <th>6 Stk.</th> <th>Größe</th> <th>6 Stk.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15–40</td> <td>380 154</td> <td>8</td> <td>380 008</td> <td>40</td> <td>380 040</td> </tr> <tr> <td>45–80</td> <td>380 458</td> <td>10</td> <td>380 010</td> <td>45</td> <td>380 045</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>15</td> <td>380 015</td> <td>50</td> <td>380 050</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>20</td> <td>380 020</td> <td>55</td> <td>380 055</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>25</td> <td>380 025</td> <td>60</td> <td>380 060</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>30</td> <td>380 030</td> <td>70</td> <td>380 070</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>35</td> <td>380 035</td> <td>80</td> <td>380 080</td> </tr> </tbody> </table>	Set	6 Stk.	Größe	6 Stk.	Größe	6 Stk.	15–40	380 154	8	380 008	40	380 040	45–80	380 458	10	380 010	45	380 045			15	380 015	50	380 050			20	380 020	55	380 055			25	380 025	60	380 060			30	380 030	70	380 070			35	380 035	80	380 080		
	Set	6 Stk.	Größe	6 Stk.	Größe	6 Stk.																																													
	15–40	380 154	8	380 008	40	380 040																																													
	45–80	380 458	10	380 010	45	380 045																																													
			15	380 015	50	380 050																																													
			20	380 020	55	380 055																																													
			25	380 025	60	380 060																																													
			30	380 030	70	380 070																																													
		35	380 035	80	380 080																																														

Wurzelkanalinstrumente und Zubehör

Produkt			
	Roeko Stopper Für Roeko Wurzelkanalinstrumente – aus Silikon – röntgensichtbar	50 Stk.	331 000
	Roeko Endo-Rac Instrumententräger zur optimalen Zusammenstellung und Sterilisation der Roeko Wurzelkanalinstrumente. – ergonomisches Oberflächendesign – Längenskala für die Platzierung des Stoppers – handlich und kompakt – sterilisierbar im Autoklav, Chemiklav und Heissluftsterilisator – Chrom-Nickel-Stahl – Abmessungen: 87 × 82 × 20 mm		332 000
	Roeko Steribox Zur Sterilisation und Aufbewahrung des Endo-Rac. Abmessungen: 94 × 89 × 32 mm		332 010
	Roeko Sterilisationspapier nach DIN EN 868-2 für REF 332 010 – mit Indikator	500 Stk.	332 020
	Roeko Endo Messgeräte Kompakte und handliche Messgeräte zur Vorbereitung und Sterilisation von Instrumenten vor der Wurzelkanalbehandlung. Ideal zur Einstellung der Arbeitslänge von Wurzelkanalinstrumenten, Papier-, Guttapercha-, Calciumhydroxid PLUS und activ point Spitzen.		
	Typ C Chrom-Nickel-Stahl mit speziell gehärteter Oberfläche – sterilisierbar im Autoklav und Chemiklav – ø 33 mm, für 8 Instrumente, ohne Ablageschwämmchen	330 001	
	Typ CS Chrom-Nickel-Stahl mit speziell gehärteter Oberfläche – sterilisierbar im Autoklav und Chemiklav – ø 48 mm, für 12 Instrumente, mit Ablageschwämmchen	330 002	
	Roeko Ablageschwämmchen Für Endo Messgerät CS – autoklavierbar bis 134 °C	40 Stk.	330 003
	Roeko CanalBrush™ CanalBrush* ist ein äußerst flexibles Mikrobürstchen, welches aus Polypropylen besteht. Sie wird während Wurzelkanalbehandlungen zur Entfernung von Dentinspänen, Belägen und sonstigen Verunreinigungen im Kanal eingesetzt. Die äußerst kleine CanalBrush reinigt Teile des Wurzelkanals welche mit Feilen nicht erreicht werden können. Die Anwendung von CanalBrush erhöht den Reinigungseffekt von Spüllösungen (z.B. NaOCl, NaCl, H ₂ O ₂ , Alkohol, CHX) an der Wurzelkanaloberfläche beträchtlich. CanalBrush kann manuell mit drehender Bewegung eingesetzt werden. Noch effizienter ist der Einsatz eines Winkelstücks bei bis zu max. 600 Umdrehungen pro Minute. * Dieses Bürstchen soll nicht zum Spülen mit Chelaten im Wurzelkanal angewendet werden (lt. US Patent Nr. 6,179,617)		
	- besserer Reinigungseffekt als mit Feilen, ohne Erweiterung des Kanals - sehr flexibel, geringes Bruchrisiko		
	- vor Anwendung bei 134°C autoklavierbar - zur Applikation von Post Zement anwendbar - enthält Endo Stopper zur Längenkontrolle		
	Sortierung S, M, L 30 Stk. + Stopper 378 000		
	Größe S 10 Stk. + Stopper 378 020		
	Größe S 20 Stk. + Stopper 378 120		
	Größe S 50 Stk. + Stopper 378 220		
	Größe M 10 Stk. + Stopper 378 025		
	Größe M 20 Stk. + Stopper 378 125		
	Größe M 50 Stk. + Stopper 378 225		
	Größe L 10 Stk. + Stopper 378 030		
	Größe L 20 Stk. + Stopper 378 130		
	Größe L 50 Stk. + Stopper 378 230		

Papierspitzen

Produkt

**Roeko Papier-Spitzen**

Roeko Papier-Spitzen sind ideal zum Trocknen von Wurzelkanälen. Sie werden aus extrem saugstarkem Papier ohne Bindemittel hergestellt. Sie verbinden optimale Festigkeit mit hoher gleichbleibender Flexibilität und absoluter Masshaltigkeit.

- steril
- aus extrem saugstarkem Papier
- frei von Bindemitteln
- fest und doch flexibel zur einfachen Applikation
- vollautomatische Herstellung
- Länge: ISO und conventional \geq 25 mm

Roeko Papier-Spitzen Top color

Roeko Top color Papier-Spitzen verbinden die Vorteile der weissen und der ganz eingefärbten Spitzen (color). Die Teilfarbkodierung verhindert die Verwechslung von verschiedenen Größen. Die weisse Spitze erleichtert die Kontrolle der Wurzelkanalreinigung.

- weisse Spitzen, im oberen Teil farbcodiert

**(ISO)-Schiebeschachtel 200 Stk.**

15–40	344 596
15	344 515
20	344 520
25	344 525
30	344 530
35	344 535
40	344 540

(ISO)-Schiebeschachtel

45–80	344 597	90–140	344 598
45	344 545	90	344 590
50	344 550	100	344 591
55	344 555	110	344 592
60	344 560	120	344 593
70	344 570	130	344 594
80	344 580	140	344 595

(ISO)-Schiebeschachtel 500 Stk.

15–40	344 696
15	344 615
20	344 620
25	344 625
30	344 630
35	344 635
40	344 640

(ISO)-Schiebeschachtel 300 Stk.

45–80	344 697
45	344 645
50	344 650
55	344 655
60	344 660
70	344 670
80	344 680

**(ISO)-Cellpack**

15–40	344 896	45–80	344 897
15	344 815	45	344 845
20	344 820	50	344 850
25	344 825	55	344 855
30	344 830	60	344 860
35	344 835	70	344 870
40	344 840	80	344 880

Produkt

Roeko Papier-Spitzen color

Die Farbcodierung verhindert die Verwechslung verschiedener Größen. Bei Kontakt mit Feuchtigkeit erscheint die Farbe der Papierspitze intensiver – eine optimale Kontrolle auf Restfeuchtigkeit im Kanal. Natriumhypochlorit oder Wasserstoffperoxid bleichen die Spitze dagegen aus.

– farbcodiert mit pharmazeutisch und lebensmittelrechtlich zugelassenen Farben



(ISO)-Schiebeschachtel	200 Stk.	(ISO)-Schiebeschachtel	120 Stk.
15–40	340 201	45–80	340 202
15	340 215	45	340 245
20	340 220	50	340 250
25	340 225	55	340 255
30	340 230	60	340 260
35	340 235	70	340 270
40	340 240	80	340 280
		90–140	340 204
		90	340 290
		100	340 210
		110	340 211
		120	340 212
		130	340 213
		140	340 214

(ISO)-Schiebeschachtel	500 Stk.	(ISO)-Schiebeschachtel	300 Stk.
15–40	341 596	45–80	341 597
15	341 515	45	341 545
20	341 520	50	341 550
25	341 525	55	341 555
30	341 530	60	341 560
35	341 535	70	341 570
40	341 540	80	341 580

Roeko Papier-Spitzen weiss

Die weissen Spitzen ermöglichen die Kontrolle der Wurzelkanalreinigung.



(ISO)-Schiebeschachtel	200 Stk.	(ISO)-Schiebeschachtel	120 Stk.
15–40	340 154	45–80	340 458
15	340 015	45	340 045
20	340 020	50	340 050
25	340 025	55	340 055
30	340 030	60	340 060
35	340 035	70	340 070
40	340 040	80	340 080
		90–140	340 914
		90	340 090
		100	340 100
		110	340 110
		120	340 120
		130	340 130
		140	340 140

(ISO)-Schiebeschachtel	500 Stk.	(ISO)-Schiebeschachtel	300 Stk.
15–40	341 154	45–80	341 458
15	341 015	45	341 045
20	341 020	50	341 050
25	341 025	55	341 055
30	341 030	60	341 060
35	341 035	70	341 070
40	341 040	80	341 080

Trocknen des Wurzelkanals mit Papierspitzen

Papierspitzen / Temporäre Einlagen

Endodontie

Behandlungshilfen

Hygiene

Prothetik

Adhäsive/Restauration

Produkt

Roeko Papier-Spitzen conventional

Mit deutlich ausgeprägtem konischem Formverlauf eignen sich Roeko Papier-Spitzen conventional hervorragend zur Trocknung konventionell aufbereiteter Wurzelkanäle.

- weiss
- deutlich konische Form




Schiebeschachtel	200 Stk.	Schiebeschachtel	120 Stk.
XXF-XL	342 000	M	342 004
XXF	342 001	L	342 005
XF	342 002	XL	342 006
F	342 003		
Schiebeschachtel	500 Stk.	Schiebeschachtel	300 Stk.
XXF-XL	343 000	M	343 004
XXF	343 001	L	343 005
XF	343 002	XL	343 006
F	343 003		

Cellpack			180 Stk.
XXF-XL	346 000	M	346 004
XXF	346 001	L	346 005
XF	346 002	XL	346 006
F	346 003		

Roeko Calciumhydroxid PLUS Spitzen

Als temporäre Einlage in den Wurzelkanal Calciumhydroxid PLUS Spitzen sind eine hervorragende Alternative zu calciumhydroxidhaltigen Pasten. Sie sind einfach anzuwenden, praktisch und effektiv. Das Einsetzen der Spitzen bis zum Apex ist einfach. Calciumhydroxid wird im ganzen Kanal gleichmässig freigesetzt.

- sauberes Arbeiten - die Kavität wird nicht verschmiert
- zeitsparend - die Spitzen sind gebrauchsfertig
- kein Anmischen, leicht einzusetzen, leicht zu entfernen
- erhöhte Freisetzung von $Ca(OH)_2$, effektiver über einen längeren Zeitraum
- sicher




(ISO)-Schiebeschachtel	Länge: ≥ 27 mm		60 Stk.
15-40	366 896	45-80	366 897
15	366 815	45	366 845
20	366 820	50	366 850
25	366 825	55	366 855
30	366 830	60	366 860
35	366 835	70	366 870
40	366 840	80	366 880

Roeko activ point Chlorhexidin-Spitzen


Für die temporäre Einlage in den Wurzelkanal mit Chlorhexidin als Schutz vor Reinfektion. Die ISO-genormten Spitzen bestehen aus einer Guttapercha-Matrix mit 5 % Chlorhexidindiacetat. Chlorhexidin ist bekanntermassen auch in niedrigen Konzentrationen äusserst wirksam gegenüber Bakterien und vielen anderen Organismen einschliesslich Hefen und Pilzen.

- Darreichungsform als Spitze ermöglicht schnelles und sicheres Einbringen von Chlorhexidin in den Wurzelkanal
- röntgensichtbar
- leicht einzubringen, leicht zu entfernen




(ISO)-Schiebeschachtel	Länge: ≥ 27 mm		60 Stk.
15-40	367 296	45-80	367 297
15	367 215	45	367 245
20	367 220	50	367 250
25	367 225	55	367 255
30	367 230	60	367 260
35	367 235	70	367 270
40	367 240	80	367 280

Produkt



Roeko RoekoSeal – Erfolgreiche Endodontie leicht gemacht

RoekoSeal ist ein aussergewöhnlicher Wurzelkanalsealer. Seine chemischen und physikalischen Eigenschaften erfüllen alle Anforderungen an ein Wurzelkanalfüllungsmaterial. RoekoSeal verbindet hervorragende Materialeigenschaften wie exzellente Fließeigenschaften, keine Schrumpfung und äusserste Gewebeverträglichkeit mit einfacher Anwendung. Umständliche und unzuverlässige Dosierung entfällt. RoekoSeal ermöglicht einen hervorragenden Verschluss und setzt neue Standards hinsichtlich Qualität und Gewebeverträglichkeit in der Endodontie. Das Fließverhalten von RoekoSeal ist so gut, dass eine optimale Verteilung im Wurzelkanal gegeben und die Abfüllung von lateralen Kanälen möglich ist. Zelltests, Untersuchungen auf mutagene Wirkung und Sensibilisierungstests zeigten alle negative Befunde.



bei Füllung 3 Monate 12 Monate

Klinische Studie

Die Ergebnisse der Studie belegen deutlich die gute Ausheilung der periapikalen Parodontitis und zeigen den klinischen Erfolg von RoekoSeal.

Die Studie wurde veröffentlicht im Journal of Endodontics, 2003 Apr; 36(4): 296-301



Single Dose



Automix

Roeko RoekoSeal Automix

- gebrauchsfertig
- flexible Materialentnahme nach Bedarf
- homogen und hygienisch blasenfrei angemischt
- einfache Handhabung

Set	349 100
Doppelkammerapplikator	1 Stk.
Mischspitzen	12 Stk.

Nachfüllpackung	349 105
Mischspitzen	24 Stk.

Nachfüllpackung	349 102
Doppelkammerapplikator	1 Stk.



Roeko RoekoSeal Single Dose

- fertig portioniert
- hygienisch
- einfache Handhabung
- perfekt zur Vorbereitung vor der Behandlung
- ausreichend Material für die Abfüllung eines mehrwurzligen Zahnes


Blisterpackung	40 Stk.
Anmischblock	1 Stk.
Spatel	1 Stk.



Trocknen des Wurzelkanals mit Roeko Papierspitzen



Aufnahme von RoekoSeal mit einer Guttaperchaspitze



Positionieren im Kanal



Versiegelter Wurzelkanal



Kaltfüllsystem

Endodontie

Behandlungshilfen

Hygiene

Prothetik


Adhäsive/Restauration

Produkt



GuttaFlow® Zwei in Einem – Kaltfüllsystem für Wurzelkanäle

GuttaFlow® ist ein völlig neuartiges Füllsystem für die Obturation von Wurzelkanälen, das zwei Produkte in einem vereint: Guttapercha in Form von Pulver mit einer Korngröße kleiner als 30 µm und Sealer. Dieses neue Füllsystem arbeitet mit kalter, fließfähiger Guttapercha. Um die Anwendung zu perfektionieren wurde ein Applikationssystem entwickelt, das eine absolut einfache, sichere und hygienische Handhabung ermöglicht.



GuttaFlow®

- ist die erste nicht erwärmte, fließfähige Guttapercha, die nicht schrumpft
- erlaubt sehr einfaches Handling, da nur ein Masterpoint benötigt wird (Kondensation ist nicht erforderlich)
- hat ausgezeichnete Fließigenschaften, die eine optimale Verteilung im Wurzelkanal ermöglichen
- ist äußerst gewebeverträglich
- ermöglicht gute Wurzelstift-Präparation
- ist für ein Retreatment problemlos entfernbar
- gewährleistet einen sehr dichten Verschluss des Wurzelkanals
- ist gut röntgensichtbar für eine sichere Beurteilung des Behandlungsergebnisses
- Verarbeitungszeit: 10 – 15 Minuten
- Aushärungszeit: 25 – 30 Minuten

NEU! GuttaFlow® FAST

- Verarbeitungszeit: 4 – 5 Minuten
- Aushärungszeit: 8 – 10 Minuten
- GuttaFlow® FAST ermöglicht eine Verkürzung der gesamten Behandlungszeit. Dieser Zeitvorteil zeigt sich vor allem bei ein- oder zweikanaligen Zähnen.
- Das überschüssige Material an der Zugangskavität kann durch die schnellere Aushärtung des Materials zügiger entfernt werden.
- Der temporäre Wurzelkanalstift kann in der selben Sitzung mit der GuttaFlow® FAST Wurzelkanalfüllung platziert werden.

Mit GuttaFlow® erhält der Zahnarzt ein sicheres und zeitsparendes Wurzelkanalfüllungssystem.

Kapsel

GuttaFlow® besteht aus zwei Komponenten (Paste-Paste-System). Eine Spezialkapsel zum Einmalgebrauch garantiert exakte Dosierung und gutes Mischen. Kontaminierung ist ausgeschlossen.

Canal Tip – Schnelle, einfache und sichere Applikation

Zum einfachen Austragen des Materials wurde ein Canal Tip mit Luerlock-Verschluss entwickelt, das nach dem Anmischvorgang auf die Kapsel aufgeschraubt wird. Das Canal Tip ist biegsam, damit GuttaFlow® schnell und einfach appliziert werden kann.

Dispenser

Das Austragegerät hat eine verlängerte Frontpartie, um bei der Applikation eine bessere Reichweite zu ermöglichen. Durch die parallele Bewegung des Dispenserhebels kann kontrolliert appliziert werden.



Introkit GuttaFlow®		349 120	Refill Packung GuttaFlow®		349 130
GuttaFlow® Kapseln	20 Stk.		GuttaFlow® Kapseln	20 Stk.	
Canal Tips	20 Stk.		Canal Tips	20 Stk.	
Stopper	20 Stk.		Stopper	20 Stk.	
Adapter für RotoMix™*	3 Stk.		Refill Packung GuttaFlow® FAST		349 230
Dispenser	1 Stk.		GuttaFlow® FAST Kapseln	20 Stk.	
Retention Points ISO 30–60 (ohne ISO 55)	100 Stk.		Canal Tips	20 Stk.	
Guttapercha-Spitzen	60 Stk.		Stopper	20 Stk.	
Greater Taper 0.04 20–45			Refill Packung		349 132
Introkit GuttaFlow® FAST		349 220	Canal Tips	20 Stk.	
GuttaFlow® FAST Kapseln	20 Stk.		Stopper	20 Stk.	
Canal Tips	20 Stk.		Refill Packung		349 134
Stopper	20 Stk.		Combi Tips + Stopper	20 Stk.	
Adapter für RotoMix™*	3 Stk.		Refill Packung		349 133
Dispenser	1 Stk.		Adapter für RotoMix™*	3 Stk.	
Retention Points ISO 30-60 (ohne ISO 55)	100 Stk.		Dispenser		1 Stk. 349 131
Guttapercha-Spitzen	60 Stk.				
Greater Taper 0.04 20-45					

* RotoMix™ ist kein Warenzeichen von Coltène/Whaledent

Guttapercha-Spitzen

roeko

Produkt

Roeko Guttapercha-Spitzen Top color

Roeko Guttapercha-Spitzen Top color sind pink und zusätzlich entsprechend ihrer ISO-Größe im oberen Teil farbcodiert. Durch die rosa Spitze sind Verwechslungen mit Papierspitzen ausgeschlossen.

– Spitze pink, oben farbcodiert – Länge: ≥ 27 mm

(ISO)-Schiebeschachtel

100 Stk.

15–40	365 196	45–80	365 197	90–140	365 198
15	365 115	45	365 145	90	365 190
20	365 120	50	365 150	100	365 191
25	365 125	55	365 155	110	365 192
30	365 130	60	365 160	120	365 193
35	365 135	70	365 170	130	365 194
40	365 140	80	365 180	140	365 195

(ISO)-6 Röhrenchen

100 Stk.

15–40	365 396	45–80	365 397
15	365 315	45	365 345
20	365 320	50	365 350
25	365 325	55	365 355
30	365 330	60	365 360
35	365 335	70	365 370
40	365 340	80	365 380

Roeko Guttapercha-Spitzen color

Die Farbcodierung verhindert die Verwechslung verschiedener Größen und vereinfacht die Zuordnung zu ISO-aufbereiteten Wurzelkanälen. Farbcodiert mit pharmazeutisch und lebensmittelrechtlich zugelassenen Farben.

(ISO)-Schiebeschachtel

100 Stk.

15–40	362 154	45–80	362 458
15	362 015	45	362 045
20	362 020	50	362 050
25	362 025	55	362 055
30	362 030	60	362 060
35	362 035	70	362 070
40	362 040	80	362 080

Roeko Guttapercha-Spitzen pink**(ISO)-Schiebeschachtel**

100 Stk.

15–40	360 154	45–80	360 458	90–140	360 914
15	360 015	45	360 045	90	360 090
20	360 020	50	360 050	100	360 100
25	360 025	55	360 055	110	360 110
30	360 030	60	360 060	120	360 120
35	360 035	70	360 070	130	360 130
40	360 040	80	360 080	140	360 140

Guttapercha-Spitzen

roeko

Endodontie

Behandlungshilfen

Hygiene

Prothetik

Adhäsive/Restauration

Produkt



(ISO)-6 Röhren		100 Stk.	
15–40	361 154	45–80	361 458
15	361 015	45	361 045
20	361 020	50	361 050
25	361 025	55	361 055
30	361 030	60	361 060
35	361 035	70	361 070
40	361 040	80	361 080

Roeko Guttapercha-Spitzen conventional pink

Roeko Guttapercha-Spitzen conventional haben einen stark konischen Formverlauf. Sie sind für Kanäle, die mit konventionellen Instrumenten aufbereitet wurden, geeignet und lassen sich gut als Accessory-Spitzen einsetzen.



Schiebeschachtel Länge: ≥ 27 mm		100 Stk.	
XF-L (ohne FF)	364 018	MF	364 012
F+M	364 019	F	364 013
XXF	364 009	FM	364 014
XF	364 010	M	364 015
FF	364 011	L	364 017

Roeko Guttapercha-Spitzen Greater Taper

Roeko Greater Taper Guttapercha-Spitzen sind ideal für die Abfüllung von Wurzelkanälen, die mit GT Files, HERO, ProFile, Quantec etc. aufbereitet wurden. Am Anfang der Spitze entspricht der Durchmesser den ISO-Größen, dann folgt ein stärkerer konischer Verlauf als bei ISO.

– als EinzelGrößen und als Sortierungen lieferbar



Taper 4 % / 0.04 Schiebeschachtel		60 Stk.	Taper 6 % / 0.06 Schiebeschachtel		60 Stk.
20–45	361 746		20–45	361 846	
20	361 720		20	361 820	
25	361 725		25	361 825	
30	361 730		30	361 830	
35	361 735		35	361 835	
40	361 740		40	361 840	
45	361 745		45	361 845	

**Roeko Retention Points****Oberflächenstrukturierte Guttapercha-Spitzen**

Retention ist ein wichtiger Aspekt bei Wurzelfüllungen. Seit langem ist bekannt, dass Wurzelstifte (Posts) mit strukturierter Oberfläche größere mechanische Retention bieten als Wurzelstifte ohne diese Struktur. Mit den neuen Retention Points können wir dieses Konzept jetzt auch für Guttapercha-Spitzen bieten.

DIE VORTEILE:

- größere Kontaktfläche für GuttaFlow® und andere Sealer
- verbesserte mechanische Retention



(ISO)-Schiebeschachtel		100 Stk.
30–60 (ohne ISO 55)	365 495	
30	365 430	
35	365 435	
40	365 440	
45	365 445	
50	365 450	
55	365 455	
60	365 460	

Produkt

Roeko Spreader und Plugger

Laterale und vertikale Kondensation sind hervorragende Techniken zur Wurzelkanalfüllung. Roeko Spreader und Plugger sind qualitativ hochwertige Instrumente für diese Techniken. Sie haben strukturierte Handgriffe, sind ergonomisch und haltbar.

**Roeko Spreader NiTi**

Für laterale Kondensation

Die Spitzen sind aus Nickel-Titan und haben ein Formgedächtnis, so dass sie in ihre ursprüngliche Form zurückkehren. Die Spitzen sind flexibel und folgen der Krümmung des Kanals für eine effektive laterale Kondensation des Guttapercha auch im apikalen Drittel des Wurzelkanals. Durch die Flexibilität der Spitzen wird weniger Druck auf die Kanalwand ausgeübt.

- sehr leichtes Instrument, geringere Ermüdung
- Größenmarkierung durch Ringe im Griff

Größe	3 Stk.	Größe	1 Stk.
15–35	386 009	15	386 015
		25	386 025
		35	386 035

**Roeko Spreader**

Zur lateralen Kondensation

- Größenmarkierung durch Ringe im Griff
- Rostfreier Stahl

Größe	4 Stk.	Größe	1 Stk.
20–50	386 000	20	386 002
		30	386 003
		40	386 004
		50	386 005

**Roeko Plugger**

Zur vertikalen Kondensation

- Größenmarkierung durch Ringe im Griff
- Rostfreier Stahl
- mm-Längenskala

Größe	4 Stk.	Größe	1 Stk.
0.6–1.2 mm	386 100	0.6 mm	386 106
		0.8 mm	386 108
		1.0 mm	386 110
		1.2 mm	386 112

Laterale Kondensation mit Spreader



Vertikale Kondensation mit Plugger





Übersicht

roeko

Endodontie

Indikation/Technik	Produkt/Anwendung	Produktname	Seite
Feuchtigkeitskontrolle	Watterollen	Luna	18
		Luna Gold	18
		Luna for kids	18
		Cotton-roll	19
		Parotissroll	19
		Parotissroll anatomic	19
	Wattekügelchen	Wattekügelchen	20
		Etching Pellets	20
	Spender	Roll-o-mat	19
		Lunamat	19
		Parotimat	20
		Solomat-Click	20
		Solomat-N	21
		Solomat	21
	Absaugkanülen	Concorde II	22
		Adapter	22
		Doppeladapter	22
		Surgitip	22
		Surgitip-micro	23
		Absaugkanülen	23
Kofferdam	Flexi Dam non latex	23	
	Dental Dam Silicone non latex	23	
	Dental Dam (latex)	23	
	Dental Dam Set	23	
	Dental Dam Zubehör	24	
Wundversorgung	Gazestreifen	Gazestreifen	25
		Jodoform Tamponade	25
	Mulltupfer	Roeko-Swab	25
	Gelatine Tampon	Gelatamp	26
Chirurgisches Nahtmaterial	Atraumatische Nadel-Faden-Kombinationen	Sintraumal	26 - 27
	Chirurgische Fäden	Surgi-Fil	27

Behandlungshilfen

Hygiene

Prothetik

Adhäsive/Restauration

Watterollen

Endodontie

Behandlungshilfen

Hygiene

Prothetik

Adhäsive/Restauration

Produkt



roeko
Luna



Roeko Luna for kids – extra kurz und saugstark für kleine Mäuler

Luna for kids die Watterolle speziell für Kinder. Extra kurz lässt sie sich einfach im engen Kindermund platzieren und wieder entnehmen. Anders als reguläre, lange Watterollen übt Luna for kids bei den kleinen Patienten keinen unangenehmen Druck aus. So laufen Prophylaxebehandlungen, Füllungstherapien oder Versiegelungen störungsfreier ab.

Dank ihrer großen Saugkraft entfällt häufiges Wechseln der Watterolle. Luna for kids ist dauerhaft formstabil und schafft auch im kleinsten Kindermund viel Platz zum Arbeiten.

- extra kurz
- leicht zu platzieren in kleinen Mäulern ohne unangenehmen Druck auszuüben
- saugstark – erspart störendes Wechseln
- formstabil – effektives Abhalten von Wangen und Lippen

Größe	200 Stk.
2	100 032



Roeko Luna

Wirtschaftliches Arbeiten ohne störende und zeitraubende Unterbrechungen ist ein wichtiger Aspekt bei der zahnärztlichen Behandlung. Die Luna wurde für langanhaltende Saugleistung entwickelt, damit sie nicht so schnell erschöpft und dadurch ihre Abhalte- und Polsterfunktion möglichst lange erfüllen kann.

- exzellente Polsterwirkung
- dauerhafte Formstabilität schafft Platz zum Arbeiten
- langanhaltende Saugleistung erspart störendes Wechseln der Watterolle
- durch hermetisch verschlossene PE-Beutel vor Staub und Feuchtigkeit geschützt

Größe	300 g	Größe	500 Stk.	Größe	1000 Stk.
1	100 001	1	105 001	1	104 001
2	100 002	2	105 002	2	104 002
3	100 003	3	105 003	3	104 003
4	100 004	Nur für den Export		Nur für den Export	



Roeko Luna Gold - die hautfreundliche Watterolle der Extraklasse


Luna Gold ist eine einzigartige Watterolle – spürbar und sichtbar anders. Luna Gold ist mit einem hautfreundlichen Vlies umhüllt. Dieses Vlies verhindert, dass Fasern direkt mit der Schleimhaut des Patienten in Kontakt kommen. Luna Gold kann ohne vorheriges Befeuchten entfernt werden, Schleimhautreaktionen werden vermieden. Vor allem bei empfindlichen Patienten trägt dies entscheidend zum Patientenkomfort bei.

Die herausragende Qualität der Luna Gold ist sofort erkennbar – der Goldstreifen macht den Unterschied zu herkömmlichen Watterollen sichtbar.

Luna Gold ersetzt die bisherige Luna Comfort – bewährt hohe Qualität, anerkannter Patientenkomfort.

– hautfreundlich - keine Schleimhautreaktionen	Größe	300 g
– langanhaltende Saugleistung	1	109 121
– kein häufiges, störendes Wechseln	2	109 122
– dauerhaft formstabil – schafft Platz zum Arbeiten	3	109 123
– chlorfrei gebleicht	Größe	1000 Stk.
– Markenqualität Made in Germany.	1	109 101
	2	109 102
	3	109 103
	Nur für den Export	

Roll-o-mat Watterollenspende: ein kurzer Druck auf den Deckel genügt: nur eine Watterolle wird gespendet. Die restlichen bleiben vor Spraynebel und Staub geschützt.



Watterollenspender / Parotisroll

Produkt



Roeko Cotton-roll

Diese Watterolle aus reiner Baumwolle saugt besonders viel Speichel schnell auf.

- besonders saugstark
- weich und locker
- geschützt vor Staub und Feuchtigkeit durch hermetisch verschlossene PE-Beutel

Größe	1000 Stk.
1	104 011
2	104 012
3	104 013

Nur für den Export



Roeko Roll-o-mat

Das System funktioniert so einfach wie genial: ein kurzer Druck auf den Deckel genügt: nur eine Watterolle wird gespendet und bleibt zuverlässig auf der Spenderzunge liegen. Die restlichen bleiben vor Spraynebel und Staub geschützt. Der Roll-o-mat Watterollenspender ist in Kunststoff oder Chrom-Nickel-Stahl erhältlich und kann für Watterollen der Größen 1, 2 und 3 verwendet werden, vorausgesetzt sie haben Standardlänge (36–40 mm). Er eignet sich nicht zum Spenden der Luna for kids. Beide Spender können bei bis zu 134 °C autoklaviert werden.

Roeko Roll-o-mat Plastik, weiss	120 004	Roeko Roll-o-mat Chrom-Nickel-Stahl	120 005
Größe 134 x 100 x 48 mm		Größe 134 x 100 x 43.5 mm	



Roeko Lunamat

120 000

Durch Herausziehen der Schublade werden 2–3 Watterollen gespendet, die restlichen bleiben vor Spraynebel und Staub geschützt. Der Spender ist für Standard Watterollen der Größen 1, 2, 3 und 4 sowie für Luna for kids geeignet.



Roeko Parotisroll

Parotisroll ist eine einzigartige Watterolle aufgrund ihres integrierten Federstabes. Dieser Federstab gibt ihr Spannung durch die sich die Parotisroll selbst fixiert. Parotisroll schafft dort Platz wo er benötigt wird, um optimal und störungsfrei arbeiten zu können.

- **bukkal** übt Parotisroll einen sanften Druck auf die Parotis aus und reduziert so vorübergehend den Speichelfluss. Sie hält die Wange ab und hilft durch die Federwirkung den Mund geöffnet zu halten
- **lingual** klemmt sich die Parotisroll fest und hält dadurch die Zunge sanft nach unten ab
- **labial** hält die Parotisroll die Lippe ab. Ideal für die Verwendung in der kosmetischen Zahnheilkunde, Kieferorthopädie und bei der Behandlung von Kindern

Größe		100 Stk.	Größe		100 Stk.
1	ø 9 mm 80 mm	160 001	3	ø 10 mm 100 mm	160 003
2	ø 10 mm 80 mm	160 002	5	ø 8 mm 100 mm	160 005



Roeko Parotisroll anatomic by Dr. Hannelore Oberschachtsiek

160 013

Parotisroll anatomic ist die Parotisroll mit abgeflachten Enden. Die flachen Enden erleichtern das Einsetzen der Watterolle und reduzieren das Fremdkörpergefühl beim Patienten. Je weiter im distalen Bereich gearbeitet wird desto eher würgen die Patienten durch die veränderte Zungenposition oder versuchen die Watterolle schnell mit der Zunge nach vorne zu schieben. Parotisroll anatomic übt weniger Druck auf den Zungenrand aus als herkömmliche Watterollen. Die Behandlung von empfindlichen Patienten mit ausgeprägtem Würgereiz wird wesentlich erleichtert.

- Anatomische Form – durch abgeflachte Enden leichter zu platzieren als herkömmliche Watterollen
- Reduziertes Fremdkörpergefühl – erleichtert die Behandlung von empfindlichen Patienten mit ausgeprägtem Würgereiz
- Integrierter Federstab – Watterolle fixiert sich selbst, verrutscht nicht

50 Stk. in praktischer Spenderbox ø 10 mm, 100 mm



Parotisroll bukkal angewendet – die Rolle übt einen sanften Druck auf die Parotis aus und stoppt vorübergehend den Speichelfluss



Parotisroll lingual angewendet – Zunge wird sanft nach unten abgehalten



Parotisroll lingual angewendet – Lippe wird abgehalten



Wattekügelchen / Etching Pellets

Endodontie

Behandlungshilfen

Hygiene

Prothetik

Adhäsive/Restauration

Produkt



Roeko Parotimat

162 100

Zur bequemen Einzelentnahme und hygienischen Aufbewahrung von 50 Parotisroll und Parotisroll anatomic. Größe 112 x 103 x 82 mm



Roeko Wattekügelchen

Roeko Wattekügelchen sind besonders weich und saugstark. Vollautomatische Produktion und Materialqualität garantieren höchste Saugkraft, einheitliche Form und Größe.

Größe

000	ø 3.0 mm	1.5 g	210 000
00	ø 4.0 mm	4.0 g	210 100
0	ø 4.8 mm	4.0 g	210 110
1	ø 6.3 mm	10.0 g	210 111
2	ø 7.6 mm	10.0 g	210 112



Roeko Etching Pellets

Roeko Etching Pellets sind fest gepresste, zylindrisch geformte Pellets, ideal zur Verwendung mit Ätzzellen und -pasten.

Etching Pellets

- zylindrisch
- sehr fest in der Stärke

Größe		10 g
S	ø 2 mm	230 001
M	ø 3 mm	230 002
L	ø 4 mm	230 003



Roeko Solomat-Click

Der Spender besteht aus Entnahmerost mit Deckel, Refill und Edelstahlsockel. Diese Teile werden zusammen geklickt – fertig! Den Solomat-Click gibt es für vier verschiedene Größen (000, 00, 0, 1). Er wird mit dem praktischen Refill-System nachgefüllt. Der Edelstahlsockel sorgt für Stabilität. Der Entnahmerost mit den runden Stäben erleichtert die Einzelentnahme der Wattekügelchen. Ein Deckel schützt den Inhalt vor Spraynebel und Staub. Das Refill bildet den Hauptteil und kann nachgekauft werden.

Größe Spender	1 Stk.	Größe Refills	3 Stk.
000	224 000	000 ø 3.0 mm	214 000
00	224 100	00 ø 4.0 mm	214 100
0	224 110	0 ø 4.8 mm	214 110
1	224 111	1 ø 6.3 mm	214 111
Größe 43 x 50 x 41 mm		Größe 43 x 43 x 31 mm	

Zylindrisch geformte Etching Pellets zur Anwendung mit Ätzzellen und -pasten



Roeko Wattekügelchen – saugstark, weich und formbeständig



Solomat-Click – der Entnahmerost mit den runden Stäben erleichtert die Einzelentnahme der Wattekügelchen



Wattekügelchenspender

roeko

Endodontie

Behandlungshilfen

Hygiene

Prothetik

Adhäsive/Restauration

Produkt



Roeko Solomat-N

Zur Einzelentnahme von Wattekügelchen, Etching Pellets oder Schaumstoffpellets
 – aus Kunststoff
 – mit dem praktischen Refill - System
 – standsicher
 – autoklavierbar bis 134 °C
 Die Wattekügelchen werden manuell zur Entnahmefläche geschoben

Größe Spender	1 Stk.	Größe Refills	6 Stk.
000	223 000	000 ø 3.0 mm	213 000
00	223 100	00 ø 4.0 mm	213 100
0	223 110	0 ø 4.8 mm	213 110
1	223 111	1 ø 6.3 mm	213 111
2	223 112	2 ø 7.6 mm	213 112
Größe 75 x 43 x 52 mm		Größe 39 x 39 x 45 mm	



Roeko Solomat

Verchromter Messingspender. Die Wattekügelchen rücken durch Federdruck zur Entnahmefläche vor.
 Die abgerundeten Stege sorgen im Gegensatz zu einer Gitterstruktur dafür, dass die Kügelchen beim Entnehmen ihre Form behalten.

Größe	1 Stk.	Größe	1 Stk.
000	221 000	1	221 111
00	221 100	2	221 112
0	221 110	Größe 70 x 50 x 50 mm	

Solomat-N – zur Einzelentnahme von Wattekügelchen



Absaugkanülen / Adapter / Surgitip

Endodontie

Behandlungshilfen

Hygiene

Prothetik

Adhäsive/Restauration


Produkt



Roeko Concorde II

Die weichen Konturen der Concorde II Absaugkanülen machen sie angenehm für den Patienten und leicht zu reinigen. Concorde II besteht aus hochwertigem, langlebigem Kunststoff.

- geräuscharme Absaugung
- optimale Abhaltefunktion
- mattierte Oberfläche verhindert störende Lichtreflexe
- kann im Autoklav oder Chemiklav mit bis zu 134 °C sterilisiert werden
- die Kanülen sind mit \varnothing 11 mm und \varnothing 16 mm für alle Standardeinrichtungen erhältlich. Die 11 mm Kanülen werden mit einem autoklavierbaren Adapter geliefert.



\varnothing 11 mm	10 Stk.	450 211
\varnothing 16 mm	10 Stk.	450 216



Adapter und Doppeladapter

Damit Roekos Absaugkanülen mit allen Standardabsauganlagen verwendet werden können, sind Adapter erhältlich. Alle Adapter sind im Autoklav und Chemieklav bis zu 134 °C sterilisierbar.

Doppeladapter	463 000	Adapter	463 011
Mit dem Doppeladapter können Surgitip, Surgitip-micro und die nicht sterilen Absaugkanülen auf allen \varnothing 11 mm und \varnothing 16 mm Anlagen verwendet werden.		Mit dem Einzeladapter kann die Concorde II \varnothing 11 mm auf \varnothing 16 mm Anlagen verwendet werden.	



Roeko Surgitip

Die technischen und hygienischen Anforderungen, die an chirurgische Absaugkanülen gestellt werden, sind hoch. Die Kanülen der Surgitip-Familie wurden speziell für den Einsatz in Mikrochirurgie, Endodontie und Chirurgie entwickelt.

Die sterile chirurgische Einmalkanüle Surgitip ermöglicht dank ihrer feinen Spitze optimales, sicheres Absaugen bei chirurgischen Eingriffen.

- Die Kanülen liegen so gut in der Hand, dass sie sich leicht führen lassen und ein gezieltes Absaugen auch im engen dentalen Operationsumfeld ermöglichen.
- Ihre lange, schlanke Form sichert einen leichten Zugang zum Anwendungsfeld.
- Konische Spitze und Winkel der Kanüle verhindern jegliche Art der Sichtbeeinträchtigung.
- Die grüne Spitze hebt sich deutlich vom Operationsumfeld ab.
- Als Kunststoffkanüle ist sie im Gegensatz zu Metallkanülen auch in der Elektrochirurgie einsetzbar.

Die Kanülen sind einzeln, steril verpackt und sofort einsatzbereit. Hygienisch und zeitsparend! Jeder Packung Surgitip liegt ein autoklavierbarer Doppeladapter bei. Surgitip ist mit einer Ansaugöffnung von \varnothing 2.5 mm und \varnothing 4.8 mm erhältlich.



Anschlussöffnung \varnothing 6.5 mm / Ansaugöffnung \varnothing 2.5 mm	Anschlussöffnung \varnothing 6.5 mm / Ansaugöffnung \varnothing 4.8 mm
20 Stk.* 462 025	20 Stk.* 462 048
100 Stk.** 462 026	100 Stk.** 462 049

* enthält 1 Doppeladapter für \varnothing 11 mm und \varnothing 16 mm Anlagen.
 **enthält 5 Doppeladapter für \varnothing 11 mm und \varnothing 16 mm Anlagen.

Concorde II: durch die weichen Konturen des Mundstückes werden Zunge und Wange auf sanfte Art abgehalten



Surgitip und Surgitip-micro – optimales, sicheres Absaugen bei chirurgischen Eingriffen



Surgitip-micro / Kofferdam

Produkt	
	<p>Roeko Surgitip-micro</p> <p>Surgitip-micro wurde für das Arbeiten unter Verwendung von Lupe oder Mikroskop entwickelt. Ein weiteres Anwendungsgebiet ist die Endodontie. Der geringe Durchmesser von nur 1.2 mm gewährleistet ein sicheres, gezieltes Arbeiten ohne Beeinträchtigung des Sichtfeldes. Enthält 1 Doppeladapter zum Anschluss an ø 11 mm und ø 16 mm Absauganlagen.</p> <p>Anschlussöffnung ø 6.5 mm / Ansaugöffnung ø 1.2 mm</p> <p>20 Stk. 462 012</p>
	<p>Roeko Absaugkanülen einmal</p> <p>Die unsterilen Kunststoffkanülen mit einer Ansaugöffnung von ø 4.8 mm eignen sich zum Absaugen bei nicht chirurgischen Eingriffen. Sie entsprechen in Form und Länge den Kanülen der Surgitip-Familie, das heisst gezieltes Absaugen ohne Sichtbehinderung.</p> <p>Anschlussöffnung ø 6.5 mm / Ansaugöffnung ø 4.8 mm</p> <p>100 Stk. inkl. 1 Doppeladapter 461 048</p>
	<p>Roeko Flexi Dam non latex</p> <p>Mit Flexi Dam hat der Zahnarzt eine exzellente Alternative zum traditionellen Latex Dam. Flexi Dam non latex ermöglicht zeitsparendes und einfaches Arbeiten. Er schafft ein absolut trockenes, sauberes Arbeitsfeld und bietet unverzichtbare Sicherheit. Das hochelastische Material ist sehr gut dehnbar und gleichzeitig besonders reissfest. Durch das ausgezeichnete Rückstellvermögen legt sich der Kofferdam dicht an den Zahnhals und isoliert dadurch einzelne Zähne und ganze Zahngruppen gegenüber Saliva und feuchter Atemluft.</p> <ul style="list-style-type: none"> - latexfrei - puderfrei - reissfester als Latex Dam - sehr hohe Dehnfähigkeit - ausgezeichnetes Rückstellvermögen - geruchsneutral
	<p>Roeko Flexi Dam non latex</p> <p>150 x 150 mm, Stärke 0.5 mm, 30 Stk. + Schablone</p> <p>violett 390 035</p> <p>blau 390 033</p>
	<p>Roeko Dental Dam Silicone non latex 20 Stk. 390 030</p> <p>Für Patienten, Zahnärzte und Assistenten mit Latexallergien und Sensibilisierung auf Latex. Autoklavierbar bis zu 134 °C, 150 x 150 mm, mittel, grün</p>
	<p>Roeko Dental Dam Latex 36 Stk.</p> <p>dünn 150 x 150 mm 390 020</p> <p>mittel 150 x 150 mm 390 021</p> <p>stark 150 x 150 mm 390 022</p>
	<p>Roeko Dental Dam Set 390 000</p> <p>Lochzange Typ Ainsworth 1 Stk.</p> <p>Klammerzange Typ Ivory 1 Stk.</p> <p>Klammerset 1 Stk.</p> <p>Flexi Dam mit Lochschablone 30 Stk.</p> <p>Metallrahmen nach Young 1 Stk.</p>

Vorbereitung der bevorstehenden Extraktionen durch Bereitlegen von steriler Absaugkanüle, chirurgischem Nahtmaterial und Instrumenten

Ausgangssituation Front UK



Kofferdam / Zubehör


Endodontie

Behandlungshilfen

Hygiene

Prothetik

Adhäsive/Restauration

Produkt																						
	<p>Roeko Dental Dam Zubehör</p> <p>Roeko Klammerzange 390 011</p> <p>Die Klammerzange ist ein Präzisionsinstrument zur sicheren Aufnahme und gezielten Fixierung der Klammern am Zahn.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Die Zange liegt gut in der Hand und ist einfach zu bedienen. – Sie ist autoklavier- und heissluftsterilisierbar. 																					
	<p>Roeko Lochzange 390 010</p> <p>Die Lochzange ist ein Präzisionsinstrument mit 8 Lochgrößen und für Flexi Dam, Dental Dam Latex sowie Dental Dam Silicone non latex gleichermaßen geeignet. Die Zange liegt gut in der Hand und ist einfach zu bedienen. Sie ist autoklavier- und heissluftsterilisierbar.</p>																					
	<p>Roeko Metallrahmen 390 040</p> <p>Der U-förmige Metallrahmen hat mehrere Stifte zum sicheren Fixieren des Dental Dam. Der Rahmen aus hochwertigem Chrom-Nickel-Stahl ist sterilisierbar.</p>																					
	<p>Roeko Kunststoffrahmen, klappbar 390 041</p> <p>Der ovale, klappbare Kunststoffrahmen ist röntgendurchlässig und kann zum Röntgen und Absaugen aufgeklappt werden. Der Kunststoffrahmen ist autoklavierbar bis 134 °C.</p>																					
	<p>Roeko Lochschablone 390 042</p> <p>Die Lochschablone aus widerstandsfähigem, bruchfestem Kunststoff ermöglicht einfaches Markieren der Positionen der Zähne auf dem Kofferdam.</p>																					
	<p>Roeko Klammern</p> <p>Roeko Flügelklammern halten den Kofferdam ab und bieten durch ihre Form bessere Sicht.</p> <table border="0"> <tr> <td>#00</td> <td>Prämolaren, hoher Bügel, schmales Becken</td> <td>390 051</td> </tr> <tr> <td>#206</td> <td>Obere Prämolaren, ausgeprägte konkave Beckenform</td> <td>390 052</td> </tr> <tr> <td>#209</td> <td>Untere Molaren, flache Backen</td> <td>390 053</td> </tr> <tr> <td>#200</td> <td>Untere Molaren</td> <td>390 054</td> </tr> <tr> <td>#201</td> <td>Obere Molaren, konkave Beckenform</td> <td>390 055</td> </tr> <tr> <td>#211</td> <td>Frontzahn, doppelter Bogen</td> <td>390 056</td> </tr> <tr> <td>#212</td> <td>Frontzahn</td> <td>390 057</td> </tr> </table>	#00	Prämolaren, hoher Bügel, schmales Becken	390 051	#206	Obere Prämolaren, ausgeprägte konkave Beckenform	390 052	#209	Untere Molaren, flache Backen	390 053	#200	Untere Molaren	390 054	#201	Obere Molaren, konkave Beckenform	390 055	#211	Frontzahn, doppelter Bogen	390 056	#212	Frontzahn	390 057
#00	Prämolaren, hoher Bügel, schmales Becken	390 051																				
#206	Obere Prämolaren, ausgeprägte konkave Beckenform	390 052																				
#209	Untere Molaren, flache Backen	390 053																				
#200	Untere Molaren	390 054																				
#201	Obere Molaren, konkave Beckenform	390 055																				
#211	Frontzahn, doppelter Bogen	390 056																				
#212	Frontzahn	390 057																				
	<p>Roeko Klammer-Set 390 050</p> <p>Folgende Klammern sind im Set enthalten #00, #206, #209, #200, #201, #212</p>																					

<p>Kofferdam Zubehör</p> 	<p>Mit der Lochzange wird die benötigte Perforation gestanzt</p> 	<p>Der Kofferdam wird über die Flügel der Kofferdamklammer gezogen</p>  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Produkt																																					
	Roeko Gazestreifen – sterile Tamponade- und Drainagestreifen – aus 24-fädigem Mull – fest gewebt, mit faserfreien Kanten – gebrauchsfertig in Spenderpackung	1 cm x 5 m	290 001																																		
	Roeko Jodoform Tamponade Mit Jodoform imprägnierte, unsterile Tamponadebinde zur Wundreinigung, Tamponade und Drainage.	1 cm x 5 m 2 cm x 5 m	300 001 300 002																																		
	Roeko-Swab steril Roeko-Swab steril sind bei chirurgischen Eingriffen ein unentbehrliches Hilfsmittel zum Abtupfen von Blut und zur Versorgung von Wunden. Einzelne Mulltupfer können nach dem erstmaligen Öffnen des Sterilbeutels vor der Anwendung bei bis zu 134 °C autoklaviert werden. Sterile Mulltupfer stehen so für jeden Eingriff zur Verfügung.																																				
	<table border="0"> <tr> <td>Größe</td> <td></td> <td></td> <td>Größe</td> <td>500 Stk.</td> </tr> <tr> <td>erbsen</td> <td>250 Stk.</td> <td>250 001</td> <td>erbsen</td> <td>251 001</td> </tr> <tr> <td>haselnuss</td> <td>150 Stk.</td> <td>250 002</td> <td>haselnuss</td> <td>251 002</td> </tr> <tr> <td>walnuss</td> <td>75 Stk.</td> <td>250 003</td> <td>walnuss</td> <td>251 003</td> </tr> <tr> <td>pflaumen</td> <td>50 Stk.</td> <td>250 004</td> <td>pflaumen</td> <td>251 004</td> </tr> <tr> <td>hühnerei</td> <td>30 Stk.</td> <td>250 005</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>extra</td> <td>20 Stk.</td> <td>250 006</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Größe			Größe	500 Stk.	erbsen	250 Stk.	250 001	erbsen	251 001	haselnuss	150 Stk.	250 002	haselnuss	251 002	walnuss	75 Stk.	250 003	walnuss	251 003	pflaumen	50 Stk.	250 004	pflaumen	251 004	hühnerei	30 Stk.	250 005			extra	20 Stk.	250 006			
Größe			Größe	500 Stk.																																	
erbsen	250 Stk.	250 001	erbsen	251 001																																	
haselnuss	150 Stk.	250 002	haselnuss	251 002																																	
walnuss	75 Stk.	250 003	walnuss	251 003																																	
pflaumen	50 Stk.	250 004	pflaumen	251 004																																	
hühnerei	30 Stk.	250 005																																			
extra	20 Stk.	250 006																																			
	Roeko-Swab unsteril Roeko-Swab unsteril im PE-Beutel sind ideal zum Abtupfen und Trocknen von Flüssigkeiten und Sekret in der Mundhöhle sowie zum Aufbeißen während der zahnmedizinischen Behandlung.																																				
	<table border="0"> <tr> <td>Größe</td> <td>500 Stk.</td> <td></td> <td>Größe</td> <td>1000 Stk.</td> </tr> <tr> <td>erbsen</td> <td>252 001</td> <td></td> <td>erbsen</td> <td>253 001</td> </tr> <tr> <td>haselnuss</td> <td>252 002</td> <td></td> <td>haselnuss</td> <td>253 002</td> </tr> <tr> <td>walnuss</td> <td>252 003</td> <td></td> <td>walnuss</td> <td>253 003</td> </tr> <tr> <td>pflaumen</td> <td>252 004</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>hühnerei</td> <td>252 005</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>extra</td> <td>252 006</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Größe	500 Stk.		Größe	1000 Stk.	erbsen	252 001		erbsen	253 001	haselnuss	252 002		haselnuss	253 002	walnuss	252 003		walnuss	253 003	pflaumen	252 004				hühnerei	252 005				extra	252 006				
Größe	500 Stk.		Größe	1000 Stk.																																	
erbsen	252 001		erbsen	253 001																																	
haselnuss	252 002		haselnuss	253 002																																	
walnuss	252 003		walnuss	253 003																																	
pflaumen	252 004																																				
hühnerei	252 005																																				
extra	252 006																																				

Die Klammer wird so platziert, dass der Klammerbügel nach distal zeigt

Nach dem Setzen der Klammer den Kofferdam von den Flügeln lösen. Der Kofferdam legt sich so dicht an die Zahnoberfläche an

Falls notwendig kann m.H. von Zahnseide der Kofferdam in den Interdentalräumen adaptiert werden



Wundversorgung

Endodontie

Behandlungshilfen

Hygiene

Prothetik

Adhäsive/Restauration

Produkt



Roeko Gelatamp

Mit Gelatamp steht dem Zahnarzt ein wirksames, sehr gut verträgliches Produkt zur sicheren Wundversorgung zur Verfügung. Gelatamp hat den entscheidenden Vorteil, dass es neben seinem blutstillenden Effekt auch antibakteriell wirkt.

- rasche initiale Blutstillung
- Stabilisierung des Koagulums
- gleichmässige und vollständige Resorption
- breites antibakterielles Spektrum
- lang anhaltende Depotwirkung

Mit Gelatamp

- verläuft der Heilungsprozess unproblematischer.
- ist ein erneutes Öffnen der Wunde nicht notwendig.
- sparen Sie Zeit.

20 Stk.	14 × 7 × 7 mm	274 002	Blister Pack		
50 Stk.	14 × 7 × 7 mm	274 007	20 Stk.	14 × 7 × 7 mm	274 008



Chirurgisches Nahtmaterial

Mit dem chirurgischen Nahtmaterial von Roeko steht dem Zahnarzt ideales Nahtmaterial für chirurgische Eingriffe zur Verfügung.

Der kringelfreie Faden besticht durch guten Knotensitz und maximale Zugkraft. Die Fäden sind anhand der Farbe leicht zu erkennen: Seide: schwarz Flexafil: grün

Roeko Sintraumal

Die atraumatische Nadel-Faden-Kombination Sintraumal ist das ideale Nahtmaterial für chirurgische Eingriffe. Die öhrlose Nadel mit Präzisionsschliff schont das Gewebe. Der Ruck, der durch das Nähen mit einer Öhrnadel entsteht, wird vermieden und die Wunde nicht zusätzlich vergrößert. Sintraumal ist steril in der Doppel-Peelpackung verpackt. Das Arbeiten mit Sintraumal erspart zeitraubendes, lästiges Einfädeln und Sterilisieren. Sintraumal gibt es in 7 Kombinationen, für jeden chirurgischen Eingriff die optimale Nadel/Faden-Kombination. Sintraumal ist nicht resorbierbar.

Extraktion von 33 – 43



Sicheres Absaugen mit Surgitip (steril)



Roeko-Swab autoklaviert



Abtupfen von Blut mit Roeko-Swab nach der Extraktion



Chirurgisches Nahtmaterial

Produkt						
	Nadel-Faden Kombination			Faden 45 cm	12 Stk.	
	HS 20	1.5 metric	USP 4/0	Eingriffe am festen Gaumengewebe	Seide, schwarz	490 301
	HS 25	2.0 metric	USP 3/0	Extraktionen	Seide, schwarz	490 302
	DS 20	1.5 metric	USP 4/0	Wurzelspitzenresektionen, Lappenoperation	Seide, schwarz	490 303
	HS 25	2.5 metric	USP 2/0	Extraktionen	Seide, schwarz	490 305
	AS 30	2.0 metric	USP 3/0	Extraktionen, z.B. Weisheitszähne, Lappenoperationen	Seide, schwarz	490 308
HRT 18	2.0 metric	USP 3/0	Extraktionen, z.B. Weisheitszähne, Reihenextraktionen, Nähte im stärkeren Gewebe	Flexafil, grün	490 306	
GR 20	1.5 metric	USP 4/0	Lappenoperationen, Parodontalchirurgie, Gingivektomie	Seide, schwarz	490 307	
	Roeko Surgi-Fil					
	Chirurgischer Faden ohne Nadel. Wie Sintraumal ist der Faden steril in einer Doppel-Peelpackung verpackt. Surgi-Fil ist nicht resorbierbar.					
	Seide, schwarz		70 cm	12 Stk.	Flexafil, grün	
	4.0 metric	USP 1		490 409	2.0 metric	USP 3/0
	3.5 metric	USP 0		490 410	1.5 metric	USP 4/0
	2.5 metric	USP 2/0		490 411		
	2.0 metric	USP 3/0		490 412		
	1.5 metric	USP 4/0		490 413		

Gelatamp zur Blutstillung und Vermeidung von Reinfektion



Gelatamp Würfel werden auf die erforderliche Größe zugeschnitten



Versorgung der Alveolen mit Gelatamp nach der Extraktion



Sintraumal steril, die atraumatische Nadel-Faden-Kombination





Übersicht

roeko

Indikation/Technik	Produkt/Anwendung	Produktname	Seite
Praxis-Hygiene	Handschuhe	Rexam non latex powderfree	30
		Rexam non latex	30
		GlovyI	30
		Rexam latex powderfree	30
		Rexam latex sensitive	30
		Protecta Quick non latex	31
	Mundschutz	Protecta Quick	31
		Protecta	31
		Directa	31
		Simplex-Plus Maxi	32
	Patientenumhänge	Simplex-Plus	32
		Simplex	32
		Simplimat	32
		Denta	32
		Kopfschutztaschen	Kopfschutztaschen auf Rollen
	Schlauchüberzüge	Filterpapier	33
		Kopfschutztaschen für KaVo	33
		Kopfschutztaschen für Ritter	33
		Steri-sleeve	33
	Sterile Abdecktücher	Schlauchüberzüge	33
		Steri-Quick	33

Handschuhe

Produkt		
	Handschuhe Rexam non latex powderfree Puderfreier Nitrilhandschuh – leicht anzuziehen auch ohne Puder – latexfrei – blau Nur erhältlich innerhalb der EU.	extra-klein 5–5 ½ 100 Stk. 692 070 klein 6–6 ½ 100 Stk. 692 071 mittel 7–7 ½ 100 Stk. 692 072 groß 8–8 ½ 100 Stk. 692 073 extra-groß 9–9 ½ 100 Stk. 692 074
	Rexam non latex Leicht gepuderter Nitrilhandschuh – strukturierte Fingerspitzen für bessere Griffsicherheit – dreimal durchstichfester als vergleichbare Latex oder Vinylhandschuhe – latexfrei – grün Nur erhältlich innerhalb der EU.	klein 6–6 ½ 100 Stk. 692 061 mittel 7–7 ½ 100 Stk. 692 062 groß 8–8 ½ 100 Stk. 692 063
	Glovyll Leicht gepuderter Vinylhandschuh – strapazierbar und reissfest – latexfrei – transparent	klein 6–6 ½ 100 Stk. 693 001 mittel 7–7 ½ 100 Stk. 693 002 groß 8–8 ½ 100 Stk. 693 003
	Rexam latex powderfree Puderfreier Latexhandschuh – proteinarm, da ohne Puder – leicht anzuziehen auch ohne Puder – cremefarben Nur erhältlich innerhalb der EU	extra-klein 5–5 ½ 100 Stk. 692 050 klein 6–6 ½ 100 Stk. 692 051 mittel 7–7 ½ 100 Stk. 692 052 groß 8–8 ½ 100 Stk. 692 053
	Rexam latex sensitive Leicht gepuderter Latexhandschuh – sehr weicher, anschmiegsamer Handschuh – weiß Nur erhältlich innerhalb der EU	extra-klein 5–5 ½ 100 Stk. 692 020 klein 6–6 ½ 100 Stk. 692 021 mittel 7–7 ½ 100 Stk. 692 022 groß 8–8 ½ 100 Stk. 692 023

Anwendungsbeispiele



Produkt

	<p>Mundschutz</p> <p>Roeko Protecta Quick non latex 680 010</p> <p>Latexfreier Mundschutz mit Ohrschlaufen</p> <ul style="list-style-type: none"> – 100% latexfrei – dreilagiges hautfreundliches Vliesmaterial – extra weiche Ohrschlaufen und langer, formbarer Nasenbügel – Filterleistung > 99%, Typ II nach EN 14683:2005 <p>blau 50 Stk.</p>
	<p>Roeko Protecta Quick 680 006</p> <p>Leichter Mundschutz mit Ohrschlaufen</p> <ul style="list-style-type: none"> – leicht – dreilagig – extra weiche Ohrschlaufen und langer, formbarer Nasenbügel – Filterleistung > 98%, Typ II nach EN 14683:2005 <p>grün 50 Stk.</p>
	<p>Roeko Protecta 680 002</p> <p>Mundschutz zum Binden</p> <ul style="list-style-type: none"> – dreilagig – langer, formbarer Nasenbügel – Filterleistung > 99%, Typ II nach EN 14683:2005 <p>grün 50 Stk.</p>
	<p>Roeko Directa</p> <p>Kuppelförmige Hygienemaske</p> <ul style="list-style-type: none"> – mit einem durchgehenden Gummiband – formbarer Nasenbügel – Filterleistung > 99% <p>blau 50 Stk. 680 004 weiß 50 Stk. 680 005</p>

Anwendungsbeispiele



Patientenumhänge

Produkt

Patientenumhänge

Roeko Simplex-Plus Maxi

– PE-Folie mit absorbierender Zellstoffvliesauflage	weiss	80 Stk.	647 101
– mit Abrissperforation	blau	80 Stk.	647 102
– auf Rolle	mint	80 Stk.	647 104
– extra breit			
– optimaler Schutz der Patientenkleidung			
– zum Binden			
– in praktischem Spenderkarton			
Größe 60 x 60 cm			

Roeko Simplex-Plus

– PE-Folie mit absorbierender Zellstoffvliesauflage	weiss	80 Stk.	647 001
– auf Rolle mit Abrissperforation	blau	80 Stk.	647 002
– zum Binden			
Größe 59 x 54 cm			

Roeko Simplex

– PE-Folie	weiss	200 Stk.	645 001
– auf Rolle mit Abrissperforation	blau	200 Stk.	645 002
– zum Binden	grün	200 Stk.	645 003
Größe 77 x 56 cm			

Roeko Simplimat

Spender für Simplex, Simplex-Plus oder Kopfschutztaschen auf Rolle zur einfachen Entnahme mittels Abrissperforation.			701 000
Größe 31 x 13 x 12.5 cm	weiss		

Roeko Denta

– waschbarer Patientenumhang aus Kunststoff			634 024
– mit verstellbarem Klettverschluss am Kragen			
– mit Auffangtasche am Saum			
Größe 70 x 60 cm			

Anwendungsbeispiele



Produkt

	Roeko Kopfschutztasche auf Rolle			
	<ul style="list-style-type: none"> – PE-Folie mit absorbierender Zellstoffvliesauflage – mit Abrissperforation – passend zu Simplimat – in 3 Größen für fast alle Gerätetypen 	Größe		100 Stk.
	Roeko Filterpapier		670 002	
	gestapelt im Karton 500 Stk. Größe 25 x 32 cm			
	Roeko Kopfschutztaschen für KaVo		Roeko Kopfschutztaschen für Ritter	
	Modell: 1042 (Vorgängermodell 1060/1062) Größe 26 x 22 cm 100 Stk. 670 004	Modell: Analog Größe 26 x 22 cm 50 Stk. 670 005		
Modell: 1062 SOMA Größe 27 x 22 cm 50 Stk. 670 006				
	Roeko Steri-sleeve 670 101			
	Steriler Schlauchüberzug. Die sterile Alternative für chirurgische Eingriffe.		<ul style="list-style-type: none"> – schafft optimale Hygiene – Schlauchlänge je 100 cm 	
	Roeko Schlauchüberzüge, unsteril 670 100		Roeko Befestigungsbänder 670 102	
	<ul style="list-style-type: none"> – PE-Folie mit absorbierender Zellstoffvliesauflage – Rolle 7.5 cm x 100 m – mit Klettverschluss 		5 Stk.	
	Roeko Steri-Quick			
	Steri-Quick sind ideal			
– zum Abdecken von Trays		350 x 500 mm	80 Stk.	671 100
– zum Ablegen und Schutz steriler Instrumente		500 x 700 mm	50 Stk.	671 101
– als Patientenschutz		700 x 1000 mm	25 Stk.	671 102
– saugfähiges Papiervlies, PE beschichtet				
Jedes Tuch ist einzeln, steril in einer Peelpackung verpackt und sofort einsatzbereit.				

Anwendungsbeispiele





Übersicht

roeko

Indikation/Technik	Produkttyp	Material	Produktname	Seite
Präparation	Retraktionsmittel		Comprecord	36
			Retracto	36
			Stay-put	36
			Retraktionsfadenstopfer	36
			Comprecap	37
			Comprecap anatomic	37
Imprägnierung		Aluminiumchlorid-Hexahydrat	Gingiva Liquid	36

Übersicht

roeko

Indikation/Technik	Produkt/Anwendung	Produktname	Seite
Temporäre Versorgung		Snap Set	37
		Snap Pulver	37
Zubehör	Hilfsmaterial	Matrizen	38

Retraktionsfaden

Endodontie

Behandlungshilfen

Hygiene

Prothetik

Adhäsive/Restauration

Produkt



Roeko Comprecord

Comprecord ist ein luftblastexturierter Retraktionsfaden mit einer stabilen Struktur und einem hohen Gesamtvolumen wodurch das Saugvermögen besonders hoch ist. Durch die anschmiegsame Form lässt sich Comprecord einfach im Sulkus platzieren ohne dabei auszufransen oder zu fusseln.

Vorteile von Comprecord:

- besonders anschmiegsame Form
- hervorragende Saugfähigkeit
- lässt sich einfach im Sulkus platzieren
- frant nicht aus und fusselt nicht
- farbcodiert zur einfachen Größenunterscheidung

nicht imprägniert, 225 cm	
x-fein	515 000
fein	515 001
mittel	515 002
stark	515 003



Roeko Retracto

Braided (geflochten)

imprägniert mit Aluminiumchlorid-Hexahydrat, 225 cm	nicht imprägniert, 225 cm	
fein	x-fein	511 000
mittel	fein	511 001
stark	mittel	511 002
	stark	511 003

Twisted (gedreht)

imprägniert mit Aluminiumchlorid-Hexahydrat, 225 cm	nicht imprägniert, 225 cm	
fein	x-fein	523 000
mittel	fein	523 001
stark	mittel	523 002
	stark	523 003



Roeko Stay-put nicht imprägniert

Stay-put kombiniert auf geniale Weise die Qualität eines geflochtenen Retraktionsfadens mit der Formbarkeit eines hauchdünnen Drahtes. Die formbare Seele stabilisiert den Faden und bewirkt, dass er seine gewünschte Form behält. Stay-put lässt sich leicht in den Sulkus einbringen und bleibt in der gewünschten Position.

nicht imprägniert, 183 cm	
x-fein	521 000
fein	521 001
mittel	521 002
stark	521 003



Roeko Stay-put imprägniert

Stay-put imprägniert ist mit Aluminiumchlorid-Hexahydrat imprägniert. Die Farbcodierung gewährleistet eine einfache Größenunterscheidung und bietet einen guten Kontrast zur Gingiva.

imprägniert mit Aluminiumchlorid-Hexahydrat, 183 cm	
x-fein	521 020
fein	521 021
mittel	521 022
stark	521 023

Roeko Retraktionsfadenstopfer

Ausführung glatt	520 000	Ausführung gezahnt	520 001
------------------	---------	--------------------	---------



Roeko Gingiva Liquid

Adstringierende, blutstillende Lösung mit 10 % Aluminiumchlorid-Hexahydrat. Keine Kreislaufbeeinträchtigungen, ohne Epinephrin. Zur Vorbehandlung der Gingiva und Imprägnierung von Retraktionsfäden.

Roeko Gingiva Liquid	524 000
Inhalt	10 ml

Imprägnieren des Retraktionsfadens mit Gingiva Liquid



Platzieren der Fadenmitte im Sulkus



Abtrennen der Fadenüberlänge



Finale Präparation



Gingiva Retraktion

Produkt



Roeko Comprecap

Roeko Comprecap Kompressionshütchen stillen Blutungen auf natürliche Weise durch Kompression und trocknen Zahnstümpfe. Die Anwendung ist denkbar einfach und unterstützt die Abdruckvorbereitung unabhängig von dem verwendeten Retraktionsmaterial:

Set	530 000	Einzelgrößen		
Inhalt 1/3/5	150 Stk.	1	120 Stk.	530 008
		1	600 Stk.	531 008
		3	120 Stk.	530 010
		3	600 Stk.	531 010
		5	60 Stk.	530 014
		5	400 Stk.	531 014



Comprecap anatomic

sind anatomisch geformte Kompressionshütchen, die durch die halbkreisförmigen Ausstanzungen an zwei gegenüberliegenden Seiten optimal an die Anatomie der Zahnreihe angepasst sind.

Set	531 299	Einzelgrößen		
Inhalt 1/3/5	120 Stk.	1	120 Stk.	531 201
		3	120 Stk.	531 203
		5	60 Stk.	531 205

Adhäsive/Restauration



Roeko Snap

Kunstharz für provisorische Kronen und Brücken

Snap Set	540 001	Monomer	118 ml	541 000
Pulver 62, 65, 69, 77	4 x 40 g			
Monomer	118 ml			

Snap Pulver

Farbe 59	40 g	542 059	Farbe 59	170 g	543 059
Farbe 61	40 g	542 061	Farbe 61	170 g	543 061
Farbe 62	40 g	542 062	Farbe 62	170 g	543 062
Farbe 65	40 g	542 065	Farbe 65	170 g	543 065
Farbe 69	40 g	542 069	Farbe 69	170 g	543 069
Farbe 77	40 g	542 077	Farbe 77	170 g	543 077
klar	40 g	542 000	klar	170 g	543 000

Leichtes Legen des Retraktionsfadens mit Roeko Retraktionsfadenstopfer



Feinpräparation



Comprecap hält den Retraktionsfaden tief im Sulkus



Präparierte und zur Abformung vorbereitete Stümpfe



Produkt	Seite	Produkt	Seite
A	Seite	L	Seite
Absaugkanülen	22 - 23	Luna, Luna for kids, Luna Gold	18
activ point Chlorhexidin Spitzen	10	Lunamat	19
Adapter, Doppeldapter	22		
Atraumatisches Nahtmaterial	26 - 27	M	Seite
		Matrizenbänder	38
C	Seite	Mulltupfer	25
CanalBrush	7		
Calciumhydroxid PLUS Spitzen	10	P	Seite
Chirurgische Fäden	27	Papierspitzen	8 - 10
Comprecap, Comprecap anatomic	37	Parotimat	20
Comprecord	36	Parotisroll, Parotisroll anatomic	19
Concorde II	22	Patientenumhänge	32
Cotton-roll	19	Plugger	15
		Polierstreifen	38
D	Seite	Protecta, Protecta Quick, Protecta Quick non latex	31
Dental Dam Set	23		
Dental Dam	23	R	Seite
Dental Dam Zubehör	24	Reamer (Bohrer)	7
Directa	31	Retention Points	14
		Retraktionsfäden	36
E	Seite	Retracto	36
Endo-Frost, Endo-Frost Pellets	6	Retraktionsfadenstopfer	36
Endo Messgeräte	7	Rexam Handschuhe	30
Etching Pellets	20	RoekoSeal	11
Endo-Rac	7	Roeko-Strip	38
		Roeko-Swab (Mulltupfer)	25
F	Seite	Roll-o-mat	19
Flexi Dam non latex	23		
		S	Seite
G	Seite	Schlauchüberzüge	33
Gazestreifen	25	Schleifstreifen	38
Gelatamp	26	Simplex, Simplex-Plus, Simplex-Plus Maxi	32
Gesichtsmasken	31	Simplimat Spender	32
Gingiva Liquid	36	Sintraumal	26 - 27
Glovyll	30	Snap	37
Greater Taper Guttapercha Spitzen	14	Solomat, Solomat-Click, Solomat-N	20 - 21
GuttaFlow®/GuttaFlow® FAST	12	Spreader, Spreader NiTi	15
Guttapercha Spitzen	13 - 14	Stay-put, Stay-put imprägniert	36
		Stahlseparierstreifen	38
H	Seite	Steribox, Steripapier	7
Handschuhe	30	Steri-Quick	33
H-Feilen	6	Steri-sleeve	33
		Stopper	7
I/J	Seite	Surgi-Fil	27
Jodoform Tamponade	25	Surgitip, Surgitip-micro	22 - 23
K	Seite	U	Seite
Kältespray	6	Umhänge	32
K-Feilen	6		
Kofferdamklammern	24	W	Seite
Kofferdam	23	Wattekügelchen	20
Kopfschutztaschen	33	Wurzelkanalinstrumente	6 - 7

Weltweite Dental Gruppe

Erfolgsgeschichte weiterentwickeln. Über 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten für Coltène/Whaledent an einer Erfolgsgeschichte. Mit hochwertigen und immer wieder neuen, wegweisenden Dentalprodukten haben wir in der Vergangenheit die «Coltène/Whaledent Markenqualität» aufgebaut. Gezielt investieren wir in unsere eigene Forschung und Entwicklung. Als kompetenter Partner unterstützen wir die Zahnmedizin und Zahntechnik mit innovativen Dentalprodukten und umfassenden Dentallösungen.



Schweiz

Coltène/Whaledent AG
Feldwiesenstrasse 20; 9450 Altstätten/Schweiz
Tel. +41 (0)71 757 53 00; Fax +41 (0)71 757 53 01;
info@coltenewhaledent.ch



USA

Coltène/Whaledent Inc.
235 Ascot Parkway; Cuyahoga Falls, OH 44223/USA
Tel. +1 330 916 8800; Fax +1 330 916 7077;
info@coltenewhaledent.com



Deutschland

Coltène/Whaledent GmbH + Co. KG
Raiffeisenstraße 30; 89129 Langenau/Deutschland
Tel. +49 (0)7345 805 0; Fax +49 (0)7345 805 201;
info@coltenewhaledent.de



Schweiz

Coltène/Whaledent AG
Rüthi/Schweiz



Ungarn

Dentalia
2060 Bicske; Akácfa utca 86
Tel. +49 (0)7345 805 0; Fax +49 (0)7345 805 201;

Andere Coltène/Whaledent Filialen

UK

Coltène/Whaledent Ltd.
The President Suite-A
Kendal House, Burgess Hill
Victoria Way
West Sussex, RH15 9NF/U.K.
Tel. +44 (0)1444 235486
Fax+44 (0)1444 870640
info@coltenewhaledent.co.uk
www.coltenewhaledent.com

Frankreich

19, bld Alexandre Oyon
72058 LE MANS Cedex 02
Tél : +33 (0)2 43 39 30 30
Fax :+33 (0)2 43 39 30 40
info@coltenewhaledent.fr

Händler: